




ETAC NEXT COMFORT




Notendaleiðbeiningar

Trönuhrauni 8
220 Hafnarfjörður
Sími 565 2885 / Fax 565 1423
stod@stod.is / www.stod.is




Að opna stólinn

- Ýtið öðru sætisrörinu niður, með allan lófann á sætinu
- Haldið ekki um sætisrörið vegna hættu á að klemmast
- Leggið setplötuna á sinn stað
- Festið bakið á bakrörin
- Setjið sessuna á setplötuna
- Setjið niður fótafjalimar



Drifhjól með hraðlosun

- Frýstið takkanum í nafninu inni á meðan hjólin eru tekin af
- Þegar hjólin eru sett á skal passa vel að þau sitji rétt
- Takkinn á að fjaðra vel




Að fella saman stólinn

- Ef keyrslubogi er á stólnum er hann tekinn af
- Fjarlægðu sessu, bakpúða og setplötu
- Fótafjalir settar upp
- Sæti lyft upp á við




Sessa

- Staðsetjið sessuna í framkant setplötunnar




Bakið

- Losið upp á öllum bakböndum
- Strekkið á bandinu sem kemur rétt undir mjóbakið
- Önnur bönd eru stillt þannig að hryggurinn geti hreyfst eðlilega og ekki þrengi að mjóðmum




Fótafjalir

- Stillið hæðina á fótplötunum þannig að fæturnir fái stuðning og lærin hvíli á sessunni Losið lásróna (A) á fótahvílunni alveg og stillið hæðina
- Setjið boltann(B) í og herðið lásróna (A) vel
- Stillið fótplöturnar þannig að ökklamir myndi 90° vinkil með því að losa boltann á hlið fótplötuna. Herðið svo aftur




Kálfa/hælband

- Stillið lengdina þannig að fótplöturnar lendi undir holfætinum




Armar

- Rennið hliðarplötunum upp eða niður til að fá æskilega hæð
- Skrúfið hliðarplöturnar aftur fastar
- Hátt stilltir armar létta á hryggnum og styðja betur, en lágir armar




Bakvinkill / bakhæð

- Fjarlægið fyrst bakið til að stilla bakhæðina
- Þegar form bakpúðans er ákveðið getur þurft að stilla bakvinkilinn



Mjaðmabelti

- Hægt er að fá mjaðmabelti sem er sett fast í bakrörið eða í hlið rammans



Veltivörn



- Hægt er að fella veltivörnina upp

Flutningur í bíl


Hjólástólabíll: Notandinn skal sitja í bílsæti og hjólástóllinn örugglega skorðaður þannig að hann geti ekki runnið til eða oltið. Ef bíllinn er útbúinn með tilhlýðilegum festingum fyrir hjólástóla er óhætt fyrir notandann að sitja í stólnum ef eftirfarandi leiðbeiningum er fylgt:

- Festingar fyrir þriggja punkta belti skulu vera aðgengilegar við hlið stólsins og einnig hnakkapúði. Stöðugleikabelti og hnakkapúði sem ef til vill hafa fylgt stólnum nægja ekki til að tryggja öryggi notandans við umferðaoðhapp.
- Hjólástóllinn skal festur örugglega við gólf bílsins, festa skal í ramma stólsins ekki hjól hans. Boginn/hallinn á festingunum skal vera á milli 0°- 30°.

Beltið sem fylgir hjólástólnum er ekki nægilegt til að forða notandanum frá því að hendast úr stólnum við umferðaróhapp eða þegar bremsað er snögglega. Það getur því aldrei komið í stað öryggisbelta bílsins.



Fólksbíll: Æskilegt er að hafa stólinn í farangursrými bílsins við flutning. Ef það er ekki mögulegt, fullvissið ykkur þá um að stóllinn sé vel skorðaður, þannig að hann geti ekki runnið til eða oltið. Festið stólinn með öryggisbelti ef hægt er.



Umhirða

Drifhjól:	Þrífið hraðtengin reglulega
Loft í dekkjum:	Mælið loftþrýsting reglulega (einu sinni í mánuði)
Framhjól:	Þrífið framhjólsoxla reglulega
Rammi:	Þrífið með rökum klút og þvottalegi (t.d. bílasjampói)
Áklæði:	Þvoið (sjá upplýsingar á áklæði)
	Ef óvissa er um meðferð og umhirðu, hafið samband við þjónustuaðila

(!) Smyrjið hreyfanlega hluti/liði með t.d. reiðhjólaolíu

Bilanaleit

Hjólástóllinn beygir	<ul style="list-style-type: none">- Pumpið í dekkinn,- Festingar drifhjóla eru ekki rétt settar á- Notandinn situr ekki rétt í stólnum,- Meira átak notað á annað drifhjólið- Losið tilt handfangið og stillið sætisrörin þannig að þau séu samsíða
Erfitt að keyra stóllinn	<ul style="list-style-type: none">- Pumpið í dekkinn,- Festingar drifhjóla eru ekki rétt settar á- Þrífið framhjólaxlana- Of mikill þungi á framhjólum, stillið jafnvægi stólsins
Erfitt að beygja stólnum	<ul style="list-style-type: none">-Pumpið í dekkinn,- Passið að framgaflarnir séu ekki og fast hertir- Þrífið framhjólaxlana- Of mikill þungi á framhjólum, stillið jafnvægi stólsins
Bremsurnar virka illa	<ul style="list-style-type: none">-Pumpið í dekkinn
Drifhjólin skrölda	<ul style="list-style-type: none">-Athugið hvort skinna er á öxlinum- Stillið lengd nafnsins
Það er erfitt að setja drifhjólin á og taka af	<ul style="list-style-type: none">-Smyrjið og þrífið hraðtengin með t.d. reiðhjólaolíu- Stillið lengd nafnsins
Framhjólin titra	<ul style="list-style-type: none">-Framgaflarnir eru ekki nægilega vel hertir- Of mikil þyngd á framhjólum, stillið jafnvægi stólsins
Erfitt að fella stóllinn saman og opna	<ul style="list-style-type: none">-Áklæði of fast spennnt- Þrífið og smyrjið krossarma undir setu