

Pro-Care hjúkrunarrúm Leiðbeiningar

Hliðargrindur

Til að hækka;

Takið um efri hluta hliðargrindar við höfðalag og rennið grindinni upp þangað til að hún festist (heyrist smellur). Nú er bæði efri og neðri grind læst í hárrí stöðu höfðalagsmegin.

Endurstakið þetta við fótalag.

Til að auka öryggi skjólstæðings byrjið þá alltaf á að hækka hliðargrind við höfðalag.



Til að lækka;

Haldið um efri hliðargrind við fótalag og lyftið örlítið upp þangað til hún stoppar. Þessi aðgerð aflæsir “the release button” á hlið við fótalag. Ýtið á og haldið inni “release” takkanum og lækkið varlega hliðargrindina þangað til að hún stoppar í lögstu stöðu.

Ath. sleppið aldrei grindum þannig að þær detti niður.

Til að auka öryggi skjólstæðings byrjið þá alltaf á að lækka hliðargrind við fótalag.



Fjarstýring



Læsing/aflæsing hjóla

Fótstigin bremsa á hverju hjóli.

Mikilvægt að hvert hjól sé í læstri stöðu þegar rúm er í notkun.

Takið hjól úr bremsu áður en rúm er fært til.

