



H. Meyland-Smith A/S



Eirberg



notkunarleiðbeiningar fyrir  
**Meywalk® 2000**  
Medium og Large

## Ingangur.

Í þessum notkunarleikiþeiningum eru upplýsingar um hvernig Meywalk@2000 göngugrindin er sett saman og stillt, hvernig halda á henni við, hvað ber að varast og ýmis önnur mikilvæg atriði.

Meywalk@ 2000 medium og large eru göngugrindur sem hæfa frá u.p.b. 6 ára aldri til fullorðins ára ( hæð u.p.b. 120 sm til 200 cm) Þær eru fyrir fólk sem þarf stuðning sem hægt er að stilla fyrir hvem og einn sérstaklega.

Ef heildar- lyftibúnaðurinn er notaður er hægt að lækka sætið í sömu hæð og venjulegt hjólasótissæti og er því auðvelt að hjálpa notandann í sætið á göngugrindinni og hækka það síðan aftur.

Það er auðveldara, bæði fyrir notandann og hjálparmanninn, að komast úr hjólasól í Meywalk@ göngugrindina heldur en aðrar göngugrindur. Meywalk@ göngugrindin er með stórum hjólum og hentar því jafn vel utan húss sem innan.

Mynd 1 sýnir nófn flestra hluta göngugrindarinnar sem nefndir eru í textanum.

### Fyrir fyrstu notkun.


Meywalk@ göngugrindin er afhent nánast fullsamsett.

Gætið að því að eftirfarandi hlutir séu í pakkannum:

- Neðri hluti ramma með hjólum og bremsun o.fl.
- Efti hluti með sæti og bolstuðningi o.fl.

5 mm sexkant lykill á að fylgja Meywalk@ göngugrindinni.


Hann finnur þú undir afturenda-stuðningi ( sjá mynd 1).



Mynd 1

### Að setja saman neðri og efrri hluta:

Fjarlægðu fyrst lokin á lóðréttu rörnum neðri hluta göngugrindarinnar. Þá fjarlægir þú lokin á botni lóðréttu röranna á efrri hlutanum og hrísir svo að gornarnir innan í rörunum detta úr. Settu gornana tvo ofan á rörin á neðri hlutanum ( sjá mynd 2) og komdu efrri hluta grindarinnar fyrir ofan í rörin á neðri hlutanum (sjá mynd 2). Mundu að handfangið á að snúa í átt að sveifluhjólunum að framan.



Mynd 2

### Að koma fyrir aukahlutunum:

Lýsing á því hvernig koma á fyrir aukahlutunum, bæði þeim sem fylgja og einnig þeim sem fengnir eru síðar kemur fyrir í kaflanum: "Að setja upp og stilla aukahluti".

## Að komast í og úr

Í Meywalk@2000 göngugrindinni er heildaríftibúnaður sem auðveldar notandanum að komast í og úr grindinni. Þrýsta á læsingarhappana framan á Meywalk@2000 grindinni og lyftu hallastöðginni.

Á Meywalk@2000 Medium göngugrindinni lækkar sætið um u.þ.b. 15 sm. Á Meywalk@2000 Large göngugrindinni lækkar sætið um u.þ.b. 25 sm (sjá mynd 9). Þú lyftir nú upp og hallar aftur afturenda-stöðinni og opnar bolstuðninginn (sjá mynd 10). Þegar notandinn er sestur á sætið, lokarðu bolstuðninginn og afturendastöðinni og lyftir sætinu með því að þrýsta hallastönginni niður þangað til hún læstist og þú heyrir smell. Heildaríftibúnaðurinn gerir það að verkum að þrýstingurinn þarf aðeins að vera 1/3 af heildarþyngd notandans.

## Að setja upp og stilla aukahluti

### Mjög löng millleggströr:

(aðeins fyrir Meywalk@2000 Large)

Ef þörf er á emþá herra sæti og bolstuðningi er hægt að fá mjög löng millleggströr, sem hækka göngugrindina um 6 sm. Þau er sett í lóðréttu rörin á neðri hluta grindarinnar ef þau eru pönnuð með grindinni í upphafi. Ef þau eru fengin seinna þarf að skipta um eldri rörin og setja þau nýju á i staðinn. Þú lyftir efi hluta Meywalk@2000 grindarinnar af neðri hlutanum, fjarlægir gortmana tvo og neðri hluti grindarinnar er sethur á hvolft til að losa millleggströin úr (sjá mynd 11). Þá er löngu rörnnum smeygt inn í lóðréttu rörin, fjaðrinnar settar ofaná og efi hluta göngu-grindarinnar komið fyrir aftur ofán á neðri hlutanum.

### Lækkunarþúnaður:

Einnig er hægt að lækka bolstuðning og sæti um u.þ.b. 8 sm með sérstökum lækkunarfestingum, sem þarf að koma fyrir í lömunum milli lóðréttu róranna og hallastangarinnar. Losaðu sexkantskrúfurnar og fjarlægðu hallastöngina. Komdu þá aukafestingunum fyrir yfir lamar-augunum á lóðréttu rörnnum og hertu skrufurnar(sjá mynd 12).

Smeygðu síðan glíjaandi, innri hlutunum í lamaraugun á festingunni, settu hallastöngina yfir og festu með sexkantskrúfunum sem fylgjia.

### Veltivörni:


Veltivörni er komið fyrir utan á hjólinum (sjá mynd 13). Þú byrjar á því að taka koppana af og losa rærnar á bolunum sem ganga í gegnum nöfnin á afturhjólinum (sjá mynd 14). Geymdu boltann vel ef ske kynni að veltivörnin verði fjarlægð aftur seinna. Settu þá 2 skífur, sem fylgja, á boltann, renndu litla lárétta rörlutanum af veltivörminni upp um stuðningshlutann neðan frá og snúðu allri veltivörminni þannig að festingin með rónni innan í geti skrufást með boltann gegnum nafið (sjá mynd 15). Mundu að skrufa vel fast. Að lokum skrufar þú róna á endanum á rífufestingunni fasta og einnig sexkantskrúfuna framan á lárétta rörlutanum (sjá mynd 16). Setu að síðustu koppana á aftur.

Hæð veltivarmanna frá gólf má stilla með því að losa aðeins um innan-sexkantskrúfurnar og rærnar á boltunum sem fara í gegnum nöfnin og rífufestinguna. Þannig getur þú lyft veltivörminni upp eða niður.


Þegar þú hefur fundið rétta hæð á veltivörminni skrufar þú allt fast á ný.




Mynd 9




Mynd 10



Mynd 11




Mynd 12




Mynd 13



Mynd 14



Mynd 15




Mynd 16

## Bremstur

### Notkun bremsanna:

Bremstur eru stöðubremstur sem festa afturhjólin með bremsuklossum sem þrýstast að dekkjunum. Það er því mikilvægt að loft sé í dekkjum. Þær bremsa því betur sem meira loft er í dekkjunum. Gættu samt að því að offylla ekki dekkin. (Sjá loftþrýsting í dekkjum í kaflanum um tæknileg atriði).


Til að bremsa dregur þú bremsur alveg aftur þar til þær eru fastar (sjá mynd 17). Í þessari stellingu eru bremsur sjálfháesandi. Þú losar bremsur með því að ýta bremsustöngunum aftur fram á við.



Mynd 17

### Að stilla bremsur:


Losaðu fyrst bremsur með því að ýta bremsustöngunum fram á við. Losaðu nú aðeins um rættar tvær sem festa bremsubúnaðinn við neðri hluta grindarinnar (sjá mynd 18). Til þessa þarft þú 10 mm lykíl. Nú er hægt að rema bremsubúnaðinum öllum fram eða aftur. Stílltu bremsubúnaðinn með 3-5 mm milli bremsuklossans og dekkans. Hertu rættar aftur fastar og prófaðu bremsuna.



Mynd 18

### Að setja upp og nota núningbremstur(dráttarbremstur):


Settu upp núningbremstur utan á bremsur sem fyrir eru og notaðu til þess boltana tvo sem eru festa bremsur við grindina. Þú þarft 10 mm lykíl til að losa rættar. Settu núningbremsur yfir boltana þannig að þunnalskrúfan snúi fram (sjá mynd 19) og festu síðan rættar aftur. Taktu að síðustu teygjuna af sem heldur keflinu föstu.



Mynd 19

### Að setja upp og nota afturábak bremsur:

Settu afturábak bremsur utan á bremsur sem fyrir eru með því að nota boltana tvo sem festa bremsur við grindina. Þú þarft 10 mm lykíl til að losa rættar. Festu afturábak bremsur yfir boltana tvo þannig að þunnalskrúfan snúi fram (sjá mynd 20) og festu síðan rættar aftur. Afturábak bremsur vinna þannig að hlutturinn með fjöðrinni dregst við dekkið og þegar göngugrindinni er ekið aftur á bak snýst búnaðurinn og læsir hjólinu. Prófaðu þig áfram með að finna rétta þrýstinginn við dekkið, sem veitir rétta stöðvun. Losaðu fyrst um róna fyrir aftan þunnalskrúfuna. Snúðu því næst þunnalskrúfunni þangað til að klossinn þrýstist að dekkinu. Skrufaðu síðan róna fasta við afturábakbremsulokið.



Mynd 20

## Varúðarráðstafanir

### Aðvörðun:

Vegna fjöðrumarinnar í Meywalk@2000 göngugrindinni er hætt á að grindinni hvolfi ef of litit loft er í afturdekkjum hjá mjög órólegum notanda. Mjög mikilvægt er að gæta reglulega að loftþrýstingi í dekkjum og pumpa lofti í ef þörf er á (sjá loftþrýsting í dekkjum í kaflanum um tæknileg atriði).

## Að stilla venjulega Meywalk® 2000 göngugrind.

### Bolstúðningur og sætishæð:

Takið eftir að sætishæðin breytist þegar bolstúðningshæð er breytt.

Hæð bolstúðningsins og sætisins er stíllt samkvæmt mælistrikanni á báðum hlöðum Meywalk® göngugrindarinnar. Báðar stillingar hafa tvöfalt öryggi. Spennugripin þola ein og sér þann þunga sem á þeim hvíll, en stillingar má gera einþá öruggari með innansexkantboltunum (sjá mynd 3 ). Þetta tvöfalda öryggi getur komið sér vel þar sem aðeins einn notandi er að grindinni eða þegar hætta er á að “fíktari” losi spennugripin.

Hæð bolstúðnings er breytt með því að losa neðri innansexkantboltana tvo og síðan neðri spennugripin tvö (sjá mynd 3). Þannig er hægt að renna hringjunum tveim upp eða niður lóðréttu rörin. Kommið hringjunum fyrir í rétri hæð og notið mælistrikurnar til að tryggja að sama hæð sé báðum megin. Að endingu festir þú spennugripin (og síðan innansexkantboltana, ef þörf er á). Stílltu sætishæðina á sama matla með því að losa efri innansexkantboltana tvo og efri spennugripin tvö (sjá mynd 4). Þá er hægt að renna sætisröinu upp eða niður lóðréttu rörin. Sejið sætisröið í rétta hæð og aðgerið á mælistrikunum að sama hæð sé báðum megin. Loks heróir þú spennugripin (og innansexkantboltana ef þörf er á).

### Að skipja um fjaðrir:

Hægt er að skipja um fjaðrirnar tvær sem eru í neðri lóðréttu rörunum (sjá mynd 5) til þess að ná fram stífarri eða mykri fjöðrum. Sem viðmiðun ætti þyngd notandans ein að nægja til að fjaðra í botn. Það eru til fjórir mismunandi stíffeikar fjaðra fyrir mismunandi lágmarksþyngd:

Hvítar fjaðrir fyrir að minnsta kosti 20 kg  
Gular fjaðrir fyrir að minnsta kosti 45 kg  
Bláar fjaðrir fyrir að minnsta kosti 65 kg  
Rauðar fjaðrir fyrir að minnsta kosti 80 kg.

### Staða sætisins og halli:

Hægt er að færa sætið fram eða aftur með því að losa um innansexkantboltann undir sætisfestingunni (sjá mynd 6 ). Þegar rétt stelling er fundin er boltinn festur aftur.


Einnig er hægt að stílla halla sætisins með því að losa aðeins boltana jóna undir sætisfestingunni (sjá mynd 6 ). Hér þarf að nota 11 mm lykil. Síðan eru boltarnir festir aftur.

### Afturendastúðningur:


Afturendastúðninginn fyrir aftan sætið má stílla fram og aftur. Fyrst yfir þú stúðningnum og hallar honum aftur. Þá kemur í ljós innansexkantbolti inni í U járn. Þegar innansexkantboltinn er losaður er hægt að renna stúðningnum fram eða aftur á ytra rörina (sjá mynd 7). Eftir stillingu er innansexkantboltinn skrúfaður fastur.

### Handfang:


Handfangið er festi á báðum hlöðum í röri sem komið er fyrir í keilu. Keilurnar eru festar með innansexkantboltum. Þegar þú losar þessa boltla er hægt að snúa handfanginu um keilurnar(sjá mynd 8). Handfanginu er líka hægt að renna fram eða aftur í rörlutanum með því að losa um innansexkantboltana á hlöðum handfangsins (sjá mynd 8). Þegar rétri stellingu handfangsins er náð eru boltarnir festir aftur.




Mynd 3




Mynd 4



Mynd 5




Mynd 6



Mynd 7



Mynd 8



Mynd 21

**Aðvörðun:**  
Haltu alltaf vel í hallastöngina þegar þú lyftir eða lækkar notanda í grindinni. Gættu þin sérstaklega þegar þú ert að lækka notandann. Það myndast aukinn kraftur upp á við sem eykst eftir því sem hallastöngin fer ofar (sjá mynd 21). Slepptu aldrei hallastönginni í miðju kafi þegar þú ert að lyfta eða lækka og láttu þér ekki bregða við þungann.

**Aðvörðun:**  
Ef hlutir eru fjarlægðir af göngugrindinni koma e. t. v. í ljós opnir rörendar. Það getur verið hættulegt fyrir forvitna fingur því rörin geta verið beitt að innan. Meywalk@2000 göngugrindin er hönnuð þannig að opnir rörendar eiga ekki að vera á henni. Ef það kemur samt fyrir, þer að loka rörendunum með plasttöppunum.

**Takmarkanir á notkun:**  
Hámarksþyngd notanda er 100 kg. Göngugrindina á aðeins að nota á sléttu, járéttu og stöðugu undirlagi.

## Viðhald

Göngugrindina má þvo úr heitu vatni með venjulegu hreinisefni.

Eftir endurtektina notkun hreinisefnis getur yfirborð grindarinnar orðið matt. Þá má bóna með blabóni. Fylgdu leiðbeiningum á böninu.

**Að fara yfir rær og skrifur:**  
Gættu reglulega að því að allir boltar, skrifur og rær séu vel og tryggilega festir.

## Tæknilegar staðreyndir

Stærðir:	Medium	Large
Lengd	95 sm	95 sm
Ytri breidd	70 sm	70 sm
Innri breidd	48 sm	48 sm
Sætishæð	55-74 sm	70-94 sm
Bolstöðingshæð	85-104 sm	106-130 sm
Bolstöðingsmöguleikar (þjóstmal)	90 sm, 105 sm, 120sm	90 sm, 105 sm, 120 sm
<b>Þyngd:</b>		
Meywalk@2000 grunngerð	25 kg	26 kg
Mjög löng millilegsrör	-	½ kg
Lækkunarþúnaður	½ kg	½ kg
Veltivörn (par)	1 kg	1 kg
Núningubremsur (par)	½ kg	½ kg
Afturbakbremsur (par)	½ kg	½ kg
<b>Efni:</b>		
Rammi	Húðuð stálrör	
Festingar	Rafnúðað stál	
Bólstur	Póluretán svampur	
Sætisáklæði	Gervileður	

**Annað:**  
Frámhjól:  
Mjúk gegnheil gúmmihjól á felgum úr gerviefni með sjálfsmurrðum legum.

Afturhjóli:  
Uppblásin gúmmidekk á felgum úr gerviefni með sjálfsmurrðum legum.

Loftþrýsingur í dekkjum  
Litir  
U.þ.b. 2.0bar (hámark 2.5 bar)  
Sterkbleikt RAL 4006/Dökkblátt RAL 5022.

**CE merking**

Meywalk@2000 göngugrindin hefur CE merkingu. Það tryggir að Meywalk@2000 göngugrindin stenst allar kröfur um öryggi samkvæmt tilskipun 93/42/EEC varðandi lækningatæki.

Meywalk@2000 er prófuð af Technische Universität Berlin, Prüf- und Zertifizierstelle für Medizinprodukte.

**CE**

**Sejandi:**

Eirberg ehf  
Stórhófa 25  
110 Reykjavík  
Sími 569 3100

Fax 569 3101

Netfang : [eirberg@eirberg.is](mailto:eirberg@eirberg.is)  
Veffang : [www.eirberg.is](http://www.eirberg.is)