



Genium 編 操作マニュアル

connectgoユーザーアプリ v1.0

2026年7月版



【目次】

1. はじめに
2. 稼働環境
3. 初期設定
4. 接続
5. 基本画面
6. 設定値の微調整
7. スリープモード
8. 接続パーツの追加と削除

1. はじめに

connectgoユーザーアプリは、オットーボックのコンピュータ制御膝継手/足部の充電残量や歩数を確認することができるアプリです。

2. 稼働環境

1) Android環境

Android 12.0 以上（2026年7月現在）



2) iOS環境

iOS 17 以上（2026年7月現在）



【注意】

本体に「DUAL」印が**アル**個体は、iOS、Androidともに接続可能です。


ナイ個体は、Androidとのみ接続が可能です。

3. 初期設定



アプリを起動します。

初めて接続する場合は、インターネット環境が必要です。



「許可」を選択

サービス規約を読み
「利用規約に同意する」
を選択

日本語を選択

「構成部品と接続」
を選択

4. 接続



シリアル番号を確認し「接続」を選択

該当するGeniumが表示されない場合

- Geniumのブルートゥースを起動する
→ 充電器の取付け/取外し
→ 義足を360°回転させフィードバック音を確認
- タブレットのブルートゥースを起動する



「ペアリング」を選択




4桁のPINコードを入力



接続が開始されます

5. 基本画面



- ① 本体の充電残量
- ② 選択したマイモード


【注意】

モードを切替える際、特に「サイクリングモード」へ切替える場合は、油圧抵抗がゼロになるため、安全に注意してください。

- ③ スリープモード
詳しくは「7.スリープモード」を参照ください。
- ④ 歩数




- ⑤ 無音
映画館など一時的にミュートにすることができます。
- ⑥ オーディオ設定
フィードバック音量とピッチの調整ができます。
エラー音は常に最大音量で発せられます。



- ⑦ GeniumX4本体のブルートゥースをOFFにすることができます。
例えば飛行機に乗る場合など、必要に応じてOFFにできます。



- ⑧ 構成部品の管理
詳しくは「8. 接続パーツの追加と削除」を参照ください。



メニュー

⑨ 法的開示

アプリのバージョンが確認できます。
必ず最新バージョンを使用してください。
version 1.0（2026年7月現在）



⑩ 言語

アプリに表示させる言語の選択ができます。

⑪ サービス規約


⑫ プライバシーポリシー

⑬ オープンソースソフトウェア

【通知】

本体の充電中は、アプリとの接続ができません。

メンテナンス時期になると、通知がされます。
担当の義肢装具士にお問合せください。



6. 設定値の微調整

6-1. 通常モード



義肢装具士が調整アプリで設定した項目の微調整、ON/OFFが可能です。

【注意】 恒久的に値を変更して使用する場合は、担当の義肢装具士に調整依頼してください。

赤枠のマークをタップすると、微調整が可能な項目が表示されます。



【補足】 機能の詳しい内容は、担当の義肢装具士にご確認ください。

① 屈曲抵抗値

抵抗値の微調整

座り動作、階段を降りる時に作用する屈曲抵抗値

② 遊脚相の屈曲角度

屈曲角度の微調整

遊脚相で足が振りあがる角度

③ シットティング機能

座った姿勢で2秒間経過すると、屈曲抵抗が減少します。これにより、位置を変えるときに下腿も一緒に動かすことができます。

電源を切る

電源を入れる

Basiseinstellung: 電源を入れる

④ 階段上り 障害物乗り越え機能

階段を交互に上ったり、障害物を乗り越えたりすることができます。

電源を切る

電源を入れる

Basiseinstellung: 電源を入れる

⑤ 立脚機能

膝継手が屈曲方向に固定され、完全に体重をかけることができるため、凹凸のある地面やスロープでもリラックスして立つことができます。

有効にするには、膝継手を屈曲させて、その姿勢をしばらく静かに保ちます。無効にするには、膝継手を伸展させてください。

電源を切る

電源を入れる

Basiseinstellung: 電源を入れる

③ シットティング機能

抵抗値の微調整

座位で義足の位置を変えられる機能

④ 階段上り障害物乗り越え機能

機能のON/OFF

特定の動作で障害物を越える、階段を交互で上ることが可能な機能

⑤ 立脚機能

機能のON/OFF

軽度曲がった状態で、屈曲方向にロックする機能

「直感的」に起動するオプションと「意図的」に起動するオプションがあります


オプションの変更は、担当の義肢装具士にご相談ください

6-2. マイモード



マイモードに切替え、赤枠のマークをタップすると、微調整が可能な項目が表示されます。

【補足】 機能の詳しい内容は、担当の義肢装具士にご確認ください。
マイモードの種類によって微調整できる項目は異なります。



① 屈曲抵抗の基本
膝が屈曲し始める際の抵抗値

② 屈曲抵抗の増大
屈曲抵抗値の増加する度合い


③ 伸展抵抗の基本
膝継手が伸展する際の抵抗値

④ 屈曲のロック角度
屈曲角度の最大値

7. スリープモード

バッテリーの消費を軽減できるモードです。

旅先で充電器を忘れた際など、夜間にスリープモードを起動するとバッテリー消費を抑えられます。



矢印を1秒保持しながら上にスワイプする

「起動」を選択



「スリープモードを終了する」を選択すると、通常モードに戻ります。

【注意】

スリープモード起動時は、遊脚相へ切替わらなくなります。義足を装着する際は、必ず「スリープモードは終了」して使用してください。

8. 接続パーツの追加と削除

8-1. 接続パーツ

メニューから「構成部品の管理」を選択



「接続完了」接続中の個体



8-2. 接続パーツの切替え



「接続」を選択して切替えます。

8-3. 接続パーツの追加



接続をする個体が「利用可能なパーツ」に表示されたら「接続」を選択します。

本手順書「4. 接続」手順を実施し接続。

8-4. 接続パーツの削除



「編集」を選択するとゴミ箱マークが表示される。
接続を削除するパーツのゴミ箱マークを選択し、削除します。

ottobock.

掲載内容の無断使用禁止

掲載されている内容、文章、画像については、無断で使用もしくは転載する事を禁止します。

オットーボック・ジャパン 株式会社
www.ottobock.com/ja-jp

2026年7月版