



C-Leg4 編 操作マニュアル

connectgoユーザーアプリ v1.0

2026年7月版



【目次】

1. はじめに
2. 稼働環境
3. 初期設定
4. 接続
5. 基本画面
6. 設定値の微調整
7. 接続パーツの追加と削除
8. フィードバック音
9. スリープモード

1. はじめに

connectgoユーザーアプリは、オットーボックのコンピュータ制御膝継手/足部の充電残量や歩数を確認することができるアプリです。

2. 稼働環境


1) Android環境

Android 12.0 以上（2026年7月現在）



2) iOS環境

iOS 17 以上（2026年7月現在）



【注意】


本体内側に「DUAL」印が**アル**個体は、iOS、Androidともに接続可能です。
ナイ個体は、Androidとのみ接続が可能です。

3. 初期設定



アプリを起動します。

初めて接続する場合は、インターネット環境が必要です。




「許可」を選択

サービス規約を読み
「利用規約に同意する」
を選択

日本語を選択

「構成部品と接続」
を選択

4. 接続



シリアル番号を確認し「接続」を選択

該当するC-Leg4が表示されない場合

- C-Leg4のブルートゥースを起動する
→ 充電器の取付け/取外し
→ 義足を360°回転させフィードバック音を確認
- タブレットのブルートゥースを起動する



4桁のPINコードを入力



「ペアリング」を選択



接続が開始されます

5. 基本画面



① 本体の充電残量

② 選択したマイモード

【注意】

モードを切替える際、特に「サイクリングモード」へ切替える場合は、油圧抵抗がゼロになるため、安全に注意してください。

③ 歩数



④ オーディオ設定

フィードバック音量の微調整ができます。
エラー音は常に最大音量で発せられます。




⑤ パーツの状態

C-Leg4本体のブルートゥースをOFFにすることができます。
例えば飛行機に乗る場合など、必要に応じてOFFにできます。



⑥ 構成部品の管理

アプリに接続する膝継手の追加削除が可能です。
例えば両側で使用している場合など、アプリとの接続切替えができます。



メニュー

⑧ 法的開示

アプリのバージョンが確認できます。
必ず最新バージョンを使用してください。
version 1.0（2026年7月現在）



⑨ 言語

アプリに表示させる言語の選択ができます。

⑩ サービス規約


⑪ プライバシーポリシー

⑫ オープンソースソフトウェア

【通知】

本体の充電中は、アプリとの接続ができません。

メンテナンス時期になると、通知がされます。
担当の義肢装具士にお問合せください。



6. 設定値の微調整

6-1. 通常モード



義肢装具士が調整アプリで設定した項目の微調整、ON/OFFが可能です。

【注意】 恒久的に値を変更して使用する場合は、担当の義肢装具士に調整依頼してください。

赤枠のマークをタップすると、微調整が可能な項目が表示されます。

【補足】 機能の詳しい内容は、担当の義肢装具士にご確認ください。



- ① 屈曲抵抗値
*恒久的に値を変更して使用する
場合、担当の義肢装具士に調整
依頼をしてください。
- ② 立脚機能
- ③ シッティング機能
- ④ スタンスリリースのフィード
バック音
「8. フィードバック音」参照
- ⑤ 手動ロック機能
*使用しない場合は、常にOFFにし
てください

6-2. マイモード

【補足】機能の詳しい内容は、担当の義肢装具士にご確認ください。

マイモードの種類によって微調整できる項目は異なります。

← モードの調整

 クロスカントリースキー

設定は、構成部品が動いていないときにのみ行うことができます。

屈強抵抗の基本 ①

屈曲開始時の抵抗の高さ。

-
90
+



90
基本設定

屈強抵抗の増大 ②

膝の屈曲が増すにつれて、屈曲抵抗がどれだけ速く増加するかを特定します。
低い値：抵抗の増加が遅くなります。継手がロックされるタイミングが遅くなります。
高い値：抵抗の増加が速くなります。継手がロックされるタイミングが早くなります。

-
36
+



36
基本設定

伸長抵抗の基本 ③

膝の伸展に反する抵抗。
抵抗が少ない：伸展が速い
抵抗が多い：伸展が遅い

-
0
+



0
基本設定

ロック角度 ④

0より大きい値の場合、設定角度まで伸張が制限されます。

膝継手を完全に伸展させるために、ロック角度を解除することができます。そのためには、義肢の負荷を軽減し、膝継手が伸展するまで後ろに伸展してください。

-
0
+



0
基本設定

- ① 屈曲抵抗の基本
膝が屈曲し始める際の抵抗値
- ② 屈曲抵抗の増大
屈曲抵抗値の増加する度合い
- ③ 伸展抵抗の基本
膝継手が伸展する際の抵抗値
- ④ 屈曲のロック角度
屈曲角度の最大値

7. 接続パーツの追加と削除

7-1. 接続パーツ

メニューから「構成部品の管理」を選択



「接続完了」接続中の個体




7-2. 接続パーツの切替え



「接続」を選択して切替えます。

7-3. 接続パーツの追加



接続をする個体が「利用可能なパーツ」に表示されたら「接続」を選択します。

本手順書「4. 接続」手順を実施し接続。


7-4. 接続パーツの削除



「編集」を選択するとゴミ箱マークが表示される。
接続を削除するパーツのゴミ箱マークを選択し、削除します。

8. フィードバック音

スタンスリリース（遊脚相への切替え）の要件を満たした場合、フィードバック音が発せられる機能です。リハビリにおいて、荷重のかけ方などの練習に活用できます。



9. スリープモード



調整アプリで設定していた場合、スリープモードが表示されます。

用途：バッテリーの消費を軽減することができるモード
旅先で充電器を忘れた際など、夜間にスリープモードを起動するとバッテリー消費を抑えられます

注意：通常歩行はできません。
歩行する場合は必ず、基本モードに戻してください。

解除：基本モードに切替える
充電器を接続する

ottobock.

掲載内容の無断使用禁止

掲載されている内容、文章、画像については、無断で使用もしくは転載する事を禁止します。

オットーボック・ジャパン 株式会社
www.ottobock.com/ja-jp

2026年7月版