

Cara Care für Reizdarm: Bedienungsanleitung

Revision: 11

Datum: 2. Dezember 2021

Herzlich Willkommen bei Cara Care für Reizdarm.

Cara Care für Reizdarm ist ein digitales Medizinprodukt, das für die Behandlung des Reizdarmsyndroms eingesetzt wird. Ziel der Anwendung ist es, deine Reizdarm-Beschwerden zu lindern und deine Lebensqualität zu steigern.

Speziell auf deine Bedürfnisse zugeschnittene Inhalte unterstützen dich dabei, dieses Ziel zu erreichen.

In den folgenden Abschnitten sind die wichtigsten Informationen für eine optimale Nutzung von Cara Care für Reizdarm zusammengefasst. Sollten deine Fragen hier nicht beantwortet werden, kontaktiere bitte unseren Kundensupport. Viel Spaß!

1. Wichtige Sicherheitshinweise

Achtung:

Lies diese Anweisungen vor der Anwendung aufmerksam durch. Für die Nutzung von Cara Care für Reizdarm ist es erforderlich, dass eine ärztliche Diagnose des Reizdarmsyndroms vorliegt.

Solltest du noch keine Diagnose von deiner Ärztin oder deinem Arzt erhalten haben, hole dies bitte vor der Nutzung von Cara Care für Reizdarm nach.

Dieses Kriterium dient vor allem dem Ausschluss der Möglichkeit, dass deine Beschwerden auf bestimmte Ursachen zurückzuführen sind, die eine spezielle Therapie erfordern würden (wie zum Beispiel eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung). Außerdem solltest du im Rahmen deines Arztbesuchs abklären lassen, dass keine Gegenanzeigen für die Anwendung von Cara Care für Reizdarm bestehen (wie zum Beispiel eine Schwangerschaft). Dadurch wird die Nutzung der Anwendung für dich sicher.

Des Weiteren hast du die Möglichkeit, Anliegen und Fragen, die das Programm sowie dessen Nutzung betreffen, an unseren Kundensupport zu richten.

Empfohlene Updates:

Um eine sichere und optimale Nutzung von Cara Care für Reizdarm sicherzustellen, aktualisiere deine App, sobald ein neues Update zur Verfügung steht, da es wichtige Inhalte enthalten kann.

2. Zweckbestimmung

Wann kann Cara Care für Reizdarm angewendet werden (vorgesehene Anwendung und Indikationen)?

Cara Care für Reizdarm ist eine interaktive softwarebasierte medizinische Anwendung für die Eigenanwendung durch Patienten zur digitalen Behandlung des Reizdarmsyndroms (ICD-10-GM: K58, K58.1, K58.2, K58.3, K58.8). Die Anwendung dient zur Symptomreduktion funktioneller Beschwerden.

Cara Care für Reizdarm ist geeignet für Patienten zwischen 18 und 70 Jahren und darf nicht angewendet werden, wenn eine Schwangerschaft vorliegt. Für die Anwendung von Cara Care für Reizdarm ist eine ärztliche Diagnose- und Indikationsstellung zwingend erforderlich. Cara Care für Reizdarm ersetzt keine ärztliche Behandlung.

Achtung: Mit Cara Care für Reizdarm kann keine Diagnose deiner Erkrankung gestellt werden. Ebenso können potentiell gefährliche Ursachen deiner Beschwerden nicht sicher ausgeschlossen werden.

Wann sollte Cara Care für Reizdarm nicht angewendet werden (Gegenanzeigen, Kontraindikationen)?

Achtung: Wende Cara Care für Reizdarm nur an, wenn keine dieser Gegenanzeigen (Kontraindikationen) vorliegen.

Cara Care für Reizdarm darf nicht verwendet werden von:

Schwangere Personen

Verwende Cara Care für Reizdarm nicht, wenn du schwanger sein solltest.

Personen unter 18 Jahren

Verwende Cara Care für Reizdarm nicht, wenn du jünger als 18 Jahre alt sein solltest.

Personen über 70 Jahren

Verwende Cara Care für Reizdarm nicht, wenn du älter als 70 Jahre alt sein solltest.

3. Funktionsweise von Cara Care für Reizdarm

Cara Care für Reizdarm ist eine interaktive digitale Gesundheits-Anwendung, die die neuesten Erkenntnisse aus der Gastroenterologie, den Ernährungswissenschaften und der psychologischen Forschung kombiniert, um eine holistische und personalisierte Therapie des Reizdarmsyndroms anzubieten.

Holistisch bedeutet, dass Aspekte aus verschiedenen Bereichen, darunter der Ernährung und der psychischen Gesundheit, angesprochen werden.

Personalisiert bedeutet, dass die Therapie auf deine individuellen Bedürfnisse ausgerichtet ist. Ein*e Freund*in, die ebenfalls Cara Care für Reizdarm nutzt, kann daher ggf. andere Inhalte sehen als du.

Mittels medizinisch geprüfter (validierter) Fragebögen erfasst Cara Care für Reizdarm anfangs und in regelmäßigen Abständen deine Daten. Diese Daten werden in einen Algorithmus integriert, der berechnet, welche Inhalte dir bereitgestellt werden. Der Algorithmus übernimmt gewissermaßen die Rolle einer Ärztin/eines Arztes, wenn es darum geht, welches Therapieverfahren am besten für dich geeignet ist.

Du erhältst dann basierend auf deinen Angaben deinen für dich persönlich erstellten Behandlungsplan.

Der digitale Behandlungspfad, den du bei Cara Care für Reizdarm durchläufst, entspricht den neuesten ärztlichen Empfehlungen in Bezug auf die Behandlung des Reizdarmsyndroms. Unser Team stellt sicher, dass die Inhalte regelmäßig gemäß der aktuellen Studienlage aktualisiert werden.

Über einen Zeitraum von 12 Wochen werden wöchentlich neue Inhalte freigeschaltet, die dich durch deine personalisierte Behandlung leiten.

Alle vier Wochen füllst du einen kurzen Check-in-Fragebogen aus, der eine weitere Anpassung und Personalisierung deines Behandlungsplans ermöglicht. Dadurch bleibt Cara Care für Reizdarm für dich wirksam, individuell und sicher.

Du erhältst detaillierte therapeutische Empfehlungen aus folgenden Bereichen, sofern du dafür geeignet sein solltest:

- Basiswissen (Psychoedukation)
- Ernährung (basierend auf Methoden der Ernährungstherapie)
- Audio-geführte Hypnose (basierend auf Methoden der Darm-gerichteten Hypnose)
- Gefühle und Verhalten (basierend auf Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie)

Alle Inhalte werden dir in Form von geführten Selbsthilfe-Maßnahmen vermittelt. Das bedeutet, dass du die Inhalte in Eigenregie durcharbeitest. Bei auftretenden medizinischen Problemen kannst und solltest du dich aber an deine Ärztin oder deinen Arzt wenden.

Außerdem erhältst du durch das Ausfüllen von Fragebögen eine Einschätzung der Reizdarm-bezogenen Symptomschwere und deiner Lebensqualität. Diese Daten kannst du exportieren und deiner Ärztin oder deinem Arzt vorlegen.

Wir empfehlen unseren Anwender*innen, sich möglichst genau an die Anweisungen innerhalb unserer Module zu halten, um etwaige gesundheitliche Probleme zu vermeiden und den größten Nutzen aus den Inhalten zu ziehen.

Achtung:

Lasse niemals andere auf dein Konto für Cara Care für Reizdarm zugreifen.

Empfohlene Anwendungshäufigkeit und -dauer:

Sofern Du keine anderslautende ärztliche Anweisung erhalten hast, sollte Cara Care für Reizdarm am besten täglich angewendet werden. Solange keine Kontraindikationen auftreten, kannst du Cara Care für Reizdarm über einen unbegrenzten Zeitrahmen hinweg anwenden. Der empfohlene Zeitrahmen beträgt mindestens 12 Wochen.

Achtung: Wenn ungewöhnliche Symptome bei dir auftreten sollten, hole bitte baldmöglichst medizinischen Rat ein. Sie deuten darauf hin, dass eine ernste Erkrankung hinter deinen Symptomen stecken könnte. Zu diesen Symptomen zählen:

- Erbrechen von Blut
- Ungewollter Gewichtsverlust von mehr als 10% in 6 Monaten
- Schwierigkeiten beim Schlucken
- Kompletter Appetitverlust
- Blutarmut (Anämie)
- Schwarzer oder blutiger Stuhl
- Bauchschmerzen oder Durchfälle, die nachts auftreten
- Fieber (> 38°C Körpertemperatur)
- Wasser im Bauch (Aszites)
- Tastbare Schwellung im Bauch
- Erhöhte weiße Blutkörperchen
- Nachtschweiß
- Kürzlich aufgetretene starke Veränderung von Symptomen

Zugang zum Programmplan - Der Ablauf

Über das Buch-Symbol in der rechten unteren Ecke gelangst du zum Programmplan von Cara Care für Reizdarm.

Hier findest du im ersten Schritt einen einleitenden Artikel, wie Cara Care für Reizdarm funktioniert und wie die Behandlung abläuft.

Der nächste Schritt ist die Bearbeitung unseres Gesundheits-Fragebogens.

Dazu klickst du auf die entsprechende Karte in deinem Programmplan.

Hier beantwortest du Fragen zum Beispiel zu deiner bisherigen Diagnostik, zu deinen Symptomen, deiner Lebensqualität und zu besonderen Faktoren in deinem Leben, die eine Anpassung der Inhalte an deine Situation erfordern. Hier werden zum Beispiel Dinge abgefragt wie dein persönliches Interesse für bestimmte Themen und Verfahren.

Nach Beantwortung der Fragen wird dein personalisierter Therapieplan erstellt.

Nach Abschluss des Gesundheits-Fragebogens erhältst du eine Auswertung deiner Symptomschwere und deiner Lebensqualität. Du hast die Möglichkeit, diese Auswertung deiner Ärztin oder deinem Arzt vorzulegen.

Außerdem kannst du über eine wiederholte Erhebung deiner Symptomschwere und Lebensqualität alle vier Wochen deine Fortschritte im Rahmen der digitalen Therapie überprüfen.

Nach der Bearbeitung des Fragebogens und der Darstellung der Auswertung kannst du in die weiteren Inhalte eintauchen. Hierfür klickst du einfach auf den ersten Artikel innerhalb der Artikel-Übersicht.

Achtung: Halte dich stets an die Anweisungen von Cara Care für Reizdarm und beantworte die Fragen im Gesundheits-Fragebogen sowie in den Folge-Fragebögen ehrlich. Dies dient deiner Sicherheit.

Deine Behandlung

Mit dem multimodalen Ansatz von Cara Care für Reizdarm hast du innerhalb deines Programmplans Zugang zu unterschiedlichsten Inhalten (Modulen). Dazu zählen Inhalte aus den Bereichen Ernährung, audio-geführte Hypnose, Gefühle und Verhalten und Basiswissen. Je nach deinen Vorbedingungen hast du nicht immer Zugriff auf all diese Inhalte, denn auf Basis deiner Daten wird genau bestimmt, welche Kombination an Inhalten für dich im Rahmen der digitalen Therapie geeignet ist.

Um mit den Inhalten zu starten, drückst du auf einen Artikel, und um zum nächsten Kapitel zu gelangen, wischst du mit dem Finger nach links.

Wir empfehlen dir, möglichst jeden Tag Inhalte aus deinem Programmplan zu bearbeiten, um den optimalen Therapieeffekt zu erzielen.

Innerhalb jedes Moduls werden wochenweise neue Inhalte freigeschaltet, die aufeinander aufbauen. Stelle für dich sicher, dass du die Reihenfolge zur Bearbeitung der Inhalte einhältst und einigermaßen im Zeitplan bleibst. Auf diese Weise bleibt Cara Care für Reizdarm für dich sicher und ist maximal wirksam.

Die Module in der Nahaufnahme

Modul Ernährung

Das Modul Ernährung basiert auf dem Konzept der Low-FODMAP-Diät. Dabei lernst du, wie du deine Symptom-Auslöser in deiner Ernährung erkennen und Beschwerden lindern kannst. Die Low-FODMAP-Diät ist hierbei keine Dauerernährung, sondern zeitlich begrenzt.

Das Low-FODMAP-Konzept

Schritt 1 - Die Elimination → Du bringst Ruhe in deinen Darm

Schritt 2 - Die Wiedereinführung → Du testest Lebensmittel neu aus und findest deine Symptom-Auslöser

Schritt 3 - Deine Dauerernährung → Du hast deine individuell verträglichen Lebensmittel identifiziert

Das bekommst du im Modul “Ernährung”:

- wöchentlich freigeschaltete Inhalte für einen klaren Fokus
- Zugang zur Lebensmittelliste, um geeignete Lebensmittel der Low-FODMAP-Diät einzusehen
- Funktion, Lebensmittel nach Favoriten zu speichern und anhand der individuellen Toleranz zu markieren sowie Unverträglichkeiten zu filtern

Damit du eine genauere Vorstellung erhältst, werfen wir mal einen Blick in die zweite Woche des Ernährungsmoduls. Sie hat den Fokus “Die Low-FODMAP-Diät starten”. Das bedeutet, du würdest in dieser Woche Inhalte und Tipps zum Start der Diät erhalten. Diese Woche beinhaltet beispielsweise Tipps zum Einkaufen, eine Anleitung, wie du Zutatenlisten richtig liest, aber auch, wie du mit Diätfehlern umgehen solltest. Hast du vorab in dem Gesundheits-Fragebogen angegeben, dass du dich beispielsweise vegetarisch ernährst oder für deine Familie kochst, erhältst du Inhalte speziell zu diesem Thema.

Achtung: Im Rahmen des Ernährungsmoduls können Lebensmittel empfohlen werden. Falls du gegen eines dieser Lebensmittel allergisch sein solltest, kann ein orales Allergiesyndrom mit Schwellungen, Juckreiz und Kribbeln im Mund- und Rachenraum auftreten. In seltenen Fällen kann es in Folge des Verzehrs eines Nahrungsmittelallergens zu einem

anaphylaktischen Schock mit auffällig langsamem Herzschlag (Bradykardie), rotem Hautausschlag (erythematöser Hautausschlag), Zittern (Muskelzittern), Koordinationsstörungen (Ataxie) und Kopfschmerzen kommen. Bitte stelle vor Verzehr eines von Cara Care für Reizdarm empfohlenen Nahrungsmittels sicher, dass keine Allergie besteht, um diese Symptome zu vermeiden.

Welche (weiteren) Risiken und Grenzen gibt es bei diesem Modul?

Die Wirkung der Low-FODMAP-Diät ist in Bezug auf funktionelle Verdauungsbeschwerden gut belegt. Es gibt allerdings ein paar medizinische Grenzen:

- Die Low-FODMAP-Diät ist kein Ersatz für eine ärztliche Diagnostik und kann auch nicht zu diagnostischen Zwecken eingesetzt werden. Wir empfehlen eine medizinische Abklärung von lange bestehenden Beschwerden.
- Möglicherweise vorliegende Nahrungsmittelunverträglichkeiten können nicht durch eine Low-FODMAP-Diät, sondern nur über ärztliche Atemtests festgestellt werden.
- Bleiben Symptome bestehen, obwohl eine Low-FODMAP-Diät befolgt wird, sollte eine Ärztin oder ein Arzt aufgesucht werden.
- In der Low-FODMAP-Diät wird der Verzehr von potentiell blähenden Lebensmitteln zeitweise eingeschränkt. Deine persönlichen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien und Kreuzallergien können wir hierbei jedoch nicht berücksichtigen. An dieser Stelle musst du Verantwortung für dich übernehmen und auf solche Lebensmittel verzichten, die du persönlich nicht verträgst.
- Außerdem sind mögliche Begleiterkrankungen nicht berücksichtigt, die eine Relevanz für die Verträglichkeit von Lebensmitteln oder für die Ernährungsweise haben. Auch deine Begleiterkrankungen solltest du bei der Durchführung der Low-FODMAP-Diät also im Hinterkopf behalten.

Bitte beachte: Bitte beachte: Cara Care für Reizdarm kann keine Ärztin bzw. keinen Arzt ersetzen. Nimm bei Beschwerden bitte ärztliche Hilfe in Anspruch.

Für wen ist das Ernährungsmodul nicht geeignet?

Das Ernährungsmodul ist für dich nicht geeignet, wenn mindestens eine der folgenden Erkrankungen oder Situationen auf dich zutrifft:

- (Gefahr der) Mangel- oder Unterernährung
- Essstörung (z.B. Anorexia nervosa, Bulimia nervosa)
- Personen in Schwangerschaft und Stillzeit
- Anhaltender Alkohol- oder Drogenmissbrauch

Modul Audio-geführte Hypnose

Mit unserer audio-geführten Hypnose erhältst du angeleitete Audio-Übungen, die den unbewussten Teil deines Bewusstseins ansprechen sollen. Die Inhalte basieren auf einem evidenzbasierten Protokoll für sogenannte Darm-gerichtete Hypnose, die in Studien die Symptome eines Reizdarmsyndroms lindern konnte. Darm-gerichtete Hypnose ist eine anerkannte Methode, die auch in ärztlichen Leitlinien zur Behandlung des Reizdarmsyndroms empfohlen wird.

Im Rahmen unseres Moduls lernst du zunächst, wie das Prinzip der Hypnose funktioniert, und wie du unsere audio-geführte Hypnose am besten durchführst.

Visualisierungsübungen unterstützen dich bei der korrekten Anwendung der Audio-Übungen.

Für eine optimale Wirkung der audio-geführten Hypnose ist es wichtig, dass du dir die Übungen regelmäßig - am Anfang täglich - anhörst. Auf diese

Weise gibst du den durch die Hypnose vermittelten Suggestionen die Chance ihre Wirkung zu entfalten.

Achtung: Führe die Audio-Übungen der audio-geführten Hypnose nur in einer sicheren Umgebung durch. Höre die Übungen nicht während des Autofahrens oder in einer Situation, die deine volle Aufmerksamkeit erfordert (zum Beispiel bei einem eingeschalteten Herd).

Welche Nebenwirkungen können bei diesem Modul auftreten?

Durch eine falsche Anwendung von Hypnose kann es in seltenen Fällen zu folgenden Nebenwirkungen kommen:

- Kopfschmerzen, Verwirrung, Benommenheit, Übelkeit, Weinen
- Erinnerung an eine belastende Situation (Retraumatisierung)
- Auslösung einer bislang unentdeckten Depression, Manie oder Psychose

Wenn du feststellen solltest, dass im Rahmen unseres Programms diese oder andere Nebenwirkungen auftreten, suche bitte einen Arzt oder eine Ärztin auf.

Welche Risiken solltest du bei diesem Modul beachten?

- Führst du innerhalb der nächsten 12 Wochen eine **Psychotherapie** durch, die dich zeitlich und/oder mental sehr fordern wird? Dann ist dieses Modul leider nicht für dich geeignet. Die Übungen, durch die du im Modul *Audio-geführte Hypnose* geleitet wirst, könnten die Wirkung der Methoden und Übungen, die du in deiner Therapie durchführst, beeinträchtigen und umgekehrt.
- Liegt bei dir eine körperliche Erkrankung (z.B. eine schwere Herzschwäche, ein vorangegangener Herzinfarkt oder Krebs) vor? Dann kann die Beschäftigung mit deinen Gedanken und Gefühlen zu psychischem Stress bei dir führen, der sich negativ auf deine

Erkrankung auswirkt und deine Gesundheit gefährden kann. Führe in diesem Fall das Modul *Audio-geführte Hypnose* nicht oder nur unter ärztlicher Aufsicht durch.

- Leidest du an einer oder mehreren schweren psychischen Störungen (z.B. starke Depressionen, bipolare Störung, Borderline-Persönlichkeitsstörung), so ist das Modul *Audio-geführte Hypnose* nicht für dich geeignet. Kontaktiere in diesem Fall einen Psychotherapeuten, Psychiater oder Arzt für eine geeignete Behandlungsstrategie.
- Die Beschäftigung mit deinem Unbewussten kann dich emotional sehr belasten, deine körperlichen Beschwerden vor allem auf kurze Sicht verschlechtern und auch Konflikte mit deinem sozialen Umfeld hervorrufen. Hast du das Gefühl, dass dich diese Belastungen sehr einschränken, und dass du sie nicht alleine bewältigen kannst, so kontaktiere bitte einen Psychotherapeuten, Psychiater oder Arzt.
- Solltest du unverarbeitete Traumata haben, so können diese durch die Durchführung des Moduls getriggert werden und dich psychisch stark belasten. Hast du das Gefühl, dass bei dir ein oder mehrere unverarbeitete Traumata vorliegen, kontaktiere einen Psychotherapeuten, Psychiater oder Arzt.

Modul Gefühle und Verhalten

Die Inhalte des Moduls "Gefühle und Verhalten" basieren auf den Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie. Hier erfährst du, wie dein Geist mit deinem Körper und deinen Symptomen verbunden ist und wie du diese Verbindung aktiv beeinflussen kannst.

Dabei lernst du mit unserer Unterstützung, wie du...

- mit negativen Gefühlen, Gedanken und Stress umgehen kannst
- hinderliche Verhaltensweisen hinterfragen und verändern kannst
- dich mithilfe unterschiedlicher Methoden entspannen kannst.

Du wirst dich in den kommenden Wochen unter anderem mit Entspannungstechniken, Achtsamkeitsmethoden, Methoden der Stressbewältigung und vielem mehr beschäftigen. Dabei widmest du dich in jeder Woche einem speziellen Thema. So wirst du dich beispielsweise in der Woche zur Achtsamkeit mit der Herkunft und Bedeutung von Achtsamkeit beschäftigen, verschiedene Meditationen durchführen und dich im achtsamen Essen und in Dankbarkeit üben.

Achtung: Führe die Audio-Übungen des Moduls *Gefühle und Verhalten* nur in einer sicheren Umgebung durch. Höre die Übungen nicht während des Autofahrens oder in einer Situation, die deine volle Aufmerksamkeit erfordert (zum Beispiel bei einem eingeschalteten Herd).

Welche Risiken solltest du bei diesem Modul beachten?

- Führest du innerhalb der nächsten 12 Wochen eine Psychotherapie durch, die dich zeitlich und/oder mental sehr fordern wird? Dann ist dieses Modul leider nicht für dich geeignet. Die Übungen, durch die du im Modul *Gefühle und Verhalten* geleitet wirst, könnten die Wirkung der Methoden und Übungen, die du in deiner Therapie durchführst, beeinträchtigen und umgekehrt.
- Liegt bei dir eine körperliche Erkrankung (z.B. eine schwere Herzschwäche, ein vorangegangener Herzinfarkt oder Krebs) vor? Dann kann die Beschäftigung mit deinen Gedanken und Gefühlen zu psychischem Stress bei dir führen, der sich negativ auf deine Erkrankung auswirkt und deine Gesundheit gefährden kann. Führe in diesem Fall das Modul *Gefühle und Verhalten* nicht oder nur unter ärztlicher Aufsicht durch.
- Leidest du an einer oder mehreren schweren psychischen Störungen (z.B. starke Depressionen, Borderline-Persönlichkeitsstörung), so ist das Modul *Gefühle und Verhalten* nicht für dich geeignet. Kontaktiere

in diesem Fall einen Psychotherapeuten, Psychiater oder Arzt für eine geeignete Behandlungsstrategie.

- Die Beschäftigung mit deinen Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen kann dich emotional sehr belasten, deine körperlichen Beschwerden vor allem auf kurze Sicht verschlechtern und auch Konflikte mit deinem sozialen Umfeld hervorrufen. Hast du das Gefühl, dass dich diese Belastungen sehr einschränken, und dass du sie nicht alleine bewältigen kannst, so kontaktiere bitte einen Psychotherapeuten, Psychiater oder Arzt.
- Solltest du unverarbeitete Traumata haben, so können diese durch die Durchführung des Moduls getriggert werden und dich psychisch stark belasten. Hast du das Gefühl, dass bei dir ein oder mehrere unverarbeitete Traumata vorliegen, kontaktiere einen Psychotherapeuten, Psychiater oder Arzt.

Modul Basiswissen

Dieses Modul ist dafür da, dich zur Expertin bzw. zum Experten für deine Erkrankung und deine Symptome zu machen. Hier erfährst du alles über

- Ursachen
- Symptome
- Diagnostik
- Differentialdiagnostik (“Was kann noch hinter meinen Beschwerden stecken?”)
- Therapieoptionen
- Komplikationen
- und Prognose

des Reizdarmsyndroms. Die Informationen sind wie auch bei den anderen Modulen an deine persönliche Situation angepasst, um dir die für dich relevanten Empfehlungen zu geben. Außerdem werden sie regelmäßig aktualisiert und mit den neuesten Forschungsergebnissen zum

Reizdarmsyndrom ergänzt. Um dir das Arbeiten mit diesem Modul zu erleichtern, findest du dort zusätzlich kleine Quizzes, die dein neu erworbenes Wissen abfragen.

Das Ernährungs- und Symptomtagebuch

Mit dem Ernährungs- sowie Symptomtagebuch hast du zwei Vorteile. Erstens kannst du damit deine Ernährung, deine Symptome sowie andere mögliche Einflussfaktoren wie Stress, Bewegung und Schlaf erfassen. Zweitens erhältst du im Anschluss eine grafische Darstellung deiner erfassten Trackingdaten, in welcher du deinen Fortschritt sowie Zusammenhänge zu deinem Behandlungsfortschritt im Rahmen der Behandlung von Care Care für Reizdarm erkennen kannst. Um eindeutige Zusammenhänge feststellen zu können, ist es wichtig, dass du am besten mehrmals täglich über mehrere Tage hinweg detaillierte Eintragungen machst.

- Trage alle deine täglichen Mahlzeiten (inklusive Getränke, Snacks und Zwischenmahlzeiten) mitsamt aller Zutaten ein.
- Dokumentiere deine Symptome so genau wie möglich:
 - Trage jeden Stuhlgang unabhängig vom Ergebnis ein, auch wenn du zur Toilette musst und gerade nicht kannst.
 - Vermerke Symptome, sobald diese auftreten. Vermerke aber auch, wann sie wieder verschwinden.
 - Nutze zusätzlich Tags um deine Beschwerden für dich genauer zu beschreiben.
- Dokumentiere für dich wichtige Einflussfaktoren wie Schlaf, Stress, Medikamente, etc.

Weitere Inhalte von Cara Care für Reizdarm

Rezepte

Mit unseren Rezepten bekommst du Ideen für eine einfache Umsetzung einer Reizdarm-freundlichen Ernährung. Sie können dir zur Anregung dienen, und du kannst sie nach deinen Bedürfnissen entsprechend filtern.

Achte bitte bei der Nutzung der Rezepte auf eventuell vorliegende Allergien und Unverträglichkeiten und berücksichtige dies beim Kochen, indem du auf Zutaten verzichtest, auf die du allergisch reagierst.

Das Tool Kit

Als Teil deiner persönlichen digitalen Therapie erhältst du Zugang zu einem Tool Kit, das du über das gesamte Programm nutzen kannst und das leicht für dich erreichbar ist. Einige Tools sind modulabhängig und/oder werden erst im Laufe des Programms freigeschaltet.

Zum Tool Kit gehören unter anderem folgende Funktionen:

- **Die Lebensmittelliste**

Die Lebensmittelliste beinhaltet eine große Auswahl an Lebensmitteln, die anhand ihrer Eignung für eine Reizdarm-freundliche Ernährung in "Gut", "Moderat" und "Schlecht" unterteilt sind. Zusätzlich sind bei den Lebensmitteln mögliche Allergene und bei Intoleranzen kritische Inhaltsstoffe (wie z.B. Laktose) gekennzeichnet. Hast du Allergene und Intoleranzen im Gesundheitsfragebogen angegeben, werden die entsprechenden Lebensmittel für dich automatisch ausgeblendet.

- **Der Symptom-Check**

Über den Symptom-Check kannst du uns mitteilen, falls ungewöhnliche Symptome aufgetreten sind. Du erhältst Informationen zu den einzelnen Symptomen und Hinweise, wie du

weiter verfahren solltest. Dadurch wird die Sicherheit der Nutzung für dich gewährleistet.

- **Dein Symptom-Bericht**

Hier kannst du die Auswertung deiner Ergebnisse aus den Fragebögen erneut aufrufen und einsehen.

- **Link zum Chat mit dem Kundensupport**

Unseren technischen Kundensupport kannst du jederzeit über die Nachrichtenfunktion (Chat) in der App kontaktieren. Hierzu klickst du auf das kleine Sprechblasen-Symbol in der rechten oberen Ecke des Startbildschirms oder auf den Chat-Button im Tool Kit. Wir beantworten dir deine Fragen und Anliegen zu technischen Problemen und geben dir Hilfestellungen für die korrekte Nutzung der von Cara Care für Reizdarm sowie zum Datenschutz.

- **Ziele setzen**

Mit der Zielsetzungsfunktion kannst du dir persönliche Ziele in Bezug auf das Programm, deine Ernährung und deine Aktivitäten setzen. Du kannst entweder aus einer Reihe von vorgeschlagenen Zielen wählen oder deine eigenen Ziele formulieren. Daneben kannst du dir Erinnerungen setzen, die dir helfen können, eine Routine aufzubauen und deine Ziele zu erreichen. Das Setzen von Zielen ist eine wirkungsvolle Strategie, um gesunde Gewohnheiten zu entwickeln und motiviert zu bleiben. Du kannst innerhalb des Tool Kits auf die Funktion „Ziele setzen“ zugreifen, nachdem du einen einführenden Artikel darüber gelesen hast, wie du die Funktion am besten nutzt..

- **Bibliothek**

In der Bibliothek findest du alle wichtigen Artikel und Audio-Übungen der Module, denen du im Rahmen deiner persönlichen digitalen Therapie zugeteilt wurdest. So kannst du beispielsweise schnell auf bestimmte Entspannungsübungen oder hilfreiche Tipps (z.B. zu deiner Ernährung) zugreifen.

4. Kontaktaufnahme

Bei Fragen zum Inhalt dieser Gebrauchsanweisung oder zur Anwendung des Produkts wende dich bitte an uns als Hersteller.

Kontaktdaten des Herstellers:

Wenn du Fragen zu Cara Care für Reizdarm hast, Hilfe bei der Anwendung brauchst oder einen Fehler festgestellt hast, melde dich bitte umgehend bei uns unter hallo@cara.care.

Herstelleradresse

Cara Care
By HiDoc Technologies GmbH
Torstr. 59
10119 Berlin

Solltest du als anwendende Person selbst oder eine behandelnde Ärztin, ein behandelnder Arzt, eine Therapeutin oder ein Therapeut eine Verschlechterung deines Gesundheitszustands feststellen, welche möglicherweise mit der Anwendung von Cara Care für Reizdarm in Verbindung steht, setze dich bitte umgehend mit uns in Verbindung.

Solltest du eine Papier-Version dieser Gebrauchsanweisung benötigen, setze dich bitte ebenfalls mit uns in Verbindung.



Cara Care für Reizdarm ist als aktives Medizinprodukt Klasse I gemäß Richtlinie 93/42/EWG in der Europäischen Union registriert.