



Adesivo Odontológico (2101011)

BR | Descrição: Peak™ é um adesivo resinoso fornecido em frasco. Pode ser utilizado com autocondicionante ou através da técnica de condicionamento total. Com 7,5% de carga, álcool etílico como solvente, polimeriza com a maioria das luzes de alta intensidade, incluindo LEDs. Peak™ contém clorexidina 0,2% que é utilizada para assegurar forças de adesão de longo prazo.

A inclusão do aditivo clorexidina não demonstrou nenhuma correlação com uma redução de cárie secundária em pacientes. Não foram realizados estudos clínicos para avaliar os efeitos da clorexidina sobre bactérias orais ou cáries.

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto: Acompanha o produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso.

Frasco contendo 4mL



Indicação de uso: utilizar para praticamente todas as necessidades de adesão e colagem em odontologia restauradora para pacientes de todas as idades. O Peak™ se une aos seguintes substratos: Dentina e esmalte, Compósito, Metal, Porcelana e Zircônia.

Instruções de Uso:

Técnica de Adesão Direta e reparação de porcelana/zircônia

1. Preparo:

- Dentina/Esmalte: isole, limpe e remova as cáries para assegurar a remoção completa de dentina não-mineral. Para as preparações de abrasão/ablação de Classe V, recomenda-se deixar a superfície áspera antes do uso.
- Compósito: Remova as áreas fragilizadas do compósito pré-existente, recomenda-se deixar a superfície áspera antes do uso.
- Metal: Faça a microabrasão da superfície.

- Zircônia: Limpe a superfície e remova a zircônia fragilizada com uma broca diamantada.
- Porcelana: Deixe a superfície áspera e remova a porcelana fragilizada com uma broca diamantada. Limpe a área de porcelana fraturada por 5 segundos com ácido fosfórico (ex.: Ultra-Etch). Enxágue e seque.

2. Condicionamento:

2.1 Técnica de condicionamento total (dentina/esmalte, compósito e metal):

- Verifique a cor e a consistência do produto escoado antes de aplicar, colocando uma quantidade pequena em uma placa ou gaze. Descarte o líquido claro quando esse for exposto.
- Aplique o ácido fosfórico (ex.: Ultra-Etch) em todas as superfícies do preparo por 20 segundos.
- Enxágue abundantemente por 5 segundos.
- Seque levemente o preparo usando uma seringa de ar/água ou uma seringa de aspiração de alto volume. Deixe a superfície levemente úmida.
- OPCIONAL - Aplique uma solução antisséptica de gluconato de clorexidina a 2,0% na preparação com um movimento de escovagem e seque levemente com ar deixando a superfície úmida.
- Continue com o passo "Adesão" abaixo.

2.2 Condicionamento de porcelana – CUIDADO – na utilização de ácido fluorídrico (ex.: Ultradent™ Porcelain Etch).

Utilize um isolamento adequado como por exemplo uma barreira neutralizadora de ácidos. Não permita o contato do ácido fluorídrico com a gengiva e dentina.

- Aplique o ácido fluorídrico na área fraturada por 90 segundos.
- Sugue o ácido da superfície, EM SEGUIDA enxágue abundantemente e seque.
- Aplique o ácido fosfórico (ex.: Ultra-Etch) por 5 segundos para remover salpicos de porcelana e subprodutos formados pelo condicionamento com ácido fluorídrico. Enxágue e seque.

Aplique uma camada homogênea de Silano por 60 segundos.

- Seque completamente. NÃO ENXÁGUE.
- Continue com o passo "Adesão" abaixo.

2.3 Condicionamento de Zircônia – NÃO FAÇA O CONDICIONAMENTO ÁCIDO OU USE SILANO.

- Faça a abrasão a ar da superfície da prótese fraturada, enxágue e seque.
- Aplique um primer de zircônia na área fraturada seguindo as orientações do

- fabricante.
- Continue com o passo "Adesão" abaixo.

3. Adesão:

- Coloque de uma a três gotas do Peak™ dentro de um casulo.
- Utilizando um aplicador tipo Micro Applicator, aplique uma camada de Peak™ no preparo e agite gentilmente por 10 segundos.
- Seque/afine por 10 segundos utilizando ¼ a ½ de pressão de ar. O preparo deve ter um aspecto brilhante.
- Fotopolimerize por 10 segundos (ou por 20 segundos para lâmpadas com saída <600mW/cm²).
- Restaurar com resina fluida ou compactável, de acordo com as instruções do fabricante.

Técnica de adesão indireta (Coroas Indiretas, In-lays, Onlays, Zircônia)

1. Preparo:

- Remova o provisório, limpe o preparo, enxágue e seque.
- Verifique a adaptação da prótese.
- Prepare a superfície interna da prótese.

1.1 Prótese de metal:

- Fazer a microabrasão (jato de areia) na superfície interna da prótese.
- Enxágue e seque a superfície.

1.2 Cerâmica / porcelana:

- Aplique ácido fluorídrico na superfície interior da prótese por 90 segundos, enxaguar e secar.
- Aplique ácido fosfórico (ex: Ultra-Etch) por 5 segundos para remover sais e resíduos de porcelana formados pelo condicionamento com ácido fluorídrico. Enxaguar e secar.
- Aplique silano na superfície interior da prótese durante 1 minuto, seque e deixe a prótese repousar. Não enxágue.

1.3. Zircônia: NÃO FAÇA O CONDICIONAMENTO ÁCIDO OU USE SILANO.

- Faça a abrasão a ar das superfícies internas da prótese.
- Aplique um primer de zircônia de acordo com as orientações do fabricante.

2. Condicionamento – Prepare a superfície do dente

- ###### 2.1 Técnica de condicionamento total – (dentina/esmalte, compósito e metal)

- Aplique um ácido fosfórico (ex: Ultra-Etch) em todas as superfícies do preparo por 20 segundos.
- Enxágue abundantemente por 5 segundos.
- Seque levemente utilizando uma seringa de ar/água ou colocando uma seringa de aspiração de alto volume diretamente sobre o preparo. Deixar o preparo ligeiramente úmido.
- OPCIONAL - Aplicar uma solução antisséptica de gluconato de clorexidina a 2,0% na preparação com um movimento de escovagem e seque levemente com ar deixando a superfície úmida.

2.2 Condicionamento de porcelana – CUIDADO – na utilização de ácido fluorídrico (ex.: Ultradent™ Porcelain Etch).

Utilize um isolamento adequado como por exemplo uma barreira neutralizadora de ácidos. Não permita o contato do ácido fluorídrico com a gengiva e dentina.

- Aplique o ácido fluorídrico na área fraturada por 90 segundos.
- Sugue o ácido da superfície e posteriormente enxágue abundantemente e seque.
- Aplique ácido fosfórico (ex.: Ultra-Etch) por 5 segundos para remover remanescentes de porcelana e subprodutos formados pelo condicionamento com o ácido fluorídrico. Enxágue e seque.

2.3 Condicionamento de Zircônia - NÃO FAÇA O CONDICIONAMENTO ÁCIDO OU USE SILANO.

- Faça a abrasão a ar da superfície interna da prótese, enxágue e seque.
- Aplique um primer de zircônia na área fraturada seguindo as orientações do fabricante.
- Continue com o passo "Adesão" abaixo.

3. Adesão:

- Coloque de uma a três gotas do Peak™ dentro de um casulo.
- Utilizando um aplicador tipo Micro Applicator, aplique uma camada de Peak™ no preparo e agite gentilmente por 10 segundos.
- Seque por 10 segundos usando a pressão total de ar. O preparo deve ter um aspecto brilhante.

- Fotopolimerize por 10 segundos (20 segundos para lâmpadas com saída <600mW/cm²).

4. Cimentação

Aplique um cimento fotopolimerizável para facetas translúcidas ou cimento de dupla polimerização na prótese e siga as recomendações do fabricante.

Reparo de resina/metal/zircônia/porcelana

1. Resina – Remova as áreas fragilizadas da resina pré-existente. Deixar a superfície áspera com uma broca diamantada.

- Técnica de condicionamento total
 - Aplique o ácido fosfórico (ex.: Ultra-Etch) em todas as superfícies do preparo por 20 segundos.
 - Enxágue abundantemente por 5 segundos e deixe o preparo úmido.

2. Metal – Faça uma microabrasão na superfície

- Técnica de condicionamento total
 - Aplique o ácido fosfórico (ex.: Ultra-Etch) em todas as superfícies do preparo por 20 segundos.
 - Enxágue abundantemente por 5 segundos e deixe o preparo úmido.

3. Zircônia – Limpe a superfície e remova a zircônia fragilizada com uma broca diamantada - NÃO FAÇA CONDICIONAMENTO ÁCIDO OU USE SILANO.

- Execute o jateamento de ar na superfície interna da prótese.
- Aplique o primer de zircônia na área fraturada seguindo as instruções do fabricante.

4. Porcelana – Deixe a superfície áspera e remova a porcelana fragilizada com uma broca diamantada. Limpe a área de porcelana fraturada por 15 segundos com ácido fosfórico (ex.: Ultra-Etch). Enxágue e seque – CUIDADO – na utilização de ácido fluorídrico (ex.: Ultradent™ Porcelain Etch). Utilize um isolamento adequado como por exemplo uma barreira neutralizadora de ácidos. Não permita o contato do ácido fluorídrico com a gengiva e dentina.

- Aplique o ácido fluorídrico na área fraturada por 90 segundos.
- Sugue o ácido da superfície, EM SEGUIDA enxágue abundantemente e seque.
- Aplique o ácido fosfórico (ex.: Ultra-Etch) por 5 segundos para remover salpicos de porcelana e subprodutos formados pelo condicionamento com ácido fluorídrico. Enxágue e seque.
- Aplique uma camada homogênea de Silano por 60 segundos.

- Seque completamente. NÃO ENXÁGUE.

5. Adesivo

- Coloque de uma a três gotas do Peak™ dentro de um casulo.
- Utilizando um aplicador tipo Micro Applicator, aplique uma camada de Peak™ no preparo e agite gentilmente por 10 segundos.
- Secar por 10 segundos usando de ¼ a ½ da pressão de ar. O preparo deve ter um aspecto brilhante.
- Fotopolimerize por 10 segundos (ou por 20 segundos para lâmpadas com saída <600mW/cm²).

6. Restaure com resina fluida ou compactável, de acordo com as instruções do fabricante.

Pino e Núcleo

1. Preparo:

- Faça o preparo para o pino utilizando um stop de borracha e o tamanho de broca apropriado.
- Enxágue completamente o preparo do pino por 10 segundos. Seque começando do assoalho em direção ao teto do preparo.
- Verifique a adaptação do pino e corte-o no tamanho desejado utilizando um disco de diamante para alta rotação.

NOTA: Brocas carbide e brocas cirúrgicas podem desgastar as fibras.

2. Condicionamento

2.1. Técnica de condicionamento total:

- Colocar uma ponta aplicadora na seringa do ácido fosfórico (ex.: Ultra-Etch).
- Começar apicalmente e preencher o preparo do pino em direção à coroa. Aplicar o produto no preparo coronário. Fazer o condicionamento ácido por 20 segundos.
- Sugar o excesso de condicionamento ácido.
- Enxaguar abundantemente e secar levemente deixando o preparo do pino levemente úmido.
- Continue com o passo "Adesão" abaixo.

3. Adesão:

- Coloque de uma a três gotas do Peak™ dentro de um casulo.
- Utilizando o aplicador adequado, aplique uma camada de Peak™ no preparo e agite gentilmente por 10 segundos.

- Remover completamente o excesso com um adaptador de sucção e uma ponta de aplicação de calibre fino.

- Seque/afine por 10 segundos usando a pressão total de ar. O preparo deve ter um aspecto brilhante.
- Fotopolimerize em sentido descendente ao longo do espaço do pino por 20 segundos (40 segundos para lâmpadas com saída <600mW/cm²).
- Use uma ponta de papel ou um pino previamente adaptado para verificar se o espaço do pino não está bloqueado.

4. Cimentação do pino e formação do núcleo de preenchimento:

- Siga as orientações do fabricante do cimento eleito para cimentação ou criação do núcleo de preenchimento e dos pinos intraradiculares.
- Reconstrua a porção coronária com resinas compostas (ex. Forma™ ou Transcend™) com o volume indicado para cada caso.

Precauções e advertências:

- Leia atentamente e compreenda todas as instruções antes da utilização.
- Somente para uso profissional.
- Tampe o frasco imediatamente após o uso para evitar a polimerização.
- Mantenha a tampa no frasco até o uso.
- Dentistas e pacientes devem utilizar proteção ocular UV durante a fotopolimerização de materiais resinosos.
- Se o produto estiver refrigerado, deixe-o a temperatura ambiente antes do uso.
- Para melhorar a força de adesão, utilize ar sem óleo e sem umidade.
- Redirecione a luz operatória durante os procedimentos de restauração para evitar a polimerização prematura.
- As resinas podem ser irritantes. Evite o contato repetido da resina não polimerizada com a pele. Não utilize em pacientes com sensibilidade a acrilatos ou a outras resinas. Em casos de reação alérgica, dermatites ou se surgirem erupções cutâneas, consulte um médico.
- Descarte as pontas de aplicação, seringas e frascos vazios de forma adequada, conforme a legislação vigente.
- Mantenha longe do alcance das crianças.
- Não utilize após a data de vencimento impressa nos recipientes.
- Mantenha os produtos longe do calor/luz solar direta.
- Crie um isolamento adequado.
- Proibido reprocessar.

Condições de armazenamento, transporte e manipulação:

Conservar o produto em temperatura de 2°C a 27°C.


Condições para descarte:

- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descartar e utilizar outro que esteja com embalagem íntegra.
- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde: Peak™

quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

NOTA: Para obter as fichas de segurança e informações adicionais sobre a utilização de Peak™ e de outros produtos relacionados, visite: www.ultradent.com.br.



ANVISA nº: 80279910064

Responsável técnico: Claudia Cavani Kurozawa
CRQ/ SP nº: 04261572

Detentor do registro, Fabricante e Distribuidor:

Ultradent do Brasil Produtos Odontológicos Ltda.
CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121, Itaiaci – Indaiatuba / SP - Brasil
CEP: 13340350
0800 773 5100
www.ultradent.com.br

ES! **Descripción:** Peak™ es un adhesivo resinoso que se suministra en una botella. Se puede utilizar con autograbado o mediante la técnica de acondicionamiento total. Con una carga del 7,5 %, el alcohol etílico como disolvente polimeriza con la mayoría de las luces de alta intensidad, incluidas las LED. Peak™ contiene 0,2 % de clorhexidina, que se utiliza para garantizar una adhesión fuerte a largo plazo. La inclusión del aditivo clorhexidina no demostró ninguna correlación con una reducción de la caries secundaria en los pacientes. No se han realizado estudios clínicos para evaluar los efectos de la clorhexidina sobre las bacterias o las caries orales.

Listado de materiales de soporte que acompañan al producto: El respectivo Manual de Instrucciones de Uso acompaña al producto.

Frasco que contiene 4mL



Indicación de uso: uso para prácticamente todas las necesidades de adhesión y unión en odontología restauradora para pacientes de todas las edades. Peak™ se adhiere a los siguientes sustratos: dentina y esmalte, composite, metal, porcelana y circonio.

Instrucciones de uso:

Técnica de Adhesión Directa y reparación de porcelana/zirconia

1. Preparación:

- Dentina/Esmalte: Aíse, limpie y elimine las caries para garantizar la eliminación completa de la dentina no mineral. Para preparaciones de abrasión/abracción Clase V, se recomienda dejar rugosa la superficie antes de su uso.
- Composite: Eliminar las zonas debilitadas del composite preexistente, se recomienda dejar la superficie rugosa antes de su uso.

- Metal: Microbraze la superficie.
- Circonio: Limpiar la superficie y retirar el circonio debilitado con una broca de diamante.
- Porcelana: Deje la superficie rugosa y retire la porcelana debilitada con una broca de diamante. Limpie el área de porcelana fracturada durante 5 segundos con ácido fosfórico (por ejemplo, Ultra-Etch). Enjuague y seque.

2. Acondicionamiento:

2.1 Técnica de acondicionamiento total (dentina/esmalte, composite y metal):

- Comprobar el color y consistencia del producto escurrido antes de aplicar, colocando una pequeña cantidad sobre un plato o gasa. Deseche el líquido transparente cuando esté expuesto.
- Aplique ácido fosfórico (por ejemplo, Ultra-Etch) a todas las superficies de preparación durante 20 segundos.
- Enjuague bien durante 5 segundos.
- Seque ligeramente la preparación usando una jeringa de aire/agua o una jeringa de succión de alto volumen. Deje la superficie ligeramente húmeda.
- OPCIONAL - Aplicar una solución antiséptica de gluconato de clorhexidina al 2,0% a la preparación con un movimiento de cepillo y secar ligeramente con aire, dejando la superficie húmeda.
- Continúe con el paso "Adhesión" a continuación.

2.2 Acondicionamiento de porcelana – PRECAUCIÓN – cuando se utiliza ácido fluorhídrico (por ejemplo: Ultradent™ Porcelain Etch).

- Utilice un aislamiento adecuado, como una barrera neutralizadora de ácidos. No permita que el ácido fluorhídrico entre en contacto con las encías y la dentina.
- Aplique ácido fluorhídrico al área fracturada durante 90 segundos.
 - Chupe el ácido de la superficie, LUEGO enjuague bien y seque.
 - Aplique ácido fosfórico (por ejemplo, Ultra-Etch) durante 5 segundos para eliminar las salpicaduras de porcelana y los subproductos formados por el grabado con ácido fluorhídrico. Enjuague y seque.
 - Aplicar una capa homogénea de Silano durante 60 segundos.
 - Secar completamente. NO ENJUAGUE.
 - Continúe con el paso "Adhesión" a continuación.

2.3 Grabado de circonio: NO GRABAR CON ÁCIDO ni utilizar silano.

- Lije con aire la superficie de la prótesis fracturada, enjuague y seque.
- Apique una imprimación de circonio en el área fracturada siguiendo las

instrucciones del fabricante.

- Continúe con el paso "Adhesión" a continuación.

3. Adhesión:

- Coloque de una a tres gotas de Peak™ dentro de un capullo.
- Usando un aplicador Micro Applicator, aplique una capa de Peak™ a la preparación y agite suavemente durante 10 segundos.
- Seque/afine durante 10 segundos usando ¼ a ½ presión de aire. La preparación debe tener un aspecto brillante.
- Fotopolimerice durante 10 segundos (o durante 20 segundos para lámparas con potencia <600 mW/cm²).
- Restaurar con fluido o resina compactable, según las instrucciones del fabricante.

Técnica de adhesión indirecta (Coronas Indirectas, In-lays, Onlays, Zirconia)

1. Preparación:

- Retirar el provisional, limpiar la preparación, enjuagar y secar.
- Comprobar la adaptación de la prótesis.
- Preparar la superficie interna de la prótesis.

1.1 Prótesis metálicas:

- Realizar microabrasión (chorro de arena) en la superficie interna de la prótesis.
- Enjuague y seque la superficie.

1.2 Cerámica / porcelana:

- Apique ácido fluorhídrico a la superficie interna de la dentadura postiza durante 90 segundos, enjuague y seque.
- Apique ácido fosfórico (por ejemplo, Ultra-Etch) durante 5 segundos para eliminar las sales y los residuos de porcelana formados al grabar con ácido fluorhídrico. Enjuague y seque.
- Apique silano a la superficie interna de la dentadura durante 1 minuto, seque y deje reposar la dentadura. No enjuague.

1.3. Circonio: NO grabar con ÁCIDO ni utilizar silano.

- Desgaste con aire las superficies internas de la prótesis.
- Apique una imprimación de circonio según las instrucciones del fabricante.

2. Acondicionamiento – Preparar la superficie del diente

2.1 Técnica de acondicionamiento total – (dentina/esmalte, composite y metal)

- Apique ácido fosfórico (por ejemplo, Ultra-Etch) a todas las superficies de preparación durante 20 segundos.
- Enjuague bien durante 5 segundos.
- Seque ligeramente usando una jeringa de aire/agua o colocando una jeringa de aspiración de alto volumen directamente sobre la preparación. Dejar la preparación ligeramente húmeda.
- OPCIONAL - Aplicar una solución antiséptica de gluconato de clorhexidina al 2,0% a la preparación con un movimiento de cepillo y secar ligeramente con aire, dejando la superficie húmeda.

2.2 Acondicionamiento de porcelana – PRECAUCIÓN – cuando se utiliza ácido fluorhídrico (por ejemplo: Ultradent™ Porcelain Etch).

- Utilice un aislamiento adecuado, como una barrera neutralizadora de ácidos. No permita que el ácido fluorhídrico entre en contacto con las encías y la dentina.
- Apique ácido fluorhídrico al área fracturada durante 90 segundos.
 - Aspire el ácido de la superficie y luego enjuague bien y seque.
 - Apique ácido fosfórico (por ejemplo, Ultra-Etch) durante 5 segundos para eliminar los restos de porcelana y los subproductos formados al grabar con ácido fluorhídrico. Enjuague y seque.
 - Aplicar una capa homogénea de Silano durante 60 segundos.
 - Secar completamente. NO ENJUAGUE.
 - Continúe con el paso "Adhesión" a continuación.

2.3 Grabado de circonio: NO Grabe con ÁCIDO ni utilice silano.

- Lije con aire la superficie interna de la prótesis, enjuague y seque.
- Apique una imprimación de circonio en el área fracturada siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Continúe con el paso "Adhesión" a continuación.

3. Adhesión:

- Coloque de una a tres gotas de Peak™ dentro de un capullo.
- Usando un aplicador Micro Applicator, aplique una capa de Peak™ a la preparación y agite suavemente durante 10 segundos.
- Seque durante 10 segundos usando presión de aire total. La preparación debe tener un aspecto brillante.
- Fotopolimerice durante 10 segundos (20 segundos para lámparas con potencia <600 mW/cm²).

4. Cementación

Apique un cemento fotopolimerizable para carillas translúcidas o cemento de doble polimerización a la prótesis y siga las recomendaciones del fabricante.

Reparación de resina/metal/zirconia/porcelana

1. Resina – Eliminar las zonas debilitadas de resina preexistente. Haga áspera la superficie con un taladro de diamante.

1.1 Técnica de acondicionamiento total

- Apique ácido fosfórico (por ejemplo: Ultra-Etch) a todas las superficies de preparación durante 20 segundos.
- Enjuagar bien durante 5 segundos y dejar la preparación húmeda.

2. Metal – Realizar una microabrasión en la superficie.

2.1 Técnica de acondicionamiento total

- Apique ácido fosfórico (por ejemplo: Ultra-Etch) a todas las superficies de preparación durante 20 segundos.
- Enjuagar bien durante 5 segundos y dejar la preparación húmeda.

3. Circonio – Limpiar la superficie y retirar el circonio debilitado con una broca de diamante. NO AGITE Grabe ni use silano.

- Realizar chorro de aire sobre la superficie interna de la prótesis.
- Aplicar la imprimación de circonio en la zona fracturada siguiendo las instrucciones del fabricante.

4. Porcelana – Deje la superficie rugosa y retire la porcelana debilitada con una broca de diamante. Limpie el área de porcelana fracturada durante 15 segundos con ácido fosfórico (por ejemplo, Ultra-Etch). Enjuague y seque – PRECAUCIÓN: cuando utilice ácido fluorhídrico (por ejemplo: Ultradent™ Porcelain Etch).

Utilice un aislamiento adecuado, como una barrera neutralizadora de ácidos. No permita que el ácido fluorhídrico entre en contacto con las encías y la dentina.

- Apique ácido fluorhídrico al área fracturada durante 90 segundos.
- Chupe el ácido de la superficie, LUEGO enjuague bien y seque.
- Apique ácido fosfórico (por ejemplo, Ultra-Etch) durante 5 segundos para eliminar las salpicaduras de porcelana y los subproductos formados por el grabado con ácido fluorhídrico. Enjuague y seque.
- Aplicar una capa homogénea de Silano durante 60 segundos.
- Secar completamente. NO ENJUAGUE.

5. Pegatina

- Coloque de una a tres gotas de Peak™ dentro de un capullo.
- Usando un Micro Aplicador, aplique una capa de Peak™ a la preparación y agite suavemente durante 10 segundos.
- Seque durante 10 segundos usando ¼ a ½ presión de aire. La preparación debe tener un aspecto brillante.
- Fotopolimerice durante 10 segundos (o durante 20 segundos para lámparas con potencia <600 mW/cm²).

6. Restaurar con fluido o resina compactable, según las instrucciones del fabricante.

Pasador y núcleo

1. Preparación:

- Prepárese para el pasador utilizando un tope de goma y el tamaño de broca adecuado.
- Enjuague bien la preparación del alfiler durante 10 segundos. Secar desde el suelo hacia el techo de la preparación.
- Compruebe el ajuste del pasador y córtelo al tamaño deseado con un disco de diamante de alta velocidad.

NOTA: Las fresas de carburo y las fresas quirúrgicas pueden desgastar las fibras.

2. Acondicionamiento

2.1. Técnica de acondicionamiento total:

- Coloque la punta del aplicador en la jeringa de ácido fosfórico (por ejemplo, Ultra-Etch).
- Comience apicalmente y rellene la preparación del poste hacia la corona. Aplicar el producto sobre la preparación coronaria. Grabar con ácido durante 20 segundos.
- Succiona el exceso de acondicionamiento ácido.
- Enjuague bien y seque ligeramente, dejando la preparación del alfiler ligeramente húmeda.
- Continúe con el paso "Adhesión" a continuación.

3. Adhesión:

- Coloque de una a tres gotas de Peak™ dentro de un capullo.
- Usando el aplicador adecuado, aplique una capa de Peak™ a la preparación y agite suavemente durante 10 segundos.
- Elimine completamente el exceso con un adaptador de succión y una punta de aplicación de calibre fino.

- Seque/afine durante 10 segundos usando presión de aire total. La preparación debe tener un aspecto brillante.
- Fotopolimerice hacia abajo a lo largo del espacio de las clavijas durante 20 segundos (40 segundos para lámparas con potencia <600 mW/cm²).
- Utilice una punta de papel o un alfiler previamente adaptado para comprobar que el espacio del alfiler no esté bloqueado.

4. Formación posterior del núcleo de cementación y relleno:

- Siga las pautas del fabricante de cemento elegido para cementar o crear el núcleo de relleno y los postes intrarradicales.
- Reconstruir la porción coronaria con resinas compuestas (p. ej. Forma™ o Transcend™) con el volumen indicado para cada caso.

Precauciones y advertencias:

- Lea y comprenda atentamente todas las instrucciones antes de su uso.
- Sólo para uso profesional.
- Tape el frasco inmediatamente después de su uso para evitar la polimerización.
- Mantenga la tapa del frasco hasta su uso.
- Los dentistas y los pacientes deben utilizar protección ocular UV durante la fotopolimerización de materiales resinosos.
- Si el producto está refrigerado, llévelo a temperatura ambiente antes de usarlo.
- Para mejorar la fuerza de adhesión, utilice aire libre de aceite y humedad.
- Redirigir la luz operatoria durante los procedimientos restaurativos para evitar la polimerización prematura.
- Las resinas pueden resultar irritantes. Evite el contacto repetido de la resina no polimerizada con la piel. No utilizar en pacientes sensibles a los acrilatos u otras resinas. En casos de reacción alérgica, dermatitis o si aparecen erupciones cutáneas, consultar al médico.
- Eliminar correctamente las puntas de aplicación, jeringas y viales vacíos, de acuerdo con la legislación vigente.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilizar después de la fecha de vencimiento impresa en los envases.
- Mantenga los productos alejados del calor o la luz solar directa.
- Cree un aislamiento adecuado.
- Prohibido Reprocesar.

Condiciones de almacenamiento, transporte y manipulación:

Almacenar el producto a una temperatura de 2°C a 27°C.

Condiciones de eliminación:

- Si el embalaje está roto no utilizar el producto. Deseche y utilice otro con el embalaje intacto.
- Después de su uso, el producto debe desecharse en lugares adecuados para el desecho de materiales dentales.

Requisitos Esenciales para la Seguridad y Eficacia de los Productos para la Salud:

Peak™, cuando se utiliza para el propósito para el que fue diseñado, y cuando es manipulado por el dentista siguiendo las instrucciones de uso, no presenta ningún riesgo para el paciente ni para el dentista.

NOTA: Para obtener fichas de datos de seguridad e información adicional sobre el uso de Peak™ y otros productos relacionados, visite: www.ultradent.com.br

SÓLO PARA USO PROFESIONAL.



ANVISA nº: 80279910064

Responsable técnico: Claudia Cavani Kurozawa
CRQ/ SP nº: 04261572

Titular del Registro, Fabricante y Distribuidor:

Ultradent do Brasil Produtos Odontológicos Ltda.
CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121, Itaiçá – Indaiatuba / SP - Brasil
CEP: 13340350
0800 773 5100
www.ultradent.com.br

MP00164.5 210524