

男女共通

# VIOゾーン お手入れガイド

ブラウンの光美容器は毎秒80回肌の色を読み取り、1照射毎に体のパーツや肌の色にあわせて照射パワーを最適化するSenso Adapt™テクノロジーを搭載。



この説明書ではVIO(デリケート)ゾーンのお手入れ方法を説明しています。  
また、この説明書は既に提供されている別の取り扱い説明書の追補となっており、VIOゾーンのお手入れに関する最新の臨床試験データに基づいて作成されています。  
こちらのガイドは男女共通の内容となります。



# Vゾーン、Iゾーン、Oゾーンのお手入れにも使えます

Vゾーン



ビキニライン

Iゾーン



両脚の間

Oゾーン



お尻の間

Vゾーン：恥丘、ビキニラインのみ

Iゾーン：大陰唇、会陰のみ

Oゾーン：肛門周囲のみ

粘膜(小陰唇、膣口)には使用しないでください。

陰茎(男性器)と陰囊(睪丸)には使用しないでください。

肛門には直接使用しないでください。

IゾーンやOゾーンは肌の色が暗めなことがあるので、

安全上の理由から、製品が肌にきちんと当たっている場合でもフラッシュしないことがあります。

## お手入れ用ヘッドとモード設定



V、I、Oゾーンのお手入れにはコンパクトヘッド(部分用)\*\*を使ってください。



不快感を防ぐために、V、I、Oゾーンのお手入れにはPro7/ Pro5では超やわらかフラッシュモード、Pro3ではやわらかフラッシュモードの使用をお勧めします。ランプの点灯が1つになったのを確認できるまでやわらかフラッシュボタン④\*を押してください。



V、I、Oゾーンはお肌の色が暗めなので、よりセンシティブな箇所となっています。

\*別紙の取り扱い説明書をご確認ください。

\*\*すべてのモデルには搭載されていません。

# Vゾーン、Iゾーン、Oゾーンのお手入れ方法

## お手入れをはじめる前に

- ・Vゾーン、Iゾーン、Oゾーンに初めて使用する場合にはパッチテスト(またはスキントテスト)を行ってください。方法はパッチテストの項目に記載しています。
- ・お手入れするエリアの毛を剃ってください。
- ・目に見える毛が残っていないことを確認してください。
- ・ローションやクリームが残っていないことを確認してください。
- ・お手入れの際は、立つ、座る、しゃがんだ状態で行ってください。
- ・細部照射モードのご使用をおすすめします。

## お手入れ方法



1. フラッシュウインドー(照射口)を肌にしっかり当ててください。このとき、フラッシュ自動調整システムが肌にきちんと当たるように、指で肌を伸ばすようにします。
2. LED出力バー③\*のLEDライトが白く光ります。

\*別紙の取り扱い説明書をご確認ください。



3. フラッシュボタン⑤\*を一度短く押してすぐ離すと光が1度照射されます。
4. 本体を肌から離し、先ほど照射した場所と隣合う箇所に当ててください。LED出力バー③\*のLEDライトが白く光るのを待ってから、またフラッシュボタン⑤\*を一度短く押してすぐ離します。
5. 1か所ずつ、お手入れしたい箇所全体に照射し終わるまで1~4を繰り返してください。

※IゾーンやOゾーンのお肌の色が暗い場合、フラッシュしないことがあります。


### 警告

-  粘膜(小陰唇や膣口)や肛門には使用しないでください。
-  陰囊(睾丸)や陰茎(男性器)には使用しないでください。

### 注意

-  コンパクトヘッドを他の人と一緒に使用しないでください。
-  毛を完全に剃った箇所以外は使用しないでください。

### 重要

-  Iゾーン、Oゾーンはお肌の色が暗めなので、安全のために製品が肌にきちんと当たっている場合でも、フラッシュしない場合があります。