

当医院がおすすめする
歯科医院専売品

替えブラシ



プロ プロフェッショナル 安全機能付きシンプルモデル

患者参考価格 9,900円(税込)

【安全機能】

- 押し付け防止センサー
- 過圧ストッパー
- 過圧コントローラー

【ブラッシングモード:2モード】

- やわらかクリーン
- クリーン

【付属ブラシ】

- やわらか極細毛ブラシ
- 歯間用ブラシ



日本歯科医師会の推奨は、本製品の品質・性能等を保証するものではありません。また、製造・販売等に関するものではありません。



すみずみクリーンキッズ プレミアム プロフェッショナル 子供用モデル

患者参考価格 5,940円(税込)

【ブラッシングモード:2モード】


- やわらかクリーン
- クリーン

- やさしく回転モード
- 子供が握りやすい設計
- 海外使用可能(240Vまで)
- 選んで貼れる8枚入
- 安全設計
- 3才からOK
- タイマー付


【付属ブラシ】

- 子供用やわらかめブラシ ブルー × 3本

iO専用 iOシリーズにのみご使用いただけます。



iO アルティメイト クリーン
2種類の長さを組み合わせた毛束が歯と歯ぐきのキワ、歯と歯の間に毛先を届け効果的にプラーク除去。




iO ジェントル クリーン
ブラシの外側の細いブラシ毛が歯と歯ぐきのキワをやさしくブラッシング。

【2本入り】
患者参考価格 2,970円(税込)

【2本入り】
患者参考価格 2,970円(税込)


▼iOシリーズとは、互換性がありません。▼

さまざまなニーズに応える6種類の替えブラシ




マルチアクションブラシ
16°に傾いたブラシが、歯ぐきのキワも効果的にプラーク除去

【3本入り】
患者参考価格 2,970円(税込)




ベーシックブラシ
基本的なブラッシング

【3本入り】
患者参考価格 2,640円(税込)




やわらか極細毛ブラシ
ブラシの外側の極細毛が歯ぐきのキワをやさしくブラッシング

【3本入り】
患者参考価格 2,970円(税込)




歯間ワイパー付ブラシ
歯間ワイパーがやさしく、効果的に歯間部のプラーク除去

【3本入り】
患者参考価格 2,970円(税込)



ホワイトニングブラシ
ラバーカップが歯磨き剤を効果的に届け、やさしくブラッシング

【3本入り】
患者参考価格 2,970円(税込)



歯間用ブラシ
仕上げ磨きや、補綴物や矯正装置周囲のブラッシング

【1本入り】
患者参考価格 1,210円(税込)

子供用やわらかめブラシ



ブルー
【2本入り】
患者参考価格 3,520円(税込)



ピンク
【2本入り】
患者参考価格 3,520円(税込)

※iO専用以外の替えブラシはブラウン オーラルBのすべての機種にご使用いただけますがiOシリーズとは、互換性がありません。

※替えブラシの使い分けは、あくまで一般的な例です。患者さまの症状や必要に応じて使い分けてください。電動歯ブラシは医療機器ではありません。

価格は2022年2月現在の患者参考価格(消費税込み)です。

〈修理のお問い合わせ・ご相談は〉

ブラウンリペアセンター ☎049-281-2033

受付時間 9:30~12:30/13:30~17:30 月~金(祝日、夏季・冬季休業日を除く)

〒350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木5-7-3

製造元: P&Gジャパン合同会社

〒651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-18
<https://jp.pg.com/>

2022年2月



患者様へのご案内

歯科医師、歯科衛生士がおすすめする ブラウン オーラルBの電動歯ブラシ

残念ながら
その磨き方では
磨き残しが
たくさんあるかも...

オーラルB iO プロフェッショナル

丸型ブラシが磨き残ししやすい
歯と歯ぐきのキワ、歯と歯の間に
毛先を届け効果的にブラッシング



当医院がおすすめする
歯科医院専売品

iO9 プロフェッショナル

患者参考価格 34,760円(税込)



日本歯科医師会の推奨は、本製品の品質・性能等を保証するものではありません。また、製造・販売等に関するものではありません。

【ブラッシングモード:7モード】

- Daily Clean 標準クリーンモード
- Gum Care 歯ぐきケアモード
- Intense Clean しっかりクリーンモード
- Tongue Clean 舌クリーンモード
- Sensitive やわらかクリーンモード
- Whitening ホワイトニングモード
- Super Sensitive 超やわらかクリーンモード

- 押し付け防止センサー
- インタラクティブカラーディスプレイ
- ブラッシングガイド+AIポジション検知機能

【付属ブラシ】

- iO アルティメイトクリーン
- iO ジェントルクリーン



ジーニアス プロフェッショナル 多機能なプレミアムモデル

患者参考価格 19,800円(税込)



日本歯科医師会の推奨は、本製品の品質・性能等を保証するものではありません。また、製造・販売等に関するものではありません。

【安全機能】

- 押し付け防止センサー
- 過圧ストッパー
- 過圧コントローラー

【ブラッシングモード:6モード】

- プロクリーン
- 歯ぐきケア
- 舌クリーン
- やわらかクリーン
- 舌クリーン
- ホワイトニング
- クリーン

【リアルタイム歯磨きナビ】

- スマートフォンアプリ連動*
- ポジション検知機能*

【付属ブラシ】

- やわらか極細毛ブラシ
- マルチアクションブラシ
- 歯間用ブラシ

※スマートフォンの機種によっては、アプリが対応していない場合がございます。

こんな磨きくせありませんか？

- ✔ つい、ごしごしと強く磨いてしまう。
● 歯ブラシの毛先が広がる。



強く磨いてしまうと、歯と歯ぐきを痛めるおそれがあります。

オーラルBなら、強くブラシをあて過ぎると、ライトが赤く光ってお知らせします。最適なブラッシング圧で磨けます。



- ✔ ブラッシング時間が短い。
● 忙しくて歯磨きに十分な時間が取れない。




ブラッシング時間が短いと、プラークが落とされない可能性があります。

オーラルBなら、推奨する2分間のブラッシング時間をシグナルとライトでお知らせします。2分間で十分プラークを磨き取る除去力があります。



- ✔ 歯と歯の間、歯と歯ぐきのキワの磨き残しを指摘されたことがある。



歯と歯の間、歯と歯ぐきのキワは、歯ブラシの毛先が届きにくく、磨き残しやすいところです。

オーラルBなら、独自の丸型ブラシが歯と歯の間や歯ぐきのキワに届きやすく、プラークを効果的に除去できます。



- ✔ 磨きやすいところ、磨きにくいところがある。
● 歯磨きに偏りがあると指摘されたことがある。

プラーク(歯垢/バイオフィルム)は細菌の塊です。

プラークは、糊状のものを作り塊となって歯に密着しています。だからブラシで物理的に取り除く必要があります。



〈イメージ図〉

磨きにくいところのブラッシング時間が不十分になり、磨き残している可能性があります。


オーラルBなら、上下・左右まんべんなく磨けるよう、シグナルとライト、またはスマートフォンのアプリ*画面でナビゲートします。

*iO9 プロフェッショナル、ジーニアス プロフェッショナルに搭載



オーラルB 電動歯ブラシは、丸型ブラシが歯を1本ずつ包み込むようにブラッシングします。

歯と歯ぐきのキワ、歯と歯の間にブラシの毛先を届け、プラークを除去します。



オーラルB iOなら、歯から歯へスムーズに、よりやさしく効率的なブラッシングをご体験いただけます。



適切にコントロールされたエネルギーが毛先に集中
効率的なブラッシング



遠心マイクロモーション™+ 左右反転運動
歯から歯へのスムーズにやさしくブラッシング




スマート押し付け防止センサー
ブラッシング圧の弱い(変化なし)、適切(緑)、強い(赤)を視覚でお知らせし、適切なブラッシング圧をガイド



オーラルBの効果的な磨き方


歯ブラシをごしごし動かす必要はありません。



かみ合わせ面からブラシを被せるよう、歯と歯ぐきのキワまで、歯ブラシの毛先を届けます。



お口の中を4分割し、30秒ずつ磨きます。



奥歯から順番に、1本ずつ、1~2秒ブラシを当てて、前の歯へ歯をなぞるようにブラシを移動してください。

ご自身のお口の状態に適したブラッシング方法、替えブラシは、かかりつけの歯科医師、歯科衛生士にご相談ください。