



iO Gentle Care	iO Ultimate Clean	iO Specialized Clean	iO Radiant White
----------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------

VŠECHNY NAŠE KARTÁČKOVÉ HLAVICE ZAJIŠŤUJÍ
LEPŠÍ ODŠTRAŇOVÁNÍ ZUBNÍHO PLAKU NEŽ MANUÁLNÍ
ZUBNÍ KARTÁČEK

	iO2 	iO3 	iO5 	iO6 	iO9 	iO10 
Technologie	Magnetická iO™					
Režimy čištění	3 včetně režimů Sensitive		5 včetně režimů Supersensitive	5 včetně režimů Sensitive a Gum Care	7 včetně režimů Supersensitive a Gum Care	
Pro každodenní čištění						
Bělicí						
Senzitivní						
Super senzitivní						
Intenzivní						
Starostlivost o dásně						
Pro čištění jazyka						
Časovač čištění	Po 30 vteřinách zavibrováním		V aplikaci	Na displeji a v aplikaci		Na displeji, v aplikaci a na iO Sense
Nabíjení	6–8 hodin nabíjení				3hodinové magnetické rychlé nabíjení	
Senzor tlaku	Nadměrný tlak	Inteligentní senzor tlaku				
Propojení přes Bluetooth						
Zpětná vazba v reálném čase			Sledování 6 zón		Sledování 16 zón	
Interaktivní displej				Černobílý	Barevný	

Hledám	Šetrné čištění	Důkladné čištění a čištění mezizubních prostor	Speciální péče	Čištění a bělení
Výhoda	Nejměkčí kartáčková hlavice iO pro šetrné čištění bez kompromisů s až 4000 měkkými vlákny.	Oral-B iO Ultimate Clean obsahuje speciální strukturu vláken s úhlem 16 stupňů, aby dosáhla hlouběji do mezizubních prostor.	Speciálně navržená ve spolupráci se zubními lékaři tak, aby čistila i oblasti, které vyžadují zvláštní pozornost, jako jsou rovnátka, implantáty a křivé zuby.	Leštící plátky pro bělejší zuby od prvního dne díky jemnému leštění povrchových skvrn.
Čistící účinek	● ●	● ● ●	● ●	● ● ●
Jemný zážitek	● ● ●	● ●	● ●	● ●
Bělicí efekt	●	● ●	●	● ● ●

*V porovnání s manuálním zubním kartáčkem

Klinické hodnocení elektrického zubního kartáčku Oral-B iO v porovnání s manuálním zubním kartáčkem v oblastech redukce gingivitidy a plaku

Grender J, et al. *Int Dent J* 2020; 70 (Suppl 1): S7-S15.

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ V OBLASTI GINGIVITIDY


U subjektů používajících nový oscilačně-rotací elektrický zubní kartáček Oral-B® iO se projevilo větší zlepšení gingivitidy v porovnání s těmi, kteří používali manuální zubní kartáček, a to už od prvního týdne a po celou dobu 8týdenní studie.

V týdnu 8 se u Oral-B® iO prokázala:

- 2x větší redukce počtu krvácivých míst (Graf 1)
- 3x větší redukce gingiválního krvácení (GBI)
- 2x větší redukce gingivitidy (MGI)


82 % subjektů (45/55) používajících zubní kartáček Oral-B® iO bylo zařazeno do kategorie Zdravý (<10 % krvácivých míst) v týdnu 8 v porovnání s 24 % subjektů (13/55) používajících manuální kartáček. Rozdíl byl statisticky významný ($P < 0.001$). Viz Graf 2.

Graf 1. Redukce krvácivých míst v týdnu 8 v porovnání se základní hodnotou.



* $P < 0.001$; souhrnná základní hodnota počtu krvácivých míst = 32,11.

Graf 2. % subjektů klasifikovaných jako „zdravý“ (<10 % krvácivých míst) v týdnu 8.



** $P < 0.001$


KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ V OBLASTI PLAKU

U subjektů používajících nový oscilačně-rotací elektrický zubní kartáček Oral-B® iO se projevila větší redukce plaku v porovnání s těmi, kteří používali manuální zubní kartáček, a to již po prvním čištění, v týdnu 1 a v celém průběhu 8týdenní studie.

V týdnu 8 kartáček Oral-B® iO odstraní:

- 2x více plaku v celých ústech
- 3x více interproximálního plaku (Graf 3)
- 6x více plaku podél linie dásní

Graf 3. Redukce interproximálního plaku.



*** $P < 0.001$; souhrnné skóre základní hodnoty plaku v celých ústech = 0,62.

Klinické hodnocení elektrického zubního kartáčku Oral-B iO v porovnání se sonickým zubním kartáčkem v oblastech redukce gingivitidy a plaku

Adam R, et al. *Int Dent J* 2020; 70 (Suppl 1): S16-S21.


KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ OHLEDNĚ GINGIVITIDY

Používání nového elektrického zubního kartáčku Oral-B® iO dvakrát denně po dobu 8 týdnů vedlo k většímu zlepšení zdraví dásní oproti Sonicare DiamondClean, včetně:

- O 59 % větší redukci krvácivých míst (viz Graf 1)
- O 51 % větší redukci gingiválního krvácení (GBI)
- O 62 % větší redukci gingivitidy (MGI)


84 % subjektů (38/45) používajících zubní kartáček Oral-B® iO bylo zařazeno do kategorie Zdravý (<10 % krvácivých míst) v Týdnu 8 oproti 53 % subjektů (24/45) používajících sonický kartáček. Rozdíl byl statisticky významný ($P = 0.003$). Viz Graf 2.

Graf 1. Redukce krvácivých míst do týdne 8 v porovnání se základní hodnotou.



* $P < 0.001$; souhrnná základní hodnota počtu krvácivých míst = 32,8

Graf 2. % subjektů klasifikovaných jako „zdravý“ (<10 % krvácivých míst) v týdnu 8.




** $P = 0.003$

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ OHLEDNĚ PLAKU

Oral-B® iO poskytuje také statisticky výrazně vyšší redukci plaku oproti Sonicare DiamondClean, v průběhu 8 týdnů odstraňuje:

- O 29 % více plaku v celých ústech
- O 41 % více interproximálního plaku (Graf 3)
- O 49 % více plaku podél linie dásní

Graf 3. Redukce interproximálního plaku do týdne 8 v porovnání se základní hodnotou.



*** $P < 0.001$; skóre souhrnné základní hodnoty interproximálního plaku = 0,98.