

EtchArrest™ Acid Barier/Neutralizer	EtchArrest™ Säurebarriere/Neutralisator	EtchArrest™ Barrière contre l'acide/ neutraliseur d'acide	EtchArrest™ zuurblokkerend/-neutraliserend middel	EtchArrest™ Barriera per acido/neutralizzatore
Description: EtchArrest™ is a sodium bicarbonate and calcium source acid neutralizing emulsion. It is just viscous enough to not run on vertical surfaces, yet it can still flow into tiny irregularities. EtchArrest™ rinses off with water. Indications: EtchArrest™ is applied before etchant to protect hard and soft tissues or existing restorations adjacent to the surfaces being treated. Use to neutralize porcelain etch after removing to prevent splatter. Procedure: 1. Remove Luer lock cap from syringe. 2. Twist a Black Micro™ tip firmly onto syringe. 3. Check for uniform flow through tip before use by expressing a small amount on a paper pad. Verify the color and consistency of the product flow before applying by expressing a small amount onto a mixing pad or gauze. Discard any clear liquid that is expressed. For optimum control, hold plunger in palm of hand rather than in conventional manner with thumb on plunger. 4. Apply a bead of EtchArrest™ on all tissue surfaces that are to be protected (note Figs. 2-5). Etch the surfaces being prepared for bonding procedures. We suggest Ultra-Etch™ 35% phosphoric acid for dentin and enamel. Use Ultradent™ Porcelain Etch (9.5% hydrofluoric acid) for porcelain (Fig. 4). If etching porcelain, cover the adjacent dentin and enamel with EtchArrest before etching the porcelain. EtchArrest is not appropriate for conditioning dentin or enamel. After etching porcelain, neutralize acid and rinse from dentin and enamel before conditioning with Ultra-Etch (see below). Bubbles are evident when acid comes in contact with EtchArrest. Leave EtchArrest in place for duration of etching. To neutralize the acid, express EtchArrest into the acid while removing with the tip until the color of the etchant has changed (see Fig. 5). Stop the neutralized acid by placing the vacuum tip next to the surface and then rinsing with water spray (Figs. 6-7). Apply bonding resin(s) and restore using the composite system of choice. We suggest Peak™ Universal Bond followed by Amelogen™ or Vit-I-essence™ composites for direct-placed restorations. Precautions: 1. EtchArrest must be placed over any tooth anatomy adjacent to porcelain being etched, as hydrofluoric acid is inappropriate to place on these tissues. If these surfaces require phosphoric acid treatment as well, then the use of an abrasive (such as pumice or a rotary diamond) to remove the higher pH surface layer is appropriate. 2. Do not use EtchArrest on patients with chemical hypersensitivities or with sensitivity to sodium bicarbonate. 3. Clean and disinfect syringes between patients. We highly recommend using Ultradent™ Syringe Covers as a protective barrier to prevent cross-contamination. General Precautions: 1. For Professional use only. 2. Read and follow all warnings, precautions, and SDS before beginning any treatment. For SDS and additional information about our products, please go to www.ultradent.com or use as directed. 3. Keep products out of heat/sunlight. 4. Avoid skin exposure to resins. 5. Isolate strong chemicals to area of treatment. 6. Confirm that patient has no known allergies to treatment materials. 7. Test flow of materials from syringe and tip using intraorally. 8. Never force syringe plungers.	Beschreibung: EtchArrest™ ist ein Säure neutralisierendes Medium mit Natriumbicarbonat und Calcium. Es ist gerade viskos genug, um nicht auf vertikalen Oberflächen abzurufen, fließt aber in winzige Unebenheiten. EtchArrest™ kann mit Wasser abgespült werden. Anwendungsgebiete: EtchArrest™ wird vor Aufzählschichten aufgetragen, um die angrenzenden harten und weichen Gewebe oder bestehenden Restaurationen nahe der zu behandelnden Oberfläche zu schützen. Setzen Sie EtchArrest™ als Schutzmittel vor dem Entfernen zu neutralisieren, um Spritzer zu vermeiden. Verfahren: 1. Entfernen Sie die Luer-Lock Kappe von der Spritze. 2. Schrauben Sie einen Black Micro™ Tip fest auf die Spritze. 3. Prüfen Sie vor der Applikation den gleichmäßigen Fluss durch den Spritzenansatz, indem Sie eine kleine Menge auf einen papierhaften Auspressen. Farbe und Konsistenz des Produktes vor der Anwendung sicherstellen. Eine kleine Menge des Produktes auf ein Mischblock oder auf Gaze auspressen. Eventuell ausgesprochene klare Flüssigkeit verwerfen. Zur optimalen Druckkontrolle halten Sie die Spritze mit dem Stempel in der Handfläche statt konventionell mit dem Daumen auf dem Stempel. 4. Bringen Sie eine Beule von EtchArrest™ auf alle zu schützenden Oberflächen auf (siehe Abb. 2-5). Azen Sie die Oberflächen, die für die Bondingsmaßnahmen vorbereitet werden. Wir empfehlen Ultra-Etch™ 35% Phosphorsäure für Dentin und Zahnschmelz. Verwenden Sie Ultradent™ Porcelain Etch (9,5% Fluorwasserstoffsäure) für Keramik (Abb. 4). Falls Sie Keramikätzen, decken Sie das angrenzende Dentin und den Zahnschmelz mit EtchArrest vor dem Ätzen ab. Porcelain Ätzen ist für Dentin oder Zahnschmelz nicht geeignet. Neutralisieren Sie die Säure nach dem Ätzen der Keramik und spülen Sie diese von Dentin und Zahnschmelz, bevor Sie mit Ultra-Etch (siehe unten) konditionieren. 6. Wenn Säure in Kontakt mit EtchArrest kommt, treten Bläschen auf. Lassen Sie EtchArrest solange platzen, wie Sie ätzen. Um die Säure zu neutralisieren, drücken Sie EtchArrest in die Säure, während Sie die Spritze mit dem Stempel in der Handfläche halten. EtchArrest in die Säure drücken, bis die Farbe der Ätzschriftung nicht mehr identifiziert werden kann (Abb. 5). Entfernen Sie die neutralisierte Säure, indem Sie die Öffnung der Saugkanüle nahe an der Oberfläche halten und mit Wasserspray spülen (Abb. 6-7). Anwenden Sie den Restauraionssystem Ihrer Wahl. Wir empfehlen Peak Universal Bond, gefolgt von Amelogen™ oder Vit-I-essence™ Kompositmaterial für direkt geplaste Restaurationen. Vorsichtsmaßnahmen: 1. EtchArrest muss auf die ganze angrenzende Zahnoberfläche in der Umgebung der zu ätzenden Keramik aufgebracht werden, da Flußsäure ungeeignet für diese Gewebe ist. Falls diese Oberflächen noch mit Phosphorsäure behandelt werden müssen, sollte ein Abrasiv (wie Bismut oder ein Diamantschleifer) eingesetzt werden, um die obere Lage mit hohem pH-Wert zu entfernen. 2. Nicht bei Patienten mit Überempfindlichkeiten auf Chemikalien oder mit Empfindlichkeit auf Natriumbicarbonat einsetzen. 3. Hygienisieren und desinfizieren Sie Syringe zwischen der Behandlung von einzelnen Patienten. Wir empfehlen die Benutzung von Ultradent™ Spritzenhüllen als schützende Barriere gegen Kreuzkontamination. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen: 1. Für professionellen Gebrauch. 2. Lesen Sie die Anleitungen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und SDS, bevor Sie mit der Behandlung beginnen. Sicherheitsdatenblätter und zusätzliche Informationen über unsere Produkte, finden Sie unter www.ultradent.com oder verwenden Sie, wie angegeben. 3. Schützen Sie die Produkte vor Hitze und direktem Sonnenlicht. 4. Vermeiden Sie Hautkontakt mit Kunststoff-Materialien. 5. Beschränken Sie den Einfluss stark wirkender Chemikalien auf das Behandlungsgewebe. 6. Vergewissern Sie sich, dass der Patient keine bekannten Allergien gegen die Behandlungsmaterialien hat. 7. Testen Sie den Fluss der Materialien aus der Spritze und durch den Tip, bevor Sie das Material ansetzen. 8. Trücken Sie einen Spritzenstempel nicht mit Gewalt ein.	Description: EtchArrest™ is an milie neutraliser of the acid to the bicarbonate of sodium and at calcium. It is just esse visqueux pour ne pas couler sur les surfaces verticales, mais il peut écouler couler dans les petites irrégularités. EtchArrest se rince à l'eau. Indications: EtchArrest s'applique avant les décapants à l'acide pour protéger les tissus durs ou mous ou les restaurations existantes adjacentes aux surfaces en cours de traitement. Il est utilisé pour neutraliser le décapant à porcelaine avant son retrait pour éviter les éclaboussures. Procédure: 1. Enlever le capuchon luer lock de la seringue. 2. Visser un embout Micro™ non fermement sur la seringue. 3. Vérifier que l'écoulement est uniforme à la sortie de l'embout avant de l'utiliser en exprimant une petite quantité sur un bloc de mélange. Vérifier la couleur et la consistance du produit avant d'appliquer en exprimant une petite quantité sur un bloc de mélange ou sur de la gaze. Jeter tout liquide clair qui est exprimé. Pour un contrôle optimal, tenir le piston dans la paume de la main plutôt que de la manière classique avec le pouce sur le piston. 4. Apporter une bosse d'EtchArrest sur toutes les surfaces des tissus à protéger (note Fig. 2-5). 5. Décapage les surfaces préparées pour les procédures de liaison. Nous suggérons l'Ultra-Etch™ l'acide phosphorique à 35% pour la dentine et l'émail. Utilisez le décapage à porcelaine Ultradent™ Porcelain Etch (9,5% l'acide fluorhydrique) à 9,5% (Fig. 4). Si vous décapez de la porcelaine, couvrez la dentine et l'émail adjacents avec EtchArrest avant de décapier la porcelaine. Le Porcelain Etch n'est pas approprié pour le conditionnement de la dentine ou de l'émail. Après le décapage de la porcelaine, neutraliser l'acide et rincer de la dentine et de l'émail avant de les conditionner avec Ultra-Etch (voir ci-dessous). 6. Des bulles sont visibles lorsque l'acide entre en contact avec EtchArrest. Laissez EtchArrest éclater pendant que vous êtes. Pour neutraliser l'acide, exprimez EtchArrest sur l'acide tout en remuant avec l'embout jusqu'à ce que la couleur du décapant ne soit plus identifiable. (Fig. 5). Enlever tout l'acide neutralisé en plaçant l'embout successif à côté de la surface et en la rinçant avec un jet d'eau (Fig. 6-7). Appliquez le système de restauration de votre choix. Nous recommandons fortement l'utilisation de Peak Universal Bond suivi des composites Amelogen™ ou Vit-I-essence™ pour des restaurations placées directement. Précautions: 1. EtchArrest doit être placé sur n'importe quelle anatomie adjacente des dents dont la porcelaine doit être décapée, car l'acide fluorhydrique n'est pas approprié pour un contact avec ces tissus. Si ces surfaces nécessitent un traitement à l'acide phosphorique, alors un abrasif (tel que du bismut ou un diamant-scabier) doit être utilisé pour enlever la couche de surface au pH plus élevée est appropriée. 2. Ne pas utiliser sur des patients souffrant d'hypersensibilités chimiques ou de sensibilité au bicarbonate de sodium. 3. Ne pas utiliser EtchArrest sur des patients souffrant d'allergie à la chimie dentaire. Précautions: 1. Nettoyer et désinfecter les seringues entre chaque patient. Nous recommandons fortement l'utilisation de manchons à seringue Ultradent™ pour servir de barrière protectrice contre la contamination croisée. 2. Lisez les instructions, les avertissements, les précautions et la fiche signalétique avant de commencer le traitement. Pour la FDS et des renseignements supplémentaires sur nos produits, veuillez visiter www.ultradent.com. À utiliser uniquement selon les instructions. 3. Garder les produits à l'écart de la chaleur et la lumière. 4. Éviter d'exposer la peau aux résines synthétiques. 5. Isoler les produits chimiques à l'endroit de traitement. 6. Confirmer que le patient n'a pas d'allergies connues aux matériaux utilisés pendant le traitement. 7. Tester l'écoulement des matériaux sortant de la seringue et de l'embout avant de les utiliser sur le patient. 8. Ne forcez jamais le piston des seringues.	Beschrijving: EtchArrest is een zuurneutraliserend middel op basis van natriumbicarbonaat en calcium. Het is net viskeus genoeg om op verticale oppervlakken te blijven zitten, maar het kan wel vloeien in de kleine onregelmatigheden tussen. EtchArrest kan met water af worden gewassen met water. Indicaties: EtchArrest wordt gebruikt voordat zuursmiddelen worden aangebracht ter bescherming van het hard en zacht weefsel of bestaande restauraties in de buurt van de te behandelen oppervlakken. Het wordt gebruikt om porelseits te neutraliseren voordat het wordt verwijderd om spetter te voorkomen. Procedure: 1. Verwijder de Luer-Lock-dop van de spuit. 2. Draai een Black Micro™-tip stevig op de spuit. 3. Controleer voorv gebruik of het gelijkmatig uit de tip stroomt door een kleine hoeveelheid op een papieren doek te drukken. Controleer voor gebruik de kleur en de consistentie van het product vóór toepassing. Goet een kleine hoeveelheid van de gepaste uit te drukken. Gooi alle uitgedrukte, transparante vloeistof weg. Hou de plunger voor optimaal controle in de palm van de hand in plaats van de gebruikelijke manier, d.w.z. met de duim op de plunger. 4. Breng een druppel van EtchArrest aan op alle weefseloppervlakken die moeten worden beschermd (zie fig. 2-5). 5. Ets de behandelde oppervlakken voor de latere binding. Voor dentine en glazuur raden wij het gebruik van Ultra-Etch™ 35% fosforzuur aan, gebruik Ultradent™ Porcelain Etch (9,5% fluorwaterstofzuur) voor porselein (afg. 4). Als u porselein etst, moet u het aangrenzende dentine en glazuur met EtchArrest bedekken voordat u het porselein etst. Porcelain Etch is niet geschikt voor de conditionering van dentine of glazuur. Nadat u het porselein hebt getist, moet u het zuur neutraliseren en van dentine en glazuur afspoelen voordat aan de conditionering met Ultra-Etch (zie hieronder). 6. Luchtbellen zijn een teken dat het zuur met EtchArrest in contact is gekomen. Laat EtchArrest tijdens het etsen zitten. Om het zuur te neutraliseren, moet u EtchArrest in de zuur aanbrengen terwijl u de tip met de hand totdet de kleur van het etsmiddel niet meer zichtbaar is	

EtchArrest™ Syrebarriere/ Nøytralisorator	EtchArrest™ Φράγμα οξέος/Ουδετοροιστορας	EtchArrest™ Кислотный барьер/нейтрализатор	EtchArrest™ Środek barierowy/zobojętniający kwas	EtchArrest™ Asit Bariyeri/Nötralizan
Beskrivelse: EtchArrest® er et nøytraliseringsmiddel basert på natriumbikarbonat og kalkbaset syre. Det aktiverer trykktettende nok til å ikke renne på loddede overflate, men kan likvel flyte inn i små uregelmessigheter. EtchArrest® skilles av med vann. Indikasjon for bruk: EtchArrest® anvendes for syreetsvase for å beskytte tilstøtende harde og myke vev, eller eksisterende restaurasjoner ikke ved overflaten som behandles. Anvendes for å nøytralise syresensitivetsvase for anvendelse for å forhindre sprutning. Prosedre: 1. Fjern Luer Lock hetten fra sprøyten. 2. Snu en Black Micro™ tupp godt fast på sprøyten. 3. Sjøkk for enhetlig flyt gjennom tungen før bruk ved å trykke ut en liten mengde på en papirbukk. Bekreft fargen og konsistensen til produktflyten før bruk ved å trykke ut en liten mengde på en blandeflate eller gasbind. 4. Påfør en tykk lag på den harde overflaten, og vent 1-2 minutter på at stempel i håndtrykk i stedet for på konvensjonell måte med tommelen på et stempel. 4. Påfør en dråpe eller et lag med EtchArrest på alle vevsoverflater som skal beskyttes. (Merk Figuren 2-5). 5. Evt overflaten som skal forberedes for bondingprosedyren. Vi anbefaler Ultra-Etch (9,5% forsyttelse for dentin og emalje, bruk UltraEtch™ Porcelain Etch (9,5% fluss) for porselein (Figure 4). Dersom porselein skal ettes, skal det tilstøtende dentin og emalje med EtchArrest® før porselein ettes. 6. Porcelain Etch er ikke egnet for behandling av dentin eller emalje. Etter at porselein er ettes, nøytraliser syren og skyll veik fra dentin og emalje før behandling med Ultra-Etch (Se nedenfor). 7. Begynn med å påføre EtchArrest på syren kommer i kontakt med Ultra-Etch. La EtchArrest ligge på plass så lenge etslag pågår. Press EtchArrest inn i syren og bruk tungen for å røre frem til fargen på etsvaseen ikke lenger er identifiserbar fra å nøytraliser syren (Figure 5). 8. Fjern den nøytraliserende syren gjennom å plassere vakuumpumpen ved siden av overflaten og så skyll med vannsprø (Figure 6-7). 9. Påfør bondingresin(er) og restaurer ved å anvende fortrekket kompositt-system. Vi anbefaler Peak Universal Bond etterfulgt av Amelogen® eller Vit-l-essence™ kompositter for direkteplasete restaurasjoner. Forsholdsregler: EtchArrest® skal plasseres på enhver tannanatomis som tilstøter porselein som blir ettes, siden flusslyse ikke er egnet til å bære disse vevene. Det bør plasseres å bruke et slipemiddel (som pimplen eller en roterende diamant) for å fjerne overflatelaget med høyere pH dersom disse overflatene krever behandling med forsyttelse i tillegg. 2. Ikke bruk på pasienter med kjemisk hypersensitivitet til natriumbikarbonat. 3. Rengjør og desinfiser sprøyten mellom hver pasient. Vi anbefaler på det sterkeste bruk av UltraEtch™ Syringe Covers som en beskyttende barriere for å forhindre krysskontaminasjon.	Περιγραφή: Το EtchArrest® είναι ένα μόνο ουδετοροιστορικό οξύ από διττανθρακικό νάτριο και συγγεωμένο συστατικό. Είναι αρκετά δραστικό για να μην τρέξει πάνω από αλβύες επιφάνειες, αλλά ρέει εν τούτοις μέσα σε μικρές ανωμαλίες. Το EtchArrest® ξεπλένεται με νερό. Ενδείξεις: Το EtchArrest εφαρμόζεται πριν από τα οξεία απορροφητικά για να προστατεύσει παρακείμενα οστέα και μαλακά ιστούς ή την υπέρσχη αποκαταστάσεις παρακείμενες στις επιφάνειες που θα ελεγχθούν. Χρησιμοποιείται το για να ουδετοροιστορικό το απορροφητικό πορσελάνη προτού το αφαιρέσετε για να αποφεύγετε το πύελισμα. Διαδικασία: 1. Αφαιρέστε το πόμω ασφαλείας Luer από τη σύριγγα. 1. Περιτρέψτε ένα άκρο Black Micro™ σταθερά εντός της σύριγγας. 3. Βεβαιωθείτε ότι η ροή είναι ομοιομορφική διαμέσου του ρύγχους πριν από τη χρήση, τοποθετώντας ένα μικρό ποσό στο ένα χάρτι. Επιβεβαιώστε το χρώμα και την πυκνότητα της ροής προόντος προτού το απλώσετε, τοποθετώντας ένα μικρό ποσό στο επιβλή αναφοράς ή για μία. Περάστε όλο το διαχύτη στην ροή. Για μέγιστο όριο, κρατήστε το έμβολο στην πλάμη του ρύγχος αντί με τον κανονικό τρόπο όπου έχετε τον αντίθετο στο έμβολο. 4. Απλώστε μια στρώση από σταγόνες EtchArrest σε όλες τις επιφάνειες ιστών που πρόκειται να προστατευθούν (βλέπε τις Εικόνες 2-5). 5. Εκτελέστε απορροφητικές στις επιφάνειες που πρόκειται να γίνουν διαδοχικές απορροφάσεις. Συνιστάται να εφαρμόσετε Ultra-Etch (35% για οδοντίν και αδαμάντιν, Χρησιμοποιείται το Απορροφητικό Πορσελάνη της UltraEtch™) (9,5% υδροφορικό οξύ) για πορσελάν (Εικ. 4). Εάν απορροφείτε πορσελάν, καλέστε την παρακείμενη οδοντίν και αδαμάντιν με EtchArrest προτού απορροφήσετε την πορσελάνη. Το Απορροφητικό Πορσελάνη δεν είναι κατάλληλο για το φυσικό οδοντικό αδαμάντιν. Αφού απορροφήσετε την πορσελάνη, ουδετοροιστορικό το οξύ και ξεπλύντε το από την οδοντίν και την αδαμάντιν πριν από το φινιρίσμα με Ultra-Etch (βλέπε παρακάτω). 6. Φοιτούν φοροαλείς όταν το οξύ έρχεται σε επαφή με το EtchArrest. Αφαιρέστε με παρνεμία στο θέση που για όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας. Για να αποφευχθεί το οξύ, βάλτε ένα Ultra-Etch στο οξύ ενώ ανακινείτε με το άκρο μέγιστο του χρώμα του απορροφητικού δεν δύναται να αναγνωριστεί πλέον (Εικ. 5). Αφαιρέστε το ουδετοροιστορικό οξύ θέτοντας το άκρο αναρρόφησης δίπλα από την επιφάνεια και το ξεπλύνετε κατόπιν με νερό από το φινιρίσμα (Εικ. 6-7). 7. Απλώστε ρητίνες συγκόλλησης και εκτελέστε αποκαταστάσεις χρησιμοποιώντας το σύστημα συνδέσεων που θέλετε. Συνιστάται το Peak Universal Bond ακολουθούμενο από τα συνήθη Amelogen® ή Vit-l-essence™ για αποκαταστάσεις άμεσης τοποθέτησης. Προβουλές: 1. Το EtchArrest πρέπει να τοποθετηθεί επάνω από οποιαδήποτε ανατομία κοντά που πρόκειται να πορσελάνη, διότι το οξείδιο οξέος είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε ιστούς τους ιστούς. Εάν αυτές οι επιφάνειες απαιτούν επίσης θεραπεία με φωσφορικό οξύ, τότε είναι κατάλληλη η χρήση ενός διαφθορικού (όπως η ελαστροπία ή ένα περιεπιρρομένο διακάντι) για την αφαίρεση της στρώσης επάνω με νηλότητα η. 2. Μην το χρησιμοποιείτε ως αδαμάντιν με χημική υπερσυστάσιση ή με ευαισθησία στο διττανθρακικό νάτριο. 3. Καθαρίστε και απολυμαίνετε τις σύριγγες μετά χρήση ως διαφθορικός οξύς. Συνιστάται θερμά τη χρήση Καλυμμένων Συρίγγων της UltraEtch® ως προστατευτικό φράγμα προς αποφυγή διαταραχών με λόντους. Ενδείξεις προειδοποίησης: 1. Για επαγγελματική χρήση μόνο. 2. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες, τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και το Φύλλο Δεσμών Ασφαλείας Υλικών (SDS) προτού ξεκινήσετε τη θεραπεία. Για το Φύλλο και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ultradent.com. Να το χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες. 3. Φυλάξτε τα προϊόντα από την έκθεση τους σε θερμοκρασία τουλάχιστον 5°C. 4. Αποφύγετε την επαφή της ρητίνης με το δέρμα. 5. Αποφύγετε τις ισχυρές χημικές ουσίες στην περιοχή θεραπείας. 6. Εμφανίζονται οι ο ασθενείς δεν έχει καμία έντονη αλλεργία στα υλικά της θεραπείας. 7. Δοκιμάστε τη ροή του υλικού από τη σύριγγα και το άκρο πριν να χρησιμοποιήσετε ενδοστοματικά. 8. Μην νιώθετε ποτέ δύναμη το έμβολο της σύριγγας.	Описание: EtchArrest® — это средство для нейтрализации кислоты на основе бикарбоната натрия и связанного компонента. Оно достаточно активно, чтобы не течь по гладким поверхностям, но в то же время проникает в самые незначительные неровности. Нейтрализатор EtchArrest смывается водой. Показания: Нейтрализатор EtchArrest наносится перед применением травлящих кислот для защиты прилегающих твердых и мягких тканей либо реставрационных материалов, расположенных рядом с обрабатываемой поверхностью. Используется для нейтрализации средств для протравки керамики перед их удалением, позволяя избежать разрыхления. Процедура: 1. Снимите извлекатель наконечник со шприца. 2. Покрытиями движениями поместите насадку Black Micro™ на шприц. 3. Проверьте использование: проверьте равномерность потока материала через насадку, выдвигая небольшое количество средства на бумагу для замещения. Перед аппликацией проверьте цвет и консистенцию материала, выдвигая небольшое количество на бумагу для замещения или марлю. Если вы видите прозрачную жидкость, убедитесь, что для обеспечения оптимального контроля удерживаете поршень в заднем, а не переднем положении на него большим пальцем руки, как обычно. 4. Нанесите попуски или слой нейтрализатора EtchArrest на все поверхности тканей, которые необходимо защитить (см. рис. 2-5). 5. Выполните абсорбцию: нанесите нейтрализатор EtchArrest на поверхности, подлежащие абсорбции. Рекомендуется использовать 35-процентную ортофосфорную кислоту Ultra-Etch® для дентина и эмали. Для протравки керамики используйте UltraEtch™ Porcelain Etch (9,5-процентную ортофосфорную кислоту) (рис. 4). При протравке керамики наносите на прилегающее дентин и эмаль нейтрализатор EtchArrest. Вытравщик по порcelане не подходит для кондиционирования дентина или эмали. После протравки керамики нейтрализуйте кислоту и смойте с дентина и эмали перед проведением кондиционирования средством Ultra-Etch (см. ниже). 6. При нанесении материала используйте нейтрализатор EtchArrest, покажите палец. Барьер EtchArrest должен находиться на обрабатываемой поверхности на протяжении процедуры протравки. Для нейтрализации кислоты наносите EtchArrest на кислоту, помещая насадку, пока цвет средства для протравки не изменится (рис. 5). Удалите нейтрализующую кислоту, поместив вакуумную насадку рядом с поверхностью, а затем смойте струей воды (рис. 6-7). 7. Нанесите компонентный Bond и выполните восстановление с помощью выбранной компонентной системы. При проведении прямой реставрации рекомендуется использовать компонентный Bond Peak Universal Bond с последующим применением компонента Amelogen® или Vit-l-essence™. Меры предосторожности: 1. Нейтрализатор EtchArrest необходимо наносить на все ткани, расположенные рядом с обрабатываемой поверхностью, поскольку он способен попадать на эти ткани фторводородной кислоты. При необходимости нанесения ортофосфорной кислоты на эти поверхности следует использовать абсорбенты (например, пемзу или алмазный бор) для удаления слоя фторводородной кислоты. 2. Не следует использовать для пациентов с гиперчувствительностью к химическим веществам или чувствительностью к бикарбонату натрия. 3. Очищайте и дезинфицируйте шприцы перед использованием на другом пациенте. Настоятельно рекомендуется использование защитных чехлов для шприцов UltraEtch® Syringe Covers для создания защитного барьера, предотвращающего перекрестное заражение. Общие меры предосторожности: 1. Только для профессионального применения. 2. Не храните неочищенный материал при температуре выше 5°C. 3. Не прикасайтесь к поверхности материала при использовании на другом пациенте. Настоятельно рекомендуется использование защитных чехлов для шприцов UltraEtch® Syringe Covers для создания защит		

