

PermaFlo™ Purple	
Anatomical Indicating Composite	
Product Description	
PermaFlo™ Purple composite is a 68% filled, light-cured, radiopaque, thixotropic, methacrylate-based flowable composite with 1µ average particle size. Its color aids in identifying root canal orifices when restoring a tooth following an endodontic procedure. For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.	
Delivery Form(s)	
<ul style="list-style-type: none">1,2 ml delivery syringeDelivery tip:<ul style="list-style-type: none">Micro 20 ga spids	
Indications for Use/Intended Purpose	
Restorative composites are used for direct and indirect restorations in both the anterior and posterior regions. PermaFlo Purple can be used for anterior and posterior restorations following endodontic procedures.	
Contraindications	
<ul style="list-style-type: none">Do not use on patients with known sensitivity to methacrylates or other resins. If dermatitis, rash, or other allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly and have patient consult their physician.For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.	
Warnings and Precautions	
<ul style="list-style-type: none">Resins can be sensitizing. Do not use on patients with a known sensitivity to acrylics or other resins. If allergic reaction, dermatitis, or rash develops, have patient consult their physician.To avoid cross-contamination, use clean gloves and a clean instrument.Redirect overhead light to prevent premature polymerization.To optimize bond to each succeeding	
layer, do not remove oxygen inhibition layer between incremental layers of composite.	
<ul style="list-style-type: none">Ensure composite is totally polymerized between layers.	
Stepwise Instructions	
Preparation	
<ol style="list-style-type: none">Complete endodontic obturation. Clean pulpfill floor with cotton and isopropyl alcohol and dry.Apply dentin bonding agent to entire preparation according to manufacturer's instructions.Remove Luer Lock cap and securely attach recommended delivery tip.Verify flow prior to applying intraorally.	
Use	
<ol style="list-style-type: none">Apply ≤ 1.0 mm layer of PermaFlo Purple composite over each canal orifice.Place curing lights with an intensity of ≥ 800 mW/cm2 in the wavelength region of 385–515 nm, cure each layer for 10 seconds.Place temporary or permanent restoration.Place curing lights with an intensity of ≥ 800 mW/cm2 in the wavelength region of 385–515 nm, cure each layer for 10 seconds.Place temporary or permanent restoration.Place curing lights with an intensity of ≥ 800 mW/cm2 in the wavelength region of 385–515 nm, cure each layer for 10 seconds.Place temporary or permanent restoration.Place curing lights with an intensity of ≥ 800 mW/cm2 in the wavelength region of 385–515 nm, cure each layer for 10 seconds.	
Processing	
To avoid cross-contamination, wipe syringe with an intermediate level disinfectant before using and use a disposable barrier sleeve. If a barrier sleeve is not used, syringe should be treated as single-use.	
Storage and Disposal	
Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations.	
Miscellaneous Information	
Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200	

PermaFlo™ Purple	
Composito indicatore anatomico	
Descrizione del prodotto	
Il composito PermaFlo™ Purple è un composito fluido a base di metacrilato, radiopaco, fotopolimerizzabile, radiopaco, con particelle di dimensione media di 1µ. Il suo colore aiuta a identificare gli orifici dei canali radicolari e si restaura un dente dopo una procedura endodontica. Per tutti i prodotti descritti, prima dell'utilizzo, leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni e le informazioni contenute nella scheda di sicurezza.	
Modalità di erogazione	
<ul style="list-style-type: none">Siringa di erogazione da 1,2 mlPuntale di erogazione:<ul style="list-style-type: none">Puntale micro 20 ga spids	
Indicazioni per l'uso/Scopo previsti	
I compositi da restauro vengono utilizzati per restauri diretti e indiretti sia nella regione anteriore che in quella posteriore. PermaFlo Purple può essere utilizzato per restauri anteriori e posteriori a seguito di procedure endodontiche.	
Contraindicazioni	
<ul style="list-style-type: none">Non usare su pazienti con sensibilità accertata verso metacrilati o altri tipi di resine. In caso di dermatite, rash, eruzioni cutanee o altre reazioni allergiche, sciacquare abbondantemente l'area esposta e chiedere al paziente di consultare il proprio medico.Per pazienti o utenti con problemi di allergie, fare riferimento al documento sugli allergeni presenti nel prodotto disponibile su www.ultradent.com. Se si manifestano reazioni allergiche, lavare accuratamente con acqua la zona interessata e far controllare il paziente da un medico.	
Avvertenze e precauzioni	
<ul style="list-style-type: none">Le resine possono essere sensibilizzanti. Non utilizzare su pazienti con sensibilità nota agli acrilati o ad altri tipi di resine. In caso di reazioni allergiche, dermatiti o eruzioni cutanee, il paziente deve consultare il proprio medico.Per evitare la contaminazione incrociata, utilizzare guanti puliti e uno strumento pulito.Allontanare la lampada del riunito per evitare la polimerizzazione prematura del composito.Per ottimizzare l'adesione con ciascuno strato successivo, non rimuovere lo strato	
di inibizione dell'ossigeno tra gli strati incrementali del composito.	
<ul style="list-style-type: none">Assicurarsi che il composito sia completamente polimerizzato tra gli strati.	
Istruzioni procedurali	
Preparazione	
<ol style="list-style-type: none">Obturazione endodontica completa. Pulire il pavimento della camera pulpale con cotone e alcool isopropilico e asciugare.Applicare l'agente adesivo dentinale all'intera preparazione secondo le istruzioni del produttore.Rimuovere il cappuccio Luer-Lock e fissare saldamente il puntale di erogazione consigliato.Verificare il flusso prima dell'applicazione intraorale.	
Utilizzo	
<ol style="list-style-type: none">Applicare uno strato di $\leq 1,0$ mm di composito PermaFlo Purple su ciascun orificio del canale.Applicare luce fotopolimerizzante con un'intensità di ≥ 800 mW/cm2 nella regione della lunghezza d'onda di 385–515 nm, polimerizzare ogni strato per 10 secondi.Posizionare il restauro provvisorio o permanente.Applicare luce fotopolimerizzante con un'intensità di ≥ 800 mW/cm2 nella regione della lunghezza d'onda di 385–515 nm, polimerizzare ogni strato per 10 secondi.Posizionare il restauro provvisorio o permanente.	
Trattamento	
Per evitare la contaminazione crociata, pulire la siringa con un disinfettante di livello intermedio tra l'utilizzo e l'altro o utilizzare una guaina protettiva monouso. Se non si utilizza una guaina protettiva, la siringa deve essere trattata come monouso.	
Conservazione e smaltimento	
Smaltire i rifiuti secondo le norme, le linee guida e le regolamentazioni locali.	
Informazioni varie	
Segnalare ogni grave incidente al produttore e alle autorità competenti. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200	

PermaFlo™ Purple	
Anatomisk indikerende komposit	
Produktbeskrivelse	
PermaFlo™ lilla komposit er en 68% fyldt, lyshærdet, røntgenfast, tikroskopisk, methacrylatbaseret flydende komposit med 1 µ gennemsnitlig partikkelstørrelse. Dens farve hjælper med at identificere rødnålbindinger, når en tand restaureres efter en endodontisk procedure. Sørg for omhyggeligt at læse og forstå alle anvisninger og SDS-oplysninger for alle de beskrevne produkter inden brug.	
Leveringsudgave(r)	
<ul style="list-style-type: none">1,2 ml leveringsSprøjteIndføringsSpids:<ul style="list-style-type: none">Micro 20 ga spids	
Indikationer for brug/tilsigtet formål	
Restorative kompositter bruges til direkte og indirekte restaurering i både de forreste og bagste regioner.	
PermaFlo Purple kan bruges til forreste og bagste restaureringer efter endodontiske procedurer.	
Contraindikationer	
<ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes på patienter med kendt følsomhed over for methacrylat eller andre harpikser. Hvis dermatitis, udslæt eller andre allergiske reaktion observeres, skylles det behandlede område grundigt, og andon patienten om at kontakte sin læge.For patienter eller brugere med allergier/oplysninger herives til produktallergien dokument som findes på www.ultradent.com. Hvis der observeres en allergisk reaktion skylles det eksponerede område grundigt med vand, og patienten skal konsulteres sin læge.	
Advarsler og forholdsregler	
<ul style="list-style-type: none">Harpiksmaterialer kan være sensibiliserende. Undgå anvendelse på patienter med kendt følsomhed overfor acrylater eller andre harpiksmaterialer. Hvis der opstår allergisk reaktion, dermatitis eller udslæt, skal patienten konsultere deres læge.Brug rene handsker og et rent instrument for at undgå krydstamningering.Omdirigér overhovedlyset for at forhindre for tidlig polymerisation.For at optimere bindingen til hvert	
etterfølgende lag må iltåmningsslaget mellem inkrementerne vil af komposit skal tørres.	
<ul style="list-style-type: none">Sørg for, at komposit er fuldstændigt polymeriseret mellem lagene.	
Trinvisse instruktioner	
Klargøring	
<ol style="list-style-type: none">Komplet endodontisk obturation. Rens pulpkulvet med bomull og isopropylalkohol og tør.Placer dentinbindemiddel på hele præparatet i henhold til producentens instruktioner.Fjern Luer Lock -hætten, og fastgør en anbefalet leveringsspids.Kontroller flowet inden påføring intraoralt.	
Brug	
<ol style="list-style-type: none">Påfør $\leq 1,0$ mm lag PermaFlo Purple-komposit over hver kanalåbning.Til hærdningsmid med en intensitet på ≥ 800 mW/cm2 i bølge længdeområdet på 385–515 nm skal hvert lag hærdes i 10 sekunder.Placer midlertidig eller permanent restaurering.Til hærdningsmid med en intensitet på ≥ 800 mW/cm2 i bølge længdeområdet på 385–515 nm skal hvert lag hærdes i 10 sekunder.Åbnrig midlertidig eller permanent restaurering.	
Forberedning	
For at undgå krydstamningering, skal du tørre sprøjten med et desinfektionsmiddel på middelelvnen mellem brug og brugge et barieryehyster til engangsbrug. Hvis der ikke anvendes et barieryehyster, skal sprøjten behandles som engangsbrug.	
Opbevaring og bortskaffelse	
Bortskaffelse af affald skal være i henhold til lokale eller statslige bestemmelser og forskrifter.	
Diverse oplysninger	
Rapporter enhver alvorlig hændelse til producenten og den kompetente myndighed. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200	

PermaFlo™ Purple	
Composito za vzstanovane na anatomita na zuba	
Описание на продукта	
Композитът PermaFlo™ Purple е с 68% пълнеж, фотополимеризируем, рентгеноустойчив, метакрилатен течен композит с радиопакет и микро-20 га среден размер на частиците 1µ. Цветът му спомага за идентифициране на отворите на кореновия канал при възстановяване на зъб след ендодонска процедура. За всички описани продукти преди употреба внимателно прочетете и разберете всички инструкции и съдържанието на информационния лист за безопасност (SDS).	
Форма(и) на доставка	
<ul style="list-style-type: none">1,2 ml спринджика за насянанеНадвършваща спринджикаНадвършващ Микро 20 га	
Показани за употреба/Предназначение	
Възстановителните композити се използват за директни и индиректни възстановявания както в предната, така и в задната област. PermaFlo Purple може да се използва за предни и задни възстановявания след ендodontic процедури.	
Противопоказания	
<ul style="list-style-type: none">Не използвайте при пациенти с известна чувствителност към метакрилати или други смоли. Ако се наблюдава дерматит, обрив или друга алергична реакция, изплакнете изложаната зона старателно и инкурирайте пациента да се консултира с неговия лекар.За пациенти или потребители с алергия вжте документа за алергии на продукта, наличен на www.ultradent.com. Ако се наблюдава алергична реакция, изплакнете изложаната зона обилно с вода и изкарвайте пациента да се консултира с лекар си.	
Предупреждения и предпазни мерки	
<ul style="list-style-type: none">Смолите могат да бъдат sensibilizirani. Не използвайте при пациенти с известна чувствителност към акрилати или други смоли. Ако се развие алергична реакция, дерматит или обрив, помолете пациента да се консултира с неговия лекар.За да избегнете кръстосано замърсяване, използвайте чисти ръкавици и инструментите.Препоръчително е гледно осветление, за да предотвратите	
преждевременната полимеризация.	
<ul style="list-style-type: none">За да оптимизирате връзката към всеки слой, използвайте прехватна инхибиционна оксидна слой между инкрементните слоеве от композит.Ако се наблюдава реакция, изплакнете изложаната зона обилно с вода и изкарвайте полимеризиран между слоевете.	
Потатни инструкции	
Подготовка	
<ol style="list-style-type: none">Пълна ендодонтска obturation. Почистете дупно на пулповата камера с памук и изопропилалкохол и подсушете.Нанесете дентин свързващ агент върху цялата подготовка съгласно инструкциите на производителя.Свалете капачето от присъединяващия конус на спринджика и забаво прикрепете препоръчаните надвършващи спринджика.Проверете потока преди прилагане интраорално.	
Използване	
<ol style="list-style-type: none">Нанесете $\leq 1,0$ mm слой от PermaFlo Purple композит върху всеки отвор на канала.За полимеризацията лампи с интензитет ≥ 800 mW/cm2 в областта на дължина на вълната 385–515 nm, полимеризирайте всеки слой за 10 секунди.Поставте временно или постоянно възстановяване.За полимеризацията лампи с интензитет ≥ 800 mW/cm2 в областта на дължина на вълната 385–515 nm, полимеризирайте всеки слой за 10 секунди.Поставте временно или постоянно възстановяване.	
Обработване	
За да се избегне кръстосано замърсяване, дезинфекцире спринджика с межридно обезмържващо средство между използването на акрилати и друге смоле. Ако се развие алергична реакция, dermatitis или обрив, помолете пациента да се консултира с неговия лекар.	
Съхранение и изхвърлене	
Изхвърляйте отпадъците в съответствие с местните правила, указания и разпоредби.	
Обща информация	
Съобщавайте за всеки сериозен инцидент на производителя и на компетентен орган. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200	

PermaFlo™ Purple	
Produktbeschreibung	
PermaFlo™ Purple Komposit ist ein lichthärtendes, röntgenopakes, thixotropes, fließfähiges Komposit auf Methacrylatbasis mit einem Füllanteil von 68 % einer durchschnittlichen Partikelgröße von 1 µ. Seine Farbe hilft bei der Identifizierung von Wurzelkanalöffnungen bei der Wiederherstellung eines Zahns nach einer endodontischen Prozedur. Für alle beschriebenen Produkte vor Verwendung sorgfältig alle Anleitungen und Sicherheitsanweisungen lesen.	
Lieferformen	
<ul style="list-style-type: none">Spritze (1,2 ml)Anwendungsspitze:<ul style="list-style-type: none">Micro 20 ga Spitze	
Anwendungszweck	
Füllungs-Komposit werden für direkte und indirekte Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich verwendet. PermaFlo Purple kann für Vorder- und Seitenzahnr Restaurationen nach endodontischen Verfahren verwendet werden.	
Contraindikationen	
<ul style="list-style-type: none">Nicht anwenden mit bekannter Empfindlichkeit gegenüber Methacrylaten oder anderen Harzen anwenden. Falls Dermatitis, Hautausschlag oder andere allergische Reaktionen beobachtet werden, den exponierten Bereich gründlich ausspülen und dafür sorgen, dass der Patient seinen Arzt aufsucht.Bei Patienten oder Benutzern mit Verdacht auf Allergien finden Sie Informationen im Allergen-Produktkatalog unter www.ultradent.com. Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion den exponierten Bereich gründlich mit Wasser spülen und dafür sorgen, dass der Patient seinen Arzt konsultiert.	
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	
<ul style="list-style-type: none">Harze können sensibilisierend sein. Nicht bei Patienten mit bekannter Sensibilität gegen Acrylate oder andere Harze anwenden. Bei Patient muss seinen Arzt aufsuchen, wenn allergische Reaktionen, Dermatitis oder Ausschlag auftreten.Saubere Handschuhe und ein sauberes Instrument verwenden, um Kreuzkontamination zu vermeiden.Operationslampe wegrehnen, damit eine vorzeitige Polymerisation verhindert wird.Die Säurestoffreste sollten mit einem desinfizierendem Mittel in den inkrementellen Schichten des Komposits nicht entfernen, um die Bindung an jede nachfolgende	
Schicht zu optimieren.	
<ul style="list-style-type: none">Es muss sorgfältig getestet sein, dass der Komposit zwischen den Schichten gänzlich polymerisiert ist.	
Schrittweise Anleitung	
Vorbereitung	
<ol style="list-style-type: none">Vollständige endodontische Obturation. Pulpaboden mit Watte und Isopropylalkohol reinigen und trocknen.Desinfizieren mittehr nach Herstellerangaben auf die gesamte Präparation auftragen.Entfernen Sie die Luer-Lock-Kappe und bringen Sie die empfohlene Applikations spitze sicher an.Überprüfen Sie den Fluss vor der intraoralen Anwendung.	
Gebrauch	
<ol style="list-style-type: none">Tragen Sie $\leq 1,0$ mm Schicht PermaFlo Purple Komposit auf jede Kanalöffnung auf.Bei Aushärtung von Lampen mit einer Intensität von ≥ 800 mW/cm2 im Wellenlängenbereich von 385–515 nm jede Schicht 10 Sekunden lang aushärten.Platzieren Sie provisorische oder permanente Restaurationen.Bei Aushärtung von Lampen mit einer Intensität von ≥ 800 mW/cm2 im Wellenlängenbereich von 385–515 nm jede Schicht 10 Sekunden lang aushärten.Platzieren Sie provisorische oder permanente Restaurationen.	
Verarbeitung	
Die Applikations spitze vor jeder Benutzung mit einem Desinfektionsmittel hoher Konzentration abwischen und eine desinfizierende Schutzvlle für den einmaligen Gebrauch verwenden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Wenn keine dies entfällt Schutzvlle verwendet wird, sollte die Applikations spitze als Einweg- Applikations spitze behandelt werden.	
Lagerung und Entsorgung	
Den Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen entsorgen.	
Sonstige Angaben	
Alle schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und zuständigen Behörden zu melden. www.ultradent.com / +1-800-552-5512 / 801-572-4200	

PermaFlo™ Purple	
Composito indicador anatômico	
Descripción del producto	
El composito PermaFlo™ Roxo é um composito fluido a base de metacrilato, radiopaco, fotopolimerizável, radiopaco, em partículas com tamanho médio de 1µ. Seu cor ajuda a identificar os orificios do canal radicular durante a restauração e restaura um dente após um procedimento de endodontia. Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações da hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.	
Presentación	
<ul style="list-style-type: none">Jeringa de administración de 1,2 mlPunta de administración:<ul style="list-style-type: none">Punta micro 20 ga	
Indicaciones de uso/Fin Previsto	
Los compositos restauradores se utilizan para restauraciones directas e indirectas en las regiones anterior y posterior. PermaFlo Purple se puede utilizar para restauraciones anteriores y posteriores después de procedimientos de endodontia.	
Contraindicaciones	
<ul style="list-style-type: none">No usar en pacientes con sensibilidad conocida a los metacrilatos u otras resinas. Si se observa dermatitis, erupción u otra reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.Para pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alergenos presente en el producto disponible en www.ultradent.com. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.	
Advertencias y precauciones	
<ul style="list-style-type: none">Las resinas pueden ser sensibilizantes. No utilizar en pacientes con una sensibilidad conocida a los acrilatos u otras resinas. Si se desarrolla una reacción alérgica, dermatitis o erupción, haga que el paciente consulte a su médico.Para evitar la contaminación cruzada, limpie la jeringa con un desinfectante de nivel intermedio entre cada uso, o utilice una funda de barrera desechable. Si no se usa una funda de barrera, la jeringa debe tratarse como si fuera de un solo uso.	
Almacenamiento y descarte	
Descarte los residuos de acuerdo con las normas, directrices y regulaciones locales.	
Para evitar la contaminación cruzada, limpie la jeringa con un desinfectante de nivel intermedio entre cada uso, o utilice una funda de barrera desechable. Si no se usa una funda de barrera, la jeringa debe tratarse como si fuera de un solo uso.	
Información variada	
Informe cualquier incidente grave al fabricante y a la autoridad competente. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200	

PermaFlo™ Purple	
Anatomisk indikerende komposit	
Туотteen kuvaus	
PermaFlo™ lilla kompositin on 68 % täynnä, lyshärdet, röntgenstabil, tikroskopisk, methacrylatbaseret flydende komposit med 1 µ gennemsnitlig partikkelstørrelse. Dens farve hjælper med at identificere rødnålbindinger, når en tand restaureres efter en endodontisk procedure. Sørg for omhyggeligt at læse og forstå alle anvisninger og SDS-oplysninger for alle de beskrevne produkter inden brug.	
Vaihtoehtoiset ohjeet	
Valmistelu	
<ol style="list-style-type: none">Suurita endodontittinen obturaatio. Puhdista hammasympäristö puuvilla ja isopropyylialkoholilla ja kuivaa.Levitä dentiniin sidosainetta koko valmistusalueella valmistajan ohjeiden mukaisesti.Poista Luer Lock -korppi ja kiinnitä suositeltu anostelukaikki tukevasti.Varmista virtaus ennen suursisästä anostusta.	
Käyttö	
<ol style="list-style-type: none">Levitä $\leq 1,0$ mm kerroksen PermaFlo Purple -komposittia jokaisen kana-avauksen päälle.Kun koetaan valolla, jatkajaintensiteetti ≥ 800 mW/cm2 aallopituusalueella 385–515 nm, koverta jokaista kerrosta 10 sekunnin ajan.Teetä tilapäinen tai pysyvä korjaus.Kun koetaan valolla, jatkajaintensiteetti ≥ 800 mW/cm2 aallopituusalueella 385–515 nm, koverta jokaista kerrosta 10 sekunnin ajan.Teetä tilapäinen tai pysyvä korjaus.	
Prosessointi	
Hävitä jäte paikallisten sääntöjen, ohjeiden ja määräysten mukaisesti.	
Säilytys ja hävittäminen	
Hävitä jäte paikallisten sääntöjen, ohjeiden ja määräysten mukaisesti.	
Ilmoita vakavista tapauksista valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200	

PermaFlo™ Purple	
Komposit s anatomisk pokazateljima	
Opis proizvoda	
Ljubičasti kompozit PermaFlo™ je 68% ispunjen, svjetločvrst, röntgenopak, tikroskopski, metakrilatna bazirani tečni kompozit sa 1µ prosječnom veličinom čestica od 1µ. Njegova boja pomaže u identifikaciji otvora korijenskog kanala pri restauraciji zuba nakon endodontskog zahvata. Za sve opisane proizvode pažljivo pročitate i proučite sve upute i sigurnosno-tehničke podatke prije uporabe.	
Oblici isporuke	
<ul style="list-style-type: none">Poština Spriza od 1,2 mlWSK za postiskivanje:<ul style="list-style-type: none">WSK Mikro 20 ga	
Indikacije za uporabu/namenu	
Restauracijski kompoziti koriste se za izravne i neizravne restauracije u prednjoj i stražnjoj regiji. PermaFlo Purple može se koristiti za prednje i stražnje restauracije nakon endodontskog zahvata.	
Contraindikacije	
<ul style="list-style-type: none">Ne koristiti za pacijente s poznatom osjetljivošću na metakrilate ili druge smole. Ako se primijeti dermatitis, osip ili druga alergijska reakcija, temeljito isperite izloženo područje i nekaj pacijent potraži savjet svoga liječnika. Za pacijente ili korisnike s alergijama pročitate dokument s informacijama o alergijama na www.ultradent.com. U slučaju alergijske reakcije, izloženo područje temeljito isperite vodom i neka se pacijent posavjetuje sa svojim liječnikom.	
Upozorenja i mjere opreza	
<ul style="list-style-type: none">Smole mogu izazvati alergiju. Ne koristiti na pacijentima za koje je poznato da su osjetljivi na akrilate ili druge smole. Ako se razvije alergijska reakcija, dermatitis ili osip, neka se pacijent posavjetuje sa svojim liječnikom. Da biste izbjegli unakrsnu kontaminaciju, koristite čiste rukavice i čist instrument. Preusmjerite svjetlo iznad glave kako biste spriječili preuranjenu polimerizaciju.	
Obrada	
Da biste izbjegli unakrsnu kontaminaciju, obrišite brizgalicu sredstvom za dezinfekciju srednje razine između upotrebe i upotrijebite jednokratnu zaštitnu pregradu. Ako se ne koristi zaštitna pregrada, spricu treba tretirati kao sredstvo za jednokratnu uporabu	
Skladištenje i odlaganje	
Odlodite otpad prema lokalnim pravilima, smjernicama i propisima.	
Ostale informacije	
Prijavite proizvođaču i nadležnom tijelu svaki ozbiljan incident. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200	

PermaFlo™ Purple	
Composito indicateur anatomique	
Description du produit	
PermaFlo™ Purple composite est un composite fluide à base de méthacrylate, chargé à 68 %, photopolymérisé, radio-opaque, thixotrop, avec une taille de particule moyenne de 1 µ. Sa couleur aide à identifier les orifices du canal radculaire lors de la restauration d'une dent à la suite d'une procédure endodontique. Pour tous les produits décrits, lisez attentivement et assurez-vous de bien comprendre toutes les instructions et informations de la FDS avant utilisation.	
Type(s) d'application	
<ul style="list-style-type: none">Seringue d'application de 1,2 mlEmbout d'application:<ul style="list-style-type: none">Embout micro 20 ga	
Indications d'utilisation/Utilisation prévue	
Les composites de restauration sont utilisés pour les restaurations directes et indirectes dans les régions antérieures et postérieures. PermaFlo violet peut être utilisé pour les restaurations antérieures et postérieures après des procédures endodontiques.	
Contre-indications	
<ul style="list-style-type: none">Ne pas utiliser sur des patients présentant une sensibilité connue aux méthacrylates ou autres résines. Si une dermatite, une éruption cutanée ou autre réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée et demander au patient de consulter son médecin.Les patients ou utilisateurs souffrant d'allergies, reportez-vous au document sur les allergènes du produit disponible sur www.ultradent.com. Si une réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée à l'eau et demander au patient de consulter son médecin.	
Avertissements et précautions	
<ul style="list-style-type: none">Les resins peuvent être sensibilisantes. Ne pas utiliser sur des patients présentant une sensibilité connue aux acrylates et autres résines. Si une réaction allergique, une dermatite ou une éruption cutanée est observée, rincer abondamment la zone exposée à l'eau et demander au patient de consulter son médecin.Les résines peuvent être sensibilisantes. Ne pas utiliser sur des patients présentant une sensibilité connue aux acrylates et autres résines. Si une réaction allergique, une dermatite ou une éruption cutanée est observée, rincer abondamment la zone exposée à l'eau et demander au patient de consulter son médecin.	
Étiquetage et élimination	
Éliminez les résidus conformément aux règles, directives et réglementations locales.	
Informations diverses	
Signaler tout incident grave au fabricant et à l'autorité compétente. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200	

PermaFlo™ Purple	
Composito para indicação anatômica	
Descrição do produto	
O composito PermaFlo™ Roxo é um composito fluido a base de metacrilato, radiopaco, fotopolimerizável, radiopaco, em partículas com tamanho médio de 1µ. Sua cor ajuda a identificar os orificios do canal radicular durante a restauração e restaura um dente após um procedimento endodontico. Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações nas FDS antes de utilizar o produto.	
Formas(s) de aplicação	
<ul style="list-style-type: none">Seringa de aplicação de 1,2 mlPonta de aplicação:<ul style="list-style-type: none">Ponta micro 20 ga	
Indicações de utilização/Finalidade prevista	
Os compositos restauradores são utilizados para restaurações diretas e indiretas nas regiões anterior e posterior. PermaFlo Roxo pode ser utilizado para restaurações anteriores e posteriores após procedimentos endodonticos.	
Contraindicções	
<ul style="list-style-type: none">Não utilizar em pacientes com sensibilidade conhecida aos metacrilatos ou outras resinas. Se for observada dermatite, erupção cutânea ou outra reação alérgica, enxágue a área exposta com água e peça ao paciente que consulte o seu médico assistente.Para pacientes ou usuários com problemas de alergia, consulte o documento de alergenos disponível em www.ultradent.com. Se for observada uma reação alérgica, lave bem a área exposta com água e peça ao paciente que consulte o seu médico.	
Advertências e Precauções	
<ul style="list-style-type: none">As resinas podem ser sensibilizantes. Não utilizar em pacientes com uma sensibilidade conhecida a acrilatos ou outras resinas. Se ocorrer uma reação alérgica, dermatite ou erupção cutânea, peça ao paciente que consulte o seu médico.Para evitar a contaminação cruzada, use luvas limpas e um instrumento limpo.Redirecione o feo odontológico para evitar a polimerização prematura.Lake a luz sobre o produto da cada camada subsequente, não remova a camada de inibição de oxigênio entre as camadas	
Armazenamento e eliminação	
Elimine os resíduos de acordo com as regras, diretrizes e regulamentos locais.	
Informações Diversas	
Comunique qualquer incidente grave ao fabricante e a autoridade competente. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200	

PermaFlo™ Purple	
Anatomisk indikerende komposit	
Produktbeskrivelse	
PermaFlo™ Purple-kompositten er en 68 % fyldt, lyshærdet, røntgenstabil, tikroskopisk, methacrylatbaseret flydende komposit med 1 µ gennemsnitlig partikkelstørrelse. Fargen hjælper med at identificere rødnålbindinger ved genopretning af en tann etter en endodontisk prosedyre.	

