

UltraEZ® Desensitizing Gel

EN

Description:
UltraEZ® est un unique, sustained release, 3% potassium nitrate and 0.11% weight by weight fluoride ion, sticky, viscous gel. UltraEZ is designed to be used in a customized tray.

Indications:

UltraEZ Desensitizing Gel provides a film-like varnish for sensitive teeth, sealing dentinal tubules of exposed dentin and other areas where post-operative sensitivity is a concern. The product is used either by a dental professional in the office or provided to the patient for home treatment of dentin sensitivity.

Procedure:

1. Read and understand instructions before using or dispensing to patient.

2. Fabricate tray to meet patient's needs. See laboratory instructions, or send working cast/model and prescription order form to Ultradent.

Areas of sensitivity should be indicated on cast before sending the model. If patient already has a custom tray, fabricate tray. UltraEZ may be applied in the same tray and masked as bonding gel.

Note: If tooth embrasures exist from prior periodontal surgery that might present problematic impression removal from the teeth, block out embrasures with OraSeal® putty.

3.Ultradent 0.035" tray is dispensed in 12ml unit dose syringes.

A complete arch should use most of the contents of a syringe. If sensitivity is localized, place gel in affected areas(s) and a small amount in the molar region to hold tray in place.

4.The length and number of times tray is worn depends on condition, patient, and clinician. Recommended treatment times can range from 15 minutes to 1 hour.

5.Tray should be removed at meal times. Immediately following tray removal, patient should brush and rinse teeth with water to remove all remaining gel. DO NOT swallow solution during rinsing. Wash tray and store in a tray storage case. Fresh gel should be used with each application.

6.Gel may be washed off before placing in tray to avoid empfindliche Kältereaktionen zu vermeiden.

Laboratory Instructions:

1.Gehen Sie auf die entsprechenden Schritte des Abdrucks, wie bei einer gewöhnlichen Bleichung. Tropfen Sie 0,5-1,0 mm Ultradent LC Block-Out Resin auf einen sauberen, trockenen Abdruck an den Bereichen, wo der Patient Empfindlichkeiten verspürt (Abbildung 1 & 2). Geben Sie das Resin ebenfalls auf die Schiene, wo sie bleichmittel verarbeitet werden, falls der Patient so möchte.

Anmerkung: Bei vorhandenen Scharten, die von vorherigen Periopathiebehandlungen stammen, beim Entfernen des Abdruckmaterials Probleme hervorrufen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

3.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

4.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

5.Die Schiene sollte beim Essen entfernt werden. Der Patient sollte sofort nach dem Entfernen der Schiene die Zähne putzen und mit Wasser waschen, damit alle Gleiseisen und Zahnpulpa entfernt werden. Nach dem Abwaschen des Spülens NICHT herunterschrecken. Die Schiene sollte stets in einem besonderen Behälter aufbewahrt werden.

6.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

7.Ultradent 0.035" wird in 12ml unit dose syringes.

A complete arch should use most of the contents of a syringe. If sensitivity is localized, place gel in affected areas(s) and a small amount in the molar region to hold tray in place.

8.Die Länge und die Anzahl der Anwendungen, die der Patient tragen kann, hängt von der Art und Weise ab, wie der Arzt die Empfindlichkeit behandelt. Die Anwendungsdauer variiert von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

9.Die Schiene sollte beim Essen entfernt werden. Der Patient sollte sofort nach dem Entfernen der Schiene die Zähne putzen und mit Wasser waschen, damit alle Gleiseisen und Zahnpulpa entfernt werden. Nach dem Abwaschen des Spülens NICHT herunterschrecken. Die Schiene sollte stets in einem besonderen Behälter aufbewahrt werden.

10.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

11.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

12.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

13.Die Schiene sollte beim Essen entfernt werden. Der Patient sollte sofort nach dem Entfernen der Schiene die Zähne putzen und mit Wasser waschen, damit alle Gleiseisen und Zahnpulpa entfernt werden. Nach dem Abwaschen des Spülens NICHT herunterschrecken. Die Schiene sollte stets in einem besonderen Behälter aufbewahrt werden.

14.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

15.Die Länge und die Anzahl der Anwendungen, die der Patient tragen kann, hängt von der Art und Weise ab, wie der Arzt die Empfindlichkeit behandelt. Die Anwendungsdauer variiert von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

16.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

17.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

18.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

19.Die Schiene sollte beim Essen entfernt werden. Der Patient sollte sofort nach dem Entfernen der Schiene die Zähne putzen und mit Wasser waschen, damit alle Gleiseisen und Zahnpulpa entfernt werden. Nach dem Abwaschen des Spülens NICHT herunterschrecken. Die Schiene sollte stets in einem besonderen Behälter aufbewahrt werden.

20.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

21.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

22.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

23.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

24.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

25.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

26.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

27.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

28.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

29.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

30.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

31.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

32.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

33.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

34.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

35.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

36.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

37.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

38.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

39.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

40.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

41.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

42.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

43.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

44.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

45.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

46.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

47.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

48.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

49.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

50.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

51.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

52.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

53.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

54.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

55.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

56.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

57.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

58.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

59.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

60.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

61.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

62.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

63.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

64.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

65.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

66.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

67.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

68.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

69.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

70.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

71.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

72.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

73.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

74.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

75.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

76.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

77.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.


78.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

79.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt ab. Die empfohlene Anwendungsdauer reicht von 15 Minuten bis zu einer Stunde.

80.Nach 15 Minuten sollten die Emulsionen ausgetrocknet sein, um die entsprechende chirurgische Eingriffe in die Zähne leichter zu entfernen, können diese Scharten mit OraSeal® Spachtelmasse abgedeckt werden.

81.Ultradent wird in 1,2ml Spritzflaschen eingespielt. Eine Spritze deckt ungefähr einen kompletten Kieferbogen ab. Geben Sie eine Kleine Menge des Gels in die Zähne (der Bereich der Empfindlichkeit) und die Schiene, falls der Patient dies möchte.

82.Die Anwendungsdauer und Anzahl der Einheiten der Schiene hängen von den Umständen, dem Patienten und dem Arzt



EN Follow your dentist's instructions on how to load gel into your custom bleaching tray. Use no more than 1/3 to 1/2 of syringe.

DE Befolgen Sie die Anleitungen Ihres Zahnarztes bezüglich der Abgabe des Gels in die Bleichschiene. Dabei sollte nicht mehr als 1/3 bis 1/2 Spritze verbraucht werden.

FR Suivez les instructions de votre dentiste comment charger le gel dans votre porte-empreinte de blanchiment sur mesure. N'utilisez pas plus de 1/3 ou 1/2 seringue.

NL Volg de instructies van uw tandarts over hoe u de geleer moet laden in uw aangepaste bleeklepel. Gebruik niet meer dan 1/3 tot 1/2 van de inhoud van een spuit.

IT Seguire le istruzioni del dentista su come inserire il gel nel vassoio di sbiancamento. Non usare una quantità superiore a 1/3 o 1/2 della siringa.

ES Siga las instrucciones de su dentista sobre cómo cargar el gel en la cubeta de blanqueamiento. No utilice más de 1/3 a 1/2 jeringa.

PT Siga as instruções do seu dentista sobre como colocar o gel na sua moldeira de branqueamento personalizada. Não utilize mais de 1/3 a 1/2 da seringa.

SV Följ din tandläkares anvisningar gällande om hur gelen skall laddas i ditt specialtillverkade blekningssäck. Använd inte mera än 1/3-1/2 av sprutningsavtryck.

DA Følg din tandlæges vejledninger, om hvordan du skal lægge gelen ind i din blegeskeine. Du bør ikke bruge mere end 1/3 til 1/2 af en sprøjte.

FI Noudata hammastäkkäriä ohjeita kuinka geeliä on laitettava henkilökohtaisen valkaisusukkasiin. Älä käytä enempää kuin 1/3-1/2 ruiskusta.

EL Τηρήστε τις οδηγίες του οδοντίατρου σας ώστε προ των φρόντισης να το ξέλιγε το δίσκο στον ποτηράκιον που έχετε. Μη χρησιμοποιείτε περισσότερο από το 1/3 έως το 1/2 της σύριγγας.

RU Следуйте указаниям вашего стоматолога по наполнению гелем специально изготавленной каппы для отбеливания. Используйте не более 1/3-1/2 от объема спринклера.

ZH 遵医嘱将胶挤入定制漂白牙托。用量切勿超过1/3到1/2针管。

EN DENTIST INSTRUCTIONS & LAB INSTRUCTIONS FOR DAS LABOR

DE ANLEITUNGEN FÜR DEN ZAHNÄRZT/ANLEITUNGEN FÜR DAS LABOR

NL INSTRUCTIES VOOR DE TANDARTS/INSTRUCTIES VOOR HET LABORATORIUM

ITISTRUZIONI PER IL DENTISTA/INSTRUZIONI PER IL LABORATORIO

ES VEASE LAS INSTRUCCIONES DE TANDALARÍA/VEASE LAS INSTRUCCIONES DEL LABORATORIO

PT INSTRUÇÕES DO DENTISTA/INSTRUÇÕES DO LABORATÓRIO

SV TANDLÄKARINSTRUKTIONER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

DA TANDLÆGELEDNINGER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

FI OHJEET HAMMASTÄKKÄRIILLE/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

RU ОЧЕЛЮТЫ ВАСОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ/ЛАБОРАТОРИЯ

ZH 英文版—牙医操作和实验室说明

DE ANLEITUNGEN FÜR DEN ZAHNÄRZT/ANLEITUNGEN FÜR DAS LABOR

FR INSTRUCTIONS POUR LE DENTISTE/INSTRUCTIONS POUR LE LABORATOIRE

NL INSTRUCTIES VOOR DE TANDARTS/INSTRUCTIES VOOR HET LABORATORIUM

ITISTRUZIONI PER IL DENTISTA/INSTRUZIONI PER IL LABORATORIO

ES VEASE LAS INSTRUCCIONES DE TANDALARÍA/VEASE LAS INSTRUCCIONES DEL LABORATORIO

PT INSTRUÇÕES DO DENTISTA/INSTRUÇÕES DO LABORATÓRIO

SV TANDLÄKARINSTRUKTIONER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

DA TANDLÆGELEDNINGER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

FI OHJEET HAMMASTÄKKÄRIILLE/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

RU ОЧЕЛЮТЫ ВАСОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ/ЛАБОРАТОРИЯ

ZH 英文版—牙医操作和实验室说明

EN DENTIST INSTRUCTIONS & LAB INSTRUCTIONS FOR DAS LABOR

DE ANLEITUNGEN FÜR DEN ZAHNÄRZT/ANLEITUNGEN FÜR DAS LABOR

NL INSTRUCTIES VOOR DE TANDARTS/INSTRUCTIES VOOR HET LABORATORIUM

ITISTRUZIONI PER IL DENTISTA/INSTRUZIONI PER IL LABORATORIO

ES VEASE LAS INSTRUCCIONES DE TANDALARÍA/VEASE LAS INSTRUCCIONES DEL LABORATORIO

PT INSTRUÇÕES DO DENTISTA/INSTRUÇÕES DO LABORATÓRIO

SV TANDLÄKARINSTRUKTIONER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

DA TANDLÆGELEDNINGER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

FI OHJEET HAMMASTÄKKÄRIILLE/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

RU ОЧЕЛЮТЫ ВАСОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ/ЛАБОРАТОРИЯ

ZH 英文版—牙医操作和实验室说明

DE ANLEITUNGEN FÜR DEN ZAHNÄRZT/ANLEITUNGEN FÜR DAS LABOR

FR INSTRUCTIONS POUR LE DENTISTE/INSTRUCTIONS POUR LE LABORATOIRE

NL INSTRUCTIES VOOR DE TANDARTS/INSTRUCTIES VOOR HET LABORATORIUM

ITISTRUZIONI PER IL DENTISTA/INSTRUZIONI PER IL LABORATORIO

ES VEASE LAS INSTRUCCIONES DE TANDALARÍA/VEASE LAS INSTRUCCIONES DEL LABORATORIO

PT INSTRUÇÕES DO DENTISTA/INSTRUÇÕES DO LABORATÓRIO

SV TANDLÄKARINSTRUKTIONER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

DA TANDLÆGELEDNINGER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

FI OHJEET HAMMASTÄKKÄRIILLE/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

RU ОЧЕЛЮТЫ ВАСОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ/ЛАБОРАТОРИЯ

ZH 英文版—牙医操作和实验室说明

EN DENTIST INSTRUCTIONS & LAB INSTRUCTIONS FOR DAS LABOR

DE ANLEITUNGEN FÜR DEN ZAHNÄRZT/ANLEITUNGEN FÜR DAS LABOR

NL INSTRUCTIES VOOR DE TANDARTS/INSTRUCTIES VOOR HET LABORATORIUM

ITISTRUZIONI PER IL DENTISTA/INSTRUZIONI PER IL LABORATORIO

ES VEASE LAS INSTRUCCIONES DE TANDALARÍA/VEASE LAS INSTRUCCIONES DEL LABORATORIO

PT INSTRUÇÕES DO DENTISTA/INSTRUÇÕES DO LABORATÓRIO

SV TANDLÄKARINSTRUKTIONER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

DA TANDLÆGELEDNINGER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

FI OHJEET HAMMASTÄKKÄRIILLE/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

RU ОЧЕЛЮТЫ ВАСОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ/ЛАБОРАТОРИЯ

ZH 英文版—牙医操作和实验室说明

DE ANLEITUNGEN FÜR DEN ZAHNÄRZT/ANLEITUNGEN FÜR DAS LABOR

FR INSTRUCTIONS POUR LE DENTISTE/INSTRUCTIONS POUR LE LABORATOIRE

NL INSTRUCTIES VOOR DE TANDARTS/INSTRUCTIES VOOR HET LABORATORIUM

ITISTRUZIONI PER IL DENTISTA/INSTRUZIONI PER IL LABORATORIO

ES VEASE LAS INSTRUCCIONES DE TANDALARÍA/VEASE LAS INSTRUCCIONES DEL LABORATORIO

PT INSTRUÇÕES DO DENTISTA/INSTRUÇÕES DO LABORATÓRIO

SV TANDLÄKARINSTRUKTIONER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

DA TANDLÆGELEDNINGER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

FI OHJEET HAMMASTÄKKÄRIILLE/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

RU ОЧЕЛЮТЫ ВАСОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ/ЛАБОРАТОРИЯ

ZH 英文版—牙医操作和实验室说明

EN DENTIST INSTRUCTIONS & LAB INSTRUCTIONS FOR DAS LABOR

DE ANLEITUNGEN FÜR DEN ZAHNÄRZT/ANLEITUNGEN FÜR DAS LABOR

NL INSTRUCTIES VOOR DE TANDARTS/INSTRUCTIES VOOR HET LABORATORIUM

ITISTRUZIONI PER IL DENTISTA/INSTRUZIONI PER IL LABORATORIO

ES VEASE LAS INSTRUCCIONES DE TANDALARÍA/VEASE LAS INSTRUCCIONES DEL LABORATORIO

PT INSTRUÇÕES DO DENTISTA/INSTRUÇÕES DO LABORATÓRIO

SV TANDLÄKARINSTRUKTIONER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

DA TANDLÆGELEDNINGER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

FI OHJEET HAMMASTÄKKÄRIILLE/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

RU ОЧЕЛЮТЫ ВАСОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ/ЛАБОРАТОРИЯ

ZH 英文版—牙医操作和实验室说明

DE ANLEITUNGEN FÜR DEN ZAHNÄRZT/ANLEITUNGEN FÜR DAS LABOR

FR INSTRUCTIONS POUR LE DENTISTE/INSTRUCTIONS POUR LE LABORATOIRE

NL INSTRUCTIES VOOR DE TANDARTS/INSTRUCTIES VOOR HET LABORATORIUM

ITISTRUZIONI PER IL DENTISTA/INSTRUZIONI PER IL LABORATORIO

ES VEASE LAS INSTRUCCIONES DE TANDALARÍA/VEASE LAS INSTRUCCIONES DEL LABORATORIO

PT INSTRUÇÕES DO DENTISTA/INSTRUÇÕES DO LABORATÓRIO

SV TANDLÄKARINSTRUKTIONER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

DA TANDLÆGELEDNINGER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

FI OHJEET HAMMASTÄKKÄRIILLE/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

RU ОЧЕЛЮТЫ ВАСОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ/ЛАБОРАТОРИЯ

ZH 英文版—牙医操作和实验室说明

DE ANLEITUNGEN FÜR DEN ZAHNÄRZT/ANLEITUNGEN FÜR DAS LABOR

FR INSTRUCTIONS POUR LE DENTISTE/INSTRUCTIONS POUR LE LABORATOIRE

NL INSTRUCTIES VOOR DE TANDARTS/INSTRUCTIES VOOR HET LABORATORIUM

ITISTRUZIONI PER IL DENTISTA/INSTRUZIONI PER IL LABORATORIO

ES VEASE LAS INSTRUCCIONES DE TANDALARÍA/VEASE LAS INSTRUCCIONES DEL LABORATORIO

PT INSTRUÇÕES DO DENTISTA/INSTRUÇÕES DO LABORATÓRIO

SV TANDLÄKARINSTRUKTIONER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

DA TANDLÆGELEDNINGER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

FI OHJEET HAMMASTÄKKÄRIILLE/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

RU ОЧЕЛЮТЫ ВАСОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ/ЛАБОРАТОРИЯ

ZH 英文版—牙医操作和实验室说明

DE ANLEITUNGEN FÜR DEN ZAHNÄRZT/ANLEITUNGEN FÜR DAS LABOR

FR INSTRUCTIONS POUR LE DENTISTE/INSTRUCTIONS POUR LE LABORATOIRE

NL INSTRUCTIES VOOR DE TANDARTS/INSTRUCTIES VOOR HET LABORATORIUM

ITISTRUZIONI PER IL DENTISTA/INSTRUZIONI PER IL LABORATORIO

ES VEASE LAS INSTRUCCIONES DE TANDALARÍA/VEASE LAS INSTRUCCIONES DEL LABORATORIO

PT INSTRUÇÕES DO DENTISTA/INSTRUÇÕES DO LABORATÓRIO

SV TANDLÄKARINSTRUKTIONER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

DA TANDLÆGELEDNINGER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

FI OHJEET HAMMASTÄKKÄRIILLE/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

RU ОЧЕЛЮТЫ ВАСОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ/ЛАБОРАТОРИЯ

ZH 英文版—牙医操作和实验室说明

DE ANLEITUNGEN FÜR DEN ZAHNÄRZT/ANLEITUNGEN FÜR DAS LABOR

FR INSTRUCTIONS POUR LE DENTISTE/INSTRUCTIONS POUR LE LABORATOIRE

NL INSTRUCTIES VOOR DE TANDARTS/INSTRUCTIES VOOR HET LABORATORIUM

ITISTRUZIONI PER IL DENTISTA/INSTRUZIONI PER IL LABORATORIO

ES VEASE LAS INSTRUCCIONES DE TANDALARÍA/VEASE LAS INSTRUCCIONES DEL LABORATORIO

PT INSTRUÇÕES DO DENTISTA/INSTRUÇÕES DO LABORATÓRIO

SV TANDLÄKARINSTRUKTIONER/LABORATORIUMSINSTRUKTIONER

DA