

Skeo Up Daily Assist. 14Y4=*

A 14Y4 Skeo Up Daily Assist egy passzív, vízálló szilikon funkcionális segédeszköz alkar amputált páciensek számára. Egy linerhez hasonlóan viselhető és lehetővé teszi különböző tárgyak megtartását/szorítását. Akár 4 cm vastagságú tárgy (pl. fogkefe, borotva) is rögzíthető a négy ujjnak megfelelő szilikon kontúr és a behelyezett műanyag befogó közé. Különösen alkalmas nedves környezetben való használatra, például személyi higiéniahoz. A csont körmérete alapján 5 különböző méretben rendelhető: 140, 160, 180, 200, 220.

Indikáció

- Kb. 10 cm-es csont hosszhoz ajánlott
- Alkar amputáció vagy veleszületett/ szerzett végtaghiány
- Egyoldali vagy kétoldali amputáció

Relatív kontraindikáció

- Oszteointegráció
- Bőrbetegségek, bőrsérülések, gyulladt bőrfelület, kiemelkedő hegek duzzanattal, bőrpírral

Fontos felhasználói instrukció

A termék nedves környezetben való használatra készült, napi 2 órás használati idővel. Ne használja a terméket kompressziós terápia céljából.

Első használat

Az első használat alkalmával max. 30 percig viselje a terméket. Ezt követően vizsgálja meg a csont felszínét, nincs-e túlzott nyomásnak kitett felület. Ha nem lép fel semmilyen probléma, minden további használat alkalmával növelje a viselési időt.



Skeo Up Daily Assist.

14Y4=*



Felvétel

Fordítsa ki a szilikon anyagot és helyezze a csomák végére, majd görgesse fel a csomákra anélkül, hogy lágyrészek mozdulnának el vagy légbuborékok keletkeznének. A bőr feszülésének enyhítése érdekében, emelje meg a segédeszköz proximális végét.



Levétel

Kifordítva görgesse le a szilikon anyagot, és távolítsa el a segédeszközt a csomákról. Ebben segítségére lesz az erre kialakított fül.



Tisztítás

A termék különösen alkalmas nedves környezetben való használatra, pl. a személyes higiéniahoz. Tisztításához javasoljuk, hogy a terméket kézzel kívülről mossa át meleg vízzel és egy bőrszemleges szappannal. Az esetleges szappanmaradványokat ezután alaposan öblítse le tiszta vízzel. Szárításhoz egy törülközőt is helyezhet a segédeszközbe, amelyet azután egy szárítón fektetve teljesen szárítson meg.



Műanyag befogó

A befogó egyedi formájú és megfelelően tapad a termék szilikon anyagához. Könnyen kihúzható tisztításhoz vagy cseréhez. A befogó kézbe/tenyérbe illesztéséhez egyszerűen nyomja be. Az eltávolításhoz lassan húzza ki a befogót. Az eltörött vagy elveszett befogó cserélhető.



Méretre igazítás

A termék kívánt hosszúságúra vágásához használja a 719S7 ollót. A terméken lévő vonalak kontúrként használhatók. Fontos, hogy az anyag szakadásának elkerülése érdekében kizárólag sima vágóélt alakítson ki.

Alkalmazási példák



Tárgyak megfogása,
pl. fogkefe, borotva



Tárgyak kézben tartása
pl. krémes tégely



Kétkézes tevékenységek
támogatása pl. egy újság
megtartása