

3

Fejezet
Poglavje

Most, hogy elvégezte az új patron előkészítését, minden injekció beadásához kövesse a 3. Fejezet utasításait.
Sedaj, ko ste opravili pripravo novega vložka, za vsa naslednja injiciranja sledite Poglavju 3.

NAPI ALCALMAZÁS

DNEVNA UPORABA

1. LÉPÉS – ELLENŐRIZZE AZ INJEKCIÓS TOLLAT

KORAK 1 - PREVERITE PERESNIK

Húzza le az injekciós toll zárlókupáját.

FIGYELEM

NE HASZNÁLJA az injekciós tollat, ha akár az injekciós toll, akár a patron bármely része töröttnek vagy sérültnek tűnik. Lépjen kapcsolatba orvosával, gyógyszerészével vagy az ápolószemélyzettel.

Mindenképpen ellenőrizze a patronon a következőket:

- 6 mg-os (18 NE) címke legyen rajta
- a lejárat dátumot
- a patron tartalmát legyen átlátszó és részecskéktől mentes

Az injektor gombon és az előlős borításon ellenőrizze, hogy egy 6 mg-os injekciós toll.

ELLENŐRIZZE

Ellenőrizze, hogy az előlős borításon lévő szám megegyezik a patron címkején lévő, hatáserősséget mutató számmal. Ha az injekciós toll és a patron nem illik össze, lépjen kapcsolatba orvosával, gyógyszerészével vagy az ápolószemélyzettel.

Odstranite pokrov peresnika.

OPOMBA

Če je vaš peresnik ali vložek zlomljen ali poškodovan, peresnika NE UPORABLJAJTE. Obrnite se na svojega zdravnika, farmacevta ali medicinsko sestro.

Na vložku preverite:

- da ima oznako 6 mg,
- kakšen je rok uporabnosti
- da je vsebina bistra in brez delcev.

Na gumbu za odmerjanje in na sprednjem delu ohlišja preverite, da gre za peresnik jakosti 6 mg.

PREVERITE

Preverite, da se številka na sprednjem delu ohlišja ujema z oznako jakosti na vložku. Če temu ni tako, se obrnite na svojega zdravnika, farmacevta ali medicinsko sestro.

2. LÉPÉS – HELYEZZE FEL A TÚT

KORAK 2 - PRITRDIITE IGLE

Távolítsa el a papír zárlóliát a külső tűvédőről.

FIGYELEM

A rejtett tűborító használata a HumatroPen-nel nem kötelező. Ha rejtett tűborító használati utasításában találhatja.

Egyenesen nyomja a tűt a 6 mg-os (18 NE) patronra és az áramutató járásával megegyező irányban csavarja rá, amíg az biztosan rögzül.

FIGYELEM

A rejtett tűborító használata a HumatroPen-nel nem kötelező. Ha rejtett tűborító használati utasításában találhatja.

Húzza le a külső tűvédőt majd a belső tűvédőt.

- A külső tűvédőt tartsa meg a tű injekció utáni levételéhez.

3. LÉPÉS – ÁLLÍTSA BE ÉS ADJA BE AZ ADAGOT

KORAK 3 - NASTAVITEV ODMERKA IN INJICIRANJE

Az adagoló gombot forgassa a beadni kívánt adaghoz.

PÉLDA

A fenti ábrán 0,25 mg látható. Ha a beadni kívánt adagot túllorgatja a gombot, a gomb visszaforgatásával lehet a hibát korrigálni.

Az adagoló gomb forgatása kattanással jár, NE a kattanások számolásával állítsa be az adagját, mert helytelen adagot állíthat be.

Szúrja be a tűt, ahogyan azt orvosa, gyógyszerésze vagy az ápolószemélyzet elmagyarázta Önnek.

helyezze a hüvelykujját az injektor gombra, majd az injektor gombot lassan, határozottan ütköztesig nyomja be.

Az injektor gombot ezután még öt másodpercig tartsa lenyomva, majd húzza ki a tűt a bőrből.

Ellenőrizze, hogy az adag kijelző ablakban 0,00 látható, innen tudhatja, hogy Ön megkapta a teljes adagot.

A patronban lévő Humatrope mennyiségénél nagyobb adagot is be lehet állítani.

Az injekció befecskendezése után az adag kijelző ablakban lévő szám 0,00 kell, hogy legyen. Ha ez nem így van, akkor a kijelzőn látható szám az a Humatrope adag, amit Ön NEM kapott meg. Beszélje meg orvosával, gyógyszerészével vagy az ápolószemélyzettel, hogy mit kell tenni, amikor csak részadag került beadásra. Távolítsa el a tűt és az üres patronát az injekciós tollból. A következő napi használatához helyezze be egy új patron, ahogyan azt a 2. Fejezet „A” lépése ismerteti, majd folytassa a műveletet az új patron előkészítésével (2. Fejezet).

OPOMBA

Možno je nastaviti večji odmerkek, kot je količina preostalega zdravila Humatrope v vložku. Po koncu injiciranja morate v okencu za odmerjanje videti 0,00. Če ni, je številka v okencu za odmerjanje količina zdravila Humatrope, ki je NISTE prejeli. Obrnite se na svojega zdravnika, farmacevta ali medicinsko sestro, kako ravnati v primeru delnih odmerkov. Odstranite iglo in prazen vložek.

Pri naslednji dnevni uporabi pritrдите nov vložek kot je prikazano v Poglavju 2. v Koraku 4 ter nadaljujte s postopkom priprave novega vložka (Poglavje 2).

Z gumbom za odmerjanje nastavite ustrezen odmerkek.

PRIMER

Zgornja slika prikazuje odmerkek 0,25 mg. Če gumb zavrtite preko zelenega odmerka, lahko to popravite z vrtenjem v nasprotno smer.

Gumb za odmerjanje ob obračanju klikne. NE določajte odmerka s štejetem klikov, saj si tako lahko odmerite napačen odmerkek.

Iglo potisnite **naravnost** na 6 mg vložek in jo privijte v smeri urinega kazalca, dokler ne bo čvrsto pritrjena.

OPOMBA

Odstranite papirnati ježček iz konca zunanjega pokrovnika.

Zunanjí pokrovnice obdržite, saj ga boste potrebovali po injiciranju za odstranitev igle.

Uporaba pokrovnika za skrito iglo skupaj z vašim peresnikom HumatroPen je izbira. Kadar uporabljate pokrovnice za skrito iglo z vašim peresnikom HumatroPen, morate uporabljati iglo dolžine 5 mm ali več. Za navodila glejte navodila za uporabo pokrovnika za skrito iglo.

4. LÉPÉS – TÁVOLÍTSA EL ÉS DOBJA KI A TÚT

KORAK 4 - ODRSANITEV IN ZAVRZENJE IGLE

Óvatosan helyezze vissza a külső tűvédőt, ahogyan azt orvosa, gyógyszerésze vagy az ápolószemélyzet ismertetette Önnel.

A tűvédővel ellátott tűt az óramutató járásával ellenkező irányba forgassa el és vegye le.

FIGYELEM

NE TÁROLJA az injekciós tollat csatlakoztatott tűvel - ez segít megelőzni azt, hogy levegő kerüljön a patronba.

NE TÁVOLÍTSA EL az injekciós tollból a már behelyezett patron, csak akkor, ha az kiürült vagy cseréire szorul - ez segít elkerülni a helytelen adag lehetőségét.

Helyezze vissza az injekciós toll zárlókupáját.

A tűvédővel ellátott tűt az óramutató járásával ellenkező irányba forgassa el és vegye le.

FIGYELEM

NE TÁROLJA az injekciós tollat csatlakoztatott tűvel - ez segít megelőzni azt, hogy levegő kerüljön a patronba.

NE TÁVOLÍTSA EL az injekciós tollból a már behelyezett patron, csak akkor, ha az kiürült vagy cseréire szorul - ez segít elkerülni a helytelen adag lehetőségét.

A tűvédővel ellátott tűt az óramutató járásával ellenkező irányba forgassa el és vegye le.

FIGYELEM

NE TÁROLJA az injekciós tollat csatlakoztatott tűvel - ez segít megelőzni azt, hogy levegő kerüljön a patronba.

NE TÁVOLÍTSA EL az injekciós tollból a már behelyezett patron, csak akkor, ha az kiürült vagy cseréire szorul - ez segít elkerülni a helytelen adag lehetőségét.

A tűvédővel ellátott tűt az óramutató járásával ellenkező irányba forgassa el és vegye le.

FIGYELEM

NE TÁROLJA az injekciós tollat csatlakoztatott tűvel - ez segít megelőzni azt, hogy levegő kerüljön a patronba.

NE TÁVOLÍTSA EL az injekciós tollból a már behelyezett patron, csak akkor, ha az kiürült vagy cseréire szorul - ez segít elkerülni a helytelen adag lehetőségét.

5. LÉPÉS – AZ INJEKCIÓS TOLL ÉS A PATRON TÁROLÁSA A KÖVETKEZŐ ALKALMAZÁSIG

KORAK 5 - PERESNIK IN VLOZEK SHRANITE ZA NADALJNO UPORABO

Tárolja megfelelő módon a HumatroPen 6 mg injekciós tollat. (További információért lapozza fel a „A” HumatroPen 6 mg gondozása és tárolása” c. részt a használati útmutató 1. Fejezetében.)

Amikor eljön a következő adag beadásának ideje, lapozza fel a 3. Fejezetet és ismételje meg az 1-5 lépéseket.

Peresnik HumatroPen 6 mg ustrežno shranite. (Za več informacij glejte “Zdravljenje in shranjevanje HumatroPena 6 mg” v Poglavju 1 tega priručnika za uporabo peresnika.)

Ko je čas za naslednji odmerkek, se vrnite k Poglavju 3 in ponovite Korake 1 - 5.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

1. Minden egyes adag beadása előtt el kell végezmem az új patron előkészítésének műveletét?

- Nem. Az új patron előkészítésének műveletét minden patron esetében egyszer kell elvégezni, közvetlenül az új patron első használata előtt.
- Az előkészítés célja biztosítani azt, hogy a HumatroPen 6 mg és a Humatrope 6 mg (18 NE) patron alkalmazására készen álljon.
- Ha az új patron előkészítésének műveletét minden egyes dózis beadásakor elvégzi, idő előtt kifoghat a Humatrope hatanyagból. Az a kis mennyiségű hatanyag, ami az új patron előkészítése során felhasználásra kerül, nem fogja befolyásolni a Humatrope mennyiségét.

2. Mi a teendő, ha a patron és az injekciós toll címkeje nem egyezik?

- NE HASZNÁLJA az injekciós tollat, ha a Humatrope patronon feltüntetett hatáserősség nem egyezik az injekciós toll előlős borításán feltüntetett számmal.
- Kérjen segítséget vagy új injekciós tollat orvosától, gyógyszerésztől vagy az ápolószemélyzettől.

3. Mi a teendő, ha a Humatrope nem állítaszó az összekeverés után?

- Óvatosan fordítsa az injekciós tollat fel-le tízszer. NE RÁZZA. Ezt követően hagyja az injekciós tollat nyugalomban legalább három percig. Ha az oldal ezután is zavaros marad vagy részecskék látszanak benne, óvatosan fordítsa az injekciós tollat fel-le még tízszer. Hagyja az injekciós tollat nyugalomban további öt percig.
- Amennyiben a feloldást (összekeverést) követően az oldal még mindig zavaros vagy részecskék látszanak benne, NE HASZNÁLJA FEL. Kérjen segítséget orvosától, gyógyszerésztől vagy az ápolószemélyzettől.

4. Miért vannak légbuborékok a patronban?

- Légbuborékok a feloldást (összekeverést) követően maradhatnak a patronban.
- Ha az injekciós tollat felhelyezett tűvel tárolják, légbuborékok keletkezhetnek a patronban.
- NE TÁROLJA az injekciós tollat felhelyezett tűvel.
- A légbuborékok eltávolítása érdekében végezze el az új patron előkészítéséhez szükséges műveleteket.
- Egy kismértékű légbuborék jelenléte normális. Nem káros az Ön számára és nem befolyásolja az adagot sem.

5. Miért nem mozdul ki a csavarmenetes dugattyú, ha nincs patron az injekciós tollban?

- Eldőrlődhat, hogy a csavarmenetes dugattyú nem mozdul ki, amikor benyomja az injektor gombot, ha nincs patron az injekciós tollban. Ez lehetőséget tesz, hogy a patron cseréjénél könnyen benyomhassa a csavarmenetes dugattyút az injekciós tollba.
- Amikor a patron a helyére kerül, a csavarmenetes dugattyú kimozdul az injektor gomb megnyomásakor.

6. Mit tegyek, ha nem tudom csatlakoztatni a patronát a főegységhez?

- Ellenőrizze, hogy a patron nem sérült vagy törött-e.
- Óvatosan hozza egy szintbe a patronát az injekciós toll főegységével és csavarja őket össze, amíg biztosan rögzülnek egymáshoz. Ha a patron és az injekciós toll nem csavarható össze, lépjen kapcsolatba orvosával, gyógyszerészével vagy az ápolószemélyzettel.

7. Miért nehéz az injektor gomb benyomása az injekció beadásakor?

- Lehet, hogy eldugult a tű. Próbáljon meg egy új tűt felhelyezni.
- Az injektor gomb gyors benyomása nehezebbé teheti a beadást. A lassúbb benyomás megkönnyítheti a beadást.
- Egy nagyobb, pl. 12,7 mm-es (0,33 mm átmérőjű) tű használata megkönnyíti az injektor gomb benyomását az injekció beadása alatt. Kérdezze meg orvosától, gyógyszerésztől vagy az ápolószemélyzettől, hogy melyik típusú tű a legalkalmasabb az Ön számára.
- Az injektor gomb benyomása nehezebbé válhat, ha az injekciós toll belseje Humatrope-pál, étellel, itallal vagy egyéb anyagokkal szennyeződik.

8. Miért nem áll vissza a „0” száma az adagoló gomb a dózis beadása után?

- Ez akkor fordulhat elő, ha a Humatrope patronban már nincs egy teljes adagra elegendő Humatrope. Lehetséges nagyobb adag beállítása, mint amennyi Humatrope maradt a patronban. Az injekció beadása után az adag kijelző ablaknak 0,00-t kell mutatnia. Ha ez nem így van, az ablakban látható szám az a Humatrope mennyiség, amit Ön NEM kapott meg. Beszélje meg orvosával, gyógyszerészével vagy az ápolószemélyzettel, hogy mit kell tenni, amikor csak részadag került beadásra. Távolítsa el a tűt és az üres patronát az injekciós tollból. A következő napi alkalmazáshoz a 2. Fejezet „A” lépésében foglaltaknak megfelelően helyezzen be egy új patron, majd végezze el az új patron előkészítésének műveletét (2. Fejezet).

9. Mi az oka annak, ha az injekció beadása után Humatrope szivárgást tapasztalok a tűből?

- Ha egyetlen csepp marad a tű hegyén az injekció beadását követően, az normálisnak tekinthető. Ha egynél több cseppet észlel:
 - akkor előfordulhat, hogy nem kapta meg a teljes adagját. NE FECSEKEDDEZEN BÉ még egy adagot. Beszéljen orvosával, gyógyszerészével vagy az ápolószemélyzettel, és tölük kérjen tanácsot.
 - A következő adagnál az ilyen esetek megelőzése érdekében határozottan nyomja be az injektor gombot és addig tartsa lenyomva, amíg lassan elszámol ötöt (lásd a 3. Fejezet 3. lépése).

10. Honnan tudom megállapítani, hogy az injekció beadása befejeződött?

- Az injekció beadása befejezettnek tekinthető, amikor:
 - még mielőtt kihúzná a tűt a bőrből, a benyomva tartott injektor gomb mellett lassan elszámol ötöt.

ÉS

- az az adag kijelző ablak közepén a 0,00 szám látható.

1. Ali moram postopek priprave novega vložka ponoviti pred vsakim odmerjanjem?

- Ne. Postopek priprave novega vložka se za vsak vložek naredi le enkrat, in sicer pred prvo uporabo novega vložka.
- Namen priprave je zagotoviti, da je peresnik HumatroPen 6 mg skupaj z vložkom Humatrope 6 mg pripravljen za uporabo.
- Če boste postopek priprave novega vložka ponavljali pred vsakodnevnim odmerjanjem, se lahko zgodi, da vam bo zdravila Humatrope prehitro zmanjkalo. Majhna količina zdravila, ki se porabi za pripravo novega vložka, pa ne bo vplivala na količino razpoložljivega zdravila Humatrope.

2. Kaj naj storim, če se oznaka na vložku in peresniku ne ujemata?

- Peresnik nežno 10-krat obrnite gor in dol. NE STRESAJTE. Nato peresnik pustite stati pri miru najmanj tri minute. Če je raztopina še vedno motna ali so prisotni delci, peresnik ponovno 10-krat obrnite gor in dol. Nato peresnik pustite stati še pet minut.
- Če raztopina ostane motna ali po rekonstituciji (mešanju) vsebuje delce, zdravila NE UPORABITE. Za pomoč se obrnite na svojega zdravnika, farmacevta ali medicinsko sestro.

3. Kaj naj storim, če zdravilo Humatrope po mešanju ni bistro?

- Óvatosan fordítsa az injekciós tollat fel-le tízszer. NE RÁZZA. Ezt követően hagyja az injekciós tollat nyugalomban legalább három percig. Ha az oldal ezután is zavaros marad vagy részecskék látszanak benne, óvatosan fordítsa az injekciós tollat fel-le még tízszer. Hagyja az injekciós tollat nyugalomban további öt percig.
- Amennyiben a feloldást (összekeverést) követően az oldal még mindig zavaros vagy részecskék látszanak benne, NE HASZNÁLJA FEL. Kérjen segítséget orvosától, gyógyszerésztől vagy az ápolószemélyzettől.

4. Zakaj so v vložku zračni mehurčki?

- Lahko se zgodi, da po rekonstituciji (mešanju) v vložku ostanejo zračni mehurčki.
- Zračni mehurčki se lahko pojavijo v primeru, da je peresnik shranjen skupaj s pritrjeno iglo. Peresnika NE SHRANJUJTE s pritrjeno iglo.
- Izvedite postopek priprave novega vložka, da odstranite zračne mehurčke.
- Majhen zračni mehurček je normalen pojav. Ne bo vam škodoval ali vplival na odmerkek.

5. Zakaj vijak ne gre ven, ko vložek ni pritrjen na peresnik?

- Lahko se zgodi, da vijak ne gre ven, ko pritisnete na gumb za injiciranje, če v peresniku ni vložka. Ta funkcija vam omogoča, da lahko vijak potisnete v ohlišje peresnika, ko menjate vložek.
- Ko je vložek pritrjen, boste s pritiskom na gumb za injiciranje vijak premaknili ven.

6. Kaj naj storim, če vložka ne morem pritrčiti na ohlišje peresnika?

- Preverite, da vložek ni poškodovan ali zlomljen.
- Vložek previdno poravnajte z ohlišjem peresnika in privijte tako, da bo vložek čvrsto pritrjen. Če vložka ne morete pritrčiti na peresnik, se obrnite na svojega zdravnika, farmacevta ali medicinsko sestro.

7. Zakaj je težko pritisniti na gumb za injiciranje, ko poskusim injicirati odmerkek?

- Lahko je zamašena igla. V tem primeru pritržite novo iglo.
- Če gumb za injiciranje pritisnete zelo hitro, se lahko zgodi, da bo gumb težje pritisniti. Če gumb za injiciranje pritisnete počasi, ga bo morda lažje pritisniti.
- Če uporabljate igle večjega premera, na primer 12,7 mm igle (premera 0,33 mm), bo pritiskanje gumba za injiciranje lažje. Posvetujte se s svojim zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro, katere igle so za vas najbolj ustrezne.
- Gumb za injiciranje bo težje pritisniti, če se notranjost peresnika umaže z zdravilom Humatrope, hrano, pijačo ali drugimi snovmi.

8. Zakaj gumb za odmerjanje po injiciranju ne pokaže ničlé?

- To se lahko zgodi v primeru, ko v vložku Humatrope ni dovolj zdravila za cel odmerkek zdravila Humatrope. Možno je nastati večji odmerkek, kot je količina preostalega zdravila Humatrope v vložku, kot je injiciranja mora biti vrednost v okencu za odmerjanje 0,00. Če ni, je številka v okencu za odmerjanje količina zdravila Humatrope, ki je NISTE prejeli. Obrnite se na svojega zdravnika, farmacevta ali medicinsko sestro, kako ravnati v primeru delnih odmerkov. Odstranite iglo in prazen vložek. Pri naslednji dnevni uporabi pritržite nov vložek kot je prikazano v Poglavju 2. Koraku 4 ter nadaljujte s postopkom priprave novega vložka (Poglavje 2).

9. Zakaj pride do iztekanja zdravila Humatrope iz igle po končanem injiciranju?

- Če po končanem injiciranju ostane na koncu igle ena kapljica, je to povsem normalno. Če opazite več kot eno kapljico:
 - Morda niste prejeli celotnega odmerka. NE INJICIRAJTE si še enega odmerka. Posvetujte se s svojim zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.
 - Da bi se temu izognili, pri naslednjem injiciranju močno pritisnite gumb za injiciranje in počasi štejete do pet (glejte Poglavje 3, Korak 3).

10. Kako vem, da je injiciranje končano?

- Injiciranje je končano, ko:
 - ste počasi šli do pet, med tem držali gumb za injiciranje in nato iglo izvlekli iz kože.

IN

- je na sredi okenca za odmerjanje vrednost 0,00.

Če imate kakršnakoli vprašanja ali težave s HumatroPen 6 mg, se za pomoč obrnite na lokalno predstavništvo podjetja Lilly (glejte spodaj) ali na zdravstvenega delavca.

Vse reklamacije za medicinske pripomočke ali sume neželenih učinkov, vključno s sumi resnih dogodkov, sporočite lokalnemu predstavništvu podjetja Lilly (glejte spodaj).

Spočujmo vas, da poročate o vseh neželenih učinkih, vključno o sumih na resne zaplete. Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke (IAJMP), Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov: meddev.vigilance@iajzp.si ali po telefonu: +386 (0)8 200 500

Kontaktni podatki lokalnega predstavništva podjetja Lilly: Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel.: +386 (0)1 580 00 10

Importatija / Uvoznik:

Lilly S.A., Avenida de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španjolska

Eli Lilly and Company Pharmaceutical Delivery Systems Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, USA

EC REP

Eli Lilly Nederland B.V. Papendorpseweg 83 3528 BU UTRECHT, Hollandia/Nizozemska

CE

0344

A Humatrope®/ HumatroPen® és a H Block grafika az Eli Lilly and Company védjegye.

A HumatroPen® 6 mg megfelel a hatályos ISO 11608-1 dózispontosság és funkcionális előírásoknak, és kizárólag Humatrope® 6 mg (18 NE) patronokkal használható.

Copyright © 2008, 2020 Eli Lilly and Company. Minden jog fenntartva.

Nem harmonizált szimbólumok¹

Beteginformációs honlap

Orvostechnikai eszköz²

Egy beteg – többszöri használat³

¹ A lista a címkésítésben használt nem harmonizált szimbólumokat tartalmazza.

² A dobozon használt szimbólum.

A dokumentum felülvizsgálatának dátuma: 2020. április

Humatrope®, HumatroPen® in logotip črke H so zaščitene blagovne znamke podjetja Eli Lilly and Company.

Peresnik HumatroPen® 6 mg izpolnjuje natančnost odmerjanja in zahteve delovanja po standardu ISO 11608-1 in se uporablja samo z vložki Humatrope® 6 mg.

Avtorske pravice © 2008, 2020 Eli Lilly and Company. Vse pravice pridržane.

Neharmoniziran slovar simbolov⁴

	Medicinski pripomoček ²
	Vsak posamezni bolnik – večkratna uporaba ³

¹ Slovar vključuje neharmonizirane simbole, ki se uporabljajo pri označevanju.

² Simbol, uporabljen na ovijini.

Datum revizije: april 2020

Item Code PA0025PGF06			Previous Item Code (to be destroyed) PA0025PGF05		
PPD Information Box			ALRP Information Box		
Start Date 22 MAR 2021	Proof No.: 2	Printing Colours BLACK C/M/Y MAGENTA YELLOW	Technical Colours Die Cut	Affiliate Barcode Type: N/A Code: N/A	Translations of Variable Data
Technical Information: Layout name ALCPN0025G00	Size (mm): 36x40 Folded Size (mm): 180x80	No. of Pages: 2/2	Overlaid N/A	lot: date: exp. date: N/A	price: N/A
BLUE Project No. 42270	Sick Code N/A				other: N/A
Feed Direction: (For labels only)	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D			
Alcobendas					
IDA Business and Technology Park Snugborough Road, Blanchardstown Dublin 15, Tel: +353-1-440 3290			Internal to Perigord (no Lilly check required) Perigord Job No: 595329 Operator name: KS Time: 12:54		

PA0025PGF06