

SEIRIN PYONEX NEEDLES




SEIRIN CORPORATION



JP-MF-000012274

147 Ouchi, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0061, Japan

<https://www.seirin.jp>



L (mm)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
d (mm)	0.11	0.15	0.17	0.20	0.20



hu SEIRIN PYONEX TŰK

A jelenlegi tudományos bizonyítékok alátámasztják, hogy a kobaltot tartalmazó rozsdamentes acélötvözetekből gyártott orvostechnikai eszközök nem okoznak megnövekedett rákkeltő kockázatot vagy nemkívánatos reprodukciós hatásokat.

[Rendszerhasználat, jelzések]

Ez a termék olyan eszköz, amelyet arra szántak, hogy az arra jogosult orvosok (szakemberek) az akupunktúra gyakorlása során a bőrbe szúrjanak a fájdalom enyhítése és egyéb terápiás hatások elősegítése érdekében.

[Az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések (az alábbi betegeknél óvatosan kell alkalmazni)]

- Terhes nők [az akupunktúra szülést válthat ki]
- Rosszindulatú daganatos betegek [az akupunktúra felgyorsíthatja a rosszindulatú daganatok növekedését vagy metasztázisát]
- Vérzéses betegségben szenvedő betegek [az akupunktúra elősegítheti a vérzést]
- Fémekre, például nikkelre, krómra és más rozsdamentes acél alkatrészekre allergiás betegek.

[Használati módszerek] Óvatosan bánjon a tűkkel, hogy elkerülje a sérüléseket, mivel azok élesek.

- 1) **Ellenőrzés:** Ellenőrizze a csomagolást, hogy nincs-e rajta sérülés, szennyeződés vagy folyadékszivárgás. Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült, szennyezett vagy nedves.
- 2) **Egyszer használatos:** A Seirin tűi sterilizáltak, eldobhatók és csak egyszer használatosak. Újrahasználatuk növeli a fertőzés kockázatát.
- 3) **Fertőtlenítés:** Alkoholos törlőkendővel tisztítsa meg azokat a területeket, ahol a tűket be kell szúrni. Tűszúrás előtt hagyja megszáradni a bőrt.
- 4) **Szemrevételezés:** Használat előtt ellenőrizze a tűket. Ne használjon tűt, ha meggömbült, sérült, vagy ha bármilyen más rendellenességet észlel.
- 5) **Nyissa fel a csomagolást, és vegye ki a terméket:** távolítsa el a műanyag doboz fedelének szigetelését, és emelje fel a félhold alakú fületet a tapasz mentén az ábra szerint. A műanyag dobozt könnyen vissza tudja hajtani az ujjával.
- 6) **Alkalmazás:** emelje fel a félhold alakú fületet a tapasz mentén, és úgy szúrja a tűt (Pyonex) a bőrbe, hogy ne érjen hozzá sem a tapasz ragasztós oldalához sem a tű hegyéhez. Ezután távolítsa el a fület, és nyomja le a tapaszt.
- 7) **Kezelés után:** A tűket biztonságos módon ártalmatlanítsa, a fertőzések elleni óvintézkedések megtételével. Ha a tűket a csomagolás felbontása után nem használja, ne használja és semmisítse meg őket megfelelően.
- 8) A tű anyaga nem viseli el a moxaégetés közben keletkező hőt. A tapaszt ne tegye ki moxa hőkezelésnek.
- 9) Ez a tű nem alkalmas elektroterápiás kezelésre. Elektromos stimulálásra használni tilos.
- 10) Mondja el a betegnek, hogy vegye le a bőréről a tapaszt zuhanyozás, fürdés vagy úszás előtt, mert ilyenkor könnyen leválik.
- 11) Mondja el a betegnek, hogy kerülje azokat a mozdulatokat, amelyek feszültségnek teszik ki azt a helyet, ahol a tapaszt alkalmazzák.

[Mellékhatások] A beteg fájdalmat, viszketést, kábaságot, hányingert érezhet vagy rossz, bőrpírt, duzzanatot és hólyagokat tapasztalhat. Mondja el a betegnek, hogy ha a kezelés helyén bármilyen rendellenes reakció, például bőrpír, viszketés jelentkezik, a tű eltávolítása után forduljon akupunktúrárs engedéllyel rendelkező orvoshoz.

[Tárolás] A tűket víztől, közvetlen napfénytől, magas páratartalomtól és magas hőmérséklettől, valamint vegyi szennyeződésektől védett helyen tárolja. Gyerekektől távol tartandó.

[Lejárat dátum] A lejárat idő (önigazolás alapján) a külső dobozon van feltüntetve. Használat előtt ellenőrizze a lejárat dátumot. Ne használjon lejárt termékeket.

Jelentse az eszközzel kapcsolatos minden súlyos eseményt a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam gyártójának és egészségügyi hatóságainak.