


SEIRIN PYONEX NEEDLES





SEIRIN CORPORATION

1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0037, Japan

<https://www.seirin.jp>



L (mm)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
d (mm)	0.11	0.15	0.17	0.20	0.20



sv SEIRIN PYONEX NÅLENS

<Princip> Denna produkt överensstämmer med ISO 18746 Sterila intradermala akupunktur nålar för engångsbruk

[Avsedd användning, indikationer]

Denna produkt är avsedd att användas för akupunktur.

Denna produkt är endast avsedd att användas av auktoriserade vårdgivare (specialister).

[Försiktighetsåtgärder vid användning (Var försiktig när du använder nålarna på följande patienter.)]

- Gravida kvinnor (användning kan igångsätta förlossning).
- Patienter med maligna tumörer (användning kan påskynda tillväxt eller metastasering av maligna tumörer.)
- Patienter med hemorragisk sjukdom (användning kan leda till blödning.)
- Patienter med allergier mot metaller som nickel, krom och andra komponenter i rostfritt stål

[Användningsmetod] • Hantera nålarna försiktigt för att förhindra skador eftersom nålarna är spetsiga.

- 1) **Kontroll:** Kontrollera att den sterila förpackningen inte är skadad, förorenad eller våt, och använd inte om detta är fallet.
- 2) **Engångsbruk:** Dessa Seirin-akupunktur nålar är steriliserade och endast för engångsbruk. Återanvändning ökar risken för infektion.
- 3) **Desinfektion:** Tvätta akupunktur stället med en alkoholdränkt bomullstuss etc. och låt torka innan du för in nålen.
- 4) **Visuell inspektion:** Inspektera nålen före användning. Använd den inte om den påvisar defekter, som vridning eller skada.
- 5) **Öppna förpackningen och ta ut produkten** ①: Ta bort tätningslocket från plastlådan och lyft upp den halvmåneformade fliken tillsammans med tejp, så som visas i figuren. Du kan enkelt vika tillbaka plastlådan med fingrarna.
- 6) **Användning** ②: Lyft upp den halvmåneformade fliken tillsammans med tejp för att placera nålen (Pyonex) på huden utan att vidröra tejp och nålspetsen. Ta sedan bort fliken och tryck ner tejp.
- 7) **Efter användning:** Bortskaffa nålarna på ett säkert sätt för att förhindra infektion. Om nålarna inte används efter att förpackningen har öppnats ska de inte användas utan bortskaffas på rätt sätt.
- 8) Nåls material tål inte värmen från moxibustion. Utför inte moxabränning på tejp.
- 9) Denna nål är inte avsedd att användas för elektroterapi. Använd den inte för elektrisk stimulering.
- 10) Be patienten ta bort tejp på huden innan de duschar, badar eller simmar eftersom den lätt kan lossna.
- 11) Instruera patienter att undvika beteende som kan irritera platsen där tejp appliceras.

[Biverkningar] Patienten kan uppleva smärta, klåda, dåsighet, olustkänsla illamående, rodnad, svullnad och blåsbildning.

Om någon onormal reaktion uppträder i behandlingsområdet, som rodnad och klåda, instruera patienter att rådfråga en auktoriserad vårdgivare i akupunktur efter att nålen tagits bort.

[Förvaringsmetod] Förvara nålarna på en säker plats på behörigt avstånd från vattenläckage, direkt solljus, fukt och höga temperaturer, kemikalier och barn.

[Utgångsdatum] Utgångsdatumet (baserat på intern testning) anges på asken. Kontrollera utgångsdatum före användning och använd inte utgångna produkter.

Rapportera alla allvarliga händelser som är associerade med denna enhet till tillverkaren och hälsovårdsmyndigheterna i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är bosatt.

What is Lot ?

Lot=07525A1= 07 5 25 A1 = Date of manufacture ①Last 2 digits of the year ②month (X=10 Y=11 Z=12) ③day ④Manufacture control No.