


SEIRIN PYONEX NEEDLES





SEIRIN CORPORATION

1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0037, Japan

<https://www.seirin.jp>



L (mm)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
d (mm)	0.11	0.15	0.17	0.20	0.20



pl SEIRIN PYONEX IGŁA

<Wymogi> Igły do akupunktury spełniają wymogi ISO 18746, określające normy dla sterylnych, jednorazowych, intradermalnych igieł do akupunktury.

[Przeznaczenie, wskazania]

Produkt jest przeznaczony do akupunktury.

Produkt przeznaczony jest do użytku wyłącznie przez lekarza (specjalistę).

[Środki ostrożności (Uważaj, kiedy stosujesz niniejsze igły do leczenia wymienionych poniżej pacjentów)]

- Kobiety w ciąży (może wywołać poród)
- Pacjentów ze złośliwymi guzami (może doprowadzić do powiększenia się guza lub do przerzutów)
- Pacjentów z zaburzeniami krzepliwości krwi (może wywołać krwawienie)
- Pacjentów z alergiami na metale, takie jak nikiel, chrom i inne części ze stali nierdzewnej

[Użytkowanie] • Igły te są bardzo ostre, dlatego aby uniknąć skaleczenia, należy podczas pracy z nimi zachować ostrożność.

- 1) **Potwierdzenie:** Upewnij się, że sterylne opakowanie nie jest uszkodzone, zanieczyszczone lub mokre, jeśli tak jest, nie używaj igieł.
- 2) **Jednorazowy użytek:** Igły do akupunktury Seirin są sterylne, przeznaczone do jednorazowego użytku. Ponowne ich użycie zwiększa ryzyko infekcji.
- 3) **Dezynfekcja:** Przed wprowadzeniem igły, przetrzyj miejsce wybrane do akupunktury wacikiem nasączonym alkoholem, itp. Pozostaw do wysuszenia.
- 4) **Ocena wzrokowa:** Przed użyciem dokładnie obejrzyj igłę. Nie używaj jej, jeśli wykazuje nieprawidłowości, takie jak uszkodzenia lub skręcenia.
- 5) **Otwórz opakowanie i wyjmij produkt ①:** Zdejmij uszczelkę pokrywy z plastikowego pojemniczka i podnieś zakładkę w kształcie półksiężyca wraz z samoprzylepnym plastrem, jak pokazano na rysunku. Plastikowy pojemniczek można łatwo palcami zgąć do tyłu.
- 6) **Zastosowanie ②:** podnieś półksiężycowatą zakładkę razem z samoprzylepnym plastrem, a następnie przyklej do skóry plaster z igłą (Pyonex) bez dotykania przyklepnej strony plastra ani końcówki igły. Teraz, usuń zakładkę i dociśnij przyklejony plaster.
- 7) **Po użyciu:** Po użyciu, igły należy wyrzucić w przeznaczonym do tego miejscu, aby uniknąć infekcji. Jeśli po otwarciu opakowania, igły nie zostały zużyte, nie używaj ich, ale wyrzuć w odpowiedni sposób.
- 8) Materiał, z którego wykonana jest igła nie toleruje gorąca powstałego podczas moksoterapii. Nie wykonuj moksoterapii na przyklejonej taśmie.
- 9) Niniejsza igła nie jest przeznaczona do elektroterapii. Nie używaj jej do elektrycznej stymulacji.
- 10) Poinformuj pacjenta, aby usunął przyklejony do skóry plaster przed wzięciem prysznica lub kąpieli lub przed pływaniem, ponieważ plaster odkleja się bardzo łatwo.
- 11) Poinformuj pacjenta, aby nie wystawiał na stres miejsca, w którym przyklejono plaster.

[Działania niepożądane] Pacjent może odczuwać ból, swędzenie, senność, słabość, nudności, zaczerwienienie, obrzęk i pęcherze.

Jeśli po usunięciu igły w miejscu leczenia pojawi się nieprawidłowa reakcja, taka jak sztywnienie lub swędzenie, zaleć pacjentowi konsultację z lekarzem (specjalistą) od akupunktury.

[Przechowywanie] Igły należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od ciekącej wody, bezpośredniego nasłonecznienia, dużej wilgoci, wysokiej temperatury, środków chemicznych i dzieci.

[Data ważności] • Data ważności (oparta o testy wewnętrzne) wskazana jest na pudełku. Przed użyciem, sprawdź datę ważności, nie używaj produktu po dacie ważności.

Poinformuj producenta i organy opieki zdrowotnej państwa, w którym użytkownik produktu się znajduje lub mieszka, o wszystkich poważnych zakażeniach związanych z użyciem niniejszego produktu.

What is Lot? Lot=07525A1= 07 5 25 A1 = Date of manufacture ①Last 2 digits of the year ②month (X=10 Y=11 Z=12) ③day ④Manufacture control No.