

Beim folgenden Patienten mit Vorsicht anwenden:

- Bei Schwangeren, wenn eine Weheneinleitung zu befürchten ist
- Bei Patienten mit malignen Tumoren (falls eine Verschlimmerung der Symptome zu befürchten ist)
- Bei Patienten mit hämorrhagischen Erkrankungen

Bitte beachten Sie die nachstehend angeführten Punkte, da es sonst zu Verletzungen kommen kann.

1. Spinex-Nadeln dürfen nur von medizinischem Fachpersonal wie Ärzten und Akupunkteuren verwendet werden.
2. Spinex-Nadeln sind sterile Einwegnadeln und nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.
3. Bei beschädigter beziehungsweise entfärbter Blisterverpackung oder durchgetrenntem Papierverschluss dürfen die Nadeln nicht benutzt werden.
Die Einzelverpackung bietet die Gewähr für sterile Nadeln.
4. Stets auf das Haltbarkeitsdatum der Nadeln achten. Keine überlagerten Nadeln benutzen.
5. Wenn sich die Einstichstelle rötet oder juckt oder andere anomale Reaktionen zeigt, den Patienten anweisen, die Nadel zu entfernen und einen Akupunkteur aufzusuchen.
6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind zu ergreifen, wenn die Nadeln bei Patienten eingesetzt werden, die auf Edelstahl allergisch reagieren.
7. Da es sich nicht um Nadeln für die Elektroakupunktur handelt, dürfen keine elektrischen Reize eingesetzt werden.
8. Weisen Sie Ihre Patienten darauf hin, dass intensive Bewegungen während der Behandlung mit Akkupunkturadeln zu unterlassen sind.
9. Weisen Sie Ihre Patienten darauf hin, dass die behandelten Körperteile keinen starken Erschütterungen sowie keiner übermäßigen Reibung ausgesetzt werden dürfen.
10. Den Patienten anweisen, die Spinex-Nadeln zu entfernen, bevor er ein Vollbad nimmt.
11. Die Nadeln an einem sicheren, vor Kindern, Chemikalien, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen geschützten Ort aufbewahren.



Manufacturer :
SEIRIN CORPORATION
1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku,
Shizuoka-shi, Shizuoka, Japan
<http://www.seirin.jp>

Dist by : SEIRIN-America, Inc.
230 Libbey Parkway Weymouth,
MA 02189 U.S.A.
<http://www.seirinamerica.com>



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20,
2514 AP The Hague,
The Netherlands

**STERILE EO**