

Atsargiai naudoti toliau išvardytiems pacientams:

- nėščioms moterims, kurioms gali paskatinti gimdymą;
- pacientams su piktybiniais augliais (jei kyla pavojus sustiprinti simptomus);
- pacientams, sergantiems kraujo krešėjimo sutrikimais.

Laikykitės toliau pateiktų instrukcijų. Jų nepaisant galimi sužalojimai.

1. „Spinex“ adatos skirtos naudoti tik medicinos specialistams, įskaitant gydytojus ir akupunktūros specialistus.
2. „Spinex“ adatos yra sterilios ir vienkartinės.
3. Nenaudokite, jei lizdinė pakuotė pažeista, jos spalva pasikeitusi arba popierinis sandariklis pažeistas. Individuali pakuotė užtikrina adatų sterilumą.
4. Visada patikrinkite adatos galiojimo pabaigos datą. Nenaudokite adatų, kurių galiojimas baigėsi.
5. Jei procedūros vietoje atsiranda paraudimas, niežėjimas arba kitos nenormalios reakcijos, rekomenduokite pacientui ištraukti adatą ir kreiptis į akupunktūros specialistą.
6. Naudojant adatas pacientams, kurie alergiški nerūdijančiajam plienui, reikia būti atsargiems.
7. Nenaudokite stimuliacijai elektra, nes tai nėra elektropunktūros adatos.
8. Įsmeigiant akupunktūros adatas, rekomenduokite pacientams vengti intensyvių judesių.
9. Informuokite pacientus, kad kūno dalis, kuriose atliekama procedūra, saugotų nuo stiprių sutrenkimų ar trinties.
10. Rekomenduokite pacientams ištraukti „Spinex“ adatas prieš maudantis.
11. Laikykite adatas saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, saugokite jas nuo cheminių medžiagų, drėgmės ir ekstremalios temperatūros.



Manufacturer :
SEIRIN CORPORATION
1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku,
Shizuoka-shi, Shizuoka, Japan
<http://www.seirin.jp>

Dist by : SEIRIN-America, Inc.
230 Libbey Parkway Weymouth,
MA 02189 U.S.A.
<http://www.seirinamerica.com>



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20,
2514 AP The Hague,
The Netherlands

**STERILE EO**