

SEIRIN ACUPUNCTURE NEEDLES



SEIRIN CORPORATION
JP-MF-000012274
147 Ouchi, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0061, Japan
<https://www.seirin.jp>

Diameter van naaldlichaam (mm)	Maatmaat	Lengte van naaldlichaam (mm)									
		7	15	30	40	50	60	75	90	120	150
0.10	Nr. 03	○	○								
0.12	Nr. 02	○	○	○	○						
0.14	Nr. 01	○	○	○	○						
0.16	Nr. 1	○	○	○	○	○					
0.18	Nr. 2	○	○	○	○	○					
0.20	Nr. 3	○	○	○	○	○	○				
0.23	Nr. 4			○	○	○					
0.25	Nr. 5		○	○	○	○	○	○	○		
0.30	Nr. 8			○	○	○	○	○	○		
0.35	Nr. 10					○	○	○	○		

Een cirkel in de bovenstaande tabel geeft aan dat de werkelijke afmetingen verschillen per productmodel. Er kunnen ook niet-standaardproducten worden opgenomen. Raadpleeg de catalogus of ander informatiemateriaal.

nl SEIRIN ACUPUNCTUURNAALDEN

Huidig wetenschappelijk bewijs toont aan dat medische hulpmiddelen die zijn gemaakt van legeringen van roestvaststaal met kobalt geen groter risico op kanker of negatieve effecten op de voortplanting veroorzaken.

[Beoogd gebruik, indicaties]

Dit product is een hulpmiddel dat bedoeld is om de huid aan te prikken bij de beoefening van acupunctuur en/of moxibustie door bevoegde artsen (specialisten) om pijn te verlichten en andere therapeutische effecten te bevorderen.

[Voorzorgsmaatregelen bij gebruik (moet met zorg worden toegepast bij de volgende patiënten)]

- Zwangere vrouwen [acupunctuur kan weeën opwekken]
- Patiënten met kwaadaardige tumoren [acupunctuur kan de groei of uitzaaiing van kwaadaardige tumoren versnellen]
- Patiënten met een hemorragische aandoening [acupunctuur kan bloedingen bevorderen]
- Patiënten die allergisch zijn voor metalen zoals nikkel, chroom en andere roestvrijstalen onderdelen

[Gebruiksmethoden] Behandel de naalden voorzichtig om letsel te voorkomen, omdat ze scherp zijn.

- 1) **Controle:** Controleer de verpakking op schade, verontreiniging of vloeistoflekkage. Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd, verontreinigd of nat is.
- 2) **Eenmalig gebruik:** de naalden van Seirin zijn gesteriliseerd, wegwerpbaar en alleen voor eenmalig gebruik. Hergebruik ervan verhoogt het risico op infectie.
- 3) **Desinfectie:** Gebruik alcoholdoekjes om de gebieden waar naalden worden ingebracht schoon te maken. Laat de huid drogen voordat u naalden inbrengt.
- 4) **Visuele inspectie:** Inspecteer naalden voor gebruik. Gebruik geen naalden als ze verbogen of beschadigd zijn of als er een andere anomalie wordt gedetecteerd.
- 5) **Openen/uitpakken:** Houd het product bij het handvat vast bij het openen of uitpakken van de verpakking. Raak niet rechtstreeks met blote vingers aan.
- 6) **Inbrengen:** de inbrengdiepte moet minder zijn dan 2/3 van de lengte van het naaldlichaam.
Bij gebruik van meter nr. 01 (ø0,14) of dunner met een naald die 15 mm of langer is, moet de inbrengdiepte minder zijn dan 1/2 van de lengte van het naaldlichaam. Let op de diepte en hoek van inbrengen om schade aan organen en zenuwen te voorkomen. Controleer altijd de naalden tijdens acupunctuurbehandeling om er zeker van te zijn dat er geen verandering is in de inbrengstatus. Spiercontractie of andere bewegingen kunnen de naald dieper trekken, wat leidt tot orgaan- of zenuwbeschadiging.
- 7) **Na behandeling:** Gooi de naalden op een veilige manier weg en neem voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegen infecties. Als de naalden niet worden gebruikt nadat de verpakking is geopend, gebruik ze dan niet en gooi ze op de juiste manier weg.
- 8) **Intermusculaire behandeling:** Bij intermusculaire behandeling kan overmatige spierspanning optreden, waardoor de naalden kunnen afbreken. Gebruik voor intermusculaire behandeling naalden met maat nr. 2 (ø0,18) of een grotere diameter. Acupunctuur moet worden uitgevoerd terwijl de patiënt wordt geholpen ontspannen te blijven en aandacht te besteden aan symptomen zoals hoesten tijdens de behandeling. Houd er rekening mee dat de naalden kunnen afbreken als ze worden gedraaid of gedraaid met een kracht die groter is dan de sterkte van het metaal.
- 9) **Moxibustion:** Gebruik voor moxibustion alleen naalden met een metalen handvat. Neem tijdens moxibustion voorzorgsmaatregelen om plaatselijke brandwonden te voorkomen en zorg voor een goede ventilatie van de kamer. Zorg ervoor dat de naalden of doppen niet in de buurt van de vlam komen. De naalden kunnen vervormen en de kapes kunnen verbranden.
- 10) **Elektroacupunctuur:** Dit product is niet bedoeld voor gebruik bij elektroacupunctuur.
In speciale gevallen waarin elektro-acupunctuur absoluut noodzakelijk wordt geacht voor de behandeling, moet u om de veiligheid te garanderen de gebruiksaanwijzing van het laagfrequente elektrische stimulatieapparaat met naaldelektroden zorgvuldig lezen voor gebruik. Overmatige elektrische stimulatie (≥ 100 Hz en ≥ 1 mA rms, of ≥ 1 C) kan naalden breken als gevolg van naaldcorrosie of sterke spiersamentrekkingen. Als de naalden worden gebruikt voor elektro-acupunctuur in gevallen waarin dit absoluut noodzakelijk wordt geacht voor de behandeling en de inbrengdiepte 10 mm of minder is, kan ernstige naaldcorrosie of biologische weefselbeschadiging optreden.

[Bijwerkingen] De patiënt kan pijn, jeuk, slaperigheid, malaise, zich onwel voelen of een lichte bloeding ervaren.

[Opslag] Bewaar de naalden op een veilige plaats, beschermd tegen water, direct zonlicht, hoge vochtigheid en hoge temperaturen en chemische verontreiniging. Buiten bereik van kinderen houden.

[Vervaldatum] De vervaldatum (op basis van zelfcertificering) is aangegeven op de omdoos. Controleer voor gebruik de houdbaarheidsdatum. Gebruik geen verlopen producten.

Meld alle ernstige incidenten die verband houden met dit apparaat aan de fabrikant en gezondheidsinstanties van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt woont.