

SEIRIN ACUPUNCTURE NEEDLES



Producent: SEIRIN CORPORATION
1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, Japonia
<https://www.seirin.jp>

Dia (mm)	Miernik	Długość igły (mm)								
		15	30	40	50	60	75	90	120	150
0.10	№03	○								
0.12	№02	○	○	○						
0.14	№01	○	○	○						
0.16	№1	○	○	○	○					
0.18	№2	○	○	○	○					
0.20	№3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0.23	№4		○	○	○					
0.25	№5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0.30	№8		○	○	○	○	○	○	○	○
0.35	№10				○		○	○	○	○

Rozmiary oznaczone kółkami powyżej różnią się w zależności od produktu i mogą obejmować rozmiary produktów niestandardizowanych.
Więcej informacji można znaleźć w broszurach.

IGŁY DO AKUPUNKTURY SEIRIN

<Principle> Te igły do akupunktury są zgodne z normą ISO 17218, która określa wymagania dotyczące sterylnej akupunktury do jednorazowego użytku.

[Przeznaczenie, wskazania]

Ten produkt jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w akupunkturze i/lub obróbce cieplnej moka.

Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez upoważnionych lekarzy (specjalistów).

[Środki ostrożności dotyczące użytkowania (należy zachować ostrożność podczas używania igieł u następujących pacjentów.)]

- Kobiety w ciąży (Może wywoływać poród.)
- Pacjenci z nowotworami złośliwymi (Może przyspieszać wzrost lub przerzuty nowotworów złośliwych).
- Pacjenci z chorobą krwotoczną (Może prowadzić do krwawienia).
- Pacjenci z alergią na metale, takie jak nikiel, chrom i inne elementy ze stali nierdzewnej

[Sposób użycia] • Ostrożnie obchodzić się z igłami, aby uniknąć obrażeń, ponieważ igły są ostre.

1) Potwierdzenie: Upewnij się, że sterylne opakowanie nie jest uszkodzone, zanieczyszczone lub mokre i nie używaj, jeśli jest.

2) Jednorazowego użytku: Te igły Seirin są sterylizowane, jednorazowe i przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Ponowne ich użycie zwiększa ryzyko infekcji.

3) Dezynfekcja: Wytrzyj miejsce akupunktury bawełną nasączoną alkoholem itp. i pozostaw do wyschnięcia przed włożeniem igły.

4) Kontrola wzrokowa: Przed użyciem należy sprawdzić igłę. Nie używaj go, jeśli wykazuje jakiegokolwiek nieprawidłowości, takie jak skręcenie lub uszkodzenie.

5) Otwieranie opakowania i wyjmowanie produktu: Podczas otwierania opakowania i wyjmowania igły należy trzymać za rączkę nie dotykając igły bezpośrednio gołymi rękami.

6) Wprowadzenie: Pozostaw co najmniej 1/3 długości igły poza skórą podczas wprowadzania lub wykonywania akupunktury. W przypadku używania igły Gauge nr 01 (ø0,14) lub cieńszej z igłą o długości 15 mm lub dłuższej, głębokość wprowadzenia powinna być mniejsza niż 1/2 długości igły. Głębokość i kąt igieł powinny być starannie dobrane, aby uniknąć uszkodzenia narządów i nerwów. Podczas leczenia wskazane jest monitorowanie wprowadzania igieł, aby upewnić się, że się nie zmieniają. Głębsze igły z powodu skurczu mięśni mogą spowodować uszkodzenie narządów lub nerwów.

7) Po użyciu: Wyrzucić igły w bezpieczny sposób, aby zapobiec infekcji. Jeżeli igły nie są używane po otwarciu opakowania, nie należy ich używać i wyrzucać w odpowiedni sposób.

8) Leczenie domięśniowe: Podczas leczenia domięśniowego może wystąpić nadmierne napięcie mięśni, powodujące złamanie igieł. Do leczenia międzymięśniowego należy używać igieł Gauge nr 2 (ø0,18) lub większych, aby zapobiec ich złamaniu. Poradzić pacjentowi, aby się zrelaksował i zwrócił uwagę, jeśli kaszle podczas leczenia. Należy pamiętać, że igły mogą się złamać, jeśli zostaną skrócone lub obrócone z większą siłą, niż wytrzyma metal.

9) Obróbka termiczna moxą: Do obróbki cieplnej moxy używaj wyłącznie igieł z metalowymi uchwytami. W trakcie leczenia należy uważać, aby zapobiec niepożądanym oparzeniom i zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. • Nie umieszczaj igły i nasadki blisko ognia. Igła może się skrócić, a nasadka może się palić.

10) Leczenie elektryczne: Te igły nie są przeznaczone do elektroakupunktury.

Jeśli musisz skorzystać z zabiegu elektroakupunktury, zapoznaj się z literaturą produktu i instrukcją obsługi urządzenia do elektroakupunktury, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Nadmierna stymulacja elektryczna (przy 100 Hz lub więcej, o natężeniu prądu 1 mA rms lub wyższym lub całkowity ładunek bodźca na zabieg o wartości 1 C lub więcej) może złamać igły z powodu korozji igły lub silnych skurczów mięśni.

Głębokość akupunktury mniejsza niż 10 mm może spowodować korozję igieł lub uszkodzenie tkanki biologicznej.

[Działania niepożądane] Pacjent może odczuwać ból, swędzenie, senność, złe samopoczucie, nudności i mikroskopijne krwawienie.

[Metoda przechowywania] Przechowuj igły w bezpiecznym miejscu, z dala od wycieku wody, bezpośredniego światła słonecznego, wysokiej wilgotności i wysokich temperatur, chemikaliów i dzieci.

[Data wygaśnięcia] • Data wygaśnięcia (na podstawie testów wewnętrznych) jest podana na pudełku. Przed użyciem sprawdź datę ważności i nie używaj przeterminowanych produktów.

Wszystkie poważne zdarzenia związane z tym urządzeniem należy zgłaszać producentowi i organom służby zdrowia państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje użytkownik i/lub pacjent.