

## SEIRIN PYONEX NEEDLES




SEIRIN CORPORATION



JP-MF-000012274

147 Ouchi, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0061, Japan

<https://www.seirin.jp>



L (mm)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
d (mm)	0.11	0.15	0.17	0.20	0.20



### fr SEIRIN PYONEX AIGUILLE

Les preuves scientifiques actuelles prouvent que les dispositifs médicaux fabriqués à partir d'alliages d'acier inoxydable contenant du cobalt n'entraînent pas de risque accru de cancer ni d'effets indésirables sur la reproduction.

#### [Utilisation prévue, indications]

Ce produit est un dispositif destiné à percer la peau dans le cadre de la pratique de l'acupuncture par des praticiens médicaux autorisés (spécialistes) afin de soulager la douleur et de favoriser d'autres effets thérapeutiques.

#### [Précautions d'emploi (Soyez prudent lorsque vous utilisez les aiguilles sur les patients suivants.)]

- Femmes enceintes (L'acupuncture peut déclencher le travail.)
- Patients atteints de tumeurs malignes (L'acupuncture peut accélérer la croissance ou la métastase de tumeurs malignes.)
- Patients atteints d'une maladie hémorragique (L'acupuncture peut entraîner des saignements.)
- Patients allergiques aux métaux tels que le nickel, le chrome et d'autres composants de l'acier inoxydable

[Méthode d'utilisation] Manipulez les aiguilles avec précaution pour éviter les blessures, car les aiguilles sont pointues.

- 1) **Vérification** : vérifiez que l'emballage n'est pas endommagé, contaminé ou sujet à une fuite de liquide. Si l'emballage est endommagé, contaminé ou mouillé, n'utilisez pas le produit.
- 2) **Usage unique** : ces aiguilles Seirin sont stérilisées, jetables et à usage unique. Leur réutilisation augmente le risque d'infection.
- 3) **Désinfection** : nettoyez les zones d'insertion des aiguilles avec des tampons imbibés d'alcool. Laissez la peau sécher avant d'y insérer les aiguilles.
- 4) **Inspection visuelle** : inspectez les aiguilles avant utilisation. N'utilisez pas les aiguilles si elles sont tordues, endommagées, ou si vous détectez toute autre anomalie.
- 5) **Ouvrir l'emballage et en sortir le produit**① : retirer le couvercle du boîtier en plastique et soulever la languette en forme de croissant avec le ruban, comme indiqué sur la figure. Le boîtier en plastique peut facilement être replié avec les doigts.
- 6) **Application**② : soulever la languette en forme de croissant avec le ruban afin d'appliquer l'aiguille (Pyonex) sur la peau sans toucher l'adhésif du ruban ni la pointe de l'aiguille. Retirer ensuite la languette et appuyer sur le ruban adhésif.
- 7) **Après le traitement** : éliminez les aiguilles de manière sûre, en prenant les précautions nécessaires pour éviter les infections. Si les aiguilles ne sont pas utilisées après l'ouverture de l'emballage, ne les utilisez pas et éliminez-les correctement.
- 8) Le matériau de l'aiguille ne peut pas tolérer la chaleur produite par la moxibustion. Ne pas effectuer de traitement thermique au moxa sur le ruban.
- 9) Cette aiguille n'est pas destinée à être utilisée pour l'électrothérapie. Ne pas l'utiliser pour la stimulation électrique.
- 10) Demander au patient de retirer le ruban adhésif de sa peau avant de prendre une douche ou un bain, ou avant de faire de la natation, car le ruban pourrait se détacher facilement.
- 11) Demander au patient d'éviter les comportements qui soumettent du stress à la zone sur laquelle le ruban est appliqué.

[Réactions indésirables] Le patient peut ressentir des douleurs, des démangeaisons, de la somnolence, des malaises, des nausées, des rougeurs, des gonflements et des ampoules.

Si une réaction anormale apparaît sur la zone de traitement, telle qu'une rougeur et des démangeaisons, demander au patient de consulter un médecin agréé en acupuncture après avoir retiré l'aiguille.

[Méthode de stockage] Conservez les aiguilles dans un endroit sûr, à l'abri des fuites d'eau, de la lumière directe du soleil, de l'humidité et des températures élevées, et de toute contamination chimique. Conservez-les hors de portée des enfants.

[Date de péremption] La date de péremption (basée sur des tests internes) est indiquée sur la boîte. Avant utilisation, vérifiez la date de péremption. N'utilisez pas de produits périmés.

Signalez tous les événements graves associés à ce produit au fabricant et aux autorités sanitaires de l'État membre où résident l'utilisateur et/ou le patient.

Lot du produit Lot=07525A1 = 07 5 25 A1 = Date de fabrication (1) Deux derniers chiffres de l'année (2) mois (X=10 Y=11 Z=12) (3) jour (4) N° de contrôle de fabrication