



SEIRIN ACUPUNCTURE NEEDLES

SEIRIN CORPORATION

JP-MF-000012274

147 Ouchi, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0061, Japan

<https://www.seirin.jp>

A tűtest átmérője (mm)	Mérőméret	A tűtest hossza (mm)									
		7	15	30	40	50	60	75	90	120	150
0.10	03-es méretű	o	o								
0.12	02-es méretű	o	o	o	o						
0.14	01-es méretű	o	o	o	o						
0.16	1-es méretű	o	o	o	o	o					
0.18	2-es méretű	o	o	o	o	o	o				
0.20	3-es méretű	o	o	o	o	o	o	o			
0.23	4-es méretű			o	o	o					
0.25	5-es méretű		o	o	o	o	o	o	o		
0.30	8-es méretű			o	o	o	o	o	o	o	
0.35	10-es méretű					o		o	o		

A fenti táblázatban egy kör jelzi, hogy a tényleges méretek a termékmodellről függően eltérőek. Nem szabványos termékeket is tartalmazhatnak. Olvassa el a katalógust vagy más információs anyagot.

hu SEIRIN AKUPUNKTÚRÁS TŰK

A jelenlegi tudományos bizonyítékok alátámasztják, hogy a kobaltot tartalmazó rozsdamentes acélötvözetekből gyártott orvostechnikai eszközök nem okoznak megnövekedett rákkeltő kockázatot vagy nemkívánatos reprodukciós hatásokat.

[Rendszerhasználat, jelzések]

Ez a termék olyan eszköz, amelyet arra szántak, hogy az arra jogosult orvosok (szakemberek) az akupunktúra és/vagy a moxibusztion gyakorlása során a bőrbe szúrjanak a fájdalom enyhítése és egyéb terápiás hatások elősegítése érdekében.

[Az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések (az alábbi betegeknél óvatosan kell alkalmazni)]

- Terhes nők [az akupunktúra szülést válthat ki]
- Rosszindulatú daganatos betegek [az akupunktúra felgyorsíthatja a rosszindulatú daganatok növekedését vagy metasztázisát]
- Vérzéses betegségben szenvedő betegek [az akupunktúra elősegítheti a vérzést]
- Fémekre, például nikkelle, krómra és más rozsdamentes acél alkatrészekre allergiás betegek

[Használati módok] Óvatosan bányon a tűkkel, hogy elkerülje a sérüléseket, mivel azok élesek.

- 1) Ellenőrzés:** Ellenőrizze a csomagolást, hogy nincs-e rajta sérülés, szennyeződés vagy folyadékcsivargás. Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült, szennyezett vagy nedves.
- 2) Egyszer használatos:** A Seirin tűi sterilizáltak, eldobhatók és csak egyszer használatosak. Újrahasználatuk növeli a fertőzés kockázatát.
- 3) Fertőtlenítés:** Alkoholos törlőkendővel tisztítsa meg azokat a területeket, ahol a tűket be kell szúrni. Tűszúrás előtt hagyja megszáradni a bőrt.
- 4) Szemrevételezés:** Használat előtt ellenőrizze a tűket. Ne használjon tűt, ha meggörbült, sérült, vagy ha bármilyen más rendellenességet észlel.
- 5) Nyitás/kicsomagolás:** Fogja meg a terméket a fogantyúnál fogva, amikor kinyitja vagy kicsomagolja a csomagot. Ne érintse meg közvetlenül csupasz ujjal.
- 6) Szúrás:** A beszúrási mélységnek kisebbnek kell lennie, mint a tűtest hosszának 2/3-a.
Ha 01-es méretű (ø0,14) vagy vékonyabbat használ 15 mm-es vagy hosszabb tűvel, a behelyezési mélységnek kisebbnek kell lennie, mint a tűtest hosszának 1/2-a. Ügyeljen a behelyezés mélységére és szögére, hogy elkerülje a szervek és az idegek károsodását. Mindig figyelje a tűket az akupunktúrás kezelés során, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a behelyezés állapota nem változik. Az izomösszehúzódnás vagy más mozgások mélyebbre húzzák a tűt, ami szerv- vagy idegkárosodáshoz vezethet.
- 7) Kezelés után:** A tűket biztonságos módon ártalmatlanítsa, a fertőzések elleni óvintézkedések megtételével. Ha a tűket a csomagolás felbontása után nem használja, ne használja és semmisítse meg őket megfelelően.
- 8) Intermuscularis kezelés:** Az izomközi kezelés során túlzott izomfeszülés léphet fel, ami a tűk letörését okozhatja. Intermuscularis kezeléshez használjon 2-es méretű (ø0,18) vagy nagyobb átmérőjű tűket. Az akupunktúrát úgy kell végezni, hogy közben segítse a páciens nyugodt tartásban, és figyeljen az olyan tünetekre, mint a köhögés a kezelés során. Ügyeljen arra, hogy a tűk letörhetnek, ha a fém erejénél nagyobb erővel csavarják vagy forgatják őket.
- 9) Moxibustion:** Moxibustionhoz csak fém nyelvű tűket használjon. A moxibusztion során tegyen óvintézkedéseket a helyi égési sérülések elkerülése érdekében, és gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőztetéséről. Ne engedje, hogy a tűk vagy kupakok a láng közelébe kerüljenek. A tűk eltorzulhatnak, és a sapkák megéghetnek.
- 10) Elektroakupunktúra:** Ezt a terméket nem elektroakupunktúrában való használatra tervezték.
Speciális esetekben, amikor az elektroakupunktúra a kezeléshez feltétlenül szükséges, a biztonság érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a tűelektrodákkal ellátott, alacsony frekvenciájú elektromos stimulációs készülék használati útmutatóját. A túlzott elektromos stimuláció (≥ 100 Hz és ≥ 1 mA effektív érték vagy ≥ 1 C) eltörheti a tűket a tűkorrozio vagy az erős izomösszehúzódnások miatt. Ha a tűket olyan esetekben használják elektroakupunktúrára, amikor a kezeléshez feltétlenül szükséges, és a beszúrási mélység 10 mm vagy annál kisebb, súlyos tűkorrozio vagy biológiai szövethárosodás léphet fel.

[Mellékhatások] A beteg fájdalmat, viszketést, álmoságot, rossz közérzetet, rossz közérzetet vagy enyhe vérzést tapasztalhat.
[Tárolás] A tűket víztől, közvetlen napfénytől, magas páratartalomtól és magas hőmérséklettől, valamint vegyi szennyeződésektől védett helyen tárolja. Gyerekektől távol tartandó.
[Lejárat dátum] A lejárat idő (önigazolás alapján) a külső dobozon van feltüntetve. Használat előtt ellenőrizze a lejárat dátumot. Ne használjon lejárt termékeket.

Jelentse az eszközzel kapcsolatos minden súlyos eseményt a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam gyártójának és egészségügyi hatóságainak.