

Skal anvendes med forsigtighed til følgende patienter:

- Gravide kvinder for hvem det risikerer at igangsætte fødslen
- Patienter med en ondartet svulst (hvor det risikerer at forværre symptomerne).
- Patienter med hæmoragisk sygdom.

Følg vejledningen nedenfor. Undladelse af dette kan resultere i personskade.

1. Spinex-nåle er udelukkende beregnet til brug af sundhedspersonale, herunder læger og akupunktører.
2. Spinex er sterile og udelukkende beregnet til engangsbrug.
3. Brug ikke, hvis blisterpakningen er beskadiget, misfarvet eller hvis papirforseglingen er brudt. Individuel indpakning sikrer, at nålene er sterile.
4. Tjek altid nålenes udløbsdato. Brug ikke nåle med overskredet udløbsdato.
5. Hvis behandlingsområdet bliver rødt eller kløer, eller ved andre unormale reaktioner, råd patienten til at fjerne nålen og konsultere akupunkturbehandleren.
6. Der bør udvises forsigtighed ved brug på patienter med allergi overfor rustfrit stål.
7. Brug ikke til elektrisk stimulering, da disse nåle ikke er beregnet til elektroakupunktur.
8. Rådgiv dine patienter om at afstå fra intense bevægelser akupunktur nåle er isat.
9. Rådgiv dine patienter om, at behandlede kropsdele ikke bør udsættes for kraftige stød eller gnidning.
10. Rådgiv patienter til at fjerne Spinex før badning.
11. Opbevar nålene et sikkert sted væk fra børn, kemikalier, luftfugtighed og ekstreme temperaturer.



Manufacturer :
SEIRIN CORPORATION
1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku,
Shizuoka-shi, Shizuoka, Japan
<http://www.seirin.jp>

Dist by : SEIRIN-America, Inc.
230 Libbey Parkway Weymouth,
MA 02189 U.S.A.
<http://www.seirinamerica.com>



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20,
2514 AP The Hague,
The Netherlands

**STERILE EO**