



SEIRIN ACUPUNCTURE NEEDLES



Gyártó: SEIRIN CORPORATION
1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, Japán
<https://www.seirin.jp>

Dia (mm)	Nyomtáv	A tű hossza (mm)								
		15	30	40	50	60	75	90	120	150
0.10	№03	○								
0.12	№02	○	○	○						
0.14	№01	○	○	○						
0.16	№1	○	○	○	○					
0.18	№2	○	○	○	○					
0.20	№3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0.23	№4		○	○	○					
0.25	№5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0.30	№8		○	○	○	○	○	○	○	○
0.35	№10				○		○	○	○	○

A fenti körökkel jelölt méretek a terméktől függően változnak, és tartalmazhatják a nem szabványosított termékek méreteit is. További részletekért tekintse meg a prospektusokat.

SEIRIN AKUPUNKTÚRÁS TŰK

<Principle> Ezek az akupunktúrás tűk megfelelnek az ISO 17218 szabványnak, amely meghatározza az egyszer használatos steril akupunktúra követelményeit.

[Rendszerhasználat, jelzések]

Ez a termék akupunktúrás és/vagy moxa hőkezelésre szánt eszköz.

Ezt a terméket csak engedéllyel rendelkező orvosok (szakorvosok) használhatják.

[Az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések (legyen óvatos, ha a tűket a következő betegeken használja.)]

- Terhes nők (szülést idézhet elő.)
- Rosszindulatú daganatos betegek (Felgyorsíthatja a rosszindulatú daganatok növekedését vagy metasztázisát.)
- Vértézéses betegségben szenvedő betegek (vérzéshez vezethet).
- Fémekre, például nikkelle, krómra és más rozsdamentes acél alkatrészekre allergiás betegek

[Használati mód] • A sérülések elkerülése érdekében óvatosan kezelje a tűket, mert a tűk élesek.

- 1) Megerősítés:** Győződjön meg arról, hogy a steril csomagolás nem sérült, szennyezett vagy nedves, és ne használja, ha azaz.
- 2) Egyszer használatos:** Ezek a Seirin tűk sterilizáltak, eldobhatóak és csak egyszeri használatra szolgálnak. Újrahasználatuk növeli a fertőzés kockázatát.
- 3) Fertőtlenítés:** Törölje le az akupunktúrás helyet alkoholba mártott vattával stb., és hagyja megszáradni, mielőtt behelyezné a tűt.
- 4) Szemrevételezés:** Használat előtt feltétlenül ellenőrizze a tűt. Ne használja, ha szabálytalanságokat, például csavarodást vagy sérülést mutat.
- 5) A csomagolás felbontása és a termék kivétele:** A csomagolás kinyitásakor és a tű kivételekor tartsa meg a fogantyút anélkül, hogy pusztá a kézzel érintené a tűt.
- 6) Beszúrás:** A tű hosszának legalább 1/3-át hagyja a bőrön kívül, amikor behelyezi vagy akupunktúrát végez. Ha Gauge No. 01 (ø0,14) tűt vagy hígítót használ 15 mm-es vagy hosszabb tűvel, a behelyezési mélységnek kisebbnek kell lennie, mint a tű hosszának 1/2-e. A tűk mélységét és szögét gondosan meg kell választani, hogy elkerüljük a szervek és az idegek károsodását. A kezelés során célszerű figyelemmel kísérni a tűk beszúrását, hogy azok ne változzanak. Az izomösszehúzódás miatti mélyebb tűk szerv- vagy idegkárosodást okozhatnak.
- 7) Használat után:** A fertőzés megelőzése érdekében biztonságos módon dobja ki a tűket. Ha a tűket a csomagolás felbontása után nem használja, ne használja és semmisítse meg őket megfelelően.
- 8) Intermuscularis kezelés:** Az izomközi kezelés során túlzott izomfeszülés léphet fel, ami a tűk eltörését okozhatja. Intermuscularis kezeléshez használjon 2. számú (ø0,18) vagy nagyobb tűket, hogy elkerülje a tűk eltörését. Javasolja a betegnek, hogy lazítson és figyeljen, ha köhög a kezelés alatt. Ügyeljen arra, hogy a tűk eltörhetnek, ha nagyobb erővel csavarják vagy forgatják, mint amennyit a fém elvisel.
- 9) Moxa hőkezelés:** A moxa hőkezeléshez csak fém nyúlú tűket használjon. A kezelés során ügyeljen a helyi égési sérülések elkerülésére és a helyiség megfelelő szellőzésére. • Ne helyezze a tűt és a kupakot tűz közelébe. A tű megcsavarodhat, és a kupak megégphet.
- 10) Elektromos kezelés:** Ezeket a tűket nem elektroakupunktúrára szánják.

Ha elektroakupunktúrás kezelést kell alkalmaznia, kérjük, olvassa el a termék leírását és az elektroakupunktúrás eszköz használati útmutatóját a biztonság érdekében.

A túlzott elektromos stimuláció (100 Hz-en vagy nagyobb frekvencián, 1 mA effektív vagy nagyobb áramerősség mellett vagy 1 C vagy több kezelésenkénti teljes ingeroltás) eltérheti a tüket a tükkorrózió vagy az erős izomösszehúzódások miatt.

A 10 mm-nél kisebb akupunktúrás mélység a tűk korróziójához vagy a biológiai szövetek károsodásához vezethet.

[Mellékhatások] A beteg fájdalmat, viszketést, álmoságot, rossz közérzetet, hányingert és mikroszkopikus vérzést tapasztalhat.

[Tárolási mód] A tüket biztonságos helyen tárolja, távol a vízszivárgástól, közvetlen napfénytől, magas páratartalomtól és magas hőmérséklettől, vegyszerektől és gyermekektől.

[Lejáráti dátum] • A lejáráti dátum (belső tesztelés alapján) a dobozon van feltüntetve. Használat előtt ellenőrizze a lejáráti időt, és ne használjon lejárt termékeket.

Jelentse az eszközzel kapcsolatos minden súlyos eseményt a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam gyártójának és egészségügyi hatóságainak.