

SEIRIN ACUPUNCTURE NEEDLES



SEIRIN CORPORATION

JP-MF-000012274

147 Ouchi, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0061, Japan

<https://www.seirin.jp>

Průměr těla jehly (mm)	Velikost měřidla	Délka těla jehly (mm)									
		7	15	30	40	50	60	75	90	120	150
0.10	č. 03	○	○								
0.12	č. 02	○	○	○	○						
0.14	č. 01	○	○	○	○						
0.16	č. 1	○	○	○	○	○					
0.18	č. 2	○	○	○	○	○					
0.20	č. 3	○	○	○	○	○	○				
0.23	č. 4			○	○	○					
0.25	č. 5		○	○	○	○	○	○	○		
0.30	č. 8			○	○	○	○	○	○		
0.35	č. 10					○		○	○		

Kruh ve výše uvedené tabulce označuje, že skutečné rozměry se liší podle modelu produktu. Mohou být zahrnuty i nestandardní produkty. Viz katalog nebo jiný informační materiál.

cs AKUPUNKTURNÍ JEHLY SEIRIN

Současné vědecké poznatky prokazují, že zdravotnické prostředky vyrobené ze slitin nerezové oceli obsahujících kobalt nezpůsobují zvýšené riziko rakoviny nebo nežádoucích reprodukčních účinků.

[Zamýšlené použití, indikace]

Tento výrobek je zařízení určené k propíchnutí kůže při provádění akupunktury a/nebo moxování autorizovanými lékaři (specialisty) za účelem zmírnění bolesti a podpory dalších léčebných účinků.

[Opatření pro použití (Musí být aplikováno opatrně u následujících pacientů)]

- Těhotné ženy [akupunktura může vyvolat porod]
- Pacienti se zhoubnými nádory [akupunktura může urychlit růst nebo metastázy zhoubných nádorů]
- Pacienti s hemoragickým onemocněním [akupunktura může podporovat krvácení]
- Pacienti alergičtí na kovy, jako je nikl, chrom a další součásti z nerezové oceli

[Způsoby použití] S jehlami zacházejte opatrně, abyste se neporanili, protože jsou ostré.

- 1) **Kontrola:** Zkontrolujte obal, zda není poškozený, znečištěný nebo zda neuniká kapalina. Výrobek nepoužívejte, pokud je obal poškozený, znečištěný nebo mokrá.
- 2) **Jedno použití:** Seirinovy jehly jsou sterilizované, jednorázové a pouze na jedno použití. Jejich opakované použití zvyšuje riziko infekce.
- 3) **Dezinfekce:** Použijte tampóny napuštěné alkoholem k čištění oblastí, kam budou vpichovány jehly. Před vložením jehel nechte kůži oschnout.
- 4) **Vizuální kontrola:** Před použitím zkontrolujte jehly. Nepoužívejte jehly, pokud jsou ohnuté, poškozené nebo pokud je zjištěna jakákoli jiná anomálie.
- 5) **Otevření/rozbalení:** Při otevírání nebo vybalování obalu držte výrobek za rukojeť. Nedotýkejte se přímo holými prsty.
- 6) **Zavedení:** Hloubka zavedení by měla být menší než 2/3 délky těla jehly.
Při použití měřidla č. 01 (Ø0,14) nebo tenčího s jehlou o délce 15 mm nebo delší by hloubka zavedení měla být menší než 1/2 délky těla jehly. Uvědomte si hloubku a úhel zavedení, aby nedošlo k poškození orgánů a nervů. Během akupunkturní léčby vždy sledujte jehly, abyste zajistili, že nedojde ke změně stavu zavedení. Svalová kontrakce nebo jiné pohyby mohou vtáhnout jehlu hlouběji, což vede k poškození orgánů nebo nervů.
- 7) **Po ošetření:** Jehly zlikvidujte bezpečným způsobem a přijměte opatření na ochranu před infekcemi. Pokud jehly po otevření obalu nepoužijete, nepoužívejte je a řádně je zlikvidujte.
- 8) **Intermuskulární léčba:** Při intermuskulární léčbě může dojít k nadměrnému svalovému napětí, které způsobí odlomení jehel. Pro intermuskulární ošetření použijte jehly Gauge č. 2 (Ø0,18) nebo větší průměr. Akupunktura by měla být prováděna tak, aby pacient zůstal uvolněný a měl by věnovat pozornost symptomům, jako je kašel během léčby. Uvědomte si, že jehly se mohou ulomit, pokud se zkrouť nebo otočí silou větší, než je síla kovu.
- 9) **Moxování:** Pro moxování používejte pouze jehly s kovovou rukojetí. Během moxování proveďte preventivní opatření, abyste zabránili místnímu popálení, a zajistěte řádné větrání místnosti. Nedovolte, aby se jehly nebo uzávěry dostaly do blízkosti plamene. Jehly se mohou deformovat a víčka se mohou spálit.
- 10) **Elektroakupunktura:** Tento produkt není určen pro použití v elektroakupunktuře.
Ve zvláštních případech, kdy je elektroakupunktura považována za absolutně nezbytnou pro léčbu, si pro zajištění bezpečnosti před použitím pečlivě přečtěte návod k použití nízkofrekvenčního elektrického stimulačního přístroje s jehlovými elektrodami. Nadměrná elektrická stimulace (≥ 100 Hz a ≥ 1 mA rms nebo ≥ 1 C) by mohla zlomit jehly v důsledku koroze jehly nebo silných svalových kontrakcí. Pokud jsou jehly použity pro elektroakupunkturu v případech, kdy je to považováno za absolutně nezbytné pro léčbu a hloubka zavedení je 10 mm nebo méně, může dojít k těžké korozi jehly nebo poškození biologické tkáně.

[Nežádoucí účinky] Pacient může pociťovat bolest, svědění, ospalost, malátnost, pocit nevolnosti nebo slabé krvácení.

[Skladování] Skladujte jehly na bezpečném místě chráněném před vodou, přímým slunečním zářením, vysokou vlhkostí a vysokými teplotami a chemickou kontaminací. Drž se dál od dětí.

[Datum expirace] Datum expirace (na základě vlastní certifikace) je uvedeno na vnějším obalu. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti. Nepoužívejte prošlé produkty.

Oznamte všechny vážné incidenty spojené s tímto zařízením výrobcí a zdravotnickým úřadům členského státu, kde má uživatel a/nebo pacient bydliště.