


SEIRIN PYONEX NEEDLES





SEIRIN CORPORATION

1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0037, Japan

<https://www.seirin.jp>



L (mm)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
d (mm)	0.11	0.15	0.17	0.20	0.20



hu SEIRIN PYONEX TŰ

<Alapelv> Ez a termék megfelel a steril intradermális egyszer használatos akupunktúrás tűkre vonatkozó ISO 18746 szabványnak.

[Rendeltetés, felhasználási terület]

Ez a termék rendeltetésszerűen akupunktúrához..

A terméket kizárólag gyakorló orvosok (szakorvosok) használatra tervezték.

[Óvintézkedések (Körültekintéssel használja a tűket a következő betegeken.)]

- Várandós asszonyok (Megindíthatja a szülést.)
- Rosszindulatú daganatos betegek (Felgyorsíthatja a rosszindulatú daganat növekedését vagy metasztázisát.)
- Vérzési rendellenességben szenvedő betegek (Vérzést okozhat.)
- Fémallergiás, például nikkelre, krómra és a rozsdamentes acél más összetevőire érzékeny betegek.

[Felhasználási mód] · Óvatosan kezelje a tűket a sérülés elkerülése érdekében, mert a tűk hegyesek.

- 1) **Ellenőrzés:** Ellenőrizze, hogy nem sérült, szennyezett vagy nedves-e a steril csomagolás, és ilyen esetben ne használja fel.
- 2) **Egyszeri használatra:** A Seirin akupunktúrás tűk sterilek, eldobhatók és csak egyszeri használatra alkalmasak. A tűk újbóli használata növeli a fertőzés kockázatát.
- 3) **Fertőtlenítés:** Alkohollal mártott vattával, stb. törölje le az akupunktúrás helyet, és hagyja megszáradni, mielőtt beszúrja a tűt.
- 4) **Ellenőrzés szemrevételezéssel:** Használat előtt feltétlenül ellenőrizze a tűt. Ne használja, ha bármilyen rendellenességet, például görbületet vagy sérülést lát rajta.
- 5) **Nyissa fel a csomagolást, és vegye ki a terméket ①:** Távolítsa el a műanyag doboz fedelének szigetelését, és emelje fel a félhold alakú fület a szalag mentén az ábra szerint. A műanyag dobozt könnyen vissza tudja hajtani az ujjával.
- 6) **Alkalmazás ②:** Emelje fel a félhold alakú fület a szalag mentén, és úgy szúrja a tűt (Pyonex) a bőrbe, hogy ne érjen hozzá sem a szalag ragasztós oldalához sem a tű hegyéhez. Ezután távolítsa el a fület, és nyomja le a szalagot.
- 7) **Használat után:** A fertőzés elkerülése érdekében biztonságos módon dobja ki a tűt. Ha a csomag felnyitása után nem használja fel a tűt, akkor is dobja ki megfelelő módon, és ne használja később.
- 8) A tű anyaga nem viseli el a moxaégetés közben keletkező hőt. A szalagot ne tegye ki moxa hőkezelésnek.
- 9) Ez a tű nem alkalmas elektroterápiás kezelésre. Elektromos stimulálásra használni tilos!
- 10) Mondja el a betegnek, hogy vegye le a bőréről a szalagot zuhanyozás, fürdés vagy úszás előtt, mert ilyenkor könnyen leválik.
- 11) Mondja el a betegnek, hogy kerülje azokat a mozgásokat, amelyek feszültségnek teszik ki azt a helyet, ahol a szalagot alkalmazzák.

[Mellékhatások] A beteg fájdalmat, viszketést, kábaságot, hányingert érezhet vagy rossz, bőrpírt, duzzanatot és hólyagokat tapasztalhat.

Mondja el a betegnek, hogy ha a kezelés helyén bármilyen rendellenes reakció, például bőrpír, viszketés jelentkezik, a tű eltávolítása után forduljon akupunktúrás engedéllyel rendelkező háziorvoshoz.

[Tárolási mód] Tárolja a tűket biztonságos helyen, szivárgó víztől, közvetlen napsütéstől, nagy páratartalomtól, magas hőmérséklettől, vegyszerektől és gyermekektől elzárva.

[Lejárat idő] A (belső vizsgálatokkal megállapított) lejárati idő a dobozon van feltüntetve. Használat előtt ellenőrizze a lejárati időt, és ne használja fel a lejárt terméket.

Az eszközzel kapcsolatos minden súlyos nemkívánatos eseményt jelenteni kell a gyártónak, illetve a felhasználó székhelye és/vagy a beteg lakhelye szerinti tagállam illetékes egészségügyi hatóságainak.

What is Lot? Lot=07525A1= 07 5 25 A1 = Date of manufacture ①Last 2 digits of the year ②month (X=10 Y=11 Z=12) ③day ④Manufacture control No.