

SEIRIN ACUPUNCTURE NEEDLES



SEIRIN CORPORATION

JP-MF-000012274

147 Ouchi, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0061, Japan

<https://www.seirin.jp>

Premer telesa igle (mm)	Velikost merilnika	Dolžina telesa igle (mm)									
		7	15	30	40	50	60	75	90	120	150
0.10	št. 03	○	○								
0.12	št. 02	○	○	○	○						
0.14	št. 01	○	○	○	○						
0.16	št. 1	○	○	○	○	○					
0.18	št. 2	○	○	○	○	○					
0.20	št. 3	○	○	○	○	○	○				
0.23	št. 4			○	○	○					
0.25	št. 5		○	○	○	○	○	○	○		
0.30	št. 8			○	○		○	○	○		
0.35	št. 10					○		○	○		

Krog v zgornji tabeli označuje, da se dejanske dimenzije razlikujejo glede na model izdelka. Vključeni so lahko tudi nestandardni izdelki. Oglejte si katalog ali drugo informativno gradivo.

SI SEIRIN AKUPUNKTURNE IGLICE

Trenutni znanstveni dokazi dokazujejo, da medicinski pripomočki, izdelani iz zlitin nerjavnega jekla, ki vsebujejo kobalt, ne povzročajo povečanega tveganja za raka in nimajo škodljivih učinkov na razmnoževanje.

[Namen uporabe, indikacije]

Ta izdelek je pripomoček, namenjen prebadanju kože pri izvajanju akupunkture in/ali oksibustije s strani pooblaščenih zdravnikov (specialistov) za lajšanje bolečin in spodbujanje drugih terapevtskih učinkov.

[Previdnostni ukrepi za uporabo (mora se uporabljati previdno pri naslednjih bolnikih)]

- Nosečnice [akupunktura lahko povzroči porod]
- Bolniki z malignimi tumorji [akupunktura lahko pospeši rast ali metastaze malignih tumorjev]
- Bolniki s hemoragično boleznijo [akupunktura lahko spodbuja krvavitve]
- Bolniki, alergični na kovine, kot so nikelj, krom in druge komponente iz nerjavnega jekla

[Metodi uporabe] Z iglami ravnajte previdno, da preprečite poškodbe, ker so ostre.

- 1) **Preverite:** preverite, ali je na embalaži morebitna poškodba, kontaminacija ali puščanje tekočine. Izdelka ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana, kontaminirana ali mokra.
- 2) **Enkratna uporaba:** Seirinove igle so sterilizirane, za enkratno uporabo in samo za enkratno uporabo. Njihova ponovna uporaba poveča tveganje za okužbo.
- 3) **Dezinfekcija:** Z alkoholnimi blazinicami očistite predele, kamor bodo vstavljene igle. Pustite, da se koža posuši, preden vstavite igle.
- 4) **Vizualni pregled:** Pred uporabo preglejte igle. Ne uporabljajte igel, če so upognjene, poškodovane ali če je zaznana kakšna druga anomalija.
- 5) **Odpiranje/razpakiranje:** Pri odpiranju ali razpakiranju embalaže držite izdelek za ročaj. Ne dotikajte se neposredno z golimi prsti.
- 6) **Vstavljanje:** Globina vstavljanja mora biti manjša od 2/3 dolžine telesa igle.
Če uporabljate merilnik št. 01 (Ø0,14) ali tanjši z iglo, ki je 15 mm ali daljša, mora biti globina vstavljanja manjša od 1/2 dolžine telesa igle. Zavedajte se globine in kota vstavljanja, da preprečite poškodbe organov in živcev. Med zdravljenjem z akupunkturo vedno spremljajte igle, da zagotovite, da se stanje vboda ne spremeni. Krčenje mišic ali drugi gibi lahko povlečejo iglo globlje, kar vodi do poškodbe organov ali živcev.
- 7) **Po zdravljenju:** Igle zavrzite na varen način, pri čemer upoštevajte previdnostne ukrepe za zaščito pred okužbami. Če igel po odprtju embalaže ne uporabite, jih ne uporabljajte in jih pravilno zavrzite.
- 8) **Intermuskularno zdravljenje:** Pri intermuskularnem zdravljenju lahko pride do prekomerne mišične napetosti, zaradi česar se igle odlomijo. Za medmišično zdravljenje uporabite igle s premerom št. 2 (Ø0,18) ali večjega premera. Akupunkturo je treba izvajati, medtem ko bolniku pomagata, da ostane sproščen, in bodite pozorni na simptome, kot je kašelj med zdravljenjem. Zavedajte se, da se lahko igle zlomijo, če jih zasukate ali zavrtite s silo, ki je večja od trdnosti kovine.
- 9) **Moxibustion:** Za moxibustion uporabljajte samo igle s kovinskim ročajem. Med moksibusijsko upoštevajte previdnostne ukrepe, da preprečite lokalne opekline, in poskrbite, da je prostor ustrezno prezračen. Ne dovolite, da bi se igle ali pokrovčki približali ognju. Igle se lahko popačijo, pokrovčki pa lahko zažgejo.
- 10) **Elektroakupunktura:** Ta izdelek ni namenjen za uporabo v elektroakupunkturi.

V posebnih primerih, ko se šteje, da je elektroakupunktura nujno potrebna za zdravljenje, za zagotovitev varnosti pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo nizkofrekvenčne električne stimulacijske naprave z igelnimi elektrodami. Prekomerna električna stimulacija (≥ 100 Hz in ≥ 1 mA rms ali ≥ 1 C) lahko zlomi igle zaradi korozije igle ali močnih mišičnih kontrakcij. Če se igle uporabljajo za elektroakupunkturo v primerih, ko je to nujno potrebno za zdravljenje in je globina vboda 10 mm ali manj, lahko pride do hude korozije igle ali biološke poškodbe tkiva.

[Neželeni učinki] Bolnik lahko občuti bolečino, srbenje, zaspanost, slabo počutje, slabo počutje ali rahlo krvavitev.

[Shranjevanje] Igle hranite na varnem mestu, zaščitenem pred vodo, neposredno sončno svetlobo, visoko vlažnostjo in visokimi temperaturami ter kemično kontaminacijo. Hranite stran od otrok.

[Datum izteka] Rok uporabnosti (na podlagi samocertificiranja) je naveden na zunanji škatli. Pred uporabo preverite rok uporabnosti. Ne uporabljajte izdelkov s pretečenim rokom uporabe.

Vse resne incidente, povezane s to napravo, prijavite proizvajalcu in zdravstvenim organom države članice, v kateri prebiva uporabnik in/ali pacient.