

SEIRIN ACUPUNCTURE NEEDLES



SEIRIN CORPORATION

JP-MF-000012274

147 Ouchi, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0061, Japan

<https://www.seirin.jp>

Durchmesser (mm)	Stärke	Länge des Nadelkörpers (mm)									
		7	15	30	40	50	60	75	90	120	150
0.10	Nr. 03	○	○								
0.12	Nr. 02	○	○	○	○						
0.14	Nr. 01	○	○	○	○						
0.16	Nr. 1	○	○	○	○	○					
0.18	Nr. 2	○	○	○	○	○					
0.20	Nr. 3	○	○	○	○	○	○				
0.23	Nr. 4			○	○	○					
0.25	Nr. 5		○	○	○	○	○	○	○		
0.30	Nr. 8			○	○	○	○	○	○		
0.35	Nr. 10					○		○	○		

Die oben durch Kreise angezeigten Größen variieren je nach Produkt und können die Größen nicht standardisierter Produkte umfassen. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Katalog oder anderen Informationsmaterialien.

de SEIRIN AKUPUNKTURNADELN

Nach derzeitigem wissenschaftlichen Kenntnisstand erhöht die Verwendung von medizinischen Geräten aus Edelstahllegierungen die Kobalt enthalten nicht die Gefahr an Krebs zu erkranken, und beeinträchtigt auch nicht die Fortpflanzungsfähigkeit.

[Verwendungszweck, Indikationen]

Dieses Produkt ist ein Gerät zum Durchstechen der Haut bei der Ausübung von Akupunktur und/oder Moxibustion durch zugelassene Ärzte (Fachärzte), um Schmerzen zu lindern und andere therapeutische Wirkungen zu fördern.

[Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung (bei den folgenden Patienten sollten Akupunkturnadeln nur mit größter Sorgfalt verwendet werden)]

- Schwangere Frauen [können Wehen auslösen]
- Patienten mit bösartigen Tumoren [können das Wachstum oder die Metastasierung von bösartigen Tumoren beschleunigen]
- Patienten mit hämorrhagischen Erkrankungen [können zu Blutungen führen]
- Patienten, die gegen Metalle wie Nickel, Chrom und andere Edelstahlkomponenten allergisch sind

[Verwendungsmethode] Da die Nadeln spitz sind, sollten Sie vorsichtig damit umgehen, um Verletzungen zu vermeiden.

- 1) **Prüfung:** Überprüfen Sie die Verpackung auf Schäden, Kontaminationen oder ausgelaufene Flüssigkeiten. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es beschädigt, verunreinigt oder nass ist.
- 2) **Einmalgebrauch:** Diese Seirin-Nadeln sind ein sterilisiertes Einwegprodukt, das für den einmaligen Gebrauch bestimmt ist. Eine Wiederverwendung erhöht die Gefahr einer Infektion.
- 3) **Desinfektion:** Reinigen Sie die Akupunkturstellen zunächst mit alkoholgetränkter Watte, und lassen Sie die Haut vor dem Einstechen der Nadeln trocknen.
- 4) **Visuelle Prüfung:** Vor dem Gebrauch sollten die Nadeln mit dem bloßen Auge überprüft werden. Die Nadeln dürfen nicht verwendet werden, wenn sie verbogen oder beschädigt sind oder sonstige Auffälligkeiten aufweisen.
- 5) **Öffnen der Verpackung/Entnahme des Produkts:** Halten Sie das Produkt wenn Sie die Verpackung öffnen oder es aus der Verpackung herausnehmen am Nadelgriff. Achten Sie darauf, dass Sie die Nadel nicht direkt mit den Händen berühren.
- 6) **Einstechen der Nadeln:** Die Einstichtiefe sollte weniger als 2/3 der Länge des Nadelkörpers betragen.
Bei Verwendung einer Stärke Nr. 01 ($\varnothing 0,14$) oder dünner mit einer Nadel, die 15 mm oder länger ist, sollte die Einstichtiefe weniger als 1/2 der Länge des Nadelkörpers betragen. Einstichtiefe und -winkel sollten vorsichtig ausgewählt werden, um Schäden an Organen und Nerven zu vermeiden. Während der Akupunkturbehandlung sollte die Nadeleinstichstelle kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass sich nichts an der Einstichstelle oder Einstichtiefe geändert hat. Aufgrund von Muskelkontraktionen oder anderen Bewegungen kann es vorkommen, dass die Nadel tiefer eindringt und dadurch Organ- oder Nervenschäden verursacht.
- 7) **Nach dem Gebrauch:** Die Nadeln müssen sicher entsorgt werden. Ergreifen Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um Infektionen zu vermeiden. Wenn die Nadeln nach dem Öffnen der Verpackung nicht verwendet werden, dürfen sie nicht mehr benutzt werden und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.
- 8) **Intermuskuläre Behandlung:** (Bei einer intermuskulären Behandlung kann es zu einer erhöhten Muskelspannung kommen, die ein Abbrechen der Nadel bewirken kann. Für eine intermuskuläre Behandlung sollten deshalb mindestens Nadeln der Stärke Nr. 2 ($\varnothing 0,18$) verwendet werden. Helfen Sie dem Patienten, sich zu entspannen, und achten Sie während der Behandlung auf Symptome, wie z. B. Husten. Beachten Sie, dass die Nadeln brechen können, wenn Sie mit mehr Kraftanwendung ver- oder gedreht werden, als sie aushalten können.)
- 9) **Moxibustion:** Für eine Moxibustion sollten ausschließlich Nadeln mit einem Metallgriff verwendet werden. Achten Sie während der Behandlung darauf, dass es zu keinen lokalen Verbrennungen kommt, und stellen Sie sicher, dass der Raum ausreichend belüftet ist. • Bringen Sie die Nadeln oder Kappen nicht in die Nähe einer offenen Flamme. Dadurch könnten sich die Nadeln verformen und die Kappen verbrennen.
- 10) **Elektroakupunktur:** Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung in der Elektroakupunktur bestimmt.
In besonderen Fällen, in denen Elektroakupunktur für die Behandlung als absolut notwendig erachtet wird, lesen Sie zur Gewährleistung der Sicherheit vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung des niederfrequenten Elektrostimulationsgeräts mit Nadelelektroden sorgfältig durch. Übermäßige elektrische Stimulation (≥ 100 Hz und ≥ 1 mA rms oder ≥ 1 C) können Nadeln aufgrund von Nadelkorrosion oder starken Muskelkontraktionen brechen. Wenn die Nadeln zur Elektroakupunktur in Fällen verwendet werden, in denen dies für die Behandlung als absolut notwendig erachtet wird und die Einstichtiefe 10 mm oder weniger beträgt, kann es zu schwerer Nadelkorrosion oder biologischen Gewebeschäden kommen.

[Nebenwirkungen] Der Patient kann Schmerzen, Juckreiz, Schwindel, Unwohlsein oder Übelkeit verspüren, und es kann zu leichten Blutungen kommen.

[Lagerung] Bewahren Sie die Nadeln an einem sicheren, vor Wasser, direkter Sonneneinstrahlung, hoher Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen und chemischer Verunreinigung geschützten Ort sowie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

[Verfallsdatum] Das Verfallsdatum (gemäß der Selbstzertifizierung) finden Sie auf der Außenseite der Verpackung. Prüfen Sie das Verfallsdatum vor dem Gebrauch. Nach Ablauf des Verfallsdatums darf dieses Produkt nicht mehr verwendet werden.

Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt dem Hersteller und den Gesundheitsbehörden des Mitgliedstaates, in dem der Benutzer und/oder Patient wohnhaft ist.

Was ist der Lotcode? Lot = 07525A1 = 07 5 25 A1 = Herstellungsdatum (1) Letzte 2 Ziffern des Jahres (2) Monat (X=10 Y=11 Z=12) (3) Tag (4) Herstellerkontrollnummer