

**Utilizzare con cautela nelle seguenti tipologie di pazienti:**

- Donne in gravidanza, poiché l'utilizzo del prodotto rischia di indurre il travaglio.
- Pazienti affetti da neoplasie maligne, laddove l'utilizzo del prodotto rischi di aggravare i sintomi della patologia.
- Pazienti affetti da condizioni emorragiche.

**seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare possibili infortuni.**

1. Gli aghi Spinex sono destinati all'uso esclusivo da parte di personale sanitario, ivi compresi medici e agopunturisti.
2. Gli aghi Spinex sono sterili e monouso.
3. Non utilizzare l'ago se la confezione blister è danneggiata, scolorita o se il sigillo cartaceo è rotto. Il confezionamento individuale garantisce la sterilità degli aghi.
4. Verificare sempre la data di scadenza dell'ago. Non utilizzare aghi scaduti.
5. Se l'area trattata si arrossa, genera prurito o presenta una reazione anomala, consigliare al paziente di rimuovere l'ago e rivolgersi a uno specialista in agopuntura.
6. È necessario prestare particolare attenzione in caso di utilizzo degli aghi su pazienti allergici all'acciaio inossidabile.
7. Non utilizzare gli aghi per la stimolazione elettroagopunturale, poiché Spinex non è adatto a tale finalità.
8. Raccomandare al paziente di evitare movimenti intensi durante l'inserimento degli aghi per agopuntura.
9. Comunicare al paziente che le parti del corpo trattate non dovrebbero essere soggette a impatti violenti o frizioni.
10. Raccomandare al paziente di rimuovere Spinex prima di lavarsi.
11. Conservare gli aghi in un luogo sicuro lontano da bambini, composti chimici, umidità e temperatura estreme.



Manufacturer :  
**SEIRIN CORPORATION**  
1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku,  
Shizuoka-shi, Shizuoka, Japan  
<http://www.seirin.jp>

Dist by : SEIRIN-America, Inc.  
230 Libbey Parkway Weymouth,  
MA 02189 U.S.A.  
<http://www.seirinamerica.com>



Emergo Europe B.V.  
Prinsessegracht 20,  
2514 AP The Hague,  
The Netherlands

**STERILE EO**