

SEIRIN ACUPUNCTURE NEEDLES



SEIRIN CORPORATION

JP-MF-000012274

147 Ouchi, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0061, Japan

<https://www.seirin.jp>

Średnica korpusu igły (mm)	Rozmiar miernika	Długość korpusu igły (mm)									
		7	15	30	40	50	60	75	90	120	150
0.10	Nr. 03	○	○								
0.12	Nr. 02	○	○	○	○						
0.14	Nr. 01	○	○	○	○						
0.16	Nr. 1	○	○	○	○	○					
0.18	Nr. 2	○	○	○	○	○	○				
0.20	Nr. 3	○	○	○	○	○	○	○			
0.23	Nr. 4			○	○	○					
0.25	Nr. 5		○	○	○	○	○	○	○		
0.30	Nr. 8			○	○	○	○	○	○		
0.35	Nr. 10					○		○	○		

Kółko w powyższej tabeli oznacza, że rzeczywiste wymiary różnią się w zależności od modelu produktu. Mogą być również uwzględnione produkty niestandardowe. Zapoznaj się z katalogiem lub innymi materiałami informacyjnymi.

pl IGLY DO AKUPUNKTURY SEIRIN

Zgodnie z aktualną wiedzą naukową wyroby medyczne wyprodukowane ze stopów stali nierdzewnej zawierających kobalt nie powodują zwiększonego ryzyka zachorowania na raka ani wystąpienia niepożądanego wpływu na rozrodczość.

[Przeznaczenie, wskazania]

Ten produkt jest urządzeniem przeznaczonym do nakłuwania skóry w ramach praktyki akupunktury i/lub moksy przez uprawnionych lekarzy (specjalistów) w celu łagodzenia bólu i wspierania innych efektów terapeutycznych.

[Środki ostrożności dotyczące użytkowania (należy stosować ostrożnie u następujących pacjentów)]

- Kobiety w ciąży [akupunktura może wywołać poród]
- Pacjenci z nowotworami złośliwymi [akupunktura może przyspieszać wzrost lub przerzuty nowotworów złośliwych]
- Pacjenci z chorobą krwotoczną [akupunktura może sprzyjać krwawieniu]
- Pacjenci uczuleni na metale, takie jak nikiel, chrom i inne elementy ze stali nierdzewnej

[Metody użycia] Ostrożnie obchodzić się z igłami, aby uniknąć obrażeń, ponieważ są ostre.

- 1) **Sprawdź:** Sprawdź opakowanie pod kątem uszkodzeń, zanieczyszczenia lub wycieku płynu. Nie używać produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone, zanieczyszczone lub mokre.
- 2) **Jednorazowego użytku:** Igły Seirin są sterylizowane, jednorazowe i przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Ponowne ich użycie zwiększa ryzyko infekcji.
- 3) **Dezynfekcja:** Użyj gazików nasączonych alkoholem, aby wyczyścić miejsca wkłucia igieł. Pozwól skórze wyschnąć przed włożeniem igieł.
- 4) **Kontrola wzrokowa:** Przed użyciem sprawdź igły. Nie używaj igieł, jeśli są wygięte, uszkodzone lub jeśli wykryta zostanie jakakolwiek inna anomalia.
- 5) **Otwieranie/rozpakowywanie:** Podczas otwierania lub rozpakowywania należy trzymać produkt za uchwyt. Nie dotykaj bezpośrednio gołymi palcami.
- 6) **Wprowadzenie:** Głębokość wprowadzenia powinna być mniejsza niż 2/3 długości korpusu igły.
W przypadku stosowania Gauge Nr 01 (ø0,14) lub cieńszego z igłą 15 mm lub dłuższą, głębokość wprowadzenia powinna być mniejsza niż 1/2 długości korpusu igły. Należy pamiętać o głębokości i kącie wprowadzenia, aby uniknąć uszkodzenia narządów i nerwów. Zawsze monitoruj igły podczas zabiegu akupunktury, aby upewnić się, że nie nastąpiła zmiana stanu wkłucia. Skurcz mięśni lub inne ruchy mogą wciągnąć igłę głębiej, prowadząc do uszkodzenia narządu lub nerwu.
- 7) **Po leczeniu:** Wyrzucić igły w bezpieczny sposób, z zachowaniem środków ostrożności w celu ochrony przed infekcjami. Jeżeli igły nie są używane po otwarciu opakowania, nie należy ich używać i wyrzucać w odpowiedni sposób.
- 8) **Leczenie domięśniowe:** Podczas leczenia domięśniowego może wystąpić nadmierne napięcie mięśni, powodujące złamanie igieł. Do leczenia międzymięśniowego stosować igły Gauge Nr 2 (ø0,18) lub o większej średnicy. Akupunkturę należy wykonywać, pomagając pacjentowi pozostać zrelaksowanym i zwracając uwagę na objawy, takie jak kaszel podczas leczenia. Należy pamiętać, że igły mogą się odłamać, jeśli zostaną skręcone lub obrócone z siłą większą niż wytrzymałość metalu.
- 9) **Moxiterapia:** Do moxiterapii należy używać wyłącznie igieł z metalową rękojeścią. Podczas moxibustion należy podjąć środki ostrożności, aby zapobiec miejscowym oparzeniom i zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. Nie dopuść, aby igły lub nasadki zbliżyły się do płomienia. Igły mogą się odkształcić, a nasadki mogą się palić.
- 10) **Elektroakupunktura:** Ten produkt nie jest przeznaczony do stosowania w elektroakupunkturze.
W szczególnych przypadkach, gdy elektroakupunktura jest uważana za absolutnie niezbędną do leczenia, aby zapewnić bezpieczeństwo, przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi urządzenia do elektrostymulacji niskiej częstotliwości z elektrodami igłowymi. Nadmierna stymulacja elektryczna (≥ 100 Hz i ≥ 1 mA rms lub ≥ 1 C) może złamać igły z powodu korozji igły lub silnych skurczów mięśni. Jeśli igły są używane do elektroakupunktury w przypadkach, gdy jest to absolutnie konieczne do leczenia, a głębokość wkłucia wynosi 10 mm lub mniej, może wystąpić poważna korozja igły lub biologiczne uszkodzenie tkanki.

[Działania niepożądane] Pacjent może odczuwać ból, swędzenie, senność, złe samopoczucie, złe samopoczucie lub lekkie krwawienie.

[Przechowywanie] Przechowuj igły w bezpiecznym miejscu, chronionym przed wodą, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysoką wilgotnością i wysokimi temperaturami oraz zanieczyszczeniami chemicznymi. Trzymać z dala od dzieci.

[Data ważności] Data ważności (w oparciu o samocertyfikację) jest podana na zewnętrznym pudełku. Sprawdź datę ważności przed użyciem. Nie używaj przeterminowanych produktów.

Wszystkie poważne incydenty związane z tym urządzeniem należy zgłaszać producentowi i organom służby zdrowia państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje użytkownik i/lub pacjent.