

EN	Opal™ Bond Flow Ortodontic Bonding Adhesive	Opal™ Bond Flow Kieferorthopädischer Belagungsreagent	DE	Opal™ Bond Flow Composite de collage orthodontique	FR	Opal™ Bond Flow Orthodontisch adhesiv voor bonding	NL	Opal™ Bond Flow Adesivo ortodontico	IT	Opal™ Bond Flow Adesivo ortodontico per adesivi brackets	ES	Opal™ Bond Flow Adesivo Ortodóntico/Cemento Resinoso	PT	Opal™ Bond Flow Ortodontic adhesive	SV
Product Description <p>Opal™ Bond Flow adhesive is a light cure adhesive designed for bonding brackets and other bondable appliances to etched enamel. For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.</p> Delivery Form <ul style="list-style-type: none">1,2 ml delivery syringe 1,2 ml Abbeispitze <ul style="list-style-type: none">Opal™ Bond Flow adhesive tip	Indications for Use/Intended Purpose <p>Opal Bond Flow adhesive is a light curing, light cure bonding adhesive used for bonding to etched enamel and other suitable applications, permanent retainers, bondable bite turbos/ramps or similar appliances.</p> Contraindications <ul style="list-style-type: none">Do not use on patients with known sensitivity to methacrylates or other resins. If dermatitis, rash, or other allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly and have patient consult their physician. For patients or users with any allergy concerns, refer to product allergen document available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have patient consult their physician. Warnings and Precautions <ul style="list-style-type: none">Resin is potentially sensitizing. Avoid repeated contact of uncured dental resin with skin and/or soft tissue. If allergic reaction, dermatitis, or rash develops have patient consult their physician. Cure bonding resins completely—uncured resin polymer will be deficient in physical properties, strength, and wear resistance. Redirect overhead light to prevent permanent polymerization. Light activated resins are sensitive to ambient light; when not in use, ensure cup is secured onto syringe. Patient and dental professionals must wear protective eye wear with side shields. Use only recommended tips. Types are single use only. If the product is ingested, drink large amounts of water and contact a physician. If the product is aspirated, seek immediate medical attention.	Warnungen und Vorsichtmaßnahmen <p>Resin ist potenziell sensibilisierend. Vermeiden Sie den Kontakt repetit de la résine dentaire non polymérisée avec la peau et/ou les tissus mous. En cas de réaction allergique, dermatite ou éruption cutanée de consulter son médecin. <p>Resin polymeriser complètement—le résine non polymérisée est déficiente en ses propriétés physiques, résistance aux contraintes et à l'usure. <p>Rediriger la lumière au-dessus pour éviter une polymérisation permanente. <p>Les résines photo-polymérisables sont sensibles à la lumière ambiante ; hors utilisation, assurez-vous que le capuchon est fixé sur le seringue. <p>Les professionnels de santé, les dentistes doivent porter des lunettes de protection avec écrans latéraux. <ul style="list-style-type: none">Richten Sie das Deckchen mit, um eine vorzeitige Polymerisation zu verhindern. Verwenden Sie nur empfohlene Spitzen. Benutzen Sie nur Einzelpatienten-Spritzen. Ein Kontakt mit dem Produkt, drink viel wasser und kontaktieren Sie einen arzt. Wenn das Produkt eingeatmet wird, suchen Sie sofort einen arzt auf. Schrittweise Anleitung Vorbereitung – 1,2 ml Spitze <ol style="list-style-type: none">Entpacken die 1,2 ml Spitze Empfehlen Sie Applikationsgeräte sicher anbringen. Überprüfen Sie die Füllhöhe vor dem intraoralen Aufbringen. Bei Widerstand die Spitze weiter oben abgeben. Überprüfen Sie vor dem Auftragen die Farbe und die Konsistenz des Produkts. Vorbereitung – Zahn <ol style="list-style-type: none">Entfernen Sie alle zu gründlicheren Schmelzoberflächen mit Binästen oder einer ähnlichen milden Polierpaste auf Wasserbasis. Ätzen, spülen und trocknen Sie Zahnoberflächen vor dem Verkleben. Tragen Sie eine dünne Schicht kieferorthopädischen Primer (Opal™ Versiegelungs-Primer) oder Adhäsiv (Peak™ Universal Bonding Klebstoff) auf die getriebe Oberfläche auf. Anwendung <ul style="list-style-type: none">Stabilisieren Sie den Retainer auf der vorbereiteten Schmelzoberfläche in der gewünschten Position. Drücken Sie Opal Bond Flow underneath und auf den Draht des Retainers. Achten Sie auf 10 Sekunden in standardmodi. Härten Sie das Material 10 Sekunden lang im Standardmodus mit einer Intensität von 2-800 mW/cm² in der wellenlänge der range 385-515 nm. Agucs and patch <ul style="list-style-type: none">Agucs and patch as instructed. Opal™ Bond Bite Turbos/Ramps/Buttons <ul style="list-style-type: none">Express Opal Bond Flow adhesive onto buttons or directly onto etched and primed enamel. When using molds, do not overfill molds as it may cause flash. If placing against teeth, cement for 1-2 mm in length. Light cure for 10 seconds on standard mode for curing lights with an intensity of 2-800 mW/cm² in the wavelength region of 385-515 nm. Agucs and patch as instructed. Use – Bonding Brackets or Appliances <p>NOTE: Opal Bond Flow adhesive is designed with a flowable viscosity. For tackier retention try Opal Bond Flow adhesive on the bracket pad or other bondable appliance.</p> <ol style="list-style-type: none">Apply a thin layer of Opal Bond Flow adhesive onto the bracket pad or other bondable appliance ensuring complete coverage and mesh penetration. Place the bracket or appliance coated with Opal Bond Flow adhesive onto etched/ primed tooth. Remove any excess uncured Opal Bond Flow adhesive from circumference of bracket base or appliance. Light cure for 10 seconds on standard mode for curing lights with an intensity of 2-800 mW/cm² in the wavelength region of 385-515 nm.</p></p></p></p></p>	Verarbeitung <p>Vermeidung von Sensibilisation zu vermeiden, wischen Sie die Spitze zwischen den Anwendungen mit einem mittelsauren Desinfektionsmittel ab und verwenden Sie eine Einwegschutzhülse. Wenn Ihre Hände schmutzig werden, sollte die Spitze nur einmal verwendet werden.</p> <p>Bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Methacrylaten oder anderen Kunstharzen anwenden. Wenn Dermatitis, Hautausschlag oder andere allergische Reaktionen beobachtet werden, spülen Sie den exponierten Bereich gründlich aus und bitten Sie den Patienten, einen Arzt zu konsultieren.</p> <p>Für Patienten oder Anwender mit Allergienproblemen wenden Sie sich bitte an die Produkt-Informationen oder den Hersteller.</p> <p>Wenn eine allergische Reaktion vorliegt, spülen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser ab und lassen Sie den Patienten einen Arzt aufsuchen.</p> Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen <p>Resin ist potenziell sensibilisierend. Vermeiden Sie den Kontakt repetit de la résine dentaire non polymérisée avec la peau et/ou les tissus mous. En cas de réaction allergique, dermatite ou éruption cutanée de consulter son médecin. <p>Polymériser complètement les résines de collage ; les résines non polymérisées sont déficientes en termes de propriétés physiques, de résistance aux contraintes et à l'usure. <p>Rediriger la lumière au-dessus pour éviter une polymérisation permanente. <p>Les résines photo-polymérisables sont sensibles à la lumière ambiante ; hors utilisation, assurez-vous que le capuchon est fixé sur la seringue. <p>Les professionnels de santé, les dentistes doivent porter des lunettes de protection avec écrans latéraux. <ul style="list-style-type: none">Utiliser uniquement les embouts recommandés. Types sont à usage unique. En cas d'ingestion du produit, boire de grandes quantités d'eau et contacter un médecin. Si le produit est aspiré, consulter immédiatement un médecin. Instrucje instalacji Pripr̄awienie – Sringa 1,2 ml <ol style="list-style-type: none">Wyciągnij i sprawdź poziom wypełnienia. Wypróbuj szczepki bezpieczne i sprawdź poziom. Przed nałożeniem sprawdź, czy nakładanie nie powoduje oporu. Przed nałożeniem sprawdź kolor i konsystencję produktu przed nałożeniem. Pripr̄awienie – Zęb <ol style="list-style-type: none">Usunąć wszelkie pozostałości z powierzchni szkliwa za pomocą miękkiej pasty do czyszczenia zębów. Złóż i wysusz powierzchni przed nałożeniem. Nałóż cienką warstwę kleju ortodontycznego (Opal™ Sealer) lub żywicy wiążącej (Peak™ Universal Bonding) na przygotowaną powierzchnię. Wykorzystanie <ul style="list-style-type: none">Stabilizuj aparat na przygotowanej powierzchni szkliwa w pozycji roboczej. Przed włożeniem Opal Bond Flow kleju pod przelaz i na drut aparatu. Wykorzystaj tryb trybu 10 sekund w trybie trybu standardowego z intensywnością 2-800 mW/cm² w zakresie długości fali 385-515 nm. Używanie i nakładanie <ul style="list-style-type: none">Używanie i nakładanie zgodnie z instrukcją. Opal™ Bond Bite Turbos/Ramps/Buttons <ul style="list-style-type: none">Wydrukuj Opal Bond Flow klej na przelazie lub bezpośrednio na przygotowanej powierzchni szkliwa. Wykorzystaj formy, nie przepełniaj formy, ponieważ może to spowodować nadmiar kleju. Wykorzystaj formy, nie przepełniaj formy, ponieważ może to spowodować nadmiar kleju. Wykorzystaj formy, nie przepełniaj formy, ponieważ może to spowodować nadmiar kleju. Opal™ Bond Flow <p>Uwaga: Opal Bond Flow klej jest zaprojektowany do przykleśnienia na przelaz lub na inny dostępny element aparatu ortodontycznego.</p> <ol style="list-style-type: none">Wykorzystaj cienką warstwę Opal Bond Flow kleju na przelazie lub na innym elementach aparatu ortodontycznego. Przykleśnij aparat ortodontyczny do przelazu lub do innego elementu aparatu ortodontycznego. Wykorzystaj tryb trybu 10 sekund w trybie trybu standardowego z intensywnością 2-800 mW/cm² w zakresie długości fali 385-515 nm.</p></p></p></p></p>	Verarbeitung <p>Vermeidung von Sensibilisation zu vermeiden, wischen Sie die Spitze zwischen den Anwendungen mit einem mittelsauren Desinfektionsmittel ab und verwenden Sie eine Einwegschutzhülse. Wenn Ihre Hände schmutzig werden, sollte die Spitze nur einmal verwendet werden.</p> <p>Bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Methacrylaten oder anderen Kunstharzen anwenden. Wenn Dermatitis, Hautausschlag oder andere allergische Reaktionen beobachtet werden, spülen Sie den exponierten Bereich gründlich aus und bitten Sie den Patienten, einen Arzt zu konsultieren.</p> <p>Für Patienten oder Anwender mit Allergienproblemen wenden Sie sich bitte an die Produkt-Informationen oder den Hersteller.</p> <p>Wenn eine allergische Reaktion vorliegt, spülen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser ab und lassen Sie den Patienten einen Arzt aufsuchen.</p> Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen <p>Resin ist potenziell sensibilisierend. Vermeiden Sie den Kontakt repetit de la résine dentaire non polymérisée avec la peau et/ou les tissus mous. En cas de réaction allergique, dermatite ou éruption cutanée de consulter son médecin. <p>Polymériser complètement les résines de collage ; les résines non polymérisées sont déficientes en termes de propriétés physiques, de résistance aux contraintes et à l'usure. <p>Rediriger la lumière au-dessus pour éviter une polymérisation permanente. <p>Les résines photo-polymérisables sont sensibles à la lumière ambiante ; hors utilisation, assurez-vous que le capuchon est fixé sur la seringue. <p>Les professionnels de santé, les dentistes doivent porter des lunettes de protection avec écrans latéraux. <ul style="list-style-type: none">Utiliser uniquement les embouts recommandés. Types sont à usage unique. En cas d'ingestion du produit, boire de grandes quantités d'eau et contacter un médecin. Si le produit est aspiré, consulter immédiatement un médecin. Instrucje instalacji Pripr̄awienie – Sringa 1,2 ml <ol style="list-style-type: none">Wyciągnij i sprawdź poziom wypełnienia. Wypróbuj szczepki bezpieczne i sprawdź poziom. Przed nałożeniem sprawdź, czy nakładanie nie powoduje oporu. Przed nałożeniem sprawdź kolor i konsystencję produktu przed nałożeniem. Pripr̄awienie – Zęb <ol style="list-style-type: none">Usunąć wszelkie pozostałości z powierzchni szkliwa za pomocą miękkiej pasty do czyszczenia zębów. Złóż i wysusz powierzchni przed nałożeniem. Nałóż cienką warstwę kleju ortodontycznego (Opal™ Sealer) lub żywicy wiążącej (Peak™ Universal Bonding) na przygotowaną powierzchnię. Wykorzystanie <ul style="list-style-type: none">Stabilizuj aparat na przygotowanej powierzchni szkliwa w pozycji roboczej. Przed włożeniem Opal Bond Flow kleju pod przelaz i na drut aparatu. Wykorzystaj tryb trybu 10 sekund w trybie trybu standardowego z intensywnością 2-800 mW/cm² w zakresie długości fali 385-515 nm. Używanie i nakładanie <ul style="list-style-type: none">Używanie i nakładanie zgodnie z instrukcją. Opal™ Bond Bite Turbos/Ramps/Buttons <ul style="list-style-type: none">Wydrukuj Opal Bond Flow klej na przelazie lub bezpośrednio na przygotowanej powierzchni szkliwa. Wykorzystaj formy, nie przepełniaj formy, ponieważ może to spowodować nadmiar kleju. Wykorzystaj formy, nie przepełniaj formy, ponieważ może to spowodować nadmiar kleju. Wykorzystaj formy, nie przepełniaj formy, ponieważ może to spowodować nadmiar kleju. Opal™ Bond Flow <p>Uwaga: Opal Bond Flow klej jest zaprojektowany do przykleśnienia na przelaz lub na inny dostępny element aparatu ortodontycznego.</p> <ol style="list-style-type: none">Wykorzystaj cienką warstwę Opal Bond Flow kleju na przelazie lub na innym elementach aparatu ortodontycznego. Przykleśnij aparat ortodontyczny do przelazu lub do innego elementu aparatu ortodontycznego. Wykorzystaj tryb trybu 10 sekund w trybie trybu standardowego z intensywnością 2-800 mW/cm² w zakresie długości fali 385-515 nm.</p></p></p></p></p>	Verarbeitung <p>Vermeidung von Sensibilisation zu vermeiden, wischen Sie die Spitze zwischen den Anwendungen mit einem mittelsauren Desinfektionsmittel ab und verwenden Sie eine Einwegschutzhülse. Wenn Ihre Hände schmutzig werden, sollte die Spitze nur einmal verwendet werden.</p> <p>Bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Methacrylaten oder anderen Kunstharzen anwenden. Wenn Dermatitis, Hautausschlag oder andere allergische Reaktionen beobachtet werden, spülen Sie den exponierten Bereich gründlich aus und bitten Sie den Patienten, einen Arzt zu konsultieren.</p> <p>Für Patienten oder Anwender mit Allergienproblemen wenden Sie sich bitte an die Produkt-Informationen oder den Hersteller.</p> <p>Wenn eine allergische Reaktion vorliegt, spülen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser ab und lassen Sie den Patienten einen Arzt aufsuchen.</p> Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen <p>Resin ist potenziell sensibilisierend. Vermeiden Sie den Kontakt repetit de la résine dentaire non polymérisée avec la peau et/ou les tissus mous. En cas de réaction allergique, dermatite ou éruption cutanée de consulter son médecin. <p>Polymériser complètement les résines de collage ; les résines non polymérisées sont déficientes en termes de propriétés physiques, de résistance aux contraintes et à l'usure. <p>Rediriger la lumière au-dessus pour éviter une polymérisation permanente. <p>Les résines photo-polymérisables sont sensibles à la lumière ambiante ; hors utilisation, assurez-vous que le capuchon est fixé sur la seringue. <p>Les professionnels de santé, les dentistes doivent porter des lunettes de protection avec écrans latéraux. <ul style="list-style-type: none">Utiliser uniquement les embouts recommandés. Types sont à usage unique. En cas d'ingestion du produit, boire de grandes quantités d'eau et contacter un médecin. Si le produit est aspiré, consulter immédiatement un médecin. Instrucje instalacji Pripr̄awienie – Sringa 1,2 ml <ol style="list-style-type: none">Wyciągnij i sprawdź poziom wypełnienia. Wypróbuj szczepki bezpieczne i sprawdź poziom. Przed nałożeniem sprawdź, czy nakładanie nie powoduje oporu. Przed nałożeniem sprawdź kolor i konsystencję produktu przed nałożeniem. Pripr̄awienie – Zęb <ol style="list-style-type: none">Usunąć wszelkie pozostałości z powierzchni szkliwa za pomocą miękkiej pasty do czyszczenia zębów. Złóż i wysusz powierzchni przed nałożeniem. Nałóż cienką warstwę kleju ortodontycznego (Opal™ Sealer) lub żywicy wiążącej (Peak™ Universal Bonding) na przygotowaną powierzchnię. Wykorzystanie <ul style="list-style-type: none">Stabilizuj aparat na przygotowanej powierzchni szkliwa w pozycji roboczej. Przed włożeniem Opal Bond Flow kleju pod przelaz i na drut aparatu. Wykorzystaj tryb trybu 10 sekund w trybie trybu standardowego z intensywnością 2-800 mW/cm² w zakresie długości fali 385-515 nm. Używanie i nakładanie <ul style="list-style-type: none">Używanie i nakładanie zgodnie z instrukcją. Opal™ Bond Bite Turbos/Ramps/Buttons <ul style="list-style-type: none">Wydrukuj Opal Bond Flow klej na przelazie lub bezpośrednio na przygotowanej powierzchni szkliwa. Wykorzystaj formy, nie przepełniaj formy, ponieważ może to spowodować nadmiar kleju. Wykorzystaj formy, nie przepełniaj formy, ponieważ może to spowodować nadmiar kleju. Wykorzystaj formy, nie przepełniaj formy, ponieważ może to spowodować nadmiar kleju. Opal™ Bond Flow <p>Uwaga: Opal Bond Flow klej jest zaprojektowany do przykleśnienia na przelaz lub na inny dostępny element aparatu ortodontycznego.</p> <ol style="list-style-type: none">Wykorzystaj cienką warstwę Opal Bond Flow kleju na przelazie lub na innym elementach aparatu ortodontycznego. Przykleśnij aparat ortodontyczny do przelazu lub do innego elementu aparatu ortodontycznego. Wykorzystaj tryb trybu 10 sekund w trybie trybu standardowego z intensywnością 2-800 mW/cm² w zakresie długości fali 385-515 nm.</p></p></p></p></p>	Verarbeitung <p>Vermeidung von Sensibilisation zu vermeiden, wischen Sie die Spitze zwischen den Anwendungen mit einem mittelsauren Desinfektionsmittel ab und verwenden Sie eine Einwegschutzhülse. Wenn Ihre Hände schmutzig werden, sollte die Spitze nur einmal verwendet werden.</p> <p>Bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Methacrylaten oder anderen Kunstharzen anwenden. Wenn Dermatitis, Hautausschlag oder andere allergische Reaktionen beobachtet werden, spülen Sie den exponierten Bereich gründlich aus und bitten Sie den Patienten, einen Arzt zu konsultieren.</p> <p>Für Patienten oder Anwender mit Allergienproblemen wenden Sie sich bitte an die Produkt-Informationen oder den Hersteller.</p> <p>Wenn eine allergische Reaktion vorliegt, spülen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser ab und lassen Sie den Patienten einen Arzt aufsuchen.</p> Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen <p>Resin ist potenziell sensibilisierend. Vermeiden Sie den Kontakt repetit de la résine dentaire non polymérisée avec la peau et/ou les tissus mous. En cas de réaction allergique, dermatite ou éruption cutanée de consulter son médecin. <p>Polymériser complètement les résines de collage ; les résines non polymérisées sont déficientes en termes de propriétés physiques, de résistance aux contraintes et à l'usure. <p>Rediriger la lumière au-dessus pour éviter une polymérisation permanente. <p>Les résines photo-polymérisables sont sensibles à la lumière ambiante ; hors utilisation, assurez-vous que le capuchon est fixé sur la seringue. <p>Les professionnels de santé, les dentistes doivent porter des lunettes de protection avec écrans latéraux. <ul style="list-style-type: none">Utiliser uniquement les embouts recommandés. Types sont à usage unique. En cas d'ingestion du produit, boire de grandes quantités d'eau et contacter un médecin. Si le produit est aspiré, consulter immédiatement un médecin. Instrucje instalacji Pripr̄awienie – Sringa 1,2 ml <ol style="list-style-type: none">Wyciągnij i sprawdź poziom wypełnienia. Wypróbuj szczepki bezpieczne i sprawdź poziom. Przed nałożeniem sprawdź, czy nakładanie nie powoduje oporu. Przed nałożeniem sprawdź kolor i konsystencję produktu przed nałożeniem. Pripr̄awienie – Zęb <ol style="list-style-type: none">Usunąć wszelkie pozostałości z powierzchni szkliwa za pomocą miękkiej pasty do czyszczenia zębów. Złóż i wysusz powierzchni przed nałożeniem. Nałóż cienką warstwę kleju ortodontycznego (Opal™ Sealer) lub żywicy wiążącej (Peak™ Universal Bonding) na przygotowaną powierzchnię. Wykorzystanie <ul style="list-style-type: none">Stabilizuj aparat na przygotowanej powierzchni szkliwa w pozycji roboczej. Przed włożeniem Opal Bond Flow kleju pod przelaz i na drut aparatu. Wykorzystaj tryb trybu 10 sekund w trybie trybu standardowego z intensywnością 2-800 mW/cm² w zakresie długości fali 385-515 nm. Używanie i nakładanie <ul style="list-style-type: none">Używanie i nakładanie zgodnie z instrukcją. Opal™ Bond Bite Turbos/Ramps/Buttons <ul style="list-style-type: none">Wydrukuj Opal Bond Flow klej na przelazie lub bezpośrednio na przygotowanej powierzchni szkliwa. Wykorzystaj formy, nie przepełniaj formy, ponieważ może to spowodować nadmiar kleju. Wykorzystaj formy, nie przepełniaj formy, ponieważ może to spowodować nadmiar kleju. Wykorzystaj formy, nie przepełniaj formy, ponieważ może to spowodować nadmiar kleju. Opal™ Bond Flow <p>Uwaga: Opal Bond Flow klej jest zaprojektowany do przykleśnienia na przelaz lub na inny dostępny element aparatu ortodontycznego.</p> <ol style="list-style-type: none">Wykorzystaj cienką warstwę Opal Bond Flow kleju na przelazie lub na innym elementach aparatu ortodontycznego. Przykleśnij aparat ortodontyczny do przelazu lub do innego elementu aparatu ortodontycznego. Wykorzystaj tryb trybu 10 sekund w trybie trybu standardowego z intensywnością 2-800 mW/cm² w zakresie długości fali 385-515 nm.</p></p></p></p></p>	Verarbeitung <p>Vermeidung von Sensibilisation zu vermeiden, wischen Sie die Spitze zwischen den Anwendungen mit einem mittelsauren Desinfektionsmittel ab und verwenden Sie eine Einwegschutzhülse. Wenn Ihre Hände schmutzig werden, sollte die Spitze nur einmal verwendet werden.</p> <p>Bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Methacrylaten oder anderen Kunstharzen anwenden. Wenn Dermatitis, Hautausschlag oder andere allergische Reaktionen beobachtet werden, spülen Sie den exponierten Bereich gründlich aus und bitten Sie den Patienten, einen Arzt zu konsultieren.</p> <p>Für Patienten oder Anwender mit Allergienproblemen wenden Sie sich bitte an die Produkt-Informationen oder den Hersteller.</p> <p>Wenn eine allergische Reaktion vorliegt, spülen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser ab und lassen Sie den Patienten einen Arzt aufsuchen.</p> Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen <p>Resin ist potenziell sensibilisierend. Vermeiden Sie den Kontakt repetit de la résine dentaire non polymérisée avec la peau et/ou les tissus mous. En cas de réaction allergique, dermatite ou éruption cutanée de consulter son médecin. <p>Polymériser complètement les résines de collage ; les résines non polymérisées sont déficientes en termes de propriétés physiques, de résistance aux contraintes et à l'usure. <p>Rediriger la lumière au-dessus pour éviter une polymérisation permanente. <p>Les résines photo-polymérisables sont sensibles à la lumière ambiante ; hors utilisation, assurez-vous que le capuchon est fixé sur la seringue. <p>Les professionnels de santé, les dentistes doivent porter des lunettes de protection avec écrans latéraux. <ul style="list-style-type: none">Utiliser uniquement les embouts recommandés. Types sont à usage unique. En cas d'ingestion du produit, boire de grandes quantités d'eau et contacter un médecin. Si le produit est aspiré, consulter immédiatement un médecin. Instrucje instalacji Pripr̄awienie – Sringa 1,2 ml <ol style="list-style-type: none">Wyciągnij i sprawdź poziom wypełnienia. Wypróbuj szczepki bezpieczne i sprawdź poziom. Przed nałożeniem sprawdź, czy nakładanie nie powoduje oporu. Przed nałożeniem sprawdź kolor i konsystencję produktu przed nałożeniem. Pripr̄awienie – Zęb <ol style="list-style-type: none">Usunąć wszelkie pozostałości z powierzchni szkliwa za pomocą miękkiej pasty do czyszczenia zębów. Złóż i wysusz powierzchni przed nałożeniem. Nałóż cienką warstwę kleju ortodontycznego (Opal™ Sealer) lub żywicy wiążącej (Peak™ Universal Bonding) na przygotowaną powierzchnię. Wykorzystanie <ul style="list-style-type: none">Stabilizuj aparat na przygotowanej powierzchni szkliwa w pozycji roboczej. Przed włożeniem Opal Bond Flow kleju pod przelaz i na drut aparatu. Wykorzystaj tryb trybu 10 sekund w trybie trybu standardowego z intensywnością 2-800 mW/cm² w zakresie długości fali 385-515 nm. Używanie i nakładanie <ul style="list-style-type: none">Używanie i nakładanie zgodnie z instrukcją. Opal™ Bond Bite Turbos/Ramps/Buttons <ul style="list-style-type: none">Wydrukuj Opal Bond Flow klej na przelazie lub bezpośrednio na przygotowanej powierzchni szkliwa. Wykorzystaj formy, nie przepełniaj formy, ponieważ może to spowodować nadmiar kleju. Wykorzystaj formy, nie przepełniaj formy, ponieważ może to spowodować nadmiar kleju. Wykorzystaj formy, nie przepełniaj formy, ponieważ może to spowodować nadmiar kleju. Opal™ Bond Flow <p>Uwaga: Opal Bond Flow klej jest zaprojektowany do przykleśnienia na przelaz lub na inny dostępny element aparatu ortodontycznego.</p> <ol style="list-style-type: none">Wykorzystaj cienką warstwę Opal Bond Flow kleju na przelazie lub na innym elementach aparatu ortodontycznego. Przykleśnij aparat ortodontyczny do przelazu lub do innego elementu aparatu ortodontycznego. Wykorzystaj tryb trybu 10 sekund w trybie trybu standardowego z intensywnością 2-800 mW/cm² w zakresie długości fali 385-515 nm.</p></p></p></p></p>								
Product Description <p>Opal™ Bond Flow adhesive is a light cure adhesive designed for bonding brackets and andre bondable apparatus fit etched enamel. For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.</p> Delivery Form <ul style="list-style-type: none">1,2 ml applicator syringe 1,2 ml Applikatorspitze <ul style="list-style-type: none">Opal™ Bond Flow adhesive tip Indications for brug/Utendigt formål <p>Opal Bond Flow bonding er et lyfende bondende der bruges til at fæste til etast emalje og anbefales til apparatur, permanente retainere, bondbare bideturboer/ræmpel eller lignende applikationer.</p> Contraindikationer <ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre resiner. Hvis der observeres dermatitis eller anden allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt, og patienter skal kontakte sin læge. For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til det produktinformation eller den kompetente myndighed. Levingsmidler <ul style="list-style-type: none">1,2 ml applikatorspitze 1,2 ml Applikatorspitze <ul style="list-style-type: none">Opal™ Bond Flow adhesive tip Indikationer for brug/Utendigt formål <p>Opal Bond Flow bonding er et lyfende bondende der bruges til at fæste til etast emalje og anbefales til apparatur, permanente retainere, bondare bideturboer/ræmpel eller lignende applikationer.</p> Contraindikationer <ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre resiner. Hvis der observeres dermatitis eller anden allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt, og patienter skal kontakte sin læge. For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til det produktinformation eller den kompetente myndighed. Levingsmidler <ul style="list-style-type: none">1,2 ml applikatorspitze 1,2 ml Applikatorspitze <ul style="list-style-type: none">Opal™ Bond Flow adhesive tip Indikationer for brug/Utendigt formål <p>Opal Bond Flow bonding er et lyfende bondende der bruges til at fæste til etast emalje og anbefales til apparatur, permanente retainere, bondare bideturboer/ræmpel eller lignende applikationer.</p> Contraindikationer <ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre resiner. Hvis der observeres dermatitis eller anden allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt, og patienter skal kontakte sin læge. For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til det produktinformation eller den kompetente myndighed. Levingsmidler <ul style="list-style-type: none">1,2 ml applikatorspitze 1,2 ml Applikatorspitze <ul style="list-style-type: none">Opal™ Bond Flow adhesive tip Indikationer for brug/Utendigt formål <p>Opal Bond Flow bonding er et lyfende bondende der bruges til at fæste til etast emalje og anbefales til apparatur, permanente retainere, bondare bideturboer/ræmpel eller lignende applikationer.</p> Contraindikationer <ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre resiner. Hvis der observeres dermatitis eller anden allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt, og patienter skal kontakte sin læge. For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til det produktinformation eller den kompetente myndighed. Levingsmidler <ul style="list-style-type: none">1,2 ml applikatorspitze 1,2 ml Applikatorspitze <ul style="list-style-type: none">Opal™ Bond Flow adhesive tip Indikationer for brug/Utendigt formål <p>Opal Bond Flow bonding er et lyfende bondende der bruges til at fæste til etast emalje og anbefales til apparatur, permanente retainere, bondare bideturboer/ræmpel eller lignende applikationer.</p> Contraindikationer <ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre resiner. Hvis der observeres dermatitis eller anden allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt, og patienter skal kontakte sin læge. For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til det produktinformation eller den kompetente myndighed. Levingsmidler <ul style="list-style-type: none">1,2 ml applikatorspitze 1,2 ml Applikatorspitze <ul style="list-style-type: none">Opal™ Bond Flow adhesive tip Indikationer for brug/Utendigt formål <p>Opal Bond Flow bonding er et lyfende bondende der bruges til at fæste til etast emalje og anbefales til apparatur, permanente retainere, bondare bideturboer/ræmpel eller lignende applikationer.</p> Contraindikationer <ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre resiner. Hvis der observeres dermatitis eller anden allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt, og patienter skal kontakte sin læge. For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til det produktinformation eller den kompetente myndighed. Levingsmidler <ul style="list-style-type: none">1,2 ml applikatorspitze 1,2 ml Applikatorspitze <ul style="list-style-type: none">Opal™ Bond Flow adhesive tip Indikationer for brug/Utendigt formål <p>Opal Bond Flow bonding er et lyfende bondende der bruges til at fæste til etast emalje og anbefales til apparatur, permanente retainere, bondare bideturboer/ræmpel eller lignende applikationer.</p> Contraindikationer <ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre resiner. Hvis der observeres dermatitis eller anden allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt, og patienter skal kontakte sin læge. For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til det produktinformation eller den kompetente myndighed. Levingsmidler <ul style="list-style-type: none">1,2 ml applikatorspitze 1,2 ml Applikatorspitze <ul style="list-style-type: none">Opal™ Bond Flow adhesive tip Indikationer for brug/Utendigt formål <p>Opal Bond Flow bonding er et lyfende bondende der bruges til at fæste til etast emalje og anbefales til apparatur, permanente retainere, bondare bideturboer/ræmpel eller lignende applikationer.</p> Contraindikationer <ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre resiner. Hvis der observeres dermatitis eller anden allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt, og patienter skal kontakte sin læge. For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til det produktinformation eller den kompetente myndighed. Levingsmidler <ul style="list-style-type: none">1,2 ml applikatorspitze 1,2 ml Applikatorspitze <ul style="list-style-type: none">Opal™ Bond Flow adhesive tip Indikationer for brug/Utendigt formål <p>Opal Bond Flow bonding er et lyfende bondende der bruges til at fæste til etast emalje og anbefales til apparatur, permanente retainere, bondare bideturboer/ræmpel eller lignende applikationer.</p> Contraindikationer <ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre resiner. Hvis der observeres dermatitis eller anden allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt, og patienter skal kontakte sin læge. For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til det produktinformation eller den kompetente myndighed. Levingsmidler <ul style="list-style-type: none">1,2 ml applikatorspitze 1,2 ml Applikatorspitze <ul style="list-style-type: none">Opal™ Bond Flow adhesive tip Indikationer for brug/Utendigt formål <p>Opal Bond Flow bonding er et lyfende bondende der bruges til at fæste til etast emalje og anbefales til apparatur, permanente retainere, bondare bideturboer/ræmpel eller lignende applikationer.</p> Contraindikationer <ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre resiner. Hvis der observeres dermatitis eller anden allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt, og patienter skal kontakte sin læge. For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til det produktinformation eller den kompetente myndighed. Levingsmidler <ul style="list-style-type: none">1,2 ml applikatorspitze 1,2 ml Applikatorspitze <ul style="list-style-type: none">Opal™ Bond Flow adhesive tip Indikationer for brug/Utendigt formål <p>Opal Bond Flow bonding er et lyfende bondende der bruges til at fæste til etast emalje og anbefales til apparatur, permanente retainere, bondare bideturboer/ræmpel eller lignende applikationer.</p> Contraindikationer <ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre resiner. Hvis der observeres dermatitis eller anden allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt, og patienter skal kontakte sin læge. For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til det produktinformation eller den kompetente myndighed. Levingsmidler <ul style="list-style-type: none">1,2 ml applikatorspitze 1,2 ml Applikatorspitze <ul style="list-style-type: none">Opal™ Bond Flow adhesive tip Indikationer for brug/Utendigt formål <p>Opal Bond Flow bonding er et lyfende bondende der bruges til at fæste til etast emalje og anbefales til apparatur, permanente retainere, bondare bideturboer/ræmpel eller lignende applikationer.</p> Contraindikationer <ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre resiner. Hvis der observeres dermatitis eller anden allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt, og patienter skal kontakte sin læge. For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til det produktinformation eller den kompetente myndighed. Levingsmidler <ul style="list-style-type: none">1,2 ml applikatorspitze 1,2 ml Applikatorspitze <ul style="list-style-type: none">Opal™ Bond Flow adhesive tip Indikationer for brug/Utendigt formål <p>Opal Bond Flow bonding er et lyfende bondende der bruges til at fæste til etast emalje og anbefales til apparatur, permanente retainere, bondare bideturboer/ræmpel eller lignende applikationer.</p> Contraindikationer <ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre resiner. Hvis der observeres dermatitis eller anden allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt, og patienter skal kontakte sin læge. For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til det produktinformation eller den kompetente myndighed. Levingsmidler <ul style="list-style-type: none">1,2 ml applikatorspitze 1,2 ml Applikatorspitze <ul style="list-style-type: none">Opal™ Bond Flow adhesive tip Indikationer for brug/Utendigt formål <p>Opal Bond Flow bonding er et lyfende bondende der bruges til at fæste til etast emalje og anbefales til apparatur, permanente retainere, bondare bideturboer/ræmpel eller lignende applikationer.</p> Contraindikationer <ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre resiner. Hvis der observeres dermatitis eller anden allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt, og patienter skal kontakte sin læge. For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til det produktinformation eller den kompetente myndighed. Levingsmidler <ul style="list-style-type: none">1,2 ml applikatorspitze 1,2 ml Applikatorspitze <ul style="list-style-type: none">Opal™ Bond Flow adhesive tip Indikationer for brug/Utendigt formål <p>Opal Bond Flow bonding er et lyfende bondende der bruges til at fæste til etast emalje og anbefales til apparatur, permanente retainere, bondare bideturboer/ræmpel eller lignende applikationer.</p> Contraindikationer <ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre resiner. Hvis der observeres dermatitis eller anden allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt, og patienter skal kontakte sin læge. For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til det produktinformation eller den kompetente myndighed. Levingsmidler <ul style="list-style-type: none">1,2 ml applikatorspitze 1,2 ml Applikatorspitze <ul style="list-style-type: none">Opal™ Bond Flow adhesive tip Indikationer for brug/Utendigt formål <p>Opal Bond Flow bonding er et lyfende bondende der bruges til at fæste til etast emalje og anbefales til apparatur, permanente retainere, bondare bideturboer/ræmpel eller lignende applikationer.</p> Contraindikationer <ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre resiner. Hvis der observeres dermatitis eller anden allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt, og patienter skal kontakte sin læge. For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til det produktinformation eller den kompetente myndighed. Levingsmidler <ul style="list-style-type: none">1,2 ml applikatorspitze 1,2 ml Applikatorspitze <ul style="list-style-type: none">Opal™ Bond Flow adhesive tip Indikationer for brug/Utendigt formål <p>Opal Bond Flow bonding er et lyfende bondende der bruges til at fæste til etast emalje og anbefales til apparatur, permanente retainere, bondare bideturboer/ræmpel eller lignende applikationer.</p> Contraindikationer <ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre resiner. Hvis der observeres dermatitis eller anden allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt, og patienter skal kontakte sin læge. For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til det produktinformation eller den kompetente myndighed. Levingsmidler <ul style="list-style-type: none">1,2 ml applikatorspitze 1,2 ml Applikatorspitze <ul style="list-style-type: none">Opal™ Bond Flow adhesive tip Indikationer for brug/Utendigt formål <p>Opal Bond Flow bonding er et lyfende bondende der bruges til at fæste til etast emalje og anbefales til apparatur, permanente retainere, bondare bideturboer/ræmpel eller lignende applikationer.</p> Contraindikationer <ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre resiner. Hvis der observeres dermatitis eller anden allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt, og patienter skal kontakte sin læge. For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til det produktinformation eller den kompetente myndighed. Levingsmidler <ul style="list-style-type: none">1,2 ml applikatorspitze 1,2 ml Applikatorspitze <ul style="list-style-type: none">Opal™ Bond Flow adhesive tip</															

