

# TriAway™

**Syringe Adapter/DE-Spritzen-Adapter/FR-Adaptateur pour Seringue/  
NL-Adapter voor driefunctiespuit/IT-Adattatore per siringhe/ES-Adaptador  
de Jeringa/PT-Adaptador de Seringa/SV-Sprutadapter/DA-Adapter til  
sprøjte/FI-Ruiskuadapteri/EL-Προσαρμογέας αεροσύριγγας**



Blue Max® Impression Tip



Black Mini® Tip



White Mac® Tip



Slip TriAway snugly over three way syringe tip.  
(Fits on most three way size tips.)\*

\*Dimensions 0.152"/3.86mm

**Precautions:** Do not autoclave. Do not reuse to avoid cross contamination

Attach Ultradent tip of choice firmly to end. Experiment  
with air/water, air, or water prior to use in mouth.

Ausgewählten Ultradent-Spritzenansatz sicher befestigen.  
Zunächst mit Spray, Wasser oder Luft testen, vor dem  
Einsatz im Mund.

TriAway fest auf die Mehrfunktionsspritze  
aufstecken (passt auf die meisten Spritzen-  
Kanülen.)\*

\*Maße 0,152"/3,86mm

**Achtung:** Nicht autoklavieren. Nicht wiederholt verwenden, um Kreuzkontamination zu verhindern.

Insérer fermement l'embout TriAway sur la  
seringue multifonctions. (S'adapte sur la  
majorité des seringues multifonctions)\*

\*Dimensions 0.152"/3.86mm

**Précautions :** Ne pas stériliser à l'autoclave. Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée.

Plaats de TriAway goed passend op de  
driefunctiespuittip. (Past op de meeste  
driefunctiespuittips.)\*

\*Afmetingen 0.152"/3.86 mm

**Voorzorgsmaatregelen:** Niet autoclavieren. Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te vermijden.

Bevestig de Ultradent-tip naar keuze stevig op het  
uiteinde. Probeer uit met lucht/water, lucht of water  
alvorens in de mond te gebruiken.

Far scorrere sull'estremità della siringa a tre vie  
(Si adatta alla maggior parte delle estremità a  
tre vie di misure diverse)\*

\*Dimensioni: 3,86mm (0,152")

**Precauzioni:** non autoclavare. Per evitare la contaminazione crociata non riutilizzare.

Collegare con fermezza la punta Ultradent prescelta  
all'estremità. Provare con aria/acqua, aria o acqua prima  
dell'uso intraorale.

Ajuste el adaptador TriAway sobre la punta  
de la jeringa triple (se adapta a la mayoría de  
jeringas triples).\*

\*Dimensiones 0.152"/3.86mm

**Precauciones:** No desinfecte en autoclave. No lo reutilice, así evitará la contaminación cruzada.

Sujete firmemente la punta Ultradent de su elección con  
el extremo de la jeringa. Experimente con aire/agua  
antes de usarlo en la boca del paciente.

Colocar TriAway sobre ponta de seringa tripla  
(encaixa sobre a maior parte das seringas triplas).\*

\*Dimensões 0.152"/3.86mm

**Precauções :** Não autoclavável. Não reutilizar para evitar a contaminação cruzada.

Colocar ponta Ultradent seleccionada firmemente na  
extremidade. Tester com jacto de ar e/ou água antes de  
utilizar na boca.

Dra över TriAway ordentligt på treväggsprutan tip.  
(Den passar till de flesta sprutor.)\*

\*Storlek 3.86 mm

**Obsarvera:** autoklavera ej. För undvikande av korskontamination får produkten inte återanvändas.

Træk TriAway over 3-funktionsprøjtes spids,  
så den slutter tæt. (Passer på de fleste 3  
funktionsprøjter)\*

\*Mål: 0.152"/3,86mm

**Forholdsregler:** Tåler ikke autoklavering. Må ikke genbruges for at undgå krydskontaminering.

Sæt den valgte Ultradent spids fast på enden.  
Eksperimenter med luft/vand, luft eller vand før brug i  
munden.

Laita TriAway tukevasti kolmitoimiruiskun  
kärkeen. (Sopii käytettäväksi useimpien  
kolmitoimiruiskujen kanssa.)\*

\*Koko: 0.152"/3.86mm

**Huomioitavaa:** Ei voi autoklavoida. Älä käytä uudelleen ristikontaminaation välttämiseksi.

Kinnitä valitsemasi Ultradent kärki tiukasti paikoilleen.  
Testaa puhaltamalla ilmaa/vettä, ilmaa tai vettä ennen  
suussa käyttöä.

Τοποθετήστε σφικτά τον προσαρμογέα  
TriAway πάνω από το ρύγχος της  
αεροσύριγγας. (Ταιριάζει στα  
περισσότερα μεγέθη αεροσύριγγας.)\*

\*Διαστάσεις : 0,152"/3,86mm

**Προφυλάξεις :** Μην το αποστειρώνετε σε αυτόκαυστο. Μην το  
επαναχρησιμοποιείτε για να αποφύγετε τη διασταυρωτική μόλυνση.

Τοποθετήστε οποιοδήποτε ρύγχος της  
Ultradent επιθυμείτε σφικτά στο άκρο του  
ρύγχους. Δοκιμάστε το με αέρα/νερό, αέρα  
ή νερό πριν το χρησιμοποιήσετε στο στόμα.

ENGLISH

GERMAN

FRENCH

DUTCH

ITALIAN

SPANISH

PORTUGUESE

SWEDISH

DANISH

FINNISH

GREEK

U.S. federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Keep out of reach of children.

For immediate reorder and/or complete descriptions of Ultradent's product line, refer to Ultradent's catalog or call Toll Free 1-800-552-5512. Outside U.S. call (801) 572-4200.



EN- See Instructions  
DE- Siehe Anleitung  
FR- Cf. instructions  
NL- Zie gebruiksaanwijzing  
IT- Vedere le istruzioni  
ES- Vea las Instrucciones  
PT- Veja as instruções  
SV- Se anvisningar  
DA- Se brugsanvisningen  
FI- Lue käyttöohjeet  
EL- Δείτε τις οδηγίες



EN- Recycle  
DE- Recyceln  
FR- Recycler  
NL- Recyclen  
IT- Riciclare  
ES- Reciclar  
PT- Reciclar  
SV- Återvinna  
DA- Genbruges  
FI- Kierrätä  
EL- Ανακυκλώστε το



EN- Use by date  
DE- Verfallsdatum  
FR- Date de péremption  
NL- Uiterste gebruiksdatum  
IT- Utilizzare entro  
ES- Usar antes de  
PT- Usar até a data  
SV- Använd före datum  
DA- Udløbsdato  
FI- Viimeinen käyttöajankohta  
EL- Ημερομηνία λήξης



EN- Lot Number  
DE- Chargennummer  
FR- Numéro du lot  
NL- Batchnummer  
IT- Numero del lotto  
ES- Número de Lote  
PT- Número do lote  
SV- Satsnummer  
DA- Lotnummer  
FI- Eränumero  
EL- Αριθμός παρτίδας



EN- For professional use only  
DE- Nur zur Verwendung durch Sachkundige  
FR- Destiné à un usage professionnel uniquement  
NL- Alleen voor professioneel gebruik  
IT- Esclusivamente ad uso professionale  
ES- Sólo para uso profesional  
PT- Apenas para uso profissional  
SV- Enbart för yrkesmässig användning  
DA- Kun til professionel brug  
FI- Vain ammattikäyttöön  
EL- Για επαγγελματική χρήση μόνο



EN- Catalog Number  
DE- Katalognummer  
FR- Numéro de référence  
NL- Catalogusnummer  
IT- Numero di catalogo  
ES- Número de catálogo  
PT- Número do catálogo  
SV- Katalognummer  
DA- Katalognummer  
FI- Luettelonumero  
EL- Αριθμός καταλόγου



EN- Do not re-use to avoid cross contamination  
DE- Um Kreuzkontaminierung zu vermeiden, nicht erneut benutzen  
FR- Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée  
NL- Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te voorkomen  
IT- Non riutilizzare per evitare la contaminazione crociata  
ES- No reutilice para evitar la contaminación cruzada  
PT- Não reutilize para evitar a contaminação cruzada.  
SV- För undvikande av korskontamination, återanvänd inte  
DA- Må ikke genbruges for at undgå krydskontaminering  
FI- Älä käytä uudelleen ristikontaminaation vältämiseksi.  
EL- Μην το επαναχρησιμοποιείτε για να αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση

## TriAway™ Syringe Adapter

### Description:

The TriAway™ syringe is a disposable irrigator/dryer to be used with Ultradent® delivery tips on three-way syringes. It will fit most three-way syringe tips with an outside diameter of 0.1523"/3.86mm.

### Indications:

Use the TriAway syringe for controlled application of water and/or air to depths of tiny cavity preparations, whether they are minimally invasive operative-type preparations or endodontic preparations. Removal of water or excess bonding agents from even acute corners and line angles of larger preparations occurs with precision and superior predictability and quality.

### Procedure:

1. Slip TriAway snugly over three-way syringe tip.
2. Attach Ultradent syringe tip of choice firmly to end.
3. Experiment with air/water, air or water flow on inert surface prior to use in mouth.

### Precautions:

1. Do not force compressed air or water into endodontic canals or surgical sites.
2. Tips with a smaller diameter than a Max Tip (0.055" ID) should only be used with air or water - not both at the same time.

Use of air/water with smaller diameter tips will not allow flow of both and may lead to backflow.

3. To prevent unwanted dislodgement, verify that all components are firmly attached.
4. Use light to moderate pressure with smaller diameter tips. Pneumatization of tissues may occur if tips are directed into sulcular tissues or surgical sites.
5. Insert TriAway to end of three-way syringe tip.
6. Apply petroleum jelly to three-way syringe tip before inserting TriAway.
7. Do not autoclave the TriAway syringe.



Fig. 1 Black Mini® or Blue Max® Impression tips are recommended for use with the TriAway syringe. The Blue Max or White Mac® (shown here) provide a more predictable air water flow although access into micro preparations may be limited.

## TriAway™ Syringe Adapter

Manufactured by:  
Ultradent Products Inc  
505 West 10200 South  
South Jordan, Utah 84095 USA  
Made in USA



Ultradent Products GmbH  
Am Westhofer Berg 30  
51149 Cologne Germany

**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.