

DeOx™ <div>Oxygen Barrier Solution</div>	EN
--	----

Description:
DeOx barrier solution is a clear, viscous, glycerin-based solution designed to prevent the formation of an oxygen inhibition layer on the surface of resin materials when they polymerize.

Indications:
To prevent a negative void or contour in areas where composite or luting cement is contoured so close to the final dimension that removal of the layer would leave a void. Allows removal of luting resins closer to the final contour prior to curing, thus eliminating the need to address a large excess of cured composite or luting cement.

Procedure:

- When placing composite restorations, complete the restoration but do not cure. For oxygen inhibition control when luting, follow manufacturer’s instructions but do not cure.
- Remove the Luer Lock cap from the syringe of DeOx barrier solution and securely attach the disposable tip onto the syringe.
- Apply DeOx solution. Cover all exposed resin. In the case of an indirect restoration or full composite direct resin restoration, be sure to cover the margins. Take care to fill all embrasures (i.e., gingival, buccal, and lingual).
- Allow exposed resin to completely polymerize (light or chemical cure) according to manufacturer’s instructions.
- Remove excess DeOx solution with air/water spray.

Precautions and Warnings

- For professional use only.
- Always verify material flow prior to applying intraorally. If resistance is met, replace tip and re-check.
- Carefully read and understand all instructions before using.
- Do not use on patients with a known sensitivity to ingredients. If allergic reaction, dermatitis, or rash develops, consult a physician.
- Do not use after expiration date noted on containers.
- Tips are disposable. To avoid cross-contamination, do not re-use tips.
- Properly dispose of tips and empty syringes according to local government regulations.
- All intra-oral syringes must be used with disposable syringe covers and wiped with disinfectant between uses. If these measuress are not taken, the syringes should be considered single-use.

DeOx™ <div>Solución de barrera de oxígeno</div>	ES
---	----

Descripción:
La solución de barrera DeOx es una solución transparente, viscosa, con base de glicerina diseñada para impedir la formación de una capa de inhibición de oxígeno en la superficie de los materiales de resina cuando polimerizan.

Indicaciones:
Para evitar un vacío o contorno negativo donde el composite o el cemento obturador se moldea tan cerca de la dimensión final que la extracción de la capa dejaría un vacío. Permite la eliminación de resinas obturadoras más cerca del contorno final antes del secado, eliminando así la necesidad de solventar un gran exceso de composite o cemento de obturación polimerizado.

Procedimiento:

- Cuando realice restauraciones con composite, complete la restauración, pero no polimerice. Para el control de la inhibición de oxígeno durante la obturación, siga las instrucciones del fabricante, pero no polimerice.
- Quite el tapón Luer Lock de la jeringa de la solución barrera DeOx y conecte de forma segura la punta desechable a la jeringa.
- Aplique la solución DeOx. Cubra toda la resina expuesta. En el caso de una restauración indirecta o una restauración en resina directa de composite completa, asegúrese de cubrir los márgenes. Asegúrese de cubrir todas las aberturas (es decir, gingival, bucal y lingual).
- Permita que la resina expuesta polimerice por completo (fotocurado o polimerización química) siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Elimine el exceso de la solución DeOx con espray de aire/agua.

Precauciones y advertencias

- Solo para uso profesional.
- Siempre verifique el flujo del material antes de aplicarlo intraoralmente. Si encuentra resistencia, cambie la punta y vuelva a comprobar.
- Lea atentamente y comprenda todas las instrucciones antes de su uso.
- No utilizar en pacientes con una sensibilidad conocida a los ingredientes. Si se produce una reacción alérgica, dermatitis o erupción, consulte con un médico.
- No utilizar tras la fecha de caducidad impresa en los envases.
- Las puntas son desechables. Para evitar la contaminación cruzada, no reutilice las puntas.
- Deseché las puntas de forma adecuada y vacíe las jeringas siguiendo las regulaciones gubernamentales locales.
- Todas las jeringas intraorales deben usarse con las cubiertas para jeringas desechables, y limpiarse con desinfectante entre cada uso. Si no se toman estas medidas, las jeringas deben considerarse de uso único.

DeOx™ <div>Lösung mit Sauerstoffbarriere</div>	DE
--	----

Beschreibung:
Die DeOx-BARRIERELÖSUNG ist eine klare, visköse, glycerinbasierte Lösung, die verhindert, dass sich beim Polymerisieren durch den Sauerstoff eine Inhibitionsschicht auf dem Komposit bildet.

Indikationen:

Zum Vermeiden von Stufen oder Überschüssen in Bereichen, in denen Komposit oder Zement nahe der Präparationsgrenze modelliert werden soll und das Entfernen der Sauerstoffinhibitionsschicht zu Fehlstellen führen würde. Ermöglicht vor dem Aushärten das Entfernen von Zement auf die nahezu endgültige Form und beseitigt so das Problem, einen großen Überschuss an ausgehärtetem Komposit oder Zement entfernen zu müssen.

Verfahren:

1. Beim Einsetzen von Komposit-Restaurationen die Restauration platzieren, aber nicht aushärten lassen. Zur Kontrolle der Sauerstoff-Inhibition beim Kleben die Anleitung des Herstellers befolgen, aber nicht aushärten lassen.
2. Die Luer-Lock-Kappe von der Spritze mit der DeOx-BARRIERELÖSUNG entfernen und die Einweg-Kanüle sicher an der Injektionsspitze anbringen.
3. DeOx-Lösung auftragen, und das gesamte freiliegende Komposit abdecken. Im Fall einer indirekten Restauration oder einer direkten und das gesamte freiliegende Komposit abdecken. muss sichergestellt sein, dass die Ränder bedeckt sind. Darauf achten, dass alle Übergänge von Komposite zu Zahn (z. B. gingivale, bukkale und linguale Scharten) gefüllt sind.
4. Das Übergänge von Komposite zu Zahn gemäß der Anleitung des Herstellers vollständig polymerisieren lassen (Aushärtung durch Licht oder chemisch).
5. Überschüssige DeOx-Lösung durch Sprühen mit Luft/Wasser entfernen.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Nur zur zahnärztlichen Anwendung.
- Stellen Sie den stets korrekten Werkstoffablauf sicher, bevor Sie intraoral arbeiten. Wenn Sie Widerstand spüren, ersetzen Sie die Kanüle und prüfen Sie nochmals.
- Vor Gebrauch müssen alle Anweisungen gelesen und verstanden werden.
- Nicht bei Patienten verwenden, bei denen eine Sensibilität auf Inhaltsstoffe bekannt ist. Falls allergische Reaktionen, Dermatitis oder ein Hautausschlag auftreten, suchen Sie einen Arzt auf.
- Nicht nach dem auf dem Behälter aufgedruckten Verfallsdatum benutzen.
- Die Kanülen sind Einwegartikel. Um Kreuzkontaminierung zu vermeiden, benutzen Sie gebrauchte Kanülen nicht erneut.
- Entsorgen Sie benutzte Kanülen und leere Injektionsspritzen gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen.
- Alle intraoralen Injektionsspritzen müssen mit Einweg-Verschlusskappen verwendet werden und zwischen den Anwendungen mit Desinfektionsmittel abgewischt werden. Wenn diese Maßnahmen nicht ergriffen werden, müssen die Injektionsspritzen als Einweg-Injektionsspritzen betrachtet werden.

Precautions

DeOx™ <div>Solução Barreira de Oxigênio</div>	PT
---	----

Descrição:
A solução barreira DeOx é uma solução transparente, viscosa, à base de glicerina, concebida para evitar a formação de uma camada inibidora de oxigênio na superfície de materiais resinosos quando polimerizam.

Indicações:

Para evitar um vazio ou contorno negativo em áreas em que o composto ou o cimento selante tenha um contorno tão próximo da dimensão final que a remoção da camada deixaria um espaço vazio. Permite remover as resinas selantes mais próximo do contorno final antes da polimerização, eliminando assim a necessidade de ter de remover uma grande quantidades de composto polimerizado ou cimento selante.

Procedimento:

- Ao colocar restaurações em compósito, termine a restauração mas não faça a polimerização. Para controlar a inibição pelo oxigênio ao fazer a selagem, siga as instruções do fabricante mas não faça a polimerização.
- Retire a tampa luer lock da seringa da solução de barreira DeOx e fixe bem a ponta descartável a seringa.
- Aplique a solução DeOx. Cubra toda a resina exposta. No caso de uma restauração indireta ou de uma restauração completa direta com resina, certifique-se de que cobre as margens. Tenha cuidado para preencher todas as frestas (ou seja, gengivais, bucais e linguais).
- Aguarde que a resina exposta polimerize totalmente (luz ou polimerização química) de acordo com as instruções do fabricante.
- Remova o excesso de solução DeOx com jato de ar/água.

Precações e advertências

- Destina-se exclusivamente à utilização profissional.
- Verifique sempre o fluxo do material antes da aplicação intraoral. No caso de sentir resistência, substitua a ponta e verifique novamente.
- Leia atentamente e entenda todas as instruções antes da utilização.
- Não utilize em pacientes com sensibilidade conhecida a acrilatos. Em caso de reação alérgica, dermatite ou se surgir erupção cutânea, consulte um médico.
- Não utilize o material após a data de expiração indicada nas embalagens.
- As pontas são descartáveis. Para evitar a contaminação cruzada, não reutilize as pontas.
- Descarte as pontas e as seringas vazias corretamente em conformidade com os regulamentos governamentais.
- Todas as seringas intraorais devem ser utilizadas com coberturas de seringa descartáveis e limpas com desinfetante entre cada utilização. Se estas medidas não forem tomadas, as seringas devem ser consideradas de uso único.

DeOx™ <div>Solution barrière d'oxygène</div>	FR
--	----

Description :
Transparente et visqueuse, la solution barrière DeOx à base de glycérine a été conçue pour éviter la formation d'une couche inhibée par l'oxygène à la surface des matériaux à base de résine lors de leur polymérisation.

Indications :

Évite la formation de vides négatifs ou de contours aux endroits où le ciment composite ou de scellement est sculpté si proche de la cote finale que le retrait de la couche laisserait un vide. Permet de retirer les résines de scellement les plus proche du contour final avant la polymérisation pour éviter de gêner un excès de ciment composite ou de scellement polymérisé.

Procédure :

- Lors de la mise en place des restaurations composites, réalisez la restauration sans polymériser. Pour contrôler l'inhibition par l'oxygène lors du scellement, observez les instructions du fabricant sans polymériser.
- Enlevez le capuchon Luer Lock de la seringue de solution barrière DeOx puis fixez l'embout jetable sur cette dernière.
- Appliquez la solution DeOx. Recouvrez entièrement la résine exposée. En cas de restauration indirecte ou de restauration directe à la résine composite, veillez à recouvrir les bords. Veillez à remplir toutes les embrasures (p.ex., gingivales, vestibulaires et linguales).
- Laissez polymériser complètement la résine exposée (polymérisation lumineuse ou chimique) conformément aux instructions du fabricant.
- Enlevez l'excès de solution DeOx avec un jet d'air/deau.

Précautions et avertissements

- Réservé à un usage professionnel.
- Vérifiez toujours l'écoulement du matériau avant de l'appliquer en bouche. En cas de résistance, remplacez l'embout et revérifiez.
- Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne pas utiliser sur des patients présentant une sensibilité connue aux ingrédients. Si une réaction allergique, une dermatite ou une éruption cutanée se développe, consultez un médecin.
- Ne pas utiliser après la date de péremption notée sur les récipients.
- Les embouts sont jetables. Pour éviter la contamination croisée, ne réutilisez pas les embouts.
- Jetez les embouts et les seringues vides comme il convient, conformément à la réglementation gouvernementale locale.
- Toutes les seringues intra-orales doivent être utilisées avec des protège-seringues jetables et nettoyées au désinfectant entre chaque utilisation. Si ces mesures ne sont pas observées, les seringues devront être considérées à usage unique.

DeOx™ <div>Syrebarriärlösning</div>	SV
-------------------------------------	----

Beskrivning:
DeOx barriärlösning är en klar, viskös, glycerinbaserad lösning som utvecklats för att förhindra uppkomsten av ett syreinhibitionsskikt på ytan av resinmaterial när de polymeriserar.

Indikatorer:

För att förhindra negativt tomrum eller kontur i områden där komposit eller cement kontureras så nära sin slutliga dimension att avlägsnande av skiktet skulle efterlämna ett tomrum. Möjliggör avlägsnande av resincement närmare den slutliga konturen före härdning och eliminerar på så sätt behovet av att hantera ett stort överskott av härdad komposit eller cement.

Procedurtyp:

- Vid placering av kompositrestaurationer, gör restaurationen klar men hårdta inte. För kontroll av syreinhibitionen vid cementering: följ tillverkarens instruktioner men hårdta inte.
- Tag bort Luer Lock-hatten från sprutan med DeOx-barriärlösning och fäst på säker sätt engångsspetsen på sprutan.
- Applacera DeOx-lösning. Täck all exponerad resin. Säkertställ att du täcker kanterna vid indirekta restaurationer eller fullständiga, direkta resinrestaurationer av komposit. Se till att fylla alla gluggar (t.ex. gingivala, buckala, och linguala).
- Låt exponerad resin polymerisera fullständigt (ljushårdning eller kemisk härdning) enligt tillverkarens anvisningar.
- Avlägsna överskott av DeOx-lösning med luft/vattensprej.

Försiktighetsåtgärder och varningar

- Endast för användning av tandläkare.
- Kontrollera alltid materialflödet före intraoral applicering. Om det finns ett motstånd, ska spetsen bytas ut och kontrolleras på nytt.
- Läs noga igenom och förstå alla instruktioner före användning.
- Använd inte på patienter med känd överkänslighet mot ingående ämnen. Om allergisk reaktion, dermatit eller utslag utvecklas bör läkare vidtas.
- Använd inte efter utgångsdatum som är angivet på behållarna.
- Spetsarna är avsedda för engångsbruk. För att undvika korskontamination ska spetsarna inte återanvändas.
- Avfallshantera spetsar och tomma sprutor enligt lokala myndigheters föreskrifter.
- Alla intraorala sprutor måste användas med engångs sprutskydd och torkas av med desinfektionsmedel mellan användningarna. Om dessa åtgärder inte vidtas, ska sprutorna betraktas som engångsartiklar.

DeOx™ <div>Zuurstofbarrière-oplossing</div>	NL
---	----

Beschrijving:
De DeOx-bariëre-oplossing is een heldere, viskeuze, glycerine-gebaseerde oplossing die is ontworpen om te voorkomen dat er een zuurstofremmende laag op het oppervlak van harsmaterialen wordt gevormd wanneer ze polymeriseren.

Indicaties:

Om een negatieve leegte of contour te voorkomen waar samengesteld of adhesief cement zo dicht bij de uiteindelijke dimensie wordt aangebracht dat de verwijdering van de laag een leegte zal creëren. Maakt het verwijderen van adhesieve harsen dichter bij de uiteindelijke contour mogelijk voorafgaand aan het uitharden, waardoor het niet nodig is om een overmatige hoeveelheid gehard composiet of adhesief cement aan te brengen.

Procedure:

- Bij het aanbrengen van composiet restauraties, kunt u de restauratie voltooiën, maar u mag het niet uitharden. Voor regeling van zuurstoffremming tijdens het hechten dient u de instructies van de fabrikant te volgen, maar u mag het niet uitharden.
- Verwijder de Luerlock-dop van de spuit van de DeOx-bariëre-oplossing en bevestig de wegwerpbare tip stevig op de spuit.
- Breng DeOx-oplossing aan. Bedek alle blootgestelde hars. In geval van indirecte restauratie of directe restauraties met volledig composiet hars moet u de randen bedekken. Zorg ervoor dat u alle gaten vult (d.w.z. gingivaal, buccaal en linguaal).
- Laat blootgestelde hars volledig polymeriseren (licht of chemisch uitharden) volgens de instructies van de fabrikant.
- Verwijder overtollige DeOx-oplossing met lucht/waterspray.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Uitsluitend voor professioneel gebruik.
- Controleer altijd de stroming van het materiaal voordat u het intraoraal gebruikt. Als u weerstand voelt, vervangt u de tip en controleert u opnieuw.
- Lees en begrip alle instructies zorgvuldig voordat u het product gebruikt.
- Niet gebruiken bij patiënten van wie bekend is dat zij gevoelig zijn voor de ingrediënten. Raadpleeg een arts bij een allergische reactie, dermatitis of huiduitslag.
- Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum op de verpakking.
- De tips kunnen worden weggegooid. Om kruisbesmetting te voorkomen, mogen de tips niet opnieuw worden gebruikt.
- Gooi gebruikte tips en lege spuiten op de juiste manier weg, in overeenstemming met de lokale overheidsvoorschriften.
- Alle intraoraal injectiespuiten moeten worden gebruikt met wegwerpbare spuitdoppen en tussen het gebruik worden afgeveegd met ontsmettingsmiddel. Zonder deze maatregelen dienen de spuiten als instrumenten voor eenmalig gebruik te worden beschouwd.

DeOx™ <div>Iltbarriere-opløsning</div>	DA
--	----

Beskrivelse:

DeOx iltbarriere-opløsning er en klar, viskøs, glycerinbaseret opløsning, der er beregnet til at forebygge dannelsen af et ilt hæmmende lag på overfladen af harpiksmaterialer, når de polymeriserer.

Indikationer:

Til forebyggelse af et negativt tomrum eller kontur i områder, hvor komposit- eller fastgørelsescement er kontureret så tæt på den endelige dimension, at fjernelse af laget ville efterlade et tomrum. Muliggør fjernelse af fastgørende resinmaterialer, der er tættere på den endelige kontur inden hærdning, hvormed behovet for at adressere en stor mængde overskydende hærdet komposit- eller fastgørelsescement elimineres.

Procedure:

- Når komposit-restaurering placeres, skal restaureringen fuldføres, men ikke hærdes. Til kontrol af ilt hæmning ved fastgørelse, skal producentens instruktioner følges, men undlad at hærde.
- Fjern luer-lock hættten fra DeOx iltbarriere-opløsningens sprøjte og sæt engangsspidsen fast på sprøjten.
- Påfør DeOx-opløsning. Tildek al frilagt harpiks. I tilfælde af en indirekte restaurering eller direkte resin restaurering med fuld komposit, skal det sikres, at kanterne dækkes. Sørg for at fylde alle mellemrum (dvs. gingivale, bukkale, og linguale).
- Lad frilagt harpiks polymerisere fuldstændigt (lys- eller kemisk hærdning) i overensstemmelse med producentens vejledning.
- Fjern overskydende DeOx opløsning med luft-/vandspray.

Forholdsregler og advarsler

- Kun til professionel brug.
- Kontroller altid materialets flow inden intraoral anvendelse. Hvis der mødes modstand, skal spidsen udskiftes og kontrolleres igen.
- Læs og forstå alle vejledninger nøje inden brug.
- Undgå anvendelse på patienter med kendt følsomhed overfor indholdsstofferne. Hvis der opstår en allergisk reaktion, dermatitis eller eksem, skal der søges læge.
- Må ikke anvendes efter udløbsdatoen på beholderne.
- Spidserne er til engangsbrug. For at undgå krydskontaminering må spidserne ikke genbruges.
- Bortskaf de brugte spidser og tomme sprøjter på korrekt vis i overensstemmelse med lokal lov.
- Alle intraorale sprøjter skal bruges med sprøjtehylstre til engangsbrug og tørres med desinfektionsmiddel mellem brug. Hvis disse foranstaltninger ikke tages, skal sprøjterne betragtes som engangsbrug.

DeOx™ <div>Soluzione barriera dall'Ossigeno</div>	IT
---	----

Descrizione:
DeOx Soluzione barriera è una soluzione a base di glicerina, chiara e viscosa progettata per prevenire lo strato di inibizione da ossigeno sulla superficie dei materiali resinosi nel processo di polimerizzazione

Indicazioni:

Per prevenire vuoti o sottocontorni dove il composito o il cemento sono modellati in prossimità delle zone marginali e vicino alla dimensione finale tanto che una rimozione dello strato di inibizione potrebbe lasciare dei vuoti. Permette la rimozione dei cementi autoindurenti vicino alle zone marginali prima della polimerizzazione, eliminando così la necessità di dover gestire abbondanti eccessi di composito o cemento polimerizzato.

Procedura:

- Nella realizzazione di ricostruzioni in composito, completare la ricostruzione, ma non fotopolimerizzare l'ultimo strato. Per il controllo dello strato di inibizione da ossigeno, seguire le istruzioni del produttore del composito, ma non fotopolimerizzare.
- Rimuovere il tappo Luer Lock dalla siringa DeOx Barrier Solution ed inserire saldamente il puntale monouso alla siringa.
- Applicare DeOx Solution. Coprire tutta la resina esposta. In caso di ricostruzioni indirette o ricostruzioni coronali complete dirette in composito, assicurarsi di ricoprire tutti i margini. Prestare attenzione a riempire tutte le fosse e solchi (es. vestibolari, linguai e palatali).
- Polimerizzare completamente la resina esposta (chimica o con luce fotopolimerizante) secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovere gli eccessi di DeOx Solution con spray aria/acqua

Precauzioni e avvertenze

- Ad esclusivo uso professionale.
- Verificare sempre il flusso d'uscita del materiale prima dell'applicazione intraorale. In caso di resistenza alla fuoriuscita di materiale sostituire il puntale e ricontrollare.
- Leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni prima dell'impiego
- Non utilizzare su pazienti con sensibilità accertata agli ingredienti. In caso di reazione allergica, dermatite o rash, consultare un medico.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sul contenitore.
- I puntali sono monouso. Per evitare contaminazioni crociate, non riutilizzare i puntali.
- Smaltire i puntali e le siringhe vuote nel modo appropriato secondo le normative vigenti locali.
- Tutte le siringhe intraorali devono essere utilizzate con guaine per siringhe monouso e pulite con disinfettante tra un uso e l'altro. Se queste misure non vengono applicate, le siringhe sono da considerarsi monouso.

DeOx™ <div>Happisuoja liuos</div>	FI
-----------------------------------	----

Tuotekuvaus:
DeOx suojaliuos on kirkas, viskoosinen, glyseriiniinipohjainen liuos, joka on suunniteltu happi-inhibiitokerroksen muodostumisen estämiseksi hartsimateriaalien polymeroitumisen yhteydessä.

Käyttötarkoitus:

Negatiivisten tyhjöiden tai ääriiviojen muodostumisen ehkäisemiseksi alueilla, joissa kompositit tai kiinnitysesmennit asennetaan niin lähelle lopullista muotoa että sen pinnan kaapiminen muodostaisi tyhjiön. Mahdollistaa kiinnitysesmentin poiston ennen pinnan kovetusta siten, että se on lähellä lopullista muotoa. Täten välttään käsittelemästä suurta määrää ylimääräistä kovetettua kompositiita tai kiinnitysesmenttiä.

Toimenpiteet:

- Kompositirestaaraation yhteydessä, suorita restaaratio ilman kovetusta. Happi-inhibition kontrolloimiseksi kiinnitysesmenttejä käytettäessä, noudata valmistajan ohjeita, mutta älä koveta.
- Poista DeOx-suojaliuoksen ruiskusta sen Luer Lock -korkki ja kiinnitä ruiskuun kunnolla kertakäyttöinen kärki.
- Levitä DeOx-liuos. Peitä näkyvillä oleva hartsi. Epäsuoran restaaraation tai suoran täyskokoisesti hartsiRestaaraation yhteydessä, varmista että reuna-alueet peittyvät. Varmista, että kaikki syvennykset peittyvät (niin ikenien, posken kuin viennien puolelta)
- Anna näkyvillä olevan hartsin polymerisoitua kokonaan (kemikaali-/valokovetus) valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Poista ylimääräinen DeOx-liuos ilma-/vesisuihkeella.

Varotoimet ja varoitukset

- Vain ammattikäyttöön.
- Varmista aina materiaalin juoksevuus ennen kuin levität sitä suunsäisästi. Jos virtausvastusta ilmenee, vaihda kärki ja tarkista virtaus uudelleen.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja sisäistä ne ennen käyttöä.
- Osien intoleranssi on mahdollista. Käyttäjien on otettava huomioon, joiden tiedetään olevan herkkiä joillekin ainesosille. Jos käytön jälkeen ilmenee allergiaoireita, ihotulehdusta tai ihottumaa, ota yhteyttä lääkäriin.
- Ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
- Käret ovat kertakäyttöisiä. Ristikontaminaation välttämiseksi, älä käytä kärkiä uudelleen.
- Hävitä kärtet ja tyhjät ruiskut paikallisten säädösten mukaisesti.
- Kaikkia intra-oraalisia ruiskuja tulee käyttää kertakäyttöisen ruiskusuojien kanssa ja pyyhkiä desifointiaineella käyttökertojen välillä. Jos näitä toimenpiteitä ei suoriteta, ruiskujen katsotaan olevan kertakäyttöisiä.

DeOx™ <div>Kysliková bariéra</div>	CS
------------------------------------	----

Popis:
Bariérový roztok DeOx je čirý, viskózní roztok na bázi glycerínu určený k prevenci tvorby kyslíkové inhibiční vrstvy na povrchu pryskyřičných materiálů při jejich polymerizaci.

Indikace:

Předcházet negativním mezěrám či obrysům v oblastech, kde se kompozit či tmelící cement nachází tak blízko konečnému rozměru, že by odstranění vrstvy zanechalo prázdné místo. Umožňuje odstranění tmelících pryskyřic v blízkosti konečné kontury před vytvrzením, čímž eliminuje potřebu zabývat se přebytky vytvrzeného kompozitu či tmelícího cementu.

Postup:

- Při zavádění kompozitových výplní výplň dokončete, ale nevytvrzujte. Pro dosažení kontroly kyslíkové inhibice při tmelení pryskyřice podle pokynů výrobce, ale nevytvrzujte.
- Ze stříkačky s roztokem DeOx sejměte uzávěr Luer-Lock a na stříkačku pevně připevněte jednorázový hrot.
- Aplikujte roztok DeOx. Pokryjte veškerou exponovanou pryskyřicí. V případě nepřímé výplně či výplně s plnou kompozitní pryskyřicí nezapomeňte pokrýt okraje. Pečlivě naplňte všechny šterýny (tj. gingivální, bukalní a lingvální).
- Nechte exponovanou pryskyřici zcela polymerizovat (tvrzení světlem či chemické tvrzení) podle pokynů výrobce.
- Odstraňte přebytečný roztok DeOx pomocí vzduchového/vodního spreje.

Bezpečnostní opatření a varování

- Určeno pouze pro odborné použití.
- Před intraorální aplikací se vždy ověřte tok materiálu. Pokud cítíte odpor, vyměňte hrot a znovu zkontrolujte.
- Před použitím si pečlivě přečtěte a pochopte veškeré pokyny.
- Nepoužívejte na pacientech se známou přecitlivělostí na složky produktu. V případě alergické reakce, zánětu kůže či vyrážky se obraťte na lékaře.
- Nepoužívejte po data expirace uvedeném na obalu.
- Hroty jsou jednorázové. Abyste zabránili křížové kontaminaci, hroty znovu nepoužívejte.
- Hroty náležíte likvidujte a stříkačky vyprázdníte v souladu s místními zákonnými předpisy.
- Mezi použitými musí být všechny intraorální stříkačky použity spolu s jednorázovými kryty stříkaček a ořteny dezinfekčním prostředkem. V případě nepodniknutí těchto kroků je nutné stříkačky považovat za jednorázové.

DeOx™ <div>酸素バリア溶液</div>	JA
--------------------------	----

説明：
DeOxバリア溶液は透明で粘性のあるグリセリンベースの溶液で、重合の際にレジン素材の表面で酸素阻止層が形成されることを防ぎます。

適応：

コンポジットまたは合着用セメントを最終的な輪郭の近くで使用する、レイヤーを取り除くと隙間が残るような場合に、隙間や輪郭が負になることを防ぎます。硬化前に最終的な輪郭により近い位置で合着用レジンを取り除き、硬化済みコンポジットや合着用セメントが過剰になるという問題を排除できます。

手順：

- 修復用コンポジットを配置する際、修復は行いますが硬化しないでください。合着の際の酸素阻止管理については、メーカーの指示に従います。ただし、硬化しないでください。
- DeOxバリア溶液のシリンジからルアーロックキャップを外し、使い捨てチップをシリンジに固定します。
- DeOx溶液を塗布します。暴露されているレジンをすべて覆います。間接的な修復または完全な即時重合レジン修復の場合は、必ず端をカバーしてください。注意してすべての歯間鼓形空隙（歯肉、頬、舌）に充填してください。
- メーカーの指示に従い、暴露されているレジンを完全に重合させます（光または化学的硬化）。
- 余分なDeOx溶液を空気・水スプレーで取り除きます。

使用上の注意および注意事項

- 本剤は、歯科医専用です。
- 口内にアプライする前に必ず流率を確認してください。抵抗を感じる場合は、チップを取り替えて再度流量を確認してください。
- 本製品を使用する前に取り扱い説明をよく読み、理解してください。
- 成分に過敏症がある患者さんには使用しないでください。アレルギー反応、皮膚炎、または発疹が見られる場合は、医師に相談してください。
- 容器に記載の有効期限を過ぎたものは使用しないでください。
- シリンジチップは使い捨てです。交差汚染を防ぐため、チップは再利用しないでください。
- 使用済みチップおよび空になったシリンジは各地の規制に従って廃棄してください。
- 口内シリンジはすべて使い捨てシリンジカバーを付けて使用し、使用前後に消毒剤で拭いてください。これらの措置をとらない場合、シリンジは使い捨てとみなすべきです。

DeOx™ <div>Oxygenbarriereløsning</div>	NO
--	----

Beskrivelse: DeOx barriereløsning er en klar, viskøs, glyserin-basert løsning utviklet for å forhindre dannelsen av et oksygeninhiberingslag på overflaten av harpiksmaterialer når de polymeriseres.

Indikasjoner: For å forhindre et negativt hulrom i områder hvor kompositt- eller tetningslim er så nærme den endelige dimensjonen av fjerning av laget ville danne et hulrom. Muliggjør fjerning av tetningsharpiks nærmere den endelige profilen før herding, og eliminerer derved behovet for å håndtere et stort overskudd av herdet kompositt- eller tetningslim.

Prosedyre:
1. Ved plassering av komposittjgenoppsettelse, fullfør gjennopprettelsen uten å herde. For oksygeninhiberingskontroll ved tetning, følg produsentens instruksjoner uten å herde.
2. Fjern luer-låsedekslet fra sprøyten med DeOx barriereløsning, og fest engangsspissen godt til sprøyten.
3. Påfør DeOx-løsning. Dekk alle eksponert harpiks. I tilfelle indirekte gjennoppretting eller full kompositt-direkte harpiksgjennoppretting, må det sørges for å dekke alle randene. Vær nøye med å fylle alle fordypninger (dvs. gingival, bukkal og lingual).
4. La eksponert harpiks polymerisere fullstendig (lysherdning eller kjemisk herding) i henhold til produsentens instruksjoner.
5. Fjern overflødig DeOx-løsning med luft-/vannspray.

Forholdsregler og advarsler
1. Kun for profesjonell bruk.
2. Bekreft alltid materialstrøm før påføring intraoralt. I tilfelle motstand, erstatt spissen og sjekk igjen.
3. Forsikre deg om at du nøye har lest og forstått alle instruksjonene før bruk.
4. Må ikke brukes på pasienter med en kjent sensitivitet for ingrediensene. Hvis allergisk reaksjon, dermatitt eller utslett utvikles, må lege kontaktes.
5. Ikke bruk etter utløpsdatoen som er angitt på beholder.
6. Spissene er til engangsbruk. For å unngå krysskontaminering, må spissene ikke gjenbrukes.
7. Åvhend spisser og tomme sprøyter korrekt i henhold til lokale statsreguleringer.
8. Alle intraorale sprøyter må brukes med engangs sprøyterekk, og tørkes med desinfeksjonsmiddel mellom bruk. Hvis disse tiltakene ikke tas, bør sprøytene anses som engangs.

DeOx™ <div>산소 장벽 용액</div>	KO
---------------------------	----

설명: DeOx 장벽 용액은, 수지(레진) 재료가 중합될 때 그 표면에 산소 방해층이 생기는 것을 방지하기 위한, 투명하고 점성이 있는 클리세린계 용액입니다.

용도:
충을 제거하면 빈 공간이 남게 되는 최종 크기에 매우 근접하게, 콤포지트 또는 루팅 시멘트가 모양을 이루는 영역에서 의 부정적 빈 공간이나 윤곽을 방지. 경화하기 전에, 최종 윤곽에 더욱 근접하게 루팅 레진을 제거하여 불필요하게 크게 남아 경화된 콤포지트나 루팅 시멘트를 처리할 필요를 덜어줌.

방법:
1. 콤포지트 수복물을 설치할 때, 수복물을 완료하되 경화는 시키지 마십시오. 루팅을 할 때의 산소 방해 제어를 위해, 제조자의 지시를 따르되, 경화는 시키지 마십시오.
2. DeOx 장벽 용액의 주사기에서 루어 로크 캡을 벗기고 일회용 팁을 주사기 위에 단단히 붙입니다.
3. DeOx 용액을 바릅니다. 모든 노출된 레진을 덮습니다. 간접 수복물이나 완전 콤포지트 직접 레진 수복물의 경우, 가장자리를 덮어야 합니다. 모든 시간공극(잇몸, 구강, 혀)을 채우도록 하십시오.
4. 노출된 레진은 제조사의 지침에 따라 완전히 중합(빛 경화 또는 화학 경화)시키도록 합니다.
5. 공기 또는 물 스프레이로 남은 DeOx를 제거합니다.

사전 주의와 경고
1. 전문가 전용입니다.
2. 항상, 구강내 도포에 앞서 재료의 흐름상태를 확인합니다. 저항력이 느껴지면 팁을 교체하고 다시 확인하십시오.
3. 사용하기 전에 지침 전체를 주의하여 읽고 숙지합니다.
4. 성분에 대한 민감성이 있는 환자에게는 사용하지 마십시오. 알레르기 반응, 피부염, 발진이 생기면, 의사에게 상의하십시오.
5. 용기에 표시된 만료일 이후에는 사용하지 마십시오.
6. 팁은 일회용입니다. 교차 오염을 피하기 위해서는, 팁을 재사용하지 마십시오.
7. 해당 지역 법규에 따라, 사용한 팁은 처분하고 주사기는 잘 비워두십시오.
8. 구강 내로 들어가는 모든 주사기는 일회용 주사기 덮개를 덮고 사용이 끝났을 때와 사용을 시작할 때 소독해야 합니다. 이러한 조치를 취하지 않으면 주사기를 일회용으로 사용해야 합니다.

DeOx™ <div>Διάλυμα Φραγμού Οξυγόνου</div>	EL
---	----

Περιγραφή: Το διάλυμα φραγμού οξυγόνου DeOx είναι ένα αρωητική περίμετρος σε περιοχές όπου το ταίμεντο συνθετικό ή γέμισης περιφέρεται τόσο κλειστά στην τελική διάσταση έτσι ώστε τυχούσασα αφαίρεση της στιβάδας θα άφηνε κάποιο κενό. Επιτρέπτε αφαίρεση των ρητινών γέμισης κοντιότερα στην τελική περίμετρο πιο κοντά στη θεραπεία, απαλείφοντας έτσι τον ανάγκη να παρασχεθεί μια μεγάλη ποσότητα ιατού ταίμεντου, συνθετικού ή γέμισης.

Ενδείξεις: Για να αποφευχθεί ένα αρνητικό κενό ή μια αρνητική περίμετρος σε περιοχές όπου τη θεραπεύετε. Για έλεγχο της αναστολής του οξυγόνου, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή αλλά μη θεραπεύετε. 2. Αφαιρέστε το πάμα Luer Lock από τη σύριγγα του διαλύματος φραγμού DeOx και συνδέστε με ασφάλεια το ρύγχος μιας χρήσης πάνω στη σύριγγα. 3. Εφαρμόστε το διάλυμα DeOx. Καλύψτε όλη την εκτεθειμένη ρητίνη. Στην περίπτωση έμμεσης ανακρίσεως της πλήρους σύνθετης άμεσης ανακρίσεως ρητίνης, βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε τα περιθώρια. Προσέξτε να συμπληρώσετε όλες τις σχισμές (δηλ., ουλίτιδα, στοματική και γλωσσική).

Διαδικασία:
1. Όταν τοποθετείτε συνθετικές αποκαταστάσεις, συμπληρώστε την αποκατάσταση αλλά μη θεραπεύετε. Για έλεγχο της αναστολής του οξυγόνου, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή αλλά μη θεραπεύετε. 2. Αφαιρέστε το πάμα Luer Lock από τη σύριγγα του διαλύματος φραγμού DeOx και συνδέστε με ασφάλεια το ρύγχος μιας χρήσης πάνω στη σύριγγα. 3. Εφαρμόστε το διάλυμα DeOx. Καλύψτε όλη την εκτεθειμένη ρητίνη. Στην περίπτωση έμμεσης ανακρίσεως της πλήρους σύνθετης άμεσης ανακρίσεως ρητίνης, βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε τα περιθώρια. Προσέξτε να συμπληρώσετε όλες τις σχισμές (δηλ., ουλίτιδα, στοματική και γλωσσική). 4. Αφίστε την εκτεθειμένη ρητίνη να πολυμεριστεί πλήρως (φως ή ρημική σκλήρυνση) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 5. Αφαιρέστε την περίσσεια διαλύματος DeOx με ψεκασμό αέρα / νερού.

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις

1. Για επαγγελματική χρήση μόνο.
2. Επαληθεύστε πάντοτε τη ροή του υλικού προτού το εφαρμόσετε ενδοστοματικά. Εάν αναπνεύσετε αντίσταση, αντικαταστήστε το ρύγχος και ελέγξτε ξανά.
3. Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία.
4. Να μην χρησιμοποιείται σε ασθενείς με γνωστή ευαισθησία στα συστατικά. Εάν εμφανιστεί αλλεργική αντίδραση, dermatitίδα ή εξάνθημα, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
5. Μην το χρησιμοποιείτε αμέσως παρέλθει η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στα δοχεία.
6. Τα ρύγχη είναι αναλώσιμα. Προς αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης, μην επαναχρησιμοποιείτε τα ρύγχη.
7. Απορρίψτε κατάλληλα τα ρύγχη και τις κενές σύριγγες σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
8. Όλες οι ενδοστοματικές σύριγγες πρέπει να χρησιμοποιούνται με καλύμματα σύριγγας μιας χρήσης και να σκουπίζονται με απολυμαντικό μετρώσις χρήσεων. Εάν δεν ληφθούν αυτά τα μέτρα, οι σύριγγες θα πρέπει να θεωρηθούν ως μιας χρήσεως.

DeOx™ <div>氧气屏障熔液</div>	ZH
-------------------------	----

说明：DeOx 屏障溶液是一种透明、粘稠、甘油基溶液，旨在防止在树脂材料聚合时在树脂材料表面上形成氧抑制层。

适应症：防止在复合材料或粘合剂如此靠近最终尺寸形成轮廓，以至于该层的移除将留下空穴的区域出现负空穴或轮廓。可以在固化之前将较靠近最终轮廓的粘合树脂去除，从而消除处理大量多余的固化复合材料或粘合剂的必要性。

步骤：
1. 当放置复合修复体时，完成修复，但不要固化。对于粘合时的氧气抑制控制，按照制造商的指导执行，但不要固化。
2. 从 DeOx 屏障溶液的注射器中取出鲁尔锁盖，并将一次性针头牢固地连接到注射器上。
3. 应用 DeOx 熔液。覆盖所有暴露的树脂。在间接修复或全复合直接树脂修复的情况下，务必覆盖边缘。注意填补所有的齿斜隙（即牙龈、颊和舌）。
4. 允许暴露的树脂根据制造商的指导完全聚合（光或化学固化）。
5. 用空气/水喷射去除多余的 DeOx 溶液。

注意事项和警告
1. 仅限专业人士使用。
2. 在施于口腔之前，务必核实材料的流动性。如遇到阻力，更换针头并重新检查。
3. 使用前请仔细阅读并理解所有指导。
4. 切勿用于已知对成分过敏的患者。如果出现过敏、皮炎或湿疹，请就医。
5. 包装容器上所注明的失效日期过后切勿使用。
6. 针头为一次性使用。为了避免交叉污染，切勿重复使用针头。
7. 根据当地政府法规妥善处理针头和空注射器。
8. 所有口腔内注射器均必须与一次性注射器套管一起使用，并在使用之间擦拭消毒剂。如果不采取这些措施，应考虑使用一次性注射器。

DeOx™ <div>Раствор для формирования кислородного барьера</div>	RU
--	----

Описание: Раствор для формирования кислородного барьера DeOx - прозрачный, вязкий гель на основе глицерина, предотвращающий образование ингибирующего кислородом слоя на поверхности светоотверждаемых материалов во время полимеризации.

Показания: Используется для устранения пустых участков в местах, где композитный или фиксирующий цемент прилегает к окончательному контуру настолько близко, что удаление излишков оставит канавки. Позволяет удалять композитные пломбирочные материалы, прилегающие к окончательному контуру перед отверждением, тем самым устраняя необходимость работы с излишками отверждаемых композитов или фиксирующего цемента.

Использование:
1. Закончите размещение композитных материалов для реставрации, но не отверждайте. Для контроля образования ингибированного кислородом слоя во время реставрации, следуйте инструкциям производителя, но не отверждайте.
2. Снимите защитный колпачок Luer со шприца с раствором DeOx и надежно прикрепите одноразовый наконечник к шприцу.
3. Нанесите раствор DeOx. Покройте все открытые участки композита. При прямой или непрямой композитной реставрации, убедитесь, что все участки покрыты раствором. Позаботьтесь о заполнении всех амбразур (т.е. десневых, щечных и язычных).
4. Позвольте композитам полностью полимеризоваться (световое или химическое отверждение) в соответствии с инструкциями производителя.
5. Удалите излишки раствора DeOx с помощью воздушного/водного спрея.

Меры предосторожности и предупреждения

1. Только для профессионального применения.
2. Перед применением средства в ротовой полости всегда проверяйте, насколько хорошо оно выдавливается. При чрезмерном сопротивлении замените насадку и повторите проверку.
3. Перед использованием внимательно прочитайте и уясните все инструкции.
4. Не используйте средство для лечения пациентов с известной повышенной чувствительностью к ингредиентам. При появлении аллергической реакции, дерматита или сыпи обратитесь к врачу.
5. Не используйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.
6. Насадки являются одноразовыми. Во избежание перекрестного заражения, не используйте насадки повторно.
7. Утилизировать насадки и пустые шприцы согласно государственным нормам.
8. Все внутриоральные шприцы должны использоваться с одноразовыми шприцевыми наконечниками и протираться дезинфицирующим средством между использованиями. Если не следовать данным инструкциями то, шприцы следует рассматривать как одноразовые.

DeOx™ <div>น้ำยิป้องกั้นการยับยั้งด้วยก๊าซออกซิเจน</div>	TH
--	----

รายละเอียด:
น้ำยา DeOx เป็นน้ำยากลิเซอริน มีลักษณะเหนียว สีใส ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความน่าขนลุกหรือเรซินถูกยับยั้งด้วยก๊าซออกซิเจนเมื่อเกิด การพลัดเ็นโรเซซิน

ข้อบ่งใช้:
เพื่อป้องกันกาเกิดช่องว่างหรือเคাঁรูปที่ไม่พึงประสงค์ ในบริเวณที่มีการจัดรูปคอนฟลัดหรือการยึดใกล้โครงสร้างที่ย่อขนาดจนการนำขึ้นนั้นนอกจากจะเป็นเหตุให้เกิดช่องว่าง สามารถขจัดเรซินที่ใช้เป็นยาวีตออกเมื่อใกล้ได้เคাঁรูปสุดท้ายก่อนการแข็งตัว ทำให้ไม่ต้องจัดการกับคอนฟลัดที่แข็งตัวแล้วหรือการยึดในจำนวนมาก

ขั้นตอนการใช้:
1. เมื่อวางคอนฟลัด ทำการบูรณะให้เสร็จ แต่อย่าทำให้แข็งตัว โปรดทำตาม คำชี้แจง-ของผู้ผลิตเพื่อควบคุมการยับยั้งด้วยก๊าซออกซิเจนเวลาใช้การยึด แต่อย่าทำให้แข็งตัว
2. ถอดหัวลิ้อออกจากกระบอกฉีดยอน้ำยา DeOx แล้วใส่ปลายประเภทใช้ครั้งเดียวแบบตัวกระบอกฉีดยให้แน่น
3. ลงน้ำยา DeOx ลงให้ทั่วเรซินที่ไม่ได้ถูกปกปิดทั้งหมด ในกรณีของการบูรณะฟัน ด้วยชิ้นงานที่ผลิตจากห้องปฏิบัติการหรือการบูรณะแบบรูแบบด้วยเรซินคอนฟลัด โดยตรง ต้องลงให้ทั่วทุกด้าน เดิมช่องระหว่างฟันทั้งหมด (เช่น ด้านหน้า ด้านหลัง และ-ด้านสัน)
4. ปล่อยให้เรซินที่ไม่ได้ถูกปกปิดให้เกิดการพลัดเ็นโรเซซินเต็มที (การแข็งตัวด้วยแสงหรือความร้อน) ตามคำชี้แจงของผู้ผลิต
5. ใช้สเปรย์ลม/น้ำเพื่อขจัดน้ำยา DeOx ส่วนเกินออกไป

ข้อควรระวังและคำเตือน

1. สำหรับทันตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญใช้เท่านั้น
2. ตรวจสอบการไหลก่อนที่จะใช้งานภายในปากเสมอ หากพบว่าไหลได้ยาก ให้เปลี่ยนปลายแล้วตรวจ สอบใหม่
3. อ่านและทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนใช้
4. อย่าใช้กับผู้ป่วยที่มีความรู้สึกไวต่อส่วนผสมหากมีอาการแพ้ ผิวหนังอักเสบ หรือผื่นคันเกิดขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์
5. ห้ามใช้หลังวันหมดอายุที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์
6. ปลายจะใช้เพียงครั้งเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้าม อย่านำปลายกลับมาใช้ใหม่อีก
7. เก็บปลายและ-กระบอกเปล่าอย่างถูกต้องเพราะ-ส่วนตามที่กฎหมายกำหนด
8. กระบอกฉีดยทุกครั้งนอกจากใช้ภายในช่องปากจะ-ต้องใส่ส่วนที่ปกป้องกันปลาย กระบอกฉีดยประเภทใช้ครั้งเดียว และมีการยึดด้วยยาฆ่าเชื้อก่อนการใช้ทุกครั้ง หากไม่ทำตาม การยึดเหล่านี้แล้ว ควรใช้กระบอกฉีดยเพียงครั้งเดียว

DeOx™ <div>Roztwór barierowy</div>	PL
------------------------------------	----

Opis: Roztwór barierowy DeOx to przezroczysty, lepki roztwór na bazie gliceryny przeznaczony do zapobiegania tworzeniu warstwy inhibicji tlenowej na powierzchni żywic w trakcie polimeryzacji.

Wskazania: Zapobieganie negatywnym szczelinom lub konturom w obszarach, w których kompozyt lub cement lutujący jest kontrowany tak blisko wymiaru ostatecznego, że usunięcie warstwy pozostawiliby szczelinę. Umożliwia usuwanie żywic lutujących bliżej ostatecznego konturu przed utwardzeniem, eliminując potrzebę rozwiązywania problemu dużego nadmiaru utwardzonego kompozytu lub cementu lutującego.

Procedura:
1. Umieszczając uzupełnienia kompozytowe, należy wykonać uzupełnienie, ale nie przeprowadzać utwardzania. W celu kontrowania inhibicji tlenowej w trakcie lutowania należy przestrzegać instrukcji producenta, ale nie przeprowadzać utwardzania.
2. Zdjąć załyczek Luer Lock ze strzykawki z roztworem barierowym DeOx i założyć na nią jednorazową końcówkę.
3. Nałożyć roztwór DeOx. Pokryć całą odsłoniętą żywicę. W przypadku uzupełnienia pośredniego lub uzupełnienia bezpośredniego w części wykonanego z żywicy kompozytowej należy pamiętać ó konieczności pokrycia krawędzi. Należy zwrócić uwagę, aby wypełnić wszystkie szczeliny (tj. dziąsłowa, policzkową i językową).
4. Umożliwić całkowitą polimeryzację odsłoniętej żywicy (utwardzanie lampą lub utwardzanie chemiczne), postępując według instrukcji producenta.
5. Usunąć nadmiar roztworu DeOx za pomocą dmuchawki wodno-powietrznej.

Środki ostrożności i ostrzeżenia

1. Wyłącznie do profesjonalnego użytku.
2. Przed użyciem w jamie ustnej należy zawsze skontrolować równomierność wypływu przez końcówkę aplikacyjną. W przypadku wystąpienia oporu należy wymienić końcówkę i ponownie skontrolować wypływ.
3. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać i zrozumieć wszystkie zalecenia instrukcji.
4. Nie używać u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na składniki preparatu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, zapalenia skóry lub wysypki, należy skonsultować się z lekarzem.
5. Nie stosować po upływie terminu przydatności podanego na pojemnikach.
6. Końcówki przeznaczone są do użytku jednorazowego. Nie używać ponownie końcówek, aby uniknąć przeniesienia zakażenia.
7. Po użyciu końcówki i puste strzykawki należy prawidłowo zutylizować, postępując zgodnie z lokalnymi przepisami.
8. Wszelkich strzykawek wewnątrzustnych należy używać z jednorazowymi osłonami.
Pomiędzy kolejnymi zastosowaniami strzykawki należy przecierać roztworem dezynfekującym. W przeciwnym razie strzykawki należy traktować jako jednorazowe.

DeOx™ <div>Oxygen Bariyer Solüsyonu</div>	TR
---	----

Tanım: DeOx bariyer solüsyonu, polimerize olduğunda rezin materyallerin yüzeyinde bir oksijen inhibisyon tabakasının oluşmasını önlemek için tasarlanmış berrak, viskoz, gliserin esaslı bir solüsyondur.

Endikasyonlar: Son tabakanın kaldırılmasınan bir boşluk yaratabileceği kadar yakın olduğu kompozit veya yapıştırıcı simanın şekillendirildiği alanlarda negatif boşluk veya konturu önlemek için. Polimerizasyondan önce yapıştırıcı rezinin son kontura daha yakın bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlar, böylece çok fazla miktarda polimerize olmuş kompozit veya yapıştırma simanı ihtiyacı ortadan kaldırır.

Prosedür:
1. Kompozit restorasyonları yerleştirirken restorasyonu tamamlayın, ancak polimerize etmeyin. Yapıştırma sırasında oksijen inhibisyon kontrolü için üreticinin talimatlarını izleyin ancak polimerize etmeyin.
2. DeOx bariyer solüsyonunun şırıngasından Luer Lock kaşağı çıkarın ve tek kullanımlık ucu şırınganın üzerine sıkıca tutturun.
3. DeOx solüsyonu uygulayın. Açıkta kalmış simanın tamamını kaplayın. İndirekt bir restorasyon veya tam kompozit direkt siman restorasyonu durumunda, marjineri kapladığınızdan emin olun. Tüm embrasürleri (örneğin dişeti, bukkal ve lingual) doldurmaya dikkat edin.
4. Açıkta kalan simanın üretici talimatlarına göre tamamen polimerize olmasına (ışık veya kimyasal kür) izin verin.
5. Faza DeOx solüsyonunu hava / su spreyi ile çıkartın.

Önlemler ve Uyarılar

1. Sadece profesyonel kullanım içindir.
2. Ağız içine uygulamadan önce mutlaka materyalin akıp akmadığını kontrol edin. Dirençle karşılaşırsanız ucu değiştirin ve yeniden kontrol edin.
3. Kullanmadan önce bütün talimatları dikkatle okuyun ve anlayın.
4. Malzemelere karşı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kullanmayın. Alerjik reaksiyon, dermatit veya deri döküntüsü oluursa bir hekime danışın.
5. Kapların üzerinde belirtilen son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayın.
6. Uçlar tek kullanımlıktır. Çapraz kontaminasyonu önlemek için uçları tekrar kullanmayın.
7. Uçları ve boş şırıngaları yerel hükümet yönetmeliklerine uygun olacak şekilde bertaraf edin.
8. Tüm intra-oral şırıngalar tek kullanımlık şırınga kapakları ile birlikte kullanılmalı ve kullanımlar arasında dezenfektanla silinmelidir. Bu önlemler alınmazsa şırıngalar tek kullanımlık kabul edilmelidir.

DeOx™ <div>محلول حامل الأوكسجين</div>	AR
---------------------------------------	----

الوصف: محلول حامل الأوكسجين DeOx هو محلول شفاف لزج معتمد على الجلسرين بهدف إلى منع تشكل طبقة مانعة للأوكسجين على سطح مواد الراتينجات عند بلمرتها.

دواعي الاستعمال: لمنع ظهور فراغ أو محيط سالب في مناطق تثبيت اللاصق المركب أو الملاط بالقرب الشبيد من البعد الخارجي مما يجعل إزالة الطبقة تخلف فراغا. يسمح بإزالة راتينجات الملاط بالقرب من المحيط النهائي قبل التصليب، مما يقني عن الحاجة إلى معالجة بيور كبير من المركب المتصلب أو لاصق الملاط.

الإجراء:
1. عند وضع مواد الترميم المركبة، رجا إكمال عملية الترميم مع عدم التصليب. التحكم في منع الأكسجين عند استخدام ملاط التثبيت. اتبع تعليمات الشركة المصنعة لكن مع عدم التصليب.
2. قم بإزالة غطاء قفل Luer من محقنة محلول حامل الأكسجين DeOx مع تثبيت الطرف الذي يُستخدم لمرة واحدة بإحكام في المحقنة.
3. استخدم محلول DeOx. قم بتغطية جميع الراتينجات المكشوفة. في حالة الترميم غير المباشرة أو الترميم الكامل بمادة الراتينجات المباشرة المركبة، تأكد من تغطية الهوامش. اتبه لملء جميع الفراغات (مثل اللثة، واللوجنة، والمنطقة اللسانية).
4. اترك الراتينجات المكشوفة حتى بلمرتها كلية (باستخدام الضوء أو التصليب الكيميائي) وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة.
5. قم بإزالة محلول DeOx الزائد باستخدام رذاذ الهواء/الماء.

الاحتياطات والتحذيرات
1. للاستخدام المهني فقط.
2. احرص دائما على التحقق من تدفق المواد قبل استخدامها داخل الفم. في حالة المقاومة، رجا استبدال الطرف ثم التحقق مرة أخرى.
3. اقرأ جميع التعليمات وافهمها قبل الاستخدام.
4. لا تستخدم المنتج مع المرضى الذين لا تعرف حساسيتهم المكونة. في حالة ظهور الحساسية الأرجية أو الالتهاب الجلدي أو الطفح، اشر الطبيب.
5. لا تستخدم المنتج بعد انتهاء تاريخ مكتوب علي الغلاف.
6. الأطراف تستخدم لمرة واحدة. لتجنب التلوث المتبادل، تجنب إعادة استخدام الأطراف.
7. تحلص من الأطراف بشكل صحيح وقم بتفريغ المحاقن وفقا للوائح الحكومية المحلية.
8. يجب استخدام جميع المحاقن داخل الفم مع غطاء محاقن يُستخدم لمرة واحدة ومسحها بمطهر بين مرات الاستخدام. إذا لم يتم اتخاذ هذه التدابير، ينبغي أن تعتبر أن المحاقن يمكن استخدامها مرة واحدة فقط.

DeOx™ <div>Flammability</div>	Reactivity
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div>1</div></div></div><div><div><div></div></div><div><div>1</div></div></div><div><div><div></div></div><div><div>0</div></div></div></div></div>	
HAZARD RATINGS <div> <ul style="list-style-type: none">4 = Severe 3 = Serious 2 = Moderate 1 = Slight 0 = Minimal </div>	
For product MSDS please see our website: www.ultradent.com	

U.S. federal law restricts the sale of this device by or on the order of a dentist.
Keep out of reach of children.
For immediate reorder and/or complete descriptions of Ultradent's product line, refer to Ultradent's catalog or call Toll Free 1-800-552-5512.Outside U.S. call (801) 572-4200 or visit www.ultradent.com.

For product SDS please see our website: www.ultradent.com
1-800-552-5512; 801-572-4200

DeOx™ <div>Oxygen Barrier Solution</div>
Manufactured by: <div> <div><div><div></div></div></div> <div> <div><div></div></div> <div><div>Ultradent Products Inc</div></div> <div><div>505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, Utah 84095 USA</div></div> <div><div>Made in the USA from U.S. and globally sourced materials</div></div> </div> </div>