

Seek™ and Sable™ Seek™ Caries Indicator EN

Product Description
Seek™ caries indicator contains D&C dyes in a glycol base that stain carious dentin red. Sable™ Seek™ caries indicator contains FD&C dyes in an aqueous glycol base that stain carious dentin green.

For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

Delivery Forms)

- 1.2 ml delivery syringe
- Recommended delivery tip(s)
- Black Mini™ Brush

Indications for Use/Intended Purpose
Seek caries indicator is designed to aid in the complete removal of carious dentin. It is particularly useful in identifying caries in difficult to see locations and for the prevention in the over-excavating of deep caries.

Contraindications

For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at [www.ultradent.com](#). As an allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.

Warnings and Precautions

- Patient and dental professionals must wear protective eyewear with side shields
- Use only recommended tips
- Tips are single use only
- To avoid clogging, remove tip and re-cap with Luer Lock Caps between each use
- If the product is ingested, drink large amounts of water and contact a physician.
- If the product is aspirated, seek immediate medical attention.

- Avoid splattering. Stain is removed from acrylics using mechanical action. If dye does get on intraoral soft tissues, it will resolve on its own. If dye gets on extraoral tissue you can remove with soap and water. Use care

Seek™ e Sable™ Seek™ Rilevatore di carie IT

Productbeschriyng
Seek™-cariesindikator bevat D&C-kloroforfen op glykolische basis die cariëse dentine rood kleuren. Sable™ Seek™-cariesindikator bevat FD&C-kloroforfen in een waterige glykolische die carius dentine groen kleuren.

Lees alle instructies en veiligheidsinformatiebladen van de geneemde producten zorgvuldig door vóór gebruik en zorg dat u ze begrijpt.

Applicatievorm(en)

- Spuit van 1,2 ml
- Aanbevolen applicatietip(s)
- Black Mini™ Brush-tip

Indicaties voor gebruik/beoogd doel
Seek-cariesindicator is specifiek ontworpen om te helpen bij de volledige verwijdering van cariesus dentine. Het is vooral geschikt voor de identificatie van caries in moeilijk toegankelijke locaties en voor voorkoming van overmatige excavatie van diepe caries.

Contra-indicaties

- Voor patiënten of gebruikers met allergieën: raadpleeg het document over allergenen op [www.ultradent.com](#). Als een allergische reactie wordt waargenomen, spoel het blootgestelde gebied dan grondig met water en laat de patient de huisarts raadplegen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Patiënten en tandheelkundige professionals moeten veiligheidsbrillen met zijbescherming dragen.
- Gebruik alleen aanbevolen tips.
- Tips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
- Om verstopping te voorkomen, verwijder u de tip na elk gebruik en breng u de Luer Lock-dop aan.
- Als het product wordt ingeslikt, drink dan grote hoeveelheden water en raadpleeg een arts. Riep onmiddellijk medische hulp in, als het product wordt ingeademd.
- Vermijd spaties. De vlek wordt mechanisch verwijderd uit carieus gebied. Als er kleurstof op intraorale weke delen terechtkomt, verwijder met een mengsel van water en tandpasta.

- Als het product wordt ingeslikt, drink dan grote hoeveelheden water en raadpleeg een arts. Riep onmiddellijk medische hulp in, als het product wordt ingeademd.
- Vermijd spaties. De vlek wordt mechanisch verwijderd uit carieus gebied. Als er kleurstof op intraorale weke delen terechtkomt, verwijder met een mengsel van water en tandpasta.

- Als het product wordt ingeslikt, drink dan grote hoeveelheden water en raadpleeg een arts. Riep onmiddellijk medische hulp in, als het product wordt ingeademd.
- Vermijd spaties. De vlek wordt mechanisch verwijderd uit carieus gebied. Als er kleurstof op intraorale weke delen terechtkomt, verwijder met een mengsel van water en tandpasta.

- Vermijd spaties. De vlek wordt mechanisch verwijderd uit carieus gebied. Als er kleurstof op intraorale weke delen terechtkomt, verwijder met een mengsel van water en tandpasta.

Seek™ and Sable™ Seek™ Kariesindikator DA

Produktbeskrivelse
Seek™-kariesindikator indeholder D&C-farvestoffer i en glykolisk opløsning som farver cariøse tænder i Sable™ Seek™-kariesindikator indeholder FD&C-farvestoffer i en vandig glykolbase, der farver kariøse tænder grøn.

Læs og forstå alle instruktioner og SDS-oplysninger omhyggeligt for alle beskrevne produkter, før brug.

Leveringsformer(er)

- 1,2 ml applikationspørløse
- Aanbefalet

• appliceringsspid(er)
• Black Mini™ børstespids

Indikatorer for brug/tiltenet formål

Seek-kariesindikator er designet til at hjælpe med fuldstændigt fjernelse af kariøse tænder. Det er især ideelt til at identificere kariøs på steder, der er vanskelige at se, og for forebyggelse af overexcavation af dybe kariøse områder.

Kontraindikationer

• For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til produktallergendokumentet som er tilgængeligt på [ultradent.com](#). Hvis der observeres en allergisk reaktion, skylles det berørte område grundigt med vand, og patienten skal konsultere sin læge.

Advarsler og forholdsregler

- Patienter og behandlere skal bære beskyttelsesbrille med sideskærm
- Brug kun anbefalede spid(er)
- Spid(er) er kun til engangsbrug
- For at undgå clogging skal du fjerne spid(en) og sætte Luer-lock-hætten på igen mellem hver brug
- Hvis produktet indtages, drik store mængder vand og kontakt en læge. Søg omgående lægehjælp, hvis produktet indtages.
- Undgå sprøjt. Fjern mekanisk fra kariøse områder. Hvis fargestof kommer på blødt væv i munden, kan du fjerne det med vand og tandpasta.
- Undgå sprøjt. Fjern mekanisk fra kariøse områder. Hvis fargestof kommer på blødt væv i munden, vil det løse sig op på sig selv.

- Undgå sprøjt. Fjern mekanisk fra kariøse områder. Hvis fargestof kommer på blødt væv i munden, kan du fjerne det med vand og tandpasta.

Indberet enhver alvorlig hændelse til producenten og den kompetente myndighed.

[www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200](#)

Seek™ and Sable™ Seek™ Индикатор за кариес BG

Описание на продукта
Seek™-индикатор съдържа D&C-фарви в гликолова основа, която оцветява кариозни дентин в червено. Идикатор за кариес Sable™ Seek™ съдържа FD&C-фарви във водна гликолова основа, която оцветява кариозни дентин в зелено.

За всички описани продукти внимателно прочетете и разберете всички инструкции и информации за SDS преди употреба.

Форми(а) за доставка

- Спричница от 1,2 ml
- Препоръчани накрайници
- Наръчник Black Mini™

Показания за употреба/Предназначение

Индикатор за кариес Seek е предназначен да подпомогне пълното откриване на кариозни дентин в особено трудни за инспекция места, като кариес на трудно видими места. За превенция при прекомерно разкопаване на дълбоки кариес.

Противопоказания

• Пациенти или потребители с алергии, напрежени на страдания от алергии, достъпен на [www.ultradent.com](#). Ако се наблюдава алергична реакция, изплакнете пациента два сина обилно с вода и помолете пациента да се консултира с лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

- Пациенти и стоматолози трябва да носят защитни очила със странични щитове
- Използвайте само препоръчани накрайници
- Използвайте само един за еднократна употреба
- За да избегнете замърсяване, отстранявайте накрайника и поставяйте отново капачката с Luer lock след всяка употреба
- При поглъщане на продукта изпитайте голю реакция и се свържете с лекар. При издишане на продукта изпитайте по-тежките медицинска помощ.
- Не разпръсквайте. Плена се отстраняват механично от кариозните участъци. Боята се отмива с вода и мекса отстранява с подходяща pasta.

- Избягвайте пръскане. Миря се укланя механично с кариознищ područja. Ако боя допне на интраорална мекка ткива, измийте се с чиста вода.

- Избягвайте пръскане. Миря се укланя механично с кариознищ područja. Ако боя допне на интраорална мекка ткива, измийте се с чиста вода.

Доналейте всеки сериозен инцидент на производителя и компетентни органи.

[www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200](#)

Seek™ and Sable™ Seek™ Kariesindikator DE

Produktbeschreibung
Der Seek™ Kariesindikator enthält D&C-Farbstoffe auf Glykolbasis, die kariöses Dentin rot färben. Der Sable™ Seek™ Kariesindikator enthält FD&C-Farbstoffe auf wässriger Glykolbasis, die kariöses Dentin grün färben.

Lesen und beachten Sie vor der Anwendung aller beschriebenen Produkte sorgfältig alle Gebrauchsinstruktionen und Informationsblätter der Herstellerbetriebe.

Lieferarten)

- 1,2 ml Spritze
- Empfohlene Applikationsstütze(n)
- Black Mini™ Bürste

Anwendungsbereich/Verwendungszweck

Der Seek™ Kariesindikator ist ein Hilfsmittel zur vollständigen Entfernung von kariösem Dentin. Er ist besonders nützlich zur Karieserkennung an schlecht sichtbaren Stellen und verhindert ein übermäßiges Exkavieren von tiefen Karies.

Gegenanzeigen

• Für Patienten oder Anwender mit Bedenken in Bezug auf Allergien: Beachten Sie das Dokument zu allergischen im Produkt, das auf [ultradent.com](#) verfügbar ist. Kommt es zu einer allergischen Reaktion, spülen Sie den betroffenen Bereich gründlich mit Wasser ab und bitten Sie die betroffene Person, sich an den Hausarzt zu wenden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
• Patienten und Zahnärzte müssen eine Schutzbrille mit Seitenbeschermung tragen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Spitzen.
- Jede Spitze darf nur einmal verwendet werden.
- Entfernen Sie nach jedem Gebrauch die Dosierröhre und verschließen Sie die Spitze mit der Luer-Lock-Kappe, um ein Verstopfen zu vermeiden.
- Falls das Produkt verschluckt wurde, viel Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen. Falls das Produkt in die Luftröhre gelangt, sofort einen Arzt aufsuchen.

• Spritzer verwenden. Den Farbstoff mechanisch von kariösem Dentin entfernen. Geländereif Carbstoff auf intraorales Weichgewebe, ist er sich von selbst ab. Geländereif Farbstoff auf extraorales Gewebe, können Sie ihn mit Wasser und Seife entfernen.

Die Seek™ und Sable™ Seek™ Kariesindikatoren in Kontakt gebracht vorsichtg handhaben, da sie Flecken auf Kleidung hervorheben können. Kleidung, die mit Seek™ und Sable™ Seek™ Kariesindikatoren in Kontakt gekommen ist, mit einem Reinigungsmittel und warmem Wasser oder Haushaltsses reinigen. 1.

• Falls das Produkt verschluckt wurde, viel Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen. Falls das Produkt in die Luftröhre gelangt, sofort einen Arzt aufsuchen.

• Spritzer verwenden. Den Farbstoff mechanisch von kariösem Dentin entfernen. Geländereif Carbstoff auf intraorales Weichgewebe, ist er sich von selbst ab. Geländereif Farbstoff auf extraorales Gewebe, können Sie ihn mit Wasser und Seife entfernen.

Die Seek™ und Sable™ Seek™ Kariesindikatoren in Kontakt gebracht vorsichtg handhaben, da sie Flecken auf Kleidung hervorheben können. Kleidung, die mit Seek™ und Sable™ Seek™ Kariesindikatoren in Kontakt gekommen ist, mit einem Reinigungsmittel und warmem Wasser oder Haushaltsses reinigen. 1.

Melden Sie dem Hersteller und der zuständigen Behörde jeden größeren Vorfall.

[www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200](#)

Seek™ y Sable™ Seek™ Indicador de caries ES

Descripción del producto
Los indicadores de caries Seek o Sable Seek entran en contacto con la saliva, eliminando con detegete y tinte de color los tejidos cariados de una base de glicol que tñen de rojo la dentina cariada. El indicador de caries Sable™ Seek™ contiene tintes alimentarios, farmacológicos y cosméticos en una base acuosa de glicol que tñen de verde la dentina cariada.

Lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información de la hoja de seguridad de todos los productos descriptos antes de utilizarlos.

Modo(s) de presentación

- Jeringa de administración de 1,2 ml.
- Conjuntos recomendados para la dispensación
- Punta de cepillo Mini™ negra

Modo de uso o finalidad pretendida

El indicador de caries Seek está diseñado para ayudar a la eliminación completa de la dentina cariada. Es especialmente útil para identificar caries en lugares difíciles de ver y para prevenir la sobree excavación de caries profundas.

Contraindicaciones

• Para pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alérgenos del producto disponible en [ultradent.com](#). Si se observa una reacción alérgica, acabe abundantemente con agua corriente y consulte a su médico.

Advertencias y precauciones

- El paciente y los profesionales dentales deben llevar gafas protectoras con protección lateral.
- Utilice sólo las puntas recomendadas.
- Las puntas sólo se pueden utilizar una vez.
- Para evitar obstrucciones, retire la punta y vuelva a tapar con tapones Luer Lock entre cada uso.
- Si se ingiere el producto, la persona debe beber grandes cantidades de agua y ponerse en contacto con un médico. Si se aspira el producto, busque atención médica inmediatamente.
- Evite las salpicaduras. La mancha se elimina de la zona de la boca con agua y pasta de dientes.

Evite las salpicaduras. La mancha se elimina de la zona de la boca con agua y pasta de dientes. Evite las salpicaduras. La mancha se elimina de la zona de la boca con agua y pasta de dientes.

Evite las salpicaduras. La mancha se elimina de la zona de la boca con agua y pasta de dientes.

Melden Sie dem Hersteller und der zuständigen Behörde jeden größeren Vorfall.

[www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200](#)

Seek™ ja Sable™ Seek™ Kariesindikaattori FI

Tuotekuvaus
Seek™-kariesindikaattori sisältää D&C-väriaineita glykolipohjaisessa nesteessä, joka väriää kariotettua dentiniin punaisiksi. Sable™ Seek™-kariesindikaattori sisältää FD&C-väriaineita vesipitoisessa glykolipohjassa, joka väriää kariotettua dentiniin vihreiksi.

Lue huolellista käyttöohjetta ennen käyttäi ohjetta ja käyttöohjevalvustuslupaa, ja varmista niiden ymmärtämistä ennen käyttäyt.

Toimitusmuoto (-muodot)

- 1,2 ml annostelusäiliö
- Suosittelut vientiärikkä (-kärijet)
- Black Mini™ harjapää

Käyttöohjeet/käyttötarvotteet

Seek-kariesindikaattori on suunniteltu autamaan kariotettua kariotettua osuuden täydellistä poistamista dentiniästä. Se on erityisen hyödyllinen kariotettua tunnistamisessa vaikeasti näkyvissä paikoissa ja ehkäisee syvän kariotettua yleiskäytössä.

Vasta-aiheet

• Jos potillailla tai käyttäjillä on allergiaoiremia, katso tuotteen allergenisiaatiojakoja on saatavilla osoitteessa [ultradent.com](#). Jos allergisia reaktioita havaitaan, huuhtele alustilusta alle huuhdellulla vedellä ja pyydä potillaista ottamaan yhteyttä lääkäriin.

Värituotteet ja väritointimet

- Potillaan ja hoitoehkäisijöiden on käytettävä sivusuojalla varustettuja suojalaseja
- Käytä vain suositeltuja kärkiä
- Kärjet ovat kerrankäyttöisiä
- Värituotteita tuloksetta mekaanisesti poistaa kärjet ja sulje Luer Lock-korkilla jokaisen käyttökerran välillä
- Jos tuotetta on nieltty, juo suuraa määrää vettä ja ota yhteyttä lääkäriin. Jos tuotetta on hengitetty, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

- Vältä roiskemista. Väriä poistetaan mekaanisesti suullisella mekaaniselti. Jos väriaineita pääsee suun kautta pehmytkudoksiin, se hajaa itseään.

Ilmoita mahdollisista vakavista vaarallaneista valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

[www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200](#)

Seek™ and Sable™ Seek™ Indicateur de caries FR

Description du produit
L'indicateur de caries Seek™ contient des colorants D&C dans une base de glycol qui colorent en rouge la dentine cariée. L'indicateur de caries Sable™ Seek™ contient des colorants FD&C dans une base aqueuse de glycol qui colorent en vert la dentine cariée.

Pour tous les produits décrits et avant toute utilisation, veuillez lire attentivement et veiller à bien comprendre toutes les instructions et les informations de la FDS.

Application

- Seringue de 1,2 ml
- Conseil(s) d'application recommandé(s)
- Black Mini™ Brosse Tip

Indications d'utilisation/objectif

L'indicateur de caries Seek est conçu pour aider à l'élimination complète des caries dentaires. Il est particulièrement utile pour identifier les caries dans les endroits difficiles à voir et pour la prévention dans la surexcavation des caries profondes.

Contre-indications

• Pour les patients ou les utilisateurs ayant des problèmes d'allergie, se référer au document sur les allergies du produit disponible sur [ultradent.com](#). Si une réaction allergique est observée, rincez abondamment la zone exposée à l'eau et demandez au patient de consulter son médecin.

Mises en garde et précautions

Le patient et les professionnels dentaires doivent porter des lunettes de protection de écrans latéraux.

• N'utilisez que les embouts recommandés

• Les embouts sont à usage unique

• Pour éviter l'obstruction, retirez l'embout et rebouchez à l'aide d'un capuchon Luer Lock entre chaque utilisation

• Si le produit est ingéré, buvez de grandes quantités d'eau et contactez un médecin. En cas d'aspiration du produit, demandez immédiatement une assistance médicale

• Évitez les éclaboussures. Les taches sont éliminées mécaniquement des zones cariées. Si le colorant entre en contact avec les tissus mous intra-oraux, il se résout spontanément. Soyez prudent lorsque vous utilisez les indicateurs de caries Seek et Sable Seek, car ils peuvent tacher les vêtements.

Si les indicateurs de caries Seek ou Sable Seek

Melden Sie dem Hersteller und der zuständigen Behörde jeden größeren Vorfall.

[www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200](#)

Seek™ e Sable™ Seek™ Detector de caríe PT

Descrição dos produtos
O detector de caries Seek™ contém corantes D&C em uma base de glicol que mancham a dentina cariada de vermelho. O detector de caries Sable™ Seek™ contém corantes FD&C em uma base aquosa de glicol que mancham a dentina cariada de verde.

Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações da Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de usar.

Forma de aplicação

- Seringa de aplicação de 1,2 ml
- Ponta de aplicação recomendada
- Ponta de aplicação com escova Black Mini™

Indicações de uso/Finalidade pretendida

O detector de caríe Seek é projetado para auxiliar na remoção completa da dentina cariada. E é especialmente útil para identificar caries em lugares de difícil visualização e na prevenção da remoção excessiva de caries profundas.

Contraindicações

• Para pacientes ou usuários com problemas alérgicos, consulte o documento de alérgenos do produto disponível em [ultradent.com](#). Se for observada reação alérgica, enxágue bem a área exposta com água e solicite ao paciente que consulte seu médico.

Advertências e precauções

• Pacientes e profissionais de odontologia devem usar óculos de proteção com protetores laterais

• Use apenas as pontas recomendadas

• As pontas são descartáveis

• Para evitar obstruções, remova a ponta e recoloque as tampas Luer Lock entre cada uso

• Se o produto for ingerido, beba bastante água e entre em contato com um médico. Se o produto for aspirado, procure atendimento médico imediato.

• Evite respingos. As manchas são removidas das áreas cariadas mecanicamente. Se o corante atingir tecidos moles intraorais, ele se dissipa por conta própria.

• Evite respingos. As manchas são removidas das áreas cariadas mecanicamente. Se o corante atingir tecidos moles intraorais, ele se dissipa por conta própria.

• Evite respingos. As manchas são removidas das áreas cariadas mecanicamente. Se o corante atingir tecidos moles intraorais, ele se dissipa por conta própria.

• Evite respingos. As manchas são removidas das áreas cariadas mecanicamente. Se o corante atingir tecidos moles intraorais, ele se dissipa por conta própria.

Melden Sie dem Hersteller und der zuständigen Behörde jeden größeren Vorfall.

[www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200](#)

Seek™ en Sable™ Seek™ Cariësiindicator NL

Productbeschrijving
Seek™-cariesindicator bevat D&C-kloroforfen op glykolische die caries dentine rood kleuren. Sable™ Seek™-cariesindicator bevat FD&C-kloroforfen in een waterige glykolische die caries dentine groen kleuren.

Lees alle instructies en veiligheidsinformatiebladen van de geneemde producten zorgvuldig door vóór gebruik en zorg dat u ze begrijpt.

Applicatievorm(en)

- Spuit van 1,2 ml
- Aanbevolen applicatietip(s)
- Black Mini™ Brush-tip

Indicaties voor gebruik/beoogd doel

Seek-cariesindicator is specifiek ontworpen om te helpen bij de volledige verwijdering van cariesus dentine. Het is vooral geschikt voor de identificatie van caries op moeilijk toegankbare plaatsen en ter voorkoming van overmatige excavatie van diepe caries.

Contra-indicaties

• Voor patiënten of gebruikers met allergieën: raadpleeg het document over allergenen op [ultradent.com](#). Als een allergische reactie wordt waargenomen, spoel het blootgestelde gebied dan grondig met water en laat de patient de huisarts raadplegen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
• Patiënten en tandheelkundige professionals moeten veiligheidsbrillen met zijbescherming dragen.
- Gebruik alleen aanbevolen tips.
- Tips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
- Om verstopping te voorkomen, verwijderd u de tip na elk gebruik en breng u de Luer Lock-dop aan.
- Als het product wordt ingeslikt, drink dan grote hoeveelheden water en raadpleeg een arts. Riep onmiddellijk medische hulp in, als het product wordt ingeademd.
- Vermijd spaties. De vlek wordt mechanisch verwijderd uit carieus gebied. Als er kleurstof op intraorale weke delen terechtkomt, verwijder met een mengsel van water en tandpasta.

• Als het product wordt ingeslikt, drink dan grote hoeveelheden water en raadpleeg een arts. Riep onmiddellijk medische hulp in, als het product wordt ingeademd.

Overige informatie

Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en de lokale autoriteiten.

[www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200](#)

Melden Sie dem Hersteller und der zuständigen Behörde jeden größeren Vorfall.

[www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200](#)

Seek™ and Sable™ Seek™ Cariësiindicator SV

Produktbeskrivning
Seek™-kariesindikator innehåller D&C-färgämnen i en glykolisk botten som färgar kariøse tænder rødt. Sable™ Seek™-kariesindikator innehåller FD&C-färgämnen i en vattenhaltig glykolisk botten som färgar kariøse tænder grönt

