



- Remove product from packaging.
 'U' • Upper whitening tray
 'L' • Lower whitening tray



- Position upper tray on teeth.



- Bite firmly, then suck on tray for 2 seconds.



- Remove colored outer tray, leaving the white inner tray on teeth. Repeat the process for the lower tray.



- After indicated wear time, remove whitening trays and brush teeth.




- Neem het product uit de verpakking.
 'U' • Bovenste bleekbeugel
 'L' • Onderste bleekbeugel



- Plaats de bovenste beugel op de tanden.



- Bijt hard en zuig dan gedurende twee seconden op de beugel.



- Verwijder de gekleurde buitenbeugel; laat de witte binnenbeugel op de tanden. Herhaal dit proces voor de onderste beugel.



- Verwijder na de aangegeven draagperiode de bleekbeugels en poets uw tanden.



- Remova o produto da embalagem.
 'U' • Moldeira de branqueamento superior
 'L' • Moldeira de branqueamento inferior



- Posicione a moldeira superior nos dentes.



- Morda firmemente e em seguida aspire a moldeira durante 2 segundos.



- Remova a moldeira externa colorida, deixando a moldeira interna branca sobre os dentes. Repita o processo para a moldeira inferior.



- Após o tempo de uso indicado, retire as moldieiras de branqueamento e escove os dentes.

Description:

Opalescence Go is a dentist-controlled, dentist-supervised, take-home whitening system dispensed in pre-loaded disposable trays. It is a clear, flavored, high viscosity, sticky, 6% hydrogen peroxide gel with potassium nitrate and sodium fluoride.

Precautions for Europe:

- Not to be used on a person under 18 years of age.
- To be only sold to dental practitioners. For each cycle of use, the first use to be only done by dental practitioners or under their direct supervision if an equivalent level of safety is ensured. Afterwards to be provided to the consumer to complete the cycle of use.
- Contains sodium fluoride.
- Please note the expiration date printed on the outer package/tray containers.

Precautions:

- Limit contact with soft tissue.
- Some amalgam fillings may leave a dark purple color in your whitening tray, this is normal.
- Avoid treatment if patient may swallow or aspirate tray.
- If you have any questions regarding this product, please consult your dental professional.
- Some patients may experience temporary discomfort of the gums, lips, throat, tongue, or teeth. Should any of these symptoms persist or worsen after discontinuing use, or in cases of severe discomfort, call your dental professional.
- Do not eat, drink, or use tobacco products while whitening trays are in place.
- Do not wear whitening tray while sleeping.
- Avoid swallowing large amounts of gel. Ingestion of small amounts of gel during use is expected.
- For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.
- Restorative materials will not whiten.
- Inform your dentist that you have been whitening prior to any dental procedure.
- Patients with serious health concerns should consult their primary care provider prior to treatment.
- Pregnant or nursing women should not use teeth whitening products.
- White spots on the enamel may become more apparent during the whitening process and often blend with continued whitening.
- Teeth can re-stain over time, do touch up teeth whitening treatments as necessary.
- Avoid contact with eyes.
- To prevent additional irritation, gingival and general oral health should be evaluated prior to initiating treatment.
- Monitor progress to prevent whitening beyond the desired shade or translucency.

Beschrijving:

Opalescence Go is een bleeksysteem voor thuisbehandelingen onder toezicht en controle van een tandarts, dat toegediend wordt door middel van vooraf gevulde beugels. Het is een transparante, gearomatiseerde, hoogviskeuze, plakkerige, 6%-waterstofperoxidegel met kaliumnitraat en natriumfluoride.

Voorzorgsmaatregelen voor Europa:

- Mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar.
- Mag alleen worden verkocht aan tandheelkundigen. Voor elke gebruikscyclus geldt dat het de eerste keer alleen mag worden gebruikt door tandheelkundigen of onder hun directe toezicht als er een gelijkwaardig veiligheidsniveau wordt gegarandeerd. Daarna mag het aan de consument worden gegeven om de gebruikscyclus te voltooien.
- Bevat natriumfluoride.
- Let op de uiterste gebruiksdatum op de buitenverpakking/beugelverpakking.

Voorzorgsmaatregelen:

- Beperk het contact met zachte weefsels.
- Het kan zijn dat sommige amalgamvullingen een donkerpaarse kleur achterlaten in uw bleekbeugel. Dit is normaal.
- Vermijd de behandeling als er een mogelijkheid bestaat dat de patiënt de beugel kan inslikken of inzuigen.
- Als u vragen hebt over dit product, raadpleeg dan uw tandarts.
- Sommige patiënten kunnen tijdelijk ongemak ervaren aan het tandvlees, lippen, keel, tong of tanden. Als een van deze symptomen aanhoudt of erger wordt na het staken van het gebruik of in geval van ernstig ongemak, bel naar uw tandarts.
- Eet, drink of gebruik geen tabak wanneer u de bleekbeugels in hebt.
- Draag geen bleekbeugels tijdens het slapen.
- Sluk geen grote hoeveelheden gel in. Het is wel te verwachten dat er tijdens het gebruik kleine hoeveelheden gel ingeslikt worden.
- Raadpleeg voor patiënten of gebruikers met allergieën het document over allergene producten op www.ultradent.com. Als er een allergische reactie wordt waargenomen, spoel dan de blootgestelde zone grondig met water en laat de patiënt zijn arts raadplegen.
- Restaurerend materiaal zal niet bleken.
- Informeer uw tandarts dat u uw tanden hebt gebleekt voor elke tandheelkundige procedure.
- Patiënten met ernstige gezondheidsproblemen moeten hun primaire gezondheidszorgverlener raadplegen vóór de behandeling.
- Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, mogen geen tandbleekproducten gebruiken.
- Witte vlekken op het glazuur kunnen opvallender worden tijdens het bleekproces, maar deze vervagen na continu bleken vaak.
- Er kunnen na verloop van tijd weer vlekken verschijnen op de tanden. Herhaal de bleekbehandelingen zoals nodig.
- Vermijd contact met de ogen.
- Om extra irritatie te vermijden moeten de gezondheid van het tandvlees en de mond vóór het begin van de behandeling beoordeeld worden.
- Monitor de vooruitgang om te vermijden dat de tanden witter worden dan de gewenste tint of doorzichtigheid.

Descrição:

O branqueador Opalescence Go - EU é um sistema de branqueamento controlado e supervisionado pelo dentista e que pode ser levado para casa, aplicado através moldieiras pré-carregadas e descartáveis. Trata-se de um gel de peróxido de hidrogénio a 6% transparente, com sabor, de alta viscosidade e adesivo com nitrato de potássio e fluoreto de sódio.

Precauções para a Europa:

- Não deve ser utilizado por pessoas com idade inferior a 18 anos.
- Venda exclusiva a médicos dentistas. Para cada ciclo de utilização, a primeira utilização está reservada exclusivamente a médicos dentistas ou sob a sua supervisão direta, se for assegurado um nível de segurança equivalente. Em seguida, deverá ser entregue ao paciente para concluir o ciclo de utilização.
- Contém fluoreto de sódio.
- Por favor tenha em consideração a data de validade impressa na embalagem/involúcrulos das moldieiras.

Precauções:

- Limite o contacto com tecidos moles.
- Algumas amalgamas de obturação podem deixar uma cor púrpura escura na moldieira branqueadora; isto é normal.
- Evite o tratamento se existe a possibilidade de o paciente engolir ou aspirar a moldieira.
- Se tiver alguma dúvida sobre este produto, entre em contacto com o seu dentista.
- Alguns pacientes podem sentir desconforto temporário das gengivas, lábios, garganta, língua ou dentes. Se algum destes sintomas persistir ou piorar após a interrupção da utilização, ou em casos de desconforto grave, contacte o seu dentista.
- Não coma, não beba nem use produtos de tabaco enquanto as moldieiras branqueadoras estiverem no lugar.
- Não use a moldieira branqueadora enquanto dorme.
- Evite engolir grandes quantidades de gel. É esperada a ingestão de pequenas quantidades de gel durante a utilização.
- Para doentes ou utilizadores com alergias, consulte o documento sobre alergénios do produto disponível em www.ultradent.com. Se for observada uma reação alérgica, lave bem a área exposta com água e peça ao paciente que consulte o seu médico.
- Os materiais restaurativos não serão branqueados.
- Informe o seu dentista que tem feito um branqueamento antes de qualquer procedimento dentário.
- Os pacientes com sérias preocupações de saúde devem consultar o seu médico antes do tratamento.
- Mulheres grávidas ou lactantes não devem usar produtos branqueadores de dentes.
- As manchas brancas no esmalte podem tornar-se mais aparentes durante o processo de branqueamento e muitas vezes misturam-se com o branqueamento contínuo.
- Os dentes podem voltar a ficar manchados com o tempo, faça tratamentos de retoque de branqueamento dos dentes, conforme necessário.
- Evite o contacto com os olhos.
- Para evitar uma irritação adicional, deve se feita uma avaliação da saúde das gengivas e oral geral antes de iniciar o tratamento.
- Controle o progresso para evitar o branqueamento para além da tonalidade ou translucidez desejada.



- Produkt aus der Verpackung nehmen.
 'U' • obere Zahnweißungsschiene
 'L' • untere Zahnweißungsschiene



- Position der oberen Zahnschiene auf den Zähnen.



- Kräftig zubeißen und dann an der Zahnschiene 2 Sekunden lang saugen.



- Die farbige äußere Zahnschiene entfernen und die weiße innere Zahnschiene auf den Zähnen lassen. Das Verfahren für die untere Zahnschiene wiederholen.



- Nach Ablauf der angegebenen Tragezeit die Zahnweißungsschienen entfernen und die Zähne putzen.




- Rimuovere il prodotto dall'imballaggio.
 'U' • Mascherina di sbiancamento superiore
 'L' • Mascherina di sbiancamento inferiore



- Posizionare la mascherina di sbiancamento superiore sui denti.




- Mordere saldamente, quindi aspirare sulla mascherina per 2 secondi.




- Rimuovere la parte esterna colorata della mascherina, lasciando la parte interna bianca sui denti. Ripetere i passaggi per la mascherina inferiore.



- Dopo il tempo indicato, rimuovere le mascherine di sbiancamento e lavare i denti.



- Ta ur produkten från förpackningen.
 'U' • Övre tandblekningskena
 'L' • Under tandblekningskena



- Positionera den övre skenan över tänderna.



- Bit hårt i skenan och sug därefter i 2 sekunder.



- Avlägsna den färgade ytterknan och lämna den vita innerskenan över tänderna. Upprepa processen för den undre skenan.



- Efter indikerad tid ska du avlägsna tandblekningskenorna och borsta tänderna.

Beschreibung:

Opalescence Go ist ein vom Zahnarzt verabreichtes und vom Zahnarzt überwachtes Zahnweißungssystem für die Anwendung zu Hause, das auf vorher beladenen Einweg-Zahnschienen dispensiert wird. Es handelt sich um ein klares, aromatisiertes, hochviskoses und haltendes 6%iges Wasserstoffperoxidgel mit Kaliumnitratt und Natriumfluorid.

Vorsichtsmaßnahmen für Europa:

- Nicht anzuwenden bei Personen unter 18 Jahren.
- Nur zum Verkauf an niedergelassene Zahnärzte. Bei jeden Anwendungszyklus darf die erste Anwendung nur durch niedergelassene Zahnärzte oder unter deren direkter Aufsicht vorgenommen werden, wenn ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleistet ist. Danach wird es dem Verbraucher zur Verfügung gestellt, um den Anwendungszyklus zu vervollständigen.
- Enthält Natriumfluorid.
- Bitte beachten Sie das auf der Außenverpackung / Zahnschienenbehälter aufgedruckte Verfallsdatum.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Kontakt mit Weichteilen zeitlich begrenzen.
- Manche Amalgamfüllungen können eine dunkelviolette Farbe an der Zahnweißungsschiene hinterlassen. Das ist normal.
- Die Behandlung vermeiden, falls der Patient die Zahnschiene verschlucken oder aspirieren kann.
- Bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt.
- Einige Patienten können vorübergehende Beschwerden an Zahnfleisch, Lippen, Rachenraum, Zunge oder an den Zähnen erleben. Wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt, falls die Symptome nach Absetzen der Verwendung weiterhin anhalten oder bei Fällen, in denen schwerwiegende Beschwerden vorliegen.
- Nicht essen, trinken oder Tabakprodukte konsumieren, solange die Zahnweißungsschienen in Position eingesetzt sind.
- Beim Schlafen keine Zahnweißungsschiene tragen.
- Das Verschlucken großer Mengen Gel vermeiden. Die Einnahme kleiner Mengen Gel während der Verwendung wird erwartet.
- Informationen zu Patienten oder Benutzer mit Verdacht auf Allergien finden Sie im allgemeinen Allergen-Produktokument unter www.ultradent.com. Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion den exponierten Bereich gründlich mit Wasser spülen und dafür sorgen, dass der Patient seinen Arzt konsultiert.
- Restaurativmaterialien lassen sich nicht aufhellen.
- Informieren Sie Ihren Zahnarzt vor einer Zahnbehandlung, dass bei Ihnen eine Zahnweißung durchgeführt wurde.
- Patienten mit schwerwiegenden gesundheitlichen Bedenken sollten vor der Behandlung ihren medizinischen Erstsversorger befragen.
- Schwangere oder stillende Mütter sollten keine Zahnweißungsprodukte verwenden.
- Während des Zahnweißvorgangs erscheinen die weißen Flecken auf dem Zahnschmelz auffälliger und können sich bei fortgesetzter Zahnweißung vermischen.
- Zähne können sich im Lauf der Zeit erneut verfärben. Lassen Sie deshalb gegebenenfalls die Zahnweißungsbehandlung nachbessern.
- Kontakt mit den Augen vermeiden.
- Gingivale und allgemeine orale Gesundheit sollte vor dem Beginn einer Behandlung beurteilt werden, um einer zusätzlichen Reizung vorzubeugen.
- Den Fortschritt überwachen, um eine Zahnweißung über die gewünschte Schattierung hinaus zu verhindern.

Descrizione:

Opalescence Go è un sistema sbiancante utilizzabile a domicilio controllato e supervisionato da dentista, fornito in mascherine monouso precaricate. Il prodotto è trasparente, aromatizzato, ad alta viscosità, appiccicoso, contiene perossido di idrogeno al 6%, insieme a nitrato di potassio e fluoro di sodio.

Precauzioni per l'Europa:

- Da non usare su minori di 18 anni.
- Vendita consentita solo per dentisti. Per ogni ciclo d'uso, il primo utilizzo va effettuato soltanto da un dentista professionista o sotto la sua diretta supervisione, solo nel caso in cui vi sia un livello di sicurezza equivalente. In seguito il prodotto può essere fornito al cliente ai fini del completamento del ciclo d'uso.
- Contiene fluoro di sodio.
- Verificare la data di scadenza stampata sull'esterno della confezione/sui contenitori delle mascherine.

Precauzioni:

- Limitare il contatto con i tessuti molli.
- Alcune otturazioni in amalgama possono lasciare un colore viola scuro sulla mascherina sbiancante, è normale.
- Evitare il trattamento se il paziente può ingerire o aspirare la mascherina.
- In caso di domande riguardo a questo prodotto, consultare il proprio dentista.
- Alcuni pazienti possono notare un disagio temporaneo a carico di gengive, labbra, gola, lingua o denti. Nel caso in cui uno qualsiasi di questi sintomi persista o peggiori successivamente all'uso intermittente, oppure in casi di grave disagio, contattare il proprio dentista.
- Non mangiare, bere, o consumare prodotti del tabacco mentre le mascherine per il trattamento sbiancante sono in posizione.
- Non indossare la mascherina sbiancante durante il sonno.
- Evitare di ingerire grandi quantità di gel. L'ingerimento di piccole quantità di gel durante l'uso è previsto.
- Per pazienti o utenti con problemi di allergie, fare riferimento al documento sugli allergeni disponibile al sito www.ultradent.com. Se vengono riscontrate delle reazioni allergiche, lavare le aree esposte con molta acqua e far controllare il paziente da un medico.
- I materiali per il restauro dentale non subiranno alcuno sbiancamento.
- Informare il proprio dentista se ci si è sottoposti a sbiancamento, prima di subire qualsiasi procedura dentistica.
- I pazienti con gravi problemi di salute devono contattare il proprio medico prima del trattamento.
- Le donne incinte o in fase di allattamento non possono usare prodotti per lo sbiancamento dentale.
- Le macchie bianche sullo smalto possono apparire più visibili durante il processo di sbiancamento, ma spesso si fondono con lo sbiancamento dentale.
- I denti possono macchiarsi nuovamente nel tempo, quindi effettuare trattamenti di sbiancamento secondo necessità.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Per impedire l'irritazione, è necessario valutare la salute gengivale e orale globale prima di iniziare il trattamento.
- Monitorare il progresso dello sbiancamento per evitare uno sbiancamento o un grado di traslucenza oltre il livello desiderato.

Beskrivning:

Opalescence Go är ett sprutdispenserat blekningsystem för hemmaanvändning under kontroll och uppsyn av tandläkare. Det är en genomskinlig, smaksatt, högviskös och klibbande 6-procentig väteperoxidgel med kaliumnitratt och natriumfluorid.

Försiktighetsåtgärder för Europa:

- Ska inte användas för personer som är yngre än 18 år.
- Får endast säljas till tandläkare. För varje användningscykel ska den första utlösas av en tandläkare eller under dennes direkta överinseende om en löbakt säkerhetsnivå ska garanteras. Efteråt ska den ges åt konsumenten för fullbordande av cykeln.
- Innehåller natriumfluorid.
- Observera utgångsdatumet som är tryckt på ytterförpackningen.

Försiktighetsåtgärder:

- Undvik kontakt med mjukvävnad.
- Vissa amalgamfyllningar kan efterlämna en mörklig färg på din blekningskena, vilket är normalt.
- Undvik behandling om patienten kan tänkas svälja eller aspirera skenan.
- Rådfråga din tandläkare om du har frågor om den här produkten.
- Vissa patienter kan uppleva ett övergående obehag i tandkött, läppar, svalg, tunga eller tänder. Kontakta din tandläkare om något av dessa symptom skulle bestå eller förvärras efter avslutad användning.
- Du ska inte äta, dricka eller använda tobaksprodukter när du har blekningsknan i munnen.
- Bär inte tandblekningskna medan du sover.
- Undvik att svälja större mängder gel. Insupning av små mängder gel under användning är normalt.
- Besök www.ultradent.com för att se dokument om produktallergener för patienter eller användare med allergier. Om en allergisk reaktion observeras ska du skölja det exponerade området med vatten och uppmana patienten att konsultera sin läkare.
- Det går inte att bleka restaureringsmaterial.
- Informera din tandläkare om att du har blekt dina tänder innan ni påbörjar någon behandling.
- Patienter med allvariga hälsoproblem bör konsultera sin primära vårdgivare före behandling.
- Gravida eller ammande kvinnor bör inte använda tandblekningsprodukter.
- Vita fläckar på emalen kan bli mer framträdande under blekningsprocessen och sedan smältas in under fortsatt blekning.
- Tänderna kan bli fläckiga igen, i vilket fall du kan förbättra resultatet med ytterligare blekning.
- Undvik kontakt med ögon.
- För att undvika ytterligare irritation bör du kontrollera att gingivan är frisk och att patienten har god allmän munhälsa före behandling.
- Övervaka blekningsförloppet för att undvika blekning utöver önskad grad av blekning eller genomskinlighet.




- Retirer le produit de l'emballage.
 « U » • Gouttière de blanchiment supérieur
 « L » • Gouttière de blanchiment inférieur



- Positionner la gouttière supérieure sur les dents.




- Mordre fermement, puis sucer la gouttière pendant 2 secondes.



- Retirer la gouttière extérieure colorée en laissant la gouttière intérieure blanche sur les dents. Répéter le processus pour la gouttière inférieure.



- Après le temps indiqué, retirer les gouttières de blanchiment et se brosser les dents.




- Extraiga el producto de su embalaje.
 'U' • Cubeta de blanqueamiento superior
 'L' • Cubeta de blanqueamiento inferior



- Posicione la cubeta superior sobre los dientes.




- Muerda firmemente, y luego succione sobre la cubeta durante dos segundos.



- Retire la cubeta externa de color, dejando la cubeta interior blanca sobre los dientes. Repita el proceso para la cubeta inferior.



- Tras el tiempo de uso indicado, retire las cubetas de blanqueamiento y cepílese los dientes.



- Produktet toges ud af emballagen.
 'U' • Tandblekningsform til tænder i overmund
 'L' • Tandblekningsform til tænder i undermund



- Anbring den øverste form på tænderne.



- Bid fast sammen, og sug derefter på formen i 2 sekunder.



- Fjern den farvede ydre form, og lad den hvide indre form sidde på tænderne. Gentag processen i undermund.



- Efter den oplyste påføringstid fjernes tandblegningsformene og tænderne børstes.

Description :

Opalescence Go est un système de blanchiment à emporter contrôlé par le dentiste, supervisé par le dentiste et distribué dans des gouttières jetables préchargées. Il s'agit d'un gel de peroxyde d'hydrogène transparent collant à 6%, aromatisé, à haute viscosité, avec du nitratre de potassium et du fluorure de sodium.

Precautions pour l'Europe:

- Ne pas utiliser sur une personne de moins de 18 ans.
- Ne peut être vendu qu'à des dentistes. Pour chaque cycle d'utilisation, la première utilisation ne peut être gérée que par un dentiste ou sous sa supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré. A fournir ensuite au consommateur pour terminer le cycle d'utilisation.
- Contient du fluorure de sodium.
- Veillez noter la date d'expiration imprimée sur l'emballage extérieur/les conteneurs de gouttières.

Precautions :

- Limiter le contact avec les tissus mous.
- Certains garnitures d'amalgame peuvent laisser une couleur violet foncé dans votre gouttière de blanchiment ; c'est normal.
- Éviter le traitement si le patient peut avaler ou aspirer la gouttière.
- Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez consulter votre dentiste.
- Certains patients peuvent ressentir une gêne temporaire des gencives, des lèvres, de la gorge, de la langue ou des dents. Si l'un de ces symptômes persiste ou s'aggrave après l'arrêt de l'utilisation ou en cas d'inconfort sévère, appelez votre dentiste.
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant que les gouttières de blanchiment sont en place.
- Ne pas porter de gouttières de blanchiment pendant le sommeil.
- Éviter d'avaler de grandes quantités de gel. L'ingestion de petites quantités de gel pendant l'utilisation est attendue.
- Pour les patients ou utilisateurs souffrant d'allergies, reportez-vous au document sur les allergènes du produit disponible sur www.ultradent.com. Si une réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée à l'eau et demander au patient de consulter son médecin.
- Les matériaux de restauration ne blanchiront pas.
- Informez votre dentiste que vous devez avoir blanchi vos dents avant toute intervention dentaire.
- Les patients ayant de graves problèmes de santé devaient consulter leur fournisseur de soins primaires avant le traitement.
- Les femmes enceintes ou qui allaitent ne devraient pas utiliser de produits de blanchiment des dents.
- Les taches blanches sur l'émail peuvent devenir plus apparentes pendant le processus de blanchiment et se mélanger par la suite avec un blanchiment continu.
- Les dents peuvent se tacher au fil du temps, retoucher les traitements de blanchiment des dents si nécessaire.
- Éviter tout contact du produit avec les yeux.
- Pour éviter toute irritation supplémentaire, l'état de santé gingival et buccal doit être évalué avant de commencer le traitement.
- Surveillez les progrès pour éviter de blanchir au-delà de la teinte ou de la translucidité souhaitées.

Descripción:

Opalescence Go es un sistema de blanqueamiento controlado y supervisado por el



1. Poista tuote pakkauksesta.
U - Ylähampaiden valkaisuuslikka
L - Alahampaiden valkaisuuslikka



2. Laita ylempi lusikka paikalleen hampaisiin.



3. Pure voimakkaasti, purista sitten lusikkaa imuiluikkeellä kahden sekunnin ajan.



4. Poista värillinen ulompi lusikka ja jätä valkoinen sisempi lusikka paikalleen hampaisiin. Tee sama alahampaiden lusikalle.



5. Poista valkaisuusliikat ilmoitetun käyttöajan jälkeen ja harjaa hampaat.



1. Wyjąć produkt z opakowania. „U” - Dolna nakładka wybielająca
„L” - Dolna nakładka wybielająca



2. Umieścić nakładkę górną na zębach.



3. Mocno zagryźć, a następnie zasysać nakładkę przez 2 sekundy.



4. Zdjąć kolorową nakładkę zewnętrzną, pozostawiając białą nakładkę wewnętrzną na zębach. Powtórzyć proces z nakładką dołną.



5. Po upływie podanego czasu noszenia, zdjąć nakładki wybielające i umyć zęby.




1. Ürünü ambalajından çıkarmın.
U - Üst beyazlatma plağı
L - Alt beyazlatma plağı



2. Üst plağı dişe yerleştirin.



3. İyice ısırın, daha sonra 2 saniye plağı emin.



4. Renkli dış plağı çıkarıp beyaz iç plağı dişte bırakın. Aynı işlemi alt plak için de tekrarlayın.



5. Belirtilen aşınma süresi sonrasında beyazlatma plaklarını çıkartıp dişleri fırçalayın.

Kuvaus:

Opalescence Go on hammaslääkärin valvoma ja ohjeistama kotikäyttöinen valmisainoksen ladatuilla kertakäyttökoilla tehtävää hampaidenvalkaisuajrjestelmä. Tuote on kirkas, maustettu, hyvin sitkoisa, tahmea, kaliumnitraattia ja natriumfluoridia sisältävä 6-prosentininen vetyperoksidigeeli.

Euroopassa sovellettavat varoitoimenpiteet:

1. Et saa käyttää alle 18-vuotiaille.
 2. Myydään ainoastaan hammaslääkäreille. Kullakin käyttöyksiköllä tuotteen ensimmäinen käyttökerta vain hammaslääkärin tekemänä tai hammaslääkärin valittamassa valvonnassa, jos vastaava turvallisuustaso voidaan varmistaa. Tämän jälkeen tuotteen voi antaa kaluttajalle käyttöajon päätöksensä valmistukseksi.
 3. Sisältää natriumfluoridia.
 4. Viimeinen käyttöpäivämäärä merkitty ulkopakkaukseen/kiskokoteloon.
- Varoitimet:**
1. Rajotta kosketusta pehmytkudokseen.
 2. Jotkut amalgamitaytteet saattavat jättää valkaisuuslikkaan tummanvioleitin värin; tämä on normaalia.
 3. Vältä hoitoa jos arvelet, että potilas saattaa niellä tai vetää henkeen lusikan.
 4. Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota yhteyttä hammaslääkäriisi.
 5. Jotkut potilaat saattavat tuntea tilapäistä epämukavuutta ikenissä, huulissa, kurkussa, kielessä tai hampaissa. Jos jokin näistä oireista jatkuu tai pahenee käytön lopettamisen jälkeen tai jos kysessä on voimakas epämukavuus, soita hammaslääkärillesi.
 6. Älä syö, juo tai käytä tupakkatuotteita, kun valkaisuusliikat ovat paikkoillaan.
 7. Älä käytä valkaisuuslikkaa mukkuksessa.
 8. Vältä nielimistä suuria määriä geeliä. Pienten geelimäärien nieleminen käytön aikana on odotettua.
 9. Katso allergioiden osalta tuotteen allergeenidokumentti, joka on saatavana osoitteessa www.ultradent.com. Jos allergisia reaktioita havaitaan, huuhtele altistunut alue huolellisesti vedellä ja pyydä potilasta ottamaan yhteys lääkäriin.
 10. Korjaavat materiaalit eivät valkaistu.
 11. Kerro hammaslääkärillesi hampaittesi valkaisuusta ennen hammashoittoa.
 12. Potilaiden, joilla on vakavia terveysongelmia, on otettava yhteys perusterveydenhuollon tarjoajaansa ennen hoitoa.
 13. Hampaidenvalkaisuaineita ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.
 14. Kiltteen valkoiset pisteet saattavat korostua valkaisuusprosessin aikana, mutta katoavat usein valkaisun jatkettaessa.
 15. Hampaat voivat ajan myötä värjytyä uudelleen, toista valkaisuohito tarvittaessa.
 16. Vältä kosketusta silmiin.
 17. Lisa-arsyksen estämiseksi ikeiden ja suun yleinen terveys on syytä arvioida ennen hoidon aloittamista.
 18. Seuraa edistymistä, jotta valkaisun säävy ja kuultavuus pysyvät halutun tasoisena.

Opis:

Opalescence Go to kontrolowany i nadzorowany przez stomatologa system wybielający do użytku domowego, wydawany w fabrycznie wypożyczonych, jednorazowych nakładkach. Jest to bezbarwny, charakterystyczny się dużą lepkością, klejący żel zawierający 6% nadtlenku wodoru z azotanem wapnia i fluoridem sodu.

Środki ostrożności obowiązujące w Europie:

1. Nie stosować produktu u osób poniżej 18. roku życia
 2. Produkt może być sprzedawany wyłącznie stomatologom. W przypadku każdego cyklu stosowania pierwsze zastosowanie może wykonać wyłącznie stomatolog lub też może ono odbyć się pod jego nadzorem pod warunkiem zapewnienia równoważnego poziomu bezpieczeństwa. Następnie produkt zostaje przekazany pacjentowi, który wykonuje pełen cykl wybielenia.
 3. Zwrócić uwagę na termin ważności nadrukowany na pudełku/pojemnikach z nakładkami.
- Środki ostrożności:**
1. Ograniczyć kontakt z tkanką miękką.
 2. Niektóre wypełnienia amalgamowe mogą spowodować ciemnofioletowe zabarwienie nakładki wybielającej. Jest to zjawisko normalne.
 3. Uniknąć stosowania, jeśli pacjent może połknąć lub zaastrzywać nakładkę.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego produktu należy skontaktować się ze stomatologiem.
 5. Niektórzy pacjenci mogą zauważyć przemijający dyskomfort w okolicy dziąseł, ust, gardła, języka lub zębów. W razie utrzymywania lub pogorszenia się krótkotrwałego i tych objawów po zaprzestaniu użytkowania lub w przypadku silnego dyskomfortu należy skontaktować się ze stomatologiem.
 6. Po założeniu nakładek wybielających nie wolno jeść, pić ani używać wyrobów tytoniowych.
 7. Nakładki wybielających nie wolno nosić podczas snu.
 8. Uniknąć pokarmu suchych liści zieleni. Połknięcie niewielkich ilości zieleni podczas użytkowania jest zgodne z przewidywaniami.
 9. W przypadku pacjentów lub użytkowników z problemami alergicznymi należy zapoznać się z dokumentem dotyczącym alergien w produkcie, dostępnym na stronie www.ultradent.com. W przypadku zaobserwowania reakcji alergicznej przepłukać dokładnie zanieczyszczony obszar wodą i skierować pacjenta na konsultację do lekarza prowadzącego.
 10. Materiały do wypełnień nie ulegają wybieleniu.
 11. Przed poddaniem się jakimkolwiek zabiegom stomatologicznym należy poinformować stomatologa o przebywym wybieleniu zębów.
 12. Pacjenci z ciężkimi problemami natury zębownej powinni skontaktować się z lekarzem POZ przed rozpoczęciem stosowania tego produktu.
 13. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie powinny stosować produktów do wybielenia zębów.
 14. Białe plamy na szkliwie mogą pojawić się podczas procesu wybielenia, ale często stapiają się z oddzieniem szklwa w toku dalszego wybielenia.
 15. Z upływem czasu na zębach ponownie mogą pojawić się przebarwienia. W razie konieczności zabieg wybielenia zębów należy powtórzyć.
 16. Uniknąć kontaktu z oczami.
 17. Aby zapobiec dodatkowemu podrażnieniu, przed rozpoczęciem zabiegu należy sprawdzić stan dziąseł i ogólnej stan jamy ustnej.
 18. Monitorować postępy, aby zapobiec wybieleniu poza pożądany odcień lub przezierność.

Açıklama:

Opalescence Go, kullanıma hazır, tek kullanımlık plaklarda tedarik edilen ve diğ hekimleri kontrolünde ve gözetiminde evde uygulanan bir beyazlatma sistemidir. Berrak, aromalı, yüksek viskoziteli, yapışkan, potasyum nitrat ve sodyum florür içeren %6 hidrojen peroksit jelidir.

Avrupa’ya Yönelik Kullanım Önemleri:

1. 18 yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır.
 2. Yalnızca diğ hekimlerine satılabilir. Her kullanım döngüsünde, ilk uygulama diğ hekimleri tarafından veya eşit derecede güvenilirlik düzeyi sağlanırsa dođrudan diğ hekimli gözetimi altında yapılmalıdır. Daha sonra, kullanım döngüsünün tamamlanmasından sonra hastaya verilir.
 3. Sodyum florür içerir.
 4. Lütfen diğ ambalajda/plak kaplarında basılı olan son kullanma tarihine dikkat edin.
- Önemler:**
1. Yumusak dokuya temasını sınırladın.
 2. Bazı amalgam dolgular beyazlatma plağınızda koyu mor bir leke bırakabilir; bu durum normaldir.
 3. Hastanın plağı yutma veya aspire etme ihtimali varsa tedaviden kaçının.
 4. Bu ürünü ilgili süratlerini varsa lütfen diğ hekiminize danışın.
 5. Bazı hastalar geđici diğ eti, dudak, boğaz, dil veya diğ hassasiyetli yayabilir. Bu semptomlardan herhangi birisi ürünü bırakıldıktan sonra geçmezse ve kötüleşirse veya asem hassasiyet olgularında diğ hekiminize danışın.
 6. Beyazlatma plakları ağzınızdayken yemek yemeyin, içecek içmeyin ve tüttün ürünleri kullanmayın.
 7. Beyazlatma plaklarını uyurken takmayın.
 8. Çok miktarda jel yutulmaktan kaçının. Kullanım sırasında az miktarda jel yutulması beklenir.
 9. Alerji endişesi olan hastalar veya kullanıcılar için www.ultradent.com adresinde bulunan ürün alerjen belgesine bakın. Alerjik reaksiyon görülürse maruz kalan bölgeyi suyla iyice yıkayın ve hastaya doktora başvurmasını söyleyin.
 10. Restoratif materyaller beyazlamaz.
 11. Herhangi bir dental işlem yaptırmadan önce beyazlatma yaptırđımız diğ hekiminize söyleyin.
 12. Ciddi sağlık endişeleri olan hastalar, tedaviden önce aile hekimine danışmalıdır.
 13. Hamile ve emziren kadınlar diğ beyazlatma ürünlerini kullanmamalıdır.
 14. Beyazlatma işlemi sırasında mindeki beyazlatma ürünleri kalınlaşabilir ancak genellikle beyazlatmaya devam edilmeye ye kaybolur.
 15. Dişler zaman içinde tekrar sararabilir; gerektiğinde rötüs beyazlatma işlemi yapılabilir.
 16. Gözlerle temasından kaçının.
 17. Daha fazla iritasyonu önlemek için tedaviye başlamadan önce diğ eti ve genel ağız sağliğı değerlendirilmelidir.
 18. İstenen tondañ veyarı saydımlıktan daha fazla beyazlatmayı önlemek için ilerlemeyi takip edin.



1. Αφαιρέστε το προϊόν από τη συσκευασία.
«U» • Πάνω διάκος λεύκανσης
«L» • Κάτω διάκος λεύκανσης



2. Τοποθετήστε τον πάνω διάκο στα δόντια.



3. Διαγκώστε σταθερά και, στη συνέχεια, πιέστε τον διάκο για 2 δευτερόλεπτα.



4. Αφαιρέστε τον χρωματιστό εξωτερικό διάκο, αφήνοντας τον λευκό εσωτερικό διάκο πάνω στα δόντια. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τον κάτω διάκο.



5. Μετά τον υποδεικνυόμενο χρόνο τοποθέτησης, αφαιρέστε τους διάκους λεύκανσης και βουρτσάτε τα δόντια.



1. Wybalte produkt z balenii.
„U” • Horni bělicí nosič
„L” • Spodní bělicí nosič



2. Umístete horní nosič na zuby.



3. Pevně se zakousněte a rak nosič 2 sekundy nasajte.



4. Odeberte barevný vnější nosič a na zubech ponechte bílý vnitřní nosič. Opakujte proces pro spodní nosič.



5. Po uplynutí uvedené doby nošení odeberte bělicí nosiče a vyčistěte si zuby.



- EN - Keep out of reach of children
DE - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
FR - Tenir hors de la portée des enfants
NL - Buiten bereik van kinderen houden
IT - Tenere lontano dalla portata dei bambini
ES - Mantener alejado del alcance de los niños
PT - Manter fora do produto fora do alcance de crianças
SV - Förvaras utom syn- och räckhåll för barn
DA - Opbevares udløstbegerligt for børn
FI - Pidä pois lasten ulottuvilta
EL - Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά
NO - Holdes utilgjengelig for barn
PL - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
CS - Ukládejte mimo dosah dětí
RU - Хранить в недоступном для детей месте
TR - Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin



- EN - Health hazard
DE - Gesundheitsgefahr
FR - Dangerous pour la santé
NL - Gevaar voor de gezondheid
IT - Pericolo per la salute
ES - Peligro para la salud
PT - Riscos à saúde
SV - Hälsöfara
DA - Sundhedsfarligt
FI - Terveysvaara
EL - Άρτηρο για την υγεία
NO - Helsefare
PL - Zagrożenie dla zdrowia
CS - Zdravotní riziko
RU - Опасно для здоровья
TR - Sağlık için tehlikeli




- EN - See Instructions
DE - Siehe Anleitung
FR - Cf. instructions
NL - zie gebruiksaanwijzing
IT - Vedere le istruzioni
ES - Ver las instrucciones
PT - Veja as instruções
SV - Se anvisningar
DA - Se brugsanvisningen
FI - Lue käyttöohjeet
EL - Βλέπε τις οδηγίες
NO - Se instruksjonene
PL - Patrz instrukcję
CS - Zraťte instrukce
RU - См. инструкции
TR - Talimatları bakın



- EN - Do not re-use to avoid cross contamination
DE - Um Kreuzkontamination zu vermeiden, nicht erneut benutzen
FR - Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée
NL - Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te voorkomen
IT - Non riutilizzare per evitare la contaminazione crociata
ES - No reutilice para evitar la contaminación cruzada
PT - Não reutilize para evitar a contaminação cruzada
SV - För undvikande av korskontaminatinn, återanvänd inte
DA - Må ikke bruges for at undgå krydskontaminering
FI - Älä käytä uudelleen ristiokontaminaation vältämiseksi
EL - Μην το επαναχρησιμοποιείτε για να αποφευχθεί η διασταυρωμένη μόλυνση
NO - Ikke gjenbruk for å unngå kryssforurensning
PL - Nie używać ponownie, aby uniknąć przeniesienia zakażenia
CS - Znovu nepoužívejte, abyste se vyhnuli křížové kontaminaci
RU - Не использовать повторно но избежании перекрестно зараżenia
TR - Çapraz kontaminasyonu önlemek için tekrar kullanmayın

- EN - Keep away from heat/sunlight
DE - Von Hitze/Sonnenstrahlung fernhalten
FR - Conserver à l'abri de la chaleur/éviter la lumière du soleil
NL - Uit de buurt van warmte/zonlicht bewaren
IT - Tenere lontano da fonti di calore/luce del sole
ES - Mantener alejado del calor/luz solar
PT - Manter afastado do calor/luz solar
DA - Holdes væk fra varme/solstråling
FI - Säilytä kaukana lämpöästä/aurinkosuojasta
EL - Φυλάξτε το μακριά από θερμότητα/αυτοήλιο φως
NO - Hold borte fra varme/solstråling
PL - Przechowywać z dala od ciepła/promieniowania słonecznego
CS - Chráňte před teplem a sluncem
RU - Беречь от повышенной температуры, тепла и ультрафиолетового излучения
TR - Sıcaktan/yüksek sıcaklıktan uzak tutun



- EN - Refrigerate
DE - Kühlen
FR - Réfrigérer
NL - In de koelkast bewaren
IT - Conservare in frigorifero
ES - Refrigerar
PT - Refrigera
DA - Opbevares køleskab
FI - Säilytä jääkaapissa
EL - Αποθηκεύστε το στο ψυγείο
NO - Kjøl ned
CS - Chladit v lednici
RU - Хранить в холодильнике
TR - Soğutmek



1. Ta ut produktet fra emballasjen.
U - Øvre skinne til tannbleking
L - Nedre skinne til tannbleking



2. Plasser den øvre skinnen på tennene.



3. Bit fast og sug deretter på skinnen i 2 sekunder.



4. Fjern den fargede ytre skinnen og la den hvite indre skinnen være på tennene. Genta prosessen for den nedre skinne.



5. Etter angitt vriketid, fjern tannblekingsskinnene og puss tennene.



1. Достање продукт из упаковки. „U” - Верхња отбеливајућа капа
“L” - Нижња отбеливајућа капа



2. Разместите верхњу капу на зубач.



3. Сильно прикусите, затем всосите капу в течение 2 секунд.



4. Снимите цветную внешнюю купу, оставив белую внутреннюю купу на зубач. Повторите процедуру для нижней купы.



5. По истечении указанного времени ношения удалите отбеливающие купы и почистите зубы.



- EN - 1oz (20ml) Opalescence Whitering Toothpaste
DE - Zahncreme für strahlende Zähne
FR - Dentifrice blanchissant
NL - Whitering Tandpasta
IT - Dentifrice Schiarente
ES - Pasta Dental Blanqueadora
PT - Pasta de Dentes Branqueadora
DA - Kun til professionel brug
FI - Vain ammattikäyttöön
EL - Για επαγγελματική χρήση μόνο
NO - Kun for profesjonell bruk
PL - Wykazuje do zastosowań profesjonalnych
CS - Pouze pro odborné použití
RU - Только для профессионального применения
TR - Sadece profesyonel kullanıma uygundur

Beskrivelse:

Opalescence Go er tannbleking for hjemmebruk, produsert av tannleger, ferdig dosert i engangs-skinner. Det er en klar, smakstilsatt gel som er klebrig og har høy viskositet. Den inneholder 6 % hydrogenperoksid med fluor og kaliumnitrat.

Forholdsregler i Europa:

1. Skal ikke brukes av personer under 18 år.
 2. Selges kun til tannklinikker. For hver brukssyklus må førstegangs bruk godkjennes av tannlege eller gjøres under deres direkte tilsyn hvis et tilsvarende sikkerhetsnivå opprettholdes. Resten utleveres til pasienten, som ferdigstiller behandlingen selv.
 3. Inneholder natriumfluorid.
 4. Lengre merke til utløpsdato som er trykket på pakningen/skinne-esken.
- Forholdsregler:**
1. Begrens kontakt med mykt vev.
 2. Noen amalgamfyllinger kan etterlate en mørk lilla farge i blekeskinnen din. Dette er normalt.
 3. Dersom pasienten kan komme til å svelge eller spytte ut skinnen bør behandling unngås.
 4. Kontakt din tannlege hvis du har spørsmål om dette produktet.
 5. Noen pasienter kan oppleve midlertidig ubehag i tannkjøttet, leppene, halsen, tungen eller tennene. Kontakt din tannlege hvis noen av disse symptomene vedvarer eller blir verre, og hvis du opplever alvorlig ubehag.
 6. Ikke spis, drikk eller bruk tobakksprodukter mens du har tannblekingsskinner i munnen.
 7. Ikke bruk tannblekingsskinner når du sover.
 8. Unngå å svelge store mengder gel. Svelging av små mengder gel under bruk er forventet.
 9. For pasienter eller brukere med allergiproblemer, se produktallergendokumentet som du finner på www.ultradent.com. Hvis det oppstår en allergisk reaksjon, skyl det eksponerte området grundig med vann og få pasienten til å kontakte sin lege.
 10. Materialer for gjenoppygging vil ikke blekes.
 11. Informer tannlegen din hvis du har bruktbeking før enhver tannbehandling.
 12. Pasienter med alvorlige helseproblemer bør konsultere sin primære helsekontakt før behandling.
 13. Gravide eller ammende kvinner bør ikke bruke produkter for tannbleking.
 14. Hvite flekker på emaljen kan bli mer synlige under blekingsprosessen og kan ofte bli mer lik omgivelsene med fortids bleking.
 15. Tenner kan få nye flekker med tiden så oppriskyning av tannbleking er nødvendig.
 16. Unngå kontakt med øynene.
 17. For å unngå ytterligere irritasjon, må tannkjøtt- og generell munnhelse evalueres før start av behandling.
 18. Følg med på utviklingen for å forhindre bleking ut over ønsket nyanse eller gjennomskinnelighet.

Opisane:

Opalescence Go — это контролируемая стоматологом система отбеливания для домашнего использования, отпускаемая в казах-дозаторах. Прозрачный, ароматизированный, высоковязкий, клекий, 6-процентный гель перекиси водорода с содержанием нитрата калия и фторида натрия.

Меры предосторожности для Европы:

1. Не рекомендуется использовать лицам до 18 лет.
 2. Продается только врачам-стоматологам. В каждом цикле отбеливания первое использование должно проводиться врачом-стоматологом или под его наблюдением при условии обеспечения необходимого уровня безопасности. Затем продукт подлежит передаче пользователю для дальнейшего применения.
 3. Содержит фторид натрия.
 4. Срок годности указан на внешней упаковке/упаковке для кап.
- Меры предосторожности:**
1. Избегайте контакта с мягкими тканями.
 2. Некоторые наполнители из амальгамы могут оставлять темно-фиолетовый цвет в вашей отбеливающей капле; это нормально.
 3. Не проводите отбеливание, если пациент может проглотить или вдолкнуть каплю.
 4. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этого продукта, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим стоматологом.
 5. Некоторые пациенты могут испытывать временный дискомфорт десен, губ, горла, языка или зубов. Если какой-либо из этих симптомов сохранится или ухудшится после прекращения использования, а также в случае сильного дискомфорта, обратитесь к своему стоматологу.
 6. Не ешьте, не пейте и не используйте табачные изделия во время использования отбеливающих кап.
 7. Не носите отбеливающую капу во время сна.
 8. Избегайте проглатывания большого количества геля. Проглатывание небольшого количества геля во время использования является нормальным.
 9. Для пациентов или пользователей, имеющих проблемы с аллергией, см. документы об аллергии продукта, доступные на сайте www.ultradent.com. Если наблюдается аллергическая реакция, тщательно промойте открытую область водой и проконсультируйтесь со своим стоматологом.
 10. Реставрационные материалы не будут отбеливаться.
 11. Сообщите своему стоматологу, что вы отбеливали зубы перед любой стоматологической процедурой.
 12. Пациенты с серьезными проблемами со здоровьем должны проконсультироваться со своим лечащим врачом до начала лечения.
 13. Беременные или кормящие женщины не должны использовать продукты для отбеливания зубов.
 14. Сначала белые пятна на эмали могут казаться более заметными во время отбеливания и зачастую остаются с основным оттенком зубов во время продолжения отбеливания.
 15. Со временем на зубах снова могут появляться пятна, при необходимости вновь проведите процедуру отбеливания зубов.
 16. Не допускайте попадания в глаза.
 17. Чтобы предотвратить дополнительное раздражение, стоматолог должен убедиться, что ваши десны и ротовая полость здоровы.
 18. Следите за процессом, чтобы предотвратить отбеливание за пределами желаемого оттенка или прозрачности.



- EN - Tooth Whitering System
DE - System zur Zahnaufhellung
FR - Système pour blanchiment des dents
NL - Whitering Tandpasta
IT - Dentifrice Schiarente
ES - Sistema de Blanqueamiento Dental
PT - Sistema de branqueamento dental
SV - Tandblekingssystem
- DA - Tandblegningsystem
FI - Hampaiden valkaisuajrjestelmä
NO - Systemet for hvitening av tennene
PL - Tannblekingssystem
RU - System wybielenia zębów
CS - Systém bělení zubů
TR - Diğ Beyazlatma Sistemi

ULTRADENT PRODUCTS, INC.
For an SDS of this product, please see www.ultradent.com.
© 2020 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.
Made in the USA from U.S. and globally sourced materials.
Manufactured by Ultradent Products, Inc., 505 West Ultradent Drive (10020 South), South Jordan, Utah 84095-1007483AR06_082520