

1. Remove product from packaging. 'U' • Upper whitening tray 'L' • Lower whitening tray



2. Position upper tray on teeth.



3. Bite firmly, then suck on tray for 2 seconds.



4. Remove colored outer tray, leaving the white inner tray on teeth. Repeat the process for the lower tray.




5. After indicated wear time, remove whitening trays and brush teeth.

Precautions:

- 1. Limit contact with soft tissue.
2. Avoid direct contact of the active surface of the tooth whitening product with the gums and/or salivary flow.
3. Some patients may experience temporary discomfort of the gums, lips, throat, tongue, or teeth. Should any of these symptoms persist or worsen after discontinuing use, or in cases of severe discomfort, call your dental professional.
4. Avoid swallowing large amounts of gel. Ingestion of small amounts of gel during use is expected.
5. If the product is ingested, drink large amounts of water and contact a physician. If the product is aspirated, seek immediate medical attention.
6. Restorative materials will not whiten. We recommend whitening dark teeth before restorative placement.
7. Wait at least 7-10 days after whitening procedures before placing adhesive restorations.
8. Those with serious health concerns should consult their primary care provider prior to treatment.
9. Avoid contact with eyes. Rinse immediately if product comes into contact with them.
10. To prevent additional irritation, gingival and general oral health should be evaluated prior to initiating treatment.
11. Monitor patient's whitening progress to prevent whitening beyond the desired shade or translucency.
12. Do not eat, drink, or use tobacco products while whitening trays are in place.
13. Do not wear whitening tray while sleeping.
14. Bring treatment tray to room temperature before use.
15. Pregnant or nursing women should not use teeth whitening products.
16. For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.
17. Contains sodium fluoride.

EN



1. Produkt aus der Verpackung nehmen. 'U' • obere Zahnweißungsschiene 'L' • untere Zahnweißungsschiene



2. Position der oberen Zahrschiene auf den Zähnen.



3. Kräftig zubeißen und dann an der Zahrschiene 2 Sekunden lang saugen.



4. Die farbige äußere Zahrschiene entfernen und die weiße innere Zahrschiene auf den Zähnen lassen. Das Verfahren für die untere Zahrschiene wiederholen.



5. Nach Ablauf der angegebenen Tragezeit die Zahnweißungsschienen entfernen und die Zähne putzen.

Vorsichtsmaßnahmen:

- 1. Beschränken Sie den Kontakt mit Weichgewebe.
2. Vermeiden Sie den direkten Kontakt der aktiven Oberfläche des Zahnweißungsprodukts mit dem Zahnfleisch und/oder dem Speichelraum.
3. Bei einigen Patienten können vorübergehende Schmerzen im Bereich des Zahnfleisches, der Lippen, des Rachens, der Zunge oder der Zähne auftreten. Sollte eines dieser Symptome bestehen bleiben oder sich nach Beendigung der Anwendung verschlechtern oder falls starke Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.
4. Vermeiden Sie es, große Mengen des Gels zu schlucken. Die Einnahme kleiner Gelmengen während der Anwendung ist zu erwarten.
5. Wenn das Produkt verschluckt wird, viel Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen. Wenn das Produkt aspiriert wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
6. Informieren Sie die Patienten darüber, dass das Produkt keine Restaurationsmaterialien aufhellt. Wir empfehlen, dunkle Zähne vor der Restauration aufzuhellen.
7. Warten Sie nach dem Bleichen mindestens 7-10 Tage, bevor Sie adhäsive Restaurationsmaterialien einsetzen.
8. Personen mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen sollten vor der Behandlung ihren Hausarzt konsultieren.
9. Den Kontakt mit den Augen vermeiden. Sofort spülen, wenn das Produkt damit in Kontakt kommt.
10. Um zusätzliche Irritationen zu vermeiden, sollte vor Beginn der Behandlung die gingivale und allgemeine Mundgesundheit beurteilt werden.
11. Überwachen Sie den Aufhellungsschritt des Patienten, um eine Aufhellung über die gewünschte Farbe oder Transluzenz hinaus zu verhindern.
12. Essen, Trinken oder die Verwendung von Tabakprodukten ist zu vermeiden, während die Zahnweißungsschiene eingesetzt ist.
13. Tragen Sie keine Aufhellungsschiene während des Schlafens.
14. Bringen Sie die Behandlungsschiene vor Gebrauch auf Raumtemperatur.
15. Schwangere oder stillende Frauen sollten keine Zahnweißungsprodukte verwenden.
16. Informationen zu Patienten oder Benutzern mit Verdacht auf Allergien finden Sie im allgemeinen Allergen-Produktdokument unter www.ultradent.com. Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion den exponierten Bereich gründlich mit Wasser spülen und dafür sorgen, dass der Patient seinen Arzt aufsucht.
17. Enthält Natriumfluorid.

DE



1. Retirer le produit de l'emballage. «U» • Gouttière de blanchiment supérieur «L» • Gouttière de blanchiment inférieur



2. Positionner la gouttière supérieure sur les dents.



3. Mordre fermement, puis sucer la gouttière pendant 2 secondes.



4. Retirer la gouttière extérieure colorée en laissant la gouttière intérieure blanche sur les dents. Répéter le processus pour la gouttière inférieure.



5. Après le temps indiqué, retirer les gouttières de blanchiment et se brosser les dents.

Précautions :

- 1. Limiter le contact avec les tissus mous.
2. Éviter le contact direct de la surface active du produit de blanchiment dentaire avec les gencives et/ou le flux salivaire.
3. Certains patients peuvent ressentir une gêne temporaire des gencives, des lèvres, de la gorge, de la langue ou des dents. Si l'un de ces symptômes persiste ou s'aggrave après l'arrêt de l'utilisation ou en cas d'inconfort grave, contactez votre dentiste.
4. Éviter d'avaler de grandes quantités de gel. L'ingestion de petites quantités de gel pendant l'utilisation est attendue.
5. En cas d'ingestion du produit, boire de grandes quantités d'eau et contacter un médecin. Si le produit est aspiré, consulter immédiatement un médecin.
6. Les matériaux de restauration ne blanchiront pas. Nous recommandons de blanchir les dents foncées avant la mise en place de la restauration.
7. Attendre au moins 7 à 10 jours après les procédures de blanchiment avant de placer les restaurations adhésives.
8. Les personnes ayant de graves problèmes de santé devraient consulter leur principal prestataire de soins de santé avant le traitement.
9. Éviter le contact avec les yeux. Rincer immédiatement si le produit entre en contact avec les yeux.
10. Pour éviter toute irritation supplémentaire, la santé gingivale et bucco-dentaire générale doit être évaluée avant de commencer le traitement.
11. Surveiller la progression du blanchiment du patient pour éviter un blanchiment au-delà de la teinte ou de la translucidité souhaitée.
12. Ne pas manger, boire ou consommer de produits du tabac tant que les gouttières de blanchiment sont en place.
13. Ne pas porter de gouttière de blanchiment pendant le sommeil.
14. Laisser la gouttière de traitement atteindre la température ambiante avant utilisation.
15. Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas utiliser de produits de blanchiment des dents.
16. Pour les patients ou les utilisateurs ayant des problèmes d'allergie, reportez-vous au document sur les allergènes du produit disponible sur www.ultradent.com. Si une réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée avec de l'eau et demander au patient de consulter son médecin.
17. Contient du fluorure de sodium.

FR




1. Neem het product uit de verpakking. 'U' • Bovenste bleekbeugel 'L' • Onderste bleekbeugel



2. Plaats de bovenste beugel op de tanden.



3. Bijt hard en zuig dan gedurende twee seconden op de beugel.



4. Verwijder de gekleurde buitenbeugel; laat de witte binnenbeugel op de tanden. Herhaal dit proces voor de onderste beugel.




5. Verwijder na de aangegeven draagperiode de bleekbeugels en poets uw tanden.


Voorzorgsmaatregelen:

- 1. Beperk het contact met zacht weefsel.
2. Vermijd direct contact van het actieve oppervlak van het tandbleekproduct met het tandvlees en/of de speekselvloed.
3. Sommige patiënten kunnen tijdelijk ongemak van het tandvlees, de lippen, de keel, de tong of de gebitselementen ervaren. Als een van deze symptomen aanhoudt of verergert na het staken van het gebruik, of in geval van ernstig ongemak, neem dan contact op met uw tandarts.
4. Vermijd het inslikken van grote hoeveelheden gel. Inslikken van kleine hoeveelheden gel tijdens gebruik is te verwachten.
5. Als het product is ingestikt, drink dan grote hoeveelheden water en neem contact op met een arts. Als het product wordt opgezogen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
6. Restauratiematerialen worden niet wit. We raden aan om donkere tanden te bleken voordat de restauratieve plaatsing plaatsvindt.
7. Wacht ten minste 7-10 dagen na de bleekprocedures voordat u zelfklevende restauraties aanbrengt.
8. Degenen met ernstige gezondheidsproblemen moeten hun eerste/hoofdzorgverlener raadplegen voorafgaand aan de behandeling.
9. Vermijd contact met de ogen. Onmiddellijk spelen als het product ermee in contact komt.
10. Om extra irritatie te voorkomen, moet de gezondheid van het tandvlees en de algemene mondgezondheid worden geëvalueerd voordat de behandeling wordt gestart.
11. Houd de voortgang van het bleken van de patiënt in de gaten om te voorkomen dat het wit de gewenste tint of doorschijnendheid overschrijdt.
12. Eet, drink of gebruik geen tabaksproducten terwijl de bleektrays op hun plaats zitten.
13. Draag geen bleektray tijdens het slapen.
14. Blijf de behandelingsray voor gebruik op kamertemperatuur.
15. Zwangere of zogende vrouwen mogen geen producten voor het bleken van tanden gebruiken.
16. Voor patiënten of gebruikers met allergieproblemen, raadpleeg het allergendocument van het product dat beschikbaar is op www.ultradent.com. Als een allergische reactie wordt waargenomen, spoel het blootgestelde gebied dan grondig af met water en vraag de patiënt om zijn arts te raadplegen.
17. Bevat natriumfluoride.

NL



1. Rimuovere il prodotto dall'imballaggio. 'U' • Mascherina di sbiancamento superiore 'L' • Mascherina di sbiancamento inferiore



2. Posizionare la mascherina di sbiancamento superiore sui denti.



3. Mordere saldamente, quindi aspirare sulla mascherina per 2 secondi.



4. Rimuovere la parte esterna colorata della mascherina, lasciando la parte interna bianca sui denti. Ripetere i passaggi per la mascherina inferiore.



5. Dopo il tempo indicato, rimuovere le mascherine di sbiancamento e lavare i denti.


Precauzioni:

- 1. Limitare il contatto con i tessuti molli.
2. Evitare il contatto diretto della superficie attiva del prodotto sbiancante con le gengive e/o il flusso salivare.
3. Alcuni pazienti potrebbero avvertire un disagio temporaneo a livello di gengive, labbra, gola, lingua o denti. Se uno qualsiasi di questi sintomi persiste o peggiora dopo l'interruzione dell'uso, o in caso di grave disagio, chiamare il proprio dentista.
4. Evitare di ingerire grandi quantità di gel. È prevista l'ingestione di piccole quantità di gel durante l'uso.
5. Se il prodotto viene ingerito, bere grandi quantità di acqua e contattare un medico. Se il prodotto viene aspirato, rivolgersi immediatamente a un medico.
6. I materiali da restauro non sbiancano. Si consiglia di sbiancare i denti scuri prima del posizionamento del restauro.
7. Attendere almeno 7-10 giorni dopo le procedure di sbiancamento prima di posizionare i restauri adesivi.
8. Le persone con gravi problemi di salute dovrebbero consultare il proprio medico di base prima del trattamento.
9. Evitare il contatto con gli occhi. Sciacquare immediatamente se il prodotto viene a contatto con loro.
10. Per prevenire ulteriori irritazioni, valutare la salute gengivale e orale generale prima di iniziare il trattamento.
11. Monitorare l'andamento dello sbiancamento del paziente per evitare che lo sbiancamento superi la tonalità o la trasparenza desiderate.
12. Non mangiare, bere o usare prodotti a base di tabacco mentre sono presenti vassoi sbiancanti.
13. Non indossare il vassoio sbiancante durante il sonno.
14. Portare il vassoio di trattamento a temperatura ambiente prima dell'uso.
15. Le donne incinte o che allattano non dovrebbero usare prodotti per lo sbiancamento dei denti.
16. Per i pazienti o gli utenti con problemi di allergia, fare riferimento al documento sugli allergeni del prodotto disponibile su www.ultradent.com. Se si osserva una reazione allergica, sciacquare accuratamente l'area esposta con acqua e chiedere al paziente di consultare il proprio medico.
17. Contiene fluoruro di sodio.

IT



1. Extraiga el producto de su embalaje. 'U' • Cubeta de blanqueamiento superior 'L' • Cubeta de blanqueamiento inferior



2. Posicione la cubeta superior sobre los dientes.



3. Muerda firmemente, y luego succione sobre la cubeta durante dos segundos.



4. Retire la cubeta externa de color, dejando la cubeta interior blanca sobre los dientes. Repita el proceso para la cubeta inferior.



5. Tras el tiempo de uso indicado, retire las cubetas de blanqueamiento y cepílese los dientes.


Precauciones:

- 1. Limite el contacto con los tejidos blandos.
2. Evite el contacto directo de la superficie activa del producto de blanqueamiento dental con las encías o el flujo salival.
3. Algunos pacientes pueden experimentar molestias temporales en las encías, los labios, la garganta, la lengua o los dientes. Si cualquiera de estos síntomas persiste o empeora después de suspender el uso, o en casos de molestias graves, llame a su profesional dental.
4. Evite tragar grandes cantidades de gel. Se espera la ingesta de pequeñas cantidades de gel durante el uso.
5. Si se ingiere el producto, beba grandes cantidades de agua y comuníquese con un médico. Si se aspira el producto, busque atención médica de inmediato.
6. Los materiales restauradores no se blanquearán. Recomendamos blanquear los dientes oscuros antes de colocarse la restauración.
7. Espere, por lo menos, de 7 a 10 días después de los procedimientos de blanqueamiento antes de colocar restauraciones adhesivas.
8. Las personas con problemas de salud graves deben consultar a su proveedor de atención primaria antes del tratamiento.
9. Evite el contacto con los ojos. Si el producto entra en contacto con ellos, enjuáguelos de inmediato.
10. Para evitar una irritación adicional, se debe evaluar la salud bucal general y de las encías antes de iniciar el tratamiento.
11. Supervise el progreso de blanqueamiento del paciente para evitar que el blanqueamiento supere el tono o la translucidez deseados.
12. No coma, beba ni use productos que contengan tabaco mientras las cubetas de blanqueamiento estén colocadas.
13. No use la cubeta de blanqueamiento mientras duerme.
14. Lleve la cubeta de tratamiento a temperatura ambiente antes de usarla.
15. Las mujeres embarazadas o que están amamantando no deben usar productos para blanquear los dientes.
16. Para pacientes o usuarios con problemas de alergias, consulte el documento sobre alérgenos del producto disponible en www.ultradent.com. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y pida al paciente que consulte a su médico.
17. Contiene fluoruro sódico.

ES



1. Remova o produto da embalagem. 'U' • Moldeira de clareamento superior 'L' • Moldeira de clareamento inferior



2. Posicione a moldeira superior nos dentes.



3. Morda firmemente e em seguida faça movimento de sucção na moldeira durante 2 segundos.



4. Remova a moldeira externa colorida, deixando a moldeira interna branca sobre os dentes. Repita o processo para a moldeira inferior.



5. Após o tempo de uso indicado, retire as moldeiras de clareamento e escove os dentes.


Precauções:

- 1. Limite o contato com tecidos moles.
2. Evite o contato direto da superfície ativa do produto clareador dental com as gengivas e/ou fluxo salivares.
3. Alguns pacientes podem sentir desconforto temporário nas gengivas, lábios, garganta, língua ou dentes. Se algum desses sintomas persistir ou piorar após a interrupção do uso, ou em casos de desconforto grave, ligue para seu dentista.
4. Evite engolir grandes quantidades de gel. Espera-se a ingestão de pequenas quantidades de gel durante o uso.
5. Se o produto for ingerido, beba grandes quantidades de água e procure um médico. Se o produto for aspirado, procure atendimento médico imediato.
6. Os materiais restauradores não clareiam. Recomendamos clarear os dentes escurecidos antes da colocação da restauração.
7. Guarde pelo menos 7 a 10 dias após os procedimentos de clareamento antes de colocar as restaurações adesivas.
8. Aqueles com sérios problemas de saúde devem consultar seu médico antes do tratamento.
9. Evite contato com os olhos. Enxaguar imediatamente se o produto entrar em contato com eles.
10. Para evitar irritação adicional, a saúde bucal e gengival geral deve ser avaliada antes de iniciar o tratamento.
11. Monitore o progresso do clareamento do paciente para evitar o clareamento além da cor ou translucidez desejada.
12. Não coma, beba ou use produtos de tabaco enquanto as moldeiras de clareamento estiverem no lugar.
13. Não use moldeira de clareamento enquanto dorme.
14. Leve a moldeira de tratamento à temperatura ambiente antes de usar.
15. Mulheres grávidas ou amamentando não devem usar produtos para clarear os dentes.
16. Para pacientes ou usuários com preocupações com alergias, consulte o documento sobre alérgenos do produto disponível em www.ultradent.com. Se for observada reação alérgica, lave a área exposta com água abundantemente e peça ao paciente que consulte seu médico.
17. Contém fluoreto de sódio.

PT



1. Ta ur produktet från förpackningen. 'U' • Övre tandblekningskena 'L' • Under tandblekningskena



2. Positionera den övre skenan över tanderna.



3. Bit hårt i skenan och sug där efter i 2 sekunder.



4. Avlägsna den färgade yterskenan och lämna den vita innerskenan över tanderna. Upprepa processen för den undre skenan.




5. Efter indikerad tid ska du avlägsna tandblekningskena och borsta tänderna.


Försiktighetsåtgärder:

- 1. Begränsa kontakten med mjukvävnad.
2. Undvik direktkontakt mellan den aktiva ytan av tandblekningsprodukten med tandköttet och/eller salivflödet.
3. Vissa patienter kan uppleva tillfälliga obehag i tandköttet, läpparna, halsen, tungen och tänderna. Om något av dessa symtom kvarstår eller förvärras efter att du avbrutit användningen, eller i fall av allvarliga obehag, kontakta din tandläkare.
4. Undvik att svälja stora mängder gel. Förtäring av små mängder gel under användning förväntas.
5. Om produkten förtärs, drick stora mängder vatten och kontakta läkare. Om produkten aspireras, sök omedelbar läkarvård.
6. Återställande material blekar inte. Vi rekommenderar blekning av mörka tänder innan reparativ placering.
7. Vänta minst 7-10 dagar efter blekningsproceduren innan du placerar limrestaureringarna.
8. Personer med allvarliga hälsoproblem bör rådfråga sin primärvårdare innan behandlingen påbörjas.
9. Undvik ögonkontakt. Skilly omedelbart om produkten kommer i kontakt med dem.
10. För att förhindra ytterligare irritation bör tandkött- och munhålsa utvärderas innan behandlingen påbörjas.
11. Övervaka patientens blekningsförlopp för att förhindra blekning utöver den önskade nyansen eller genomskinnligheten.
12. Åt, drick eller använd inte tobaksprodukter medan blekningsbrickor är på plats.
13. Bär inte blekningsbrickan när du sover.
14. Låt behandlingsbrickan bli rumstemperatur före användning.
15. Gravida eller ammande kvinnor bör inte använda tandblekningsprodukter.
16. För patienter eller användare med allergier, se produktallergendokumentet tillgängligt på www.ultradent.com. Om allergisk reaktion observeras, skölj det exponerade området noggrant med vatten och låt patienten konsultera sin läkare.
17. Innehåller natriumfluorid.

SV



1. Produktet tages ud af emballagen. 'U' • Tandblegningsform til tænder i overmund 'L' • Tandblegningsform til tænder i undermund



2. Anbring den øverste form på tænderne.



3. Bid fast sammen, og sug derefter på formen i 2 sekunder.



4. Fjern den færdige ydre form, og lad den hvide indre form sidde på tænderne. Gentag processen i undermund.




5. Efter den oplyste påførings tid fjernes tandblegningsformene og tænderne børstes.

Forholdsregler:

- 1. Begræns kontakt med blødt væv.
2. Undgå direkte kontakt mellem den aktive overflade af tandblegningsproduktet med tandkødet og/eller spyttstrømmen.
3. Nogle patienter kan opleve midlertidigt ubehag i tandkødet, læberne, halsen, tungen eller tænderne. Ring til din tandlæge, hvis nogen af disse symptomer fortsætter eller forværres efter ophør med brugen, eller i tilfælde af alvorligt ubehag.
4. Undgå at sluge store mængder gel. Indtagelse af små mængder gel under brug forventes.
5. Hvis produktet indtages, drik store mængder vand og kontakt en læge. Søg omgående lægehjælp, hvis produktet aspireres.
6. Genoprettende materialer bliver ikke blege. Vi anbefaler at blege mørke tænder før genoprettende placering.
7. Vent mindst 7-10 dage efter blegningsproceduren, før du placerer klæbende restaureringer.
8. Personer med alvorlige helbredsproblemer bør konsultere deres primære sundhedsplejerske før behandlingen.
9. Undgå kontakt med øjnene. Skyl straks, hvis produktet kommer i kontakt med dem.
10. For at forhindre yderligere irritation, bør tandkøds- og mundsundheden vurderes før behandlingen påbegyndes.
11. Overvåg patientens blegningsfremskridt for at forhindre blegning ud over den ønskede nuance eller gennemskinnelighed.
12. Spis, drik eller brug ikke tobaksprodukter, mens blegebakkerne er på plads.
13. Bær ikke blegebakke, mens du sover.
14. Sørg for at behandlingsbakken har stuetemperatur før brug.
15. Gravide eller ammende kvinder bør ikke bruge produkter til tandblegning.
16. For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til det produktallergendokument, der er tilgængeligt på www.ultradent.com. Hvis der observeres en allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt med vand, og patienten skal søge egen læge.
17. Indeholder natriumfluorid.

DA



1. Poista tuote pakkauksesta. 'U' • Ylähampaiden valkaisusukka 'L' • Ala-hampaiden valkaisusukka



2. Laitta ylempi lusikka paikalleen hampaisiin.



3. Pure voimakkaasti, purista sitten lusikkaa muillileikkä kahden sekunnin ajan.



4. Poista värillinen ulompi lusikka ja jätä valkoinen sisempi lusikka paikalleen hampaisiin. Tee sama ala-hampaiden lusikalle.




5. Poista valkaisusukat ilmoitetun käyttöajan jälkeen ja harjaa hampaat.


Varotoimit:

- 1. Rajoita kosketusta pehmytkudoksiin.
2. Vältä hampaiden valkaisuutteen aktiivisen pinnan suoraan kosketusta ikenien ja/tai syljenvirtauksen kanssa.
3. Jotkut potilaat voivat kokea tilapäistä epämielävyyden tunnetta ikenissä, huulissa, kurkussa, kielessä tai hampaisissa. Jos jokin näistä oireista jatkuu tai pahenee käytön lopettamisen jälkeen tai jos tunnet vakavaa epämielävyyden tunnetta, soita hammaslääkäriin.
4. Vältä suurten geelimäärien nielemistä. Pienten määrien nielemisen käyden alkaa on odotettavissa.
5. Jos tuotetta on nieltä, juo runsaasti vettä ja ota yhteyttä lääkäriin. Jos tuotetta on hengeltetty, hakeudu välittömästi lääkin hoitoon.
6. Korjaaavat materiaalit eivät valkaise. Suosittelemme tummien hampaiden valkaisuun ennen ennallistamista.
7. Odota vähintään 7-10 päivää valkaisuutemaiten jälkeen, ennen kuin kiinnität ennallistamisosat liimalla.
8. Vakavista terveysongelmista kärsivän on keskusteltava kassittelystä ensin oman lääkärinsä kanssa.
9. Valta aineen joutumista silmiin. Huuhtele välittömästi, jos tuotetta joutuu silmiin.
10. Ylimääräisen ärsytyksen estämiseksi ienten ja suun tereyden tila tulee arvioida ennen hoidon aloitusta.
11. Seuraa potilaan valkaisuun edistymistä, jotta valkaisu ei mene liian pitkäälle tai hampaat muutu läpikuultaviksi.
12. Älä syö, juo tai käytä tuotatuotteita, kun valkaisuusikat ovat paikallaan.
13. Älä käytä valkaisuusukkoja nukkuessasi.
14. Ota muotti huoneenlämpöön ennen käyttöä.
15. Raskaana olevien tai imettävien naisten ei tule käyttää hampaiden valkaisuutotteita.
16. Jos potilaalla tai käyttäjällä on allergioita, katso tuotteen allergienäisikirja, joka on saatavilla osoitteessa www.ultradent.com. Jos havaitset allergisen reaktion, huuhtele altistunut alue huolellisesti vedellä ja pyydä potilasta kääntymään lääkäriin puoleen.
17. Sisältää natriumfluoridia.

FI



1. Αφαιρέστε το προϊόν από τη συσκευασία. «U» • Νάρθηκα λεύκανσης άνω γνάθου «L» • Νάρθηκα λεύκανσης κάτω γνάθου



2. Τοποθετήστε τον νάρθηκα της άνω γνάθου στα δόντια.



3. Αγκυρώστε σταθερά και στη συνέχεια συμπιέστε τον νάρθηκα για 2 δευτερόλεπτα.



4. Αφαιρέστε το χρωματιστό εξωτερικό διακόπτη, αφήνοντας στο λευκό εσωτερικό νάρθηκα στα δόντια. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τον νάρθηκα της κάτω γνάθου.



1. Wyjąć produkt z opakowania.
U* • Dolna nakładka wybielająca
L* • Dolna nakładka wybielająca



2. Umieścić nakładkę górną na zębach.



3. Mocno zagnąć, a następnie zassać nakładkę przez 2 sekundy.



4. Zdjąć kolorową nakładkę zewnętrzną, pozostawiając białą nakładkę wewnętrzną na zębach. Powtórzć proces z nakładką dołą.



5. Po upływie podanego czasu noszenia, zdjąć nakładki wybielające i umyć zęby.

AR

تدابیر وقایة:

1. الحد من ملامسة الأنسجة الرخوة.
2. تجنب الاتصال المباشر لسطح النشط المنتج تبييض الأسنان بالته و/ أو اللعاب.
3. قد يعاني بعض المرضى أماً مؤقتاً أو اللثة أو الشفتين أو الحلق أو اللسان أو الأسنان في حالة استمرار أي من هذه الأعراض وناقمها بعد التوقف عن الاستخدام، أو في حالات عدم الارتياح الشديد، اتصل بطبيب الأسنان.
4. تجنب ابتلاع كميات كبيرة من الحبل. من المتوقع تناول كميات صغيرة من الحبل أثناء الاستخدام.
5. في حال بلع المنتج، يتم شرب كميات كبيرة من الماء والاتصال بالطبيب. عند استئاق المنتج، يجب طلب العناية الطبية الفورية.
6. المواد الترميمية لن تقوم بمهمة تبييض الأسنان. نوصي بتبييض الأسنان الداكنة قبل إجراء الترميم.
7. يتم الانتظار ما لا يقل عن 10-7 أيام بعد إجراءات التبييض قبل وضع مواد لاصقة.
8. يجب على الذين يعانون من مخاوف صحية خطيرة استشارة مقدم الرعاية الأولية قبل العلاج.
9. تجنب ملامسة هذه المادة للعين، في حال ملامسة العين بغيم شطفها على الفور.
10. لمنع حدوث المزيد من التهيج، يجب تقييم الصحة العامة للثة والقم قبل بدء العلاج.
11. تتم مراقبة مدى تقدم عملية التبييض لدى المرضى لمنع الإفراط في التبييض أو درجة الشفافية بما يتجاوز المستوى المطلوب.
12. لا تأكل أو تشرب أو تستخدم منتجات التبييض أثناء وجود صواني التبييض.
13. لا تضع صينية التبييض أثناء النوم.
14. أحضر صينية العلاج إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.
15. يجب على النساء الحوامل أو المرضعات عدم استخدام منتجات تبييض الأسنان.
16. بالنسبة للمرضى أو المستخدمين الذين يعانون من مخاوف الحساسية، يرجى الرجوع إلى مستند المواد المسببة للحساسية المتاح عبر الموقع الإلكتروني www.ultradent.com. إن لاحظ ظهور رد فعل تحسسي، يتم شطف المنطقة المتكشوفة جيداً بالماء واستشارة الطبيب.
17. يحتوي على فلوريد صوديوم.



1. Өнімді қаптамадан шығарыңыз.
«U» • Жоғарғы ағартқыш тиссауыт
«L» • Төменгі ағартқыш тиссауыт



2. Жоғарғы тиссауытты тістерге орналастырыңыз.



3. Қатты тістерде, тиссауытты 2 секунд басыңыз.




4. Түрлі-түсті сыртық қатты шешіп, ақ түсті ішкі тиссауытты тістерде қалдырыңыз. Процедураны төменгі тиссауыт үшін қайталаңыз.



5. Корсетпен тағу уақыты өткеннен ағартқыш тиссауыттарды шешіп алып, қоюда қалдырыңыз.

Środki ostrożności:

1. Ogranicz kontakt z tkanką miękką.
2. Unikaj bezpośredniego kontaktu aktywnej powierzchni produktu wybielającego zębey z dziąsłami i/lub śliną.
3. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać przemijający dyskomfort dziąseł, warg, gardła, języka lub zębów. Jeśli którykolwiek z tych objawów utrzymuje się lub nasila po zaprzestaniu używania lub w przypadku silnego dyskomfortu, skontaktuj się ze swoim stomatologiem.
4. Unikaj połknięcia dużej ilości żelu. Oczekuje się poknięcia niewielkich ilości żelu podczas stosowania.
5. W przypadku poknięcia należy wypić duże ilości wody i skontaktować się z lekarzem. Jeśli produkt jest zaaspirowany, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.
6. Materiały wypełnieniowe nie będą wybielać. Zalecamy wybielenie ciemnych zębów przed założeniem uzupełnienia.
7. Odczekać co najmniej 7–10 dni po zabiegu wybielenia przed umieszczeniem uzupełnień adhezyjnych.
8. Osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi powinny skonsultować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej przed leczeniem.
9. Unikaj kontaktu z oczami. Natychmiast spłukać, jeśli produkt wejdzie z nimi w kontakt.
10. Aby zapobiec dodatkowemu podrażnieniu, przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić stan dziąseł i ogólny stan jamy ustnej.
11. Monitoruj postępy wybielenia pacjenta, aby zapobiec wybieleniu poza pożądaną odcień lub przereźnieniu.
12. Nie jeźd, nie pij ani nie używaj wyrobów tytoniowych, gdy nakładki do wybielenia są na miejscu.
13. Nie nosić nosici zębów podczas snu.
14. Doprowadzić taczkę do leczenia do temperatury pokojowej przed użyciem.
15. Kobiety w ciąży lub karmiące nie powinny stosować produktów do wybielenia zębów.
16. W przypadku pacjentów lub użytkowników z problemami alergicznymi należy zapoznać się z dokumentem dotyczącym alergenów produktu dostępnym na stronie www.ultradent.com. W przypadku zaobserwowania reakcji alergicznej należy dokładnie spłukać narazony obszar wodą i porozsować pacjenta o skonsultowanie się z lekarzem.
17. Zawiera fluorid sodu.



1. Vyberte produkt z balení.
U* • Horní bělicí nosič
L* • Spodní bělicí nosič



2. Umístete horní nosič na zuby.




3. Pevně se zakousněte a pak nosič 2 sekundy nasajte.



4. Odeberte barevný vnější nosič a na zubech ponechte bílý vnitřní nosič. Opakujte proces pro spodní nosič.



5. Po uplynutí uvedené doby nošení odeberte bílé nosiče a vyčistěte si zuby.



1. Өнімді қаптамадан шығарыңыз.
«U» • Жоғарғы ағартқыш тиссауыт
«L» • Төменгі ағартқыш тиссауыт



2. Жоғарғы тиссауытты тістерге орналастырыңыз.



3. Қатты тістерде, тиссауытты 2 секунд басыңыз.



4. Түрлі-түсті сыртық қатты шешіп, ақ түсті ішкі тиссауытты тістерде қалдырыңыз. Процедураны төменгі тиссауыт үшін қайталаңыз.



5. Корсетпен тағу уақыты өткеннен ағартқыш тиссауыттарды шешіп алып, қоюда қалдырыңыз.



1. Өнімді қаптамадан шығарыңыз.
U* • Жоғарғы ағартқыш тиссауыт
L* • Төменгі ағартқыш тиссауыт



2. Жоғарғы тиссауытты тістерге орналастырыңыз.



3. Қатты тістерде, тиссауытты 2 секунд басыңыз.




4. Түрлі-түсті сыртық қатты шешіп, ақ түсті ішкі тиссауытты тістерде қалдырыңыз. Процедураны төменгі тиссауыт үшін қайталаңыз.



5. Корсетпен тағу уақыты өткеннен ағартқыш тиссауыттарды шешіп алып, қоюда қалдырыңыз.

Bezpečnostní opatření:

1. Zabraňte kontaktu s měkkými tkáněmi.
2. Zabraňte přímému kontaktu aktivního povrchu přípravku na bělení zubů s dásněmi a/nebo slinami.
3. Někteří pacienti mohou pocítit dočasné podráždění dásní, rtů, krku, jazyka nebo zubů. Pokud podráždění přetrvává nebo se zhorší po přerušování používání, nebo pokud při použití pocítíte závažné nepohodlí, zavolejte svému zubnímu lékaři.
4. Vyvarujte se spolknutí velkého množství gelu. S použitím menšího množství gelu se při používání počítej.
5. Při požití produktu vypijte velké množství vody a kontaktujte lékaře. Dojde-li k vdechnutí produktu, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
6. Vplňkové materiály nelze vybělit. Doporučujeme bělení trmavých zubů provést před implantací vřpínů.
7. Před dostavbou zubů adhezivní metodou počkejte po bělení alespoň 7–10 dní.
8. Pacienti se závažnými zdravotními problémy by měli podstoupit léčbu nejprve zkontrolovat ve svém praktickém lékaři.
9. Zamezte kontaktu přípravku s očima. Dostane-li se přípravek do očí, oči okamžitě vypláchněte vodou.
10. Aby nedocházelo k nežádoucímu odstín či průhlednosti.
11. Proces bělení zubů pacienta sledujte, abyste předešli přebělení zubů přes požadovaný odstín či průhlednost.
12. S bělicími nosiči v ústech nejete, nepijte a nepoužívejte tabákové produkty.
13. Nosiče nepoužívejte během spánku.
14. Před použitím nosiče jej nechejte působit pokojové teplotě.
15. Přípravky na bělení zubů by neměly používat těhotné a kojící ženy.
16. Pacienti či uživatelé s obavami z alergie se mohou seznámit s dokumentem o alergenech z výrobku, který je k dispozici na webové adrese www.ultradent.com. Dojde-li k alergické reakci, opláchněte exponované místo důkladně vodou a odkažte pacienta na jeho lékaře.
17. Obsahuje fluorid sodu.



1. Dostanete produkt iz uzorkova.
U* • Vrhovna obeljavljajouca kapla
L* • Nižnja obeljavljajouca kapla



2. Razmestite vrhovno kapu na zube.



3. Silno pritisnite, zatim vosocite kapu u trajanje 2 sekundi.



4. Skinite bojevanu vanjskono kapu na zube i ostavite bijelu unutarnjo kapu na zubima. Ponovite proceduru za donjo kapu.



5. Po istecanju ukazanoga vremena nošenja uklonite obeljavljajouce kape i počistite zube.

ທັບຂັ້ນຕອນ:

1. ຈັດການສົມຢັດເນື້ອເຊື່ອອອນກຽດດ້ວຍເອເລັກໂນນກຽດຈຳກັດ ກຳໜົດທົນລະບົບເນື້ອເຊື່ອອອນກຽດ ທີ່ເປັນທົນລະ
2. ຫຼັກຮູ້ອັດໂປຼູຟຽນ/ຮຽນປ່າລາຍສົມຢັດຂອງກຽດທົນລະທັດຂອງທ່ານ ຜູ້ຊື້ກຽດທົນລະ
3. ຜູ້ຊື້ບາງຄົນອາດຈຳລົງໂມລະອື່ນໆກ່ຽວກັບເນື້ອເຊື່ອອອນກຽດ ສຸມປັກ ຄື ສ່ຽວທົນ ຫາຄົບເຮັດການສຳເລັດຜູ້ຊື້ ຫຼືວ່າຊື້ກຽດເພື່ອສູນກຽດທົນ ຫຼືວ່າຊື້ກຽດໂມລະອື່ນໆອື່ນໆ ໂປຼູຟຽນດັດວັດຜູ້ຊື້ອາດຈຳກັດກຽດທົນຂອງທ່ານ
4. ຫຼັກຮູ້ອັດກຽດທົນສາມາດມາ ຈັດການກຽດທົນລະບົບເນື້ອເຊື່ອອອນກຽດທົນຂອງທ່ານ
5. ກາກສົມດັບເຊື່ອອອນກຽດທົນ ໃຫ້ດັບນຳປານກາມາ ແລະພາເພື່ອ ກາກສົມດັບ ຜົນພາເພື່ອດັບ
6. ວັດຖຸກຽດທົນອາດມີ ຮາເນແລະນຳໂຟລູອາລູມິນຳທີ່ກຳລັງກຽດທົນ
7. ສອບຮ້າງອ້ອມ 7-10 ມື້ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮັດການຟຸດສົມດັບກຽດທົນດ້ວຍກາມາ
8. ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາການຟ້າຍເຮວກວ່າປະກາຍຊື້ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາຮູບຮ່າງກຽດທົນ
9. ຫຼັກຮູ້ອັດໂປຼູຟຽນ ສາມາດຈັດການກຽດທົນສົມດັບສູນກຽດທົນ
10. ເທື່ອບໍ່ອາດໄດ້ໂປຼູຟຽນກຽດທົນກຽດທົນ ກວ່າປະເມີນຊາກທັງໝົດຂອງເທື່ອດັບກຽດທົນ
11. ດັດຕາມບາບສົມດັບຂອງກຽດທົນຂອງຜູ້ຊື້ເພື່ອຈັດໂປຼູຟຽນກຽດທົນ ກຳລັງອາດມີໂປຼູຟຽນ ສາມາດຈັດການກຽດທົນສົມດັບສູນກຽດທົນ
12. ຄຳກັມ ຕົ້ນ ຫຼືຮູ້ໂປຼູຟຽນກຽດທົນເປັນທີ່ເຂົ້າຕາຟຸດສົມດັບ
13. ຄົນສຳລັບຟຸດສົມດັບເປັນເປັນເປັນ
14. ເຮັດການຟຸດສົມດັບກຽດທົນສົມດັບຂອງທ່ານ
15. ສຽງສົມດັບກຽດທົນເປັນເປັນກຽດທົນສົມດັບກຽດທົນ
16. ສຳຮູ້ຜູ້ຊື້ເຊື່ອອອນກຽດທົນດ້ວຍກຽດທົນກຽດທົນ ໂປຼູຟຽນກຽດທົນ ກຽດທົນສົມດັບກຽດທົນ ທີ່ www.ultradent.com ຫາສຳລັບການຊື້ກຽດທົນ ໃຫ້ສຳຮູ້ກຽດທົນສົມດັບກຽດທົນປະລາວແລະໃຫ້ຜູ້ຊື້ບາງຄົນພາເພື່ອເຮັດວຽກ
17. ມີເຮັດເປັນຟຸດສົມດັບ



1. 제품 포장을 제거하십시오.
U* • 상단 트레이
L* • 하단 트레이



2. 상단 트레이를 치아 위에 두십시오.



3. 단단히 물고 2초간 트레이를 빨아들이십시오.



4. 색깔이 있는 바깥쪽 트레이를 제거하시고 흰색 내부 트레이를 치아 위에 남겨두십시오. 하단 트레이에도 같은 과정을 반복하십시오.



5. 명시된 적용 시간 후 미백 트레이를 제거하십시오.

Меры предосторожности:

1. Ограничьте контакт с мягкими тканями.
2. Избегайте прямого контакта активной поверхности продукта для отбеливания зубов с деснами и/или слюнными выделениями.
3. Некоторые пациенты могут испытывать временный дискомфорт в деснах, губах, горле, языке или зубах. Если какой-либо из этих симптомов сохраняется или ухудшается после прекращения использования, или в случаях сильного дискомфорта, позвоните своему стоматологу.
4. Избегайте проглатывания большого количества геля. Ожидается проглатывание небольшого количества геля во время использования.
5. При проглатывании продукта выпейте большое количество воды и обратитесь к врачу. Если продукт попал в дыхательные пути, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
6. Реставрационные материалы не отбеливаются. Мы рекомендуем отбеливать темные зубы перед реставрацией.
7. Подождите не менее 7–10 дней после процедуры отбеливания, прежде чем проводить адгезивную реставрацию.
8. Людям с серьезными проблемами со здоровьем перед лечением следует проконсультироваться со своим лечащим врачом.
9. Избегайте контакта с глазами. Немедленно промойте, если продукт попадет в глаза.
10. Чтобы предотвратить дополнительное раздражение, перед началом лечения следует оценить состояние десен и общее состояние полости рта.
11. Следите за ходом отбеливания зубов пациента, чтобы оно не превышало желаемого оттенка или прозрачности.
12. Не ешьте, не пейте и не употребляйте табачные изделия, пока установлены капы для отбеливания.
13. Не носите отбеливающие капы во время сна.
14. Перед использованием доведите отбеливающую капу до комнатной температуры.
15. Беременные и кормящие женщины не должны использовать средства для отбеливания зубов.
16. Для пациентов или пользователей, страдающих аллергией, см. документ об аллергенах продукта, доступный на сайте www.ultradent.com. Если наблюдается аллергическая реакция, тщательно промойте пораженный участок водой и обратитесь к врачу.
17. Содержит фторид натрия.




1. Ürünü ambalajından çıkarın.
U* • Üst beyazlatma plağı
L* • Alt beyazlatma plağı



2. Üst plağı dişere yerleştirin.



3. İyiçe emin, daha sonra 2 saniye plağı emin.



4. Renkli dış plağı çıkarıp beyaz iç plağı dişte bırakın. Aynı işlemi alt plağı için de tekrarlayın.



5. Belirtilen aşırma süresi sonrasında beyazlatma plaklarını çıkarıp dişleri fırçalayın.

事前 주의사항:

1. 연조직에 닿는 것을 제한하십시오.
2. 치아 미백 제품으로 활성화된 표면이 잇몸 및/또는 혀를 쓰는 침에 직접 닿지 않도록 하십시오.
3. 일부 환자는 잇몸, 입술, 목구멍, 혀 또는 치아의 일시적인 불편함을 경험할 수 있습니다. 사용을 중단한 후에라도 이런 증상 중 하나가 지속 또는 악화되거나 심하게 불편할 경우, 지과 전문의에게 연락하시기 바랍니다.
4. 많은 양의 젤을 삼키지 마십시오. 사용 중 적은 양의 젤을 삼킬 수 있습니다.
5. 제품을 삼킬 경우, 물을 많이 마신 후에 의사의 진찰을 받으십시오. 제품이 흡입된 경우, 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
6. 수복재는 하얗게 되지 않습니다. 수복재를 사용하기 전에 거무스름한 치아를 미백하는 것이 좋습니다.
7. 접착 수복물을 시술하기 전에 미백 시술 후 최소한 7~10 일을 기다리십시오.
8. 건강에 심각한 문제가 있는 사람은 시술 전에 치과 진료 제공자(PCP)와 상의해야 합니다.
9. 눈에 닿지 않도록 하십시오. 제품에 닿으면 즉시 헹구십시오.
10. 추가 자극을 예방하기 위해 시술을 시작하기 전에 잇몸 상태와 일반적인 구강 건강을 평가해야 합니다.
11. 원하는 음영이나 반투명도 이상으로 미백되지 않도록 환자의 미백 진행 상태를 모니터링하십시오.
12. 미백 트레이를 사용하는 동안에는 먹거나 마시거나 담배 제품을 사용하지 않습니다.
13. 자는 동안에는 미백 트레이를 사용하지 않습니다.
14. 사용하기 전에 시술 트레이의 온도가 실온이 되게 하십시오.
15. 임신 중이거나 수유 중인 여성의 경우, 치아 미백 제품을 사용해서는 안 됩니다.
16. 알레르기가 있는 환자나 사용자의 경우, www.ultradent.com에 대한 제품이 유발하는 알레르기 유발 항원(allergen)에 대한 정보를 참조하시기 바랍니다. 환자에게 알레르기 반응이 나타되면, 노출된 부위를 철저히 헹구고 후에 의사의 진료를 받으도록 하십시오.
17. 불화나트륨이 함유되어 있습니다.



1. 从包装中取出产品。
U* • 上部美白牙托
L* • 下部美白牙托




2. 将上牙托放在牙齿上。



3. 结实地咬一口，然后吸住在牙托上 2 秒钟。



4. 取下彩色外部牙托，让白色内部牙托留在牙齿上。对下牙托重复执行该过程。



5. 在指定的磨合时间后，取下美白牙托并刷牙。

Önemler:

1. Yumuşak doku ile teması sınırlayın.
2. Diş beyazlatma ürününün aktif yüzeyinin, diş eti ve/veya tükürük ağız ile doğrudan temas etmesinden kaçının.
3. Bazı kişiler diş etlerinde, dudaklarda, boğazda, diğide veya dişlerde geçici rahatsızlık yaşayabilir. Bu semptomlardan herhangi biri kalınsalını bırakıldıktan sonra devam ederse, kütülsürşeye veya ciddi bir rahatsızlık oluşursa, lütfen diş hekiminize arayın.
4. Fazla miktarda jel yutmayama dikkat edin. Kullanım sırasında az miktarda jel yutulması olasıdır.
5. Ürünü yutulursa, bol miktarda su için ve bir doktora başvurun. Ürünü aspire edilirse, derhal tıbbi yardım alın.
6. Onarıcı malzemeler beyazlaşmaz. Onarıcı malzeme yerleştirmeden önce koyu renkli dişleri beyazlatmanızı tavsiye ederiz.
7. Yapışkan onarıcı malzemeleri yerleştirmeden önce, beyazlatma prodüürleri sonrası en az 7-10 gün bekleyin.
8. Ciddi sağlık sorunları olanlar, tedaviden önce birincil sağlık hizmeti sağlayıcısına danışmalıdır.
9. Gözle temasından kaçının. Ürün göze temas ederse derhal durulayın.
10. Fazladan tahriş önlemek için tedavieye başlamadan önce diş eti ve genel ağız sağlığı değerlendirilmelidir.
11. İstenden tonun veya yarı saydamlığın ötesinde beyazlatma önlemek için hastanın beyazlatma süresini takip edin.
12. Beyazlatma tepisleri takılıken herhangi bir şey yemeyin, içmeyin veya ürünü türün kullanmayın.
13. Uyurken beyazlatma tepisini takmayın.
14. Tedavi tepisini kullanmadan önce oda sıcaklığına getirin.
15. Hamile veya emziren kadınlr diş beyazlatma ürünleri kullanmamalıdır.
16. Allerji endişeleri olan hastalar veya kullanıcılar için www.ultradent.com adresinde bulunan ürün allerji belgesine bakın. Allerji reaksiyon gelişmelerine, maruz kalan alanı suyla iyice yıkayın ve hastanın doktoruna danışmasını isteyin.
17. Sodyum florür içerir.

注意事項:

1. 限制接触软组织。
2. 避免牙齿美白产品的活性表面与牙龈和/或唾液流直接接触。
3. 有些患者可能会感到牙龈、嘴唇、喉咙、舌头或牙齿不适。如果这些症状持续或恶化，请停止使用，如果情况未有好转，请与您的牙科医生联系。
4. 避免吞咽大量凝胶。在使用过程中可能会摄入少量凝胶。
5. 如不慎摄入该产品，请喝大量的水并就医。如不慎吸入该产品，请立即就医。
6. 修复材料不会变白。我们建议在放置修复体之前美白暗色牙齿。
7. 在美白程序后等待 7-10 天，然后再放置粘合修复体。
8. 有严重健康问题的患者应在治疗前咨询其主保健医生。
9. 避免接触眼睛。如果产品接触眼睛，请立即冲洗。
10. 为了防止额外的刺激，请在初次治疗前评估牙龈和一般口腔健康。
11. 监控患者的美白进程，以防止美白超出所需的色度或透明度。
12. 戴着美白牙托时，请勿进食、喝水或吸烟。
13. 睡觉时请勿戴着美白牙托。
14. 使用前使治疗牙托达到室温温度。
15. 孕妇或哺乳妇女不应使用牙齿美白产品。
16. 对于有过敏顾虑的患者或用户，请参见 www.ultradent.com 上的产品过敏原文文件。如果观察到过敏反应，请用水彻底冲洗暴露区域并让患者就医。
17. 含氟化钠。

TR

注意事項:

1. 限制接触软组织。
2. 避免牙齿美白产品的活性表面与牙龈和/或唾液流直接接触。
3. 有些患者可能会感到牙龈、嘴唇、喉咙、舌头或牙齿不适。如果这些症状持续或恶化，请停止使用，如果情况未有好转，请与您的牙科医生联系。
4. 避免吞咽大量凝胶。在使用过程中可能会摄入少量凝胶。
5. 如不慎摄入该产品，请喝大量的水并就医。如不慎吸入该产品，请立即就医。
6. 修复材料不会变白。我们建议在放置修复体之前美白暗色牙齿。
7. 在美白程序后等待 7-10 天，然后再放置粘合修复体。
8. 有严重健康问题的患者应在治疗前咨询其主保健医生。
9. 避免接触眼睛。如果产品接触眼睛，请立即冲洗。
10. 为了防止额外的刺激，请在初次治疗前评估牙龈和一般口腔健康。
11. 监控患者的美白进程，以防止美白超出所需的色度或透明度。
12. 戴着美白牙托时，请勿进食、喝水或吸烟。
- 13.