


- Remove product from packaging. 'U' • Upper whitening tray 'L' • Lower whitening tray
- Position upper tray on teeth.
- Bite firmly, then suck on tray for 2 seconds.
- Remove colored outer tray, leaving the white inner tray on teeth. Repeat the process for the lower tray.
- After indicated wear time, remove whitening trays and brush teeth.

**Precautions:**


- Limit contact with soft tissue.
- Some amalgam fillings may leave a dark purple color in your whitening tray; this is normal.
- Avoid treatment if patient may swallow or aspirate tray.
- If you have any questions regarding this product, please consult your dental professional.
- Some patients may experience temporary discomfort of the gums, lips, throat, tongue, or teeth. Should any of these symptoms persist or worsen after discontinuing use, or in cases of severe discomfort, call your dental professional. Do not eat, drink, or use tobacco products while whitening trays are in place.
- Do not wear whitening tray while sleeping.
- Avoid swallowing large amounts of gel. Ingestion of small amounts of gel during use is expected.
- For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com). If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.
- Restorative materials will not whiten.
- Inform your dentist that you have been whitening prior to any dental procedure.
- Patients with serious health concerns should consult their primary care provider prior to treatment.
- Pregnant or nursing women should not use teeth whitening products.
- White spots on the enamel may become more apparent during the whitening process and often blend with continued whitening.
- Teeth can re-stain over time, do touch up teeth whitening treatments as necessary.
- To prevent additional irritation, gingival and general oral health should be evaluated prior to initiating treatment.
- Monitor progress to prevent whitening beyond the desired shade or translucency.

**EN**

- Produkt aus der Verpackung nehmen. 'U' • obere Zahnweißungsschiene 'L' • untere Zahnweißungsschiene
- Position der oberen Zahrschiene auf den Zähnen.
- Kräftig zubeißen und dann an der Zahrschiene 2 Sekunden lang saugen.
- Die farbige äußere Zahrschiene entfernen und die weiße innere Zahrschiene auf den Zähnen lassen. Das Verfahren für die untere Zahrschiene wiederholen.
- Nach Ablauf der angegebenen Tragezeit die Zahnweißungsschienen entfernen und die Zähne putzen.

**Vorsichtsmaßnahmen:**


- Kontakt mit Weichteilen zeitlich begrenzen.
- Manche Amalgamfüllungen können eine dunkelviolette Farbe an der Zahnweißungsschiene hinterlassen. Das ist normal.
- Die Behandlung vermeiden, falls der Patient die Zahnschiene verschlucken oder aspirieren kann.
- Bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt.
- Einige Patienten können vorübergehende Beschwerden an Zahnfleisch, Lippen, Rachenraum, Zunge oder an den Zähnen erleben. Wenn Sie sich an Ihren Zahnarzt, falls die Symptome nach Absetzen der Verwendung weiterhin anhalten oder bei Fällen, in denen schwerwiegende Beschwerden vorliegen.
- Nicht essen, trinken oder Tabakprodukte konsumieren, solange die Zahnweißungsschienen in Position eingesetzt sind.
- Beim Schlafen keine Zahnweißungsschiene tragen.
- Das Verschlucken großer Mengen Gel vermeiden. Die Einnahme kleiner Mengen Gel während der Verwendung wird erwartet.
- Informationen zu Patienten oder Benutzer mit Verdacht auf Allergien finden Sie im allgemeinen Allergen-Produktdokument unter [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com). Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion den exponierten Bereich gründlich mit Wasser spülen und dafür sorgen, dass der Patient seinen Arzt konsultiert.
- Restaurativmaterialien lassen sich nicht aufhellen.
- Informieren Sie Ihren Zahnarzt vor einer Zahnbehandlung, dass bei Ihnen eine Zahnweißung durchgeführt wurde.
- Patienten mit schwerwiegenden gesundheitlichen Bedenken sollten vor der Behandlung ihren medizinischen Erstversorger befragen.
- Schwangere oder stillende Mütter sollten keine Zahnweißungsprodukte verwenden.
- Während des Zahnweißungsvorgangs erscheinen die weißen Flecken auf dem Zahnschmelz auffälliger und können sich bei fortgesetzter Zahnweißung vermehren.
- Zähne können sich im Lauf der Zeit erneut verfärben. Lassen Sie deshalb gegebenenfalls die Zahnweißungsbehandlung nachbessern.
- Kontakt mit den Augen vermeiden.
- Gingivale und allgemeine orale Gesundheit sollte vor dem Beginn einer Behandlung beurteilt werden, um einer zusätzlichen Reizung vorzubeugen.
- Den Fortschritt überwachen, um eine Zahnweißung über die gewünschte Schattierung hinaus zu verhindern.

**DE**

- Retirer le produit de l'emballage. «U» • Gouttière de blanchiment supérieur «L» • Gouttière de blanchiment inférieur
- Positionner la gouttière supérieure sur les dents.
- Mordre fermement, puis sucer la gouttière pendant 2 secondes.
- Retirer la gouttière extérieure colorée en laissant la gouttière intérieure blanche sur les dents. Répéter le processus pour la gouttière inférieure.
- Après le temps indiqué, retirer les gouttières de blanchiment et se brosser les dents.

**Précautions :**

- Limitier le contact avec les tissus mous.
- Certains garnitures d'amalgame peuvent laisser une couleur violette foncé dans votre gouttière de blanchiment ; c'est normal.
- Éviter le traitement si le patient peut avaler ou aspirer la gouttière.
- Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez consulter votre dentiste.
- Certains patients peuvent ressentir une gêne temporaire des gencives, des lèvres, de la gorge, de la langue ou des dents. Si l'un de ces symptômes persiste ou s'aggrave après l'arrêt de l'utilisation ou en cas d'inconfort sévère, appelez votre dentiste.
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant que les gouttières de blanchiment sont en place.
- Ne pas porter de gouttière de blanchiment pendant le sommeil.
- Éviter d'avaler de grandes quantités de gel. L'ingestion de petites quantités de gel pendant l'utilisation est attendue.
- Pour les patients ou utilisateurs souffrant d'allergies, reportez-vous au document sur les allergènes du produit disponible sur [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com). Si une réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée à l'eau et demander au patient de consulter son médecin.
- Les matériaux de restauration ne blanchiront pas.
- Informez votre dentiste que vous avez blanchi vos dents avant toute intervention dentaire.
- Les patients ayant de graves problèmes de santé devraient consulter leur fournisseur de soins primaires avant le traitement.
- Les femmes enceintes ou qui allaitent ne devraient pas utiliser de produits de blanchiment des dents.
- Les taches blanches sur l'émail peuvent devenir plus apparentes pendant le processus de blanchiment et se mélanger par la suite avec un blanchiment continu.
- Les dents peuvent se tacher au fil du temps, retoucher les traitements de blanchiment des dents si nécessaire.
- Éviter tout contact du produit avec les yeux.
- Pour éviter toute irritation supplémentaire, l'état de santé gingival et buccal doit être évalué avant de commencer le traitement.
- Surveiller les progrès pour éviter de blanchir au-delà de la teinte ou de la translucidité souhaitées.

**FR**

- Neem het product uit de verpakking. 'U' • Bovenste bleekbeugel 'L' • Onderste bleekbeugel
- Plaats de bovenste beugel op de tanden.
- Bit hard en zuig dan gedurende twee seconden op de beugel.
- Verwijder de gekleurde buitenbeugel; laat de witte binnenbeugel op de tanden. Herhaal dit proces voor de onderste beugel.
- Verwijder na de aangegeven draagperiode de bleekbeugels en poets uw tanden.

**Voorzorgsmaatregelen:**


- Beperk het contact met zachte weefsels.
- Het kan zijn dat sommige amalgaamvullingen een donkerpaarse kleur achterlaten in uw bleekbeugel. Dit is normaal.
- Vermijd de behandeling als er een mogelijkheid bestaat dat de patiënt de beugel kan inslikken of inzuigen.
- Als u vragen hebt over dit product, raadpleeg dan uw tandarts.
- Sommige patiënten kunnen tijdelijk ongemak ervaren aan het tandvlees, lippen, keel, tong of tanden. Als een van deze symptomen aanhoudt of erger wordt na het staken van het gebruik of in geval van ernstig ongemak, bel naar uw tandarts.
- Eet, drink of gebruik geen tabak wanneer u de bleekbeugels in hebt.
- Draag geen bleekbeugels tijdens het slapen.
- Slik geen grote hoeveelheden gel in. Het is wel te verwachten dat er tijdens het gebruik kleine hoeveelheden gel ingeslikt worden.
- Raadpleeg voor patiënten of gebruikers met allergieën het document over allergene producten op [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com). Als er een allergische reactie wordt waargenomen, spoel dan de blootgestelde zone grondig met water en laat de patiënt zijn arts raadplegen.
- Restaurerend materiaal zal niet bleken.
- Informeer uw tandarts dat u uw tanden hebt gebleekt voor elke tandheelkundige procedure.
- Patiënten met ernstige gezondheidsproblemen moeten hun primaire gezondheidszorgverlener raadplegen vóór de behandeling.
- Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, mogen geen tandbleekproducten gebruiken.
- Witte vlekken op het glazuur kunnen opvallender worden tijdens het bleekproces, maar deze vervagen na continue bleek vaak.
- Er kunnen na verloop van tijd weer vlekken verschijnen op de tanden. Herhaal de bleekbehandelingen zoals nodig.
- Vermijd contact met de ogen.
- Om extra irritatie te vermijden moeten de gezondheid van het tandvlees en de mond vóór het begin van de behandeling beoordeeld worden.
- Monitor de vooruitgang om te vermijden dat de tanden witter worden dan de gewenste tint of doorzichtigheid.

**NL**

- Rimuovere il prodotto dall'imballaggio. 'U' • Mascherina di sbiancamento superiore 'L' • Mascherina di sbiancamento inferiore
- Posizionare la mascherina di sbiancamento superiore sui denti.
- Mordere saldamente, quindi aspirare sulla mascherina per 2 secondi.
- Rimuovere la parte esterna colorata della mascherina, lasciando la parte interna bianca sui denti. Ripetere i passaggi per la mascherina inferiore.
- Dopo il tempo indicato, rimuovere le mascherine di sbiancamento e lavare i denti.

**Precauzioni:**

- Limitare il contatto con i tessuti molli.
- Alcune otturazioni in amalgama possono lasciare un colore viola scuro sulla mascherina sbiancante, è normale.
- Evitare il trattamento se il paziente può ingerire o aspirare la mascherina.
- In caso di domande riguardo a questo prodotto, consultare il proprio dentista.
- Alcuni pazienti possono notare un disagio temporaneo a carico di gengive, labbra, gola, lingua o denti. Nel caso in cui uno qualsiasi di questi sintomi persista o peggiori successivamente all'uso intermittente, oppure in casi di grave disagio, contattare il proprio dentista.
- Non mangiare, bere, o consumare prodotti del tabacco mentre le mascherine per il trattamento sbiancante sono in posizione.
- Non indossare la mascherina sbiancante durante il sonno.
- Evitare di ingerire grandi quantità di gel. L'ingerimento di piccole quantità di gel durante l'uso è previsto.
- Per pazienti o utenti con problemi di allergie, fare riferimento al documento sugli allergeni disponibile al sito [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com). Se vengono riscontrare delle reazioni allergiche, lavare le aree esposte con molta acqua e far controllare la paziente da un medico.
- I materiali per il restauro dentale non subiranno alcuno sbiancamento.
- Informare il proprio dentista se ci si è sottoposti a sbiancamento, prima di subire qualsiasi procedura dentistica.
- I pazienti con gravi problemi di salute devono contattare il proprio medico prima del trattamento.
- Le donne incinte o in fase di allattamento non possono usare prodotti per lo sbiancamento dentale.
- Le macchie bianche sullo smalto possono apparire più visibili durante il processo di sbiancamento, ma spesso si fondono con lo sbiancamento dentale.
- I denti possono macchiarsi nuovamente nel tempo, quindi effettuare trattamenti di sbiancamento secondo necessità.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Per impedire l'irritazione, è necessario valutare la salute gengivale e orale globale prima di iniziare il trattamento.
- Monitorare il progresso dello sbiancamento per evitare uno sbiancamento o un grado di traslucenza oltre il livello desiderato.

**IT**

- Extraiga el producto de su empaque. 'U' • Cubeta de blanqueamiento superior 'L' • Cubeta de blanqueamiento inferior
- Posicione la cubeta superior sobre los dientes.
- Muerda firmemente, y luego succione sobre la cubeta durante dos segundos.
- Retire la cubeta externa de color, dejando la cubeta interna blanca sobre los dientes. Repita el proceso para la cubeta inferior.
- Tras el tiempo de uso indicado, retire las cubetas de blanqueamiento y cepílese los dientes.

**Precauciones:**

- Limite el contacto con el tejido blando.
- Algunos empastes de amalgama pueden dejar un color púrpura oscuro en su cubeta de blanqueamiento; esto es normal.
- Evite el tratamiento si hay posibilidad de que el paciente se trague o aspire la cubeta.
- Si tiene alguna pregunta sobre este producto, consulte con su dentista.
- Algunos pacientes pueden notar molestias temporales en las encías, labios, garganta, lengua o dientes. Si estos síntomas persisten o empeoran tras dejar de usar el producto, o en caso de molestias graves, llame a su dentista.
- No coma, beba o fume mientras lleva las cubetas de blanqueamiento.
- No lleve la cubeta de blanqueamiento mientras duerme.
- Evite ingerir grandes cantidades de gel. La ingestión de pequeñas cantidades de gel durante el uso es normal.
- Para los pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alérgenos del producto disponible en [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com). Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.
- Los materiales restauradores no se blanquearán.
- Informe a su dentista que está realizando un procedimiento de blanqueamiento antes de cualquier procedimiento dental.
- Los pacientes con problemas de salud graves, deberían consultar con su médico de cabecera antes de realizar el tratamiento.
- Las mujeres embarazadas o lactantes no deberían usar productos de blanqueamiento dental.
- Las manchas blancas en el esmalte pueden volverse más aparentes durante el proceso de blanqueamiento y a menudo desaparecerán con el blanqueamiento continuo.
- Los dientes pueden volver a mancharse con el tiempo; realice tratamientos de blanqueamiento de dientes de retoque según sea necesario.
- Evite contacto con los ojos.
- Para evitar irritaciones adicionales, debe evaluarse la salud gingival y bucal en general antes de iniciar el tratamiento.
- Monitoree el progreso para evitar un blanqueamiento más allá del tono o translucidez deseados.

**ES**

- Remove o produto da embalagem. 'U' • Moldeira de branqueamento superior 'L' • Moldeira de branqueamento inferior
- Posicione a moldeira superior nos dentes.
- Morda firmemente e em seguida aspire a moldeira durante 2 segundos.
- Remove a moldeira externa colorida, deixando a moldeira interna branca sobre os dentes. Repita o processo para a moldeira inferior.
- Após o tempo de uso indicado, retire as moldieras de branqueamento e escove os dentes.

**Precauções:**


- Limite o contacto com tecidos moles.
- Algumas amalgamas de obturação podem deixar uma cor púrpura escura na moldeira branqueadora; isto é normal.
- Evite o tratamento se existe a possibilidade de o paciente engolir ou aspirar a moldeira.
- Se tiver alguma dúvida sobre este produto, entre em contacto com o seu dentista.
- Alguns pacientes podem sentir desconforto temporário das gengivas, lábios, garganta, língua ou dentes. Se algum destes sintomas persistir ou piorar após a interrupção da utilização, ou em casos de desconforto grave, contacte o seu dentista.
- Não coma, não beba nem use produtos de tabaco enquanto as moldieras branqueadoras estiverem no lugar.
- Não use a moldeira branqueadora enquanto dorme.
- Evite engolir grandes quantidades de gel. É esperada a ingestão de pequenas quantidades de gel durante a utilização.
- Para doentes ou utilizadores com alergias, consulte o documento sobre alérgenos do produto disponível em [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com). Se for observada uma reação alérgica, lave bem a área exposta com água e peça ao paciente que consulte o seu médico.
- Os materiais restaurativos não serão branqueados.
- Informe o seu dentista que tem feito um branqueamento antes de qualquer procedimento dentário.
- Os pacientes com sérias preocupações de saúde devem consultar o seu médico antes do tratamento.
- Mulheres grávidas ou lactantes não devem usar produtos branqueadores de dentes.
- As manchas brancas no esmalte podem tornar-se mais aparentes durante o processo de branqueamento e muitas vezes misturam-se com o branqueamento contínuo.
- Os dentes podem voltar a ficar manchados com o tempo, faça tratamentos de retoque de branqueamento dos dentes, conforme necessário.
- Evite o contacto com os olhos.
- Para evitar uma irritação adicional, deve se feita uma avaliação da saúde das gengivas e oral geral antes de iniciar o tratamento.
- Controle o progresso para evitar o branqueamento para além da tonalidade ou translucidez desejada.

**PT**

- Ta ut produktet från förpackningen. 'U' • Övre tandblekningskena 'L' • Under tandblekningskena
- Positionera den övre skenan över tanderna.
- Bit hårt i skenan och sug därefter i 2 sekunder.
- Avlägsna den färgade ytterskenan och lämna den vita innerskenan över tanderna. Upprepa processen för den nedre skenan.
- Efter indikerad tid ska du avlägsna tandblekningskena och borsta tänderna.

**Försiktighetsåtgärder:**


- Undvik kontakt med mjukvävad.
- Vissa amalgamfyllningar kan efterlämna en mörklila färg på din blekningskena, vilket är normalt.
- Undvik behandling om patienten kan tänkas svälja eller aspirera skenan.
- Rådfråga din tandläkare om du har frågor om den här produkten.
- Vissa patienter kan uppleva ett övergående obehag i tandkött, läppar, svalg, tunga eller tänder. Kontakta din tandläkare om något av dessa symptom skulle bestå eller förvärras efter avslutad behandling.
- Du ska inte äta, dricka eller använda tobaksprodukter när du har blekningskennan i munnen.
- Bar inte tandblekningskena medan du sover.
- Undvik att svälja större mängder gel. Insuugning av små mängder gel under användning är normalt.
- Besök [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com) för att se dokument om produktallergier för patienter eller användare med allergier. Om en allergisk reaktion observeras ska du skölja det exponerade området med vatten och uppmana patienten att konsultera sin läkare.
- Det går inte att bleka restaureringsmaterial.
- Informera din tandläkare om att du har blekt dina tänder innan ni påbörjar någon behandling.
- Patienter med allvariga hälsoproblem bör konsultera sin primära vårdgivare före behandling.
- Gravida eller ammande kvinnor bör inte använda tandblekningsprodukter.
- Vita fläckar på emaljen kan bli mer framträdande under blekningsprocessen och sedan smälta in under fortsatt blekning.
- Tänderna kan bli fläckiga igen, i vilket fall du kan förbättra resultatet med ytterligare blekning.
- Undvik kontakt med ögon.
- För att undvika ytterligare irritation bör du kontrollera att gingivan är frisk och att patienten har god allmän munhälsa före behandling.
- Overvaka blekningsförloppet för att undvika blekning utöver önskad grad av blekning eller genomskinlighet.

**SV**

- Produktet tages ud af emballagen. 'U' • Tandblegningsform til tænder i overmundten 'L' • Tandblegningsform til tænder i undermundten
- Anbring den øverste form på tænderne.
- Bid fast sammen, og sug derefter på formen i 2 sekunder.
- Fjern den færgede ydre form, og lad den hvide indre form sidde på tænderne. Gentag processen i undermundten.
- Efter den oplyste påførings tid fjernes tandblegningsformene og tænderne børstes.

**Forholdsregler:**


- Begræns kontakten med blødt væv.
- Nogle amalgamfyldninger kan efterlade en mørk lilla farve i din tandblegningsform. Det er ganske normalt.
- Undgå behandling, hvis patienten kan sluges eller opsuge formen.
- Hvis du har spørgsmål angående dette produkt, bedes du venligst kontakte din tandlæge.
- Nogle patienter kan opleve midlertidigt ubehag i tandkødet, læberne, halsen, tungen eller tænderne. Hvis nogen af disse symptomer vedvarer eller forværres efter ophør med brug eller i tilfælde af alvorligt ubehag, skal du ringe til din tandlæge.
- Du må ikke spise eller drikke eller bruge tobaksprodukter, mens der er tandblegningsforme sat på tænderne.
- Brug ikke tandblegningsforme, imens du sover.
- Undgå at sluges store mængder gel. Indtagelse af små mængder gel under brug forventes.
- For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til produktallergendokumentet, som findes på [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com). Hvis der observeres en allergisk reaktion, skyl det eksponerede område grundigt med vand, og patienten anmodes om at konsultere sin læge.
- Genopbygningsmaterialer bliver ikke afbleget.
- Fortæl din tandlæge, at du har fået en tandblegning, forud for en tandbehandling.
- Patienter med alvorlige sundhedsmæssige problemer bør konsultere deres praktiserende læge forud for behandlingen.
- Patienter med alvorlige sundhedsmæssige problemer bør konsultere sin primære helsekontakt for behandling.
- Gravide eller ammende kvinder bør ikke bruge tandblegningsprodukter.
- Hvide pletter på tandemaljen kan blive mere synlige under tandblegningsprocessen, idet de ofte bliver mindre synlige under den fortsatte tandblegning.
- Tænder kan blive plettede igen med tiden. Der kan foretages en tandblegning efter behov.
- Undgå kontakt med øjnene.
- For at forhindre yderligere irritation bør tandkød og mundens generelle sundhedsstatus vurderes, inden behandlingen påbegyndes.
- Hold øje med blegningsprocessen for at forhindre blegning ud over den ønskede skygge eller gennemsigtighed.

**DA**

- Poista tuote pakkauksesta. 'U' • Ylähammasiden valkaisusukissa 'L' • Alahammasiden valkaisusukissa
- Laita ylempi lusikka paikalleen hammasiin.
- Pure voimakkaasti, purista sitten lusikkaa muutamaksi kahden sekunnin ajan.
- Poista väriäinen ulompi lusikka ja jätä valkoinen sisempi lusikka paikalleen hammasiin. Tee sama alahammasiden lusikalle.
- Poista valkaisusukkat ilmotettun käyttöajan jälkeen ja harjaa hampaat.

**Varotoimet:**


- Rajoita kosketusta pehmytkudokseen.
- Jotkut amalgamityötteen saattavat jättää valkaisusukkaan tummanviolettiin värin; tämä on normaalia.
- Vältä haittoja jos arvelet, että potilias saattaa niellä tai vetää henkeen lusikan.
- Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota yhteyttä hammassääkäriisi.
- Jotkut potilaat saattavat tuntea tilapäistä epämukavuutta ikenissä, huulissa, kurkussa, kielessä tai hampaissa. Jos jokin näistä oireista jatkuu tai pahenee käytön lopettamisen jälkeen tai jos kyseessä on voimakas epämukavuus, soita hammassääkäriillesi.
- Älä syö, juo tai käytä tupakkatuotteita, kun valkaisusukkat ovat paikallaan.
- Älä käytä valkaisusukkaa nukkuessa.
- Vältä nielemistä suurina määrinä geeliä. Pienten geelimäärien nieleminen käytön aikana on odotettua.
- Katso allergiodien osalta tuotteen allergeenidokumenti, joka on saatavana osoitteessa [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com). Jos allellisiä reaktioita havaitaan, huuhtele altistunut alue huolellisesti vedellä ja pyydä potilasta ottamaan yhteys lääkäriin.
- Korjaaat materiaalit eivät valkaistu.
- Kerro hammassääkäriillesi hampaitesi valkaisusta ennen hammashoittoa.
- Potilaiden, joilla on vakavia terveysongelmia, on otettava yhteys perusterveydenhuollon tarjoajaansa ennen hoitoa.
- Hampaidenvalkaisuaineita ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.
- Kilteen valkoiset pisteet saattavat korostua valkaisuprosessin aikana, mutta katoavat usein valkaisua jatkettaessa.
- Hampaat voivat ajan myötä värjäytyä uudelleen, toista valkaisuhoito tarvittaessa.
- Vältä kosketusta silmiin.
- Lisä-ärsytyksen estämiseksi ikenet ja suun yleinen terveys on syytä arvioida ennen hoidon aloitamista.
- Seuraa edistymistä, jotta valkaisun sävy ja kuultavuus pysyvät halutun tasoisena.

**FI**

- Αφαιρέστε το προϊόν από τη συσκευασία. «U» • Πάνω δίσκος λεύκανσης «L» • Κάτω δίσκος λεύκανσης
- Τοποθετήστε τον πάνω δίσκο στα δόντια.
- Αγκυρώστε σταθερά και, στη συνέχεια, πιέστε με δύναμη για 2 δευτερόλεπτα.
- Αφαιρέστε τον χρωματιστό εξωτερικό δίσκο, αφήνοντας τον λευκό εσωτερικό δίσκο πάνω στα δόντια. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τον κάτω δίσκο.
- Μετά τον υποδεικνυόμενο χρόνο τοποθέτησης, αφαιρέστε τους δίσκους λεύκανσης και βουρτσάτε τα δόντια.

**Προφυλάξεις:**

- Περιορίστε την επαφή με μαλακό λεπτό ύφασμα.
- Ορισμένα σφραγίσματα αμάλγαματος ενδέχεται να αφήσουν ένα σκοτεινό μωβ χρώμα στον δίσκο λεύκανσης. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Αποφύγετε τη θεραπεία εάν ο ασθενής ενδέχεται να καταπιεί ή να αναρροφήσει τον δίσκο.
- Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτό το προϊόν, συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
- Μερικοί ασθενείς ενδέχεται ναιώσουν προσωρινή δυσφορία στα ούλα, τα χείλη, τον λαιμό, τη γλώσσα ή τα δόντια. Εάν κάποιο από αυτά τα συμπτώματα επιμένει ή επιδεινωθεί μετά τη διακοπή της χρήσης, ή σε περιπτώσεις μεγάλων δυσφορίας, καλέστε τον οδοντίατρό σας.
- Μην τρώτε, πίνετε και μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καπνίσματος ενώ είναι τοποθετημένοι οι δίσκοι λεύκανσης.
- Μην φοράτε τον δίσκο λεύκανσης ενώ κοιμάστε.
- Αποφύγετε την κατάποση μεγάλων ποσοτήτων γέλης. Η κατάποση μικρών ποσοτήτων γέλης κατά τη χρήση είναι αναμενόμενη.
- Για ασθενείς ή χρήστες με ανισορροπία, ανατρέξτε στην τεκμηριωμένη πληροφορία των προϊόντων στη διεύθυνση [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com). Ημό παρατηρήσετε αλλεργική αντίδραση, επικοινωνήστε την εκτεθειμένη περιοχή με νερό και ζητήστε από τον ασθενή να συμβουλευτεί το γιατρό του.
- Τα υλικά αποκατάστασης δεν θα λευκανθούν.
- Ενημερώστε τον οδοντίατρό σας ότι έχετε κάνει λεύκανση πριν από οποιαδήποτε οδοντιατρική διαδικασία.
- Οι ασθενείς με σοβαρές ανισορροπίες για την υγεία τους πρέπει να συμβουλευτούν τον πάροχο πρωτοβάθμιας περίθαλψης πριν από τη θεραπεία.
- Οι έγκυες ή οι θηλάζουσες γυναίκες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν προϊόντα λεύκανσης δοντιών.
- Οι λευκές κηλίδες στο σμάλο ενδέχεται να γίνουν πιο εμφανείς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λεύκανσης και συχνά συγχέονται με τη συνεχιζόμενη λεύκανση.
- Τα δόντια μπορούν να λεκιάσουν ξανά με την πάροδο του χρόνου, κάντε επαγγελματικές θεραπείες λεύκανσης των δοντιών, αν χρειαστεί.
- Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.
- Για την αποφυγή επιπλέον ερεθισμού, πρέπει να αξιολογούνται πριν από την έναρξη της θεραπείας η υγεία των ούλων και η γενική στοματική υγεία.
- Παρακολουθήστε την πρόοδο για να αποφύγετε τη λεύκανση πέρα από την επιθυμητή απόχρωση ή βαθμό διαύγειας.

**EL**

- Ta ut produktet fra emballagen. 'U' • Övre skinne til tannbleking 'L' • Nedre skinne til tannbleking
- Plasler den øvre skinnen på tennene.
- Bit fast og sug deretter på skinnen i 2 sekunder.
- Fjern den færgede ytre skinnen og la den hvide indre skinnen være på tennene. Gentag prosessen for den nedre skinnen.
- Efter angitt virketid fjernes tannblekingsskinnene og tennene børstes.

**Forholdsregler:**

- Begrens kontakt med mykt vev.
- Noen amalgamfyllinger kan etterlate en mørk lilla farge i din blekeskinne din. Dette er normalt.
- Dersom pasienten kan komme til å svelge eller spytte ut skinnen bør behandling unnngås.
- Kontakt din tannlege hvis du har spørsmål om dette produktet.
- Noen pasienter kan oppleve midlertidig ubehag i tannkjøttet, leppene, halsen, tungen eller tennene. Kontakt din tannlege hvis noen av disse symptomene vedvarer eller blir verre, og hvis du opplever alvorlig ubehag.
- Ikke spis, drikk eller bruk tobakkprodukter mens du har tannblekingskinner i munnen.
- Ikke bruk tannblekingskinner når du sover.
- Unngå å svelge store mengder gel. Svelging av små mengder gel under bruk er forventet.
- For pasienter eller brukere med allergiproblemer, se produktallergendokumentet som du finner på [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com). Hvis det oppstår en allergisk reaksjon, skyl det eksponerte området grundig med vann og få pasienten til å kontakte sin lege.
- Materiale for genopbygging vil ikke blekes.
- Informert tannlegen din hvis du har brukt bleking før enhver tannbehandling.
- Pasienter med alvorlige helseproblemer bør konsultere sin primære helsekontakt for behandling.
- Gravide eller ammende kvinner bør ikke bruke produkter for tannbleking.
- Hvite flekker på emaljen kan bli mer synlige under blekingsprosessen og kan ofte bli mer lik omgivelsene med fortsatt bleking.
- Tenner kan få nye flekker med tiden så oppfrisking av tannbleking er nødvendig.
- Tenner kan få nye flekker med tiden så oppfrisking av tannbleking er nødvendig.
- Unngå kontakt med øynene.
- For å unngå ytterligere irritasjon, må tannkjøtt- og generell munnhelse evalueres før start av behandling.
- Følg med på utviklingen for å forhindre bleking ut over ønsket nyanse eller gjennomsinnlighet.

**NO**





1. Wyjąć produkt z opakowania.  
 „U” • Dolna nakładka wybielająca  
 „L” • Górna nakładka wybielająca




2. Umieścić nakładkę górną na zębach.



3. Mocno zagnieść, a następnie zasycać nakładkę przez 2 sekundy.



4. Złóż kolorową nakładkę zewnętrzną, pozostawiając białą nakładkę wewnętrzną na zębach. Powtórzcie proces z nakładką dolną.



5. Po upływie podanego czasu noszenia, zdejmij nakładki wybielające i umyj zęby.

**Środki ostrożności:**

- Ograniczyć kontakt z tkaniką miękką.
- Niektóre wypełnienia amalgamatowe mogą spowodować ciemnofioletowe zabarwienie nakładki wybielającej. Jest to zjawisko normalne.
- Unikać stosowania, jeśli pacjent może połknąć lub zaaspirować nakładkę.
- W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego produktu należy skontaktować się ze stomatologiem.
- Niektórzy pacjenci mogą zauważyć przemijający dyskomfort w okolicy dziąseł, ust, gardła, języka lub zębów. W razie utrzymywania lub pogorszenia się któregokolwiek z tych objawów po zaprzestaniu użytkowania lub w przypadku silnego dyskomfortu należy skontaktować się ze stomatologiem.
- Po założeniu nakładek wybielających nie wolno jeść, pić ani używać wyrobów tytoniowych.
- Nakładek wybielających nie wolno nosić podczas snu.
- Unikać pokrywania dużych ilości żel. Połknięcie niewielkiej ilości żel podczas użytkowania jest zgodne z przewidywaniami.
- W przypadku pacjentów lub użytkowników z problemami alergicznymi należy zapoznać się z dokumentem dotyczącym alergenów w produkcie, dostępnym na stronie [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com). W przypadku zaobserwowania reakcji alergicznej przetrząść dokładnie zanieczyszczony obszar wodą i skierować pacjenta na konsultację do lekarza prowadzącego.
- Materiały do wypełnień nie ulegają wybieleniu.
- Przed poddaniem się jakiemukolwiek zabiegowi stomatologicznemu należy poinformować stomatologa o przebytej wybieleniu zębów.
- Pacjenci z ciężkimi problemami natury zdrowotnej powinni skontaktować się z lekarzem POZ przed rozpoczęciem stosowania tego produktu.
- Kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie powinny stosować produktów do wybielenia zębów.
- Białe plamy na skłiwie mogą pojawiać się podczas procesu wybielenia, ale często stapiają się z odcięciem skłiwia w toku dalszego wybielenia.
- Z upływem czasu na zębach ponownie mogą pojawić się zabarwienia. W razie konieczności zabieg wybielenia zębów należy powtarzać.
- Unikać kontaktu z oczami.
- Aby zapobiec dodatkowemu podrażnieniu, przed rozpoczęciem zabiegu należy sprawdzić stan dziąseł i ogólny stan jamy ustnej.
- Monitorować postępy, aby zapobiec wybieleniu pozażądanymi odcień lub przeszyciu.

**AR**

**تدابیر وقایف:**

- عليك الحد من ملامسة الأنسجة الرخوة.
- قد تترك بعض الحشوات المظلمة لونا أزرانياا دافكا في طابع التبييض، هذا امر طبيعي.
- تحبب العلاج إذا كان ثمة احتمالية بأن يبلغ المريض الطابع أو يفقد بشفطه.
- إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا المنتج، تُرجى استشارة طبيب الأسنان القائم على حالتك.
- قد يعاني بعض المرضى من ارتعاج مؤقت في اللثة أو الشفتين أو الحلق أو اللسان أو الأسنان. في حالة استمرار أو تفاقم أي من هذه الأعراض بعد التوقف عن الاستخدام، أو في حالة الارتعاج المتزايد، يتعين الاتصال بطبيب الأسنان.
- لا تأكل أو تشرب أو تستخدم منتجات التبغ أثناء وضع طابعي التبييض.
- لا تردتي طابع التبييض أثناء النوم.
- تجنب ابتلاع كميات كبيرة من الجل. من المتوقع ابتلاع كميات صغيرة من الجل أثناء الاستخدام.
- بالنسبة للمرضى أو المستخدمين اللذين يعانون من الحساسية، تُرجى الاطلاع على الوثيقة المتعلقة بالحساسية تجاه المنتج على [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com). وإذا لوجظ وجود رد فعل تحسسي، فليطلب شطف المنطقة المتكونة بأكملها بالماء وتوجيه المريض لاستشارة الطبيب.
- لي تبنيض المواد الترميمية.
- أخبر طبيب أسنالك أنك كنت تخضع لإجراءات تبييض لأسنان قبل أي إجراء آخر يرتبط بالأسنان.
- يجب على المرضى اللذين يعانون من مخاوف صحة خطيرة استشارة مقدم الرعاية الأولية القائم على حالتهم قبل العلاج.
- يحظر على النساء الحوامل أو المرضعات استخدام منتجات تبييض الأسنان.
- قد تصيب البقع البيضاء على مينا الأسنان أكثر وضوحاً أثناء عملية التبييض، وغالباً ما تختف مع التمتع مع التبييض المستمر.
- قد تظهر البقع ثابته على مينا الأسنان بمرور الوقت، وأتأكد بتعيين عليك استخدام علاجات التنظيف بعد تبييض الأسنان حسب الضرورة.
- تجنب ملامسة العين.
- يجب تقييد صحة اللثة وصحة الفم العامة قبل بدء العلاج لمنع حدوث المزيد من التهيج.
- أخبرك رصد التقدم المحرز لمنع التبييض خارج النطاق المحدد أو الشفافية المطلوبة.



1. Өнімді қаптамадан шығарыңыз.  
 «U» • Жоғарғы ағартқыш тиссауыт  
 «L» • Төменгі ағартқыш тиссауыт



2. Жоғарғы тиссауытты тістерге орналастырыңыз.



3. Қатты тістерде, тиссауытты 2 секунд басыңыз.



4. Түрлі-түсті сыртық қатты шешіп, ақ түсті ішке тиссауытты тістерде қалдырыңыз. Процедураны төменгі тиссауытпен қайталаңыз.



5. Корсетпаған тауғ уақыты өткеннен ағартқыш тиссауыттарды шешіп алып, тиссуды тазалаңыз.

**Сақтық шаралары:**

- Жұмық пендерге тиымін болдырмаңыз.
- Амалытама неғойдегі кейбір толтырғыштар сздің ағартқыш тиссауытыңызда қара-күлгін түс қалдыруы мүмкін; бұл қалыпты жағдай.
- Егер пациент тиссауытты жұтып қиюы мүмкін болса, ағарту әрекетін орындамаңыз.
- Егер осы өнімге қалыпты қандай да бір сұрақтарыңыз бар болса, тіс дәрігеріңізбен кеңесіңізді сұраймыз.
- Кейбір пациенттер қызыл иектің, еріндердің, тамақтың, тілдің немесе тістің уақытша жайсыздығын сезінуі мүмкін. Егер қуралды қолдануды тоқтатқаннан кейін бұл симптомдардың қандай да бірі сақталса немесе күшейе түссе, сондай-ақ қатты жайсыздық жағдайында, өз тіс дәрігеріңізге хабарлаңыз.
- Ағартқыш тиссауыттарды қолдану кезінде ішеңіз, жеменіз және темекі бұнымдарын тудырмаңыз.
- Ағартқыш тиссауыттарды ұйқы кезінде тақпаңыз.
- Гельдің көп мөлшерін жұтып қюудан сақтаныңыз. Құралды қолдану кезінде гелдің аздаған мөлшерін жұтып қюу қалыпты жағдай болып табылады.
- Аллергияға қатысты проблемалары бар пациенттер немесе пайдаланушылар үшін [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com) сайтында қолжетімді өнімнің аллергияне туралы құжаттарды қарыңыз. Егер аллергиялық реакция байқалса, ашық жерді сумен жақсылап жуыңыз және пациенттен дәрігермен кеңесуін сұраңыз.
- Реставрациялық материалдар ағартылмайды.
- Кез келген стоматологиялық процедура аясында тіс дәрігеріңізге тісінді ағартқыштыңызды айтыңыз.
- Денсаулығында ауыр проблемалары бар пациенттер емдеуді бастар алдында өз емдеуші дәрігерімен кеңесулері қақет.
- Жүкті немесе бала емізуді әйелдер тістерді ағартуға арналған өнімдерді қолданбаулары тиіс.
- Бастапқыда сіз жүкдейді ақ дақтар ағарту барысында көбірек білінетіндей болып көрінуі мүмкін және жиі жағдайда ағартуды жалғастыру кезінде тістің негізгі ренкімен үйлеседі.
- Уақыт өткімен тістерде қайтадан дақтар пайда болуы мүмкін, қақетлік жағдайында, тістерді ағарту процедурасын тағы орындаңыз.
- Кәзге тиымін болдырмаңыз.
- Кейіннен тістердің алдын алу үшін тіс дәрігері сздің қызыл иегіңіз бен ауыз қуысыңыздың суы екеніне көз жеткізуі тиіс.
- Уақыт өткімен ренк немесе мөңдірілік шегінен шығып кетпеуін үшін ағарту процесін бақылауда ұстаңыз.



1. Wybatle produkt z balení.  
 „U” • Horní bělicí nosič  
 „L” • Spodní bělicí nosič




2. Umístete horní nosič na zuby.



3. Pevně se zakousněte a pak nosič 2 sekundy nasažte.



4. Odeberte barevný vnější nosič a na zubech ponechte bílý vnitřní nosič. Opakujte proces pro spodní nosič.



5. Po uplynutí uvedené doby nošení odeberte bělicí nosiče a vyčistěte si zuby.

**Bezpečnostní opatření:**

- Omezte kontakt s měkkými tkáněmi.
- Některé amalgámové plomby mohou na bělicím nosiči zanechat fialové zbarvení, tento jev je běžný.
- Vyvarujte se ošetření, pokud u pacienta hrozí, že nosič spolkně nebo vdechne.
- V případě jakýchkoli otázek k tomuto produktu se prosím obraťte na svého zubaře.
- Některí pacienti mohou pociťovat dočasné mírné bolesti dásní, rtů, hrdla, zubů a jazyka. Pokud některé z těchto příznaků přetrvávají nebo se po přerušování používání zhorší, případně pokud pociťujete vážné bolesti, zavolejte svého zubaře.
- Nejezte, nepijte ani nekouřte tabákové výrobky s nasazenými bělicími nosiči.
- Bělicí nosič nenoste během spánku.
- Nepolykejte velké množství gelu. Během použití se předpokládá požití malého množství gelu.
- Pacient nebo uživatel s obavami z alergií by si měli přečíst dokument o alergenech, který produkt obsahuje, dostupný na webu [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com). Pokud se objeví alergická reakce, opláchněte exponovanou oblast vodou a pošlete pacienta k lékaři.
- Vpřítvorné materiály nezbledají.
- Před jakýmkoli zubním ošetřením svého zubaře informujte, že si bělíte zuby.
- Pacienti s vážnými zdravotními problémy by se před léčbou měli poradit s praktickým lékařem.
- Těhotné či kojící ženy by bělicí produkty neměly používat.
- Blíže skvěry se mohou během procesu bělení zdát výraznější na sklovině a s postupem bělení mohou zaniknout.
- Na zubech se mohou v průběhu času opět vytvořit skvrny. V případě potřeby proveďte dodatečné bělení.
- Zabraňte kontaktu s očima.
- Abyste nedošlo k dalšímu podráždění, ověřte dobrý zdravotní stav dásní a ústní dutiny.
- Sledujte pokroky, abyste zabránili bělení mimo požadovaný odtstín či přesvitání zubů.

**ข้อควรระวัง:**

- จำกัดการสัมผัสกับเนื้อเยื่ออ่อน
- การถอดข้อขัดสีบนขากรรไกรอาจทำให้เกิดสีม่วงเข้มในปากของฟันปลอมของคุณ นี่เป็นเรื่องปกติ
- หลีกเลี่ยงการรักษาฟันผิวอาจจกสลับหรือยาไอของหลอดเลือดจากที่เข้าสู่อวัยวะต่าง
- หากคุณมีอาการใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมของคุณ
- ผู้ใช้อาจมีอาการชั่วคราวที่เหงือก, ริมฝีปาก, ลำคอ, ลิ้นหรือลิ้น ท้องการที่ระคายเคืองหรือเยื่อเมือกที่ปากหรือลิ้นอาจเป็นโรคที่รู้สึกได้ไม่สบายอย่างรุนแรงที่ไทรอยด์ต่อมผู้เยื่อภายในด้านทันตกรรมของคุณ
- อย่ากิน, ดื่มน้ำหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ในขณะที่ยังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่
- อย่าใช้ปากฟอกสีฟันขณะนอนหลับ
- หลีกเลี่ยงการกลืนของเหลวในปริมาณมาก ๆ อาจจะมีสารกลืนเค็มเล็กน้อยอยู่ระหว่างการใช้งาน
- สำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่ตั้งครรภ์ที่วางแผนที่จะตั้งครรภ์ ควรอ่านเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ที่ [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com) หากมีอาการแพ้ ให้แจ้งบริเวณที่สัมผัสด้วยอย่างทั่วถึง และให้ผู้ป่วยปรึกษาแพทย์
- วัสดุบูรณะจะไม่ฟอกขาว
- แจ้งทันตแพทย์ของคุณว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ฟันก่อนขั้นตอนการทันตกรรมใดๆ
- ผู้ใช้อาจมีอาการชั่วคราวที่เหงือก ริมฝีปาก ลิ้นหรือลิ้น ท้องการที่ระคายเคืองหรือเยื่อเมือกที่ปากหรือลิ้น
- ลดปริมาณการบริโภคอาหารที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ โปรดดูเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ที่ [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com) หากมีอาการแพ้ ให้แจ้งบริเวณที่สัมผัสด้วยอย่างทั่วถึง และให้ผู้ป่วยปรึกษาแพทย์
- ห้ามสัมผัสกับตา
- ห้ามสูดดมหรือกลืนของเหลวในปริมาณมาก ๆ อาจจะมีสารกลืนเค็มเล็กน้อยอยู่ระหว่างการใช้งาน
- หลีกเลี่ยงการกลืนผลิตภัณฑ์ของคุณ
- เพื่อป้องกันอาการระคายเคืองเพิ่มเติม, ตรวจสอบและสุขภาพช่องปากทั่วทั้งวันก่อนเริ่มกระบวนการฟอกสีฟันที่เกินกว่าที่ได้อิงการหรือข้อความกำกับ



EN - Keep away from heat/sunlight  
 DE - Von Hitze/Sonneneinstrahlung fernhalten  
 FR - Conserver à l'écart de la chaleur/lumière du soleil  
 NL - Uit de buurt van warmte/zonlicht bewaren  
 IT - Tenere lontano da fonti di calore/luce del sole  
 ES - Mantenga alejado del calor/luz solar  
 PT - Mantenha distância do calor/luz solar  
 SV - Skyddas från värme/solljus  
 DA - Må ikke udsættes for varme/sollys  
 FI - Suojattava kuumuudelta/auringonvalolta  
 EL - Φυλάξτε το προϊόν από θερμότητα/ηλιακό φως  
 NO - Hold borte fra varme/solljus  
 PL - Przechowywać z dala od ciepła/promieniowania słonecznego  
 CS - Chraňte před teplem a sluncem  
 RU - Беречь от воздействия высоких температур и солнечного света



EN - Keep out of reach of children  
 DE - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren  
 FR - Tenir hors de portée des enfants  
 NL - Buiten bereik van kinderen houden  
 IT - Tenere lontano dalla portata dei bambini  
 ES - Mantenga a distancia de los niños  
 PT - Mantenha o produto fora do alcance de crianças  
 SV - Förvaras utom syn- och räckhåll för barn  
 DA - Opbevares utilgængeligt for børn  
 FI - Ei pidä pois lasten ulottuvilta  
 EL - Φυλάξτε το προϊόν από τα παιδιά  
 NO - Holdes utilgjengelig for barn  
 PL - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci  
 CS - Ukládejte mimo dosah dětí  
 RU - Хранить в недоступном для детей месте  
 TR - Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin  
 AR - احفظه بعيدا عن متناول الأطفال  
 TH - อย่านำเข้ามือเด็ก  
 KO - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둘 것  
 ZH - 置于儿童不能触及之处  
 KK - ұстап алышқ балалар

EN - Refrigerate  
 DE - Kühlen  
 FR - Réfrigérer  
 NL - In de koelkast bewaren  
 IT - Conservare in frigorifero  
 ES - Refrigere  
 PT - Refrigere  
 SV - Förvaras i kylskåp  
 DA - Opbevares i køleskab  
 FI - Säilyttävä jääkaapissa  
 EL - Αποθηκεύεται στο ψυγείο  
 NO - Kjøle ned  
 PL - Chłodzić w lodówce  
 CS - Zmrazte  
 RU - Хранить в холодильнике  
 TR - Soğutun  
 AR - قم بوضعه في التلاجة  
 TH - แช่เย็น  
 KO - 냉장 보관  
 ZH - 仅用于专业用途  
 KK - сақтау температурасы

EN - For professional use only  
 DE - Nur zur Verwendung durch Sachkundige  
 FR - Destiné à un usage professionnel uniquement  
 NL - Alleen voor professioneel gebruik  
 IT - Esclusivamente ad uso professionale  
 ES - Sólo para uso profesional  
 PT - Apenas para uso profissional  
 SV - Enbart för yrkesmässig användning  
 DA - Kun til professionel brug  
 FI - Vain ammattikäyttöön  
 EL - Για επαγγελματική χρήση μόνο  
 NO - Kun for profesjonell bruk  
 PL - Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych  
 CS - Pouze pro odborné použití  
 RU - Только для профессионального применения  
 TR - Sadece profesyonel kullanıma yönelikdir  
 AR - للاستخدام المهني فقط  
 TH - สำหรับผู้เชี่ยวชาญใช้เท่านั้น  
 KO - 전문가 전용  
 ZH - 仅用于专业用途  
 KK - тек каскы қолдануға арналған



EN - Health hazard  
 DE - Gesundheitsgefahr  
 FR - Danger pour la santé  
 NL - Gevaar voor de gezondheid  
 IT - Pericolo per la salute  
 ES - Peligro para la salud  
 PT - Riscos à saúde  
 SV - Hälsofar  
 DA - Sundhedsfarlig  
 FI - Terveysvaara  
 EL - Κίνδυνος για την υγεία  
 NO - Helsefare  
 PL - Zagrożenie dla zdrowia  
 CS - Zdravotní riziko  
 RU - Опасно для здоровья  
 TR - Sağlık için tehlike  
 AR - خطر على الصحة  
 TH - อันตรายต่อสุขภาพ  
 KO - 건강유해물  
 ZH - 健康危害  
 KK - денсаулыққа қауіпті

EN - See Instructions  
 DE - Siehe Anleitung  
 FR - Cf. instructions  
 NL - Zie gebruiksaanwijzing  
 IT - Vedere le istruzioni  
 ES - Veá las Instrucciones  
 PT - Veja as instruções  
 SV - Se anvisningar  
 DA - Se brugsanvisningen  
 FI - Lue käyttöohjeet  
 EL - Δείτε τις οδηγίες  
 NO - Se instruksjoner  
 PL - Patrz: instrukcje  
 CS - Viz pokyny  
 RU - См. инструкции  
 TR - Talimatlara bakın  
 AR - انظر التعليمات  
 TH - ดูคู่มือการใช้งาน  
 KO - 설명서 참고  
 ZH - 参阅说明  
 KK - қауқарлықты қараңыз

EN - Do not re-use to avoid cross contamination  
 DE - Um Kreuzkontamination zu vermeiden, nicht erneut benutzen  
 FR - Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée  
 NL - Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te voorkomen  
 IT - Non riutilizzare per evitare la contaminazione crociata  
 ES - No reutilice para evitar la contaminación cruzada  
 PT - Não reutilize para evitar a contaminação cruzada  
 SV - För undvikande av korskontaminering, återanvänd inte  
 DA - Må ikke genbruges for at undgå krydskontaminering  
 FI - Älä käytä uudelleen ristikonaminaation välttämiseksi  
 EL - Μην το επαναχρησιμοποιείτε για να αποφεύξετε τη διαστρωμάτωση μόλυνση  
 NO - Ikke gjenbruk for å unngå kryssforurensning  
 PL - Nie używać ponownie, aby uniknąć przeniesienia zakażenia  
 CS - Znovu nepoužívejte, abyste se vyhnuli křížové kontaminaci  
 RU - Не использовать повторно во избежание перекрестного заражения  
 TR - Capraz kontaminasyonu önlemek için tekrar kullanmayın  
 AR - لا تعيد استخدام المنتج لتجنب التلوث المتبادل  
 TH - ห้ามใช้ซ้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้าม  
 KO - 고쳐 오름 방지 위해 재사용하지 말 것  
 ZH - 切勿再使用，以免交叉感染  
 KK - қайта қолданбаңыз



EN - Do not re-use to avoid cross contamination  
 DE - Um Kreuzkontamination zu vermeiden, nicht erneut benutzen  
 FR - Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée  
 NL - Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te voorkomen  
 IT - Non riutilizzare per evitare la contaminazione crociata  
 ES - No reutilice para evitar la contaminación cruzada  
 PT - Não reutilize para evitar a contaminação cruzada  
 SV - För undvikande av korskontaminering, återanvänd inte  
 DA - Må ikke genbruges for at undgå krydskontaminering  
 FI - Älä käytä uudelleen ristikonaminaation välttämiseksi  
 EL - Μην το επαναχρησιμοποιείτε για να αποφεύξετε τη διαστρωμάτωση μόλυνση  
 NO - Ikke gjenbruk for å unngå kryssforurensning  
 PL - Nie używać ponownie, aby uniknąć przeniesienia zakażenia  
 CS - Znovu nepoužívejte, abyste se vyhnuli křížové kontaminaci  
 RU - Не использовать повторно во избежание перекрестного заражения  
 TR - Capraz kontaminasyonu önlemek için tekrar kullanmayın  
 AR - لا تعيد استخدام المنتج لتجنب التلوث المتبادل  
 TH - ห้ามใช้ซ้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้าม  
 KO - 고쳐 오름 방지 위해 재사용하지 말 것  
 ZH - 切勿再使用，以免交叉感染  
 KK - қайта қолданбаңыз

EN - For professional use only  
 DE - Nur zur Verwendung durch Sachkundige  
 FR - Destiné à un usage professionnel uniquement  
 NL - Alleen voor professioneel gebruik  
 IT - Esclusivamente ad uso professionale  
 ES - Sólo para uso profesional  
 PT - Apenas para uso profissional  
 SV - Enbart för yrkesmässig användning  
 DA - Kun til professionel brug  
 FI - Vain ammattikäyttöön  
 EL - Για επαγγελματική χρήση μόνο  
 NO - Kun for profesjonell bruk  
 PL - Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych  
 CS - Pouze pro odborné použití  
 RU - Только для профессионального применения  
 TR - Sadece profesyonel kullanıma yönelikdir  
 AR - للاستخدام المهني فقط  
 TH - สำหรับผู้เชี่ยวชาญใช้เท่านั้น  
 KO - 전문가 전용  
 ZH - 仅用于专业用途  
 KK - тек каскы қолдануға арналған



EN - Do not re-use to avoid cross contamination  
 DE - Um Kreuzkontamination zu vermeiden, nicht erneut benutzen  
 FR - Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée  
 NL - Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te voorkomen  
 IT - Non riutilizzare per evitare la contaminazione crociata  
 ES - No reutilice para evitar la contaminación cruzada  
 PT - Não reutilize para evitar a contaminação cruzada  
 SV - För undvikande av korskontaminering, återanvänd inte  
 DA - Må ikke genbruges for at undgå krydskontaminering  
 FI - Älä käytä uudelleen ristikonaminaation välttämiseksi  
 EL - Μην το επαναχρησιμοποιείτε για να αποφεύξετε τη διαστρωμάτωση μόλυνση  
 NO - Ikke gjenbruk for å unngå kryssforurensning  
 PL - Nie używać ponownie, aby uniknąć przeniesienia zakażenia  
 CS - Znovu nepoužívejte, abyste se vyhnuli křížové kontaminaci  
 RU - Не использовать повторно во избежание перекрестного заражения  
 TR - Capraz kontaminasyonu önlemek için tekrar kullanmayın  
 AR - لا تعيد استخدام المنتج لتجنب التلوث المتبادل  
 TH - ห้ามใช้ซ้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้าม  
 KO - 고쳐 오름 방지 위해 재사용하지 말 것  
 ZH - 切勿再使用，以免交叉感染  
 KK - қайта қолданбаңыз

**10% and 15% Mint Ingredients:**  
 Glycerin, Water (Aqua), Hydrogen Peroxide, PVP, Carbomer, Potassium Hydroxide, Silica, Dipotassium Phosphate, Xylitol, Potassium Nitrate, Flavor (Aroma), Citric Acid, Sucralose, Sodium Fluoride, EDTA, Sodium Lauryl Sulfate

**6% Mint Ingredients:**  
 Glycerin, Water (Aqua), Hydrogen Peroxide, PVP, Carbomer, Potassium Hydroxide, Silica, Dipotassium Phosphate, Xylitol, Potassium Nitrate, Flavor (Aroma), Citric Acid, Sucralose, Sodium Fluoride, EDTA, Sodium Lauryl Sulfate

**6% Melon Ingredients:**  
 Glycerin, Water (Aqua), Hydrogen Peroxide, PVP, Carbomer, Potassium Hydroxide, Flavor (Aroma), Silica, Dipotassium Phosphate, Xylitol, Potassium Nitrate, Citric Acid, Sucralose, Sodium Fluoride, EDTA, Sodium Lauryl Sulfate



1. Ürünü ambalajından çıkarın.  
 „U” • Üst beyazlatma plağı  
 „L” • Alt beyazlatma plağı



2. Üst plağı dişe yerleştirin.




3. İyice sırn, daha sonra 2 saniye plağı emin.




4. Renkli dış plağı çıkarıp beyaz iç plağı dişe bırakın. Aynı işlemi alt plağı için de tekrarlayın.




5. Belirlenmiş aşırma süresi sonrasında beyazlatma plaklarını çıkarıp dişleri fırçalayın.




1. 从包装中取出产品。  
 “U” • 上部美白牙托  
 “L” • 下部美白牙托



2. 将上牙托放在牙齿上。



3. 结实咬咬一口，然后吸住在牙托上 2 秒钟。



4. 取下彩色外部牙托，让白色内部牙托留在牙齿上。对下牙托重复执行该过程。



5. 在指定的磨合时间后，取下美白牙托并刷牙。

**Önemler:**

- Yumuşak dokuyla temasını sınırlandırın.
- Bazı amalgam dolgular beyazlatma plağınızda koyu mor bir leke bırakabilir; bu durum normaldir.
- Hastanın plağı yutma veya aspire etme ihtimali varsa tedaviden kaçınınız.
- Bu ürüne ilgili sorularınız varsa lütfen diş hekiminize danışın.
- Bazı hastalar geçici diş eti, dudak, boğaz, dil veya diş hassasiyeti yaşayabilir. Bu semptomlardan herhangi birisi uzun birakıldıktan sonra geçmezse ve kötüleşirse veya aşırı hassasiyet oluşursa diş hekiminize danışın.
- Beyazlatma plakları ağızmadayken yemek yemeyin, içecek içmeyin ve tütün ürünleri kullanmayın.
- Beyazlatma plaklarını uyurken takmayın.
- Çok miktarda jel yutmaktan kaçının. Kullanım sırasında az miktarda jel yutulması beklenir.
- Alerji endişesi olan hastalar veya kullanıcılar için [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com) adresinde bulunan ürün alerjen listesine bakın. Alerjik reaksiyon görülürse ürünü kalan bölgeyi suyla iyice yıkayın ve hastaya doktora başvurmasını söyleyin.
- Restoratif materyaller beyazlamaz.
- Herhangi bir dental işlem yaptırmadan önce beyazlatma yaptırduğnız diş hekiminize söyleyin.
- Ciddi sağlık endişeleri olan hastalar, tedaviden önce aile hekimine danışmalıdır.
- Hamile ve emziren kadınlar diş beyazlatma ürünlerini kullanmamalıdır.
- Beyazlatma işlemi sırasında midedeki beyaz noktalar daha belirgin hale gelebilir ancak genellikle beyazlatma devam edildimesiyle kaybolur.
- Dişler zaman içinde tekrar sararabilir; gerektiğinde rötüs beyazlatma işlemi yapılabilir.
- Gözlerle temasından kaçının.
- Daha fazla iritasyonu önlemek için tedaviye başlamadan önce diş eti ve genel ağız sağlığı değerlendirilmelidir.
- Istenden tondan veya yan saydımlıktan daha fazla beyazlatmayı önlemek için ilerlemeyi takip edin.

**注意事項:**

- 限制接触软组织。
- 有些汞合金填料可能会在美白牙托中留下深紫色;这是正常现象。
- 如果患者可能吞咽或吸入牙托,请避免治疗。
- 如果您对本产品有任何疑问,请咨询您的牙科专业人员。
- 有些患者可能会感到牙龈、嘴唇、喉咙、舌头或牙齿不适。如果中止使用后这些症状持续存在或恶化,或者出现严重不适,请致电您的牙科专业人员。
- 装有美白牙托时,请勿进食、喝水或吸烟。
- 睡觉时请勿戴着美白牙托。
- 避免吞咽大量凝胶。在使用过程中可能会摄入少量凝胶。
- 对于有过敏顾虑的患者或用户,请参见 [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com) 上的产品过致敏文件。如果观察到不良反应,请用彻底冲洗暴露区域并让患者就医。
- 修复材料不会变白。
- 在进行任何牙科手术之前,请告知牙医您在进行牙齿美白。
- 有严重健康问题的患者应在治疗前咨询其基本保健医生。
- 孕妇或哺乳期妇女不应使用牙齿美白产品。
- 在美白过程中,牙釉质上的白色斑点可能会显得更加明显,并且可能会与持续的美白混合。
- 牙齿会随着时间的推移而重新变色,必要时可以对牙齿进行美白治疗。
- 避免接触眼睛。
- 为了防止额外的刺激,请在初次治疗前评估牙龈和一般口腔健康。
- 监督进度,以防止美白超出所需的色度或透明度。

**TR**

- Yumuşak dokuyla temasını sınırlandırın.
- Bazı amalgam dolgular beyazlatma plağınızda koyu mor bir leke bırakabilir; bu durum normaldir.
- Hastanın plağı yutma veya aspire etme ihtimali varsa tedaviden kaçınınız.
- Bu ürüne ilgili sorularınız varsa lütfen diş hekiminize danışın.
- Bazı hastalar geçici diş eti, dudak, boğaz, dil veya diş hassasiyeti yaşayabilir. Bu semptomlardan herhangi birisi uzun birakıldıktan sonra geçmezse ve kötüleşirse veya aşırı hassasiyet oluşursa diş hekiminize danışın.
- Beyazlatma plakları ağızmadayken yemek yemeyin, içecek içmeyin ve tütün ürünleri kullanmayın.
- Beyazlatma plaklarını uyurken takmayın.
- Çok miktarda jel yutmaktan kaçının. Kullanım sırasında az miktarda jel yutulması beklenir.
- Alerji endişesi olan hastalar veya kullanıcılar için [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com) adresinde bulunan ürün alerjen listesine bakın. Alerjik reaksiyon görülürse ürünü kalan bölgeyi suyla iyice yıkayın ve hastaya doktora başvurmasını söyleyin.
- Restoratif materyaller beyazlamaz.
- Herhangi bir dental işlem yaptırmadan önce beyazlatma yaptırduğnız diş hekiminize söyleyin.
- Ciddi sağlık endişeleri olan hastalar, tedaviden önce aile hekimine danışmalıdır.
- Hamile ve emziren kadınlar diş beyazlatma ürünlerini kullanmamalıdır.
- Beyazlatma işlemi sırasında midedeki beyaz noktalar daha belirgin hale gelebilir ancak genellikle beyazlatma devam edildimesiyle kaybolur.
- Dişler zaman içinde tekrar sararabilir; gerektiğinde rötüs beyazlatma işlemi yapılabilir.
- Gözlerle temasından kaçının.
- Daha fazla iritasyonu önlemek için tedaviye başlamadan önce diş eti ve genel ağız sağlığı değerlendir