

Gleo Fluoride Varnish 5% Sodium Fluoride Varnish

Product Description
Gleo fluoride varnish is a flavored, xylitol-sweetened, 5% sodium fluoride in a resin carrier. For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

Delivery Form(s)

- 10 ml tube
 - Application brush

Indications for Use/Intended Purpose

Gleo fluoride varnish is 5% sodium fluoride in a varnish carrier which produces a mechanical occlusion of the dental tubules in the treatment of tooth hypersensitivity.

Contraindications

- Do not use on patients with ulcerative gingivitis or stomatitis.
- Do not use on patients with a known sensitivity to ingredients including colophonium (kolophonium) and/rosin. If allergic reaction, dermatitis, or rash occurs, discontinue use.
- For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at ultradeut.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed and thoroughly with water and have the patient consult their physician.

Warnings and Precautions

- Patient, clinician, and assistant must wear protective eyewear.
- In rare instances, edematous swelling has been reported after extensive fluoride varnish treatment and dyspnea has been reported in asthmatic children. If this occurs, thoroughly brush teeth to remove the varnish film and have patient contact their medical provider.
- Some patients may experience nausea after application. If nausea persists, thoroughly brush to remove the varnish film.
- Do not use with other topical fluoride treatments the same day and instruct patient to refrain from using oral fluoride supplements for four days after treatment.
- Only use clean and sanitized instrument to coat upon the tube.

Gleo Vernice al fluoro Vernice al 5% di fluoro di sodio

Descrizione del prodotto
Gleo la vernice al fluoro è un prodotto aromatizzato, zuccherato con xilitolo, contenente il 5% di fluoro di sodio in un supporto di resina. Prima di procedere con l'utilizzo dei prodotti descritti leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni, precauzioni e avvertenze.

Confezionamento

- Tubetto da 10 ml

Indicazioni d'uso/Scopo previsto

Gleo la vernice al fluoro è costituita da fluoro di sodio al 5% in un supporto di vernice che produce un'occlusione meccanica dei tubuli dentinali nel trattamento dell'ipersensibilità dentale.

Controindicazioni

- Non utilizzare su pazienti con gengivite o stomatite ulcerosa.
- Non utilizzare su pazienti con una sensibilità nota agli ingredienti che includono la colofonia (colofonium) e la resina. Se si sviluppa una reazione allergica, una dermatite o un'eruzione cutanea, consultare un medico.
- I pazienti o gli utenti con problemi di allergia sono tenuti a consultare il documento sugli allergeni del prodotto disponibile sul sito ultradeut.com.
- Se si osserva una reazione allergica, sospendere accuratamente l'area esposta con acqua e acqua ossigenata e consultare il proprio medico.

Avvertenze e precauzioni

- Il paziente, il medico e l'assistente devono indossare occhiali protettivi.
- In rari casi è stato segnalato gonfiore edematoso dopo un trattamento stesso con vernice al fluoro ed è stata segnalata dispnea nei bambini asmatici.
- Se ciò si verifica, sospendere accuratamente i denti per rimuovere la pellicola di vernice e chiedere al paziente di contattare il proprio medico.
- Alcuni pazienti possono provare nausea dopo l'applicazione. Se la nausea persiste, spazzolare accuratamente per rimuovere la pellicola di vernice.
- Non utilizzare con altri trattamenti topici al fluoro nello stesso giorno e istituire il fluoro via orale per quattro giorni dopo il trattamento.

Gleo Fluor lak 5% Natriumfluorid lak

Produktbeskrivelse
Gleo fluorlak er en aromatiseret, xylitol-sødet, 5% natriumfluorid i en harpiksbrænde. For alle produkter beskrevet, læs og forstå alle instruktioner og oplysninger i produktets datablad for alle beskrivne produkter omhyggeligt, før brug.

Leveringsform(er)

- 10 ml rør
- Påføringsborste

Indikationer for brug/tilsliget formål

Gleo fluorlak er 5% natriumfluorid i en lakbrænde, som frembringer en mekanisk okklusion af dentinale tubuli ved behandling af tandoverfølsomhed.

Kontraindikationer

- Må ikke anvendes til patienter med ulcerøs gingivitis eller stomatitis.
- Må ikke anvendes til patienter med kendt følsomhed over for ingredienserne, herunder kolofonium (kolofonium) og/eller rosinalter. Hvis der opstår allergiske reaktioner, dermatitis eller udslæt, skal du kontakte en læge.
- For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til produktallergienotice til tilgængelig på ultradeut.com. Hvis der observeres en allergisk reaktion, skylles det udsatte område grundigt med vand, og patienten skal konsultere en læge.

Advarsler og forholdsregler

- Patient, kliniker og assistent skal bære beskyttelsesbriller.
- I sjældne tilfælde er der rapporteret om edematøs hevelse efter omfattende behandling af fluordens tand med den rapporterede dyspnea hos astmatiske børn. Hvis dette sker, børst tænderne grundigt for at fjerne lakfilmen og få patienten til at kontakte deres læge.
- Nogle patienter kan opleve kvalme efter at have fået lakken påført.
- For patienter eller brugere, der har problemer med at bruge fluorlak, skal de kontakte deres læge.
- Må ikke bruges sammen med andre topiske fluorbehandlinger samme dag, og instruer patienten at afstå fra at bruge orale fluorider i 4 dage efter behandlingen.
- Brug kun et rent og desinficeret instrument til at skære røret op.
- Fjern lakken hæften fra røret, før den er klar til brug.

Trinvisse instruktioner

Forberedelse

- Børst tænderne grundigt, poler tænder med gummiul, eller tær tænderne af med gaze før placering.
- Ryst røret godt før brug.

Brug

1) Tor området, der skal behandles.
2) Fjern rørhæften og skær spidsen af røret med et rent og desinficeret instrument.

3) Tryk en lille mængde ud i en ren overflade for at kontrollere farve og konsistens. Hvis lakken har skilt sig, sættes lægget ud, rystes igen, og lakken tages derefter ud igen.
4) Brug en påførings applikatorbørste til at påføre et tynt, jævnt lag Gleo fluorlak på så mange overflader som muligt.

BEMERK

- Patienter bør undgå børstning og tandrâd 4-6 timer efter behandlingen. Hvis det er muligt, vent til næste morgen.
- Patienter bør undgå varm mad eller drikkevarer samt produkter, der indeholder alkohol (f.eks. drikkevarer, mundskyl osv.) i 4-6 timer efter behandlingen.

Gleo fluorlak vil begynde at flage af ved hver børstning.

For maksimal effekt skal Gleo lak genpåføres hver 3-6. måned.

Opbevaring og bortskaffelse

Opbevares i beholdn til den ydre emballages etiket. Bortskaf affald i henhold til lokale regler, retningslinjer og bestemmelser.

Diverse information
Indberet enhver alvorlig hændelse til producenten og den kompetente myndighed.

ultradeut.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Gleo Флуорид лак 5% лак с натриев флуорид

Описание на продукта
Gleo флуорид лак е ароматизиран, подсладен с ксилитол, 5% натриев флуорид в носач от смола. Преди да използвате продуктите, описани в инструкциите и информацията за SDS за всички описани продукти преди употреба.

Формуляр/и за доставка

- 10 ml туба

Показания за употреба/Предвидено предназначение

Gleo флуорид лак е 5% натриев флуорид в носач на лак, който предпазва механична оклузия на дентинните тубули при лечението на зъбна хиперчувствителност.

Противопоказания

- Да не се използва при пациенти с улцерозен гингивит или stomatitis.
- Да не се използва при пациенти с чувствителност към някои от съставните компоненти, включително колфониум (kolofonium) или/и розин. Ако се развие алергична реакция, дерматит или обрив, консултирайте се с лекар.
- За пациенти или потребители, които имат проблеми с алергии, направиете справка с документа за алергии на продукта, достъпен на ultradeut.com. Ако се наблюдава алергична реакция, изплакнете изложената зона обилно с вода и помолете пациента да се консултира с лекар си.

Предупреждения и предпазни мерки

- Пациент, лекар и асистент трябва да носят защитни очила.
- В реди случаи е съществено предпазно лечение с флуорид лак се състои за подхране и за дестиния при деца с алергия. Ако това се случи, изплакнете старателно зъбите, за да отстраните лаксвия филм и накарайте пациента да се свърже с лекар.
- Някои пациенти може да изпитат гадене след приложението. Ако гаденето продължи, изплакнете старателно зъбите, за да отстраните лаксвия филм.
- Не използвайте с други локални лечения с флуорид в същи ден и инструктирай пациента да се въздържа от употребата на перорални добавки с флуор в продължение на четири дни.

Друга информация

Доказвателна версия съгласно инцидент на произведението и компетентния орган. ultradeut.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Gleo Fluoridlack 5% Lack mit 5 % Natriumfluorid

Produktbeschreibung
Gleo Fluoridlack ist ein aromatisiertes, mit Xylit gesüßtes 5% Iodnatriumfluorid in einem Harzträger. Lesen und beachten Sie vor der Anwendung aller beschriebenen Produkte sorgfältig alle Gebrauchsinstruktionen und Informationen im Sicherheitsdatenblatt.

Verarbeitungsform(en)

- Tube mit 10 ml
 - Applikationspinsel

Anwendungsbereiche/Verwendungszweck

Gleo Fluoridlack ist 5% Natriumfluorid in einem Lackträger, der bei der Behandlung von Zahnerkranklichkeiten eine mechanische Okklusion der Dentintubuli erzeugt.

Kontraindikationen

- Nicht bei Patienten mit ulzerativer Gingivitis oder Stomatitis anwenden.
- Nicht bei Patienten anwenden, die bekanntermaßen empfindlich auf Allergienstoffe wie Kolophonium (oder Kolophonharz) reagieren. Wenn sich eine allergische Reaktion, Dermatitis oder ein Hautausschlag entwickelt, muss der Patient seinen Arzt konsultieren.
- Für Patienten oder Anwender mit Bedenken in Bezug auf Allergien: Beachten Sie das Dokument über die allergischen Inhaltsstoffe, das auf der Website verfügbar ist. Kommt es zu einer allergischen Reaktion, bitte gründlich mit Wasser ab und bitten Sie die betroffene Person, sich an den Hausarzt zu wenden.
- Die Patienten sollten 4-6 Stunden nach der Behandlung auf Zähneputzen und Zahnsäure verzichten. Wenn möglich, warten Sie bis zum nächsten Morgen.
- Die Patienten sollten 4-6 Stunden nach der Behandlung keine Speisen oder Getränke sowie alkoholhaltige Produkte (z. B. Getränke, Mundspülungen usw.) meiden.
- Verwenden Sie die Spitze von der Tube und schneiden Sie die Öffnung mit einem sauberen und desinfizierten Instrument auf.
- Eine kleine Menge auf eine saubere Oberfläche auftragen, um Farbe und Konsistenz zu prüfen. Wenn sich die Lack getrennt hat, wieder verschleimen, erneut schütten und dann erneut auftragen.
- Einmal auftragen. Den Lack von den Aufträgen leicht umhüllen.
- Verwenden Sie einen Einweg-Auftragspinsel, um eine dünne, glatte Schicht Gleo-Fluoridlack auf alle vollen Oberflächen wie möglich aufzutragen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Patient, Arzt und Assistent müssen eine Schutzbrille tragen.
- In seltenen Fällen wurde nach einer umfangreichen Behandlung mit Fluoridlack über edematöse Schwellungen und bei asthmatischen Kindern über Dyspnoe berichtet. In diesem Fall putzen Sie die Zähne gründlich, um den Lackfilm zu entfernen, und lassen Sie den Patienten seinen Arzt konsultieren.
- Bei einigen Patienten kann es nach der Anwendung zu Übelkeit kommen. Wenn die Übelkeit anhält, putzen Sie die Zähne gründlich, um den Lackfilm zu entfernen.
- Verwenden Sie keine anderen topischen Fluoridbehandlungen am selben Tag und weisen Sie den Patienten an, vier Tage nach dem Auftragen zu warten.

Lagerung und Entsorgung

Gemäß dem Etikett auf der Außenverpackung lagern. Entsorgen Sie Abfälle gemäß den geltenden Vorschriften, Richtlinien und Verordnungen.

Sonstige Informationen

Melden Sie dem Hersteller und der zuständigen Behörde jeden schwerwiegenden Vorfall. ultradeut.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Gleo Barniz de fluor Barniz de fluoro de sodio al 5%

Descripción del producto
El barniz de fluor Gleo es un 5% de fluoro de sodio en un soporte de resina. Se recomienda leer y comprender todas las instrucciones y la información proporcionada en las hojas de datos de seguridad antes de utilizar cualquier producto descrito.

Forma(s) de presentación

- Tubo de 10 ml
 - Cepillo aplicador

Instrucciones de uso o finalidad pretendida

El barniz de fluor Gleo es un 5% de fluoro de sodio en un soporte de barniz que produce una occlusión mecánica de los tubulos dentinarios en el tratamiento de la hipersensibilidad dental.

Contraindicaciones

- No utilizar en pacientes con gingivitis ulcerosa o estomatitis.
- Evitar su uso en pacientes con alergia conocida a colofonia (colofonium) y/o resina. Si se desarrolla una reacción alérgica, una dermatitis o erupciones cutáneas, se recomienda consultar a un médico.
- Para pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alergenos del producto disponible en ultradeut.com.
- Se observa una reacción alérgica, aclarar los dientes para eliminar la película de barniz y se aconseja al paciente que consulte a su médico.
- Algunos pacientes pueden experimentar náuseas tras la aplicación. Si las náuseas persisten, se debe cepillar minuciosamente para eliminar la película de barniz.

Advertencias y precauciones

- Se recomienda que el paciente, el clínico y el asistente utilicen gafas protectoras.
- Se ha informado en raras ocasiones de hinchazón edematosa después de un tratamiento prolongado con barniz de fluor, así como de disnea en niños asmáticos. Se debe cepillar bien los dientes para eliminar la película de barniz y se aconseja al paciente que consulte a su médico.

Almacenamiento y eliminación

Seguir las instrucciones de la etiqueta. Eliminar los residuos de acuerdo con las normas, directrices y reglamentos locales.

Información diversa

Notifique cualquier incidente grave al fabricante y a las autoridades competentes. ultradeut.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Gleo Fluorilakka 5 % Natriumfluoridlakka

Tuotekuvaus
Gleo-Fluorilakka on maustettu, ksylitolilla makeutettu, 5% natriumfluoridil hartikanäytimessä. Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ja tiedot ennen kuin käytät tuotetta. Ennen käyttöä lue huolellisesti kaikki ohjeet ja tiedot tuotteen turvallisuudesta ja varmista niiden ymmärtämiseksi ennen käyttöä.

Toimitusmuoto (-muodot)

- 10 ml:n ruisku
- Levitysharja

Käyttötaiheet/käyttötarkoitukset

Gleo-Fluorilakka on 5-prosenttista natriumfluoridil lakkipinnalla, joka aiheuttaa hammaspinnat pinnan peittävän kalvon, joka estää tuskallisen haitan ylikäyttämisen hoidossa.

Vasta-aiheet

- Ei saa käyttää potilaita, joilla on haavainen ientulehdus tai suuhalvauks.
- Ei saa käyttää potilaita, joiden tiedetään olevan allergisia kolofoniumille (kolofonium) ja/tai resinsille. Jos yhteyttä lääkäriin allergisista reaktioista, ihotteluhalvauksista tai ihottuman kehittymisestä.
- Ei saa poistaa lakia käyttäjiä, joilla on mahdollisia allergisia, katso tuotteen allergiaaikausta, joka on saatavilla osoitteessa ultradeut.com. Jos allergisia reaktioita ilmenee, huuhdtele alustunut alue huolellisesti vedellä ja pyydä potilasta ottamaan yhteyttä lääkäriinsä.

Varoitukset ja varoittelut

- Potilaita, klinikoita ja avustajien on käytettävä suojalaseja.
- Havainnista tapauksissa on raportoitu turvotusta lakien jälkeen fluorilakkojen hoidossa.
- For maksimaa vaikutusta, suositellaan käyttää lakia joka 3-6 kuukauden välein.
- Parhaan hyödyn saamiseksi Gleo-lakka voidaan levittää uudelleen 3-6 kuukauden välein.

Säilytys ja hävittäminen

Säilytä ulkopakkauksessa etiketin mukaisesti. Hävitä jäte paikallisten sääntöjen, ohjeiden ja lakien mukaisesti.

Säilytystiedot

Ilmoita kaikki mahdolliset vakavista vaaratilanteista valmistajalle ja toimivaltaisille viranomaisille. ultradeut.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Gleo Fluoril lak 5 % natrijev fluorid lak

Opis proizvoda
Gleo fluoril lak je aromatzirisan, kisilolitom zaslađen, 5% natrij fluorid u nosacu od smole. Za sve opisane proizvode pozovite pročitajte i shvatite sve upute i SDS informacije prije uporabe.

Oblik(i) dostave

- Tuba od 10 ml
 - Cetka za nanošenje

Indikacije za uporabu/namjena

Gleo fluorid lak je 5% natrijev fluorid u nosacu lak koji proizvodi mehanicku okluziju dentinskih tubula u liječenju zubijske osjetljivosti.

Kontraindikacije

- Ne koristiti u pacijenata s ulceroznim gingivitisom ili stomatitisom.
- Ne koristiti u pacijenata s poznatom osjetljivošću na sastojke uključujući kolofoni kolofoni i/ili resine. Ako se razvije alergijska reakcija, dermatitis ili osip, posavjetujte se s liječnikom.
- Za pacijente ili korisnike koji imaju probleme s alergijama, pogledajte dokument o alergijama proizvoda dostupan na ultradeut.com. Ako se primijeti alergijska reakcija, temeljito ispirite uloženo područje vodom i neka se pacijent posavjetuje sa svojim liječnikom.

Upozorenja i mjere opreza

- Pacijent, kliničar i asistent moraju nositi zaštitne naočale.
- Neki pacijenti mogu osjetiti mučninu nakon primjene. Ako mučnina potraje, temeljito isperite lak da biste uklonili sloj laka.
- Nemojte koristiti s drugim lokalnim fluoridima fluorida istog i u uputite pacijenta da se suzdrži od korištenja oralnih dodataka fluorida četiri dana nakon tretmana.
- Koristite samo čiste i dezinficirane instrumente za svaku upotrebu.
- Nemojte skladištiti pet s tube dok ne budete spremni za uporabu.

Pohrana i odlaganje

Čuvati prema oznaci na vanjskom pakiranju. Odložite otpad u skladu s lokalnim pravilima, smjernicama i propisima.

Razne informacije

Prijavite svaku ozbiljan incident proizvođaču i nadležnom tijelu. ultradeut.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Gleo Vernis fluoré Vernis fluore al fluoro de sodium al 5 %

Description du produit
Gleo le vernis fluore est un vernis aromatisé, édulcoré al xylitol, contenant 5% de fluoro de sodium dans un support en résine.

Pour tous les produits décrits et avant toute utilisation, veuillez lire attentivement et veiller à bien comprendre toutes les instructions et les informations de la FDS.

Conditionnement

- Tube de 10 ml
 - Pinceau d'application

Indications d'utilisation/objectif

Gleo le vernis fluore est composé de 5% de fluoro de sodium dans un support de vernis qui produit une occlusion mécanique des tubules dentinaires dans le traitement de l'hyersensibilité dentaire.

Contre-indications

- Ne pas utiliser chez les patients souffrant de gingivite ulcéreuse ou de stomatite.
- Ne pas utiliser chez les patients présentant une sensibilité connue aux ingrédients incluant la colophane (kolophonum) et/ou le rosine. En cas de réaction allergique, de dermatite ou d'éruption cutanée, consultez un médecin.
- Pour les patients ou utilisateurs souffrant de problèmes d'allergies, se référer à la liste des allergènes contenus dans le produit disponible sur ultradeut.com. Si une réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée à l'eau et demander au patient de consulter son médecin.

Mises en garde et précautions

- Le patient, le dentiste et l'assistant doivent porter des lunettes de protection.
- Dans de rares cas, un gonflement edémateux a été signalé après un traitement intensif au vernis fluore et une dyspnée a été rapportée chez des enfants asthmatiques. Si cela se produit, brossez soigneusement les dents pour éliminer la pellicule de vernis et demandez au patient de consulter son médecin.
- Certains patients peuvent avoir des nausées après l'application. Si les nausées persistent, brossez soigneusement pour enlever le film de vernis.
- Ne pas utiliser avec d'autres traitements topiques au fluor le même jour et demander au patient de s'abstenir d'utiliser des suppléments oraux de fluor pendant les quatre jours après le traitement.

Gleo Verniz de fluor Verniz de fluoreto de sódio a 5%

Descrição do Produto
O verniz de fluor Gleo é um fluoreto de sódio a 5% aromatizado, adoçado com xilitol, em um transportador de resina. Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações de Dados de Segurança (FDS) antes de os utilizar.

Forma(s) de Aplicação

- Tubo de 10 ml
 - Pincel de aplicação

Indicações de utilização/Finalidade pretendida

O verniz de fluor Gleo é fluoreto de sódio a 5% em um transportador de verniz que produz uma ocusão mecânica dos tubúlos dentinários no tratamento da hipersensibilidade dentária.

Contraindicações

- Não administrar a pacientes com gengivite ulcerativa ou estomatite.
- Não administrar em pacientes com sensibilidade conhecida a ingredientes, incluindo colofonia (kolofonium) e/ou resina. Se ocorrer reação alérgica, dermatite ou erupção cutânea, consulte um médico.
- Para pacientes ou utilizadores com problemas relacionados com alergias, consulte o documento sobre alergenos do produto disponível em ultradeut.com. Se for observada uma reação alérgica, lave abundantemente a área exposta com água e solicite ao paciente que consulte um médico.
- Para pacientes ou utilizadores com problemas relacionados com alergias, consulte o documento sobre alergenos do produto disponível em ultradeut.com. Se for observada uma reação alérgica, lave abundantemente a área exposta com água e solicite ao paciente que consulte um médico.

Avisos e precauções

- Paciente, dentista e assistente devem usar óculos protetores.
- Em casos raros, foi registado um inchaço edematoso após o tratamento extensivo com verniz de fluoro e foi registada dispnéia em crianças asmáticas. Se tal ocorrer, escove bem os dentes para remover a película de verniz e peça ao paciente que entre em contacto com o seu médico.

Armazenamento e eliminação

Comunicar qualquer incidente grave ao fabricante e às autoridades competentes. ultradeut.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Gleo Fluoride Varnish 5% Sodium Fluoride Varnish

Gleo Fluoride Varnish 5% Sodium Fluoride Varnish

produktbeskrivelse
Gleo fluorlak er en smaksatt, xylitol-søtet, 5% natriumfluorid i en harpiksbrænde. For alle produktene som er beskrevet, les og forstå alle instruksjoner og SDS-informasjon nøye før bruk.

Leveringskjemal(er)

- 10 ml rør
- Påføringsborste

Indikasjoner for bruk/tiltenkt formål

Gleo fluorlak er 5% natriumfluorid i en lakbrænde som produserer en mekanisk okklusjon av dentinale tubuli ved behandling av tannfølsomhet.

Kontraindikasjoner

- Må ikke brukes på pasienter med ulcerøs gingivitt eller stomatitt.
- Må ikke brukes på pasienter med kjent følsomhet overfor ingredienser inkludert kolofonium (kolofonium) og/eller rosinalter. Hvis det oppstår allergiske reaksjoner, dermatitt eller utslæt, utvikler seg, lukk lokket, rist påflagen og press ut igjen. Rør forsiktig i lakken før påføring.
- Bruk en engangsapplikator-børste for å påføre et tynt, jevnt lag Gleo fluorlak på så mange overflater som mulig.

NOTA

- Pasienter bør undgå børsting og bruk av tannråd 4-6 timer etter behandling. Hvis mulig, vent til neste morgen.
- Pasienter bør unngå varm mat eller drikke samt produkter som inneholder alkohol (f.eks. drikke, munnskylling osv.) i 4-6 timer etter behandling.
- Gleo fluorlak vil begynne å flasse av ved hver børsting.
- For maksimal effekt kan Gleo lak påføres på nytt hver 3-6. måned.

Lagring og avhending

Oppbevares i beholdn til ytre pakningsetikett. Kast avfall i henhold til lokale regler, retningslinjer og forskrifter.

Diverse informasjon

