

ViscoStat™ Coagulative, Hemostatic Agents	EN	ViscoStat™ Koagulierende, blutstillende Mittel	DE	ViscoStat™ Agents coagulants et hémostatiques	FR	ViscoStat™ Stollende, hemostatische middelen	NL	ViscoStat™ Agenti coagulativi, emostatici	IT	ViscoStat™ Agentes hemostáticos coagulantes	ES	ViscoStat™ Agentes coagulantes, hemostáticos	PT	ViscoStat™ Koagulierende, hemostatische medel	SV	ViscoStat™ Koagulierende, hemostatische midler	DA
Product Description ViscoStat™ hemostatic is a 20% ferric sulfate equivalent hemostatic solution with inert binding agents in a viscous, aqueous carrier with a pH of approximately 1.0. ViscoStat hemostatic is intended for use in arresting oral capillary bleeding of subcuticular fluids during dental treatments. ViscoStat hemostatic is intended to be used by trained dental professionals and dentists on patients of all ages and conditions requiring arrest of oral capillary bleeding. ViscoStat hemostatic has been shown to be effective in arresting oral capillary bleeding. Any restrictions regarding patient populations can be found below in the contraindications section. For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use. Delivery Form(s) • 30 ml Indispense™ syringe • 1.2 ml syringe delivery syringe • Recommended delivery tip: ➢ Metal Dento-Inflator™ Tip with Comfort Hub™ Indications for Use/Intended Purpose Indicate for use in arresting oral capillary bleeding and/or subcuticular fluids in restorative, operative, and surgical dentistry. Contraindications • Do not use on patients with known allergies to ferric sulfate. • For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at ultradent.com/resources/product-allergies. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician. Warnings and Precautions • Avoid contact with impressions or in the presence of any other contaminant, the tooth preparation surface must be cleaned with a brief 2-3 seconds of 35% phosphoric acid etch followed by a firm air/water spray to remove contamination. This is not intended to be a conventional polishing and etch bonding system. • To avoid blood coagulation of soft tissues, these ferric sulfate hemostatic agents should not be mixed with ephrine or any other ephrine/epinephrine-impregnated dressing. • Avoid contact with clothing. Use protective clothing and protective eyewear for the dentist, assistant, and the patient when loading and handling ferric sulfate hemostatic. • Use only recommended tips. Stepwise Instructions Preparation – 1.2 ml syringe 1. Attach recommended syringe tip and verify color, consistency, and flow prior to applying intraligament. If resistance is met, replace tip, and recheck. Preparation – 30 ml Indispense™ syringe 1. Attach a 1.2 ml syringe to the Indispense™ syringe. 2. Express Indispense into the 1.2 ml syringe to desired fill level. 3. Verify the color, consistency, and flow prior to applying intraligament. 4. Attach recommended delivery tip to 1.2 ml syringe and verify color, consistency, and flow prior to applying intraligament. If resistance is met, replace tip, and recheck. Use – Direct Bonded Under Restoration 1. Slowly express hemostatic while rubbing firmly against the tissue. 2. As excess dark coagulum appears it can be removed with a firm air/water spray and continue with the next step. 3. If bleeding occurs when cleaned with air/water spray, repeat step 1-2 above until bleeding stops. 4. If bleeding continues, proceed with step 5, or if a displacement is not needed cleanse tooth with 35% phosphoric acid for 2-3 seconds followed by a firm air/water spray and continue with impression, direct bonded restoration, or bonding/luting with a firm air/water spray and continue with impression, direct bonded restoration, or bonding/luting with final restoration. 5. If hemostatic agent is still in contact as per manufacturer's instructions. NOTE: For direct restoration cure may be removed or left in place to protect soft tissue. The hemostatic agent can be performed while wet or in place. Use – Vital Pulps 1. Scrub firmly at site of bleeding until bleeding has subsided. As excess dark coagulum appears, continue with a firm stream of sterile water over the area and suction to remove remaining coagulum. 2. Proceed with restoring the pulpotomy with materials of choice and per manufacturer's instructions. NOTE: Soft tissue restoration is temporary. Processing Use to avoid cross-contamination, wipe syringe with an intermediate level disinfectant between patients. Do not use as a disinfectant barrier-sleeve. If a barrier sleeve is not used, syringe should be treated as single-use. Storage and Disposal Store according to order package label. Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations. Miscellaneous Information Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority. ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200	Produktbeschreibung ViscoStat™ Hämostatikum ist eine 20%ige Eisensulfat-Äquivalent-Hämostatiklösung mit inerten Bindemitteln in einem viskosen, wässrigen Träger mit einem pH-Wert von etwa 1,0. ViscoStat Hämostatikum ist beabsichtigt für den Einsatz bei hämorrhagischen Blutungen während zahnärztlicher Behandlungsmaßnahmen zu sein. ViscoStat Hämostatikum ist dazu vorgesehen, von geschulten zahnärztlichen Fachkräften eingesetzt zu werden. Es wurde gezeigt, dass ViscoStat Hämostatikum bei hämorrhagischen Blutungen wirksam ist. Jegliche Einschränkungen hinsichtlich der Patientengruppen sind unten im Abschnitt Kontraindikationen aufgeführt. Für alle beschriebenen Produkte ist vor der Verwendung sorgfältig alle Anweisungen und die Informationen in Form der SDS zu lesen. Lieferform(en) • 30 ml Indispense™ Spritze • 1,2 ml Applikations-Spritze • Empfohlene Applikations-Spritze: ➢ Metal Dento-Inflator™ Tip mit Comfort Hub™ Hinweise für den Gebrauch / Verwendungszweck Zur Verwendung beim Stillen von oralen Kapillarblutungen und/oder Subkutanissekretion in restaurativen, operativen und chirurgischen Zahnheilkunde. Kontraindikationen • Nicht anwenden bei Patienten mit bekannter Allergie gegen Eisen(III)-salze. • Bei Patienten oder Benutzern mit Verdacht auf Allergien lesen Sie Informationen im allergischen Produktallergen-Dokument oder anderen mit dem Produkt verbundenen Dokumenten. Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion den Experten-Bericht gründlich mit Wasser abwaschen und falls nötig, dass der Patient seinen Arzt konsultieren. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen • Vor dem Kleben, Ätzen oder bei Vorhandensein anderer Verunreinigungen muss die Zahnoberfläche mit einer 2-3 Sekunden lang mit 35% Phosphorsäure und anschließend mit kühnem Wasser/Wässersprühstrahl gereinigt werden, um die Verunreinigungen zu entfernen. Dies ist nicht erforderlich, wenn ein herkömmliches Ätzen gefolgt von einer firmenluft/wasserspray zur Entfernung der Kontamination. Dies ist nicht als konventionelles Polier- und Ätzen-System zu verwenden. • Um eine Beschädigung des Weichgewebes zu vermeiden, sollten diese hämorrhagischen Mittel nicht mit Epi oder anderen Adrenalin-impregnierten Dressings gemischt werden. • Um Blutgerinnung auf weichen Geweben zu vermeiden, sollten diese hämorrhagischen Mittel nicht mit Epi oder anderen Adrenalin-impregnierten Dressings gemischt werden. • Vermeiden Sie Kontakt mit Kleidung. Geben Sie Schutzhandschuhe und eine Augenschutzbrille für den Zahnarzt, Assistenten und den Patienten bei dem Anbringen und dem Entfernen des hämorrhagischen Hämostatikums. • Vermeiden Sie Kontakt mit Kleidung. Geben Sie Schutzhandschuhe und eine Augenschutzbrille für den Zahnarzt, Assistenten und den Patienten bei dem Anbringen und dem Entfernen des hämorrhagischen Hämostatikums. • Vermeiden Sie Kontakt mit Kleidung. Geben Sie Schutzhandschuhe und eine Augenschutzbrille für den Zahnarzt, Assistenten und den Patienten bei dem Anbringen und dem Entfernen des hämorrhagischen Hämostatikums. Schrittweise Anleitung Vorbereitung – 1,2 ml Spritze 1. Schließen Sie die empfohlene Applikations-Spritze an und überprüfen Sie vor der intraligamentären Anwendung Farbe, Konsistenz und Fluss. Wenn ein Widerstand auftritt, ersetzen Sie die Applikations-Spritze und überprüfen Sie die Farbe, die Konsistenz und den Fluss. Vorbereitung – 30 ml Indispense-Spritze 1. Bringen Sie eine 1,2 ml-Spritze an der Indispense-Spritze an. 2. Drücken Sie Indispense in die 1,2 ml-Spritze, bis die gewünschte Füllmenge erreicht ist. 3. Trennen Sie die Spritze und verschließen Sie die Indispense-Spritze wieder. 4. Verifizieren Sie die Füllmenge, die Konsistenz und den Fluss vor dem Anbringen. 5. Für die intraligamentäre Anwendung Farbe, Konsistenz und Fluss überprüfen. Wenn ein Widerstand auftritt, ersetzen Sie die Applikations-Spritze und prüfen dann erneut die Füllmenge, die Konsistenz und den Fluss. Verwendung – Direkte Bonded Under Restoration 1. Langsam ausdrücken und dabei fest gegen das Gewebe reiben. 2. Wenn überschüssiges dunkle Koagulum erscheint, kann es mit einem kühlen Luft-Wasser-Spray entfernt werden. Wenn das Koagulum es erreicht, wenn sich kein neues Koagulum bildet, gehen Sie zum nächsten Schritt über. 3. Wenn kein mit Wasser mit einem kühlen Luft-Wasser-Spray Blutungen auftreten, wenn kein neues Koagulum bildet, gehen Sie zum nächsten Schritt über. 4. Wenn eine Gewebeschädigung erforderlich ist, fahren Sie mit Schritt 5 fort. Wenn keine Gewebeschädigung erforderlich ist, fahren Sie mit Schritt 5 fort. Wenn keine Gewebeschädigung erforderlich ist, fahren Sie mit Schritt 5 fort. Wenn keine Gewebeschädigung erforderlich ist, fahren Sie mit Schritt 5 fort. 5. Wenn eine Gewebeschädigung erforderlich ist, fahren Sie mit Schritt 5 fort. Wenn keine Gewebeschädigung erforderlich ist, fahren Sie mit Schritt 5 fort. Wenn keine Gewebeschädigung erforderlich ist, fahren Sie mit Schritt 5 fort. Verwendung – Vitalpulpen (Pulpalprotektion) 1. An der Blutungsstelle kräftig reiben, bis die Blutung abgeklungen ist. Wenn überschüssiges dunkle Koagulum erscheint, kann es mit einem kühlen Luft-Wasser-Spray entfernt werden. Wenn das Koagulum es erreicht, wenn sich kein neues Koagulum bildet, gehen Sie zum nächsten Schritt über. 2. Wenn kein mit Wasser mit einem kühlen Luft-Wasser-Spray Blutungen auftreten, wenn kein neues Koagulum bildet, gehen Sie zum nächsten Schritt über. 3. Wenn eine Gewebeschädigung erforderlich ist, fahren Sie mit Schritt 5 fort. Wenn keine Gewebeschädigung erforderlich ist, fahren Sie mit Schritt 5 fort. Wenn keine Gewebeschädigung erforderlich ist, fahren Sie mit Schritt 5 fort. Verarbeitung Die Instrumente sind für jede Benutzung mit einem Desinfektionsmittel niedriger Konzentration abwaschen und eine Barriere-Schutzhülle für den einmaligen Gebrauch verwenden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Wenn keine Barriere-Schutzhülle verwendet wird, sollte die Instrumente als Einweg-Instrumente betrachtet werden. Lagerung und Entsorgung Genau den Etikett auf der Außenseitepackung folgen. Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations. Miscellaneous Information Alle schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und zuständigen Behörden zu melden. ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200	Produktbeschreibung ViscoStat™ hämostatisk middel er en 20% jernsulfat-ækvivalent hämostatisk løsning med inerte bindemidler i en viskøs, vandbaseret væhikel med et pH på ca. 1,0. ViscoStat hämostatisk middel er beregnet for brug til stoppe orale kapillærblødninger og luts restaurering i restorative, operative og kirurgiske tandbehandling. ViscoStat hämostatisk middel er beregnet til at blive anvendt af uddannede tandlæger og tandlægestuderende på patienter af alle aldre og i alle kliniske tilstande, der kræver standstill af oral kapillærblødning og/eller sultskulæskede. Udenbånd den, der har kendt allergi over for jernsulfat. Eventuelle begrænsninger angående patientpopulationer findes nedenfor i afsnittet Kontraindikationer. Før alle beskrevne produkter skal du læse og forstå alle instruktioner og sikkerhedsinformationerne i SDS inden du begynder. Leveringsform(er) • 30 ml Indispense™-sprøjte • 1,2 ml sprøjte til levering af jernsulfat • Anbefalt leveringsform: ➢ Metal Dento-Inflator™ Tip med Comfort Hub™ Indikationer for brug/ligstiftelse formål Angivelse af brug til stoppe orale kapillærblødninger og/eller sultskulæskede i restorative, operative og kirurgiske tandbehandling. Kontraindikationer • Må ikke anvendes på patienter med kendt allergi over for jernsulfat. • For patienter eller brugere med mistanke om allergi, se produktallergen dokument, som findes på ultradent.com/resources/product-allergies. Hvis der observeres en allergisk reaktion, skylles det berørte område grundigt med vand og patienten skal konsultere sin læge. Advarsler og forholdsregler • Før limning, aftryk eller tilstedeværelse af anden forurening, måde tanden/forberedelse af overfladen være fri for forurening, efterfulgt af en fast luft/vand-spray for at fjerne forurening. Dette er ikke nødvendigt, når den anvendes et konventionelt forberedelse- og aftrykssystem. • For at undgå blødning af blødt væv på grund af hæmorrhagiske jernsulfat-løsninger, bør disse ikke blandes med ephrine eller anden adrenalin-impregneret forskydningsmiddel. • Undvik kontakt med tøj. Brug beskyttelsesklæd og beskyttelsesbriller til tandlægen, assistenten og patienten. Når man lægger og håndterer jernsulfat hemostatisk, brug kun anbefalede sprøjter. Trinvis vejledning Forberedelse – 1,2 ml sprøjte 1. Sæt den anbefalede leveringspibe på, og kontroller farve, konsistens og flow før påføring intraligament. Hvis der er modstand, udskiftes spidsen og der anvendes en ny. Forberedelse – 30 ml Indispense-sprøjte 1. Sæt en 1,2 ml sprøjte på Indispense-sprøjten. 2. Tryk Indispense i 1,2 ml sprøjten til ønsket niveau. 3. Adskil sprøjten og sæt hatten på Indispense-sprøjten. 4. Sæt den anbefalede leveringspibe på 1,2 ml sprøjten og bekræft farve, konsistens og flow før påføring intraligament. Hvis der er modstand, udskiftes spidsen der kontrolleres igen. Anvendelse - Aftryk, direkte bundet restaurering, indirekte limet/ luter restaurering 1. Træk langsomt opløsningen ud, mens du gæder fast med vævet. 2. Da overskydende mørkt koagulum vises, skylles med en fast luft/vand-spray og vent, indtil koagulumet er væk. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 3. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 4. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 5. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 6. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 7. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 8. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 9. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 10. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 11. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 12. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 13. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 14. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 15. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 16. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 17. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 18. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 19. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 20. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 21. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 22. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 23. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 24. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 25. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 26. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 27. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 28. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 29. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 30. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 31. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 32. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 33. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 34. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 35. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 36. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 37. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 38. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 39. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 40. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 41. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 42. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 43. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 44. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 45. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 46. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 47. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 48. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 49. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 50. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 51. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 52. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 53. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 54. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 55. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 56. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 57. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 58. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 59. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 60. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 61. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 62. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 63. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 64. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 65. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 66. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 67. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 68. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 69. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 70. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 71. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 72. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 73. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 74. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 75. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 76. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 77. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 78. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 79. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 80. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 81. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 82. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 83. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 84. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 85. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 86. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 87. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 88. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 89. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 90. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 91. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 92. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 93. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 94. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 95. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 96. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 97. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 98. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 99. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 100. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor.	Produktbeskrivelse ViscoStat™ hämostatisk middel er en 20% jernsulfat-ækvivalent hämostatisk løsning med inerte bindemidler i en viskøs, vandbaseret væhikel med et pH på ca. 1,0. ViscoStat hämostatisk middel er beregnet for brug til stoppe orale kapillærblødninger og luts restaurering i restorative, operative og kirurgiske tandbehandling. ViscoStat hämostatisk middel er beregnet til at blive anvendt af uddannede tandlæger og tandlægestuderende på patienter af alle aldre og i alle kliniske tilstande, der kræver standstill af oral kapillærblødning og/eller sultskulæskede. Udenbånd den, der har kendt allergi over for jernsulfat. Eventuelle begrænsninger angående patientpopulationer findes nedenfor i afsnittet Kontraindikationer. Før alle beskrevne produkter skal du læse og forstå alle instruktioner og sikkerhedsinformationerne i SDS inden du begynder. Leveringsform(er) • 30 ml Indispense™-sprøjte • 1,2 ml sprøjte til levering af jernsulfat • Anbefalt leveringsform: ➢ Metal Dento-Inflator™ Tip med Comfort Hub™ Indikationer for brug/ligstiftelse formål Angivelse af brug til stoppe orale kapillærblødninger og/eller sultskulæskede i restorative, operative og kirurgiske tandbehandling. Kontraindikationer • Må ikke anvendes på patienter med kendt allergi over for jernsulfat. • For patienter eller brugere med mistanke om allergi, se produktallergen dokument, som findes på ultradent.com/resources/product-allergies. Hvis der observeres en allergisk reaktion, skylles det berørte område grundigt med vand og patienten skal konsultere sin læge. Advarsler og forholdsregler • Før limning, aftryk eller tilstedeværelse af anden forurening, måde tanden/forberedelse af overfladen være fri for forurening, efterfulgt af en fast luft/vand-spray for at fjerne forurening. Dette er ikke nødvendigt, når den anvendes et konventionelt forberedelse- og aftrykssystem. • For at undgå blødning af blødt væv på grund af hæmorrhagiske jernsulfat-løsninger, bør disse ikke blandes med ephrine eller anden adrenalin-impregneret forskydningsmiddel. • Undvik kontakt med tøj. Brug beskyttelsesklæd og beskyttelsesbriller til tandlægen, assistenten og patienten. Når man lægger og håndterer jernsulfat hemostatisk, brug kun anbefalede sprøjter. Trinvis vejledning Forberedelse – 1,2 ml sprøjte 1. Sæt den anbefalede leveringspibe på, og kontroller farve, konsistens og flow før påføring intraligament. Hvis der er modstand, udskiftes spidsen og der anvendes en ny. Forberedelse – 30 ml Indispense-sprøjte 1. Sæt en 1,2 ml sprøjte på Indispense-sprøjten. 2. Tryk Indispense i 1,2 ml sprøjten til ønsket niveau. 3. Adskil sprøjten og sæt hatten på Indispense-sprøjten. 4. Sæt den anbefalede leveringspibe på 1,2 ml sprøjten og bekræft farve, konsistens og flow før påføring intraligament. Hvis der er modstand, udskiftes spidsen der kontrolleres igen. Anvendelse - Aftryk, direkte bundet restaurering, indirekte limet/ luter restaurering 1. Træk langsomt opløsningen ud, mens du gæder fast med vævet. 2. Da overskydende mørkt koagulum vises, skylles med en fast luft/vand-spray og vent, indtil koagulumet er væk. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 3. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 4. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 5. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 6. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 7. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 8. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 9. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 10. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 11. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 12. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 13. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 14. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 15. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 16. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 17. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 18. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 19. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 20. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 21. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 22. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 23. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 24. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 25. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 26. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 27. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 28. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 29. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 30. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 31. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 32. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 33. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 34. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 35. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 36. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 37. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 38. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 39. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 40. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 41. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 42. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 43. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 44. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 45. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 46. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 47. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 48. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 49. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 50. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 51. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 52. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 53. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 54. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 55. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 56. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 57. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 58. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 59. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 60. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 61. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 62. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 63. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 64. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 65. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 66. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 67. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 68. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 69. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 70. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 71. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 72. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 73. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 74. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 75. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 76. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 77. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 78. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 79. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 80. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 81. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 82. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 83. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 84. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 85. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 86. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 87. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 88. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 89. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 90. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 91. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 92. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 93. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 94. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 95. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 96. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 97. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 98. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 99. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 100. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor.	Produktbeskrivelse ViscoStat™ hämostatisk middel er en 20% jernsulfat-ækvivalent hämostatisk løsning med inerte bindemidler i en viskøs, vandbaseret væhikel med et pH på ca. 1,0. ViscoStat hämostatisk middel er beregnet for brug til stoppe orale kapillærblødninger og luts restaurering i restorative, operative og kirurgiske tandbehandling. ViscoStat hämostatisk middel er beregnet til at blive anvendt af uddannede tandlæger og tandlægestuderende på patienter af alle aldre og i alle kliniske tilstande, der kræver standstill af oral kapillærblødning og/eller sultskulæskede. Udenbånd den, der har kendt allergi over for jernsulfat. Eventuelle begrænsninger angående patientpopulationer findes nedenfor i afsnittet Kontraindikationer. Før alle beskrevne produkter skal du læse og forstå alle instruktioner og sikkerhedsinformationerne i SDS inden du begynder. Leveringsform(er) • 30 ml Indispense™-sprøjte • 1,2 ml sprøjte til levering af jernsulfat • Anbefalt leveringsform: ➢ Metal Dento-Inflator™ Tip med Comfort Hub™ Indikationer for brug/ligstiftelse formål Angivelse af brug til stoppe orale kapillærblødninger og/eller sultskulæskede i restorative, operative og kirurgiske tandbehandling. Kontraindikationer • Må ikke anvendes på patienter med kendt allergi over for jernsulfat. • For patienter eller brugere med mistanke om allergi, se produktallergen dokument, som findes på ultradent.com/resources/product-allergies. Hvis der observeres en allergisk reaktion, skylles det berørte område grundigt med vand og patienten skal konsultere sin læge. Advarsler og forholdsregler • Før limning, aftryk eller tilstedeværelse af anden forurening, måde tanden/forberedelse af overfladen være fri for forurening, efterfulgt af en fast luft/vand-spray for at fjerne forurening. Dette er ikke nødvendigt, når den anvendes et konventionelt forberedelse- og aftrykssystem. • For at undgå blødning af blødt væv på grund af hæmorrhagiske jernsulfat-løsninger, bør disse ikke blandes med ephrine eller anden adrenalin-impregneret forskydningsmiddel. • Undvik kontakt med tøj. Brug beskyttelsesklæd og beskyttelsesbriller til tandlægen, assistenten og patienten. Når man lægger og håndterer jernsulfat hemostatisk, brug kun anbefalede sprøjter. Trinvis vejledning Forberedelse – 1,2 ml sprøjte 1. Sæt den anbefalede leveringspibe på, og kontroller farve, konsistens og flow før påføring intraligament. Hvis der er modstand, udskiftes spidsen og der anvendes en ny. Forberedelse – 30 ml Indispense-sprøjte 1. Sæt en 1,2 ml sprøjte på Indispense-sprøjten. 2. Tryk Indispense i 1,2 ml sprøjten til ønsket niveau. 3. Adskil sprøjten og sæt hatten på Indispense-sprøjten. 4. Sæt den anbefalede leveringspibe på 1,2 ml sprøjten og bekræft farve, konsistens og flow før påføring intraligament. Hvis der er modstand, udskiftes spidsen der kontrolleres igen. Anvendelse - Aftryk, direkte bundet restaurering, indirekte limet/ luter restaurering 1. Træk langsomt opløsningen ud, mens du gæder fast med vævet. 2. Da overskydende mørkt koagulum vises, skylles med en fast luft/vand-spray og vent, indtil koagulumet er væk. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 3. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 4. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 5. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 6. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 7. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 8. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 9. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 10. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 11. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 12. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 13. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 14. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 15. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 16. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 17. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 18. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 19. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 20. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 21. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 22. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 23. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 24. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 25. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 26. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 27. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 28. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 29. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 30. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 31. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 32. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 33. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 34. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 35. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 36. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor. 37. Hvis der er blod, gentag trin 1-2 ovenfor.													

