

opal® bond EN

Description/Indications:

Opal® Bond and Opal® Bond MV are light cure orthodontic adhesives designed for bonding brackets and other bondable appliances to etched enamel.

Bonding Procedure:

1. Clean enamel surfaces to be bonded with pumice or a similar water-based, mild abrasive.
2. Etch, rinse and dry all tooth surfaces prior to bonding.
3. Apply a thin layer of orthodontic primer to surface of etched tooth.
4. Apply a thin layer of light cure Opal Bond onto bonding surface of bracket or other bondable appliance.
5. Place bracket or appliance coated with Opal Bond onto etched tooth.
6. Remove any excess bonding material from circumference of bracket base.
7. Recommended curing time for halogen lights is 15 seconds on the mesial and 15 seconds on the distal of each tooth. Recommended curing time for LED lights can vary. Refer to curing light manufacturer's recommended curing times.

Precautions:

1. For Professional use only.
2. Review instructions, precautions and SDS before beginning treatment. Use only as directed.
3. Keep products out of heat/sunlight.
4. Use quality curing lights.
5. Do not use on patients with contraindications to orthodontic treatment.
6. Cure bonding resins completely, as uncured resin materials will be deficient in physical properties, stress and wear resistance.
7. Any resin can be sensitizing to skin or can cause allergic reactions if individual is already sensitized. If seen, wash area of tissue exposed to resin completely. If dermatitis, rash or any other allergic reaction is observed, consult a physician.
8. When not in use, ensure cap is secured over the opening of the Opal Bond syringe or compule.
9. Clean and disinfect syringes and compules between patients.

opal® bond DE

Beschreibung/Indikation:

Opal® Bond und Opal® Bond MV sind lichthärtende Adäsva zur orthodontischen Verwendung für das Kleben von Brackets und anderen adhäsiv zu befestigenden Hilfsmitteln an geätztem Zahnschmelz.

Anwendung:

1. Die zu klebenden Flächen am Zahnschmelz mit Bimsmehl oder einem milden Schleifmittel auf Wasserbasis reinigen.
2. Vor dem Kleben die entsprechenden Zahnflächen ätzen, spülen und trocknen.
3. Eine dünne Schicht kieferorthopädischen Primer auf die geätzten Zahnflächen auftragen.
4. Eine dünne Schicht Opal Bond auf die Klebebasis des Brackets oder der zu befestigenden Apparatur auftragen.
5. Die mit Opal Bond beschichtete Fläche auf den geätzten Zahn setzen.
6. Überschüssigen Kleber um die Basis sofort entfernen.
7. Lichthärten: die empfohlene Aushärtezeit beträgt bei Halogenlicht 15 Sekunden am mesialen und 15 Sekunden am distalen Ende des Zahnes. Bei LEDs kann die empfohlene Aushärtezeit abweichen. Zur korrekten Aushärtung sind die Herstellerangaben zu beachten.

Sicherheitshinweise:

1. Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch durch Fachpersonal.
2. Lesen Sie die Anleitung, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsdatenblätter, bevor Sie mit der Behandlung beginnen. Nur wie angegeben verwenden.
3. Das Produkt vor Wärme und Sonneneinstrahlung schützen.
4. Nur zahnmedizinische Qualitätslampen verwenden.
5. Nicht bei Patienten anwenden, bei denen eine kieferorthopädische Behandlung kontraindiziert ist.
6. Lichthärtende Bracketkleber vollständig aushärten. Nicht ausgehärtete Resine weisen schlechtere physikalische Eigenschaften, Belastbarkeit und Haftung auf.
7. Jedes Resin kann bei entsprechender Sensibilisierung allergische Reaktionen verursachen. Bei Auftreten von allergischen Reaktionen soll der entsprechende Gewebereich sofort gereinigt werden; bei Dermatitis, Hautausschlägen und allergischen Reaktionen einen Arzt konsultieren.
8. Nach Gebrauch die Opal Bond-Spritzen mit der Kappe gut schließen.
9. Spritzen und Ansätze nach der Anwendung säubern und desinfizieren um Kreuzkontamination zu vermeiden.

opal® bond FR

Description / Indications :

Opal® Bond and Opal® Bond MV sont des adhésifs photopolymérisables pour coller les brackets, bagues et autres matériels sur un émail mordancé.

Procédure de liaison:

1. Nettoyez les surfaces à lier à la pierre ponce ou avec un abrasif doux similaire à base d'eau.
2. Décapez, rincez et séchez toutes les surfaces dentaires avant la liaison.
3. Appliquez une fine couche d'apprêt orthodontique sur la surface de la dent décapée.
4. Appliquez une fine couche d'Opal Bond polymérisable sur la surface à lier du bracket ou tout autre appareil collable.
5. Mettez le bracket ou l'appareil enduit de l'Opal Bond sur la dent décapée.
6. Enlevez tout excès de liant de la circonférence de la base du bracket.
7. La durée de polymérisation pour les lampes halogènes est de 15 secondes chacune sur les faces mésiale et distale de chaque dent. La durée de polymérisation peut varier pour les lampes DEL. Référez-vous aux durées de polymérisation recommandées par les fabricants des lampes.

Précautions:

1. Destiné à une utilisation professionnelle uniquement.
2. Lisez les instructions, les précautions et la FDS avant de commencer le traitement. Utilisez uniquement comme indiqué.
3. Gardez les produits loin de la chaleur/ de la lumière.
4. Utilisez des lampes de qualité.
5. Ne pas utiliser sur des patients ayant des contre-indications au traitement orthodontique.
6. Polymérisez complètement les résines liantes car les résines non polymérisées sont déficientes en matière de propriétés physiques, de contrainte et de résistance à l'usure.
7. Toute résine peut sensibiliser la peau ou provoquer des réactions allergiques si l'individu est déjà sensible. Si visible, lavez complètement la région de tissu exposé à la résine. En cas d'observation d'une dermatite, d'un érythème ou de toute autre réaction allergique, consultez un médecin.
8. Lorsque vous ne l'utilisez pas, assurez-vous que le capuchon est bien mis sur l'ouverture de la seringue Opal Bond ou carpule.
9. Nettoyez et désinfectez les seringues et les carpules entre chaque patient.

opal® bond NL

Beschrijving/indicaties:

Opal® Bond en Opal® Bond MV zijn lichtuithardende orthodontische adhesieven bedoeld voor het bevestigen van brackets en andere hechtbare apparaten op geëtsd glazuur.

Hechtingsprocedure:

1. Reinig de te hechten glazuuroppervlakken met punmsteen of een verzegelijkbaar mild schuurmiddel op waterbasis.
2. Ets, spoel en droog alle tandoppervlakken voorafgaand aan het hechten.
3. Breng een dunne laag orthodontische primer aan op het oppervlak of de geëtsde tand.
4. Breng een dunne laag lichtuithardend Opal Bond aan op het hechtoppervlak van de bracket of een ander te hechten product.
5. Plaats de bracket of het product waarop Opal Bond is aangebracht, op de geëtsde tand.
6. Verwijder eventueel overtollig hechtmateriaal rondom de bracketbasis.
7. De aanbevolen uithardtijd voor halogeenlampen is 15 seconden voor het mesiale en 15 seconden voor het distale vlak van elke tand. De aanbevolen uithardtijd voor LED-lampen kan variëren. Raadpleeg de uithardtijden die worden aanbevolen door de fabrikant van de uithardingslampen.

Voorzorgsmaatregelen:

1. Uitsluitend voor professioneel gebruik.
2. Neem de instructies, voorzorgsmaatregelen en het veiligheidsinformatieblad door voordat u met de behandeling begint. Alleen volgens de aanwijzingen gebruiken.
3. Voorkom dat het product aan hitte/zonlicht wordt blootgesteld.
4. Gebruik hoogwaardige uithardingslampen.
5. Niet gebruiken bij patiënten met contra-indicaties voor orthodontische behandeling.
6. Hard de hechtresins volledig uit, omdat niet-uitgeharte harsmaterialen gebreken zullen vertonen wat betreft fysieke eigenschappen en stress- en slijtagebestendigheid.
7. Elke hars kan overgevoeligheid van de huid veroorzaken of allergische reacties als de persoon reeds overgevoelig is. Als u dit vaststelt, was dan het betreffende, aan het blootgestelde weefsel grondig af. Raadpleeg een arts in het geval van dermatitis, huiduitslag of andere allergische reacties.
8. Als u het product niet gebruikt, breng dan de dop aan op de opening van de Opal Bond-spuut of carpule.
9. Reinig en desinfecteer spuiten en carpules voordat u deze bij de volgende patiënt gebruikt.

opal® bond IT

Descrizione/Indicazioni:

Opal® Bond e Opal® Bond MV sono adesivi ortodontici fotopolimerizzabili sviluppati per legare bracket e altri apparecchi allo smalto mordenzato.

Procedura:

1. Pulire le superfici di smalto con pomice o con altro materiale abrasivo leggero a base di acqua.
2. Mordenzare, sciacquare ed asciugare tutte le superfici dei denti prima della legatura.
3. Applicare uno strato leggero di primer per ortodonzia sulla superficie del dente mordenzato.
4. Applicare uno strato leggero di Opal Bond fotopolimerizzante sulla superficie da far aderire dei brackets o dell'apparecchio.
5. Mettere l'attacco o l'apparecchio rivestito di Opal Bond sul dente mordenzato.
6. Levare il materiale di adesione in eccesso dalla circonferenza della base della staffa.
7. Il tempo di indurimento suggerito per le luci alogene è di 15 secondi sul mesiale e 15 secondi sul distale di ogni dente. Il tempo di indurimento suggerito per le luci a LED varia. Consultare le istruzioni del produttore delle lampade.

Precauzioni:

1. Solo per uso professionale.
2. Rivedere le istruzioni, precauzioni e la scheda di sicurezza prima di iniziare il trattamento. Utilizzare solamente nel modo indicato.
3. Conservare i prodotti lontani dalla luce del sole o da fonti di calore.
4. Usare lampade di buona qualità per la fotopolimerizzazione.
5. Non usare su pazienti con controindicazioni per il trattamento ortodontico.
6. Fotopolimerizzare completamente l'adesivo, perché i materiali non fotopolimerizzati potrebbero avere problemi derivanti da caratteristiche fisiche e da resistenza a stress e usura non ottimali.
7. Le resine possono essere irritanti per la pelle o causare reazioni allergiche. In tal caso, lavare l'area esposta alla resina. Se si dovesse osservare una dermatite, un'irritazione, o una qualsiasi altra reazione allergica, consultare un medico.
8. Quando la siringa o la capsula Opal Bond non è in uso, chiudere bene con il cappuccio apposito.
9. Pulire e disinfettare le siringhe e le capsule tra un paziente ed un altro.

opal® bond ES

Descripción/Indicaciones:

Opal® Bond y Opal® Bond MV son adhesivos ortodónticos fotopolimerizables diseñados para adherir brackets y otros aparatos adheribles a esmalte grabado.

Procedimiento de Adhesión:

1. Limpie las superficies del esmalte a ser adheridas con pómez o un abrasivo similar con base acuosa.
2. Grabe, enjuague y seque todas las superficies dentales antes de la adhesión.
3. Aplique una capa fina del primer de ortodoncia a la superficie del diente grabado.
4. Aplique una capa fina de Opal Bond de fotocurado sobre la superficie del bracket o otro aparato a ser adherido.
5. Coloque el bracket o el aparato cubierto con Opal Bond sobre el diente grabado.
6. Remueva cualquier exceso de material de adhesión de la circunferencia de la base del bracket.
7. El tiempo de fotocurado recomendado para luces halógenas es 15 segundos por mesial y 15 segundos por distal de cada diente. El tiempo recomendado para lámparas LED puede variar. Refiérase a los tiempos recomendados por cada fabricante.

Precauciones:

1. Sólo para uso Profesional.
2. Revise las instrucciones, precauciones y la FDS antes de comenzar el tratamiento. Utilizar sólo como se indica.
3. Mantenga los productos lejos del calor / luz solar.
4. Utilice lámparas de fotocurado de calidad.
5. No utilice en pacientes en los que esté contraindicado el tratamiento ortodóntico.
6. Fotocure completamente las resinas adhesivas, ya que el material mal fotocurado tendrá deficientes propiedades físicas, de stress y de desgaste.
7. Cualquier resina puede sensibilizar la piel o causar reacciones alérgicas si el individuo ya se encuentra sensibilizado. De ocurrir, lave completamente la zona de tejido expuesto a la resina. De surgir una dermatitis, sarpullido u otra reacción alérgica, consulte al médico.
8. Mientras no utilice Opal Bond, asegúrese de que la tapa esté bien enroscada en la jeringa o carpule.
9. Limpie y desinfecte las jeringas y carpules entre pacientes.

opal® bond PT

Descrição/Indicações:

O Opal® Bond e o Opal® Bond MV são adesivos ortodónticos fotopolimerizáveis criados para a colagem de brackets e de outros dispositivos adesivos no esmalte condicionado.

Procedimento de adesão:


1. Limpe as superfícies de esmalte a sujeitar à adesão com pedra-pomes ou um abrasivo suave à base de água semelhante.
2. Condicione, enxágue e seque as superfícies do dente antes da adesão.
3. Aplique uma camada fina de primer ortodóntico na superfície condicionada do dente.
4. Aplique uma camada fina de Opal Bond fotopolimerizável na superfície de adesão do bracket ou das outras substâncias adesivas.
5. Coloque o bracket ou a substância revestida com Opal Bond no dente condicionado.
6. Retire o material de adesão em excesso da circunferência da base do bracket.
7. O tempo de polimerização recomendado para luzes de halógeno é de 15 segundos na parte mesial e de 15 segundos na parte distal de cada dente. O tempo de polimerização para luzes LED pode variar. Consulte os tempos de polimerização recomendados pelo fabricante da luz de polimerização.

Precações:

1. Destina-se apenas à utilização profissional.
2. Examine as instruções, precauções e SDS antes de iniciar o tratamento. Use apenas como indicado.
3. Manter fora do calor/luz solar.
4. Utilizar luzes de polimerização de qualidade.
5. No utilizar em pacientes com contra-indicações a tratamentos ortodónticos.
6. Polimerizar completamente as resinas adesivas, dado os materiais de resinas não polimerizados terem propriedades físicas, resistência de tensão e de desgaste deficientes.
7. Qualquer resina pode ser sensibilizadora para a pele ou pode provocar reacções alérgicas se o paciente já estiver sensibilizado. Se forem detectadas reacções alérgicas, lavar completamente a área de tecido exposta à resina. Se forem observadas dermatites, erupções ou qualquer outra reacção alérgica, consultar um médico.
8. Quando não for utilizada, assegurar que a tampa está colocada na abertura da seringa ou da seringa carpule Opal Bond.
9. Limpar e desinfectar as seringas e as seringas carpule entre cada paciente.



EN - Do not re-use to avoid cross contamination
 DE - Um Kreuzkontamination zu vermeiden, nicht erneut benutzen
 FR - Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée
 NL - Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te voorkomen
 IT - Non riutilizzare per evitare la contaminazione crociata
 ES - No reutilice para evitar la contaminación cruzada
 PT - Não reutilize para evitar a contaminação cruzada
 SV - För undvikande av korskontamination, återanvänd inte
 DA - Må ikke bruges for at undgå krydskontaminering
 FI - Älä käyttää uudelleen ristikonaminaation vältämiseksi
 EL - Μην το επαναχρησιμοποιείτε για να αποφεύξετε τη διασταυρούμενη μόλυνση



EN - Refrigirerate
 DE - Kühlen
 FR - Réfrigérer
 NL - In de koelkast bewaren
 NR - Conservare in frigorifero
 ES - Refrigere
 PT - Refrigerar
 SV - Förvaras i kylskåp
 DA - Opbevares i køleskab
 FI - Säilytä jääkaapissa
 EL - Διατηρήστε το στο ψυγείο



EN - Recycle
 DE - Recylen
 FR - Recycler
 NL - Recylen
 IT - Riciclare
 ES - Reciclar
 PT - Reciclar
 SV - Återvinna
 DA - Genbrug
 FI - Kierrättää
 EL - Ανακυκλώστε το



EN - Manufacturer
 DE - Hersteller
 FR - Fabricant
 NL - Fabrikant
 IT - Fabricante
 ES - Fabricante
 PT - Fabricante
 SV - Tillverkare
 DA - Producent
 FI - Valmistaja
 EL - Κατασκευαστής



EN - Health hazard
 DE - Gesundheitsgefahr
 FR - Dangereux pour la santé
 NL - Gevaar voor de gezondheid
 IT - Pericolo per la salute
 ES - Peligro para la salud
 PT - Riscos à saúde
 SV - Hälsosfara
 DA - Sundhedsfarlig
 FI - Terveyshaara
 EL - Κίνδυνος της υγείας



EN - See Instructions
 DE - Siehe Anleitung
 FR - Cf. instructions
 NL - Zie gebruiksaanwijzing
 IT - Vedere le istruzioni
 ES - Vea las Instrucciones
 PT - Veja as instruções
 SV - Se anvisningar
 DA - Se brugsanvisningen
 FI - Lue käyttöohjeet
 EL - Δείτε τις οδηγίες



EN - For professional use only
 DE - Nur zur Verwendung durch Sachkundige
 FR - Destiné à un usage professionnel uniquement
 NL - Alleen voor professioneel gebruik
 IT - Esclusivamente ad uso professionale
 ES - Sólo para uso profesional
 PT - Apenas para uso profissional
 SV - Enbart för yrkesmässig användning
 DA - Kun til professionel brug
 FI - Vain ammattikäyttöön
 EL - Για επαγγελματική χρήση μόνο





X026 = LOT
 X026 = MM
 X026 = YYYY



EN - Lot Number
 DE - Chargennummer
 FR - Numéro du lot
 NL - Batchnummer
 IT - Numero del lotto
 ES - Número de lote
 PT - Número do lote
 SV - Satsnummer
 DA - Lotnummer
 FI - Eränumero
 EL - Αριθμός παρτίδας



EN - Catalog Number
 DE - Katalognummer
 FR - Numéro de référence
 NL - Catalogusnummer
 IT - Numero di catalogo
 ES - Número de catálogo
 PT - Número do catálogo
 SV - Katalognummer
 DA - Katalognummer
 FI - Luettelunumero
 EL - Αριθμός καταλόγου



opal® bond



Manufactured by:
 Ultradent Products Inc
 505 West Ultradent Drive (10200 South)
 South Jordan, Utah 84095 USA
 Made in USA

EC REP
 Ultradent Products GmbH
 Am Westhewer Berg 30
 51149 Cologne Germany

ULTRADENT
 PRODUCTS, INC.

For product SDS please see our website:
www.ultradent.com

1-800-552-5512; 801-572-4200

opal® bond SV

Beskrivning & indikering:
 Opal® Bond och Opal® Bond MV är ortodonta lim för ljushårdning som är avsedda för bonding av brackets och andra anordningar som kan bonda på etsad emalj.
 Bondingmetod:
 1. Rengör emaljen utan som skall bondas med pimpsten eller med ett motsvarande vattenbaserat miljt slipmedel.
 2. Etsa, skölj och torka alla tandtytor före bonding.
 3. Applicera ett tunt lager ortodontisk primer på ytan av den etsade tanden.
 4. Applicera ett tunt lager av ljushärdat Opal Bond på bondingytan av bracketen eller andra bondbara anordningar.
 5. Placera bracketen eller anordningen som är täckt med Opal Bond på den etsade tanden.
 6. Avlägsna allt överflödigt bondingmaterial från området kring bracketens bas.
 7. Den rekommenderade härdningstiden för halogenljus är för varje tand 15 sekunder mesialt och 15 sekunder distalt. Den rekommenderade härdningstiden för LED-ljus kan variera. Se härdningsstillverkarens rekommenderade härdningstider.

Varningar:
 1. Endast för yrkesmässigt bruk.
 2. Läs igenom instruktionerna, säkerhetsdatabladerna och säkerhetsåtgärderna och säkerhetsdatabladet före behandlingen påbörjas. Använd endast i enlighet med anvisningarna.
 3. Förvara inte produkterna varmt och i solljus.
 4. Använd härdningsljus av god kvalitet.
 5. Använd inte på patienter med kontraindikationer för ortodontisk behandling.
 6. Hårda bondinghartserna helt och hållet då ohärdat hartsmaterial är bristfälligt då det gäller fysiska egenskaper, påfrestningsoch slitmotstånd.
 7. Alla hartser kan vara sensibiliserande för huden eller kan orsaka allergiska reaktioner om individen redan är sensibiliserad. Om detta upptäcks bör den för harts utsatta vävnaden tvättas helt och hållet. Rådfråga läkare om hudirritation, utslag eller annan allergisk reaktion observeras.
 8. Försäkra dig om att locket har fästs på Opal Bond sprutans eller compulens öppning då den inte är i användning.
 9. Rengör och desinficera sprutorna och compulerna mellan patienterna.

opal® bond DA

Beskrivelse/indikationer:
 Opal® Bond og Opal® Bond MV er lyspolymeriserbare, ortodontiske adhesiver beregnet til adhæsion af brackets og andet apparatur til ætset emalje.
 Binde procedure:
 1. Rengør emaljeoverfladerne med pimpsten eller et lignende vandbaseret mildt skuremiddel.
 2. Ets, skyl og tør alle tandoverflader inden bindingen.
 3. Anvend et tyndt lag ortodontisk præparat på overfladen af den ætset tand.
 4. Anvend et tyndt lag lysbehandlings Opal Bond på bindingsoverfladen af bøjlen eller andre bindingsinstrumenter.
 5. Placer bøjlen eller instrumentet overtrukket med Opal Bond på den ætset tand.
 6. Fjern overskydende bindingsmiddel fra basen på bøjlen periferi.
 7. Den anbefalede behandlingstid for halogenlamper er 15 sekunder på den mediale ende og 15 sekunder på den distale ende af hver tand. Den anbefalede behandlingstid for LED lamper varierer. Se producentens anbefalede behandlingstider for behandlingslamper.

Forholdsregler:
 1. Kun til professionelt brug.
 2. Læs vejledningerne, forholdsreglerne og sikkerhedsdatabladene, inden behandlingen påbegyndes. Må kun anvendes som angivet.
 3. Opbevar produkterne uden for varme og direkte sollys.
 4. Anvend kvalitets behandlingslamper.
 5. Undlad at anvende på patienter med kontraindikationer overfor ortodontisk behandling.
 6. Sørg for at binde resin er fuldstændig hærdet, da uherdet resin materialer vil være ubrugelig i fysiske egenskaber, stress og slidage.
 7. Enhver form for resin kan være følsom for huden eller forårsage en allergisk reaktion hvis personen i forvejen er overfølsom. Hvis du opdager det så vask det udsatte område umiddeligt. Hvis der opstår komplikationer eller allergiske reaktioner så opsig læge.
 8. Når præparatet ikke er i brug så sørg for at låget er ordentligt påsat Opal Bond kanylen eller instrumentet.
 9. Rengør og desinficer kanylen og instrumenter imellem patienter.

opal® bond FI

Kuvaus/Käyttöaiheet:
 Opal® Bond ja Opal® Bond MV ovat valokovetettavia ortodonttisia adhesiiveja, joita käytetään brackettien ja muiden sidostettavien laitteiden sidostamiseen etsattuna kiilteeseen.
 Sidostustoimenpiteet:
 1. Puhdista kiilteen pinta hohkakivellä tai vastaavanlaisella vesipohjisella miedolla mildt skuremiedellä.
 2. Etsaa, huuhtele ja kuivaa kaikki hampaiden pinnat ennen sidostusta.
 3. Levitä ohut kerros ortodontista praimeria hampaan etsatulle pinnalle.
 4. Levitä ohut kerros valokovetettavia Opal Bond -adheesiiväa bracketin tai muun sidostettavan laitteen pinnalle.
 5. Aseta Opal Bond -adheesiivillä peitetty bracketti tai laite etsatun hampaan pinnalle.
 6. Poista kaikki ylimääräinen sidostusaine bracketin kannan ympäriltä.
 7. Suositeltava valokovetus aika halogeenivaloa käytettäessä on 15 sekuntia jokaisen hampaan mesiaal- ja 15 sekuntia distaalipinnalle.
 LED-valokovettimien suositeltavat valokovetusajat voivat vaihdella. Noudata valokovettimien valmistajien suosittelemaa valokovetus aikoja.

Varotoimia:
 1. Vain ammattikäyttöön.
 2. Lue ohjeet, varotoimia koskevat kohdat sekä käyttöohjeissa suositteetut ennen hoidon aloittamista Käytä vain ohjeissa mainittulla tavalla.
 3. Suojaa tuote kuumudelta ja auringonvalolta.
 4. Käytä laadukkaita valokovettimia.
 5. Älä käytä potilailta, joilla oikomishoito on vasta-aiheinen.
 6. Koveta sidostusresiniin täysin, sillä kovettumattomien resiniin fysiikaaliset ominaisuudet, lujuus ja kulumiskkestävyyt ovat puutteelliset.
 7. Kaikki resiniin voivat aiheuttaa ihon herkistymistä ja aiheuttaa allergisia reaktioita jo herkistyneillä henkilöillä.
 Jos resiniä joutuu iholle, altistunut alue on puhdistettava huolellisesti resiniä.
 Jos ilmenee ihottumaa, punoitusta tai muuta allergiseen reaktioon viittaavaa, on otettava yhteyts lääkäriin.
 8. Varmista, että ruiskutusaukonhattu on paikoillaan Kun Opal Bond -ruiskua tai patruunaa ei käytetä.
 9. Puhdista ja desinfioi ruiskut ja patruunat potilaskohtaisen käytön jälkeen.

opal® bond EL

Περιγραφή/Ενδείξεις:
 Τα Opal® Bond και Opal® Bond MV είναι ορθοδοντικά αυτοκόλλητα πολυμερισμού που έχουν σχεδιαστεί για συγκόλληση ακιςτριων και άλλων συσκευών συγκόλλησης σε αδρποποιημένη αδραμαντική. Διαδικασία συγκόλλησης:
 1. Καθαρίστε τις επιφάνειες οδοντικής που πρόκειται να συγκολληθούν με ελαφρόπετρα ή παρόμοιο ήπιτο διαβρωτικό που έχει βάση το νερό.
 2. Αδρποποιήστε, ξεπλύνετε και στεγνώστε όλες τις επιφάνειες δοντιών πριν από τη συγκόλληση.
 3. Απλώστε μια λεπτή στρώση από ορθοδοντικό επενδυτικό υλικό στην επιφάνεια του αδρποποιημένου δοντιού.
 4. Απλώστε μια λεπτή στρώση του φωτοπολυμερισμένου Opal Bond στην επιφάνεια συγκόλλησης του ακιςτριού ή σε άλλη συσκευή που συγκολλείται.
 5. Θέστε το ακιςτριό ή τη συσκευή που έχει επικαλυφτεί με Opal Bond στο αδρποποιημένο δόντι.
 6. Αφαίρεστε κάθε περίσσιο υλικό συγκόλλησης από την περιφέρεια της βάσης ακιςτριού.
 7. Ο συνιστώμενος χρόνος πολυμερισμού για αλόηνα φώτα είναι 15 δευτερόλεπτα στα mesial και 15 δευτερόλεπτα στα περιφερικά κάθε δοντιού. Ο συνιστώμενος χρόνος πολυμερισμού για φώτα LED μπορεί να διαφέρει. Αναφερθείτε στους συνιστώμενους χρόνους πολυμερισμού του κατασκευαστή φωτός πολυμερισμού.

Προφυλάξεις:
 1. Μόνο για χρήση από επαγγελματίες.
 2. Αναθεωρήστε τις οδηγίες, τις προφυλάξεις και το SDS προτού ξεκινήσετε τη θεραπεία. Χρησιμοποιήστε το μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.
 3. Φυλάξτε τα προϊόντα μακριά από τη θερμότητα / το ήλιόφως.
 4. Χρησιμοποιήστε ποιοτικά φώτα πολυμερισμού.
 5. Μην το χρησιμοποιείτε σε ασθενείς που αντενδείκνυται σε ορθοδοντική θεραπεία.
 6. Πολυμερίστε τις ρητίνες συγκόλλησης πλήρως, διότι τα υλικά απομυερίστια ρητίνες θα είναι ελαττωματικά σε φυσικές ιδιότητες, τάση και αντίσταση στη φθορά.
 7. Κάθε ρητίνη μπορεί να επιφέρει ευαισθησία στο δέρμα ή μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση σε άτομο που έχει ευαισθησία. Εάν παρατηρήσετε ευαισθησία, πλύντε την περιοχή επηρεασμένου ιστού πλήρως. Εάν παρατηρήσετε δερματίτιδα, εξάνθημα ή άλλη αλλεργική αντίδραση συμβουλευτείτε γιατρό.
 8. Όταν δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι το πήμα έχει ασφαλιστεί επάνω από το άνοιγμα της σύριγγας Opal Bond ή το γυάλινο φιαλίδι.
 9. Καθαρίστε και απομυερίστε τις σύριγγες και τα γυάλινα φιαλίδια μεταξύ χρήσεων σε διαφορετικούς ασθενείς.