



## UltraTemp™ og UltraTemp™ REZ midlertidig sement

Bekræslelse:  
UltraTemp™ er en ikke-eugenol midlertidig sement. Den er polykarbokslat-baseret og har ingen negativ effekt på resinbinding.  
UltraTemp™ REZ er en ikke-eugenol midlertidig sement. Den er resinbasert og har ingen negativ effekt på resinbinding.

Indikasjoner for bruk  
For midlertidig påføring av provisoriske kroner, broer, innlegg og pæleg.  
Advarsel: Peroksidene vil ha negativ virkning på herdingen av UltraTemp REZ.  
Bruksanvisning  
1. Fjern hetten ved å skru mot klokken, og kast.  
2. Før spissen settes på, bekrift jevn flyt fra begge sprøytevene ved å trykke ut i lenge mentet på en blandepute. Vær vorsom for å unngå krysskontaminering av overflaten.  
3. Fest en blandespiss på sprøytevene ved å lømpe de indre hestestammene med sprøyteoverflaten. Vri med klokken for å løse.  
4. Rengjør, skyll og tørk preparatet. Dersom tannen er sensitiv, kan det være at pasienten har behov for anestesi.  
5. I tilfelle intra-oral bruk, fest på en intraoral spiss godt.  
6. Trykk ut ønsket mengde UltraTemp™ eller UltraTemp™ REZ i provisoriske eller tilgangssnapper.  
7. Provisorisk herding. Fjern overflødig, herdet sement ved bruk av en vilt bomulspellet.  
8. Etter fullstendig herding, fjern all overflødig sement med et hardt instrument.  
9. Desinfiser og tørk av blandespissen og sprøyten. Ikke fjern blandespissen før rett for neste bruk.

Herdetid	Хронос склінірунса
UltraTemp™	2 - 3 минути
UltraTemp™ REZ – Regular herding	2 - 3 минути
UltraTemp™ REZ – Kraftig herding	1 - 2 минути

Fjerning av UltraTemp™ / UltraTemp™ REZ fra tannoverflaten  
1. Fjern den midlertidige sementen.  
2. Skrell av sementrester med et passende håndinstrument.  
3. Skur preparatet med pimpsteinslakk og kutt av eller børst Consepsis™ Scrub og Ultradent STARbrush™.  
4. Skyll grundig før plassering av den endelige gjenoppbyggingen.  
Forholdsregler og advarsler  
1. Forsikre deg om at du noye har lest og forstått alle instruksjonene før bruk.  
2. Oppbevares utkjøligelig for barn.  
3. Ikke bruk UltraTemp™ REZ med peroksidbaserete kjemikalier (dvs. hjemmekleiking).  
4. Ikke bruk på pasienter med kjent følsomhet for polyakrylyse (polykarboksylat).  
5. Resiner kan forårsake følsomhet. Unngå gjennomtatt hudkontakt med herdet dentinalens. Ikke bruk på pasienter med en kjent følsomhet for akylater eller andre resiner. I tilfelle allergisk reaksjon, utvikling av dermaltitt eller utsett, kontakt lege.  
6. Unngå kryskskontaminering av sprøyteoverflater som kan følge fra gjennomfest og gjembruk av samme blandespisser.  
7. Kast spissen og tomme sprøyter forsikringsmessig.  
8. Bekrefte flyt for intral oral bruk. I tilfelle motstand, erstatt spissen og sekk igjen.  
9. UltraTemp™ REZ må oppbevares i kjeleskap for å holde holdbarhetsdelen.  
10. Hold unna øyne.  
11. Ved bruk av UltraTemp™/UltraTemp™ REZ fjernes ikke blandespisser før neste bruk. Desinfiser og tørk godt av sprøyten og blandespisser med en mellomnivå desinfiser mellom bruk. Bytt blandespiser for hver bruk.  
MERK: For MSDS og tilleggsinformasjon om bruk av UltraTemp™ eller UltraTemp™ REZ, venligst gå til [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com)

## NO

## UltraTemp™ Kαι UltraTemp™ REZ Προσωρινή κονία

Περιγραφή  
Το UltraTemp™ είναι μια προσωρινή κονία χωρίς ευγενόλη. Εγεί βάση του πολυακρυλικού βάση και δεν επηρέαζε αρνητικά τη συγκόλληση με πριν.  
Το UltraTemp™ REZ είναι μια προσωρινή κονία χωρίς ευγενόλη. Εγεί βάση τη πριν και δεν δεν επηρέαζε αρνητικά τη συγκόλληση με πριν.  
Ενδείξεις για χρήση  
Για προσωρινή εφαρμογή προσωρινών στεφάνων, γεφυρών, ένθετων και επενθέτων.  
Προεπονέτητα: Τα υπερερείδια θα επηρέασουν αρνητικά τη πλήρωση του UltraTemp REZ.  
Οδηγίες χρήσης  
1. Αρμάρετε το πάωμα περιτρέφοντά το αριστερότροφα και τετάστε.  
2. Προτού συνδέσετε το άκρο ανάμικτης, βεβαιωθείτε ότι η πράσινη είναι ομοιόμορφη και από το άκρο της πόργυας βγάλλεται ένα μικρό ποσότητα επάνω στα πλακέτα ανάμικτης. Δώστε προσοχή να μην προκλήσει διασταύρωση μιλόντη στα άκρα.  
3. Συνδέστε το άκρο ανάμικτης ευθυγράμμιστάς τους άκρες των επενθέτων πομάντων με τα άκρα της πόργυας. Περιστρέψτε το δεξιότροφο για να αφαιρέσετε.  
4. Καθαρίστε, ξεπλύντε και στεγνώστε την προεπονέτα. Εάν το δύνται, είναι ειδιότητα, ισχυρείτε να παρέχετε αναθρόπιστα στον ασθενή.  
5. Εάν το χρησιμοποιείτε ενδοστοματικά, συνδέστε σταθερά έναν ενδοστοματικό άκρο.  
6. Βάλτε το προστόπο θέλετε από UltraTemp™ ή UltraTemp™ REZ στην προσφερόμενη προεπονέτα κάτω από την ανάμικτη.  
7. Τοποθετήστε την προσφερόμενη προεπονέτα. Αρμάρετε την περιστονία κονία χρησιμοποιώντας έναν ψύσιμο βαμβακό.  
8. Ορθοποίηστε την προεπονέτα πάνω από την περιστονία κονία με ένα γραμμένο χειρό.  
9. Απολαύστε και σκοπεύτε το άκρο ανάμικτης και τη σύργυα. Μην αρμάρετε το άκρο ανάμικτης μέχρι την επόμενη χρήση.  
10. Η επόμενη χρήση θέλετε από UltraTemp™ ή UltraTemp™ REZ στην προσφερόμενη προεπονέτα.

Herdetid	Χρόνος σκλήρυνσης
UltraTemp™	2 - 3 λεπτά
UltraTemp™ REZ – Regular herding	2 - 3 λεπτά
UltraTemp™ REZ – Kraftig herding	1 - 2 λεπτά

## EL

## UltraTemp™ Και UltraTemp™ REZ Προσωρινή κονία

Περιγραφή  
Το UltraTemp™ είναι μια προσωρινή κονία χωρίς ευγενόλη. Εγεί βάση του πολυακρυλικού βάση και δεν επηρέαζε αρνητικά τη συγκόλληση με πριν.  
Το UltraTemp™ REZ είναι μια προσωρινή κονία χωρίς ευγενόλη. Εγεί βάση τη πριν και δεν δεν επηρέαζε αρνητικά τη συγκόλληση με πριν.  
Ενδείξεις για χρήση  
Για προσωρινή εφαρμογή προσωρινών στεφάνων, γεφυρών, ένθετων και επενθέτων.  
Προεπονέτητα: Τα υπερερείδια θα επηρέασουν αρνητικά τη πλήρωση του UltraTemp REZ.  
Οδηγίες χρήσης  
1. Αρμάρετε το πάωμα περιτρέφοντά το αριστερότροφα και τετάστε.  
2. Προτού συνδέσετε το άκρο ανάμικτης, βεβαιωθείτε ότι η πράσινη είναι ομοιόμορφη και από το άκρο της πόργυας βγάλλεται ένα μικρό ποσότητα επάνω στα πλακέτα ανάμικτης. Δώστε προσοχή να μην προκλήσει διασταύρωση μιλόντη στα άκρα.  
3. Συνδέστε το άκρο ανάμικτης ευθυγράμμιστάς τους άκρες των επενθέτων πομάντων με τα άκρα της πόργυας. Περιστρέψτε το δεξιότροφο για να αφαιρέσετε.  
4. Καθαρίστε, ξεπλύντε και στεγνώστε την προεπονέτα. Εάν το δύνται, είναι ειδιότητα, ισχυρείτε να παρέχετε αναθρόπιστα στον ασθενή.  
5. Εάν το χρησιμοποιείτε ενδοστοματικά, συνδέστε σταθερά έναν ενδοστοματικό άκρο.  
6. Βάλτε το προστόπο θέλετε από UltraTemp™ ή UltraTemp™ REZ στην προσφερόμενη προεπονέτα.

Herdetid	Χρόνος σκλήρυνσης
UltraTemp™	2 - 3 λεπτά
UltraTemp™ REZ – Τυπική σκλήρυνση	2 - 3 λεπτά
UltraTemp™ REZ – Ταχεία σκλήρυνση	1 - 2 λεπτά

## RU

## UltraTemp™ ή UltraTemp™ REZ Χρήση για χρήση για την προσωρινή στήριξη

Περιγραφή  
Το UltraTemp™ είναι μια προσωρινή κονία χωρίς ευγενόλη. Εγεί βάση του πολυακρυλικού βάση και δεν επηρέαζε αρνητικά τη συγκόλληση με πριν.  
Το UltraTemp™ REZ είναι μια προσωρινή κονία χωρίς ευγενόλη. Εγεί βάση τη πριν και δεν δεν επηρέαζε αρνητικά τη συγκόλληση με πριν.  
Ενδείξεις για χρήση  
Για προσωρινή εφαρμογή προσωρινών στεφάνων, γεφυρών, ένθετων και επενθέτων.  
Προεπονέτητα: Τα υπερερείδια θα επηρέασουν αρνητικά τη πλήρωση του UltraTemp REZ.  
Οδηγίες χρήσης  
1. Αρμάρετε το πάωμα περιτρέφοντά το αριστερότροφα και τετάστε.  
2. Προτού συνδέσετε το άκρο ανάμικτης, βεβαιωθείτε ότι η πράσινη είναι ομοιόμορφη και από το άκρο της πόργυας βγάλλεται ένα μικρό ποσότητα επάνω στα πλακέτα ανάμικτης. Δώστε προσοχή να μην προκλήσει διασταύρωση μιλόντη στα άκρα.  
3. Συνδέστε το άκρο ανάμικτης ευθυγράμμιστάς τους άκρες των επενθέτων πομάντων με τα άκρα της πόργυας. Περιστρέψτε το δεξιότροφο για να αφαιρέσετε.  
4. Καθαρίστε, ξεπλύντε και στεγνώστε την προεπονέτα. Εάν το δύνται, είναι ειδιότητα, ισχυρείτε να παρέχετε αναθρόπιστα στον ασθενή.  
5. Εάν το χρησιμοποιείτε ενδοστοματικά, συνδέστε σταθερά έναν ενδοστοματικό άκρο.  
6. Βάλτε το προστόπο θέλετε από UltraTemp™ ή UltraTemp™ REZ στην προσφερόμενη προεπονέτα.

Herdetid	Χρόνος σκλήρυνσης
UltraTemp™	2 - 3 λεπτά
UltraTemp™ REZ – Τυπική σκλήρυνση	2 - 3 λεπτά
UltraTemp™ REZ – Ταχεία σκλήρυνση	1 - 2 λεπτά

## PL

## UltraTemp™ ή UltraTemp™ REZ Cement do uzupełnienia tymczasowych

Περιγραφή  
UltraTemp™ jest nie eugenolowy cement do uzupełnienia tymczasowych. Cement ten jest na bazie poliakrylowej i nie ma negatywnego wpływu na wiązanie żywicy.  
UltraTemp™ REZ jest nie eugenolowy cement do uzupełnienia tymczasowych. Cement ten jest na bazie żywicy i nie ma negatywnego wpływu na wiązanie żywicy.  
Opis  
UltraTemp™ jest nie eugenolowy cement do uzupełnienia tymczasowych. Cement ten jest na bazie poliakrylowej i nie ma negatywnego wpływu na wiązanie żywicy.  
UltraTemp™ REZ jest nie eugenolowy cement do uzupełnienia tymczasowych. Cement ten jest na bazie żywicy i nie ma negatywnego wpływu na wiązanie żywicy.  
Προεπονέτητα: Peroksydy okazują negatywne wpływ na szkliwo UltraTemp™ REZ.  
Οδηγieis χρήσης  
1. Szympatyczny, powrotny do czasu strzelki, i ją wyrywczy.  
2. Przed złożeniem końcówek mieszając skrótoładować jednorodność wypływu z obu otworów strzykawki, przywrócić niewielką ilość na bloczek do miesania. Zwrócić uwagę na wiązanie żywicy w miazdce strzykawki. Zamocować ją przez pokręcenie w prawo.  
3. Wyciągnij końcówek miazdżącą i wypchnij ją do końca strzykawki. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, dopasuj ją do otworów wylotowych strzykawki. Zamocować ją przez pokręcenie w lewo.  
4. Oczyszczaj, przygotuj i wysuń przednią częścią strzykawki. Wysuń przednią częścią strzykawki, aby nie uszkodzić przedniej części strzykawki. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, dopasuj ją do otworów wylotowych strzykawki.  
5. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, aby nie uszkodzić przedniej części strzykawki. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, dopasuj ją do otworów wylotowych strzykawki.  
6. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, aby nie uszkodzić przedniej części strzykawki. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, dopasuj ją do otworów wylotowych strzykawki.  
7. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, aby nie uszkodzić przedniej części strzykawki. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, dopasuj ją do otworów wylotowych strzykawki.  
8. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, aby nie uszkodzić przedniej części strzykawki. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, dopasuj ją do otworów wylotowych strzykawki.  
9. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, aby nie uszkodzić przedniej części strzykawki. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, dopasuj ją do otworów wylotowych strzykawki.  
10. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, aby nie uszkodzić przedniej części strzykawki. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, dopasuj ją do otworów wylotowych strzykawki.  
11. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, aby nie uszkodzić przedniej części strzykawki. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, dopasuj ją do otworów wylotowych strzykawki.  
12. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, aby nie uszkodzić przedniej części strzykawki. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, dopasuj ją do otworów wylotowych strzykawki.  
13. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, aby nie uszkodzić przedniej części strzykawki. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, dopasuj ją do otworów wylotowych strzykawki.  
14. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, aby nie uszkodzić przedniej części strzykawki. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, dopasuj ją do otworów wylotowych strzykawki.  
15. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, aby nie uszkodzić przedniej części strzykawki. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, dopasuj ją do otworów wylotowych strzykawki.  
16. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, aby nie uszkodzić przedniej części strzykawki. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, dopasuj ją do otworów wylotowych strzykawki.  
17. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, aby nie uszkodzić przedniej części strzykawki. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, dopasuj ją do otworów wylotowych strzykawki.  
18. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, aby nie uszkodzić przedniej części strzykawki. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, dopasuj ją do otworów wylotowych strzykawki.  
19. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, aby nie uszkodzić przedniej części strzykawki. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, dopasuj ją do otworów wylotowych strzykawki.  
20. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, aby nie uszkodzić przedniej części strzykawki. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, dopasuj ją do otworów wylotowych strzykawki.  
21. Wyjmij i zamknij końcówek strzykawki, aby nie uszkodzić przedniej części strzykawki. Wyjmij i zamknij końcó