



UltraEZ™ <div>Desensitizing Gel</div>	EN
---------------------------------------	----

Product Description

UltraEZ™ desensitizing gel is a unique, sustained release, 3% potassium nitrate and 0.11% weight by weight fluoride ion, sticky, viscous gel. UltraEZ gel is designed to be used in a custom fabricated tray, disposable tray, or prefilled disposable tray application.

For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.
Delivery Forms)

- UltraFit™ trays

Indications for Use/Intended Purpose

UltraEZ desensitizing gel provides a film-like varnish for sensitive teeth, sealing dentinal tubules of exposed dentin and other areas where sensitivity is a concern. The product is used either by a dental professional in the office or provided to the patient for home treatment of dentin sensitivity.

Contraindications

- Not intended for use by pregnant or nursing women.
- Not intended for patients who may swallow or aspirate tray.
- Not intended for use on patients under the age of 6 without consultation of their primary care doctor.
- For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.

Warnings and Precautions

- If any problems occur, discontinue treatment and notify a dental professional.
- Always keep out of heat and/or sunlight.
- Excess material at insertion and residue upon removal should be brushed off and rinsed. DO NOT swallow.

Stepwise Instructions

Use – UltraFit Prefilled Tray

- U – Upper tray
- L – Lower tray

Remove from package.

- Position tray on teeth.
- Bite firmly then gently suck down on the tray for 2 seconds. Do not press tray against teeth as it pushes the gel against the gums.
- Remove outer tray leaving the white inner tray on the teeth.

- Repeat with the opposite arch if needed.
- Wear for 15 minutes to 1 hour per day or as directed by your clinician.

NOTE: Do not eat, drink, or use tobacco products while trays are in place. Do not use tray overnight.

Storage and Disposal

Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations.

Miscellaneous Information

Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority.

www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

UltraEZ™ <div>Gel desensibilizante</div>	ES
--	----

Descripción del producto

El gel desensibilizante UltraEZ™ es un gel único, Adhesivo, viscoso, de liberación sostenida, con nitrato de potasio al 3 % y con ion fluoruro al 0,11 % en peso por peso. El gel UltraEZ está diseñado para Cubeta dental o férula dental dental fabricado a medida Cubeta desechable o aplicado en cubeta dental desechable precargada precargada. Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas as instrucciones y informaciones nas FDS antes de utilizar.

Formas de aplicação

- Molduras UltraFit™

Indicações de utilização/Finalidade prevista

O gel desensibilizante UltraEZ proporciona um barniz em forma de película para dentes sensíveis, selando os tubulos dentinários da dentina exposta e outras áreas onde a sensibilidade é uma preocupação. O produto é utilizado por profissionais dentários no consultório ou entregue ao paciente para o tratamento domiciliário da sensibilidade dentinária.

Contraindicações

- Não se destina à utilização em mulheres grávidas ou que estejam a amamentar.
- Não se destina a pacientes que podem engolir ou aspirar a moldura.
- Não se destina ao uso em pacientes com menos de 6 anos sem consultar o seu médico assistente.
- Para pacientes ou utilizadores com problemas de alergia, consulte o documento alergénico do produto disponível em www.ultradent.com. Se for observada uma reação alérgica, lave bem a área exposta com água e peça ao paciente que consulte o seu médico.

Advertências e precauções

- Si ocurre algún problema, interrumpa el tratamiento y notifique a un profesional dental.
- Manténgalo siempre alejado del calor y la luz solar.
- Se deben cepillar y enjuagar el exceso de material en la inserción y los residuos al retirarlo. NO lo toque.

Instruções passo a passo

Uso: Cubeta o Férula precargado UltraFit

- U: cubeta superior
- L: cubeta inferior

Retire do pacote.

- Coloque a cubeta sobre los dientes.
- Morda com firmeza y luego suelte suavemente la cubeta durante 2 segundos. No presione la cubeta contra los dientes, ya que empuja el gel contra las encías.
- Retire la cubeta inferior dejando la cubeta blanca interna sobre los dientes.
- Repita con la arcada opuesta si es necesario.
- Uselo durante 15 minutos a 1 hora por día o según las indicaciones de su dentista.

NOTA: Não coma, beba nem use produtos de tabaco enquanto as molduras estiverem instaladas. Não use a moldura durante a noite.

Armazenamiento y cubetas

Descarte los residuos de acuerdo con las normas, directrices y regulaciones locales.

Información variada

Informe de cualquier incidente grave al fabricante y a la autoridad competente.

www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

UltraEZ™ <div>Τζελ απευαισθητοποίησης</div>	EL
---	----

Περιγραφή προϊόντος

Το τζελ απευαισθητοποίησης UltraEZ™ είναι ένα μοναδικό, παρατεταμένης απελευθέρωσης, με 3% νιτρικό κάλιο και 0,11% κατά βάρος όξια φθορίου, κολλώδες, πολυμερές τζελ. Το τζελ UltraEZ έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε εξοπλισμένο νάρθηκα, νάρθηκα μιας χρήσης ή σε προσηλωμένο νάρθηκα μιας χρήσης. Για όλα τα προϊόντα που περιγράφονται, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες και τις πληροφορίες στα δελτία δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Μορφές-έξυαρητοποίησης

Νάρθηκας UltraFit™

Ενδείξεις χρήσης/Προαρχική χρήση
Το τζελ απευαισθητοποίησης UltraEZ παρέχει ένα βερνίκι που μοιάζει με μεμβράνη για ευαίσθητα νάρθηκα απορροώνοντας τα οδοντονευροληπτικά της εκτεθειμένης οδοντικής. Άλλες περιοχές όπου η ευαίσθητη είναι οφθαλμική. Το προϊόν χρησιμοποιείται από άτομα οδοντοπία στο ιατρείο είτε παράχεται στην ασθενή για οικιακή θεραπεία της ευαισθησίας της οδοντικής.

Αντενδείξεις

- Δεν προορίζεται για χρήση από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.
- Δεν προορίζεται για ασθενείς που ενδέχεται να καταπονή ή να αναρροφήσουν τον θίακο.
- Δεν προορίζεται για χρήση σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 6 ετών χωρίς διαβούλευση με τον γιατρό της παιδιατρικής της οδοντικής.
- Για ασθενείς ή χρήστες με αλλεργίες, ανατρέξτε στο αρχείο αλλεργιών των προϊόντων στη διεύθυνση www.ultradent.com. Εάν παρατηρήσετε αλλεργική αντίδραση, ζητήστε την εκτεθειμένη περιοχή με νερό και ζητήστε από τον ασθενή να συμβουλευτεί τον γιατρό του.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

- Εάν παρουσιαστούν προβλήματα, διακόψτε τη θεραπεία και ενημερώστε έναν οδοντίατρο.
- Να φυλάσσεται πάντα μακριά από θερμάστρα και/ή ηλιακό φως.
- Η επίθεση ολικού κατά τη εισαγωγή και το απομάκρυνά κατά την αφαίρεση πρέπει να βουρτίζονται και να ξεπλένονται. Να μην καταποθεί.

Οδηγίες βήμα-βήμα

Χρήση – Προσηλωμένος θίακος UltraFit

1) U – Δοκάρια άνω γνάθου

2) Δοκάρια κάτω γνάθου

Αφαιρέστε από τη συσκευασία.

- Τοποθετήστε τον δοκάρια στο δόντι.
- Βουρτίστε ομοιόμορφα πιέζοντας απαλά τον δοκάρια για 2 δευτερόλεπτα. Μην πιέζετε τον δοκάρια στα δόντια καθώς σπρώχνετε το τζελ στα ούλα.
- Αφαιρέστε το εξωτερικό δοκάρια αφήνοντας τον λευκό εσωτερικό θίακο στα δόντια.
- Επαναλάβετε με το αντίθετο τόξο, εάν χρειάζεται.
- Φοράστε για 15 λεπτά έως 1 ώρα την ημέρα ή σύμφωνα με τις οδηγίες του κλινικού ιατρού σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τρώτε, πίνετε και μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καπνίσματος ενώ είναι τοποθετημένοι οι νάρθηκες. Μην χρησιμοποιείτε τον νάρθηκα στην περιοχή της γλώττας.

Αποθήκευση και Απόρριψη

Απορρίψτε τα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες, οδηγίες και κανονισμούς.

Διάφορες πληροφορίες

Αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό στο κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή.

www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

UltraEZ™ <div>Desensibilisierungsgel</div>	DE
--	----

Produktbeschreibung

Das Desensibilisierungsgel UltraEZ™ ist ein einzigartiges, haftendes, viskoses Gel mit verzögerter Freisetzung mit 3 % Kaliumnitrat und 0,11 % Gewichtsz Prozent Fluoridionen. Das UltraEZ Gel ist zur Verwendung in einer individuell angefertigten Schiene, Emwegschiene oder vorab befüllten Emwegschiene vorgesehen. Für alle beschriebenen Produkte vor Verwendung sorgfältig alle Anleitungen und Sicherheitsdatenblätter lesen.

Lieferformen

- UltraFit™-Schiemen

Indikationen/Verwendungsgebiet

Das Desensibilisierungsgel UltraEZ überzieht empfindliche Zähne mit einem filmähnlichen Lack, der die Dentintubuli von freilegendem Dentin und andere Bereiche versiegelt, deren Empfindlichkeit Probleme bereitet. Das Produkt wird entweder vom Zahnarzt in der Praxis verwendet oder dem Patienten zur häuslichen Behandlung von Dentinempfindlichkeit zur Verfügung gestellt.

Kontraindikationen

- Nicht zur Anwendung durch schwangere oder stillende Frauen bestimmt.
- Nicht für Patienten bestimmt, welche die Schiene schlucken oder aspirieren könnten.
- Nur für Anwendung bei Patienten unter 6 Jahren ist Rücksprache mit dem Hausarzt zu nehmen.
- Bei Patienten oder Benutzern mit Verdacht auf Allergien finden Sie Informationen im Allergen-Produktokument unter www.ultradent.com. Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion den experien-ten Bereich gründlich mit Wasser spülen und dafür sorgen, dass der Patient seinen Arzt konsultiert.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Treten Probleme auf, ist die Behandlung abtbrechen und ein Zahnarzt zu kontaktieren.
- Stets von Hitze und Sonnenlicht fernhalten.
- Überhöchstes Material beim Einsetzen und Rückstände nach dem Entfernen sollten abgeburstet und abgepoliert werden. NICHT verschlucken.

Schrittweise Anleitung

Verwendung – UltraFit vorgefüllte Schiene

- U – Obere Schiene
- L – Untere Schiene

Die Schiene der Verpackung entnehmen.

- Die Schiene auf den Zähnen positionieren.
- Kräftig zubeißen und dann an der Zahnschiene 2 Sekunden lang sanft saugen. Die Schiene nicht gegen die Zähne drücken, da dies das Gel auf das Zahnhäufnis drückt.
- Die äußere Schiene entfernen und die weiße innere Schiene auf den Zähnen belassen.
- Dies bei Bedarf mit dem gegenüberliegenden Bogen wiederholen.
- Täglich 15 Minuten bis eine Stunde bzw. nach Anweisung des Arztes tragen.

HINWEIS: Nicht essen, trinken oder Tabakprodukte konsumieren, solange die Schienen in Position sind. Die Schiene nicht über Nacht verwenden.

Lagerung und Entsorgung

Alle für dieses gerätsch örtlicher Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen zu entsorgen.

Sonstige Angaben

Alle schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und zuständigen Behörden zu melden.

www.ultradent.com / +1-800-552-5512 / 801-572-4200

UltraEZ™ <div>Desensibiliserande gel</div>	SV
--	----

Produktbeskrivning

UltraEZ™ desensibiliserande gel er en unik, fördrojt frisättnin, 3% kaliumnitrat och 0,11 viktprocent fluoridjon, kläbrig, viskös gel. UltraEZ-gel är utformad för att användas i en specialtillverkad skena, engångsskena eller förfylld engångsskena.
Läs igenom bruksanvisningarna och säkerhetsdatabladet för alla beskrivna produkter före användning.

Leveransform

- UltraFit™-skenor

Indikatorer för användning/avssett syfte

UltraEZ desensibiliserande gel ger ett filmliknande lack för känsliga tänder, tätnin av dentinala tubuli v exponerat dentin och andra områden där känslighet är ett problem. Produkten används antingen av en tandkare på kliniken eller tillhandahålls patienten för behandling i hemmet av dentinkänslighet.

Kontraindikationer

- Inte avsedd att användas av gravida eller ammande kvinnor.
- Inte avsedd för patienter som kan svälja eller aspirera skinnen.
- Inte avsedd för patienter under 6 år utan samråd med sin primärvårsläkare.
- Besök www.ultradent.com för att se dokument om produktallergener för patienter eller användare med allergi. Om en allergisk reaktion observeras, skölj det exponerade området grundligt med vatten och gräpna materialet enligt konsultera sin läkare.

Varningar och försiktighetsåtgärder

- Om några problem uppstår, avbryt behandlingen och meddela en tandläkare.
- Håll alltid borta från värme och/eller solljus.
- Översikt av material vid insättning och rester vid borttagning bör börstas bort och sköljas. Svälj INTE.

Instruktioner step-för-step

Användning – UltraFit förfylld skena

- U* – Övre skena (Uppre)
- L* – Nedre skena (Lower)

Ta ut ur förpackningen.

- Placera skenan på tänderna.
- Bit fast och sug sedan försiktigt ner på skenan i 2 sekunder. Tryck inte skenan mot tänderna eftersom den skaver gelen mot tandkötet.
- Placer skinnen på tänderna.
- Bit fast på skinnen, och sug därefter försiktigt ind i 2 sekunder. Tryk ikke skinnen mot tänderna, da den skubber gelen ud på tandkødet.
- Upretta med motsatt båg om det behövs.

- Använd i 15 minuter till 1 timme per dag eller enligt instruktion från din läkare.
- Observera: Å, drick eller använd inte tobaksprodukter, mens skinnen sitter på tänderna. Brug ikke skinnen natten over.

Förväring och avfallshantering

Avfallshantera enligt lokala regler, riktlinjer och förordningar.

Diverse information

Anmål en eventuell allvarig händelse till tillverkaren och den behöriga myndigheten.

www.ultradent.com / +1 800 552 5512 / 801 572 4200

UltraEZ™ <div>Gel za smanjenje osjetljivosti</div>	HR
--	----

Product Description

UltraEZ™ desensitizing gel is a unique, sustained release, 3% potassium nitrate and 0.11% weight by weight fluoride ion, sticky, viscous gel. UltraEZ gel is designed to be used in a custom fabricated tray, disposable tray, or prefilled disposable tray application.

For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.
Delivery Forms)

- UltraFit™ trays

Indications for Use/Intended Purpose

UltraEZ desensitizing gel provides a film-like varnish for sensitive teeth, sealing dentinal tubules of exposed dentin and other areas where sensitivity is a concern. The product is used either by a dental professional in the office or provided to the patient for home treatment of dentin sensitivity.

Contraindications

- Not intended for use by pregnant or nursing women.
- Not intended for patients who may swallow or aspirate tray.
- Not intended for use on patients under the age of 6 without consultation of their primary care doctor.
- For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.

Warnings and Precautions

- If any problems occur, discontinue treatment and notify a dental professional.
- Always keep out of heat and/or sunlight.
- Excess material at insertion and residue upon removal should be brushed off and rinsed. DO NOT swallow.

Stepwise Instructions

Use – UltraFit Prefilled Tray

- U – Upper tray
- L – Lower tray

Remove from package.

- Position tray on teeth.
- Bite firmly then gently suck down on the tray for 2 seconds. Do not press tray against teeth as it pushes the gel against the gums.
- Remove outer tray leaving the white inner tray on the teeth.

- Repeat with the opposite arch if needed.
- Wear for 15 minutes to 1 hour per day or as directed by your clinician.

NOTE: Do not eat, drink, or use tobacco products while trays are in place. Do not use tray overnight.

Storage and Disposal

Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations.

Miscellaneous Information

Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority.

www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

UltraEZ™ <div>Gel désensibilisant</div>	FR
---	----

Description du produit

UltraEZ™ désensibilisant gel est un unique, collant et visqueux, à libération prolongée, à 3 % de nitrate de potassium et 0,11 % de poids d'ions fluorure. Il gel UltraEZ est conçu pour être utilisé dans un modèle fabriqué sur mesure, une gouttière jetable ou Pour une application de gouttière jetable préchargée. Pour tous les produits décrits, lisez attentivement et assurez-vous de bien comprendre toutes les instructions et informations de la FDS avant utilisation.

Types d'application

- Gouttières UltraFit™

Indications d'utilisation/Utilisation prévue

Le Désensibilisant UltraEZ fournit un vernis de type film pour les dents sensibles, scellant les tubuli dentinaires de la dentine exposée et d'autres zones où la sensibilité est un problème. Le produit est utilisé soit par un professionnel dentaire au cabinet, soit fourni au patient pour le traitement à domicile de la sensibilité dentinaire.

Contre-indications

- N'est pas destiné à une utilisation par les femmes enceintes ou allaitantes.
- N'est pas destiné aux patients qui peuvent avaler ou aspirer la gouttière.
- N'est pas destiné à une utilisation sur des patients de moins de 6 ans sans consultation de leur médecin traitant.
- Pour les patients ou utilisateurs souffrant d'allergies, répondez-vous au document sur les allergènes du produit disponible sur www.ultradent.com. Si une réaction allergique est observée, rincez abondamment la zone exposée à l'eau et demandez au patient de consulter son médecin.

Avertissements et précautions

- En cas de problème, arrêtez le traitement et informez un professionnel des soins dentaires.
- Toujours conserver à l'abri de la chaleur et/ou de la lumière du soleil.
- Les résidus de matériau lors de l'insertion et les résidus lors du retrait doivent être brossés et rincés. NE PAS avaler.

Instructions par étapes

Use – UltraFit Prefilled Tray

- U : gouttière supérieure
- L : gouttière inférieure

Retirez de l'emballage.

- Positionnez la gouttière sur les dents.
- Mordez fermement puis aspirez doucement sur la gouttière pendant 2 secondes. N'appuyez pas à gouttière contre les dents, car elle pousse le gel vers les gencives.
- Retirez la gouttière extérieure en laissant la gouttière intérieure baigner sur les dents.
- Répétez sur l'arcade opposée si nécessaire.

- Portez la gouttière entre 15 minutes et 1 heure par jour ou selon les directives de votre clinicien.

REMARQUE : Ne pas manger, boire ou utiliser de produits du tabac lorsque les gouttières sont en place. Ne pas utiliser la gouttière pendant la nuit.

Stockage et élimination

Éliminez les déchets conformément aux règles, directives et réglementations locales.

Informations diverses

Signalez tout incident grave au fabricant et à l'autorité compétente.

www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

UltraEZ™ <div>Desensibiliserende gel</div>	DA
--	----

Produktbeskrivelse

UltraEZ™ desensibiliserende gel er en unik, klæbrig, viskøs gel med vedvarende frigivelse af 3% kaliumnitrat og 0,11 vægts% fluorid. UltraEZ-gel er udviklet til at blive brugt i specialtillistede skinner, engangsskinner eller forfyldte engangsskinner.
Læs igenom bruksanvisningerne og sikkerhedsdatabladet for brug.

Leveringsformer

- UltraFit™-skinner

Indikatorer/risiget formål

UltraEZ desensibiliserende gel er en film lignende lak til følsomme tænder, og forsejler dentintubuli I eksponeret dentin og andre områder, hvor følsomhed er et problem. Produktet bruges enten af tandlægen personale på klinikken eller leveres til patienten til hjemmebehandling af tandsensitivitet.

Kontraindikationer

- Ikke beregnet til brug af gravide eller ammende kvinder.
- Ikke beregnet til patienter, der kan svælge eller aspirere skinnen.
- Ikke beregnet til brug på patienter under 6 år uden samråd med deres primære praktiserende læge.
- For patienter eller brugere med allergier/producer henvis til produktallergen-dokumentet, som findes på www.ultradent.com. Hvis der observeres en allergisk reaktion skylles det eksponerede område grundigt med vand, og patienten skal konsultere sin læge.

Advarsler og forholdsregler

- Hvis der opstår problemer, skal behandlingen afbrydes og tandlægtligt personale skal kontaktes.
- Hold altid væk fra varme og/eller sollys.
- Overdyskede materiale ved indsættelse og rester ved fjernelse bør børstes af, og munden skylles. MÅ IKKE sluges.

Trinvis vejledning

