

Amelogen® Plus Singles Unit dose tips (0.3 grams) Composite Restorative Material

Amelogen® Plus Singles Dosierungsaufläufe (0.3 Gramm) Composite Restorative Material

DE

Amelogen® Plus Singles Embouts unidoses (0.3 grammes) Composite Restorative Material

FR

Amelogen® Plus Singles Tips voor eenheidsdoseringen (0.3 gram) Composite Restorative Material

NL

Amelogen® Plus Singles Capsule in dosi singole (0.3 grammi) Composite Restorative Material

IT

Nota: Amelogen Plus composite restorative material Singles fit most composite guns.

Descripción: Amelogen Plus es una brocha de resina compuesta (Bis-GMA) base de uso para posterior y anterior teeth restorations. Amelogen Plus composite es radiopaco y disponible en múltiples VITA® shades. Es 7,6% lleno por peso y 61% lleno de volumen y tiene un espesor promedio de 0,7 mm con naranja upper limit para el procedimiento.

Directions for Use:

1. Si refrigerado, bring product to room temperature.

2. Apply bonding agent to preparation according to manufacturer's instructions.

3. OPTIMELLE: Place a thin layer of flowable composite.

4. Remove cap from Amelogen Plus composite syringe. If desired, use the Quad Key to remove inside flanges for open barrel delivery.

5. Twist syringe to express composite. Restorative will lessen with each twist.

6. To apply incrementally, remove incremental pieces of composite, express the composite slightly above the inner white KleinSleevé.

7. Place Amelogen Plus composite restorative material in incremental layers applying the dentin primer approximately 0.5 - 1.5mm thick and cure. Follow with 2mm increments curing each layer with VALO or another high quality curing light ($600mW/cm^2$), cure each layer 20 seconds. For lights with an output of $400mW/cm^2$, cure for 40 seconds.

NOTA: To avoid cross-contamination, use a clean instrument with each increment removal.

8. After final increment is placed, sculpt and light cure.

9. Shape and define the final anatomy using finishing diamonds or multi-fluted carbide burs. Finish and polish with polishing discs, cups, points or burs. A composite restorative can be polished to a mirror finish according to manufacturer's instructions to increase surface hardness and reduce surface wear.

Precautions and Warnings:

1. Read and understand all instructions before using product.

2. For use at room temperature. Refrigerate bulk storage.

3. Amelogen Plus composite capsule are single use only. Do not reuse to avoid the risk of cross contamination.

4. Use a quality curing light to ensure maximum physical properties of the composite. Uncured material will result in inferior restoration and may also cause pulpal irritation.

5. Clinician and patient should wear UV protective eyewear when curing composite.

6. To prevent the pre-polymerization of the composite, minimize exposure to bright lights during the curing process.

7. To avoid bond to each succeeding layer, do not remove oxygen inhibition layer between incremental layers of composite.

8. Ensure composite is totally polymerized between layers and interproximally.

9. Not intended for intradental use.

10. Avoid cross-contamination. Avoid repeated contact of uncured dental resin with skin. Do not use on patients with known sensitivity to acrylates or other resins. If allergic reaction, dermatitis or rash develops, consult a physician.

11. Proper disposal of capsule after use.

12. Keep away from direct sunlight.

13. Do not use after expiration date noted on containers.

14. Keep out of reach of children.

Note: For SDS and additional information about using Amelogen Plus composite and other related products, please go to www.ultradent.com

Amelogen® Plus Singles Puntas de una dosis (0.3 gramos) Composite Restorative Material

Amelogen® Plus Singles Pontas doseadoras (0.3 grama) Composite Restorative Material

PT

Amelogen® Plus Singles Envolhos para aplicar a pasta (0.3 grama) Composite Restorative Material

SV

Amelogen® Plus Singles Enslutningshöft till spetsar (0.3 gram) Composite Restorative Material

DA

Amelogen® Plus Singles Yksilöintisäätöskapseeli (0.3 grammaa) Composite Restorative Material

FI

Nota: Amelogen Plus composite restorative material Singles se adhiere a la mayoría de las piezas de resina compuesta.

Descripción e Indicaciones de Uso:

Amelogen Plus es una brocha de resina compuesta color gris (de base Bis-GMA) para ser utilizada en restauraciones dentales anteriores y posteriores. Amelogen Plus composite es radiopaco y está disponible en múltiples tonos VITA®. Es 7,6% lleno de peso y 61% de volumen, y tiene un espesor de punta promedio de 0,7 mm con una límite superior de distribución de la resina compuesta.

1. Si está refrigerado, llevar el producto a temperatura ambiente.

2. Aplicar agente adhesivo dentinario a la preparación según las instrucciones del fabricante.

3. OPTICLONNE: Coloca una capa de adhesión superior de resina fluida.

4. Relaja la tensión de la placa de Amelogen Plus composite. Se pretenderá, utilizar a Quad Key para remover las dosaciones y fijar un dispositivo de apertura completa.

5. Gire el embolo para dispersar la resina compuesta. La resina se mantendrá con menor giro.

6. Para "restrar" evitar el retorno incrementos de resina dispersa la misma hasta levemente por la protección interna de color blanco (KleinSleevé).

7. Coloque Amelogen Plus composite restorative material en capas de incremento, aplicando la dentina primer aproximadamente 0.5 - 1.5 mm de espesor, y seguir con 2mm incrementos de dentina primer después de cada incremento.

Si polymeriza con VALO o la otra lámpara de fotopolimerización de alta calidad ($600mW/cm^2$), polymerizar durante 20 segundos. Para luces con una salida $<600mW/cm^2$, polymerizar durante 40 segundos.

NOTA: Para evitar la contaminación cruzada, utilizar un instrumento limpio con cada incremento de la jeringa.

8. Descolga del aplicador el ultimo incremento, resculpta y polímeriza.

9. Modela la anatomía de la restauración removiendo o termoformando o tira de cebolla de masticación. Tira y pulsa con discos, copas, puntas o cepillos de pulir. Para incrementar la duración de la superficie y reducir el desgaste superficial puede colocarse un sellador de resina compuesta en la anatomía.

10. Para minimizar la pre-polymerización de la resina compuesta, minimice la exposición a luces brillantes durante el procedimiento.

11. Para optimizar la adhesión a cada capa incremental subsiguiente, no remueva una camada de incremento de la resina compuesta.

12. Assegurese que la resina esté completamente polimerizada entre capas y por interproximal.

13. No abra el dispositivo de uso intraoral.

14. Las resinas pueden sensibilizar. Evite el contacto repetido de las resinas sin polimerizar con la piel. No utilice en pacientes con sensibilidad conocida a acrilatos u otras resinas. Si desarrolla erupciones cutáneas, consulta al profesional de la salud.

15. Descarte adecuadamente los dispositivos después del uso.

16. Mantenga los colores del exceso y del sol directo.

17. No utilice después de la fecha de vencimiento anotada en los envases.

18. Mantenga el dispositivo de uso intraoral.

19. No abra el dispositivo de uso intraoral.

20. Las resinas pueden sensibilizar. Evite el contacto repetido de las resinas sin polimerizar con la piel. No utilice en pacientes con sensibilidad conocida a acrilatos u otras resinas. Si desarrolla erupciones cutáneas, consulta al profesional de la salud.

21. Descarte adecuadamente los dispositivos después del uso.

22. Mantenga los colores del exceso y del sol directo.

23. No utilice después de la fecha de vencimiento anotada en los envases.

24. Mantenga el dispositivo de uso intraoral.

Nota: Para FDS e información adicional sobre el uso de Amelogen Plus composite y otros productos relacionados, favor visitar www.ultradent.com

EN

Hinweis: Amelogen Plus composite restorative material Singles ist für die meisten

Beschreibungen und Anwendungsbereichen:

Amelogen Plus ist ein Komposit in Zahnlängen (auf Bis-GMA-Basis), das für Front- und Seitenzähne/Restaurierungen geeignet ist. Amelogen Plus composite ist radiopak und verfügbar in diversen VITA® shades. Es ist 7,6% gefüllt mit Gewicht und 61% gefüllt mit Volumen und hat einen average partikelgröße von 0,7 µm mit einer Engpassfilterung an der Oberfläche.

Gebräuchsanweisung:

1. Bei gelriger Temperatur bringen Sie das Produkt zur Raumtemperatur.

2. Applizieren Sie den Zahnkleberrestaurierung ein Dentin-Bonding-Material auf die Präparation.

3. OPTIMELLE: Platzieren Sie eine gut adaptierbare Schicht von flüssigem Komposit.

4. Entfernen Sie die Kappe von Amelogen Plus composite Spritze. Wenn gewünscht, verwenden Sie den Quad Key für die Entfernung des Teileskreuzes. Für Anwendung mit einem offenen Zylinder.

5. Führen Sie die Lipe aus dem Mundstück aus.

6. Um den Zylinder zu entfernen, wenn Komposit in Perfektion eingesetzt wurde, drücken Sie die Kappe wieder auf den Rand der unteren Klemme-Klebeplatte heraus.

7. Platzieren Sie Amelogen Plus composite restorative material in Schichten auf, wobei die erste Schicht etwa 0,5 - 1,5 mm die soße sein sollte, und führen Sie mit weiteren 2mm-Zentimeter-Schichten fort. Führen Sie die Polymerisation mit einer VITA®-Lampe durch ($600mW/cm^2$) oder mit einer anderen VITA®-Lampe ($400mW/cm^2$), polymerisieren Sie jede Schicht mit 20 Sekunden. Bei Leuchten mit einer Stärke von $<600mW/cm^2$ dauert die Polymerisation länger.

HINWEIS: Um Kreuzkontamination zu verhindern, verwenden Sie für jede Schicht, die aus der Spritze kommt, ein sauberes Instrument.

8. Nach jedem Einsatz wird die Spritze gereinigt und mit einem trockenen Tuch abgetrocknet.

9. Formen und definieren Sie die Endform mit einer feinen Poliermaschine oder einem Schleifstein.

10. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

11. Verwenden Sie die Kappe wieder auf dem Zylinder.

12. Entfernen Sie die Klebefolie aus dem Mundstück.

13. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

14. Entfernen Sie die Kappe wieder auf dem Zylinder.

15. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

16. Entfernen Sie die Klebefolie aus dem Mundstück.

17. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

18. Entfernen Sie die Klebefolie aus dem Mundstück.

19. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

20. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

21. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

22. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

23. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

24. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

25. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

26. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

27. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

28. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

29. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

30. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

31. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

32. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

33. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

34. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

35. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

36. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

37. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

38. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

39. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

40. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

41. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

42. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

43. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

44. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

45. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

46. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

47. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

48. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

49. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

50. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

51. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

52. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

53. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

54. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

55. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

56. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

57. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

58. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

59. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

60. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

61. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

62. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

63. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

64. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

65. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

66. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

67. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

68. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

69. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

70. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

71. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

72. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

73. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

74. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

75. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

76. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

77. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

78. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

79. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

80. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

81. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

82. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

83. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

84. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

85. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

86. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

87. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

88. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

89. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

90. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

91. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

92. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

93. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

94. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

95. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

96. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

97. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

98. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

99. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

100. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

101. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

102. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

103. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

104. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

105. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

106. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

107. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

108. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

109. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

110. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

111. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

112. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

113. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

114. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

115. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

116. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

117. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

118. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

119. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

120. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

121. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

122. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

123. Reinigen Sie die Spritze mit einem sauberen Tuch.

124. Reinigen Sie die Spritze con un paño limpio.

125. Reinigen Sie la jeringa con un paño limpio.

126. Reinigen Sie la jeringa con un paño limpio.

127. Reinigen Sie la jeringa con un paño limpio.

128. Reinigen Sie la jeringa con un paño limpio.

129. Reinigen Sie la jeringa con un paño limpio.

130. Reinigen Sie la jeringa con un paño limpio.

131. Reinigen Sie la jeringa con un paño limpio.

132. Reinigen Sie la jeringa con un paño limpio.

133. Reinigen Sie la jeringa con un paño limpio.

134. Reinigen Sie la jeringa con un paño limpio.

135. Reinigen Sie la jeringa con un paño limpio.

136. Reinigen Sie la jeringa con un paño limpio.

137. Reinigen Sie la jeringa con un paño limpio.

138. Reinigen Sie la jeringa con un paño limpio.

139. Reinigen Sie la jeringa con un paño limpio.

140. Reinigen Sie la jeringa con un paño limpio.

141. Reinigen Sie la jeringa con un paño limpio.

142. Reinigen Sie la jeringa con un paño limpio.

