

Opal®Band™ EN Orthodontic Band Cement

Description: Opal® Band™ cement is a light blue, two-part, triple cure, resin-based glass ionomer orthodontic cement.

Indications: This product uses chemical, light, and glass ionomer polymerization to cement all types of orthodontic bands to the teeth.

Instructions for Use:

1. After determining proper band fit, prophylax, and rinse the tooth leaving the enamel slightly damp.

Optional: lightly roughen the inside of the band with a fine diamond bur or microetcher.

2. Remove cap from dual barrel syringe by twisting counter-clockwise and discard.

NOTE: Prior to attaching tip, verify uniform flow from both syringe orifices by expressing a small amount onto a mixing pad. Use caution not to cross-contaminate orifices. The used mixing tip remains in place as the cap until a new mixing tip is attached prior to reuse. Discard old mixing tip when removed.

3. Attach mixing tip by lining up internal cap stems with syringe orifices. Twist clockwise to lock and verify flow.

4. Place desired amount to the interior surface of the band.

5. Seat band onto the tooth and clean excess cement with a cotton roll or gauze.

6. Light cure the occlusal surface with VALO using 2 cycles of a 3-second plasma or 20 seconds for lights with output <600mW/cm².

7. Band cement will chemically cure after 10 minutes if light is not used. NOTE: In higher force situations (RPE or similar fixed appliances), etching the enamel or conditioning with a self-etching primer prior to band placement will significantly increase the adhesion.

Precautions and warnings: 1. Carefully read and understand all instructions before use.

2. Review all precautions on individual product inserts before use.

3. Use only recommended tips.

4. Refrigerate band cement when not in use.

5. If allergic reaction, dermatitis, or rash develop, consult a physician.

6. Dispose of tips and empty syringes properly.

7. When using this product, do not remove mixing tip until next use.

8. Disinfect syringe between uses.

Review instructions, warnings, precautions, and SDS before beginning treatment. For SDS and additional information about our products, please go to www.ultradent.com.

Opal®Band™ DE Orthodontic Band Cement

Beschreibung: Opal® Band™ Zement ist ein hellblauer, dreifach aushärtender Zwei-Komponenten-Glasionomer-Zement auf Harzbasis, für orthodontische Zwecke.

Indikationen: Dieses Produkt nutzt chemische, Licht- und Glasionomerpolymerisation zum Zementieren aller Arten von orthodontischen Bändern auf den Zähnen.

Gebrauchsanweisung: 1. Nach der Bestimmung der richtigen Passgröße des Bandes den Zahn mit Prophylaxe säubern und spülen, dabei den Zahnschmelz leicht feucht lassen.

Optional: Die Innenseite des Bandes kann mit einem Diamantbohrer oder Mikroätzer leicht aufgeraut werden.

2. Die Kappe durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn von der Doppelspritze abnehmen und entsorgen.

HINWEIS: Vor dem Anbringen des Ansatzes den gleichförmigen Fluss aus beiden Spritzenöffnungen durch Herausdrücken einer kleinen Menge auf einen Anmischblock prüfen. Darauf achten, dass die beiden Öffnungen nicht über Kreuz kontaminiert werden. Den gebrauchten Mischansatz als Kappe aufgesteckt lassen, bis vor der erneuten Verwendung ein neuer Mischansatz aufgesteckt wird. Den alten Mischansatz nach dem Abnehmen entsorgen.

3. Den Mischansatz durch Ausrichten der inneren Kappenschäfte auf die Spritzenöffnungen aufsetzen. Zum Arretieren im Uhrzeigersinn drehen und den Materialfluss prüfen.

4. Die gewünschte Menge auf die Bandinnenfläche auftragen.

5. Das Band auf den Zahn ansetzen und überschüssigen Zement mit einem Baumwollballchen oder Gaze abwischen.

6. Die Okklusalfäche mit VALO mit 2 Zyklen eines Plasmas von 3 Sekunden oder 20 Sekunden lang bei Lampen mit einer Leistung von <600mW/cm² mit Licht aushärten.

7. Der Bandzement bindet nach 10 Minuten chemisch ab, wenn kein Licht verwendet wird. HINWEIS: Wenn größere Kräfte zur Wirkung kommen (RPE oder ähnliche festziehende Prothesen), kann durch Ätzen des Zahnschmelzes oder Vorbehandlung mit einem selbsttätigen Primer vor dem Ansetzen des Bandes die Haftfähigkeit bedeutend erhöht werden.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise: 1. Vor Gebrauch die gesamte Anleitung gründlich lesen.

2. Vor Gebrauch alle auf den Packungsbeilagen der einzelnen Produkte angegebenen Vorsichtsmaßnahmen durchgehen.

3. Nur empfohlene Spritzenansätze verwenden.

4. Bandzement bei Nichtgebrauch im Kühlschrank aufbewahren.

5. Bei allergischen Reaktionen, Dermatitis und Ausschlägen einen Arzt konsultieren.

6. Ansätze entsorgen und Spritzen ordnungsgemäß entsorgen.

7. Bei Verwendung dieses Produkts den Mischansatz bis zum nächsten Gebrauch nicht abnehmen.

8. Die Spritze vor jedem erneuten Gebrauch sterilisieren.

Lesen Sie die Anleitung, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und SDS, bevor Sie mit der Behandlung beginnen. Sicherheitsdatenblätter und zusätzliche Informationen über unsere Produkte finden Sie auf www.ultradent.com.

Opal®Band™ FR Orthodontic Band Cement

Description : Le ciment Opal® Band™ est un ciment orthodontique bleu clair de verre ionomère à base de résine en deux parties et à triple polymérisation.

Indications : Ce produit utilise une photopolymérisation, une polymérisation chimique et une polymérisation au verre ionomère pour cimenter toutes sortes de bagues orthodontiques aux dents.

Mode d'emploi 1. Après avoir déterminé la taille appropriée de la bague, faites une prophylaxie et rincez la dent en gardant l'émail légèrement humide.

En option : dégrossissez légèrement l'intérieur de la bague avec une fraise diamant fine ou un microécapant.

2. Enlevez le capuchon de la seringue à double cylindre en dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et jetez-le. NOTE: Avant de faire l'embout, vérifiez l'écoulement sortant des deux trous des seringues en exprimant une petite quantité sur un bloc de mélange. Faites attention de ne pas causer de contamination croisée sur les orifices. L'embout mélangeur usagé reste en place pour servir de capuchon jusqu'à ce qu'un nouvel embout soit fixé avec une réutilisation. Jetez l'ancien embout avec les seringues. Vissez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller et vérifiez l'écoulement.

4. Mettez la quantité souhaitée de ciment sur la surface interne de la bague.

5. Placez la bague sur la dent et nettoyez l'excès de ciment avec un rouleau de coton ou de la gaze.

6. Photopolymérisez la surface occlusale avec la VALO en utilisant 2 cycles de 3 secondes plasma ou 20 secondes pour les lampes ayant une puissance de sortie <600mW/cm².

7. Le ciment de la bague se polymérise chimiquement après 10 minutes si une lampe n'est pas utilisée.

NOTE: Dans le cas de forces plus élevées (RPE ou appareils fixes similaires), le décapage ou le conditionnement de l'émail avec un apprêt auto-décapant avant le placement de la bague en augmentera énormément l'adhésion.

Précautions et avertissements :

1. Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser les produits.

2. Revoyez toutes les précautions dans les notices individuelles des produits avant leur utilisation.

3. Utilisez que les embouts recommandés.

4. Réfrigérez le ciment à bague lorsqu'il n'est pas utilisé.

5. En cas de réaction allergique, de dermatite ou du développement d'un érythème consultez un médecin.

6. Jetez les embouts et les seringues vides.

7. Lors de l'utilisation de ce produit, ne retirez pas l'embout mélangeur jusqu'à la prochaine utilisation.

8. Désinfectez les seringues entre chaque utilisation.

Review the instructions, the avertissements, les précautions et la fiche signalétique avant de commencer le traitement. Pour la FDS et des renseignements supplémentaires concernant nos produits, veuillez visiter www.ultradent.com.

Opal®Band™ NL Orthodontic Band Cement

Beschrijving: Opal® Band™ cement is een lichtblauw, tweedelij, drievoudig uithardend, op hars gebaseerd orthodontisch glas-ionomeer-cement.

Indicaties: Dit product maakt gebruik van chemische, licht- en lichtpolymerisatie om alle soorten orthodontische banden aan tanden te cementeren.

Gebruiksaanwijzing: 1. Na de keuze van de passende band en gebruik van profylaxepasta spoelt u de tanden, waarbij u het glazuur iets vochtig laat.

Optioneel: ruw de binnenkant van de band-ets op met een fijne diamantfrees of micro-letser.

2. Verwijder de dop van de spuit met twee patronen door deze linksom te draaien en gooi deze weg.

OPMERKING: Controleer, voordat u de tip aanbrengt, of het product gelijkmatig uit beide spuitopeningen stroomt door een kleine hoeveelheid op een mengplaatje uit te drukken. Voorkom kruisbesmetting van de openingen. De gebruikte mengtip blijft op zijn plaats als dop totdat een nieuwe mengtip wordt bevestigd voordat de spuit weer wordt gebruikt. Doel de oude mengtip weg als u deze verwijdt.

3. Bevestig de mengtip door de interne dop-stelen uit te lijnen met de spuitopeningen. Draai deze rechtom tot aan de vergrendeling en controleer de stroming.

4. Breng de gewenste hoeveelheid aan op het binnenoppervlak van de band.

5. Plaats de band op de tanden en verwijder overtollig cement met een wattenstaafje of gaasje.

6. Hard het occlusale vlak uit met VALO met behulp van 2 cycli of een 3 seconden durende plasma of 20 seconden voor lampen met een vermogen < 600 mW/cm².

7. Als geen lamp wordt gebruikt, zal het bandcement na 10 minuten zijn uithardend.

OPMERKING: In situaties met hogere krachten (RPE of soortgelijke vaste hulpmiddelen) wordt een aanzienlijke betere hechting verkregen als u het glazuur etst of met een zelfstevende primer behandelt voordat u de band plaats.

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen:

1. Lees en begrijp alle aanwijzingen zorgvuldig voordat u het product gebruikt.

2. Lees vóór gebruik alle voorzorgsmaatregelen in de bijsluiters van de afzonderlijke producten.

3. Gebruik uitsluitend aanbevolen tips.

4. Bewaar het bandcement in de koelkast als het niet wordt gebruikt.

5. Raadpleeg een arts bij een allergische reactie, dermatitis of huiduitslag.

6. Gooi gebruikte tips en lege spuiten op de juiste manier weg.

7. Bij het gebruik van dit product mag de mengtip pas vóór het volgende gebruik worden verwijderd.

8. Desinfecteer spuiten vóór hergebruik. Lees de gebruiksaanwijzing, de voorzorgsmaatregelen en het veiligheidsinformatieblad voorafgaand aan de behandeling goed door. Het veiligheidsinformatieblad en nadere informatie over onze producten vindt u op www.ultradent.com.

Opal®Band™ IT Orthodontic Band Cement

Description: Il cemento Opal® Band™ è un cemento ortodontico vetroionomerico su base resinosa, bicomponente, a tripla polimerizzazione, di colore azzurro.

Indicazioni: Questo prodotto consente il fissaggio di tutti i tipi di bande ortodontiche ai denti, avvalendosi sia della polimerizzazione chimica, della fotopolimerizzazione che anche della polimerizzazione vetroionomerica.

Istruzioni per l'uso: 1. Dopo aver determinato la banda corrispondente, eseguire la proflessi e sciacquare il dente lasciando lo smalto leggermente umido.

Opzionale: irrudiare leggermente la superficie interna della banda con una fresa diamantata fine o con una microabrasivatrice.

2. Levare il cappuccio dalla siringa a doppio cilindro girandolo in senso antiorario ed eliminarlo.

NOTA: Prima di collegare il puntale, verificare il flusso uniforme da entrambi i fori della siringa esprimendo una piccola quantità su un bicchietto d'impatto. Evitare una contaminazione crociata dei fori della siringa. Il puntale di miscelazione usato rimane in posizione come cappuccio finché viene inserito un nuovo puntale prima di un nuovo utilizzo. Eliminare il puntale di miscelazione usato una volta rimosso dalla siringa.

3. Collegare il puntale di miscelazione allineandolo con i fori della siringa. Girare in senso antiorario per bloccarlo e verificare il flusso del materiale.

4. Applicare la quantità necessaria sulla superficie interna della banda.

5. Adattare la banda sul dente e rimuovere le eccedenze di cemento con un rullo di cotone o con della garza.

6. Fotopolimerizzare la superficie occlusale con la lampada VALO usando 2 cicli da 3 secondi nella modalità Xtra Power o 20 secondi con lampada con intensità inferiore a 600mW/cm².

7. Senza VALO della lampada il cemento per il fissaggio di bande ortodontiche polimerizza in 10 minuti.

NOTA: In situazioni di resistenza elevata (nel caso di apparecchi per allargamento del palato (RPE) o di altri apparecchi fissi), la mordenzatura dello smalto o l'uso di un primer automordenzante prima del posizionamento della banda aumenta significativamente l'adesione.

Precauzioni e avvertenze:

1. Leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.

2. Rivedere tutte le precauzioni riportate sul foglio interno dei vari prodotti prima dell'uso.

3. Usare solo i puntali consigliati.

4. Conservare il cemento per banda ortodontica in frigorifero quando non è in uso.

5. Se si dovesse verificare una reazione allergica, una dermatite o un'eruzione cutanea, rivolgersi ad un medico.

6. Smaltire i puntali e le siringhe vuote in maniera corretta e responsabile.

7. Durante l'utilizzo di questo prodotto, non rimuovere il puntale di miscelazione prima di un nuovo utilizzo.

8. Disinfettare la siringa dopo ogni uso. Rivedere le istruzioni, avvertenze, precauzioni e la scheda di sicurezza prima di iniziare il trattamento. Per la scheda di sicurezza e ulteriori informazioni relative ai nostri prodotti, visitare il sito www.ultradent.com.

Opal®Band™ ES Orthodontic Band Cement

Description: Il cemento Opal® Band™ es un cemento ortodóntico celeste de vidrio ionómero con base de resina de dos partes, de triple curado

Indicaciones: Este producto utiliza polimerización química, por luz y polimerización de vidrio ionómero para cementar todo tipo de bandas de ortodoncia a los dientes.

Instrucciones de uso: 1. Luego de determinar el ajuste apropiado de la banda, limpie y enjuague los dientes, dejando el esmalte levemente húmedo.

Opcional: asperele levemente la zona interna de la banda con una piedra de diamante de grano fino o con microarenador.

2. Retire la tapa de la jeringa doble desenroscándola en sentido antiorario y descarte.

NOTA: Antes de enrosacar una punta, verifique el flujo uniforme desde los orificios de ambas jeringas colocando una pequeña cantidad sobre una loseta. Cuidé de no causar contaminación cruzada entre ambos orificios. La punta mezcladora utilizada debe permanecer colocada como tapa hasta que se quite para volver a utilizar el producto. La punta mezcladora vieja se descarta en ese momento.

3. Enrosque una punta mezcladora alineando la tapa con los orificios de la jeringa. Enrosque en sentido horario hasta que trabé y verifique el flujo.

4. Coloque la cantidad deseada sobre la superficie interna de la banda.

5. Coloque la banda sobre el diente y remueva los exesos de cemento con un rollo de algodón o gasa.

6. Fotopolimerice la superficie ocusal con VALO utilizando 2 ciclos de 3 segundos (en plasma) o 20 segundos si se trabaja con lámparas con una potencia de <600mW/cm².

7. Si no se utiliza luz, el cemento para bandas polimerizará químicamente después de 10 minutos.

NOTA: En situaciones de mayor fuerza (RPE o aparatos de fijación similar), grabar el esmalte o acondicionarlo con un imprimador de autocurado antes de la colocación de las bandas incrementará significativamente la adhesión.

Precauciones y advertencias:

1. Lea cuidadosamente y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar.

2. Revise todas las precauciones individuales de cada producto antes de utilizarlos.

3. Utilice sólo las puntas recomendadas.

4. Refrigere el cemento para bandas cuando no esté en uso.

5. De surgir una reacción alérgica, dermatitis o sarpullido, consulte al médico.

6. Descarte puntas y jeringas vacías apropiadamente.

7. Cuando utilice este producto, no retire la punta mezcladora hasta el próximo uso.

8. Desinfecte la jeringa entre usos. Revise las instrucciones, advertencias, precauciones y FDS antes de comenzar el tratamiento. Para ver la FDS e información adicional sobre nuestros productos, por favor visite www.ultradent.com.

Opal®Band™ PT Orthodontic Band Cement

Description: O cimento Opal® Band™ é um cimento ortodóntico de ionómero de vidro à base de resina, bicomponente, de tripla polimerização de cor azul clara.

Indicações: Este produto utiliza polimerização química, fotopolimerização, polimerização de ionómero de vidro para cimentar todos os tipos de bandas ortodónticas ao dente.

Instruções de utilização: 1. Correta de determinar a adaptação do dente da banda, realize a profilaxia e enxágue o dente deixando o esmalte ligeiramente húmido.

Opcional: desbaste ligeiramente o interior da banda com uma broca de diamante fina ou microcondicionante.

2. Retire a tampa da seringa de cilindro duplo rodando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

NOTA: Antes de colocar a ponta, verifique o fluxo homogêneo dos dois orificios da seringa dispensando uma pequena quantidade num disco de mistura. Proceda com precaução para não haver contaminação cruzada dos orificios. A ponta de mistura usada permanece no local como tapa até ser aplicada uma ponta de mistura nova antes da nova utilização. Descarte a ponta de mistura antiga quando remota.

3. Coloque a ponta de mistura alinhando as hastas internas da tampa com os orificios da seringa. Rode no sentido dos ponteiros do relógio e verifique o fluxo.

4. Coloque a quantidade pretendida na superfície inferior da banda.

5. Assente a banda no dente e limpe o cimento em excesso com um rolo de algodão ou gaze.

6. Fotopolimerize a superfície ocusal com VALO utilizando 2 ciclos de um plasma de 3 segundos ou 20 segundos para luzes com uma saída <600mW/cm².

7. O cimento da banda polimerizará químicamente após 10 minutos se não for utilizada luz.

NOTA: Em caso de situações de força maior (disjuntor palatino ou aparelhos fixos semelhantes), condicionar o esmalte ou o condicionamento com um primário autocondicionante antes da colocação da banda aumentará significativamente a aderência.

Precauções e advertências:

1. Leia atentamente e compreenda todas as instruções antes da utilização.

2. Reveja todas as precauções constantes da literatura dos vários produtos antes da utilização.

3. Utilizar apenas as pontas recomendadas.

4. Refrigere o cimento de bandas quando não se encontra em utilização.

5. Em caso de reação alérgica, dermatite ou se surgir erupção cutânea, consulte um médico.

6. Descarte as pontas e as seringas vazias de forma adequada.

7. Na utilização deste produto, não retire a ponta de mistura até à próxima utilização. 8. Desinfecte a seringa entre utilizações. Revêr as instruções, advertências, precauções e a ficha de segurança do produto antes de iniciar o tratamento. Para obter as fichas de segurança e informações adicionais sobre os nossos produtos, visite www.ultradent.com.




EN - Do not re-use to avoid cross contamination
 DE - Um Kreuzkontaminierung zu vermeiden, nicht erneut benutzen
 FR - Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée
 NL - Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te voorkomen
 IT - Non riutilizzare per evitare la contaminazione crociata
 ES - No reutilice para evitar la contaminación cruzada
 PT - Não reutilize para evitar a contaminação cruzada
 SV - För undvikande av korskontamination, återanvänd inte
 DA - Må ikke genbruges for at undgå krydskontaminering
 FI - Älä käytä uudelleen riskintakontaminaation välttämiseksi
 EL - Μην το επαναχρησιμοποιείτε για να αποφεύξετε τη διασταυρούμενη μόλυνση



EN - See Instructions
 DE - Siehe Anleitung
 FR - Cf. instructions
 NL - Zie gebruiksaanwijzing
 IT - Vedere le istruzioni
 ES - Veas las Instrucciones
 PT - Veja as instruções
 SV - Se anvisningar
 DA - Se brugsanvisningen
 FI - Lue käyttöohjeet
 EL - Δείτε τις οδηγίες



EN - Corrosive
 DE - Ätzend
 FR - Corrosif
 NL - Corrosief
 IT - Corrosivo
 ES - Corrosivo
 PT - Corrosivo
 SV - Frätande
 DA - Ætsende
 FI - Syövyttävä
 EL - Διαβρωτικό



EN - Refrigerate
 DE - Kühlen
 FR - Réfrigérer
 NL - In de koelkast bewaren
 IT - Conservare in frigorifero
 ES - Refrigera
 PT - Refrigera
 SV - Förvaras i kylskåp
 DA - Opbevares i køleskab
 FI - Säilytä jääkaapissa
 EL - Διπρωτρώτε το στο ψυγείο



EN - Manufacturer
 DE - Hersteller
 FR - Fabricant
 NL - Fabrikant
 IT - Fabricante
 ES - Fabricante
 PT - Fabricante
 SV - Tillverkare
 DA - Producent
 FI - Valmistaja
 EL - Κατασκευαστής



EN - For professional use only
 DE - Nur zur Verwendung durch Sachkundige
 FR - Destiné à une usage professionnel uniquement
 NL - Alleen voor professioneel gebruik
 IT - Esclusivamente ad uso professionale
 ES - Sólo para uso profesional
 PT - Apenas para uso profissional
 SV - Enbart för yrkesmässig användning
 DA - Kun til professionel brug
 FI - Vain ammattikäyttöä
 EL - Για επαγγελματική χρήση μόνο



EN - Catalog Number
 DE - Katalognummer
 FR - Numéro de référence
 NL - Catalogusnummer
 IT - Numero di catalogo
 ES - Número de catálogo
 PT - Número do catálogo
 SV - Katalognummer
 DA - Katalognummer
 FI - Luettelunumero
 EL - Αριθμός καταλόγου



EN - Lot Number
 DE - Chargennummer
 FR - Numéro du lot
 NL - Batchnummer
 IT - Numero del lotto
 ES - Número de lote
 PT - Número do lote
 SV - Satsnummer
 DA - Lotnummer
 FI - Eränumero
 EL - Αριθμός παρτίδας



EN - Recycle
 DE - Recyceln
 FR - Recycler
 NL - Recyclen
 IT - Riciclare
 ES - Reciclar
 PT - Reciclar
 SV - Återvinna
 DA - Genbrug
 FI - Kiertää
 EL - Ανακυκλώνεται



EN - Health hazard
 DE - Gesundheitsgefahr
 FR - Dangers pour la santé
 NL - Gevaar voor de gezondheid
 IT - Pericolo per la salute
 ES - Peligro para la salud
 PT - Riscos à saúde
 SV - Hälsöfara
 DA - Sundhedsfarlig
 FI - Terveysvaara
 EL - Κινδυνεύει την υγεία



LOT
 X026 = LOT
 X026 = MM
 X026 = YYYY



EN - Use by date
 DE - Verfallsdatum
 FR - Date de péremption
 NL - Uiterste gebruiksdatum
 IT - Utilizzare entro
 ES - Usar até a data
 SV - Använd föredatum
 DA - Udløbsdato
 FI - Viimeinen käyttöpäivä
 EL - Ημερομηνία λήξης

Opal®Band™
 Orthodontic Band Cement

CE 0044

Manufactured by:
 Ultradent Products Inc
 505 West Ultradent Drive (10200 South)
 South Jordan, Utah 84095 USA
 Made in USA

ULTRADENT PRODUCTS, INC.

For product SDS please see our website:
www.ultradent.com
 1-800-552-5512; 801-572-4200

Opal®Band™
 Orthodontic Band Cement

Beskrivning:
 Det ortodontiska cementet Opal® Band™ cement är en ljusblå, tvådelad, trippel-härdad, resinbaserad gljasjonmercement.

Denna produkt använder både kemisk, ljus och gljasjonmerpolymerisering för att cementera alla slags ortodontiska bånd på tänderna.
 Bruksanvisning:
 1. Efter att ha avpassat bandet korrekt, polera och skölj tanden så att emaljen förblir nägot fuktig.

Valfri: gör insidan av bandet något grövre med en fin diamantborr eller en mikroetsare.
 2. Avlägsna locket från sprutan med två behållare genom att vrida det moturs och kassera. OBS: Innan spetsen fästs kontrollera att flödet från de båda sprutorna öppningar är jämnt genom att trycka ut en liten mängd på en blandaryna. Var noga med att inte korskontaminera öppningarna. Den använda blandarspetsen lämnas kvar som lock tills en ny blandarspets har fästs före återanvändning.
 3. Fäst blandarspetsen genom att gruppera de interna lockskafven med sprutans öppningar. Vrid medurs för att låsa och kontrollera flödet.
 4. Placera önskad mängd på bandets inre yta.
 5. Placera bandet på tanden och torka bort överflödigt cement med en bomullsrulle eller gasväv.

6. Ljushärda den ocklusala ytan med VALO genom att använda 2 cykler på 3 sekunder i plasmaläge eller i 20 sekunder med ljus med en utteffekt <600 mW/cm².
 7. Om ljus inte används kommer bandcementet att härdas kemiskt efter 10 minuter.
 OBS: I situationer med starkare krafter (snabb palatexpansion eller liknande fasta apparater) kommer etsning av emaljen eller konditionering med en självetsande primer före placering av bandet att signifikant öka adhesionen.

Försiktighetsåtgärder och varningar:
 1. Läs noga igenom och förstå alla instruktionsföre användning.
 2. Gå på nytt genom alla försiktighetsåtgärder för de enskilda produktinsättningarna före användning.
 3. Använd endast rekommenderade spetsar.
 4. Bandcementet bör förvaras i kylskåp då det inte används

5. Om en allergisk reaktion, dermatit eller utslag utvecklas bör läkare vidtalas.
 6. Kasta bort spetsar och tomma sprutor på korrekt sätt.
 7. Då denna produkt används ska inte blandarspetsen avlägsnas före nästa användning.
 8. Desinficera sprutan mellan användningarna. Läs igenom anvisningarna, varningarna, försiktighetsåtgärder och säkerhetsdatablad innan du påbörjar behandlingen. För säkerhetsdatablad och ytterligare information om användningen av våra produkter hänvisas till www.ultradent.com.

Opal®Band™
 Orthodontic Band Cement

Beskrivelse:
 Opal® Band™ cement er en lyseblå, to-delt, resinbaseret, ortodontisk gljasjonmercement med tredobbel afbinding.

Indikationer:
 Dette produkt anvender kemisk, lys- og gljasjonmerpolymerisering til at cementere alle typer ortodontiske bånd til tænderne.
 Brugsanvisning:
 1. Efter fastlæggelse af den korrekte båndstørrelse pudes tanden, og emaljen efterlades let fugtig.

Valgfrit: Abrader den indvendige del af båndet med et fint diamantbor eller mikroetsning.
 2. Tag hæften af dobbeltsprøjet med et dreje den mod uret, og kasser den.
 OBS: Inden spidsen sættes på, skal det kontrolleres, at materialet flyder jævnt ud af begge sprøjteåbninger ved at trykke en lille smule ud på en blandedok. Udvis forsigtighed for ikke at krydskontaminere åbningerne. Den brugte blandingspids skal blive siddende på indtil næste anvendelse, hvor en ny pids sættes på. Kasser den gamle blandespids, efter den fjernes.
 3. Fæst blanderspidsen på ved at justere de indvendige hæftestifter med sprøjteåbningerne. Drej den i urets retning for at låse den fast og kontroller flowet.
 4. Anbring den ønskede mængde på båndets indvendige overflade.
 5. Sæt båndet på plads på tanden og fjern overskydende cement med en vatulle eller et stykke gaze.
 6. Lyspolymeriser den okklusale overflade med VALO med 2 cyklusser med en 3-sekunders plasma eller 20 sekunder for lamper, hvis udgang < 600 mW/cm².
 7. Bandcementen afbinder kemisk efter 10 minutter, hvis der ikke lyspolymeriseres.

BEMERK: I situationer, hvor der kræves mere kraft (RPE eller lignende fast apparatur), skal emaljen enten ætzes eller have appliceret en selvetsende primer, inden båndet sættes på, for at opnå signifikant forøget af adhesionen.
 Forholdsregler og advarsler:
 1. Læs og forstå alle vejledninger nøje inden brug.
 2. Læs alle forholdsreglerne på de individuelle produktindlægssedler inden anvendelse.
 3. Der må kun anvendes anbefalede spidsar.
 4. Bandementen skal opbevares i køleskab, når den ikke anvendes.
 5. Hvis der opstår en allergisk reaktion, dermatitis eller eksem, skal der søges læge.
 6. Bortskaf spidserne og de tomme sprøjter på korrekt vis.
 7. Blandspidsen må ikke tages af før næste anvendelse.
 8. Desinficér sprøjten mellem hver anvendelse. Gennemgå vejledning, advarsel, forholdsregler og SDS inden du påbegynder behandling. For SDS og yderligere oplysninger om vores produkter, bedes du gå til www.ultradent.com.

Opal®Band™
 Orthodontic Band Cement

Kuvaus:
 Opal® Band™ -sementti on vaaleansininen, kaksiosainen, mikrokovetteinen resiniinipohjainen ortodontinen lasi-ionimeriseimentti.

Käyttöaiheet:
 Tämä tuote koventuu kemiallisen reaktion, valon ja lasi-ionimerin polymerisaation vaikutuksesta, ja sillä voidaan sementoida kaikenkokoisia ortodonttisia renkaita kiinni hampaisiin.
 Käyttöohjeet:
 1. Kun olet määrittänyt renkaan koon, valitsele ja huuhtele hampaat jättäen kiinteän hieman kosteaksi.

Vaihtoehto: karhenna renkaan sisäpintaa hieinan hiennolla timontiporalla tai mikroetsaajalla.
 2. Poista kaksiosuiskun korkki kiertämällä vastapäivään; hävitä korkki.
 HUOMAA: Ennen kärjen kiinnittämistä purista pieni määrä sekoituslustralle tasaisen virtauksen varmistamiseksi. Varo, etteivät aukot ristikonimistöillä. Jätä käytetty sekoituskätki paikalleen korkiksi, kunnes uusi sekoituskätki kiinnitetään paikalleen ennen seuraavaa käyttöä. Hävitä poistettu vanha sekoituskätki.
 3. Liitä sekoituskätki kohdistamalla sisäiset korkkivarret ruiskun aukkojen kohdalle. Lukitse paikalleen kiertämällä myötäpäivään, ja varmista virtaus.
 4. Levitä sopiva määrä renkaan sisäpinnalle.
 5. Aseta rengas hampaaseen ja poista liika sementti puuvillatupolla- tai harsolla.
 6. Valokoveta okklusaalipinta VALO-valokovettimellä 2 jaksos ajan (3 sekunnin plasma) tai 20 sekunnin ajan, jos valoteho on <600mW/cm².
 7. Rengasementti koventuu kemiallisesti 10 minuutin kuluessa ellei valoa käytetä.
 HUOMAA: Jos renkaisiin kohdistuu suurempia voimia (RPE- tai vastaava laitteet), kiitteen etsaus tai eskäsitteily itse-etsaavalla primerillä ennen renkaan asettamista lisää tarttuvuutta merkittävästi.

Varoituksia ja varotoimenpiteitä:
 1. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja sisäistä ne ennen käyttöä.
 2. Lue ennen käyttöä kaikki yksittäisten tuotteiden pakkauslestoiteissa olevat varotoimia koskevat tiedot.
 3. Käytä ainoastaan suositeltuja kärkiä.
 4. Säilytä jäädytetty rengasementti jääkaapissa, kun sitä ei käytetä.
 5. Jos ilmenee allerginen reaktio tai ihottuma, on otettava yhteyttä lääkäriin.
 6. Hävitä kärjet ja tyhjät ruiskut asianmukaisesti.
 7. Älä poista sekoituskärkeä ruiskusta, vaan jätä se paikalleen seuraavaa käyttökertaa varten.
 8. Desinifoi ruiskun käyttökerjojen välillä. Lue ohjeet, varoitukset, varotoimet sekä käyttöturvallisuustiedote ennen hoidon aloittamista. Käyttöturvallisuustiedotetta ja tuoteidemme käyttöä koskevia lisätietoja on saatavana verkkosivustoltamme www.ultradent.com.

8. Annettava yhteys lääkäriin.
 9. Jos ilmenee allerginen reaktio tai ihottuma, on otettava yhteyttä lääkäriin.
 10. Hävitä kärjet ja tyhjät ruiskut asianmukaisesti.
 11. Älä poista sekoituskärkeä ruiskusta, vaan jätä se paikalleen seuraavaa käyttökertaa varten.
 12. Desinifoi ruiskun käyttökerjojen välillä. Lue ohjeet, varoitukset, varotoimet sekä käyttöturvallisuustiedote ennen hoidon aloittamista. Käyttöturvallisuustiedotetta ja tuoteidemme käyttöä koskevia lisätietoja on saatavana verkkosivustoltamme www.ultradent.com.

Opal®Band™
 Orthodontic Band Cement

Περιγραφή:
 Η κοιλία Opal® Band™ είναι μια υαλο-ιονομερής, διμερής ορθοδοντική κοιλία με ανοιχτό μπλε χρώμα, για τριπλό πολυμερισμό, με βήση τη ρητίνη.

Ενδείξεις:
 Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί γημικό, φωτεινό και υαλο-ιονομερές πολυμερισμό για να συγκολληθεί ολόκληρος τύπος τύπους ορθοδοντικών χρωλών στα δόντια.
 Οδηγίες χρήσης:
 1. Αφού καθαρίσετε την προσαρμογή δακτύλου, εκτελέστε προφύλαξη και ξεπλύνετε το δόντι αφηρίωντας την αδαμαντίνη ελαφρά υγρή.

Προαιρετικό: τραχύνετε ελαφρά το εσωτερικό μέρος του δακτύλου με ένα λεπτό δαμαντινίου γλίφρα ή μικροαβροποητή.
 2. Αφαιρέστε το πήμα από τη σύριγγα διπλής κώνης περιστρέφοντας το αριστερόστροφα και πετάξτε το.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού συνδέσετε το άκρο, επαληθεύστε ομοιομορφία ροής και από τα δύο στόμια της σύριγγας, βγάζοντας ένα μικρό ποσοστό στην παλέτα ανάμειξης. Δώστε προσοχή για να μην προκληθεί μόλυνση στα στόμια. Το χρησιμοποιούμενο άκρο ανάμειξης παραμένει στη θέση του ως πήμα έως ότου συνδεθεί ένα νέο άκρο ανάμειξης προτού το επαναχρησιμοποιήσετε. Πεταξτε το παλιό άκρο ανάμειξης όταν το αφαιρέσετε.
 3. Συνδέστε το άκρο ανάμειξης ευθυγραμμίζοντας τα εσωτερικά στελέχη πτώματος με τα στόμια της σύριγγας. Περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να ασφαλιστεί και επαληθεύστε τη ροή.
 4. Θέστε το επιθυμητό ποσοστό στην εσωτερική επιφάνεια του δακτύλου.
 5. Τοποθετήστε το δακτύλιο στο δόντι και καθαρίστε το περίοιο ταιμόνιο με ένα ρολό από βαμβάκι ή γάζα.
 6. Εκτελέστε φωτοπολυμερισμό της συγκολλητικής επιφάνειας με το VALO χρησιμοποιώντας 2 κύκλους 3 δευτερολέπτων ή 20 δευτερολέπτα με παραγωγή <600mW/cm².
 7. Το ταιμόνιο δακτύλου θα πολυμεριστεί χημικά μετά από 10 λεπτά εάν δεν χρησιμοποιηθεί φως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε καταστάσεις υψηλότερης ισχύος (RPE ή προμοιων σταθερών συσκευών), η άδρποση της αδαμαντίνης ή η γρανση με ένα επενδυτικό υλικό αυτοαδρποσητική πριν από την τοποθέτηση του δακτύλου θα αυξήσει σημαντικά την επικόλληση.
 Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις:
 1. Διαβάστε και κατανοήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
 2. Αναθεωρήστε όλες τις προφυλάξεις στα ατομικά ένθετα προϊόντων πριν από τη χρήση.
 3. Χρησιμοποιήστε μόνο τα συσταμμένα άκρα.
 4. Φυλάξτε το ταιμόνιο δακτύλου στο ψυγείο όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
 5. Εάν εμφανιστεί αλλεργική αντίδραση, διακομηθείτε ή εάν υπάρχει, συμβουλευτείτε ιατρό.
 6. Πεταξτε τα άκρα και τις άδειες σύριγγες με τον κατάλληλο τρόπο.
 7. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, μην αφαιρέτε το άκρο ανάμειξης μέχρι την επόμενη χρήση.
 8. Απομυκωνίστε τις σύριγγες μεταξύ χρήσεων. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες, τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών (SDS) προτού ξεκινήσετε τη θεραπεία. Για το SDS και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ultradent.com.

9. Διαβάστε και κατανοήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
 10. Αναθεωρήστε όλες τις προφυλάξεις στα ατομικά ένθετα προϊόντων πριν από τη χρήση.
 11. Χρησιμοποιήστε μόνο τα συσταμμένα άκρα.
 12. Φυλάξτε το ταιμόνιο δακτύλου στο ψυγείο όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
 13. Εάν εμφανιστεί αλλεργική αντίδραση, διακομηθείτε ή εάν υπάρχει, συμβουλευτείτε ιατρό.
 14. Πεταξτε τα άκρα και τις άδειες σύριγγες με τον κατάλληλο τρόπο.
 15. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, μην αφαιρέτε το άκρο ανάμειξης μέχρι την επόμενη χρήση.
 16. Απομυκωνίστε τις σύριγγες μεταξύ χρήσεων. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες, τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών (SDS) προτού ξεκινήσετε τη θεραπεία. Για το SDS και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ultradent.com.