

PermaFlo™ Pink <p>Flowable Composite</p>	EN
<div><b>Product Description</b></div> <p>PermaFlo™ Pink composite is a light-cured, radiopaque, methacrylate based flowable composite. PermaFlo Pink composite contains 1µm average particle size with narrow upper limit particle distribution. It is thixotropic, 68% filled. For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.</p> <div><b>Delivery Form(s)</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>1.2 ml delivery syringe</li> <li>Delivery tip: <ul style="list-style-type: none"><li>Micro 20 ga tip</li></ul></li></ul>	
<div><b>Indications for Use/Intended Purpose</b></div> <p>Restorative composites are used for direct and indirect restorations in both the anterior and posterior regions.</p> <div><b>Contraindications</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Do not use on patients with known sensitivity to methacrylates or other resins. If dermatitis, rash, or other allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly and have patient consult their physician.</li> <li>Do not use on patients with allergic concerns, refer to product allergen information available at <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.</li></ul> <div><b>Warnings and Precautions</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Resins can be sensitizing. Do not use on patients with a known sensitivity to acrylates or other resins. If allergic reaction, dermatitis, or rash develops, have patient consult their physician.</li> <li>To avoid cross-contamination, use clean gloves and a clean instrument.</li> <li>Redirect overhead light to prevent premature polymerization.</li> <li>To optimize bond to each succeeding layer, do not remove oxygen inhibition layer between incremental layers of composite.</li> <li>Ensure composite is totally polymerized between layers; partially cured material could cause pulpal irritation and will have deficient physical properties.</li></ul>	
<div><b>Stepwise Instructions</b></div> <div><b>Preparation</b></div> <ol style="list-style-type: none"><li>Remove luer lock cap and securely attach a recommended delivery tip onto syringe.</li> <li>Verify flow and consistency prior to applying intraorally. If resistance is met, replace tip and try again.</li> <li>Isolate preparation with retraction cord and/ or rubber dam to control sulcular fluid.</li> <li>Etc) according to manufacturer's instructions.</li> <li>Apply bonding agent to preparation according to manufacturer's instructions.</li></ol> <div><b>Use</b></div> <ol style="list-style-type: none"><li>Apply first layer of PermaFlo Pink composite (0.5–1.5 mm) and light cure. Follow with 2 mm increments, curing after each increment. For curing lights with an intensity of ≥800 mW/cm2 in the wavelength region of 385–515 nm, cure each layer for 10 seconds. A final cure of 20 seconds is recommended.</li> <li>Shape and finish using preferred method.</li></ol> <div><b>Processing</b></div> <p>To avoid cross-contamination, wipe syringe with an intermediate-level disinfectant between uses and use a disposable barrier sleeve. If a barrier sleeve is not used, syringe should be treated as single-use.</p> <div><b>Storage and Disposal</b></div> <p>Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations.</p> <div><b>Miscellaneous Information</b></div> <p>Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority. <p><a href="http://www.ultradent.com/">www.ultradent.com/</a> +1-800-552-5512 / 801-572-4200</p></p>	

PermaFlo™ Pink <p>Composito fluido</p>	IT
<div><b>Descrizione del prodotto</b></div> <p>Il composito PermaFlo™ Pink è un composito fluido fotopolimerizzabile a base di metacrilato. Il composito PermaFlo Pink contiene particelle di una dimensione media di 1µm con una distribuzione stretta delle particelle di alta superiore. È isotropico, riempito al 68%. Per tutti i prodotti descritti, prima dell'utilizzo, leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni e le informazioni contenute nella scheda di sicurezza.</p> <div><b>Aspetto del prodotto confezionato</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Siringa di erogazione da 1,2 ml</li> <li>Puntale di erogazione: <ul style="list-style-type: none"><li>Puntale micro 20 ga</li></ul></li></ul>	
<div><b>Indicazioni per l'uso/Scopo previsto</b></div> <p>I compositi PermaFlo Pink sono utilizzati per restauri diretti e indiretti sia nella regione anteriore che in quella posteriore.</p> <div><b>Contraindicazioni</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Non usare su pazienti con sensibilità accertata verso metacrilati o altri tipi di resine. Se vengono riscontrate dermatiti, eruzioni cutanee o altre reazioni allergiche, sciacquare abbondantemente l'area esposta e di indirizzare il paziente a consultare il proprio medico specialista.</li> <li>Per pazienti o utenti con problemi di allergie, fare riferimento al prodotto disponibile all'interno del prodotto disponibile all'indirizzo <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Se si manifestano reazioni allergiche, lavare accuratamente con acqua la zona interessata e indirizzare il paziente a sottoporsi ad un consulto medico specialista.</li></ul> <div><b>Avvertenze e precauzioni</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Le resine possono essere sensibilizzanti. Non utilizzare su pazienti con sensibilità accertata agli acrilati o ad altri tipi di resine. In caso di reazioni allergiche, dermatiti o eruzioni cutanee, il paziente deve consultare il proprio medico specialista.</li> <li>Per evitare la contaminazione crociata, utilizzare guanti puliti e uno strumento pulito.</li> <li>Allontanare la lampada del riunito per evitare la polimerizzazione prematura del materiale.</li> <li>Per ottimizzare l'adesione con cascano strato successivo, non rimuovere lo strato di inibizione dell'ossigeno tra gli strati incrementali del composito.</li> <li>Assicurarsi che, nei vari strati incrementali il</li></ul>	
<div><b>Composito fluido</b></div> <p>composito sia completamente polimerizzato; il materiale parzialmente polimerizzato potrebbe causare irritazione pulpare e avere proprietà fisiche scadenti.</p> <div><b>Istruzioni procedurali</b></div> <div><b>Preparazione</b></div> <ol style="list-style-type: none"><li>Rimuovere il cappuccio luer-lock e fissare accuratamente alla siringa il puntale di erogazione consigliato.</li> <li>Verificare il flusso e la consistenza prima dell'applicazione intraorale. Se si incontra resistenza, sostituire il puntale e riprovare.</li> <li>Isolare la preparazione con filo di retraction e/o diga di gomma per controllare il fluido sulcular.</li> <li>Modellare e finire secondo le istruzioni del produttore.</li> <li>Applicare l'agente adesivo alla preparazione secondo le istruzioni del produttore.</li></ol> <div><b>Confezionamento</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Non usare su pazienti con sensibilità conosciuta a los metacrilatos o otras resinas. Si se observa dermatitis, erupción u otra reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para los pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alergenos del producto disponible en <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.</li></ul> <div><b>Avvertenze e precauzioni</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Les resins peuvent se sensibilisants. No utiliser en patients avec une sensibilité connue a los acrilatos u otras resinas. Si se observa dermatitis, erupción u otra reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para evitar una contaminación cruzada, use guantes limpios y un instrumento limpio.</li> <li>Redirigir la luz del Equipo dental para evitar la polimerización prematura.</li> <li>Para optimizar la adhesión entre capas, no elimine la capa de inhibición de oxígeno entre capa y capa de composito.</li> <li>Asesgure de que el composito este totalmente polimerizado entre las capas; el composito parcialmente polimerizado podría causar irritación pulpar y tendrá propiedades físicas deficientes.</li></ul>	
<div><b>Composito fluido</b></div> <p>composito sia completamente polimerizzato; il materiale parzialmente polimerizzato potrebbe causare irritazione pulpare e avere proprietà fisiche scadenti.</p> <div><b>Istruzioni procedurali</b></div> <div><b>Preparazione</b></div> <ol style="list-style-type: none"><li>Rimuovere il cappuccio luer-lock e fissare accuratamente alla siringa il puntale di erogazione consigliato.</li> <li>Verificare il flusso e la consistenza prima dell'applicazione intraorale. Se si incontra resistenza, sostituire il puntale e riprovare.</li> <li>Isolare la preparazione con filo di retraction e/o diga di gomma per controllare il fluido sulcular.</li> <li>Modellare e finire secondo le istruzioni del produttore.</li> <li>Applicare l'agente adesivo alla preparazione secondo le istruzioni del produttore.</li></ol> <div><b>Confezionamento</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Non usare su pazienti con sensibilità conosciuta a los metacrilatos o otras resinas. Si se observa dermatitis, erupción u otra reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para los pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alergenos del producto disponible en <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.</li></ul> <div><b>Avvertenze e precauzioni</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Les resins peuvent se sensibilisants. No utilizar en patients avec une sensibilité connue a los acrilatos u otras resinas. Si se observa dermatitis, erupción u otra reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para evitar una contaminación cruzada, use guantes limpios y un instrumento limpio.</li> <li>Redirigir la luz del Equipo dental para evitar la polimerización prematura.</li> <li>Para optimizar la adhesión entre capas, no elimine la capa de inhibición de oxígeno entre capa y capa de composito.</li> <li>Asesgure de que el composito este totalmente polimerizado entre las capas; el composito parcialmente polimerizado podría causar irritación pulpar y tendrá propiedades físicas deficientes.</li></ul>	
<div><b>Composito fluido</b></div> <p>composito sia completamente polimerizzato; il materiale parzialmente polimerizzato potrebbe causare irritazione pulpare e avere proprietà fisiche scadenti.</p> <div><b>Istruzioni procedurali</b></div> <div><b>Preparazione</b></div> <ol style="list-style-type: none"><li>Rimuovere il cappuccio luer-lock e fissare accuratamente alla siringa il puntale di erogazione consigliato.</li> <li>Verificare il flusso e la consistenza prima dell'applicazione intraorale. Se si incontra resistenza, sostituire il puntale e riprovare.</li> <li>Isolare la preparazione con filo di retraction e/o diga di gomma per controllare il fluido sulcular.</li> <li>Modellare e finire secondo le istruzioni del produttore.</li> <li>Applicare l'agente adesivo alla preparazione secondo le istruzioni del produttore.</li></ol> <div><b>Confezionamento</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Non usare su pazienti con sensibilità conosciuta a los metacrilatos o otras resinas. Si se observa dermatitis, erupción u otra reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para los pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alergenos del producto disponible en <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.</li></ul> <div><b>Avvertenze e precauzioni</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Les resins peuvent se sensibilisants. No utilizar en patients avec une sensibilité connue a los acrilatos u otras resinas. Si se observa dermatitis, erupción u otra reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para evitar una contaminación cruzada, use guantes limpios y un instrumento limpio.</li> <li>Redirigir la luz del Equipo dental para evitar la polimerización prematura.</li> <li>Para optimizar la adhesión entre capas, no elimine la capa de inhibición de oxígeno entre capa y capa de composito.</li> <li>Asesgure de que el composito este totalmente polimerizado entre las capas; el composito parcialmente polimerizado podría causar irritación pulpar y tendrá propiedades físicas deficientes.</li></ul>	

PermaFlo™ Pink <p>Flybart komposit</p>	DA
<div><b>Produktbeskrivelse</b></div> <p>PermaFlo™ Pink-komposit er et lyshærdet, radiopaque, metakrylatbaseret flybart komposit. PermaFlo Pink komposit indeholder 1 µm gennemsnitlig partikkelstørrelse med et snalt øvre grenseløb for partikkelfordelingen. Det er thixotropisk, 68% fyldt. For alle produkter beskrevet, læs omhyggeligt alle instruktioner og SDS-oplysninger før alle de beskrevne produkter inden brug.</p> <div><b>Leveringsudgaver</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>1,2 ml leveringsøjspåre</li> <li>Indførelingsspids <ul style="list-style-type: none"><li>Micro 20 ga spids</li></ul></li></ul>	
<div><b>Indikatorer for brug/tilgængel formål</b></div> <p>Restaurative komposit er brugt til direkte og indirekte restaureringer i både de forreste og bagste regioner.</p> <div><b>Kontraindikationer</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Må ikke anvendes på patienter med kendt følsomhed over for metakrylater eller andre harpikser. Hvis dermatitis, udslag eller anden allergisk reaktion observeres, skylles det behandlede område grundigt, og anmod patienten om at konsultere sin læge.</li> <li>For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til produktallergeninformation som findes på <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Hvis der opskrives en allergisk reaktion skylles det eksponerede område grundigt med vand, og patienten skal konsultere sin læge.</li></ul> <div><b>Advarsler og forholdsregler</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Harpiksmaterialer kan være sensibiliserende. Undgå anvendelse på patienter med kendt følsomhed overfor acrylater eller andre harpiksmaterialer. Hvis der opstår allergisk reaktion, dermatitis eller udslag, skal patienten konsultere deres læge.</li> <li>Drug tene håndsker og et rent instrument for at undgå krydskontaminering.</li> <li>Omkring overbelysning for at forhindre for tidlig polymerisering.</li> <li>For at optimere bindingen til hvert efterfølgende lag må ilthæmningslaget mellem inkrementelle lag af komposit ikke fjernes.</li> <li>Sørg for, at komposit er fuldstændigt polymeriseret mellem lagene, ellers hærdet materiale kan forårsage pulpal irritation og vil</li></ul>	
<div><b>Composito fluido</b></div> <p>composito sia completamente polimerizzato; il materiale parzialmente polimerizzato potrebbe causare irritazione pulpare e avere proprietà fisiche scadenti.</p> <div><b>Istruzioni procedurali</b></div> <div><b>Preparazione</b></div> <ol style="list-style-type: none"><li>Rimuovere il cappuccio luer-lock e fissare accuratamente alla siringa il puntale di erogazione consigliato.</li> <li>Verificare il flusso e la consistenza prima dell'applicazione intraorale. Se si incontra resistenza, sostituire il puntale e riprovare.</li> <li>Isolare la preparazione con filo di retraction e/o diga di gomma per controllare il fluido sulcular.</li> <li>Modellare e finire secondo le istruzioni del produttore.</li> <li>Applicare l'agente adesivo alla preparazione secondo le istruzioni del produttore.</li></ol> <div><b>Confezionamento</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Non usare su pazienti con sensibilità conosciuta a los metacrilatos o otras resinas. Si se observa dermatitis, erupción u otra reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para los pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alergenos del producto disponible en <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.</li></ul> <div><b>Avvertenze e precauzioni</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Les resins peuvent se sensibilisants. No utilizar en patients avec une sensibilité connue a los acrilatos u otras resinas. Si se observa dermatitis, erupción u otra reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para evitar una contaminación cruzada, use guantes limpios y un instrumento limpio.</li> <li>Redirigir la luz del Equipo dental para evitar la polimerización prematura.</li> <li>Para optimizar la adhesión entre capas, no elimine la capa de inhibición de oxígeno entre capa y capa de composito.</li> <li>Asesgure de que el composito este totalmente polimerizado entre las capas; el composito parcialmente polimerizado podría causar irritación pulpar y tendrá propiedades físicas deficientes.</li></ul>	
<div><b>Composito fluido</b></div> <p>composito sia completamente polimerizzato; il materiale parzialmente polimerizzato potrebbe causare irritazione pulpare e avere proprietà fisiche scadenti.</p> <div><b>Istruzioni procedurali</b></div> <div><b>Preparazione</b></div> <ol style="list-style-type: none"><li>Rimuovere il cappuccio luer-lock e fissare accuratamente alla siringa il puntale di erogazione consigliato.</li> <li>Verificare il flusso e la consistenza prima dell'applicazione intraorale. Se si incontra resistenza, sostituire il puntale e riprovare.</li> <li>Isolare la preparazione con filo di retraction e/o diga di gomma per controllare il fluido sulcular.</li> <li>Modellare e finire secondo le istruzioni del produttore.</li> <li>Applicare l'agente adesivo alla preparazione secondo le istruzioni del produttore.</li></ol> <div><b>Confezionamento</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Non usare su pazienti con sensibilità conosciuta a los metacrilatos o otras resinas. Si se observa dermatitis, erupción u otra reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para los pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alergenos del producto disponible en <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.</li></ul> <div><b>Avvertenze e precauzioni</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Les resins peuvent se sensibilisants. No utilizar en patients avec une sensibilité connue a los acrilatos u otras resinas. Si se observa dermatitis, erupción u otra reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para evitar una contaminación cruzada, use guantes limpios y un instrumento limpio.</li> <li>Redirigir la luz del Equipo dental para evitar la polimerización prematura.</li> <li>Para optimizar la adhesión entre capas, no elimine la capa de inhibición de oxígeno entre capa y capa de composito.</li> <li>Asesgure de que el composito este totalmente polimerizado entre las capas; el composito parcialmente polimerizado podría causar irritación pulpar y tendrá propiedades físicas deficientes.</li></ul>	

PermaFlo™ Pink <p>Течиво композит</p>	BG
<div><b>Описание на продукта</b></div> <p>Композитът PermaFlo™ Pink е фотоинируем, радиопрозрачен, метакрилатен течиво композит. PermaFlo Pink композитът съдържа 1 µm средна големина на разпространените на частиците. Той е тixotropичен, 68% пълнител. За всички описани продукти преди употреба внимателно прочетете и разберете всички инструкции и съдържанието на информационния лист за безопасност (SDS).</p> <div><b>Формати на доставка</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>1.2ml спринцовка за нанесение</li> <li>Нанесителен кончик <ul style="list-style-type: none"><li>Нанесител Micro 20 га</li></ul></li></ul>	
<div><b>Показания за употреба/Предназначение</b></div> <p>Възстановителните композити се използват за директни и индиректни възстановявания както в предната, така и в задната области.</p> <div><b>Противопоказания</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Не използвайте при пациенти с известна чувствителност към метакрилати или други смоли. Ако се наблюдава дерматит, обрив или друга алергична реакция, измийте изобилно зона с вода и правете консулт с Вашия лекар.</li> <li>За пациенти или потребители с алергични вликуе доказани за алергии на продукта, напийте ги на <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Ако се наблюдава алергична реакция, измийте изобилно зона обилно с вода и накартайте пациента да се консултира с лекаря си.</li></ul> <div><b>Предупреждения и предпазни мерки</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Смесите могат да бъдат sensibilizirani. Не използвайте при пациенти с известна чувствителност към акрилати или други смоли. Ако се развие алергична реакция, дерматит или обрив, помолете пациента да се консултира с неговия лекар.</li> <li>За да избегнете кръстосано замърсяване, използвайте чисти ръкавици и чист инструмент.</li> <li>Предпазете горното осветление, за да предотвратите преждевременната полимеризация.</li> <li>За да оптимизирате връзката към всеки следващ слой, не премавайте инхибиращия оксигенов слой между инкременталните слоеве от композит.</li> <li>Уверете се, че композитът е напълно полимеризиран между слоевете, в противен случай материалът може да причини</li></ul>	
<div><b>Composito fluido</b></div> <p>composito sia completamente polimerizzato; il materiale parzialmente polimerizzato potrebbe causare irritazione pulpare e avere proprietà fisiche scadenti.</p> <div><b>Istruzioni procedurali</b></div> <div><b>Preparazione</b></div> <ol style="list-style-type: none"><li>Rimuovere il cappuccio luer-lock e fissare accuratamente alla siringa il puntale di erogazione consigliato.</li> <li>Verificare il flusso e la consistenza prima dell'applicazione intraorale. Se si incontra resistenza, sostituire il puntale e riprovare.</li> <li>Isolare la preparazione con filo di retraction e/o diga di gomma per controllare il fluido sulcular.</li> <li>Modellare e finire secondo le istruzioni del produttore.</li> <li>Applicare l'agente adesivo alla preparazione secondo le istruzioni del produttore.</li></ol> <div><b>Confezionamento</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Non usare su pazienti con sensibilità conosciuta a los metacrilatos o otras resinas. Si se observa dermatitis, erupción u otra reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para los pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alergenos del producto disponible en <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.</li></ul> <div><b>Avvertenze e precauzioni</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Les resins peuvent se sensibilisants. No utilizar en patients avec une sensibilité connue a los acrilatos u otras resinas. Si se observa dermatitis, erupción u otra reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para evitar una contaminación cruzada, use guantes limpios y un instrumento limpio.</li> <li>Redirigir la luz del Equipo dental para evitar la polimerización prematura.</li> <li>Para optimizar la adhesión entre capas, no elimine la capa de inhibición de oxígeno entre capa y capa de composito.</li> <li>Asesgure de que el composito este totalmente polimerizado entre las capas; el composito parcialmente polimerizado podría causar irritación pulpar y tendrá propiedades físicas deficientes.</li></ul>	
<div><b>Composito fluido</b></div> <p>composito sia completamente polimerizzato; il materiale parzialmente polimerizzato potrebbe causare irritazione pulpare e avere proprietà fisiche scadenti.</p> <div><b>Istruzioni procedurali</b></div> <div><b>Preparazione</b></div> <ol style="list-style-type: none"><li>Rimuovere il cappuccio luer-lock e fissare accuratamente alla siringa il puntale di erogazione consigliato.</li> <li>Verificare il flusso e la consistenza prima dell'applicazione intraorale. Se si incontra resistenza, sostituire il puntale e riprovare.</li> <li>Isolare la preparazione con filo di retraction e/o diga di gomma per controllare il fluido sulcular.</li> <li>Modellare e finire secondo le istruzioni del produttore.</li> <li>Applicare l'agente adesivo alla preparazione secondo le istruzioni del produttore.</li></ol> <div><b>Confezionamento</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Non usare su pazienti con sensibilità conosciuta a los metacrilatos o otras resinas. Si se observa dermatitis, erupción u otra reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para los pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alergenos del producto disponible en <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.</li></ul> <div><b>Avvertenze e precauzioni</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Les resins peuvent se sensibilisants. No utilizar en patients avec une sensibilité connue a los acrilatos u otras resinas. Si se observa dermatitis, erupción u otra reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para evitar una contaminación cruzada, use guantes limpios y un instrumento limpio.</li> <li>Redirigir la luz del Equipo dental para evitar la polimerización prematura.</li> <li>Para optimizar la adhesión entre capas, no elimine la capa de inhibición de oxígeno entre capa y capa de composito.</li> <li>Asesgure de que el composito este totalmente polimerizado entre las capas; el composito parcialmente polimerizado podría causar irritación pulpar y tendrá propiedades físicas deficientes.</li></ul>	

PermaFlo™ Pink <p>Fließfähiges Komposit</p>	DE
<div><b>Produktbeschreibung</b></div> <p>PermaFlo™ Pink Komposit ist ein lichthärtendes, röntgendichtes, fließfähiges Komposit auf Methacrylatbasis. PermaFlo Pink Komposit enthält eine durchschnittliche Partikelgröße von 1 µm mit einem engen Bereich der Partikelverteilung. Es ist thixotrop, mit einem Füllanteil von 68<span> </span>%. Für alle beschriebenen Produkte vor der Verwendung sorgfältig alle Anleitungen und Sicherheitsdatenblätter lesen.</p> <div><b>Lieferformen</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Spritze (1,2 ml)</li> <li>Applikationspistole <ul style="list-style-type: none"><li>Micro 20 ga Spitze</li></ul></li></ul>	
<div><b>Anwendungsbereich/Verwendungszweck</b></div> <p>Füllungs-Komposite werden für direkte und indirekte Restaurationen in Front- und Seitenzahnbereich verwendet.</p> <div><b>Kontraindikationen</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Nicht bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit gegenüber Methacrylaten oder anderen Harzen anwenden. Falls Dermatitis, Hautausschlag oder andere allergische Reaktionen beobachtet werden, spülen Sie den betroffenen Bereich gründlich ausspülen und dafür sorgen, dass der Patient seinen Arzt aufsucht.</li> <li>Bei Patienten mit Allergien mit Verdacht auf Allergien finden Sie Informationen im Allergen-Produktkatalog unter <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>.</li> <li>Bei Patienten mit Allergien, die auf allergische Reaktionen in einem exponierten Bereich gründlich mit Wasser spülen und dafür sorgen, dass der Patient seinen Arzt konsultiert.</li></ul>	
<div><b>Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Harze können sensibilisierend sein. Nicht bei Patienten mit bekannter Sensibilität gegen Acrylate oder andere Harze anwenden. Der Patient muss seinen Arzt aufsuchen, wenn allergische Reaktionen, Dermatitis oder Hautausschlag auftreten.</li> <li>Saubere Handschuhe und ein sauberes Instrument verwenden, um Kreuzkontamination zu vermeiden.</li> <li>Operationstage wegrehren, damit eine vorzeitige Polymerisation verhindert wird.</li> <li>Die Sauerstoff-Inhibitionschicht zwischen den inkrementellen Schichten des Komposit nicht entfernen, um die Bindung an jede nachfolgende Schicht zu optimieren.</li> <li>Unerwünschte Schichten des Komposit zwischen den Schichten vollständig polymerisiert st; teilweise ausgetrocknete Material kann zu Reizungen der</li></ul>	
<div><b>Verarbeitung</b></div> <p>Die Applikationspistole vor jeder Benutzung mit einem Desinfektionsmittel mittlerer Konzentration abwischen und eine entfall-Schutzhülle für den einmaligen Gebrauch verwenden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Wenn keine entfall-Schutzhülle verwendet wird, sollte die Applikationspistole als Einweg-Applikationsinstrument behandelt werden.</p> <div><b>Lagerung und Entsorgung</b></div> <p>Den Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen entsorgen.</p> <div><b>Sonstige Angaben</b></div> <p>Alle schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und zuständigen Behörden zu melden. <p><a href="http://www.ultradent.com/">www.ultradent.com/</a> +1-800-552-5512 / 801-572-4200</p></p>	

PermaFlo™ Pink <p>Composito fluido</p>	ES
<div><b>Descripción del producto</b></div> <p>El composito PermaFlo™ Pink es un composito fluido fotopolimerizable a base de metacrilato. El composito PermaFlo Pink contiene un tamaño de partícula promedio de 1 µm con una distribución de partículas de límite superior estrecho. Es tixotrópico, relleno al 68%. Para todos los productos descritos, lee atentamente e comprende todas las instrucciones y la información de la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.</p> <div><b>Presentación</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Jeringa de administración de 1,2 ml</li> <li>Punta de administración: <ul style="list-style-type: none"><li>Punta micro 20 ga</li></ul></li></ul>	
<div><b>Indicaciones de uso/Fin previsto</b></div> <p>Los composites restauradores se utilizan para restauraciones directas e indirectas en las regiones anterior y posterior.</p> <div><b>Contraindicaciones</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>No usar en pacientes con sensibilidad conocida a los metacrilatos u otras resinas. Si se observa dermatitis, erupción u otra reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para los pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alergenos del producto disponible en <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área exposta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.</li></ul>	
<div><b>Indicaciones de uso/Fin previsto</b></div> <p>Los composites restauradores se utilizan para restauraciones directas e indirectas en las regiones anterior y posterior.</p> <div><b>Contraindicaciones</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>No usar en pacientes con sensibilidad conocida a los metacrilatos u otras resinas. Si se observa dermatitis, erupción u otra reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para los pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alergenos del producto disponible en <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área exposta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.</li></ul>	
<div><b>Indicaciones de uso/Fin previsto</b></div> <p>Los composites restauradores se utilizan para restauraciones directas e indirectas en las regiones anterior y posterior.</p> <div><b>Contraindicaciones</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>No usar en pacientes con sensibilidad conocida a los metacrilatos u otras resinas. Si se observa dermatitis, erupción u otra reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para los pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alergenos del producto disponible en <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área exposta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.</li></ul>	

PermaFlo™ Pink <p>Juokseva kompositi</p>	FI
<div><b>Tuotteen kuvaus</b></div> <p>PermaFlo™ Pink -kompositi on valkokehäinen, röntgenkätevä, metakrylaattipohjainen juokseva kompositi. PermaFlo Pink-kompositin hiukaskoko on keskimäärin 1 µm kapealla hiukaskokajakaumalla ylärajalla. Se on tixotropinen, 68<span> </span>% täynnä. Kaikille tuotteille, lue huolellisesti ja sisällytä kaikki kuvattujen tuotteiden ohjeet ja käytöturvallisuustiedotteet ennen tuotteen käyttöä.</p> <div><b>Antotapa/-tavat</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>1,2 ml:n annosteluruiskukruusi</li> <li>Annosteluskäsi <ul style="list-style-type: none"><li>20 ga:n mikrokäsi</li></ul></li></ul>	
<div><b>Käytötaiheet/-tarkoitukset</b></div> <p>Käytötaiheet kompositia käytetään sekä etu- että indirektiä restaurointiin ja epäsuorien korjausten.</p> <div><b>Vasta-aiheet</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Älä käytä potilaille, joiden tiedetään olevan herkkiä metakrylaateille tai muille harseille. Jos havaitaan ihottumaa, ihottumaa tai muita allergisia reaktioita, huuhdtele altistunut alue huolellisesti ja pyydä potilasta ottamaan yhteyttä lääkärin.</li> <li>Kätsä allergioiden osalta tuotteen allergisoidokumentointi, joka on saatavilla osoitteessa <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Jos allergisia reaktioita havaitaan, huuhdtele altistunut alue huolellisesti vedellä ja kätösistä poistalla ja suositellaan yhteyttä lääkärin.</li></ul>	
<div><b>Varoitukset ja varoittimet</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Harstet voivat olla herkistäviä. Älä käytä potilaille, joiden tiedetään olevan herkkiä akrylaateille tai muille harseille. Jos allerginen ihoreaktio, ihottumaa tai ihottumaa kehittyy, kehota potilasta ottamaan yhteyttä lääkärin.</li> <li>Käytä puhtaita käsineitä ja puhdasta instrumenttia välttääkseen ristikonaminaation.</li> <li>Suuntaa toimet ja välineet huonevalon suunnasta polymerisointisysteemiä välttämiseksi.</li> <li>Seuravaa kerroksen ottamista tarmuttien vokaali haperuttama estäävä kerros on ei välttämättä yhdistelmämuoto kerrosten välillä.</li> <li>Varmista, että kompositi on täysin polymerisoitunut kerrosten välillä, ostään kuvattuun materiaali voi aiheuttaa hampastymin arystyja ja silia on</li></ul>	
<div><b>Yleistiedot</b></div> <p>puutteellisesti fysikaaliset ominaisuudet.</p> <div><b>Vaiheohjeistaiheet</b></div> <div><b>Valmistelu</b></div> <ol style="list-style-type: none"><li>Poista Luer Lock-ruukki ja kiinnitä suositeltu annostelurätkä tukiavaksi ruukkiin.</li> <li>Tarkista virtaus ja koostumus ennen suunsaistamista käyttämällä. Jos vastustusta havaitaan, vaihda kärsi ja yritä uudelleen.</li> <li>Eristä valmistetä kiristyshalualla jätälä kumullisulla hallittaisessa sulkaulkaisusta nestettä.</li> <li>Etsää valmistajan ohjeiden mukaan.</li> <li>Levitä sidosaiteina valmistamiseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.</li></ol> <div><b>Käyttö</b></div> <ol style="list-style-type: none"><li>Levitä ensimmäinen kerros PermaFlo Pink -kompositi (0,5–1,5 mm) ja koveta valolla. Lisää 2<span> </span>mm välein ja koveta jokaisen kersin jälkeen. Kun kovetusta valolla, jonka intensiteetti on ≥800 mW/cm2 aallonpituusalueella 385–515<span> </span>nm, koveta jokasta kerrosta 10 sekunnin ajan. Lopuksi suositellaan kovetusta 20 sekunnin ajan.</li> <li>Muotoile ja viimestele halutulla menetelmällä.</li></ol>	
<div><b>Prosessointi</b></div> <p>Ristikonaminaation välttämiseksi pyyhi ruisku keskitään desinfiointiaineella käyttökertojen välillä ja käytä kertakäyttöisiä ruiskukorjuja. Jos ruskajousajointia ei käytetä, ruiskua tulee kastella kertakäyttöisellä.</p> <div><b>Säilytys ja hävittäminen</b></div> <p>Hävittä jäte paikallisten sääntöjen, ohjeiden ja määräysten mukaisesti.</p> <div><b>Sekalaiset tiedot</b></div> <p>Ilmoita vakavista tapauksista valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle. <p><a href="http://www.ultradent.com/">www.ultradent.com/</a> +1-800-552-5512 / 801-572-4200</p></p>	

PermaFlo™ Pink <p>Течиво композит</p>	HR
<div><b>Opis proizvoda</b></div> <p>Ružičasti PermaFlo™ kompozit sastojeno je stvrdnjom, radiopakaom, tekućim kompozitom na bazi metakrilata. Ružičasti PermaFlo Pink obuhvaća prümerno veličinu čestica od 1 µm s uskim hornim rasponom. Kompozit je tixotropičan, 68% ispunjen. Za sve opisane proizvode pažljivo pročitajte i proučite sve upute i sigurnosno-tehničke podatke prije uporabe.</p> <div><b>Oblici isporuke</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Poistna Sprica od 1,2 ml</li> <li>Však za potiskivanje: <ul style="list-style-type: none"><li>Micro 20 ga vřak</li></ul></li></ul>	
<div><b>Indikacije za uporabu/namjenu</b></div> <p>Restauracijski kompoziti koriste se za izravne i neizravne restauracije u prednjoj i stražnjoj regiji.</p> <div><b>Kontraindikacije</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Ne koristiti za pacijente s poznatom osjetljivošću na metakrilate ili druge smole. Ako se primijeti dermatitis, osip ili druga alergijska reakcija, temeljito isperite izloeno područje i neka pacijent potraži savjet svog liječnika.</li> <li> Za pacijente ili korisnike s alergijama pročitajte dokum informaciju o alergjenima na <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. U slučaju poruke alergijske reakcije, izloeno područje temeljito isperite vodom i neka se pacijent posavjetuje sa svojim liječnikom.</li></ul>	
<div><b>Upozorenja i mjere opreza</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Smole mogu izazvati alergiju. Ne koristiti na pacijentima za koje je poznato da su osjetljivi na akrilate ili druge smole. Ako se razvije alergijska reakcija, dermatitis ili osip, neka se pacijent posavjetuje sa svojim liječnikom.</li> <li>Da biste izbjegli unakrsnu kontaminaciju, koristite čiste rukavice i čist instrument.</li> <li>Prezervirajte svjetlo iznad glave kako biste spriječili preuranjenu polimerizaciju.</li> <li>Da biste optimizirali vezu svakog slijedećeg sloja, ne uklanjajte inhibicijski sloj kisika između inkrementalnih slojeva kompozita.</li> <li>Uvjerite se da je kompozit potpuno polymeriziran između slojeva; djelomično otvrdnuti materijal mogao bi izazvati iritaciju</li></ul>	
<div><b>Obrada</b></div> <p>Da biste izbjegli unakrsnu kontaminaciju, obrišite brzo i temeljito sredstvo za dezinfekciju srednje razine između upotrebe i upotrijebite jednokratnu sprječnu pregrada. Sprica treba tretirati kao sredstvo za jednokratnu uporabu</p> <div><b>Skladištenje i odlaganje</b></div> <p>Odlomite otpad prema lokalnim pravilima, smjernicama i propisima.</p> <div><b>Ostale informacije</b></div> <p>Prijavite proizvođaču i nadležnom tijelu svaki ozbiljan incident. <p><a href="http://www.ultradent.com/">www.ultradent.com/</a> +1-800-552-5512 / 801-572-4200</p></p>	

PermaFlo™ Pink <p>Compositte fluide rose</p>	FR
<div><b>Description du produit</b></div> <p>PermaFlo™ Pink rose est un composite fluide photopolymérisé, radio-opaque, à base de méthacrylate. Le composite PermaFlo rose se caractérise par une taille de particule moyenne de 1 µm avec une distribution de réaction étroite dans la limite supérieure étendue. Il est thixotropique, chargé à 68<span> </span>%. Pour tous les produits décrits, lisez attentivement et assurez-vous de bien comprendre toutes les instructions et informations de la FDS avant utilisation.</p> <div><b>Type(s) d'application</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Seringue d'application de 1,2 ml</li> <li>Émission d'application: <ul style="list-style-type: none"><li>Embout micro 20 ga</li></ul></li></ul>	
<div><b>Indications d'utilisation/Utilisation prévue</b></div> <p>Les composites de restauration sont utilisés pour les restaurations directes et indirectes dans les régions antérieure et postérieure.</p> <div><b>Contre-indications</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Ne pas utiliser sur des patients présentant une sensibilité connue aux méthacrylates ou autres résines. Si dermatite, éruption cutanée ou autre réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée et demander au patient de consulter son médecin.</li> <li> Pour les patients ou utilisateurs souffrant d'allergies, reportez-vous au document sur les allergènes du produit disponible sur <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>.</li> <li> Mit der bevorzugten Methode formen und fertigstellen.</li></ul>	
<div><b>Avvertenze e precauzioni</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>	

