

Opalustre™ Enamel Micro-Abrasion/Slurry EN

Product Description
Opalustre is a chemical and mechanical abrasion slurry containing 6.6% hydrochloric acid and silicon carbide micro particles that can be rinsed off with water. For all instructions, carefully read and understand all described and SDS information prior to use.

Delivery Forms)

- 1.2 ml syringe
- Delivery tip
- White Mac™ Tip
- OpalCups™
- Bristle
- Ersterhandling

Use
1) Apply Opalustre layer over the area to be treated.
2) Using an OpalCups Bristle at a slow RPM (approximately 500 RPM), apply intermittent medium to heavy pressure for approximately 60 seconds per application.
3) Remove the paste with suction then rinse, evaluate and repeat every 0.2mm has been removed, and repeat as necessary.

Cleanup
1) After final rinse, remove rubber dam, or OpalDam/ OpalDam Green thoroughly.
2) Use the OpalCups Finishing for surface polishing. A fluoride treatment is also recommended.

Contraindications
• Do not use on severe fluorosis.
• Do not use on thin enamel.
• For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.

Warnings and Precautions
• Because of the hydrochloric acid, metucellosis isolation is extremely important when using this product.
• Avoid contact with soft tissue. If product comes in contact with soft tissue, immediately rinse area thoroughly with water.
• Patient, clinician, and assistant must wear protective eyewear.

• Use only recommended tips.
• Keep away from heat and direct sunlight.
• If rubber dam is not used, follow instructions for OpalDam application.
• If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly and have the patient consult their physician.

Stepwise Instructions
Preparation
1) It is recommended to take initial photographs for reference.
2) Using rubber dam and clamps, or following instructions for OpalDam/OpalDam Green application, isolate tooth or teeth to be treated along with one tooth adjacent on each side.
3) Remove Luer lock cap from Opalustre syringe and securely attach White Mac™ tip.
4) Verify flow prior to applying intraoral. If resistance is met, replace tip and re-check.

Use
1) Apply Opalustre layer over the area to be treated.
2) Using an OpalCups Bristle at a slow RPM (approximately 500 RPM), apply intermittent medium to heavy pressure for approximately 60 seconds per application.
3) Remove the paste with suction then rinse, evaluate and repeat every 0.2mm has been removed, and repeat as necessary.

Cleanup
1) After final rinse, remove rubber dam, or OpalDam/ OpalDam Green thoroughly.
2) Use the OpalCups Finishing for surface polishing. A fluoride treatment is also recommended.

Contraindications
• Do not use on severe fluorosis.
• Do not use on thin enamel.
• For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.

Warnings and Precautions
• Because of the hydrochloric acid, metucellosis isolation is extremely important when using this product.
• Avoid contact with soft tissue. If product comes in contact with soft tissue, immediately rinse area thoroughly with water.
• Patient, clinician, and assistant must wear protective eyewear.

• Use only recommended tips.
• Keep away from heat and direct sunlight.
• If rubber dam is not used, follow instructions for OpalDam application.
• If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly and have the patient consult their physician.

Opalustre™ Liquido di micro-abrasione smaltato IT

Descrizione del prodotto
Opalustre è un abrasivo chimico e meccanico in pasta contenente il 6,6% di acido cloridrico e micro particelle di carburo di silicio che possono essere riscioquate con acqua.

Per tutti i prodotti descritti, leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni e le informazioni sulla SDS prima dell'uso.

Modalità di erogazione

• Siringa da 1,2 ml

- Puntale di erogazione
- Puntale Bianca Mac™
- OpalCups™
- Setola
- Rifinitura

Composizione
• Acido cloridrico
• Micro particelle di carburo di silicio

Indicazioni per l'uso/Scopo previsto
Per la rimozione di imperfezioni superficiali (<0,2 mm di profondità), incluso lieve discolorazione da fluorosi.

Contraindicazioni
• Non usare su fluorosi severa.
• Non utilizzare su smalto sottile.

• Per pazienti con problemi di allergia, consultare il documento sugli allergeni del prodotto disponibile su www.ultradent.com. Se si osserva una reazione allergica, sciacquare abbondantemente con acqua tiepida e chiedere al paziente di consultare il proprio medico.

Avvertenze e precauzioni

• A causa dell'acido cloridrico, l'isolamento metuceloso è estremamente importante quando si utilizza questo prodotto.
• Evitare il contatto con i tessuti molli. Se i prodotti vengono a contatto con i tessuti molli, sciacquare immediatamente abbondantemente con acqua.
• Il paziente, il medico e l'assistente devono indossare occhiali protettivi.
• Utilizzare solo suggerimenti consigliati.

• Tenere lontano da fonti di calore e vapore diretta. Se la diga di gomma non viene utilizzata, seguire le istruzioni per l'applicazione OpalDam.

• Se si osserva una reazione allergica, sciacquare abbondantemente l'area esposta e chiedere al paziente di consultare il proprio medico.

Trattamento
Per evitare la contaminazione crociata, pulire la siringa con un disinfettante di livello intermedio tra un utilizzo e l'altro e utilizzare una guaina protettiva non sterile su un'utilizzo successivo. La siringa deve essere trattata come monouso.

Conservazione e smaltimento
Smaltire i rifiuti secondo le regole, le linee guida e i regolamenti locali.

Informazioni varie
Il prodotto è conforme alle normative grave al fabbricante e all'autorità competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Opalustre™ Produkt til emaljemi kroabrasion DA

Produktbeskrivelse
Opalustre er en kemisk og mekanisk sammensætning, der indeholder 6,6 % saltsyre og siliciumkarbidmikropartikler, som kan skylles væk med vand. For alle de beskrevne produkter skal du læse og forstå alle instruktioner og SDS-oplysninger omhyggeligt før brug.

Leveringsformular(er)

- 1,2 ml sprøjte
- Leverings Mac™
- OpalCups™
- Børst
- Erstehåndling

Sammensætning

- Saltsyre
- Mikropartikel af siliciumkarbid

Indikatorer for brug/tilsligt formål
Til fjernelse af overfladiske (<0,2 mm dybde) udfoldkomheder, inklusive mild mæstfarvning fra fluorose.

Kontraindikationer
• Må ikke anvendes ved svær fluorose.
• Brug ikke på tynd emalje.
• For patienter eller brugere med allergier/problemer henvises til produktallergenoplysninger, som findes på www.ultradent.com. Hvis der observeres en allergisk reaktion, skyl det eksponerede område grundigt med vand, og lad patienten konsultere deres læge.

Advarsler og forholdsregler
• På grund af saltsyren er omhyggelig isolering ekstremt vigtig ved brug af dette produkt.
• Undgå kontakt med blødt væv. Hvis produktet kommer i kontakt med blødt væv, skal området straks skylles grundigt med vand.
• Patient, kliniker og assistent skal bære beskyttelsesbriller.
• Der må kun anvendes anbefalede spidser.

• Holdes væk fra varme og direkte sollys.
• Hvis der ikke bruges gummi/kofferdamm, skal den følge instruktionerne for anvendelse af OpalDam.
• Hvis der observeres en allergisk reaktion, skyl det eksponerede område skylles grundigt, og lad patienten konsultere deres læge.

Trinvisse instruktioner
Forbereelse

1) Det anbefales at tage indledende fotografier til referens.
2) Brug gummi/kofferdamm eller Klemmer eller fjern instruktionskort for OpalDam/OpalDam Green til at isolere det område, der skal behandles sammen med den tilstødende tand på hver side.

3) Fjern Luer-Isøthæft fra Opalustre-sprøjten, og fastgør Hvid Mac-spætsen sikret.
4) Kontroller gennemstrømningen inden intraoral anvendelse. Hvis der forekommer modstand, skal forbindelsen udføres og kontrolleres igen.

Brug
1) Påfør Opalustre-laget på det område, der skal behandles.
2) Brug en OpalCups-barste ved et lav drejningsstal (ca. 500 omdrejninger pr. minut), og påfør skævt medium til kraftig tryk i ca. 60 sekunder pr. påføring.
3) Fjern sammensætningen med sug, skyl derefter, vurder om mindre end 0,2 mm er blevet fjernet, og gentag om nødvendigt.

Rengøring
1) Efter endelig skylning skal gummi/kofferdamm eller OpalDam/OpalDam Green fjernes. Skyl grundigt.
2) Brug OpalCups Finishing til overfladepolering. Der anbefales også at bruge et fluoridbeholdt produkt til at polere emaljen efter behandlingen.

Behandling
For at undgå krydstamning, skal sprøjten tæres med et middeleffektivt desinfektionsmiddel mellem brug og når der skal bruges et barrieremateriale til engangsbrug. Hvis der ikke anvendes et barrieremateriale, skal sprøjten behandles som engangsbrug.

Opbevaring og bortskaffelse
Aflad skal bortskaffes i henhold til lokale regler, retningslinjer og forskrifter.

Diverse oplysninger
Dokumentet er et offentligt handelslet til producenten og den kompetente myndighed.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Opalustre™ Микроабразия на эмалл BG

Описание на продукта
Opalustre е химична и механична абразивна суспензия, съдържаща 6,6% хлороводородна и микроцистици силициев карбид, които могат да се измиват с вода.

За всички описани продукти внимателно прочетете и разберете всички инструкции и MSDS преди употреба.

Форма(и) на доставка

- 1,2 ml спринचा
- Съвет за доставка
- Бел Mac™ наконечник
- OpalCups™
- Щетина
- Ерстехандлинг

Композиция
• Монохлороводородна киселина
• Микроцистици от силициев карбид

Показани за употреба / Предназначение
За отстраняване на повърхностни (<0,2 mm дълбочина) леки съцветия, включително лека промяна в цвета от флуороза.

Противопоказания
• Не използвайте при тежка флуороза.
• Не използвайте върху тънък емал.

• За пациенти или потребители с алергични вливиے документи за алергии на продукта, намерени на www.ultradent.com. Ако се наблюдава алергична реакция, изплакнете изложената зона обилно с топла вода и дайте на пациента да консултира със своя лекар.

Предупредения и предпазни мерки
• Поради силната киселина, визуалната изолация е изключително важна при използване на този продукт.

• Избягвайте контакт с мекта тъкан. Ако produktiveto върху контакт с мекта тъкан, незабавно изплакнете обилно зоната с вода.

• Пациент, клиник и асистент му трябва да носят защитни очила.

• Използвайте само препоръчаните накрайници.
• Плазете от топлина и пряка слънчева светлина.

• Ако не се използва гумена защита, следвайте инструкциите за приложението на OpalDam.

• Ако се наблюдава алергична реакция, изплакнете съответно изложената зона и пациентът се консултира със своя лекар.

Потенциални инструкции подготвка
1) Препоръчва се да се направи първоначални

Opalustre™ Zahnschmelz Mikro-Abrasionspaste DE

Produktbeschreibung
Opalustre ist eine chemische und mechanische Abrasionspaste, die 6,6% Salzsäure und Siliciumcarbide-Mikropartikel enthält in einer wasserlöslichen Paste. Alle Kristalle und SDS-Informationen für die beschriebenen Produkte vor Verwendung dieser Produkte sorgfältig lesen und verstehen.

Lieferformen

- > 1,2 ml Spritze
- White Mac™ Spritzspitze
- White Mac™ Tip
- OpalCups™
- OpalCups Bristle
- OpalCups Finishing

Zusammensetzung
• Salzsäure
• Siliciumcarbide-Mikropartikel

Gebrauchszweck / Verwendungszweck
Zum Entfernen von oberflächlichen Zahnfleckenföden (<0,2 mm tief), einschließlich leichter Verfärbungen durch Fluorose.

Kontraindikationen
• Nicht bei schwerer Fluorose anwenden.
• Nicht bei dünnem Zahnschmelz anwenden.
• Informationen zu Patienten oder Anwendern mit Allergien finden Sie im Allergienotwendigen unter www.ultradent.com. Wenn eine allergische Reaktion beobachtet wird, spülen Sie den exponierten Bereich gründlich mit Wasser aus und lassen Sie den Patienten einen Arzt konsultieren.

Warnhinweis und Vorsichtsmaßnahmen
• Aufgrund der Salzsäure ist eine sorgfältige Isolierung bei der Verwendung dieses Produkts äußerst wichtig.
• Kontakt mit Weichgewebe vermeiden. Wenn Produkte mit Weichgewebe in Berührung kommen, spülen Sie den Bereich sofort gründlich mit Wasser aus.
• Patient, Assistent und Assistent müssen eine Schutzbrille tragen.

• Verwenden Sie nur empfohlene Spitzen.
• Für Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
• Wenn kein Kofferdamm verwendet wird, befolgen Sie die Anweisungen für die Anwendung von OpalDam.

• Wenn eine allergische Reaktion beobachtet wird, spülen Sie den exponierten Bereich gründlich aus und lassen Sie den Patienten seinen Arzt konsultieren.

Schrittweise Anleitung
Vorbereitung
1) Es wird empfohlen, Fotos nach der Behandlung als Referenz zu machen.
2) Isolieren Sie mit Kofferdamm und Klemmen oder

OpalDam / OpalDam Grün den zu behandelnden Zahn oder die zu behandelnden Zähne zusammen mit einem Klebkleben Zahn zugreifen. Bereiche mit vorher beschriebenen Produkte vor Verwendung dieser Produkte sorgfältig lesen und verstehen.

Gebrauch
1) Tragen Sie die Opalustre-Schicht auf die zu behandelnde Fläche auf.
2) Wenden Sie die Verwendung einer OpalCups-Bürste mit einer langsamen Drehzahl (ca. 500 U / min) einen zehnweligen mittels starkem Druck für ca. 60 Sekunden pro Anwendung.

3) Entfernen Sie die Paste durch Abwaggen, spülen Sie sie aus, prüfen Sie, ob weniger als 0,2 mm entfernt wurden, und wiederholen Sie dies nach Bedarf.

Säuberung
1) Nach dem letzten Spülen Kofferdamm oder OpalDam / OpalDam Grün entfernen. Gründlich ausspülen.
2) Verwenden Sie OpalCups Finishing zum Polieren der Oberfläche. Eine Fluoridbehandlung wird ebenfalls empfohlen.

3) Nehmen Sie Fotos nach der Behandlung als Referenz.
HINWEIS: Für die postoperative Empfindlichkeit werden Kaliumnitrat- oder Fluoridlackprodukte für 30 Minuten nach dem Spülen empfohlen. Bereiche mit tiefer Hypomineralisierung und einige Flecken sprechen möglicherweise nicht über die Behandlung an und erfordern möglicherweise ein zweites Behandlungsgang.

Verarbeitung
Die Spritze vor jeder Benutzung mit einem Desinfektionsmittel mittlerer Konzentration abwischen und eine Einweg-Barriere-Schutzhülle verwenden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Wenn keine Barriere oder Schutzhülle verwendet wird, sollte die Spritze als Einweg-Spritze behandelt werden.

Lagerung und Entsorgung
Den Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen entsorgen.

Sonstige Angaben
Mittelschwere Vorfälle durch Hersteller und der zuständigen Behörde.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Opalustre™ Suspensión para la micro abrasión del esmalte ES

Descripción del producto
Opalustre es una suspensión de abrasión química y mecánica que contiene un 6,6% de ácido clorhídrico y 6.6% de micropartículas de carburo de silicio que se pueden enjuagar con agua.

Para todos los productos descritos, lee atentamente y comprende todas las instrucciones y la información de la SDS antes de usar el producto.

Forma de administración

- Jeringa de 1,2 ml
- Punta de administración
- Punta Mac™ Blanca
- OpalCups™
- Cepillo
- Acabamento

Composición
• Acido clorhidric
• Microparticulas de carburo de silicio

Indicaciones de uso/Fin previsto
Para la eliminación de imperfecciones superficiales (<0,2 mm de profundidad), incluido decoloración leve por fluorosis.

Contraindicaciones
• No usar en fluorosis severa.
• No utilizar en esmalte fino.
• Para pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alergenos del producto disponible en www.ultradent.com. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.

Advertencias y precauciones
• Debido al ácido clorhídrico, un aislamiento metuceloso es extremadamente importante cuando se usa este producto.
• Evitar el contacto con tejidos blandos. Si los productos entran en contacto con el tejido blando, enjuague inmediatamente el área con abundante agua.

• El paciente, el médico y el asistente deben usar gafas protectoras.
• Utilice solo las puntas recomendadas.
• Mantener alejado del calor y la luz solar directa.

• Si no se usa la diga de goma, siga las instrucciones para la aplicación OpalDam.

• Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.

Procesamiento
Para evitar la contaminación cruzada, limpie la jeringa con un desinfectante de nivel intermedio entre usos, y use una guaina protectora no estéril entre usos. Si no se utiliza una barrera, la jeringa debe tratarse como de un solo uso.

Almacenamiento y eliminación
Desheche los residuos de acuerdo con las normas, directrices y regulaciones locales.

Información variada
Este documento es un agente de fabricante y a la autoridad competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Instrucciones passo a passo
1) Antes de aplicar la pasta, tome fotografías iniciales como referencia.

2) Usando diques de goma y pinzas, o siguiendo las instrucciones de uso del OpalDam / OpalDam Verde, asegure la zona de trabajo y asegure el área expuesta con agua y pegue al paciente que consulte a su médico.

3) Aplique una camada de Opalustre sobre a área a ser tratada.
4) Usando uma Cerda OpalCups com velocidade lenta (aproximadamente 500 rpm), aplique uma pressão média a forte intermitente durante 60 segundos por aplicação.

5) Remova a pasta com sucção, em seguida, enxague, ajuve se menos de 0,2 mm foi removido e repita conforme necessário.

Limpeza
1) Após o enxague final, retire o dique de borracha ou o OpalDam/ OpalDam Verde.
2) Use o OpalCups Finalizing para polimento da superfície. Também se recomenda um tratamento com fluor.

3) Tome las fotos finales como referencia.
NOTA: Para la sensibilidad post-intervención recomendamos productos de barniz de nitrato de potasio o fluoruro durante 30 minutos a 8 horas por día. Las áreas con baja mineralización y algunas manchas pueden no responder al tratamiento y pueden requerir restauraciones estéticas. Recomendamos usar productos de barniz después de cada procedimiento.

Uso
1) Aplique una capa de Opalustre sobre el área a tratar.
2) Use una Cerda OpalCups a poca RPM (aproximadamente 500 RPM), aplique presión intermitente de media a fuerte durante 60 segundos por aplicación.

3) Remueva a pasta com sucção, em seguida, enxague, ajuve se menos de 0,2 mm foi removido e repita conforme necessário.

Indicaciones de uso/Utilización prevista
Para remoción de imperfecciones superficiales (<0,2 mm de profundidad), incluindo decoloração leve da fluorose.

Contraindicações
• Não use em esmalte fino.
• Para pacientes ou usuários com alergias, consulte o documento sobre alérgenos do produto disponível em www.ultradent.com. Se houver uma reação alérgica, enxágue bem a área exposta com água e peça ao paciente que consulte o seu médico.

Advertências e precauções
• Na utilização deste produto o isolamento metuceloso é extremamente importante devido ao ácido clorídrico.
• Evitar o contato com tecidos moles. Se o produto entrar em contato com qualquer tecido mole, lavar imediatamente a área com água abundante.
• O paciente, o clínico e o assistente devem usar óculos de proteção.

• Utilizar apêndices após os procedimentos, lavar a direita.
• Se o dique de borracha não for usado, siga as instruções para a aplicação do OpalDam.

• Se ocorrer uma reação alérgica, enxágue bem a área exposta e peça ao paciente para consultar o seu médico.

Processamento
Para evitar a contaminação cruzada, limpe a seringa com um desinfetante de nível intermédio entre usos, e utilize uma proteção não estéril entre os usos. Se não for utilizada uma barreira, a seringa deve ser tratada como de uso único.

Armazenamento e Eliminação
Elimine os resíduos de acordo com as regras, diretrizes e regulamentos locais.

Informações diversas
Este documento é um agente de fabricante e a autoridade competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Preparação
1) Antes de aplicar a pasta, tire fotos iniciais para referência.
2) Usando um dique de borracha e grampos, ou seguindo as instruções para a aplicação do

OpalDam / OpalDam Verde, isole o dente ou dentes a serem tratados juntamente com um dente adjacente a ser tratado.

3) Retire a camada Luer Lock da siringa Opalustre e fixe firmemente a broca de aplicação Opalustre e o paciente.
4) Verifique o fluxo antes da aplicação intraoral. Não use a siringa se houver resistência, substitua a ponta e repita o novo movimento.

Utilização
1) Aplique uma camada de Opalustre sobre a área a ser tratada.
2) Usando uma Cerda OpalCups com velocidade lenta (aproximadamente 500 rpm), aplique uma pressão média a forte intermitente durante 60 segundos por aplicação.

3) Remova a pasta com sucção, em seguida, enxague, ajuve se menos de 0,2 mm foi removido e repita conforme necessário.

Limpeza
1) Após o enxague final, retire o dique de borracha ou o OpalDam/ OpalDam Verde.
2) Use o OpalCups Finalizing para polimento da superfície. Também se recomenda um tratamento com fluor.

3) Tome las fotos finales como referencia.
NOTA: Para la sensibilidad post-intervención recomendamos productos de barniz de nitrato de potasio o fluoruro durante 30 minutos a 8 horas por día. Las áreas con baja mineralización y algunas manchas pueden no responder al tratamiento y pueden requerir restauraciones estéticas. Recomendamos usar productos de barniz después de cada procedimiento.

Uso
1) Aplique una capa de Opalustre sobre el área a tratar.
2) Use una Cerda OpalCups a poca RPM (aproximadamente 500 RPM), aplique presión intermitente de media a fuerte durante 60 segundos por aplicación.

3) Remueva a pasta com sucção, em seguida, enxague, ajuve se menos de 0,2 mm foi removido e repita conforme necessário.

Indicaciones de uso/Utilización prevista
Para remoción de imperfecciones superficiales (<0,2 mm de profundidad), incluindo decoloração leve da fluorose.

Contraindicações
• Não use em esmalte fino.
• Para pacientes ou usuários com alergias, consulte o documento sobre alérgenos do produto disponível em www.ultradent.com. Se houver uma reação alérgica, enxágue bem a área exposta com água e peça ao paciente que consulte o seu médico.

Advertências e precauções
• Na utilização deste produto o isolamento metuceloso é extremamente importante devido ao ácido clorídrico.
• Evitar o contato com tecidos moles. Se o produto entrar em contato com qualquer tecido mole, lavar imediatamente a área com água abundante.
• O paciente, o clínico e o assistente devem usar óculos de proteção.

• Utilizar apêndices após os procedimentos, lavar a direita.
• Se o dique de borracha não for usado, siga as instruções para a aplicação do OpalDam.

• Se ocorrer uma reação alérgica, enxágue bem a área exposta e peça ao paciente para consultar o seu médico.

Processamento
Para evitar a contaminação cruzada, limpe a seringa com um desinfetante de nível intermédio entre usos, e utilize uma proteção não estéril entre os usos. Se não for utilizada uma barreira, a seringa deve ser tratada como de uso único.

Armazenamento e Eliminação
Elimine os resíduos de acordo com as regras, diretrizes e regulamentos locais.

Informações diversas
Este documento é um agente de fabricante e a autoridade competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Preparação
1) Antes de aplicar a pasta, tire fotos iniciais para referência.
2) Usando um dique de borracha e grampos, ou seguindo as instruções para a aplicação do

OpalDam / OpalDam Verde, isole o dente ou dentes a serem tratados juntamente com um dente adjacente a ser tratado.

3) Retire a camada Luer Lock da siringa Opalustre e fixe firmemente a broca de aplicação Opalustre e o paciente.
4) Verifique o fluxo antes da aplicação intraoral. Não use a siringa se houver resistência, substitua a ponta e repita o novo movimento.

Utilização
1) Aplique uma camada de Opalustre sobre a área a ser tratada.
2) Usando uma Cerda OpalCups com velocidade lenta (aproximadamente 500 rpm), aplique uma pressão média a forte intermitente durante 60 segundos por aplicação.

3) Remova a pasta com sucção, em seguida, enxague, ajuve se menos de 0,2 mm foi removido e repita conforme necessário.

Limpeza
1) Após o enxague final, retire o dique de borracha ou o OpalDam/ OpalDam Verde.
2) Use o OpalCups Finalizing para polimento da superfície. Também se recomenda um tratamento com fluor.

3) Tome las fotos finales como referencia.
NOTA: Para la sensibilidad post-intervención recomendamos productos de barniz de nitrato de potasio o fluoruro durante 30 minutos a 8 horas por día. Las áreas con baja mineralización y algunas manchas pueden no responder al tratamiento y pueden requerir restauraciones estéticas. Recomendamos usar productos de barniz después de cada procedimiento.

Uso
1) Aplique una capa de Opalustre sobre el área a tratar.
2) Use una Cerda OpalCups a poca RPM (aproximadamente 500 RPM), aplique presión intermitente de media a fuerte durante 60 segundos por aplicación.

3) Remueva a pasta com sucção, em seguida, enxague, ajuve se menos de 0,2 mm foi removido e repita conforme necessário.

Opalustre™ Pâte de micro-abrasion amelaire FR

Description du produit
Opalustre est une pâte d'abrasion chimique et mécanique contenant de l'acide chlorhydrique à 6,6% et des microparticules de carbure de silicium pouvant être rincées à l'eau.

Pour tous les produits

