

Gishy Goo™ — EN

Product Description

Gishy Goo Silicone Bracket Relief Aid is a flavored, thixotropic, silicone elastomer that holds firmly to brackets and wires. It comes in a syringe with two barrels. One barrel has a white activator material. The other has a light-yellow base material. A pea sized amount of Gishy Goo is dispensed by the patient into their hand, then mixed and applied to brackets or wires at the point of irritation. The product sets in two minutes in place for up to 12 hours. For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

Delivery Form(s)

- 5ml dual barrel syringe

Indications for Use/Intended Purpose

Gishy Goo Silicone Bracket Relief Aid provides mechanical relief and a protective barrier to prevent irritation of soft tissue caused by orthodontic appliances. Gishy Goo Silicone Bracket Relief Aid is applied to points of irritation on brackets, wires and fixed/functional appliances.

Do not use on patients with known allergies to silicones.

Warnings and Precautions

- Children under the age of 12 should be supervised or assisted by parents when using and applying Gishy Goo. Gishy Goo is a choking hazard to children 4 years of age and younger.
- Take Gishy Goo off brackets before sleeping, eating, or drinking, to avoid the chance of choking.
- Do not use. (Large amounts may present a choking hazard.)
- Do not handle using latex gloves.
- The maximum amount of Gishy Goo for each spot is about the size of a pea. If you apply too much, throw it away and try again.

Contraindications

Do not use on patients with known allergies to silicones.

Warnings and Precautions

- Children under the age of 12 should be supervised or assisted by parents when using and applying Gishy Goo. Gishy Goo is a choking hazard to children 4 years of age and younger.
- Take Gishy Goo off brackets before sleeping, eating, or drinking, to avoid the chance of choking.
- Do not use. (Large amounts may present a choking hazard.)
- Do not handle using latex gloves.
- The maximum amount of Gishy Goo for each spot is about the size of a pea. If you apply too much, throw it away and try again.

Gishy Goo™ — IT

Descrizione del prodotto

L'aiuto per il sostegno della staffa in silicone Gishy Goo è un elastomero silicico aromatizzato, tixotropico, che si fissa saldamente a staffe e fili dei cerchi, o di might non set properly.
Per altri prodotti descritti, leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni e le informazioni sulla SDS prima dell'uso.

Per tutti i prodotti descritti, leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni e le informazioni sulla SDS prima dell'uso.

Modalità di erogazione

- Siringa doppia canna da 5 ml

Indicazioni per l'uso/Scopo previsto

L'adiuvante al sollievo dalle irritazioni dovute agli attacchi ortodontici in silicone Gishy Goo fornisce un livello meccanico e una barriera protettiva per prevenire l'irritazione dei tessuti molli causata da apparecchi ortodontici. L'adiuvante al sollievo in silicone Gishy Goo viene applicato ai punti di irritazione sui attacchi, file e apparecchi fissi /funzionali.

Avvertenze e precauzioni

- I bambini di età inferiore ai 12 anni devono essere supervisionati o assistiti dai genitori quando usano e applicano Gishy Goo. Gishy Goo è un rischio di soffocamento per i bambini di età pari o inferiore a 4 anni.
- Gishy Goo può rappresentare un rischio di soffocamento.
- Rimuovere Gishy Goo dalle staffe prima di dormire, mangiare o bere, per evitare la possibilità di soffocamento.
- Non ingerire. (Grandi quantità possono presentare un rischio di soffocamento.)
- Non maneggiare indossando guanti in lattice. Assicurarsi che i guanti non siano a tenuta.
- Non toccare il prodotto con le mani pulite o un pisello. Se spremi troppo, buttalo via e riprova.

Contra-indicazioni

Non usare su pazienti con allergie note ai siliconi.

Avvertenze e precauzioni

- I bambini di età inferiore ai 12 anni devono essere supervisionati o assistiti dai genitori quando usano e applicano Gishy Goo. Gishy Goo è un rischio di soffocamento per i bambini di età pari o inferiore a 4 anni.
- Gishy Goo può rappresentare un rischio di soffocamento.
- Rimuovere Gishy Goo dalle staffe prima di dormire, mangiare o bere, per evitare la possibilità di soffocamento.
- Non ingerire. (Grandi quantità possono presentare un rischio di soffocamento.)
- Non maneggiare indossando guanti in lattice. Assicurarsi che i guanti non siano a tenuta.
- Non toccare il prodotto con le mani pulite o un pisello. Se spremi troppo, buttalo via e riprova.

Gishy Goo™ — DA

Produktbeskrivelse

Gishy Goo lindringshjælp til silikonebøjler er en aromatiseret, thixotropisk silikoneelastomer, der holder fast til bøjler og tråde. Den leveres i en sprøjte med to beholdere. Den ene beholder indeholder et hvidt aktivtende materiale. Den anden indeholder et lysegult basismateriale. Patienten dispenserer et lille mængde på størrelse med en ært af Gishy Goo i deres hånd, som derefter blandes og påføres på bøjlen eller skinnen på irriteringspunktet. Produktet hærdner på to minutter og forbliver på plads i op til 12 timer.

For alle de beskrevne produkter skal du læse og forstå alle instruktioner og SDS-opslysninger omhyggeligt før brug.

Leveringsformular(er)

- 5 ml sprøjte med dobbelt beholder

Indikationer for brug/tilsliget formål

Gishy Goo lindringshjælp til silikonebøjler giver mekanisk lindring og en beskyttende barriere for blødt væv mod irritation af ortodontiske enheder. Gishy Goo lindringshjælp til silikonebøjler anvendes til irriteringspunkter på tandbøjler, skinner og fastsatte /funktionelle enheder.

Kontra-indikationer

Brug ikke på patienter med kendte allergier over for silikoner.

Advarsler og forholdsregler

- Barn under 12 år skal overvåges eller hjælpes af forældre, når de bruger og påfører Gishy Goo. Gishy Goo kan udgøre en kvælningssfare for børn fra 4 år og yngre.
- Tak Gishy Goo af bøjler, før du sover, spiser eller drikker, for at undgå chokrisiko for kvælning.
- Må ikke indtages. (Store mængder kan udgøre en kvælningssfare.)
- Brug ikke latexhandsker.
- Den maksimale mængde Gishy Goo for hvert punkt er omkring størrelsen med en ært.
- Hvis du bemærker for meget ud, skal du smide det væk og prøve igen.
- Du skal blande lige store mængder hvid og farvet Gishy Goo. Hvis du ikke har cirka de samme mængder, skal du smide væk og prøve igen.
- Opbevar ikke Gishy Goo i nærheden af varmeapparater eller i varme biler, ellers vil den muligvis ikke hærdne korrekt.
- Kop ikke eller sæt Gishy Goo på tøj eller stof, da det ikke kan fjernes.

Trinvis instruktioner

Forberedelse

- Fjern hætten ved at dreje mod uret.
- Brug
- Klem en mængde på størrelse med en ært ud på plads på bøjlen eller på den hårde overflade.
- Så snart der er få den samme mængde af hvidt og farvet Gishy Goo sammen, blander du dem og påfører dem på irriteringspunktet.
- Efter brug skal du sætte hættten på igen. Sørg for, at hættten er skruet helt på.

Renngøring

- Gishy Goo fjernes ved at bruge en tandstikker eller en tandbørste til at skubbe det af.
- Gishy Goo kan forblive på plads i op til 12 timer. Fjern al Gishy Goo fra bøjler, inden du går i seng, spiser eller drikker.

Opbevaring og bortskaffelse

- Opbevares ved stuetemperatur.
- Brækets affald i henhold til lokale regler, retningslinjer og forskrifter.
- Må ikke indtages. (Store mængder kan udgøre en kvælningssfare.)
- Brug ikke latexhandsker.
- Den maksimale mængde Gishy Goo for hvert punkt er omkring størrelse med en ært.
- Hvis du bemærker for meget ud, skal du smide det væk og prøve igen.
- Du skal blande lige store mængder hvid

Gishy Goo™ — BG

Описание на продукта
Gishy Goo lindringshjælp til silikonebøjler er en aromatiseret, thixotropisk, silikoneelastomer, der holder fast til bøjler og tråde. Den leveres i en sprøjte med to beholdere. Den ene beholder indeholder et hvidt aktivtende materiale. Den anden indeholder et lysegult basismateriale. Patienten dispenserer et lille mængde på størrelse med en ært af Gishy Goo i deres hånd, som derefter blandes og påføres på bøjlen eller skinnen på irriteringspunktet. Produktet hærdner på to minutter og forbliver på plads i op til 12 timer.

For alle de beskrevne produkter skal du læse og forstå alle instruktioner og SDS-opslysninger omhyggeligt før brug.

Leveringsformular(er)

- 5 ml sprøjte med dobbelt beholder

Indikationer for brug/tilsliget formål

Gishy Goo lindringshjælp til silikonebøjler giver mekanisk lindring og en beskyttende barriere for blødt væv mod irritation af ortodontiske enheder. Gishy Goo lindringshjælp til silikonebøjler anvendes til irriteringspunkter på tandbøjler, skinner og fastsatte /funktionelle ureder.

Protnoindikationer

Do not use on patients with known allergies to silicones.

Warnings and Precautions

- Children under the age of 12 should be supervised or assisted by parents when using and applying Gishy Goo. Gishy Goo is a choking hazard to children 4 years of age and younger.
- Take Gishy Goo off brackets before sleeping, eating, or drinking, to avoid the chance of choking.
- Do not use. (Large amounts may present a choking hazard.)
- Do not handle using latex gloves.
- The maximum amount of Gishy Goo for each spot is about the size of a pea. If you apply too much, throw it away and try again.

Contraindications

Do not use on patients with known allergies to silicones.

Warnings and Precautions

- Children under the age of 12 should be supervised or assisted by parents when using and applying Gishy Goo. Gishy Goo is a choking hazard to children 4 years of age and younger.
- Take Gishy Goo off brackets before sleeping, eating, or drinking, to avoid the chance of choking.
- Do not use. (Large amounts may present a choking hazard.)
- Do not handle using latex gloves.
- The maximum amount of Gishy Goo for each spot is about the size of a pea. If you apply too much, throw it away and try again.

Gishy Goo™ — DE

Produktbeschreibung

Gishy Goo Silikonstift für Brackets ist ein aromatisiertes, thixotropes Silikonelastomer, das fest an Brackets und Drähten haftet. Es wird in einer Zweifeldspritze geliefert. Ein Zylinder enthält weißes Aktiviermaterial. Der andere hat ein helles Basismaterial. Eine erbsengroße Menge von Gishy Goo wird vom Patienten in die Hand gegeben, dann gemischt und an der Stelle der Reizung auf Braket oder Drähte aufgetragen. Das Produkt bindet in zwei Minuten ab und bleibt bis zu 12 Stunden beständig.

Alle Anleitungen und SD-Informationen für alle beschriebenen Produkte vor Verwendung dieser Produkte sorgfältig lesen und verstehen.

Lieferformen

- 5 ml Doppelfeldspritze

Gebrauchshinweise / Verwendungszweck

Gishy Goo Silikonstift für Brackets bietet mechanische Entlastung und eine Schutzbarriere, um eine durch kieferorthopädische Geräte verursachte Reizung des Weichgewebes zu verhindern. Gishy Goo Silikonstift für Brackets wird beim Schließen an Brackets, Drähten und festen /funktionellen Geräten angewendet.

Kontraindikationen

Nicht anwenden bei Patienten mit bekannten Silikonallergien.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Kindern unter 12 Jahren darf die Anwendung von Gishy Goo von den Eltern beaufsichtigt oder unterstützt werden. Gishy Goo kann für Kinder unter 4 Jahren Erststufungsgefahr darstellen.
- Nicht auf die Augen oder den Schädel anwenden oder Trinken von Kindern, um die Gefahr des Erstickens zu vermeiden.
- Nicht verwenden. (Große Mengen können eine Erststufungsgefahr darstellen.)
- Nicht mit Latexhandschuhn handhaben.
- Die maximale Menge an Gishy Goo für jede schmerzhaft Stelle ist ungefähr so groß wie eine Erbse. Wenn Sie zu viel herausdrücken, werfen Sie es weg und versuchen Sie es erneut.
- Mischen Sie die gleiche Menge von weißem und farbigem Material. Wenn Sie zu viel herausdrücken, werfen Sie die gleiche Menge haben und versuchen Sie es erneut.

Gishy Goo™ — ES

• Debería mezclar cantidades iguales del Gishy Goo blanco y de color. Se no tiene las mismas cantidades, jetele el resto y ensaye de nuevo.
• No guarde Gishy Goo cerca de calefactores ni lo deje en vehículos calientes, ya que es posible que no seque correctamente.
• No traiga ni pegue Gishy Goo en ropa o tejidos, porque no podrá limpiarse.
• Si usas en dispensar top, jetele le ensaye y.

Instrucciones paso a paso

Preparación
1) Retire la tapa girando en sentido antihorario.

Uso

- Dispense una cantidad del tamaño de un guisante en el área de irritación. El producto se endurece en 2 minutos y permanece en su lugar hasta 12 horas. Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información de la SDS antes de usar el producto.
- Mezcle con las manos durante aproximadamente 10 segundos.
- Asegúrese de que el área esté bastante seca y coloque Gishy Goo mezclado sobre los brackets en el lugar donde causan irritación. Gishy Goo se aplicará en pronto de irritación en brackets, arames e aparatos fijos/funcionales.

Limpieza

- Fine quitarlo, use un pañillo de dientes o un cepillo de dientes.
- Gishy Goo puede permanecer en su lugar hasta 12 horas. Retire todo el Gishy Goo de los brackets antes de ir a dormir, comer o beber.

Contraindicaciones

Non usar en pacientes con alergias conocidas a los silicones.

Advertencias y precauciones

- Los niños menores de 12 años deben ser supervisados o ayudados por sus padres cuando usen y apliquen Gishy Goo. Gishy Goo puede representar un peligro de asfixia para niños de menos de 4 años.
- Retire Gishy Goo de los brackets antes de dormir, comer o beber, para evitar la posibilidad de asfiox.
- No ingerir. (Grandes cantidades pueden representar un peligro de asfixia.)
- No manipular con guantes de látex.
- La cantidad máxima de Gishy Goo para cada punto es aproximadamente el tamaño de un guisante. Si extrae demasiado, tirelo e inténtelo de nuevo.

Gishy Goo™ — FI

Tuotekuvaus

Gishy Goo -brackettien arystysvälineellä silikoni on makeutettu, tixotropiinen silikonielastomeeri, joka kiinnittyy kiinteästi silikoni- ja metalli-akseliin (kinnitysliikkeen) ja kiskoihin. Se toimittaan kaksivärisenä silikonielastomeerina, jossa yhdistetään valkeaa aktiivimateriaalia ruskeeseen kaksivärisenä silikonielastomeerina. Yhden eräosan määrä on noin 5 milligrammaa. Käytetään vain kerran.

Vaiheittaiset ohjeet

Valmisteluohjeet

- Irota korkki kiintämällä sitä vastapäätä.
- Käyttö

1) Purista herneen kokoinen määrä sormella tai kovalle pinnalle. Varmista, että valkoista ja värillistä ainetta purstautuu yhtä paljon, jos vain yksi väreästä purstuu 50%, hävitä se ja yritä uudelleen.

- Sekoita kaksin vain 10 sekunnin ajan.
- Varmista, että aine on melko kuiva ja aista sekoitettua Gishy Goo arystystä aiheuttavan braketin päälle. Gishy Goo tyytyy noin 2 minuuttia.

- Aseta Gishy Goo väkisin takaisin paikalleen. Varmista, että korkki on tiukasti kiinni.

Puhdistus

- Irota aine ylöntämällä sitä hammaskallista tai -harjalta.
- Gishy Goo voidaan jättää paikalleen jopa 12 tuntia käyttä. Poista kaikki Gishy Goo -braketista ennen nukkumaan menoa, syömistä tai juomista.

Vasta-aiheet

Älä käytä potilailla, joiden tiedetään olevan allergisia silikonielle.

Varoitukset ja varotoimet

- Vanhempien tulee avustaa ja valvoa alle 12-vuotiaita lapsia, kun he käyttävät Gishy Goo. Gishy Goo voi aiheuttaa tukkeutumisvaaran 4-vuotiailla ja sitä nuoremmissä lapsilla.
- Poista Gishy Goo braketista tukkeutumisvaaran välttämiseksi ennen nukkumaan menoa, syömistä tai juomista.
- Älä syö ainetta, jota olet määrännyt vovait tukkeutumisvaaran välttämiseksi.
- Älä käytä latexkäsineillä.
- Käytä enintään herneen kokoinen määrä Gishy Goo kätään arystystä aiheutta kohdalla.
- Älä tuo ruokaa suuhun, kun olet vielä uudelleen.
- Valkoista ja värillistä Gishy Goo tulee sekoittaa yhtä suuret määrät. Jos aineita ei ole yhtä paljon, hävitä ne ja yritä uudelleen.

Tuoteohjeet

- Trabaja da smeslavo travno kolicinstvo bna i oiceteti Gishy Goo. Ako namate priblizno jednako kolicinstvo, isxvjerite i oipitate onovno.
- Ne savcevativajte Gishy Goo u bliznosti od nagreivanih tela, jer to moze izazvati zardjenje. Ako namate Gishy Goo u bliznosti od automobila, pazite da ne zaradite u garazi.
- Ne sisakajte i ne pletite Gishy Goo vruyro drezovi ili na tlo, jer to moze izazvati opasnost od zadavljanja.
- Ne koristite Gishy Goo za skobitje predi da radite, vecine ih pletite.

Poetanski instrukciju podgotovka

- Isxvjerite podkapatko, kako vjertite obratno na časovnikovu streliku.

upotreba

- Isxvjerite podkapatko, kako vjertite obratno na časovnikovu streliku.

Oblici isporuke

- Spremkik u dvostrukom cijevii od 5 ml.

Indikacije za upotrebu/nameravanu svrhu

Gishy Goo silikonski stift za ublažavanje boli je aromatisirano, tixotropno silikonsko elastično sredstvo, koje se čvrsto drži za nosače i žice. Dolazi u Straljici s dva spremnika. Jedan spremnik ima bijeli aktivatorni materijal. Drugi sadrži osnovni materijal u svjetlo-žutoj boji. Pacijent istiskuje Gishy Goo veličine graška u ruku, zatim miješa i nanosi na držač ili žicu na mjestu nadražaja. Proizvod se stvrdnjava za dvije minute i ostaje na mjestu do 12 sati.

Za sve opasne procedure pažljivo pročitate i shvatite upute i podložite se odgovornom tehničkom licu (STL) prije upotrebe.

Oblici isporuke

- Spremkik u dvostrukom cijevii od 5 ml.

Indikacije za upotrebu/nameravanu svrhu

Gishy Goo silikonski stift za ublažavanje boli je aromatisirano, tixotropno silikonsko elastično sredstvo, koje se čvrsto drži za nosače i žice. Dolazi u Straljici s dva spremnika. Jedan spremnik ima bijeli aktivatorni materijal. Drugi sadrži osnovni materijal u svjetlo-žutoj boji. Pacijent istiskuje Gishy Goo veličine graška u ruku, zatim miješa i nanosi na držač ili žicu na mjestu nadražaja. Proizvod se stvrdnjava za dvije minute i ostaje na mjestu do 12 sati.

Za sve opasne procedure pažljivo pročitate i shvatite upute i podložite se odgovornom tehničkom licu (STL) prije upotrebe.

Oblici isporuke

- Spremkik u dvostrukom cijevii od 5 ml.

Indikacije za upotrebu/nameravanu svrhu

Gishy Goo silikonski stift za ublažavanje boli je aromatisirano, tixotropno silikonsko elastično sredstvo, koje se čvrsto drži za nosače i žice. Dolazi u Straljici s dva spremnika. Jedan spremnik ima bijeli aktivatorni materijal. Drugi sadrži osnovni materijal u svjetlo-žutoj boji. Pacijent istiskuje Gishy Goo veličine graška u ruku, zatim miješa i nanosi na držač ili žicu na mjestu nadražaja. Proizvod se stvrdnjava za dvije minute i ostaje na mjestu do 12 sati.

Čišćenje

- Za uklanjanje upotrijebite čekalčiku ili četkicu za zube kako biste je odgnanuli.
- Gishy Goo može da ostane na mjestu do 12 sati. Izvadite vječnu bol primjenjuju je na nosače, vecine ih pletite.

Upozorenja i mjere opreza

- Djecu mlada od 12 godina trebaju biti pod nadzornom ili pomoću roditelja priklom korištenja i primjene Gishy Goo. Gishy Goo može da izazvati opasnost od zadavljanja.
- Ne koristite Gishy Goo za skobitje predi da radite, vecine ih pletite.

Raznovidna informacija

Za više na produktu, preuzmite je ili i/ili puno informacija na produktovna lista na Ultradent.com, ili posetite našu učešajni Web stranicu na www.ultradent.com ili nazovite 1-800-552-5512 (besplatni broj) ili 801-572-4200 (izvan SAD-a).

Dokladivajte za vesni serioznim incident na proizvodivnoj i na kompenitacionoj grupi. Kontaktirajte se s medicinskim specijalistom za vesni, svirajte s ustrojstvom.

Verwenden Sie Gishy Goo nicht in der Nähe von Heizkörpern auf und lassen Sie ihn nicht in der Zweifeldspritze gelieren. Ein Zylinder enthält weißes Aktiviermaterial. Der andere hat ein helles Basismaterial. Eine erbsengroße Menge von Gishy Goo wird vom Patient in die Hand gegeben, dann gemischt und an der Stelle der Reizung auf Braket oder Drähte aufgetragen. Das Produkt bindet in zwei Minuten ab und bleibt bis zu 12 Stunden beständig.

Alle Anleitungen und SD-Informationen für alle beschriebenen Produkte vor Verwendung dieser Produkte sorgfältig lesen und verstehen.

Nicht anwenden bei Patienten mit bekannten Silikonallergien.

Kindern unter 12 Jahren darf die Anwendung von Gishy Goo von den Eltern beaufsichtigt oder unterstützt werden. Gishy Goo kann für Kinder unter 4 Jahren Erststufungsgefahr darstellen.

Nicht auf die Augen oder den Schädel anwenden oder Trinken von Kindern, um die Gefahr des Erstickens zu vermeiden.

Nicht verwenden. (Große Mengen können eine Erststufungsgefahr darstellen.)

Nicht mit Latexhandschuhn handhaben.

Die maximale Menge an Gishy Goo für jede schmerzhaft Stelle ist ungefähr so groß wie eine Erbse. Wenn Sie zu viel herausdrücken, werfen Sie es weg und versuchen Sie es erneut.

Mischen Sie die gleiche Menge von weißem und farbigem Material. Wenn Sie zu viel herausdrücken, werfen Sie die gleiche Menge haben und versuchen Sie es erneut.

Gishy Goo™ — FR

Description du produit

L'aide au soulagement pour brackets en silicone Gishy Goo est un élastomère de silicone aromatisé, thixotropique, qui tient fermement aux brackets et aux fils des cerces, ou de might non set properly.
Le produit est livré dans une seringue à double chambre. Un cylindre contient un activateur blanc. L'autre contient un matériau de base jaune clair. Une petite quantité de Gishy Goo de la taille d'un pois est distribuée dans les mains du patient, puis mélangée et appliquée sur un bracket ou des arcs au point d'irritation. Le produit durcit en deux minutes et reste en place jusqu'à 12 heures.

Pour tous les produits décrits, lisez attentivement et comprenez toutes les instructions et les informations de la FDS avant utilisation.

Type(s) d'application

- Seringue à double utilisation de 5 ml

Indications d'utilisation/ Utilisation prévue

L'aide au soulagement pour brackets en silicone Gishy Goo procure un soulagement mécanique et une barrière protectrice pour prévenir l'irritation des tissus mous causée par les appareils orthodontiques. L'aide de soulagement pour brackets en silicone Gishy Goo est appliquée sur les points d'irritation sur les brackets, les arcs et les appareils fixes/fonctionnels.

Contre-indications

Ne pas utiliser chez les patients présentant des allergies connues aux silicones.

Avertissements et précautions

- Les enfants de moins de 12 ans devraient être supervisés ou assistés par leurs parents lors de l'utilisation et de l'application de Gishy Goo. Gishy Goo peut présenter un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 4 ans.
- Évitez Gishy Goo des brackets avant de dormir, de manger ou de boire.

• Deverá mixturar cantidades iguais de Gishy Goo branco e colorido. Se não tiver a mesma quantidade, jetele o restante e tente novamente.
• Não guar

