

**ottobock.**

# Ortopedski ulošci za odrasle



Quality for life

100 Years  
Quality for life | **ottobock.**

# Ortopedski ulošci za odrasle

Zbog načina života (smanjeno kretanje, neprikladna obuća, hod i sportovi na tvrdim podlogama, povećano opterećenje) savremeni je čovek pri hodu svakodnevno izložen mikrotraumama, koje se od stopala prenose na kolena, kukove i kičmu.

Ottobock individualni ortopedski ulošci smanjuju učinak mikrotrauma i čuvaju sistem za kretanje.

Ulošci su u celosti individualno prilagođeni uz pomoć savremene tehnike 3D otiska stopala. Pri izradi koristimo visokokvalitetne materijale koji su prilagođeni korišćenju u dodiru s kožom.

Ottobock individualni ortopedski ulošci su dizajnirani ne samo da obezbede korigovani položaj stopala, već su dizajnirani da korekcijom stopala utiču na **pravilnu posturu celog tela**.

Izrađuju se individualno od nerekiciranih materijala, sertifikovanih za medicinsku primenu i prilagođenih za dugotrajn kontakt sa kožom.

## Korektivni

U zavisnosti od indikacija uložak može imati potpurnu, rasteretnu ili čak korektivnu funkciju.



70 / 131 / 81  
yellow / red / black  
35 mm

## Sportski

Visokopteretiv uložak za pojačana naprežanja.



154 anthracite / terra /  
stone grey / 32 mm

## Rasteretni

Raspršuje pritisak na stopala i smanjuje mogućnost pojave rana.



07 flesh colour  
30 / 35 mm

**Contour** ili **korektivni** ulošci izrađuju se od višeslojnog materijala različitih tvrdoća. Materijal je elastičan i izdržljiv, pa je i otporan na klimatske promene. Male je težine i otporan je na udarce. Ne kliza.

**Sport** ili **sportski** ulošci takođe se izrađuju od višeslojnog materijala različitih tvrdoća. S obzirom na povećana opterećenja materijal je otporan na habanje i visoko je opteretiv.

**Comfort** ili **rasteretni** ulošci izrađuju se od posebnog materijala koji ima izrazita svojstva distribucije pritiska i posebno se preporučuje za korisnike sa problemom dijabetičnog stopala. Takođe se preporučuje za korisnike koji se bave profesijama kod kojih je neophodno dugotrajno stanjanje (farmaceuti, zubari, frizeri i sl.)

Za drugi kupljeni par uložaka  
dobijate popust od **50%**

### Indikacije

• Ravno stopalo – pes planovalgus • Izdubljeno stopalo – pes excavatus • Sportske aktivnosti • Bol prednjeg dela stopala – metatarsalgia

### Uputstvo za korišćenje i održavanje

Za što duže i delotvornije delovanje uložaka, molimo da sledite ove smernice:




- Postepeno navikavanje
- Nema vremenskog ograničenja u dnevnom nošenju ortopedskih uložaka nakon perioda navikavanja.
- Ulošci se mogu premeštati u različitu obuću, odgovarajuće dubine.
- Pre stavljanja uloška u obuću, izvadite postojeći uložak.
- Uloške nemojte nositi na bosu nogu.
- Uloške čistite penom od sapuna i vlažnom krpom.
- Ostavite ih da se osuše, bez izlaganja suncu ili direktnim izvorima toplote.
- Za čišćenje nemojte koristiti alkohol!

## Ottobock individualni ortopedski ulošci za odrasle



**Otto Bock Sava d.o.o.**  
Industrijska bb, 34000 Kragujevac  
Paunova 82-84, 11000 Beograd  
Vidovdanska 95/33, 37000 Kruševac

T +381 34 200 490  
info@ottobock.rs  
www.ottobock.rs

 Ottobock.Srbija  
 ottobocksrbiya  
 Otto Bock Srbija